

BEAUTIFLY

Lipomassage Slim

Body
series

Masażer ciała
Body massager

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifuly.eu



@beautifuly.eu



beautifuly.eu




/beautifulyeu





@beautifuly.eu

f1



f2



Size device:	145*60*69mm
Weight device:	234g
Charging time:	3-4 hours
Working time:	≥60 minutes
Charging method:	Type-c
Automatic shutdown:	10 minutes
Red light wavelength:	630±5nm

Safety statements

Read the instructions carefully before use. Follow these safety guidelines when using the device.

Instructions for use

Choose the larger or smaller suction cup, depending on the size of the area to be treated. Attach the cup to the device properly locating the lugs and twisting into position.

Device description [page 2 - f1]

1. On/Off button
2. Suction adjustment button
3. LIPO mode button
4. EMS mode button
5. LED indicators
6. Type-C charging input
7. Large suction cup
8. A small suction cup
9. Type-C charging cable

Charging

1. Charge the device by connecting it to a power source using the supplied USB type C cable. While charging, the LEDs will light up sequentially. When the product is fully charged and all six LEDs are lit continuously, disconnect it from the power source.
2. A 2 to 4 hour charge provides up to 1 hour of cordless use.
3. All 6 LEDs will blink 5 times if the battery is low and needs charging.

BODY mode

1. Press the power button to turn on the device, then the device will work in a body mode. LIPO and EMS work on level 1.
 2. Press LIPO to increase the suction level, press EMS to increase the EMS level. The suction and EMS operate in 3 levels, indicated by 3 orange LEDs.
- Note: In the first use, we suggest starting with level 1 for both the EMS and LIPO modes. Applying a small amount of baby oil or massage oil can help the gliding effect, but avoid using perfumed oils, which can damage the plastic suction cup.
3. Once the settings are set, firmly place the cup on the desired body part and glide across the skin very slowly.
 4. For best results, treatment should take 3 to 5 minutes per area every day.
 5. When both the LIPO and EMS are on, you should feel both the suction and light electric currents. To stop immediately if either becomes uncomfortable, press the large "Release" button. Adjust the levels to a lower setting before continuing.
 6. Press the power button one time to switch to FACE mode or press it twice to turn the device off. The device includes an auto-shutoff after 10 minutes.
 7. To remove the cup, twist it counterclockwise.
 8. See the 'cleaning' section below for advice on how to change the filter.

FACE mode

1. Press the power button twice and switch to face mode. Only EMS works, so there's no need for a cup.
2. Press EMS to choose the EMS level, 3 levels are indicated by 3 orange LEDs.
3. Once done, press the power button one time to turn off the device.

Tips for Use

- The anti-cellulite massager is especially effective when used regularly and in conjunction with a healthy, balanced diet and regular exercise.
- During usage, keep moving the device on your body. Hold the unit firmly on the body to avoid dropping it. There is no need to push too hard. If the suction power feels uncomfortable or too powerful at any point, push the "RELEASE" button to release the cup from your body.
- Some temporary reddening or bruising of the treated area is not uncommon. This should disappear within a few days.

Cautions

- People with electronic human organs are forbidden from using it.
- Persons with skin surgery within one month or skin sunburn are prohibited from using the device.
- Forbidden to use by a person with damage to the skin, scars, or electromagnetic sensitivity.
- Take off your watch, glasses, and other metal objects before use.
- Avoid shovel head close to the eyeball.
- Don't operate in the same area for a long time.
- Do not use the device during pregnancy.

Cleaning

1. Unplug the device before cleaning.
2. Remove the cup from the main unit.
3. Use tweezers to remove the filter.

Note: We recommend changing the filter every three months or when you start to feel that the suction power is less powerful.

4. After use, the suction cup should be wiped clean with a damp cloth.
5. Never allow water or any other liquids to come into contact with the main unit. Do not immerse in any liquid to clean.
6. Never use abrasive cleaners, brushes, glass or furniture polish, paint thinner etc. to clean the device.

Storage

- Keep it dry and clean.
- Keep it away from high temperatures.
- Keep it out of reach of children.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Enhetsstørrelse:	145*60*69 mm
Enhetsvekt:	234g
Ladetid:	3-4 timer
Jobbe tid:	≥60 minutter
Lademetode:	type c
Automatisk avslåing:	10 minutter
Bølgelengde for rødt lys:	630±5nm

Sikkerhet

Les disse instruksjonene før du bruker produktet og følg anbefalingene deri når du bruker enheten.

Instruksjoner for bruk

Velg en større eller mindre dyse, avhengig av størrelsen på området som skal masseres. Fest munnstykket til enheten ved å plassere de små fremspringene riktig og vri den.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. På/av-knapp
2. Sugejusteringsknapp
3. LIPO-modusknapp
4. EMS-modusknapp
5. Diodeindikatorer
6. Type-C ladeinngang
7. Stor sugekopp
8. Liten sugekopp
9. Type-C ladekabel

Landing

1. Lad enheten din ved å koble den til en strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB Type-C-kabelen. Lysdiodene vil lyse sekvensielt under lading. Når produktet er fulladet og alle seks LED-lampene lyser kontinuerlig, kobler du produktet fra strømkilden.
2. Lading i 2 til 4 timer gir omtrent 1 times trådløs bruk.
3. Når enheten er slått på, vil alle 6 lysdiodene blinke 5 ganger hvis batteriet er lavt og må lades.

BODY-modus

1. Trykk kort på strømknappen for å slå på enheten. Enheten fungerer i Body-modus. LIPO og EMS opererer på nivå 1.
 2. Trykk på LIPO for å øke sugenivået, trykk på EMS for å øke EMS-nivået. Både sug og EMS har 3 nivåer indikert med 3 oransje lysdioder.
- Merk følgende! For første gangs bruk anbefales det å starte på nivå 1 for både EMS- og LIPO-modus. Å påføre en liten mengde babyolje eller massasjeolje på huden kan hjelpe med glideeffekten. Unngå imidlertid å bruke parfymerte oljer, som kan skade plastmunnstykket.
3. Etter å ha justert innstillingene til dine behov, plasser sugeheten på den valgte delen av kroppen og flytt den veldig sakte over huden.
 4. For best resultat, gjenta behandlingen på 3 til 5 minutter hver dag.
 5. Når LIPO og EMS er slått på, skal du kjenne både sug på huden og en liten strøm av elektriske strømmer. Hvis noen av dem blir ubehagelige, trykker du på den store "Release"-knappen for å slå av. Før du fortsetter behandlingen, endre innstillingene til et lavere intensitetsnivå.
 6. Trykk på strømknappen én gang for å gå inn i FACE-modus eller trykk to ganger for å slå av enheten. Enheten har en automatisk avstengingsfunksjon etter 10 minutter.
 7. For å fjerne sugedysen, dreier du mot klokken.
 8. Se avsnittet "Rengjøring" nedenfor for instruksjoner om utskifting av filteret.

ANSIKT-modus

1. Trykk på strømkappen to ganger for å bytte til ansiktsmodus. Kun EMS-modus fungerer, så det er ikke nødvendig å bruke sugekoppen.
2. Trykk EMS for å velge EMS-nivå. De 3 nivåene indikeres med 3 oransje lysdioder.
3. Når du er ferdig, trykk én gang på strømkappen for å slå av enheten.

Brukstips

- Anticellulittmassasjeapparatet er spesielt effektivt når det brukes regelmessig, i kombinasjon med et sunt, balansert kosthold og regelmessig mosjon.
- Flytt produktet rundt på kroppen under bruk. Bare hold enhetens deksel godt for å unngå å miste den. Det er ikke nødvendig å presse enheten for hardt mot huden. Hvis sugekraften blir ubehagelig eller for sterk på noe tidspunkt, trykk på "RELEASE"-knappen for å frigjøre dysen fra kroppen.
- Midlertidig rødhet eller blåmerker i det masserte området er ikke uvanlig. Disse symptomene bør forsvinne i løpet av få dager.

Advarsler

- En person med pacemaker kan ikke utføre prosedyrer med enheten.
- Enheten må ikke brukes av personer som har gjennomgått operasjoner eller har fått hudforbrenninger i løpet av den siste måneden.
- Enheten må ikke brukes av personer med hudbetennelse, arr, skade eller elektromagnetisk overfølsomhet.
- Fjern klokke, briller og andre metallgjenstander før du starter arbeidet.
- Unngå kontakt mellom hodet og øyeeplet.
- Ikke hold enheten i samme område over lengre tid.
- Enheten skal ikke brukes av gravide kvinner.

Rengjøring

1. Koble fra enheten før rengjøring.
2. Fjern sugedysen fra enheten.
3. Bruk en pinsett for å fjerne filteret.

Merk: Det anbefales å skifte filteret hver tredje måned eller når du begynner å føle mindre sugekraft.

4. Etter bruk, tørk av dysen med en fuktig klut.
5. La aldri hovedenheten komme i kontakt med vann eller andre væsker. Ikke dypp ned i væske for rengjøring.
6. Bruk aldri skuremidler, børster, glass- eller møbelpolish, malingtynner osv. for å rengjøre enheten.

Oppbevaring

- Hold enheten tørr og ren.
- Holdes unna høy temperatur.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Laitteen koko:	145*60*69mm
Laitteen paino:	234 g
Latausaika:	3-4 tuntia
Työaika:	≥ 60 minuuttia
Lataustapa:	tyyppi c
Automaattinen virrankatkaisu:	10 minuuttia
Punaisen valon aallonpituus:	630±5nm

Turvallisuus

Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä

ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Käyttöohjeet

Valitse suurempi tai pienempi suutin hierottavan alueen koosta riippuen. Kiinnitä suutin laitteeseen asettamalla sen pienet ulkonemat oikein ja kiertämällä sitä.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. On/off-painike
2. Imun säätöpainike
3. LIPO-tilan painike
4. EMS-tilan painike
5. Diodiilmaisimet
6. Type-C lataustulo
7. Suuri imukuppi
8. Pieni imukuppi
9. Type-C latauskaapeli

Lasku

1. Lataa laitteesi liittämällä se virtalähteeseen mukana toimitetulla USB Type-C -kaapelilla. LED-valot syttyvät peräkkäin latauksen aikana. Kun tuote on ladattu täyteen ja kaikki kuusi LEDiä palavat jatkuvasti, irrota tuote virtalähteestä.
2. 2–4 tunnin lataus tarjoaa noin 1 tunnin langattoman käytön.
3. Kun laite käynnistetään, kaikki 6 LED-valoa vilkkuvat 5 kertaa, jos akku on vähissä ja se on ladattava.

BODY-tila

1. Käynnistä laite painamalla lyhyesti virtapainiketta. Laite toimii Body-tilassa. LIPO ja EMS toimivat tasolla 1.
2. Paina LIPO lisätäksesi imutasoa, paina EMS lisätäksesi EMS-tasoa. Sekä imulla että EMS:llä on 3 tasoa, jotka ilmaistaan kolmella oranssilla LEDillä. Huomio! Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa aloittaa tasolta 1 sekä EMS- että LIPO-tiloissa. Pienen määrän vauvaöljyä tai hierontaöljyä levittäminen iholle voi edistää liukuvaikutusta. Vältä kuitenkin hajustettujen öljyjen käyttöä, sillä ne voivat vahingoittaa muovisuutinta.
3. Kun olet säätänyt asetukset tarpeidesi mukaan, aseta imukorkki valittuun kehon osaan ja liikuta sitä hyvin hitaasti ihon yli.
4. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi toista 3–5 minuutin hoito joka päivä.
5. Kun LIPO ja EMS ovat päällä, sinun pitäisi tuntea sekä imu iholle että lievä sähkövirta. Jos jokin niistä muuttuu epämiellyttäväksi, sammuta se painamalla suurta "Release"-painiketta. Ennen kuin jatkat hoitoa, muuta asetukset pienemmälle intensiteetille.
6. Siirry FACE-tilaan painamalla virtapainiketta kerran tai sammuta laite painamalla sitä kahdesti. Laitteessa on automaattinen sammutustoiminto 10 minuutin kuluttua.
7. Irrota imusuutin kääntämällä sitä vastapäivään.
8. Katso alla olevasta "Puhdistus"-osiosta ohjeet suodattimen vaihtamiseen.

FACE-tila

1. Paina virtapainiketta kahdesti vaihtaaksesi kasvotilaan. Vain EMS-tila toimii, joten imukuppia ei tarvitse käyttää.
2. Paina EMS valitaksesi EMS-tason. Kolme tasoa ilmaistaan kolmella oranssilla LEDillä.
3. Kun olet valmis, sammuta laite painamalla virtapainiketta kerran.

Käyttövinkkejä

- Seluliittihierontalaite on erityisen tehokas, kun sitä käytetään säännöllisesti, yhdessä terveellisen, tasapainoisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan kanssa.
 - Siirrä tuotetta kehossasi käytön aikana. Pidä vain laitteen kotelosta tukevasti kiinni, jotta se ei putoa. Laitetta ei tarvitse painaa liian voimakkaasti ihoa vasten. Jos imuteho tulee jossain vaiheessa epämiellyttäväksi tai liian voimakkaaksi, paina RELEASE-painiketta vapauttaaksesi suuttimen kehostasi.
 - Väliaikainen punoitus tai mustelmat hierovalla alueella ei ole harvinaista. Näiden oireiden pitäisi hävitä muutamassa päivässä.
- Varoitukset**
- Henkilö, jolla on sydämentahdistin, ei voi suorittaa toimenpiteitä laitteen avulla.
 - Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joille on tehty leikkaus tai joilla on palovammoja viimeisen kuukauden aikana.
 - Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on ihotulehdus, arpia, vaurioita tai sähkömagneettinen yliherkkyys.
 - Poista kellot, lasit ja muut metalliesineet ennen työn aloittamista.
 - Vältä pään koskettamista silmämunaan.
 - Älä pidä laitetta samalla alueella pitkään aikaan.
 - Raskaana olevat naiset eivät saa käyttää laitetta.

Puhdistus

1. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistamista.
 2. Irrota imusuutin laitteesta.
 3. Irrota suodatin pinseteillä.
- Huomautus: On suositeltavaa vaihtaa suodatin kolmen kuukauden välein tai silloin, kun imuteho alkaa tuntua pienemmältä.
4. Pyyhi suutin käytön jälkeen puhtaaksi kostealla liinalla.
 5. Älä koskaan anna pääyksikön joutua kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa. Älä upota nesteeseen puhdistusta varten.
 6. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, siveltimiä, lasin tai huonekalujen kiillotusainetta, maalinohennetta jne. laitteen puhdistamiseen.

Varastointi

- Pidä laite kuivana ja puhtaana.
- Pidä poissa korkeista lämpötiloista.
- Pitää poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Enhetsstorlek:	145*60*69 mm
Enhetens vikt:	234g
Laddningstid:	3-4 timmar
Arbetstid:	≥60 minuter
Laddningsmetod:	typ c
Automatisk avstängning:	10 minuter
Våglängd för rött ljus:	630±5nm

säkerhet

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten och följ rekommendationerna däri när du använder enheten.

Användningsinstruktioner

Välj ett större eller mindre munstycke, beroende på storleken på området som ska masseras. Fäst munstycket på enheten genom att placera dess små utsprång på rätt sätt och vrida det.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]

1. På/av-knapp
2. Sugjusteringsknapp
3. Knapp för LIPO-läge
4. EMS-lägesknapp
5. Diodindikatorer
6. Typ-C laddningsingång
7. Stor sugkopp
8. Liten sugkopp
9. Laddningskabel av typ C

Landning

1. Ladda din enhet genom att ansluta den till en strömkälla med den medföljande USB Type-C-kabeln. Lysdioderna tänds sekventiellt under laddning. När produkten är fulladdad och alla sex lysdioderna lyser kontinuerligt, koppla bort produkten från strömkällan.
2. Laddning i 2 till 4 timmar ger cirka 1 timmes trådlös användning.
3. När enheten är påslagen blinkar alla 6 lysdioderna 5 gånger om batteriet är lågt och behöver laddas.

BODY-läge

1. Tryck kort på strömknappen för att slå på enheten. Enheten fungerar i Body-läge. LIPO och EMS fungerar på nivå 1.
2. Tryck på LIPO för att öka sugnivån, tryck på EMS för att öka EMS-nivån. Både sug och EMS har 3 nivåer indikerade av 3 orange lysdioder.
- Uppmärksamhet! För första användningen rekommenderas att börja på nivå 1 för både EMS- och LIPO-lägen. Att applicera en liten mängd babyolja eller massageolja på huden kan hjälpa till med glideffekten. Undvik dock att använda parfymerade oljor, som kan skada plastmunstycket.
3. Efter att ha justerat inställningarna efter dina behov, placera suglocket på den valda delen av kroppen och flytta den mycket långsamt över huden.
4. För bästa resultat, upprepa 3 till 5 minuters behandling varje dag.
5. När LIPO och EMS är påslagna ska du känna både sug mot huden och ett lätt flöde av elektriska strömmar. Om någon av dem blir obehaglig, tryck på den stora "Release"-knappen för att stänga av. Innan du fortsätter behandlingen, ändra inställningarna till en lägre intensitetsnivå.
6. Tryck på strömknappen en gång för att gå in i FACE-läget eller tryck två gånger för att stänga av enheten. Enheten har en automatisk avstängningsfunktion efter 10 minuter.
7. För att ta bort sugmunstycket, vrid det moturs.
8. Se avsnittet "Rengöring" nedan för instruktioner om hur du byter ut filtret.

ANSIKTE-läge

1. Tryck på strömknappen två gånger för att växla till ansiktsläge. Endast EMS-läget fungerar, så du behöver inte använda sugkoppen.
2. Tryck på EMS för att välja EMS-nivå. De 3 nivåerna indikeras av 3 orange lysdioder.
3. När du är klar trycker du på strömknappen en gång för att stänga av enheten.

Användningstips

- Anticellulitmassagen är särskilt effektiv när den används regelbundet, i kombination med en hälsosam, balanserad kost och regelbunden motion.
- Flytta produkten runt din kropp under användning. Håll bara enhetens fodral stadigt för att undvika att tappa den. Det finns ingen anledning att trycka enheten för hårt mot huden. Om sugkraften blir obekväm eller för stark vid något tillfälle, tryck på "RELEASE"-knappen för att frigöra munstycket från din kropp.
- Tillfällig rodnad eller blåmärken i det masserade området är inte ovanligt. Dessa symtom bör försvinna inom några dagar.

Varningar

- En person med pacemaker kan inte utföra procedurer med enheten.
- Enheten får inte användas av personer som har opererats eller fått brännskador på huden under den senaste månaden.
- Enheten får inte användas av personer med hudinflammation, ärr, skador eller elektromagnetisk överkänslighet.
- Ta bort klockor, glasögon och andra metallföremål innan arbetet påbörjas.
- Undvik kontakt mellan huvudet och öngloben.
- Håll inte enheten i samma område under en längre tid.
- Enheten ska inte användas av gravida kvinnor.

Rengöring

1. Koppla bort enheten innan rengöring.
 2. Ta bort sugmunstycket från enheten.
 3. Använd en pincett för att ta bort filtret.
- Obs: Det rekommenderas att byta filtret var tredje månad eller när du börjar känna mindre sugkraft.
4. Efter användning, torka av munstycket med en fuktig trasa.
 5. Låt aldrig huvudenheten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. Sänk inte ner i någon vätska för rengöring.
 6. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, borstar, glas- eller möbelpolish, thinner, etc. för att rengöra enheten.

Lagring

- Håll enheten torr och ren.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvara utom räckhåll för barn.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Enhedsstørrelse:	145*60*69 mm
Enhedens vægt:	234 g
Lade tid:	3-4 timer
Arbejdstid:	≥60 minutter
Opladningsmetode:	type c
Automatisk sluk:	10 minutter
Bølgelængde af rødt lys:	630±5nm

Sikkerhed

Læs venligst denne vejledning, før du bruger produktet og følg anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Brugsanvisning

Vælg en større eller mindre dyse, afhængig af størrelsen på det område, der skal masseres. Fastgør dysen til enheden ved at placere dens små fremspring korrekt og dreje den.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Tænd/sluk-knap
2. Sugejusteringsknap
3. LIPO-tilstandsknap
4. EMS-tilstandsknap
5. Diodeindikatorer
6. Type-C ladeindgang
7. Stor sugekop
8. Lille sugekop
9. Type-C ladekabel

Landing

1. Oplad din enhed ved at slutte den til en strømkilde ved hjælp af det medfølgende USB Type-C-kabel. LED'erne lyser sekventielt under opladning. Når produktet er fuldt opladet, og alle seks LED'er lyser konstant, skal du tage produktet ud af strømkilden.
2. Opladning i 2 til 4 timer giver cirka 1 times trådløs brug.
3. Når enheden er tændt, vil alle 6 LED'er blinke 5 gange, hvis batteriet er lavt og skal oplades.

BODY mode

1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden. Enheden fungerer i kropstilstand. LIPO og EMS fungerer på niveau 1.
2. Tryk på LIPO for at øge sugeniveauet, tryk på EMS for at øge EMS-niveauet. Både sug og EMS har 3 niveauer angivet med 3 orange lysdioder.
Opmærksomhed! Til første brug anbefales det at starte på niveau 1 for både EMS- og LIPO-tilstande. Påføring af en lille mængde babyolie eller massageolie på huden kan hjælpe med glideeffekten. Undgå dog at bruge parfumerede olier, som kan beskadige plastikmundstykket.
3. Efter at have justeret indstillingerne til dine behov, skal du placere sugehætten på den valgte del af kroppen og flytte den meget langsomt hen over huden.
4. For de bedste resultater skal du gentage 3 til 5 minutters behandling hver dag.
5. Når LIPO og EMS er tændt, bør du mærke både sug på huden og en let strøm af elektriske strømme. Hvis nogen af dem bliver ubehagelige, skal du trykke på den store "Release"-knap for at slukke. Inden du fortsætter behandlingen, skal du ændre indstillingerne til et lavere intensitetsniveau.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen én gang for at gå ind i ANSIGTstilstand, eller tryk på den to gange for at slukke for enheden. Enheden har en automatisk nedlukningsfunktion efter 10 minutter.
7. For at fjerne sugedysen, drej den mod uret.
8. Se afsnittet "Rengøring" nedenfor for instruktioner om udskiftning af filteret.

ANSIGT tilstand

1. Tryk på tænd/sluk-knappen to gange for at skifte til ansigtstilstand. Kun EMS-tilstand virker, så der er ingen grund til at bruge sugekoppen.
2. Tryk på EMS for at vælge EMS-niveau. De 3 niveauer er angivet med 3 orange lysdioder.
3. Når du er færdig, skal du trykke én gang på tænd/sluk-knappen for at slukke din enhed.

Brugstips

- Anti-cellulite massageapparatet er særligt effektivt, når det bruges regelmæssigt, i kombination med en sund, afbalanceret kost og regelmæssig motion.
- Flyt produktet rundt på kroppen under brug. Bare hold enhedens etui godt fast for at undgå at tabe det. Der er ingen grund til at presse enheden for hårdt mod huden. Hvis sugekraften bliver ubehagelig eller for stærk på noget tidspunkt, skal du trykke på knappen "RELEASE" for at frigøre dysen fra din krop.
- Midlertidig rødme eller blå mærker i det masserede område er ikke ualmindeligt. Disse symptomer bør forsvinde inden for et par dage.

Advarsler

- En person med en pacemaker kan ikke udføre procedurer ved hjælp af enheden.
- Apparatet må ikke bruges af personer, der er blevet opereret eller har fået forbrændinger af huden inden for den seneste måned.
- Apparatet må ikke bruges af personer med hudbetændelse, ar, skader eller elektromagnetisk overfølsomhed.
- Fjern ure, briller og andre metalgenstande før arbejdet påbegyndes.
- Undgå kontakt mellem hovedet og øjeæblet.
- Hold ikke enheden i det samme område i længere tid.
- Apparatet bør ikke bruges af gravide kvinder.

Rengøring

1. Træk stikket ud før rengøring.
 2. Fjern sugedysen fra apparatet.
 3. Brug en pincet til at fjerne filteret.
- Bemærk: Det anbefales at udskifte filteret hver tredje måned, eller når du begynder at mærke mindre sugekraft.
4. Efter brug tørres dysen af med en fugtig klud.
 5. Lad aldrig hovedenheden komme i kontakt med vand eller andre væsker. Nedsæk ikke i nogen væske til rengøring.
 6. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, glas- eller møbelpolish, malingfortynder osv. til at rengøre enheden.

Opbevaring

- Hold enheden tør og ren.
- Holdes væk fra høje temperaturer.
- Holde utilgængeligt for børn.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Lipomassage Slim Body