

BEAUTIFLY

Glossy Acne

Young
series

Urządzenie ze światłem
LED do walki
z niedoskonałościami
Anti-acne blue LED device


Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu

f1



f2



Size:	161x161x44.5mm
Libra:	110g
Rated power:	5W
Rated current:	1A
Battery:	3.7V polymer lithium ion
Battery Capacity:	500mAh
Included:	satin bag, USB cable, user manual

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. Power button
2. Protective cover
3. Treatment head

Warnings and precautions:

- Do not place or store the device near a water source such as a sink or bathtub.
- Do not immerse the device under water.
- Do not leave the device connected to the network unattended.
- Do not use the device if the cord or power supply is damaged or not functioning properly.
- Use the device only with the included power cord and power supply.
- Keep the device out of the reach of children.
- Make sure your hands are completely dry when operating the device.
- Turn off the device after use or before cleaning and maintenance.
- According to the instructions, use appropriate care creams during the treatment.

Safety rules for use:

1. Use the device only for its intended purpose as described in this manual.
2. Do not use the device on the eyelids, closed eyes, mouth, ears, thyroid gland area, breasts or genitals. Do not use the device around the eyes or mouth.
3. If you feel any discomfort while using the device, stop using it immediately.

How to use:

1. Before first use, make sure the battery is fully charged.
2. When charging, please insert the electric wire into the charger plug and then connect it to the general household power supply. To charge the product, insert the other end of the electric cable into the charging hole in the device. While charging, the LED indicator emits light and turns off when the battery is fully charged.

The charging time of the device is approximately 1.5 hours and the operating time is approximately 2.5 hours.

Power Button - On/Off: Press the POWER button to turn on the device and activate blue photon light mode.

Press the POWER button to turn off the device

Low battery information: When the device's battery is low, the red light next to the button flashes every 2 seconds.

Timing function: The timing function is 3 minutes (the signal appears once every 5 seconds).

How to use:

1. Before the treatment, clean your skin thoroughly.
2. Press the power button to turn on the device.
3. Point the device at the acne-affected area and scan it for five seconds. Move the device over the entire treatment area, making sure all acne-affected parts are scanned in turn.

4. Press the power button to turn off the device.
5. Take an appropriate amount of skin care cream and apply it evenly on the acne-affected areas. Gently massage the product all over your face.
6. Clean the treatment head of the device with a damp cloth or paper towel and apply the protective cap.

Note:

It is recommended to perform a patch test 24 hours before first use to ensure that no adverse reactions occur. Do not use the device on or around the eyes.

Recommendations for using the product:

- The treatment for the entire face lasts 3 minutes. To shorten the procedure, focus on specific problem areas. Treatment time is different for each person.
- To achieve optimal results, use the device 1-2 times daily for 1-2 weeks.
- To achieve long-lasting results after completing the full series of treatments, it is recommended to use the device 2-4 times a month or as needed.

Warnings:

- Do not use the device if you have an implanted pacemaker or internal defibrillator.
- Do not use the device if you have metal implants such as gold threads in the treatment area. However, this does not apply to fillings or dental implants.
- Do not use the device if you have been diagnosed with cancer, have had cancer in the past, especially skin cancer, or have precancerous lesions.
- Do not use the device if you suffer from serious medical conditions, such as heart problems.
- The device should not be used by pregnant or breastfeeding women.
- Do not use the device if you suffer from immunosuppressive diseases, such as AIDS, or are taking immunosuppressive medications.
- Do not use the device if you have any heat-stimulated disease in the treatment area, such as recurrent herpes simplex.
- Do not use the device if you have any active skin conditions within the treatment area such as (but not limited to) ulcers, psoriasis, eczema or rash.
- Do not use the device if you have a history of keloid scarring problem of improper wound healing or sensitive skin.
- Do not use the device if you have had surgery, laser resurfacing or deep chemical peeling in the treatment area within the last three months, or are still undergoing treatment.
- Do not use the device if you have permanent fillers in the treatment area.
- If you have temporary dermal fillers in the treatment area, consult your doctor before using the device.
- Do not use the device if Botox has been administered to the treatment area within the last three months.
- Do not use the device if you have any suspicious lesions in the treatment area.
- Do not use the device if you are taking medications, herbal remedies, vitamins or dietary supplements that may cause your skin to become dry or tender.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Størrelse:	161x161x44,5 mm
Vekten:	110 g
Nominell effekt:	5W
Merkestrøm:	1A
Batteri:	3,7V polymer litiumion
Batterikapasitet:	500 mAh
Inkludert:	satengeske, USB-kabel, brukerveiledning

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Strømknapp
2. Beskyttelsesdeksel
3. Behandlingshode

Advarsler og forholdsregler:

- Ikke plasser eller oppbevar enheten i nærheten av en vannkilde som en vask eller badekar.
- Ikke senk enheten under vann.
- Ikke la enheten være koblet til nettverket uten tilsyn.
- Ikke bruk enheten hvis ledningen eller strømforsyningen er skadet eller ikke fungerer som den skal.
- Bruk enheten kun med den medfølgende strømledningen og strømforsyningen.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
- Sørg for at hendene er helt tørre når du bruker enheten.
- Slå av enheten etter bruk eller før rengjøring og vedlikehold.
- I henhold til instruksjonene, bruk passende pleiekremer under behandlingen.

Sikkerhetsregler for bruk:

1. Bruk enheten kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne håndboken.
2. Ikke bruk enheten på øyelokkene, lukkede øyne, munn, ører, skjoldbruskkjertelområdet, bryster eller kjønnsorganer. Ikke bruk enheten rundt øynene eller munnen.
3. Hvis du føler ubehag mens du bruker enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.

Hvordan å bruke:

1. Før første gangs bruk, sørg for at batteriet er fulladet.
2. Når du lader, må du sette den elektriske ledningen inn i laderpluggen og deretter koble den til den generelle strømforsyningen. For å lade produktet, sett den andre enden av den elektriske kabelen inn i ladehullet i enheten. Under lading lyser LED-indikatoren og slås av når batteriet er fulladet. Ladetiden til enheten er omtrent 1,5 timer og driftstiden er omtrent 2,5 timer.

Strømknapp - På/Av:

Trykk på POWER-knappen for å slå på enheten og aktivere blått fotonlysmodus.

Trykk på POWER-knappen for å slå av enheten

Informasjon om lavt batteri: Når enhetens batteri er lavt, blinker det røde lyset ved siden av knappen hvert 2. sekund.

Timing-funksjon: Timing-funksjonen er 3 minutter (signalet vises en gang hvert 5. sekund).

Hvordan å bruke:

1. Rengjør huden grundig før behandlingen.
2. Trykk på strømknappen for å slå på enheten.
3. Pek enheten mot det akne-påvirkede området og skann det i fem sekunder. Flytt enheten over hele behandlingsområdet, og pass på at alle aknepåvirkede deler skannes etter tur.
4. Trykk på strømknappen for å slå av enheten.
5. Ta en passende mengde hudpleiekrem og påfør den jevnt på de aknepåvirkede områdene. Masser produktet forsiktig over hele ansiktet.

6. Rengjør behandlingshodet på enheten med en fuktig klut eller papirhåndkle og sett på beskyttelseshetten.

Merk:

Det anbefales å utføre en lappetest 24 timer før første gangs bruk for å sikre at ingen bivirkninger oppstår. Ikke bruk enheten på eller rundt øynene.

Anbefalinger for bruk av produktet:

- Behandlingen for hele ansiktet varer i 3 minutter. For å forkorte prosedyren, fokuser på spesifikke problemområder. Behandlingstiden er forskjellig for hver person.
- For å oppnå optimale resultater, bruk enheten 1-2 ganger daglig i 1-2 uker.
- For å oppnå langvarige resultater etter å ha fullført hele serien med behandlinger, anbefales det å bruke enheten 2-4 ganger i måneden eller etter behov.

Advarsler:

- Ikke bruk enheten hvis du har en implantert pacemaker eller intern defibrillator.
- Ikke bruk enheten hvis du har metallimplantater som gulltråder i behandlingsområdet. Dette gjelder imidlertid ikke for fyllinger eller tannimplantater.
- Ikke bruk enheten hvis du har blitt diagnostisert med kreft, har hatt kreft tidligere, spesielt hudkreft, eller har precancerøse lesjoner.
- Ikke bruk enheten hvis du lider av alvorlige medisinske tilstander, for eksempel hjerteproblemer.
- Enheten skal ikke brukes av gravide eller ammende kvinner.
- Ikke bruk enheten hvis du lider av immunsuppressive sykdommer, som AIDS, eller tar immundempende medisiner.
- Ikke bruk enheten hvis du har varmestimulert sykdom i behandlingsområdet, for eksempel tilbakevendende herpes simplex.
- Ikke bruk enheten hvis du har noen aktive hudsykdommer innenfor behandlingsområdet som (men ikke begrenset til) sår, psoriasis, eksem eller utslett.
- Ikke bruk enheten hvis du har hatt keloid arr, dårlig sårheling eller sensitiv hud.
- Ikke bruk enheten hvis du har hatt kirurgi, laserresurfacing eller dyp kjemisk peeling i behandlingsområdet i løpet av de siste tre månedene, eller fortsatt er under behandling.
- Ikke bruk enheten hvis du har permanente fyllstoffer i behandlingsområdet.
- Hvis du har midlertidige hudfyllstoffer i behandlingsområdet, kontakt legen din før du bruker enheten.
- Ikke bruk enheten hvis Botox har blitt administrert til behandlingsområdet i løpet av de siste tre månedene.
- Ikke bruk enheten hvis du har mistenkelige lesjoner i behandlingsområdet.
- Ikke bruk enheten hvis du tar medisiner, urtemedisiner, vitaminer eller kosttillskudd som kan føre til at huden din blir tørr eller øm.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Koko:	161x161x44,5 mm
Vaaka:	110g
Nimellisteho:	5W
Nimellisvirta:	1A
Akku:	3,7 V polymeeri litiumioni
Akun kapasiteetti:	500mAh
Mukana:	satiinilaukku, USB-kaapeli, käyttöohje

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Virtapainike
2. Suojakansi
3. Hoitopää

Varoitukset ja varotoimet:

- Älä aseta tai säilytä laitetta lähellä vesilähdettä, kuten pesualtaan tai kylpyammetta.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä jätä verkkoon kytkettyä laitetta ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta, jos sen johto tai virtalähde on vaurioitunut tai jos se ei toimi kunnolla.
- Käytä laitetta vain mukana tulevan virtajohdon ja virtalähteen kanssa.
- Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kätesi ovat täysin kuivat, kun käytät laitetta.
- Sammuta laite käytön jälkeen tai ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Käytä hoidon aikana asianmukaisia hoitovoiteita ohjeen mukaan.

Käyttöturvallisuusmääräykset:

1. Käytä laitetta vain sen aiottuun tarkoitukseen tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
2. Älä käytä laitetta silmäluomissa, suljetuissa silmissä, suussa, korvissa, kilpirauhasen alueella, rinnoissa tai sukupuolielimissä. Älä käytä laitetta silmien tai suun ympärillä.
3. Jos tunnet epämukavuutta laitteen käytön aikana, lopeta sen käyttö välittömästi.

Kuinka käyttää:

1. Varmista ennen ensimmäistä käyttöä, että akku on ladattu täyteen.
2. Kun lataat, aseta sähköjohto laturin pistokkeeseen ja liitä se sitten yleiseen kotitalousvirtalähteeseen. Lataa tuote työntämällä sähkökaapelin toinen pää laitteen latausaukkoon. Latauksen aikana LED-merkkivalo lähettää valoa ja sammuu, kun akku on latautunut täyteen. Laitteen latausaika on noin 1,5 tuntia ja käyttöaika noin 2,5 tuntia.

Virtapainike - On/Off:

Paina VIRTAPAINIKETTA käynnistääksesi laitteen ja aktivoiaksesi sinisen fotonivalotilan.

Sammuta laite painamalla POWER-painiketta

Tietoa akun heikentymisestä: Kun laitteen akku on vähissä, painikkeen vieressä oleva punainen valo vilkkuu 2 sekunnin välein.

Ajoitustoiminto: Ajoitustoiminto on 3 minuuttia (signaali ilmestyy 5 sekunnin välein).

Kuinka käyttää:

1. Puhdista iho huolellisesti ennen hoitoa.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
3. Osoita laitteella aknen aiheuttamaa aluetta ja skannaa sitä viiden sekunnin ajan. Siirrä laitetta koko hoitoalueen yli ja varmista, että kaikki aknen saastuttamat osat skannataan vuorotellen.
4. Sammuta laite painamalla virtapainiketta.
5. Ota sopiva määrä ihonhoitovoidetta ja levitä sitä tasaisesti aknen kärsiville alueille. Hiero tuotetta hellästi koko kasvoille.

6. Puhdista laitteen hoitopää kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä ja kiinnitä suojakorkki.

Huomautus:

On suositeltavaa suorittaa laastari 24 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä sen varmistamiseksi, ettei haittavaikutuksia esiinny. Älä käytä laitetta silmissä tai niiden ympärillä.

Tuotteen käyttösuositukset:

- Koko kasvojen hoito kestää 3 minuuttia. Voit lyhentää menettelyä keskittymällä tiettyihin ongelma-alueisiin. Hoitoaika on erilainen jokaiselle henkilölle.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä laitetta 1-2 kertaa päivässä 1-2 viikon ajan.
- Pitkäkestoisten tulosten saavuttamiseksi täyden hoitosarjan jälkeen on suositeltavaa käyttää laitetta 2-4 kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Varoitukset:

- Älä käytä laitetta, jos sinulla on implantoitu sydämentahdistin tai sisäinen defibrillaattori.
- Älä käytä laitetta, jos hoitoalueellasi on metallisia implantteja, kuten kultatankoja. Tämä ei kuitenkaan koske täyteitä tai hammasimplantteja.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on diagnosoitu syöpä, jos sinulla on aiemmin ollut syöpä, erityisesti ihosyöpä, tai jos sinulla on esisyöpäaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on vakavia sairauksia, kuten sydänongelmia.
- Raskaana olevat tai imettävät naiset eivät saa käyttää laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on immunosuppressiivisia sairauksia, kuten AIDS, tai jos käytät immunosuppressiivisia lääkkeitä.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on hoitoalueella lämpöstimuloitunut sairaus, kuten uusiutuva herpes simplex.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on aktiivisia ihosairauksia hoidettavalla alueella, kuten (mutta ei rajoittuen) haavaumia, psoriaasia, ihottumaa tai ihottumaa.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on ollut keloidisia arpia, huonosti parantunut haava tai herkkä iho.
- Älä käytä laitetta, jos sinulle on tehty leikkaus, laserpinnoitus tai syvä kemiallinen kuorinta hoitoalueella viimeisen kolmen kuukauden aikana tai jos olet edelleen hoidossa.
- Älä käytä laitetta, jos hoitoalueella on pysyviä täyteaineita.
- Jos hoitoalueellasi on väliaikaisia ihon täyteaineita, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos Botoxia on annettu hoitoalueelle viimeisen kolmen kuukauden aikana.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on epäilyttäviä vaurioita hoitoalueella.
- Älä käytä laitetta, jos käytät lääkkeitä, rohdosvalmisteita, vitamiineja tai ravintolisiä, jotka voivat aiheuttaa ihon kuivumista tai aristusta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifyly.eu

Storlek:	161x161x44,5 mm
Vägen:	110 g
Märkeffekt:	5W
Märkström:	1A
Batteri:	3,7V polymer litiumjon
Batterikapacitet:	500 mAh
Ingår:	satinväska, USB-kabel, bruksanvisning

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

1. Strömknapp
2. Skyddskåpa
3. Behandlingshuvud

Varningar och försiktighetsåtgärder:

- Placera **eller** förvara enheten nära en vattenkälla som ett handfat **eller** badkar.
- Sänk inte ner enheten under vatten.
- Lämna inte enheten ansluten till nätverket utan uppsikt.
- Använd inte enheten om sladden **eller** strömförsörjningen är skadad **eller** inte fungerar korrekt.
- Använd endast enheten med den medföljande nätsladden och strömförsörjningen.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Se till att dina händer är helt torra när du använder enheten.
- Stäng av enheten efter användning **eller** före rengöring och underhåll.
- Använd enligt instruktionerna lämpliga vårdkrämer under behandlingen.

Säkerhetsregler för användning:

1. Använd endast enheten för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
2. Använd inte enheten på ögonlocken, slutna ögon, mun, öron, sköldkörtelområdet, bröst **eller** könsorgan. Använd inte enheten runt ögonen **eller** munnen.
3. Om du känner något obehag när du använder enheten, sluta använda den omedelbart.

Hur man använder:

1. Före första användning, se till att batteriet är fulladdat.
2. När du laddar, vänligen sätt in den elektriska ledningen i laddarens kontakt och anslut den sedan till det vanliga hushållsnätet. För att ladda produkten, sätt in den andra änden av elkabeln i laddningshålet i enheten. Under laddning lyser LED-indikator och släcks när batteriet är fulladdat. Laddningstiden för enheten är cirka 1,5 timmar och drifttiden är cirka 2,5 timmar.

Strömknapp - På/Av:

Tryck på POWER-knappen för att slå på enheten och aktivera blått fotonljusläge.

Tryck på POWER-knappen för att stänga av enheten

Information om lågt batteri: När enhetens batteri är låg blinkar den röda lampan bredvid knappen varannan sekund.

Tidtagningsfunktion: Tidtagningsfunktionen är 3 minuter (signalen visas en gång var 5:e sekund).

Hur man använder:

1. Rengör huden noggrant före behandlingen.
2. Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
3. Rikta enheten mot det aknedrabbade området och skanna det i fem sekunder. Flytta enheten över hela behandlingsområdet och se till att alla aknepåverkade delar skannas i tur och ordning.
4. Tryck på strömknappen för att stänga av enheten.
5. Ta en lämplig mängd hudvårdskrämer och applicera den jämnt på de aknedrabbade områdena. Massera

försiktigt in produkten över hela ansiktet.

6. Rengör behandlingshuvudet på enheten med en fuktig trasa **eller** pappershandduk och sätt på skyddslocket.

Obs:

Det rekommenderas att utföra ett lapptest 24 timmar före första användningen för att säkerställa att inga biverkningar uppstår. Använd inte enheten på **eller** runt ögonen.

Rekommendationer för användning av produkten:

- Behandlingen för hela ansiktet varar i 3 minuter. För att förkorta proceduren, fokusera på specifika problemområden. Behandlingstiden är olika för varje person.
- För att uppnå optimala resultat, använd enheten 1-2 gånger dagligen i 1-2 veckor.
- För att uppnå långvariga resultat efter att ha avslutat hela serien av behandlingar, rekommenderas att använda enheten 2-4 gånger i månaden **eller** vid behov.

Varningar:

- Använd inte enheten om du har en implanterad pacemaker **eller** intern defibrillator.
- Använd inte enheten om du har metallimplantat som guldtrådar i behandlingsområdet. Detta gäller dock inte fyllningar **eller** tandimplantat.
- Använd inte enheten om du har diagnostiserats med cancer, har haft cancer tidigare, särskilt hudcancer, **eller** har precancerösa lesioner.
- Använd inte enheten om du lider av **allvarliga** medicinska tillstånd, såsom hjärtproblem.
- Enheten ska inte användas av gravida **eller** ammande kvinnor.
- Använd inte enheten om du lider av immunsuppressiva sjukdomar, såsom AIDS, **eller** tar immunsuppressiva läkemedel.
- Använd inte enheten om du har någon värmestimulerad sjukdom i behandlingsområdet, såsom återkommande herpes simplex.
- Använd inte enheten om du har några aktiva hudåkommor inom behandlingsområdet såsom (men inte begränsat till) sår, psoriasis, eksem **eller** utslag.
- Använd inte enheten om du har tidigare haft keloidärr, dålig sårhäkning **eller** känslig hud.
- Använd inte enheten om du har genomgått kirurgi, laserresurfacing **eller** djup kemisk peeling i behandlingsområdet under de senaste tre månaderna, **eller** fortfarande genomgår behandling.
- Använd inte apparaten om du har permanenta fillers i behandlingsområdet.
- Om du har **tillfälliga** hudfyllmedel i behandlingsområdet, kontakta din läkare innan du använder enheten.
- Använd inte enheten om Botox har administrerats **till** behandlingsområdet under de senaste tre månaderna.
- Använd inte enheten om du har några misstänkta lesioner i behandlingsområdet.
- Använd inte enheten om du tar mediciner, naturläkemedel, vitaminer **eller** kosttillskott som kan göra att din hud blir torr **eller** öm.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Størrelse:	161x161x44,5 mm
Vægten:	110 g
Nominel effekt:	5W
Nominel strøm:	1A
Batteri:	3,7V polymer lithium-ion
Batterikapacitet:	500 mAh
Inkluderet:	satin taske, USB kabel, brugermanual

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Tænd/sluk-knap
2. Beskyttelsesdæksel
3. Behandlingshoved

Advarsler og forholdsregler:

- Anbring eller opbevar ikke enheden i nærheden af en vandkilde, såsom en vask eller et badekar.
- Nedsænk ikke enheden under vand.
- Efterlad ikke enheden forbundet til netværket uden opsyn.
- Brug ikke enheden, hvis ledningen eller strømforsyningen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Brug kun enheden med den medfølgende netledning og strømforsyning.
- Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
- Sørg for, at dine hænder er helt tørre, når du betjener enheden.
- Sluk for enheden efter brug eller før rengøring og vedligeholdelse.
- Brug passende plejcremer i henhold til vejledningen under behandlingen.

Sikkerhedsregler for brug:

1. Brug kun enheden til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
2. Brug ikke enheden på øjenlåg, lukkede øjne, mund, ører, skjoldbruskkirtelområdet, bryster eller kønsorganer. Brug ikke enheden omkring øjnene eller munden.
3. Hvis du føler ubehag, mens du bruger enheden, skal du straks stoppe med at bruge den.

Sådan bruger du:

1. Før første brug skal du sørge for, at batteriet er fuldt opladet.
 2. Ved opladning skal du sætte den elektriske ledning i opladerstikket og derefter slutte den til den almindelige husholdningsstrømforsyning. For at oplade produktet skal du sætte den anden ende af det elektriske kabel ind i opladningshullet i enheden. Under opladning udsender LED-indikatoren lys og slukker, når batteriet er fuldt opladet.
- Enhedens opladningstid er cirka 1,5 time, og driftstiden er cirka 2,5 timer.

Tænd/sluk-knap:

Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde enheden og aktivere blå fotonlystilstand.
Tryk på POWER-knappen for at slukke for enheden
Oplysninger om lavt batteri: Når enhedens batteri er lavt, blinker det røde lys ved siden af knappen hvert 2. sekund.
Timing-funktion: Timing-funktionen er 3 minutter (signalet vises en gang hvert 5. sekund).

Sådan bruger du:

1. Rens din hud grundigt inden behandlingen.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden.
3. Peg enheden mod det acne-ramte område, og scan det i fem sekunder. Flyt enheden over hele behandlingsområdet, og sørg for, at alle acne-ramte dele scannes efter tur.
4. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for enheden.

5. Tag en passende mængde hudplejecreme og påfør den jævnt på de acne-ramte områder. Masser forsigtigt produktet over hele dit ansigt.
6. Rengør apparatets behandlingshoved med en fugtig klud eller køkkenrulle, og påfør beskyttelseshætten.

Bemærk:

Det anbefales at udføre en lappetest 24 timer før første brug for at sikre, at der ikke opstår bivirkninger. Brug ikke enheden på eller omkring øjnene.

Anbefalinger til brug af produktet:

- Behandlingen for hele ansigtet varer 3 minutter. For at forkorte proceduren skal du fokusere på specifikke problemområder. Behandlingstiden er forskellig for hver person.
- For at opnå optimale resultater skal du bruge enheden 1-2 gange dagligt i 1-2 uger.
- For at opnå langtidsholdbare resultater efter fuldførelse af den fulde serie af behandlinger, anbefales det at bruge apparatet 2-4 gange om måneden eller efter behov.

Advarsler:

- Brug ikke enheden, hvis du har en implanteret pacemaker eller intern defibrillator.
- Brug ikke enheden, hvis du har metalimplantater såsom guldråde i behandlingsområdet. Dette gælder dog ikke for fyldninger eller tandimplantater.
- Brug ikke enheden, hvis du er blevet diagnosticeret med kræft, har haft kræft tidligere, især hudkræft, eller har præcancerøse læsioner.
- Brug ikke enheden, hvis du lider af alvorlige medicinske tilstande, såsom hjerteproblemer.
- Enheden bør ikke bruges af gravide eller ammende kvinder.
- Brug ikke enheden, hvis du lider af immunsuppressive sygdomme, såsom AIDS, eller tager immunsuppressiv medicin.
- Brug ikke enheden, hvis du har en varmemstimuleret sygdom i behandlingsområdet, såsom tilbagevendende herpes simplex.
- Brug ikke enheden, hvis du har aktive hudsygdomme inden for behandlingsområdet, såsom (men ikke begrænset til) sår, psoriasis, eksem eller udslett.
- Brug ikke enheden, hvis du tidligere har haft keloid-ar, dårlig sårheling eller følsom hud.
- Brug ikke enheden, hvis du har fået foretaget en operation, laser-resurfacing eller dyb kemisk peeling i behandlingsområdet inden for de sidste tre måneder, eller stadig er under behandling.
- Brug ikke apparatet, hvis du har permanente fyldstoffer i behandlingsområdet.
- Hvis du har midlertidige dermale fyldstoffer i behandlingsområdet, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden.
- Anvend ikke enheden, hvis Botox er blevet administreret til behandlingsområdet inden for de sidste tre måneder.
- Brug ikke enheden, hvis du har mistænkelige læsioner i behandlingsområdet.
- Brug ikke enheden, hvis du tager medicin, naturlægemidler, vitaminer eller kosttilskud, der kan få din hud til at blive tør eller øm.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe

obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31

marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Glossy Acne Young