

BEAUTIFLY

Scrub Slim

Blush


series

Peeling kawitacyjny
Sonic skin scrubber

Instrukcja obsługi
User manual



f1



f2

1



2



3



f3



Weight:	~43g
Size:	163*34*12mm
Rechargeable battery:	300mAh, 3.7V 6
Charging method:	Type C- USB

Safety

Read this manual before using the product and follow the instructions in it when using the device.

Device description [page 2 - f1]

1. Protective cover
2. Scrubber - head
3. On/Off button
4. Charge indicator

Modes [page 2 - f2]

1. Peeling: Ion(+) + Ultrasonic vibration

Apply a liquid cleanser or water on your face. Switch on your device and select the mode 1 Peeling (1press). With the wave-head down, cleanse and exfoliate your skin for 3 minutes maximum. Don't press too hard, the ultrasound has the power to unclog impurities from your skin painlessly. Avoid the eye area.

2. Moisturizing: Ion(-) + Ultrasonic vibration

Apply your daily serum. Select the mode 2 Moisturizing (2nd press). Moisturizing your skin using the flat part of your wave-head: the ultrasonic vibrations help your cosmetic to be better absorbed. This step lasts 2 minutes maximum. Avoid the eye area.

3. Lifting: Ion(-) + Ultrasonic vibration

Select the mode 3 Lifting (3rd press). Slowly move the device and the flat side wave-head, from your chin up to your ears, following the contour of your face. And on the chin, from the center to the outside. For 2 minutes maximum. Avoid the eye area.

Cautions

- Person with electronic human organ are forbidden to use it.
- Person with skin surgery within 1 month or skin sunburn is forbidden to use.
- Forbidden to use by a person with damage or inflammation of the skin, scar, or electromagnetic sensitivity.
- Take off your watch, glasses and other metal objects before use.
- Avoid shovel head close to the eyeball.
- Don't operate in the same area for a long time.
- Do not use the device for pregnant women.

Cleaning

After using, rinse the shovel head and wipe it with a dry soft cloth.

Do not immerse the device into water for a long time.

Storage

- Keep it dry and clean.
- Keep it away from high temperatures.
- Keep it out of reach of children.

More information about the company and products [page 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Vekten:	~43g
Størrelse:	163*34*12mm
Batteri:	300mAh, 3,7V
Lademåte:	Type C - USB

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den mens du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Beskyttelsesdeksel
2. Hode - spatel
3. På/av-knapp
4. Ladeindikator

Modi [side 2 - f2]

1 Peeling: Ion(+) + Ultralydvibrasjoner

Påfør flytende rengjøringsmiddel eller vann i ansiktet ditt. Slå på enheten og velg 1-Peeling-modus (1 trykk). Gå ned, rens og eksfolier huden din i opptil 3 minutter. Ikke trykk for hardt, ultralyd har kraften til å smertefritt fjerne urenheter fra huden. Unngå øyeområdet.

2. Fukting: Ion(-) + Ultralydvibrasjoner

Påfør et serum tilpasset hudens behov. Velg modus 2 Fuktighetsgivende (2. trykk) Fukt huden din ved å bruke den flate delen av hodet: ultralydvibrasjoner bidrar til å absorbere kosmetikken bedre. Dette trinnet tar maksimalt 2 minutter. Unngå øyeområdet.

3. Løfting: Ion(-) + Ultralydvibrasjoner

Velg 3 løftemodus (3. trykk). Flytt sakte enheten og den flate delen av hodet fra haken til ørene, og følg ansiktskonturene. Og på haken, fra innsiden og ut. I maks 2 minutter. Unngå øyeområdet.

Advarsler

- En person med pacemaker kan ikke utføre prosedyrer med enheten.
- Enheten må ikke brukes av personer som har gjennomgått operasjoner eller har fått hudforbrenninger i løpet av den siste måneden.
- Det er forbudt å bruke av personer med dermatitt, arr, skader og elektromagnetisk følsomhet.
- Fjern klokken og brillene før du starter arbeidet og andre metallgjenstander.
- Unngå kontakt mellom hodet og øyeeplet.
- Ikke arbeid i det samme området over lengre tid.
- Ikke bruk enheten av gravide kvinner.

Rengjøring

Skyll skrellespaden og tørk av den med en tørr, myk klut. Ikke senk enheten i vann over lengre tid.

Oppbevaring

- Hold enheten tørr og ren.
- Holdes unna høy temperatur.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Vaaka:	~43g
Koko:	163*34*12mm
Akku:	300mAh, 3,7V
Lataustapa:	Tyyppi C - USB

Turvallisuus

Ennen kuin käytät tuotetta, lue tämä käyttöohje ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitteen käytön aikana.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. Suojakansi
2. Pää - lastalla
3. On/off-painike
4. Latausilmaisim

Tilat [sivu 2 - f2]

1 Kuorinta: Ion(+) + Ultraäänivärähtely

Levitä nestemäistä puhdistusainetta tai vettä kasvoillesi. Kytke laite päälle ja valitse 1-kuorintatila (1 painallus). Nosta pää alas, puhdista ja kuori ihoasi jopa 3 minuutin ajan. Älä paina liian voimakkaasti, ultraäänellä on voima poistaa epäpuhtaudet kivuttomasti iholta. Vältä silmänäpäräysihä.

2. Kostutus: Ion(-) + Ultraäänivärähtely

Levitä ihosi tarpeisiin räätälöity seerumi. Valitse tila 2 Kosteuttaminen (2. painallus) Kosteuta ihoasi käyttämällä pään tasaista osaa: ultraäänivärähtely auttaa imemään kosmeettisia aineita paremmin. Tämä vaihe kestää enintään 2 minuuttia. Vältä silmänäpäräysihä.

3. Nosto: Ion(-) + Ultraäänivärähtely

Valitse 3 Nostotila (3. painallus). Siirrä laitetta ja pään litteää osaa hitaasti leuasta korviin seuraamalla kasvosi muotoja. Ja leuassa sisältä ulospäin. Enintään 2 minuutin ajan. Vältä silmänäpäräysihä.

Varoitukset

- Henkilö, jolla on sydämentahdistin, ei voi suorittaa toimenpiteitä laitteen avulla.
- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joille on tehty leikkaus tai joilla on palovammoja viimeisen kuukauden aikana.
- Sen käyttö on kielletty henkilöiltä, joilla on ihotulehdus, arvet, vauriot ja sähkömagneettinen herkkyys.
- Poista kello ja lasit ennen työn aloittamista ja muita metalliesineitä.
- Vältä pään koskettamista silmämunaan.
- Älä työskentele samalla alueella pitkään aikaan.
- Älä käytä laitetta raskaana oleville naisille.

Puhdistus

Huuhtelee kuorintalapsi ja pyyhi se kuivalla pehmeällä liinalla. Älä upota laitetta veteen pitkäksi aikaa.

Varastointi

- Pidä laite kuivana ja puhtaana.
- Pidä poissa korkeista lämpötiloista.
- Pitää poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Vågen:	~43g
Storlek:	163*34*12mm
Batteri:	300mAh, 3,7V
Laddningssätt:	Typ C - USB

säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den medan du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]

1. Skyddskåpa
2. Huvud - spatel
3. På/av-knapp
4. Laddningsindikator

Lägen [sida 2 - f2]

1 Peeling: Jon(+) + Ultraljudsvibrationer

Applicera flytande rengöringsmedel eller vatten i ansiktet. Slå på enheten och välj 1-Peeling-läge (1 tryck). Gå ner, rengör och exfoliera din hud i upp till 3 minuter. Tryck inte för hårt, ultraljud har kraften att smärtfritt ta bort orenheter från huden. Undvik området kring ögonen.

2. Befuktning: Jon(-) + Ultraljudsvibrationer

Applicera ett serum anpassat efter din huds behov. Välj läge 2 Återfuktande (2:a trycket) Återfukta din hud med den platta delen av huvudet: ultraljudsvibrationer hjälper bättre att absorbera kosmetikan. Detta steg tar högst 2 minuter. Undvik området kring ögonen.

3. Lyft: Jon(-) + Ultraljudsvibrationer

Välj 3 Lyftläge (3:e tryckningen). Flytta långsamt enheten och den platta delen av huvudet från hakan till öronen, följ konturerna av ditt ansikte. Och på hakan, inifrån och ut. I max 2 minuter. Undvik området kring ögonen.

Varningar

- En person med pacemaker kan inte utföra procedurer med enheten.
- Enheten får inte användas av personer som har opererats eller fått brännskador på huden under den senaste månaden.
- Det är förbjudet att använda av personer med dermatit, ärr, skador och elektromagnetisk känslighet.
- Innan du börjar arbeta, ta bort klockan och glasögonen och andra metallföremål.
- Undvik kontakt mellan huvudet och ögongloben.
- Arbeta inte i samma område under en längre tid.
- Använd inte enheten av gravida kvinnor.

Rengöring

Skölj peelingspateln och torka av den med en torr mjuk trasa. Sänk inte ner enheten i vatten under en längre tid.

Lagring

- Håll enheten torr och ren.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvara utom räckhåll för barn.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Vægten:	~43 g
Størrelse:	163*34*12mm
Batteri:	300mAh, 3,7V
Opladningsmåde:	Type C - USB

Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri mens du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Beskyttelsesdæksel
2. Hoved - spatel
3. Tænd/sluk-knap
4. Opladningsindikator

Tilstande [side 2 - f2]

1 Peeling: Ion(+) + Ultralydsvibrationer

Påfør flydende rensmiddel eller vand til dit ansigt. Tænd for enheden, og vælg 1-Peeling-tilstand (1 tryk). Gå ned, rens og eksfolier din hud i op til 3 minutter. Tryk ikke for hårdt, ultralyd har kraften til smertefrit at fjerne urenheder fra huden. Undgå øjenområdet.

2. Befugtning: Ion(-) + Ultralydsvibrationer

Påfør et serum, der er skræddersyet til din huds behov. Vælg tilstand 2 Fugtgivende (2. tryk) Fugt din hud ved hjælp af den flade del af hovedet: Ultralydsvibrationer hjælper bedre med at absorbere kosmetik. Dette trin tager maksimalt 2 minutter. Undgå øjenområdet.

3. Løft: Ion(-) + Ultralydsvibrationer

Vælg 3 Lifting mode (3. tryk). Flyt langsomt enheden og den flade del af hovedet fra din hage til dine ører, og følg dit ansigts konturer. Og på hagen, indefra og ud. I højst 2 minutter. Undgå øjenområdet.

Advarsler

- En person med en pacemaker kan ikke udføre procedurer ved hjælp af enheden.
- Apparatet må ikke bruges af personer, der er blevet opereret eller har fået forbrændinger af huden inden for den seneste måned.
- Det er forbudt at bruge af personer med dermatitis, ar, skader og elektromagnetisk følsomhed.
- Fjern dit ur og dine briller, før du starter arbejdet og andre metalgenstande.
- Undgå kontakt mellem hovedet og øjeæblet.
- Arbejd ikke i det samme område i længere tid.
- Brug ikke enheden af gravide kvinder.

Rengøring

Skyl skrælningsspatelen og tør den af med en tør, blød klud. Nedsænk ikke enheden i vand i længere tid.

Opbevaring

- Hold enheden tør og ren.
- Holdes væk fra høje temperaturer.
- Holde utilgængeligt for børn.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f3]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać

niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Scrub Slim Blush