

BEAUTIFLY

Meso Intense

Golden series

Dermapen
Instrukcja obsługi
User manual



/beautifully.eu



@beautifully.eu



beautifully.eu




/beautifulyeu





@beautifully.eu

f1



f2



Charger:	AC/DC
Entry:	AC 100-240V 50/60Hz
Exit:	DC-5V, 0.5A
Rotation speed:	10000-15000 rpm
Needle length	0-2.5mm
Adjustable speed:	6 levels
Included:	Device, charger, charging cable, user manual, 3 pcs. 12-needle cartridges

Security

Before using the product, read this manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [see page 2, f1]

1. Power button
2. Photon light switch
3. Mode display
4. Needle length adjustment ring
5. Charging input

Installing the needle cartridge

1. Remove the needle cartridge from the sterilized packaging.
2. Align the round slot 1 with 2 of the device and push the needle cartridge in a horizontal position until it stops.
3. Turn the needle cartridge clockwise to lock it.
4. To remove the needle cartridge, turn it clockwise and push it out horizontally.

Needle depth adjustment

Adjust the depth of the needles by turning the scale adjustment ring. Turn it clockwise to shorten the needles and counterclockwise to lengthen them.

Instructions for use

1. Wash and dry your hands thoroughly before performing the treatment.
2. Use a gentle cleansing product to thoroughly cleanse your face.
3. Apply the appropriate ampoule or preparation for microneedle mesotherapy.
4. Remove the needle cartridge from the sterile packaging, attach it to the device and adjust the needle depth (the recommended needle length for first use is 0.25 mm).
5. Remove the protective cap from the needle cartridge and dispose of it in general household waste.
6. Press and hold the power button for 1.5 seconds to turn on the device.
7. Briefly press the button to switch gears. Your run information will be displayed on the screen.
8. Briefly press the phototherapy switch to select one of the 4 lights (green, red, blue, yellow).
9. Perform the treatment for 10-15 minutes, holding the device in a vertical position.
10. Gently massage in any excess cosmetics left on the skin after the treatment.

Landing

Before the first treatment, make sure the device is fully charged. Only use the USB charger included with the product.

When the power is off and while charging, the display will flash and will stop flashing

when fully charged. Do not use the charger near a TV or radio.

Cleaning and maintenance

Store the device in a vertical position to prevent cosmetics from falling into it. After use, wipe with a damp cloth.

Do not immerse the device in water or hold it under a stream of water - the device is not waterproof.

Warnings

- The needle cartridge must be moved continuously and may be held on the same area of skin for 3-5 seconds, no longer than twice.
- Temporary redness may appear on the skin after using the device. If these symptoms do not improve over time, consult your doctor.
- Avoid sun exposure, spicy foods, seafood, alcoholic drinks and • other stimulating foods for three days after treatment.
- Needle cartridges can only be used once and must be disposed of safely after use.
- Needle cartridges are for personal use only. They should not be shared with others to avoid infection.
- Do not use the needle cartridge if the disposable packaging is damaged or cracked.
- Before first use, perform a skin test on your hand. Do not use the device if your skin itches or you experience an allergic reaction.
- Parts of the device other than needle tips must not come into contact with the liquid to avoid damage to the device.
- The needle cartridge may only be used by one person.
- Do not share or reuse the same needle cartridge with others. Otherwise, it may cause skin hypersensitivity, irritation, inflammation and other problems. In the event of a breakdown, do not attempt to repair or disassemble the device yourself.

Storage

- Store the device without the needle cartridge installed.
- Store in a dry and clean place.
- Store away from high temperatures.
- Keep out of reach of children and pets.
- Place the device in a dry, ventilated place.
- Do not expose the device to direct sunlight.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Lader:	AC/DC
Inngang:	AC 100-240V 50/60Hz
Exit:	DC-5V, 0,5A
Rotasjonsfart:	10000-15000 rpm
Nålelengde	0-2,5 mm
Justerbar hastighet:	6 nivåer
Inkludert:	Enhet, lader, ladekabel, bruksanvisning, 3 stk. 12-nåls patroner

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [se side 2, f1]

1. Strømknapp
2. Foton lysbryter
3. Modusvisning
4. Justeringsring for nålelengde
5. Ladeinngang

Installere nålekassetten

1. Fjern nålepatronen fra den steriliserte emballasjen.
2. Rett inn det runde sporet 1 med 2 på enheten og skyv nålepatronen i horisontal posisjon til den stopper.
3. Vri nålepatronen med klokken for å låse den.
4. For å fjerne nålepatronen, vri den med klokken og skyv den horisontalt ut.

Nåledybdejustering

Juster dybden på nålene ved å dreie skalajusteringsringen. Vri den med klokken for å forkorte nålene og mot klokken for å forlenge dem.

Instruksjoner for bruk

1. Vask og tørk hendene grundig før du utfører behandlingen.
2. Bruk et skånsomt renseprodukt for å rense ansiktet ditt grundig.
3. Påfør passende ampulle eller preparat for mikronålsmesoterapi.
4. Fjern nålepatronen fra den sterile emballasjen, fest den til enheten og juster nåledybden (anbefalt nålelengde for første gangs bruk er 0,25 mm).
5. Fjern beskyttelseshetten fra nålepatronen og kast den sammen med vanlig husholdningsavfall.
6. Trykk og hold inne strømknappen i 1,5 sekunder for å slå på enheten.
7. Trykk kort på knappen for å skifte gir. Løpeinformasjonen din vises på skjermen.
8. Trykk kort på lysterapibryteren for å velge ett av de 4 lysene (grønt, rødt, blått, gult).
9. Utfør behandlingen i 10-15 minutter, hold enheten i vertikal stilling.
10. Masser forsiktig inn overflødig kosmetikk som er igjen på huden etter behandlingen.

Lading

Før første behandling, sørg for at enheten er fulladet. Bruk kun USB-laderen som følger med produktet.

Når strømmen er av og under lading, vil displayet blinke og slutte å blinke når det er fulladet. Ikke bruk laderen i nærheten av en TV eller radio.

Rengjøring og vedlikehold

Oppbevar enheten i vertikal stilling for å forhindre at kosmetikk faller ned i den. Etter bruk, tørk av med en fuktig klut.

Ikke senk enheten i vann eller hold den under en vannstrøm - enheten er ikke vanntett.

Advarsler

- Nålepatronen må flyttes kontinuerlig og kan holdes på samme hudområde i 3-5 sekunder, ikke lenger enn to ganger.
- Midlertidig rødhet kan vises på huden etter bruk av enheten. Hvis disse symptomene ikke forbedres over tid, kontakt legen din.
- Unngå soleksponering, krydret mat, sjømat, alkoholholdige drikker og • annen stimulerende mat i tre dager etter behandling.
- Nålepatroner kan kun brukes én gang og må kastes på en sikker måte etter bruk.
- Nålekassetter er kun til personlig bruk. De bør ikke deles med andre for å unngå smitte.
- Ikke bruk nålepatronen hvis engangsemballasjen er skadet eller sprukket.
- Før første gangs bruk, utfør en hudtest på hånden. Ikke bruk enheten hvis huden klør eller du opplever en allergisk reaksjon.
- Andre deler av enheten enn nålespisser må ikke komme i kontakt med væsken for å unngå skade på enheten.
- Nålepatronen kan kun brukes av én person.
- Ikke del eller gjenbruk den samme nålekassetten med andre. Ellers kan det forårsake hudoverfølsomhet, irritasjon, betennelse og andre problemer. I tilfelle et sammenbrudd, ikke forsøk å reparere eller demontere enheten selv.

Oppbevaring

- Oppbevar enheten uten at nålekassetten er installert.
- Oppbevares på et tørt og rent sted.
- Oppbevares unna høye temperaturer.
- Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Plasser enheten på et tørt, ventilert sted.
- Ikke utsett enheten for direkte sollys.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Laturi:	AC/DC
Sisäänpääsy:	AC 100-240V 50/60Hz
Poistu:	DC-5V, 0,5A
Pyörimisnopeus:	10000-15000rpm
Neulan pituus	0-2,5 mm
Säädettävä nopeus:	6 tasoa
Mukana:	Laite, laturi, latauskaapeli, käyttöohje, 3 kpl 12-neulaisia patruunoita

Turvallisuus

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [katso sivu 2, f1]

1. Virtapainike
2. Fotonivalokytin
3. Tilinäyttö
4. Neulan pituuden säätörengas
5. Lataustulo

Neulakasetin asentaminen

1. Poista neulasäiliö steriloidusta pakkauksesta.
2. Kohdista pyöreä aukko 1 laitteen 2 kanssa ja työnnä neulapatruunaa vaakasuoraan asentoon, kunnes se pysähtyy.
3. Lukitse neulapatruuna kääntämällä sitä myötäpäivään.
4. Poista neulasäiliö kääntämällä sitä myötäpäivään ja työntämällä se ulos vaakasuunnassa.

Neulan syvyyden säätö

Säädä neulojen syvyys kääntämällä asteikon säätörengasta. Käännä sitä myötäpäivään lyhentääksesi neuloja ja vastapäivään pidentääksesi niitä.

Käyttöohjeet

1. Pese ja kuivaa kätesi huolellisesti ennen hoidon suorittamista.
2. Käytä hellävaraista puhdistustuotetta puhdistaaksesi kasvosi perusteellisesti.
3. Levitä sopiva ampulli tai valmiste mikroneulamesoterapiaa varten.
4. Poista neulapatruuna sterilistä pakkauksesta, kiinnitä se laitteeseen ja säädä neulan syvyys (suositeltu neulan pituus ensimmäisellä käyttökerralla on 0,25 mm).
5. Poista neulan sylinteriampullin suojakorkki ja hävitä se tavallisen kotitalousjätteen mukana.
6. Paina virtapainiketta 1,5 sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen.
7. Paina painiketta lyhyesti vaihtaaksesi vaihteita. Juoksutietosi näkyvät näytöllä.
8. Valitse yksi neljästä valosta (vihreä, punainen, sininen, keltainen) painamalla lyhyesti valohoitokytintä.
9. Suorita hoitoa 10-15 minuuttia pitäen laitetta pystyasennossa.
10. Hiero kevyesti iholle hoidon jälkeen jäänyt ylimääräinen kosmetiikka.

Lasku

Varmista ennen ensimmäistä hoitoa, että laite on ladattu täyteen. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua USB-laturia.

Kun virta on katkaistu ja latauksen aikana, näyttö vilkkuu ja lakkaa vilkkumasta, kun se on ladattu täyteen. Älä käytä laturia television tai radion lähellä.

Puhdistus ja huolto

Säilytä laitetta pystyasennossa, jotta kosmetiikka ei putoa sen sisään. Pyyhi käytön jälkeen kostealla liinalla.

Älä upota laitetta veteen tai pidä sitä vesivirran alla - laite ei ole vesitiivis.

Varoitukset

- Neulapatruunaa on liikuttava jatkuvasti ja sitä voidaan pitää samalla ihoalueella 3-5 sekunnin ajan, enintään kahdesti.
- Iholle saattaa ilmaantua tilapäistä punoitusta laitteen käytön jälkeen. Jos nämä oireet eivät parane ajan myötä, ota yhteys lääkäriin.
- Vältä auringolle altistumista, mausteisia ruokia, mereneläviä, alkoholijuomia ja muita pirstavia ruokia kolmen päivän ajan hoidon jälkeen.
- Neulapatruunoita voi käyttää vain kerran, ja ne on hävitettävä turvallisesti käytön jälkeen.
- Neulakasetit on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Niitä ei pidä jakaa muiden kanssa tartunnan välttämiseksi.
- Älä käytä neulasäiliötä, jos kertakäyttöpakkaus on vaurioitunut tai haljennut.
- Tee ihostesti kädelle ennen ensimmäistä käyttöä. Älä käytä laitetta, jos ihosi kutisee tai saat allergisen reaktion.
- Muut laitteen osat kuin neulan kärjet eivät saa joutua kosketuksiin nesteiden kanssa laitteen vaurioitumisen välttämiseksi.
- Neulasäiliötä saa käyttää vain yksi henkilö.
- Älä jaa tai käytä uudelleen samaa neulasäiliötä muiden kanssa. Muuten se voi aiheuttaa ihon yliherkkyyttä, ärsytystä, tulehdusta ja muita ongelmia. Älä yritä korjata tai purkaa laitetta itse, jos laite rikkoutuu.

Varastointi

- Säilytä laitetta ilman neulasäiliötä.
- Säilytä kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Säilytä poissa korkeista lämpötiloista.
- Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Sijoita laite kuivaan, tuuletettuun paikkaan.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Laddare:	AC/DC
Inträde:	AC 100-240V 50/60Hz
Utgång:	DC-5V, 0,5A
Rotationshastighet:	10000-15000 rpm
Nålängd	0-2,5 mm
Justerbar hastighet:	6 nivåer
Ingår:	Enhet, laddare, laddkabel, bruksanvisning, 3 st 12-nålspatroner

säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [se sidan 2, f1]

1. Strömknapp
2. Fotoljusomkopplare
3. Lågesdisplay
4. Justeringsring för nålängd
5. Laddningsingång

Installation av nålpatronen

1. Ta ut nålpatronen från den steriliserade förpackningen.
2. Rikta in den runda skåran 1 med 2 på enheten och tryck nålpatronen i horisontellt läge tills det tar stopp.
3. Vrid nålpatronen medurs för att låsa den.
4. För att ta bort nålpatronen, vrid den medurs och tryck ut den horisontellt.

Nåldjupjustering

Justera nålarnas djup genom att vrida på skaljusteringsringen. Vrid den medurs för att förkorta nålarna och moturs för att förlänga dem.

Användningsinstruktioner

1. Tvätta och torka händerna noggrant innan du utför behandlingen.
2. Använd en skonsam rengöringsprodukt för att noggrant rengöra ditt ansikte.
3. Applicera lämplig ampull eller preparat för mikronålsmesoterapi.
4. Ta ut nålpatronen från den sterila förpackningen, fäst den på enheten och justera nåldjupet (rekommenderad nålängd för första användningen är 0,25 mm).
5. Ta bort skyddslocket från nålpatronen och kassera det bland hushållssoporna.
6. Tryck och håll ned strömknappen i 1,5 sekunder för att slå på enheten.
7. Tryck kort på knappen för att växla. Din löpinformation kommer att visas på skärmen.
8. Tryck kort på fototerapiomkopplaren för att välja en av de 4 lamporna (grön, röd, blå, gul).
9. Utför behandlingen i 10-15 minuter, håll enheten i vertikalt läge.
10. Massera försiktigt in eventuellt överskott av kosmetika som finns kvar på huden efter behandlingen.

Laddning

Innan den första behandlingen, se till att enheten är fulladdad. Använd endast USB-laddaren som medföljer produkten.

När strömmen är avstängd och under laddning blinkar displayen och slutar blinka när den är fulladdad. Använd inte laddaren nära en TV eller radio.

Städning och underhåll

Förvara enheten i vertikalt läge för att förhindra att kosmetika faller in i den. Efter användning, torka av med en fuktig trasa.

Sänk inte ner enheten i vatten och håll den inte under en vattenstråle - enheten är inte vattentät.

Varningar

- Nålpatronen måste flyttas kontinuerligt och kan hållas på samma hudområde i 3-5 sekunder, inte längre än två gånger.
- Tillfällig rodnad kan uppstå på huden efter användning av enheten. Om dessa symtom inte förbättras med tiden, kontakta din läkare.
- Undvik solexponering, kryddig mat, skaldjur, alkoholhaltiga drycker och • annan stimulerande mat i tre dagar efter behandlingen.
- Nålpatroner kan endast användas en gång och måste kasseras på ett säkert sätt efter användning.
- Nålpatroner är endast för personligt bruk. De bör inte delas med andra för att undvika infektion.
- Använd inte nålpatronen om engångsförpackningen är skadad eller sprucken.
- Utför ett hudtest på handen före första användningen. Använd inte enheten om din hud kliar eller om du upplever en allergisk reaktion.
- Andra delar av enheten än nålspetsar får inte komma i kontakt med vätskan för att undvika skador på enheten.
- Nålpatronen får endast användas av en person.
- Dela eller återanvänd inte samma nålkassett med andra. Annars kan det orsaka hudöverkänslighet, irritation, inflammation och andra problem. I händelse av ett haveri, försök inte reparera eller demontera enheten själv.

Lagring

- Förvara enheten utan att nålpatronen är installerad.
- Förvara på en torr och ren plats.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
- Placera enheten på en torr, ventilerad plats.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Oplader:	AC/DC
Indgang:	AC 100-240V 50/60Hz
Afslut:	DC-5V, 0,5A
Rotationshastighed:	10000-15000 rpm
Nåle længde	0-2,5 mm
Justerbar hastighed:	6 niveauer
Inkluderet:	Enhed, oplader, ladekabel, brugermanual, 3 stk. 12-nåle patroner

Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [se side 2, f1]

1. Tænd/sluk-knap
2. Foton lyskontakt
3. Modevisning
4. Ring til justering af nålængde
5. Opladningsindgang

Installation af nålepatronen

1. Fjern nålepatronen fra den steriliserede emballage.
2. Juster den runde spalte 1 med 2 på enheden, og skub nålepatronen i vandret position, indtil den stopper.
3. Drej nålepatronen med uret for at låse den.
4. For at fjerne nålepatronen skal du dreje den med uret og skubbe den vandret ud.

Nåledybdejustering

Juster dybden af nålene ved at dreje skalajusteringsringen. Drej den med uret for at forkorte nålene og mod uret for at forlænge dem.

Brugsanvisning

1. Vask og tør hænderne grundigt, inden du udfører behandlingen.
2. Brug et skånsomt rensesprodukt til at rense dit ansigt grundigt.
3. Påfør den passende ampul eller præparat til mesoterapi med mikronåle.
4. Fjern nålepatronen fra den sterile emballage, fastgør den til enheden og juster nåledybden (den anbefalede nålængde til første brug er 0,25 mm).
5. Fjern beskyttelseshætten fra nålepatronen og bortskaf den som almindeligt husholdningsaffald.
6. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekund for at tænde enheden.
7. Tryk kort på knappen for at skifte gear. Dine løbsoplysninger vil blive vist på skærmen.
8. Tryk kort på fototerapikontakten for at vælge et af de 4 lys (grøn, rød, blå, gul).
9. Udfør behandlingen i 10-15 minutter, mens du holder enheden i lodret position.
10. Masser blidt ind overskydende kosmetik, der er tilbage på huden efter behandlingen.

Landing

Før den første behandling skal du sørge for, at enheden er fuldt opladet. Brug kun den USB-oplader, der følger med produktet.

Når strømmen er slukket og under opladning, blinker displayet og holder op med at blinke, når det er fuldt opladet. Brug ikke opladeren i nærheden af et tv eller en radio.

Rengøring og vedligeholdelse

Opbevar enheden i en lodret position for at forhindre kosmetik i at falde ned i den. Efter brug aftørres med en fugtig klud.

Nedsænk ikke enheden i vand eller hold den under en vandstrøm - enheden er ikke vandtæt.

Advarsler

- Nålepatronen skal flyttes kontinuert og kan holdes på det samme hudområde i 3-5 sekunder, ikke længere end to gange.
- Midlertidig rødme kan forekomme på huden efter brug af enheden. Hvis disse symptomer ikke forbedres over tid, skal du kontakte din læge.
- Undgå soleksponering, krydret mad, skaldyr, alkoholholdige drikkevarer og • anden stimulerende mad i tre dage efter behandlingen.
- Nålepatroner kan kun bruges én gang og skal bortskaffes sikkert efter brug.
- Nålepatroner er kun til personlig brug. De bør ikke deles med andre for at undgå infektion.
- Brug ikke nålepatronen, hvis engangsemballagen er beskadiget eller revnet.
- Før første brug skal du udføre en hudtest på din hånd. Brug ikke enheden, hvis din hud klør, eller du oplever en allergisk reaktion.
- Andre dele af apparatet end nålespidser må ikke komme i kontakt med væsken for at undgå beskadigelse af apparatet.
- Nålepatronen må kun bruges af én person.
- Del eller genbrug ikke den samme nålepatron med andre. Ellers kan det forårsage hudoverfølsomhed, irritation, betændelse og andre problemer. I tilfælde af nedbrud må du ikke selv forsøge at reparere eller skille enheden ad.

Opbevaring

- Opbevar enheden uden at nålepatronen er installeret.
- Opbevares på et tørt og rent sted.
- Opbevares væk fra høje temperaturer.
- Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Anbring enheden på et tørt, ventileret sted.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Meso Intense Golden