

BEAUTIFLY

Fresh Duo Care

Blush
series

**Szczoteczka soniczna
do pielęgnacji twarzy**

Sonic facial cleansing brush

Instrukcja obsługi

User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1






f2



f3



f4



f5



Device dimensions:	127.5 * 59.5 mm
Unit weight:	196,7 g
Voltage/current rating:	3.7 V 1 A
Charging time:	~ 4 hours
Water resistance:	IPX7

Safety

Please read this manual before using the product and follow the instructions in it when using the device.

Description of the unit [page 2 - f1]

1. Cleaning area / 2. Level switch / 3. Power button / mode button / 4. Smooth surface / 5. Charging station

Attention

- Keep out of reach of children.
- Do not use with clay-based facial cleansers, silicone solvents or grains to avoid damaging the soft silicone fibres.
- If you have skin or other health problems, consult a dermatologist before use.
- If you feel any discomfort during use, discontinue use immediately and consult your doctor.
- For hygienic reasons, the device should not be shared with others.
- Do not use the device or charger if they are damaged.
- Use only the charging cable supplied with the device.
- To avoid electric shock, the device should be connected to a power source equipped with a protective earthing cable.
- In skin moisturising mode, do not use products with alcohol or high oil content.
- Do not use during pregnancy, menstruation or breastfeeding.
- Do not use in case of: heart disease, severe illness, exacerbated illness, infectious disease, haemophilia, malignant tumour, allergy, psoriasis.
- Avoid using the product: on wounds, eyelids, eyeballs, plastic parts, inside the mouth, around the eyes and larynx.
- Do not rework or repair.
- Keep away from fire and heat sources.

Cleansing mode (use time: 1 minute) [page 2 - f2]

1. Remove make-up, moisten face and device. Apply facial cleanser to your face or to the cleansing area of Fresh Duo Care Blush.
 2. Hold down the Power/Mode button to activate cleaning mode. Briefly press the Level Switch to adjust the level of cleaning (you can choose from three levels of intensity).
 3. cleanse skin in circular motions.
- A low power level is recommended for first use.
4. After cleansing for 1 minute, rinse and pat your face dry. Apply skin care products appropriate to your skin condition.
- The device automatically switches off after 1 minute.

Moisturising mode (Use time: 3 minutes) [page 2 - f3]

1. cleanse your face of make-up, oil and dirt to keep your skin fresh.
 2. Before use, adjust the temperature of the tip to your skin by placing it on the back of your hand to avoid the discomfort of high temperatures.
 3. After applying skin care products to your face, press and hold the Power/Mode button to activate the skin rejuvenation mode. Briefly press the level switch button to select the intensity according to your skin tolerance (one of two intensity levels can be selected).
- A low intensity level is recommended for first time use.

4. gently glide the device over the face according to the operating technique to help the skin absorb the cosmetic.

- Absorption mode for daily skin care products: first level nourishing mode.
- Absorption mode for face masks: second level nourishing mode (sheet mask recommended).
- Do not use products containing alcohol or too much oil.
- The device will automatically switch off after 3 minutes in import mode.

Do not leave the device on one area of the face for a long time to avoid over-cleaning or skin burns.

Cleaning

1. cleaning surface of the silicone brush: clean it thoroughly after each use.

- Rinse with water.
- Dry with a tissue or dust-free towel or leave it to dry naturally.

2. smooth surface : wipe it with a damp cloth after each use.

- Note: Do not use cleaners containing alcohol, alkaline cleaners, volatile oils, solvents, nail polish remover, etc. to avoid subsequent damage to the skin.

Charging [page 2 - f4]

Battery charging time is 4 hours with a fully depleted battery, but actual charging time depends on the amount of battery charge remaining.

1. Pull the charging cable from the bottom of the charging box to the desired length and stop.

2. The unit is placed vertically in the charging box in the correct way (the corresponding function marking is indicated on the charging box).

3. Connect the power supply and place it on a flat table.

Display during charging (level lamp display)

Three horizontal lamps flash sequentially during charging.

- The first lamp flashes when the charge is not yet 1/3.
 - The first lamp is permanently on and the second lamp flashes when the charge is not yet 2/3.
 - The first and second lamps are permanently on and the third lamp flashes when the charge is not yet 3/3.
 - When all three lights are constantly on, the battery is fully charged.
 - When the battery is low, the gear indicator flashes 10 times in a row and then switches off automatically.
- 4 When charging is complete, pull out the charging plug fully and it will automatically retract.

More information about the company and products [page 2 - f5]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautifly.eu

Enhetsdimensjoner:	127,5*59,5 mm
Enhetsvekt:	196,7 g
Nominell spenning/strøm:	3,7V 1A
Ladetid:	~ 4 timer
Vannnett:	IPX7

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Rengjøringsområde / 2. Nivåbryter / 3. Strømknapp|Modusknapp/ 4. Glatt overflate / 5. Ladestasjon

Merk følgende

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke bruk sammen med ansiktsrenseprodukter basert på leire, silikonløsningsmidler eller korn for å unngå å skade de myke silikonfibrene.
- Hvis du har hudproblemer eller andre helseproblemer, vennligst kontakt en hudlege før bruk.
- Hvis du føler ubehag under bruk, avbryt bruken umiddelbart og oppsøk lege.
- Av hygieniske årsaker bør ikke enheten gjøres tilgjengelig for andre.
- Ikke bruk enheten eller laderen hvis den er skadet.
- Bruk kun ladekabelen som følger med enheten.
- For å unngå elektrisk støt, koble enheten til en strømkilde utstyrt med en beskyttende jordingskabel.
- I hudfuktighetsmodus, ikke bruk produkter med alkohol eller høyt oljeinnhold.
- Må ikke brukes under graviditet, menstruasjon eller amming.
- Må ikke brukes ved: hjertesykdom, alvorlig sykdom, forverret sykdom, infeksjonssykdom, hemofili, ondartet svulst, allergi, psoriasis.
- Unngå å bruke produktet på sår, øyelokk, øyeepler, plastelementer, inne i munnen, rundt øynene og strupehodet.
- Ikke endre eller reparer.
- Oppbevares unna brann og varmekilder.

Rensemodus (brukstid: 1 minutt) [side 2 - f2]

1. Fjern sminken, våt ansiktet og enheten. Påfør ansiktsrens i ansiktet eller på renseområdet Fresh Duo Care Blush.
2. Hold nede Power/Mode-knappen for å aktivere rengjøringsmodus. Trykk kort på nivåbryteren for å justere rengjøringsnivået (du kan velge mellom tre intensitetsnivåer).
3. Rens huden i sirkulære bevegelser
- Når du bruker den for første gang, anbefales det å bruke et lavt effektnivå.
4. Etter 1 minutt med rens, skyll og tørk ansiktet. Påfør produktene hudpleie tilpasset dens tilstand.
- Enheten slår seg av automatisk etter 1 minutt.

Fuktingsmodus (brukstid: 3 minutter) [side 2 - f3]

1. Rens ansiktet for sminke, olje og skitt for å holde huden frisk.
2. Før bruk, juster temperaturen på spissen til huden din ved å påføre den det på baksiden av hånden for å unngå ubehag forårsaket av høy temperatur.
3. Etter å ha påført hudpleieprodukter i ansiktet, trykk og hold inne Power/Mode-knappen for å aktivere hudforyngelsesmodus. Trykk kort på nivåbryterknappen for å velge intensitet i henhold til hudtoleransen din (to intensitetsnivåer kan velges).
- Lavt intensitetsnivå anbefales for første gangs bruk.

4. Beveg enheten forsiktig på ansiktet i henhold til operasjonsteknikken, for å hjelpe huden med å absorbere kosmetikken.

- Absorpsjonsmodus for daglige hudpleieprodukter: nærende modus på første nivå.

- Absorberingsmodus for ansiktsmaske: Næringsmodus på andre nivå (arkmaske anbefales)

- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol eller for mye olje.

- Enheten slås automatisk av etter 3 minutter i importmodus.

Ikke la enheten ligge på ett område av ansiktet i lang tid, for å unngå overrensjøring eller hudforbrenninger.

Rengjøring

1. Rengjøringsflate med silikonbørste: rengjør den grundig etter hver bruk.

- Skyll med vann.

- Tørk med vev eller lofritt håndkle eller la det stå igjen

på et sted hvor det vil tørke naturlig.

2. Glatt overflate: tørk av med en fuktig klut etter hver bruk.

- Merk: Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder alkohol, alkaliske rengjøringsmidler, flyktige oljer, løsemidler, neglelakkfjerner, etc. for å unngå påfølgende hudskader.

Laster [side 2 - f4]

Batteriladetiden er 4 timer med et helt utladet batteri, men den faktiske ladetiden avhenger av gjenværende batterilading.

1. Trekk ladekabelen fra bunnen av ladeetuiet til ønsket lengde og stopp.

2. Enheten må plasseres vertikalt i laderen på riktig måte (den aktuelle funksjonsmerkingen er på laderen).

3. Koble til strømmen og plasser enheten på et flatt bord.

Vises under lading (ladenivåindikator)

Under lading blinker tre horisontale lys etter hverandre.

- Det første lyset blinker når ladenivået ennå ikke er 1/3.

- Det første lyset lyser konstant og det andre lyset blinker når ladenivået ennå ikke er 2/3.

- Det første og andre lyset lyser konstant og det tredje lyset blinker, når ladenivået ennå ikke er 3/3.

- Når alle tre lampene lyser kontinuerlig, er batteriet fulladet.

- Når batteristrømmen er lav, blinker girindikatoren 10 ganger på rad og slår seg deretter av automatisk.

4 Når ladingen er fullført, trekk ut ladepluggen helt og den vil automatisk gli ut.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Laitteen mitat:	127,5 * 59,5 mm
Laitteen paino:	196,7 g
Nimellisjännite/virta:	3,7V 1A
Latausaika:	~ 4 tuntia
Vedenkestävä:	IPX7

Turvallisuus

Lue tämä käsi kirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. Puhdistusalue / 2. Tasokytkin / 3. Virtapainike/Tilapainike/ 4. Sileä pinta / 5. Latausasema

Huomio

- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä savea, silikoniliuottimia tai rakeita sisältävien kasvojenpuhdistustuotteiden kanssa, jotta pehmeät silikonikuidut eivät vaurioidu.
- Jos sinulla on iho-ongelmia tai muita terveysongelmia, ota yhteyttä ihotautilääkäriin ennen käyttöä.
- Jos tunnet epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
- Hygieniasyistä laitetta ei saa antaa muiden käyttöön.
- Älä käytä laitetta tai laturia, jos se on vaurioitunut.
- Käytä vain laitteen mukana toimitettua latauskaapelia.
- Sähköiskun välttämiseksi kytke laite virtalähteeseen, joka on varustettu suojaavalla maadoituskäpälällä.
- Älä käytä ihoa kosteuttavassa tilassa alkoholia tai runsaasti öljyä sisältäviä tuotteita.
- Älä käytä raskauden, kuukautisten tai imetyksen aikana.
- Älä käytä seuraavissa tapauksissa: sydänsairaus, vakava sairaus, pahentunut sairaus, tartuntatauti, hemofilia, pahanlaatuinen kasvain, allergia, psoriaasi.
- Vältä tuotteen käyttöä: haavoille, silmäluomille, silmämunille, muoviosille, suun sisäpuolelle, silmien ja kurkunpään ympärille.
- Älä muuta tai korjaa.
- Säilytä erillään tulesta ja lämmönlähteistä.

Puhdistustila (käyttöaika: 1 minuutti) [sivu 2 - f2]

- Poista meikki, kostuta kasvosi ja laite. Levitä kasvojen puhdistusainetta kasvoille tai Fresh Duo Care Blush -puhdistusalueelle.
 - Aktivoi puhdistustila pitämällä virta/tilapainiketta painettuna. Sääda puhdistustasoa painamalla lyhyesti Tasokytkinpainiketta (voit valita kolmesta tehotasosta).
 - Puhdista iho pyörivin liikkein
- Kun käytät ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa käyttää alhaista tehotasoa.
- Huuhtelee ja kuivaa kasvosi minuutin puhdistuksen jälkeen. Levitä tuotteet kunnon mukaista ihonhoitoa.
- Laite sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua.

Kostutustila (Käyttöaika: 3 minuuttia) [sivu 2 - f3]

- Puhdista kasvosi meikistä, öljystä ja liasta pitääksesi ihosi raikkaana.
- Ennen käyttöä sääda kärsen lämpötila ihollesi asettamalla se kätesi takaosaan välttääksesi korkean lämpötilan aiheuttamaa epämukavuutta.
- Kun olet levittänyt ihonhoitotuotteita kasvoillesi, paina ja pidä virta/tilapainiketta painettuna aktivoiaksesi ihon nuorentamistilan. Paina lyhyesti tasokytkinpainiketta valitaksesi intensiteetin ihosi sietokykyksi mukaan (voi valita

kaksi intensiteettitasoa).

- Alhaista intensiteettiä suositellaan ensimmäisellä käyttökerralla.

4. Liikuta laitetta varovasti kasvoillasi käyttötekniikan mukaisesti, auttaa ihoa imemään kosmeettisia aineita.

- Päivittäisten ihonhoitotuotteiden imeytystila: ensimmäisen tason ravitseva tila.

- Kasvonaamion absorptiotila: toisen tason ravitseva tila (suositellaan arkkinaamiota)

- Älä käytä tuotteita, jotka sisältävät alkoholia tai liikaa öljyä.

- Laite sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua tuontitilassa.

Älä jätä laitetta yhdelle kasvojen alueelle pitkäksi aikaa, liiallisen puhdistamisen tai ihon palovammojen välttämiseksi.

Puhdistus

1. Silikoniharjan puhdistuspinta: puhdista se huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.

- Huuhtelee vedellä.

- Kuivaa liinalla tai nukkaamattomalla pyyhkeellä tai jätä paikkaan, jossa se kuivuu luonnollisesti.

2. Sileä pinta: pyyhi se kostealla liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

- Huomautus: Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, emäksisiä puhdistusaineita, haihtuvia öljyjä, liuottimia, kynsilakanpoistoainetta jne. myöhempien ihovaurioiden välttämiseksi.

Ladataan [sivu 2 - f4]

Akun latausaika on 4 tuntia täysin tyhjällä akulla, mutta todellinen latausaika riippuu akun jäljellä olevasta varauksesta.

1. Vedä latauskaapeli latauskotelon pohjasta haluttuun pituuteen ja lopeta.

2. Laite on asetettava pystysuoraan laturiin oikein (laturissa on vastaava toimintomerkintä).

3. Kytke virta ja aseta laite tasaiselle pöydälle.

Näyttö latauksen aikana (lataustason ilmaisin)

Latauksen aikana kolme vaakasuuntaista valoa vilkkuu peräkkäin.

- Ensimmäinen valo vilkkuu, kun lataustaso ei ole vielä 1/3.

- Ensimmäinen valo palaa jatkuvasti ja toinen merkkivalo vilkkuu, kun lataustaso ei ole vielä 2/3.

- Ensimmäinen ja toinen valo palavat jatkuvasti ja kolmas valo vilkkuu, kun lataustaso ei ole vielä 3/3.

- Kun kaikki kolme valoa palavat jatkuvasti, akku on ladattu täyteen.

- Kun akun varaus on vähissä, vaihteen merkkivalo vilkkuu 10 kertaa peräkkäin ja sammuu sitten automaattisesti.

4 Kun lataus on valmis, vedä latauspistoke kokonaan ulos, jolloin se liukuu automaattisesti ulos.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Enhetens mått:	127,5*59,5 mm
Enhetens vikt:	196,7 g
Märkspänning/ström:	3,7V 1A
Laddningstid:	~ 4 timmar
Vattentät:	IPX7

säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]

1. Rengöringsområde / 2. Nivåbrytare / 3. Strömknapp|Lägeknapp/ 4. Slät yta / 5. Laddstation

Uppmärksamhet

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Använd inte med ansiktsrengöringsprodukter baserade på lera, silikonlösningsmedel eller korn för att undvika att skada de mjuka silikonfibrerna.
- Om du har hudproblem eller andra hälsoproblem, kontakta en hudläkare före användning.
- Om du känner något obehag under användning, avbryt användningen omedelbart och kontakta en läkare.
- Av hygienskal bör apparaten inte göras tillgänglig för andra personer.
- Använd inte enheten eller laddaren om den är skadad.
- Använd endast laddningskabeln som medföljer enheten.
- För att undvika elektriska stötar, anslut enheten till en strömkälla utrustad med en skyddande jordkabel.
- I det fuktgivande läget för huden, använd inte produkter med alkohol eller hög oljehalt.
- Använd inte under graviditet, menstruation eller amning.
- Använd inte vid: hjärtsjukdom, allvarlig sjukdom, förvärrad sjukdom, infektionssjukdom, hemofili, elakartad tumör, allergi, psoriasis.
- Undvik att använda produkten: på sår, ögonlock, ögonglober, plastelement, inuti munnen, runt ögonen och struphuvudet.
- Ändra eller reparera inte.
- Förvaras åtskilt från eld och värmekällor.

Rengöringsläge (användningstid: 1 minut) [sida 2 - f2]

1. Ta bort smink, blöt ansiktet och enheten. Applicera ansiktsrengöring i ansiktet eller på rengöringsområdet för Fresh Duo Care Blush.
2. Håll ned Power/Mode-knappen för att aktivera rengöringsläget. Tryck kort på knappen Level Switch för att justera rengöringsnivån (du kan välja mellan tre intensitetsnivåer).
3. Rengör huden i cirkulära rörelser
 - När du använder den för första gången rekommenderas att du använder en låg effektnivå.
4. Efter 1 minuts rengöring, skölj och torka ansiktet. Applicera produkterna hudvård anpassad till dess tillstånd.
 - Enheten stängs av automatiskt efter 1 minut.

Befuktningsläge (Användningstid: 3 minuter) [sida 2 - f3]

1. Rengör ansiktet från smink, olja och smuts för att hålla huden fräsch.
2. Före användning, anpassa temperaturen på spetsen till din hud genom att applicera den
 - det på baksidan av din hand för att undvika obehag orsakat av hög temperatur.
3. Efter att ha applicerat hudvårdsprodukter i ansiktet, tryck och håll nere

Power/Mode-knappen för att aktivera hudföryngringsläget. Tryck kort på nivåomkopplarknappen för att välja intensitet enligt din hudtolerans (två intensitetsnivåer kan väljas).

- Låg intensitetsnivå rekommenderas för första användningen.

4. Flytta försiktigt enheten på ditt ansikte enligt drifttekniken, för att hjälpa huden att absorbera kosmetikan.

- Absorptionsläge för dagliga hudvårdsprodukter: första nivån närande läge.

- Absorptionsläge för ansiktsmask: närande läge på andra nivån (arkmask rekommenderas)

- Använd inte produkter som innehåller alkohol eller för mycket olja.

- Enheten stängs automatiskt av efter 3 minuter i importläge.

Lämna inte enheten på ett område av ansiktet under en längre tid, för att undvika överrengöring eller brännskador på huden.

Rengöring

1. Rengöringsyta med silikonborste: rengör den noggrant efter varje användning.

- Skölj med vatten.

- Torka med en mjukpapper eller luddfri handduk eller lämna på en plats där den torkar naturligt.

2. Slät yta: torka av den med en fuktig trasa efter varje användning.

- Obs: Använd inte rengöringsprodukter som innehåller alkohol, alkaliska rengöringsmedel, flyktiga oljor, lösningsmedel, nagellackborttagare etc. för att undvika efterföljande hudskador.

Laddar [sida 2 - f4]

Batteriets laddningstid är 4 timmar med ett helt urladdat batteri, men den faktiska laddningstiden beror på återstående batteriladdning.

1. Dra laddningskabeln från botten av laddningsfodralet till önskad längd och sluta.

2. Enheten måste placeras vertikalt i laddaren på rätt sätt (tillämplig funktionsmärkning finns på laddaren).

3. Anslut strömmen och placera enheten på ett plant bord.

Visas under laddning (laddningsnivåindikator)

Under laddning blinkar tre horisontella lampor i följd.

- Den första lampan blinkar när laddningsnivån ännu inte är 1/3.

- Den första lampan lyser konstant och den andra lampan blinkar när laddningsnivån ännu inte är 2/3.

- Den första och andra lampan lyser konstant och den tredje lampan blinkar, när laddningsnivån ännu inte är 3/3.

- När alla tre lamporna lyser kontinuerligt är batteriet fulladdat.

- När batterinivån är låg blinkar växelindikatorn 10 gånger i rad och stängs sedan av automatiskt.

4 När laddningen är klar, dra ut laddningskontakten helt och den kommer automatiskt att glida ut.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu

Enhedens dimensioner:	127,5*59,5 mm
Enhedens vægt:	196,7 g
Nominel spænding/strøm:	3,7V 1A
Lade tid:	~ 4 timer
Vandtæt:	IPX7

Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Rengøringsområde / 2. Niveauekontakt / 3. Strømknop/Tilstandsknop/ 4. Glat overflade / 5. Ladestation

Opmærksomhed

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke bruges sammen med ansigtsrenseprodukter baseret på ler, silikoneopløsningsmidler eller korn for at undgå at beskadige de bløde silikonefibre.
- Hvis du har hudproblemer eller andre sundhedsmæssige bekymringer, skal du kontakte en hudlæge før brug.
- Hvis du føler ubehag under brug, skal du straks afbryde brugen og kontakte en læge.
- Af hygiejniske årsager bør enheden ikke stilles til rådighed for andre.
- Brug ikke enheden eller opladeren, hvis den er beskadiget.
- Brug kun det ladekabel, der følger med enheden.
- For at undgå elektrisk stød skal du tilslutte enheden til en strømkilde udstyret med et beskyttende jordingskabel.
- Brug ikke produkter med alkohol eller højt olieindhold i hudens fugtgivende tilstand.
- Må ikke anvendes under graviditet, menstruation eller amning.
- Må ikke anvendes i tilfælde af: hjertesygdomme, alvorlig sygdom, forværret sygdom, infektionssygdom, hæmofili, ondartet tumor, allergi, psoriasis.
- Undgå at bruge produktet: på sår, øjenlåg, øjeæbler, plastikelementer, inde i munden, omkring øjnene og strubehovedet.
- Må ikke ændres eller repareres.
- Opbevares væk fra ild og varmekilder.

Rensetilstand (brugstid: 1 minut) [side 2 - f2]

1. Fjern makeup, våd dit ansigt og enheden. Påfør ansigtsrens i ansigtet eller på renseområdet til Fresh Duo Care Blush.
2. Hold Power/Mode-knappen nede for at aktivere rengøringsstilstand. Tryk kort på knappen Level Switch for at justere rengøringsniveauet (du kan vælge mellem tre intensitetsniveauer).
3. Rens huden i cirkulære bevægelser
 - Når du bruger den første gang, anbefales det at bruge et lavt effektniveau.
4. Efter 1 minuts rensning, skyl og tør dit ansigt. Påfør produkterne hudpleje tilpasset dens tilstand.
- Enheden slukker automatisk efter 1 minut.

Befugtningsstilstand (brugstid: 3 minutter) [side 2 - f3]

1. Rens dit ansigt for makeup, olie og snavs for at holde din hud frisk.
2. Inden brug skal du justere spidsens temperatur til din hud ved at påføre den det på bagsiden af din hånd for at undgå ubehag forårsaget af høj temperatur.
3. Når du har påført hudplejeprodukter til dit ansigt, skal du trykke på og holde Power/Mode-knappen nede for at aktivere hudforyngelsestilstanden. Tryk kort på

niveauomskifterknappen for at vælge intensiteten i henhold til din hudtolerance (to intensitetsniveauer kan vælges).

- Lavt intensitetsniveau anbefales til første brug.

4. Bevæg forsigtigt enheden på dit ansigt i henhold til betjeningsteknikken, for at hjælpe huden med at absorbere det kosmetiske.

- Absorptionstilstand for daglige hudplejeprodukter: nærende tilstand på første niveau.

- Ansigtsmaskeabsorptionstilstand: Næringstilstand på andet niveau (arkmaske anbefales)

- Brug ikke produkter, der indeholder alkohol eller for meget olie.

- Enheden slukker automatisk efter 3 minutter i importtilstand.

Efterlad ikke enheden på et område af ansigtet i lang tid, for at undgå overrensning eller forbrændinger af huden.

Rengøring

1. Rengøringsoverflade med silikonebørste: rengør den grundigt efter hver brug.

- Skyl med vand.

- Tør med en serviet eller fnugfri håndklæde eller lad være på et sted, hvor det vil tørre naturligt.

2. Glat overflade: Tør den af med en fugtig klud efter hver brug.

- Bemærk: Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, alkaliske rengøringsmidler, flygtige olier, opløsningsmidler, neglelakfjerner osv. for at undgå efterfølgende hudskader.

Indlæser [side 2 - f4]

Batteriopladningstiden er 4 timer med et helt afladet batteri, men den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batteriopladning.

1. Træk ladekablet fra bunden af opladningsetuiet til den ønskede længde og stop.

2. Enheden skal placeres lodret i opladeren på den korrekte måde (den relevante funktionsmærkning er på opladeren).

3. Tilslut strømmen, og anbring enheden på et fladt bord.

Visning under opladning (indikator for ladeniveau)

Under opladning blinker tre vandrette lys efter hinanden.

- Det første lys blinker, når opladningsniveauet endnu ikke er 1/3.

- Det første lys lyser konstant, og det andet lys blinker, når opladningsniveauet endnu ikke er 2/3.

- Det første og det andet lys er konstant tændt, og det tredje lys blinker, når ladeniveauet endnu ikke er 3/3.

- Når alle tre lamper lyser konstant, er batteriet fuldt opladet.

- Når batteristrømmen er lav, blinker gearindikatoren 10 gange i træk og slukker derefter automatisk.

4 Når opladningen er færdig, skal du trække ladebatteriet helt ud, og det vil automatisk glide ud.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f5]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautifly.eu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub

ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Fresh Duo Care Blush