

BEAUTIFLY

SereneEye

PRO


series



Okulary ze światłem
czerwonym
Glasses with red light

Instrukcja obsługi
User manual

f1



f2



Material:	ABS + silicone
Charging way:	USB-C charging
Charging time:	approximately 24 hours
Battery Capacity:	350 mAh
Tension:	3.7V
Output power:	1.2 W

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2-f1]:

On/off switch (1) Elastic band clasp (2) USB socket (3)

Light sensitivity test:

Before using the device for the first time, check whether you are allergic to light: place it on your forearm for 3 minutes. If skin becomes red or itchy, stop use and consult a dermatologist. Always clean your face before use to avoid reactions to cosmetics. If baking, stop using the appliance immediately.

How to use:

1. Cleanse your face and dry it.
2. Fasten and adjust the elastic headband.
3. Press the power button to turn on the device.
4. Press the mode button to select the desired mode (light therapy, micro vibration, light therapy + micro vibration)
6. After three minutes, the device will turn off automatically. Remove the mask and clean it
7. Apply a serum or moisturizing cream immediately after the treatment

Charging method:

The product should not be used while charging. (Note: The device will not work and buttons will not respond while charging.) It is recommended to fully charge the device before first use. Connect the USB-C cable to your device, then connect the USB plug to the adapter. When the power is turned on, charging will start. The device is fully charged when the indicator light turns from red to green. A fully charged device lasts approximately 30 minutes for 10 treatments.

Maintenance and care of the device:

Store this product in a dry place at room temperature and avoid exposure to dust, direct sunlight or humid conditions. Clean the mask before and after use.

Precautions:

Please keep the product away from small children and animals to avoid treating it as a toy. Handle the product carefully when using. This device is designed as a home electronic product and is not suitable for diagnosis or treatment. It should not be used by pregnant women, preparing for pregnancy or breastfeeding, people sensitive to light or taking photosensitizing drugs, with genetically determined skin diseases or conditions such as lupus, photosensitive eczema, or albinism. Do not use while charging. Do not use the device if it is damaged. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. After each treatment, wipe the product with a soft damp cloth. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use corrosive agents to clean the device. Store it in a cool, dry place.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiale:	ABS + silikon
Lademåte:	USB-C lading
Ladetid:	ca. 24 timer
Batterikapasitet:	350 mAh
Spenninger:	3,7V
Utgangseffekt:	1,2 W

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

På/av-bryter (1) Elastisk båndlås (2) USB-kontakt (3)

Lysfølsomhetstest:

Før du bruker enheten for første gang, sjekk om du er allergisk mot lys: plasser den på underarmen i 3 minutter. Hvis huden blir rød eller kløende, slutt å bruke og konsulter en hudlege. Rengjør alltid ansiktet før bruk for å unngå reaksjoner på kosmetikk. Hvis du baker, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart.

Hvordan å bruke:

1. Rens ansiktet og tørk det.
2. Fest og juster det elastiske pannebåndet.
3. Trykk på strømknappen for å slå på enheten.
4. Trykk på modusknappen for å velge ønsket modus (lysterapi, mikrovibrasjon, lysterapi + mikrovibrasjon)
6. Etter tre minutter vil enheten slå seg av automatisk. Fjern masken og rengjør den
7. Påfør et serum eller fuktighetskrem umiddelbart etter behandlingen

Lademetode:

Produktet skal ikke brukes under lading. (Merk: Enheten vil ikke fungere, og knappene vil ikke reagere under lading.) Det anbefales å lade enheten helt opp før første gangs bruk. Koble USB-C-kabelen til enheten din, og koble deretter USB-pluggen til adapteren. Når strømmen er slått på, starter ladingen. Enheten er fulladet når indikatorlampen skifter fra rødt til grønt. En fulladet enhet varer ca. 30 minutter for 10 behandlinger.

Vedlikehold og stell av enheten:

Oppbevar dette produktet på et tørt sted ved romtemperatur og unngå eksponering for støv, direkte sollys eller fuktige forhold. Rengjør masken før og etter bruk.

Forholdsregler:

Hold produktet unna små barn og dyr for å unngå å behandle det som et leketøy. Håndter produktet forsiktig ved bruk. Denne enheten er utformet som et hjemmeelektronikk og er ikke egnet for diagnose eller behandling. Den skal ikke brukes av gravide kvinner, forbereder seg på graviditet eller amming, personer som er følsomme for lys eller tar fotosensibiliserende medisiner, med genetisk betingede hudsykdommer eller tilstander som lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Må ikke brukes under lading. Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Eventuelle uregelmessigheter bør vurderes av tjenesten. Ikke slipp eller slå enheten for å unngå funksjonsfeil. Etter hver behandling, tørk av produktet med en myk fuktig klut. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig, tørt sted.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiaali:	ABS + silikon
Lataustapa:	USB-C lataus
Latausaika:	noin 24 tuntia
Akun kapasiteetti:	350 mAh
Jännitys:	3,7V
Lähtöteho:	1,2 W

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

Pääle/pois-kytkin (1) Elastinen nauhalukko (2) USB-liitäntä (3)

Valoherkkyydesti:

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tarkista, oletko allerginen valolle: aseta se kyynärvarrellesi 3 minuutiksi. Jos iho punoittaa tai kutiaa, lopeta käyttö ja ota yhteys ihotautilääkäriin. Puhdista kasvosi aina ennen käyttöä välttääksesi reaktiot kosmetiikkaan. Jos paistat, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Kuinka käyttää:

1. Puhdista kasvosi ja kuivaa ne.
2. Kiinnitä ja säädä joustava sanka.
3. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
4. Valitse haluamasi tila painamalla tilapainiketta (valohoito, mikrovärinä, valohoito + mikrovärinä)
6. Kolmen minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti. Poista maski ja puhdista se
7. Levitä seerumi tai kosteuttava voide välittömästi hoidon jälkeen

Lataustapa:

Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana. (Huomaa: laite ei toimi eivätkä painikkeet reagoi latauksen aikana.) On suositeltavaa ladata laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Liitä USB-C-kaapeli laitteeseen ja liitä sitten USB-liitin sovittimeen. Kun virta kytketään päälle, lataus alkaa. Laite on ladattu täyteen, kun merkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi. Täyteen ladattu laite kestää noin 30 minuuttia 10 hoidosta.

Laitteen huolto ja hoito:

Säilytä tätä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja vältä altistumista pölylle, suoralle auringonvalolle tai kosteille olosuhteille. Puhdista naamio ennen ja jälkeen käytön.

Varotoimenpiteet:

Pidä tuote poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta sitä ei käsitellä leluuna. Käsittele tuotetta varovasti käyttäessäsi. Tämä laite on suunniteltu kodin elektroniikkatuotteeksi, eikä se sovellettu diagnoosiin tai hoitoon. Sitä eivät saa käyttää raskaana olevat naiset, jotka valmistautuvat raskauteen tai imettävät, valolle herkät tai valolle herkistäviä lääkkeitä käyttävät henkilöt, joilla on geneettisesti määrättyjä ihosairauksia tai sairauksia, kuten lupus, valoherkkä ihottuma tai albinismi. Älä käytä latauksen aikana. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Palvelun tulee arvioida mahdolliset väärinkäytökset. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen pehmeällä kostealla liinalla. Älä pese laitetta veden alla tai upota sitä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	ABS + silikon
Laddningssätt:	USB-C laddning
Laddningstid:	cirka 24 timmar
Batterikapacitet:	350 mAh
Spänning:	3,7V
Uteffekt:	1,2 W

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

På/av-knapp (1) Elastiskt bandlås (2) USB-uttag (3)

Ljuskänslighetstest:

Innan du använder enheten för första gången, kontrollera om du är allergisk mot ljus: placera den på din underarm i 3 minuter. Om huden blir röd eller kliar, sluta använda och kontakta en hudläkare. Rengör alltid ansiktet före användning för att undvika reaktioner på kosmetika. Om du bakar ska du omedelbart sluta använda apparaten.

Hur man använder:

1. Rengör ansiktet och torka det.
2. Fäst och justera det elastiska pannbandet.
3. Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
4. Tryck på lägesknappen för att välja önskat läge (ljusterapi, mikrovibration, ljusterapi + mikrovibration)
6. Efter tre minuter stängs enheten av automatiskt. Ta bort masken och rengör den
7. Applicera ett serum eller fuktkräm direkt efter behandlingen

Laddningsmetod:

Produkten ska inte användas under laddning. (Obs: Enheten fungerar inte och knapparna svarar inte under laddning.) Vi rekommenderar att du laddar enheten helt innan den används första gången. Anslut USB-C-kabeln till din enhet och anslut sedan USB-kontakten till adaptern. När strömmen slås på startar laddningen. Enheten är fulladdad när indikatorlampan övergår från rött till grönt. En fulladdad enhet varar cirka 30 minuter i 10 behandlingar.

Underhåll och skötsel av enheten:

Förvara denna produkt på en torr plats i rumstemperatur och undvik exponering för damm, direkt solljus eller fuktiga förhållanden. Rengör masken före och efter användning.

Försiktighetsåtgärder:

Håll produkten borta från små barn och djur för att undvika att behandla den som en leksak. Hantera produkten försiktigt vid användning. Denna enhet är utformad som en hemelektronikprodukt och är inte lämplig för diagnos eller behandling. Det bör inte användas av gravida kvinnor, som förbereder sig för graviditet eller amning, personer som är känsliga för ljus eller tar fotosensibiliserande läkemedel, med genetiskt betingade hudsjukdomar eller tillstånd som lupus, ljuskänsligt eksem eller albinism. Använd inte under laddning. Använd inte enheten om den är skadad. Reparera, plocka isär eller modifiera inte enheten själv. Eventuella oegentligheter bör bedömas av tjänsten. Tappa eller slå inte enheten för att undvika felfunktion. Efter varje behandling, torka av produkten med en mjuk fuktig trasa. Tvätta inte enheten under vatten eller sänk den inte ned. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten. Förvara den på en sval, torr plats.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiale:	ABS + silikone
Opladningsmåde:	USB-C opladning
Lade tid:	cirka 24 timer
Batterikapacitet:	350 mAh
Spænding:	3,7V
Udgangseffekt:	1,2 W

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

Tænd/sluk-knap (1) Elastikspænde (2) USB-stik (3)

Lysfølsomhedstest:

Før du bruger enheden første gang, skal du kontrollere, om du er allergisk over for lys: Placer den på din underarm i 3 minutter. Hvis huden bliver rød eller kløende, skal du stoppe brugen og kontakte en hudlæge. Rengør altid dit ansigt før brug for at undgå reaktioner på kosmetik. Hvis du bager, skal du straks stoppe med at bruge apparatet.

Sådan bruger du:

1. Rens dit ansigt og tør det.
2. Fastgør og juster det elastiske pandebånd.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden.
4. Tryk på tilstandsknappen for at vælge den ønskede tilstand (lysterapi, mikrovibration, lysterapi + mikrovibration)
6. Efter tre minutter slukker enheden automatisk. Fjern masken og rengør den
7. Påfør et serum eller en fugtighedscreme umiddelbart efter behandlingen

Opladningsmetode:

Produktet bør ikke bruges under opladning. (Bemærk: Enheden fungerer ikke, og knapperne reagerer ikke under opladning.) Det anbefales at oplade enheden helt før første brug. Tilslut USB-C-kablet til din enhed, og tilslut derefter USB-stikket til adapteren. Når strømmen er tændt, starter opladningen. Enheden er fuldt opladet, når indikatorlampen skifter fra rød til grøn. En fuldt opladet enhed holder cirka 30 minutter til 10 behandlinger.

Vedligeholdelse og pleje af enheden:

Opbevar dette produkt på et tørt sted ved stuetemperatur og undgå udsættelse for støv, direkte sollys eller fugtige forhold. Rengør masken før og efter brug.

Forholdsregler:

Hold venligst produktet væk fra små børn og dyr for at undgå at behandle det som et legetøj. Håndter produktet forsigtigt ved brug. Denne enhed er designet som et elektronisk hjemmeprodukt og er ikke egnet til diagnose eller behandling. Det bør ikke bruges af gravide kvinder, der forbereder sig på graviditet eller ammer, personer, der er følsomme over for lys eller tager fotosensibiliserende lægemidler, med genetisk betingede hudsygdomme eller tilstande såsom lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Må ikke bruges under opladning. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Du må ikke selv reparere, adskille eller modificere enheden. Eventuelle uregelmæssigheder bør vurderes af tjenesten. Tab eller slå ikke enheden for at undgå fejlfunktion. Efter hver behandling tørres produktet af med en blød fugtig klud. Vask ikke enheden under vand eller nedsænk den. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden. Opbevar det på et køligt, tørt sted.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe

obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of March 27, 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households free of charge in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt SereneEye PRO jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.beautifly.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the SereneEye PRO product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of substances subject to restriction and Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of November 15, 2017 amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at www.beautifly.eu/deklaracje

Model: SereneEye PRO

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach