

BEAUTIFLY

Prestige Tri-Action

Golden

series

Beauty System
Zestaw do pielęgnacji
Instrukcja obsługi
User manual




 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautiflyeu

f1



f2



Charger:	3.7V
Entry:	AC100-240V 50/60Hz
Exit:	DC5V 1A
Battery:	Built-in lithium-ion battery
Countdown timer:	15 minutes
Working time:	7-11 hours
Included:	Device, 3 attachments, charging station, power supply, user manual, warranty card

Security

Before using the product, read this manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Accessories [see page 2, f1]

1. Brush attachment. Suitable for scalp, face and body care. It uses electrode needles (32 pieces) and LED diodes
2. Facial attachment. Firms and smoothes facial skin. It uses electrodes and LED diodes
3. Body attachment. Firms and improves the appearance and condition of the skin. It uses an electrode section

Usage tips

- The device uses positive and negative electrodes to create a circuit that generates an electric current when it comes into contact with the skin. For best results, make sure the electrodes remain in full contact with the skin during treatment.
- The sensation caused by electrical stimulation may be different on different parts of the body. Therefore, start the treatment at level 1 (when only LED 1 is lit) and adjust the power to ensure comfort of use.
- Do not use the device unreasonably or on areas of skin with problems or abnormalities.
- After using the device, temporary redness may appear on the skin. If these symptoms do not improve over time, consult your doctor.
- Before use, make sure the device is fully charged.
- Before first use or when the battery is low, charge it using the charging station.
- Before placing the charging terminal in the charging station, carefully dry it with a cotton swab and wait until it is completely dry.
- Full charging time is approximately 2.5 hours and operating time is approximately 7 hours when using the device at level 5 (with the brush attachment, at a room temperature of 27 degrees Celsius). However, actual operating and charging times may vary depending on the previous battery level and charging conditions.

Before using the device, it is recommended to perform a patch test on the skin:

1. Apply an appropriate amount of gel or other cosmetic that conducts EMS currents to clean skin.
2. Turn on the device and test the operation of the device on the inside of the arm for approximately 1 minute, using the lowest power level (when only LED 1 is lit).
3. If you experience any unusual reactions during the test, such as rash, itching or pain, stop the procedure immediately.

Modes and functions:

The device uses two types of electrical stimulation that automatically adapt to the attachment used.

Skin lifting mode* - through impulses sent radially from the electrode diodes, it stimulates the skin and hairline muscles, providing lifting and a visible improvement in tension. Used with a brush attachment for the care of the scalp, face, arms and neckline. Used dry, however, when using a moderate level of stimulation, it can be used on damp skin or hair. It does not require prior application of gel or other cosmetics that conduct EMS currents.

Using the lifting mode on the scalp, face and body:

- Perform the treatment once a day for a maximum of 30 minutes, assuming that the session lasts from 5 to 15 minutes.
- Start with the lowest mode (level 1) to get used to the tingling sensation caused by electrical stimulation.
- Do not use the device on the nose, eyelids, ears, mouth or eyes.
- For best results, adjust the movements and level of electrostimulation to the area of the body being treated.

Head care

- Use on clean, combed hair and scalp
- Comb your hair in a slow zigzag motion, starting at the roots and working towards the back of your head
- From the back of the head, gradually move the device in a zigzag motion from above towards the opposite side of the collarbone
- Brush perpendicular to the skin, in full contact with the hairy part of the head; do not press the cap too hard to eliminate the risk of damage

Face care:

- Remove makeup and cleanse your face thoroughly
- Starting from the chin, the lower part of the jaw or the nasolabial folds, gently touch the skin with the brush, moving towards the ears; perform similar movements on the forehead, starting from its base and working towards the hairline; repeat the series 2 to 4 times

Neck, shoulder and décolleté care:

- Cleanse your skin thoroughly
- Move the brush in a smooth motion, starting from around the ear towards the neckline; from the back of the ear, go through the head towards the collarbone; finally move the device around your neck and shoulders.

*During the treatment, you will feel a tingling sensation caused by electrostimulation.

Deep EMS mode* - through a deep EMS pulse, it strengthens the muscles and increases the production of collagen and elastin. Visibly reduces fine lines and wrinkles and improves skin firmness. Stimulates blood and lymph circulation, providing the skin with a young and radiant appearance. Used with face and body pads that ensure comfort of use. It requires the use of a gel or other cosmetic that conducts EMS currents. If the skin is dry, the electrical stimulation may

be difficult to feel. It is recommended to avoid using water or lotion as they may dry out the skin and reduce the effectiveness of electrical stimulation while causing discomfort.

Using EMS mode on face and body skin:

- Perform the treatment once a day for a maximum of 30 minutes, assuming that the session lasts from 5 to 15 minutes.
- Start with the lowest mode (level 1) to get used to the tingling sensation caused by electrical stimulation.
- Do not use the device on the nose, eyelids, ears, mouth, eyes or throat.
- To ensure comfort, do not press the device too hard against your cheeks, chin or other parts of your face when using it.
- Remember that when using the device, a stronger feeling of stimulation may appear on the scalp muscles.

face care

- Before use, remove makeup and cleanse your skin thoroughly
- Use the facial care cap and apply a gel or other cosmetic that conducts EMS currents
- Starting from the chin, the lower part of the jaw or the nasolabial folds, hold the device locally for 3-5 seconds, moving towards the ears; perform similar movements on the forehead, starting from its base and working towards the hairline; repeat the series 2 to 4 times

Neck and cleavage care

- Carefully cleanse the skin and apply a gel or other cosmetic that conducts EMS currents
- Apply pointwise for 3-5 seconds, holding the device in the selected place and moving to other parts of the neck and décolleté; repeat the series 2 to 4 times

Body care:

- Carefully cleanse the skin and apply a gel or other cosmetic that conducts EMS currents
- Please note that in this mode it may be difficult to feel the EMS stimulation if your skin is dry
- Use on the muscles of your arms and legs by moving the device from bottom to top
- Apply to the belly in a zigzag motion, starting from the sides and moving towards the navel
- Use on the buttocks by moving the device from bottom to top
- Gently hold the device on the areas you particularly want to focus on
- Avoid stopping the device on the bones
- *A slight tingling sensation is felt during the treatment.

For more effective care, you can use different attachments during treatment. The lifting effect through electrical stimulation will be achieved by using a brush attachment for 15 minutes a day to improve the appearance and firmness of the skin before applying makeup. The recommended use time for each area is as follows: - Face, head, arms and neck (5 minutes).

To exercise the facial muscles and additionally improve the condition of the skin, it is recommended to repeat the treatment using the facial tip 3-4 times a week for 20 minutes before going to bed. The recommended application times for each area are as follows:

- Face, head, shoulders and neck (10-15 minutes) - Scalp (5-10 minutes) - Face, head, shoulders and neck

Please remember that the recommended time of using the device on individual parts of the body should be adapted to individual needs and the condition of the skin of the body, face and head. Please use common sense when using it and if you experience discomfort or unusual sensations, immediately stop using the device and consult a doctor.

Storage

- Keep the device dry and clean out of the reach of children.
- Keep away from high temperature.
- Store the device in a cool, dry place.

Cleaning

- For daily maintenance, use neutral detergent and a soft cloth. Do not clean the device with organic solvents or other chemicals. Do not rinse with water.
- Avoid high-pressure washing and cleaning with hard objects that may scratch its surface.
- Between treatments on different parts of the face and body, disinfect the tips using agents intended for beauty devices

Landing:

- Connect to USB for charging. It is not possible to use the device while charging.
- When the battery level is low, LED 1 quickly flashes 3 times every 3 seconds.

Precautions and safety

- Use the device in a well-ventilated room, with a temperature of 5°C-40°C and a humidity of 30%-85%.
- Keep the device away from electrical appliances, sources of high-frequency electrical radiation, etc. to avoid interference during use.
- Do not disassemble, repair or modify the device.
- When using for the first time, monitor the time (5-15 min) and pay attention to the frequency. Excessive use may cause discomfort. If you feel uncomfortable, stop using the device.
- In case of incorrect operation of the device, stop using it immediately and contact the service.

Warnings and contraindications

- If the device has not been used for a long time, wipe it down and turn it on to check whether it is working properly. Then charge your device. If any irregularities occur, contact the service.

- People with implanted electronic devices, such as pacemakers, must not use the device.
 - Using the device near a shortwave or microwave processing device (e.g. 1M) may cause the device's output to become unstable.
 - Do not use the device during pregnancy or menstruation.
 - Keep the device and its accessories out of the reach of children.
 - Do not immerse the device in any liquid and do not wipe the product with a wet cloth.
 - Turn off the device before charging.
 - Improper use or adjustment of the device may void the service warranty.
 - The device is prohibited to be used by people with wounds, fractures, scars, cancer, varicose veins and local poor skin elasticity.
 - Persons with serious heart, liver or kidney diseases or with high fever are prohibited from using the device.
- *Scalp treatment should not be performed by people with hair extensions, hair transplant recipients and people wearing certain types of hairpieces (such as adhesive tape or extensions).

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Lader:	3,7V
Inngang:	AC100-240V 50/60Hz
Exit:	DC5V 1A
Batteri:	Innebygd litium-ion batteri
Nedtellingsklokke:	15 minutter
Jobbe tid:	7-11 timer
Inkludert:	Enhet, 3 vedlegg, ladestasjon, strømforsyning, brukerveiledning, garantikort

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Tilbehør [se side 2, f1]

1. Børstefeste. Eget for hodebunn, ansikt og kroppspleie. Den bruker elektrodenåler (32 stk) og LED-dioder

2. Ansiktsfeste. Oppstrammer og jevner ut ansiktshuden. Den bruker elektroder og LED-dioder

3. Kroppsfeste. Oppstrammer og forbedrer hudens utseende og tilstand. Den bruker en elektrodeseksjon

Brukstips

- Enheten bruker positive og negative elektroder for å lage en krets som genererer en elektrisk strøm når den kommer i kontakt med huden. For best resultat, sørg for at elektrodene forblir i full kontakt med huden under behandlingen.
- Følelsen forårsaket av elektrisk stimulering kan være forskjellig på forskjellige deler av kroppen. Start derfor behandlingen på nivå 1 (når kun LED 1 lyser) og juster effekten for å sikre brukerkomfort.
- Ikke bruk enheten urimelig eller på hudområder med problemer eller abnormiteter.
- Etter bruk av enheten kan det oppstå midlertidig rødhet på huden. Hvis disse symptomene ikke forbedres over tid, kontakt legen din.
- Før bruk, sørg for at enheten er fulladet.
- Før første bruk eller når batteriet er lavt, lad det opp ved hjelp av ladestasjonen.
- Før du plasserer ladeterminalen i ladestasjonen, tørk den forsiktig med en bomullspinne og vent til den er helt tørr.
- Full ladedet er ca. 2,5 timer og driftstid er ca. 7 timer ved bruk av enheten på nivå 5 (med børstetilbehør, ved en romtemperatur på 27 grader Celsius). Faktiske drifts- og ladetider kan imidlertid variere avhengig av tidligere batterinivå og ladeforhold.

Før du bruker enheten, anbefales det å utføre en lappetest på huden:

1. Påfør en passende mengde gel eller annet kosmetikk som leder EMS-strømmer til ren hud.

2. Slå på enheten og test funksjonen til enheten på innsiden av armen i ca. 1 minutt, med det laveste strømnivået (når bare LED 1 lyser).

3. Hvis du opplever uvanlige reaksjoner under testen, slik som utslett, kløe eller smerte, må du stoppe prosedyren umiddelbart.

Modi og funksjoner:

Enheten bruker to typer elektrisk stimulering som automatisk tilpasser seg vedlegget som brukes.

Hudløftemodus* - gjennom impulser som sendes radialt fra elektrododiodene, stimulerer den huden og hårfestemuskulene, gir løfting og en synlig forbedring av spenningen. Brukes med børstefeste for pleie av hodebunnen, ansiktet, armene og halsen. Brukt tørt, men når du bruker et moderat nivå av stimulering, kan det brukes på fuktig hud eller hår. Det krever ikke påføring av gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer.

Bruk av løftemodus i hodebunnen, ansiktet og kroppen:

- Utfør behandlingen én gang daglig i maksimalt 30 minutter, forutsatt at økten varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste modusen (nivå 1) for å venne deg til den prikkende følelsen forårsaket av elektrisk stimulering.
- Ikke bruk enheten på nese, øyelokk, ører, munn eller øyne.
- For best resultat, juster bevegelsene og nivået av elektrostimulering til området av kroppen som behandles.

Hodepleie

- Bruk på rent, kammet hår og hodebunn
- Gre håret i sakte siksakbevegelser, start ved røttene og arbeid mot bakhodet
- Fra baksiden av hodet, flytt enheten gradvis i en siksakk-bevegelse ovenfra mot motsatt side av kragebeinet
- Børst vinkelrett på huden, i full kontakt med den hårete delen av hodet; ikke trykk på hetten for hardt for å eliminere risikoen for skade

Ansiktspleie:

- Fjern sminken og rens ansiktet grundig
- Start fra haken, den nedre delen av kjeven eller de nasolabiale foldene, berør huden forsiktig med børsten, beveger deg mot ørene; utfør lignende bevegelser på pannen, start fra basen og arbeid mot hårfestet; gjenta serien 2 til 4 ganger

Pleie av nakke, skulder og dekolletage:

- Rens huden din grundig
- Beveg børsten i en jevn bevegelse, start fra rundt øret mot halsen; fra baksiden av øret, gå gjennom hodet mot kragebeinet; flytt til slutt enheten rundt nakken og skuldrene.

*Under behandlingen vil du kjenne en prikkende følelse forårsaket av elektrostimulering.

Deep EMS-modus* – gjennom en dyp EMS-puls styrker den musklene og øker produksjonen av kollagen og elastin. Synlig reduserer fine linjer og rynker og forbedrer hudens fasthet. Stimulerer blod- og lymfesirkulasjonen, og gir huden et ungt og strålende utseende. Brukes med ansikts- og kroppsputter som sikrer brukervennlighet. Det krever bruk av en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer. Hvis huden er tørr, kan den elektriske stimuleringen være vanskelig å føle. Det anbefales å unngå å bruke vann eller lotion, da de kan tørke ut huden og redusere effekten av elektrisk stimulering samtidig som de forårsaker ubehag.

Bruk av EMS-modus på ansikts- og kroppshud:

- Utfør behandlingen én gang daglig i maksimalt 30 minutter, forutsatt at økten varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste modusen (nivå 1) for å venne deg til den prikkende følelsen forårsaket av elektrisk stimulering.
- Ikke bruk enheten på nese, øyelokk, ører, munn, øyne eller svelg.
- For å sikre komfort, ikke trykk enheten for hardt mot kinnene, haken eller andre deler av ansiktet når du bruker den.
- Husk at når du bruker enheten, kan en sterkere følelse av stimulering vises i hodebunnsmusklene.

ansiktspleie

- Fjern sminke før bruk og rens huden grundig
- Bruk ansiktspleieheten og påfør en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer
- Start fra haken, den nedre delen av kjeven eller nasolabialfoldene, hold enheten lokalt i 3-5 sekunder, beveger deg mot ørene; utfør lignende bevegelser på pannen, start fra basen og arbeid mot hårfestet; gjenta serien 2 til 4 ganger

Pleie av nakke og kløft

- Rens huden forsiktig og påfør en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer
- Påfør punktvis i 3-5 sekunder, hold enheten på det valgte stedet og flytt til andre deler av halsen og dekolletage; gjenta serien 2 til 4 ganger

Kroppspoleie:

- Rens huden forsiktig og påfør en gel eller annen kosmetikk som leder EMS-strømmer
- Vær oppmerksom på at i denne modusen kan det være vanskelig å føle EMS-stimuleringen hvis huden din er tørr
- Bruk på musklene i armer og ben ved å flytte enheten fra bunn til topp
- Påfør på magen i en siksakk-bevegelse, start fra sidene og bevege deg mot navlen
- Bruk på baken ved å flytte enheten fra bunn til topp
- Hold enheten forsiktig på områdene du spesielt ønsker å fokusere på
- Unngå å stoppe enheten på beina
- *En lett prikkende følelse kjennes under behandlingen.

For mer effektiv pleie kan du bruke forskjellige vedlegg under behandlingen, Løfteeffekten gjennom elektrisk stimulering oppnås ved å bruke et børstefeste i 15 minutter om dagen for å forbedre hudens utseende og fasthet før du legger sminke. Anbefalt brukstid for hvert område er som følger: - Ansikt, hode, armer og nakke (5 minutter). For å trene ansiktsmusklene og i tillegg forbedre hudens tilstand, anbefales det å gjenta behandlingen med ansiktsspissen 3-4 ganger i uken i 20 minutter før du legger deg. De anbefalte påføringsstidene for hvert område er som følger:

- Ansikt, hode, skuldre og nakke (10-15 minutter) - Hodebunn (5-10 minutter) - Ansikt, hode, skuldre og nakke

Husk at den anbefalte tiden for bruk av enheten på individuelle deler av kroppen bør tilpasses individuelle behov og tilstanden til huden på kroppen, ansiktet og hodet. Vennligst bruk sunn fornuft når du bruker den, og hvis du opplever ubehag eller uvanlige opplevelser, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte lege.

Oppbevaring

- Hold enheten tørr og ren utlignelig for barn.
- Holdes unna høy temperatur.
- Oppbevar enheten på et kjølig, tørt sted.

Rengjøring

- For daglig vedlikehold, bruk nøytralt vaskemiddel og en myk klut. Ikke rengjør enheten med organiske løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke skylle med vann.
- Unngå høytrykkspyling og rengjøring med harde gjenstander som kan skrape opp overflaten.
- Mellom behandlingene på forskjellige deler av ansiktet og kroppen, desinfiser spissene med midler beregnet på skjønnhetsapparater

Lading:

- Koble til USB for lading. Det er ikke mulig å bruke enheten under lading.
- Når batterinivået er lavt, blinker LED 1 raskt 3 ganger hvert 3. sekund.

Forholdsregler og sikkerhet

- Bruk enheten i et godt ventilert rom, med en temperatur på 5°C~40°C og en luftfuktighet på 30%~85%.
- Hold enheten unna elektriske apparater, kilder til høyfrekvent elektrisk stråling osv. for å unngå interferens under bruk.
- Ikke demonter, reparer eller modifiser enheten.
- Når du bruker for første gang, overvåk tiden (5-15 min) og vær oppmerksom på frekvensen. Overdreven bruk kan forårsake ubehag. Hvis du føler deg ukomfortabel, slutte å bruke enheten.
- I tilfelle feil bruk av enheten, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt tjenesten.

Advarsler og kontraindikasjoner

- Hvis enheten ikke har vært brukt på lenge, tørk den av og slå den på for å sjekke om den fungerer som den skal. Lad deretter enheten. Hvis det oppstår uregelmessigheter, kontakt tjenesten.
- Personer med implanterte elektroniske enheter, som pacemakere, og personer som bruker enheten.
- Bruk av enheten i nærheten av en kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsenhet (f.eks. 1M) kan føre til at enhetens utgang blir ustabil.
- Ikke bruk enheten under graviditet eller menstruasjon.
- Oppbevar enheten og tilbehøret utlignelig for barn.
- Ikke senk enheten i væske og ikke tørk av produktet med en våt klut.
- Slå av enheten før lading.

- Feil bruk eller justering av enheten kan gjøre servicegarantien ugyldig.
 - Enheten er forbudt å brukes av personer med sår, brudd, arr, kreft, åreknuter og lokal dårlig hudelastisitet.
 - Personer med alvorlige hjerte-, lever- eller nyresykdommer eller med høy feber har forbud mot å bruke apparatet.
- *Hårbunnsbehandling bør ikke utføres av personer med hårforlengelser, hårtransplanterte og personer som har på seg visse typer hårstykker (som teip eller extensions).

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Laturi:	3,7V
Sisäänpääsy:	AC100-240V 50/60Hz
Poistu:	DC5V 1A
Akku:	Sisäänrakennettu litiumioniakku
Ajastin:	15 minuuttia
Työaika:	7-11 tuntia
Mukana:	Laitte, 3 lisäosaa, latausasema, virtalähde, käyttöohje, takuukortti

Turvallisuus

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessäsi.

Lisävarusteet [katso sivu 2, f1]

1. Harjan kiinnitys. Sopii päänahan, kasvojen ja vartalon hoitoon. Se käyttää elektrodineuloja (32 kpl) ja LED-diodeja
2. Kasvojen kiinnitys. Kiinteyttää ja tasoiittaa kasvojen ihoa. Se käyttää elektrodeja ja LED-diodeja
3. Rungon kiinnitys. Kiinteyttää ja parantaa ihon ulkonäköä ja kuntoa. Se käyttää elektrodiosaa

Käyttövinkkejä

- Laitte luo positiivisten ja negatiivisten elektrodien avulla piirin, joka tuottaa sähkövirran, kun se joutuu kosketuksiin ihon kanssa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi varmista, että elektrodit pysyvät täysin kosketuksessa ihon kanssa hoidon aikana.
- Sähköstimulaation aiheuttama tunne voi olla erilainen kehon eri osissa. Aloita siksi hoito tasolta 1 (kun vain LED 1 palaa) ja säädä tehoa käyttömukavuuden varmistamiseksi.
- Älä käytä laitetta kohtuuttomasti tai ihoalueilla, joilla on ongelmia tai poikkeavuuksia.
- Laitteen käytön jälkeen iholle saattaa ilmaantua tilapäistä punoitusta. Jos nämä oireet eivät parane ajan myötä, ota yhteys lääkäriin.
- Varmista ennen käyttöä, että laite on ladattu täyteen.
- Lataa se latausasemalla ennen ensimmäistä käyttöä tai kun akun varaus on vähissä.
- Ennen kuin asetat latauspäätteen latausasemaan, kuivaa se huolellisesti pumpulipuikolla ja odota, kunnes se on täysin kuiva.
- Täysi latausaika on noin 2,5 tuntia ja käyttöaika noin 7 tuntia, kun laitetta käytetään tasolla 5 (harjakiinnikkeen kanssa, huoneenlämpötilassa 27 celsiusastetta). Todelliset käyttö- ja latausajat voivat kuitenkin vaihdella edellisen akun varustason ja latausolosuhteiden mukaan.

Ennen laitteen käyttöä on suositeltavaa suorittaa laastari iholle:

1. Levitä sopiva määrä geeliä tai muuta kosmetiikkaa, joka johtaa EMS-virtoja puhtaalle iholle.
2. Kytke laite päälle ja testaa laitteen toimintaa käsivarren sisäpuolella noin 1 minuutin ajan käyttäen alinta tehotasoa (kun vain LED 1 palaa).
3. Jos koet testin aikana epätavallisia reaktioita, kuten ihottumaa, kutinaa tai kipua, lopeta toimenpide välittömästi.

Tilat ja toiminnot

Laitte käyttää kahden tyyppistä sähköstimulaatiota, jotka mukautuvat automaattisesti käytettävään lisälaitteeseen.

Ihon kohotustila - elektrodidiodeista säteittäisesti lähetettyjen impulssien kautta se stimuloi ihoa ja hiusrajaliikkeitä, mikä tarjoaa kohoamista ja näkyvää jännityksen paranemista. Käytetään harjallittimen kanssa päänahan, kasvojen, käsivarsien ja kaulan hoitoon. Kuivana käytettynä, mutta matillisella stimulaatiolla käytettäessä sitä voidaan käyttää kostealle iholle tai hiuksiin. Se ei vaadi geelin tai muun EMS-virtoja johtavan kosmeettisen aineen levittämistä etukäteen.

Nostotilan käyttäminen päänahalla, kasvoilla ja vartalolla:

- Suorita hoito kerran päivässä enintään 30 minuutin ajan olettaen, että hoitojakso kestää 5-15 minuuttia.
- Aloita alimmasta tilasta (taso 1) tottuaksesi sähköstimulaation aiheuttamaan pistelyyn.
- Älä käytä laitetta nenässä, silmäluomissa, korvissa, suussa tai silmissä.
- Saat parhaat tulokset säätämällä liikkeet ja sähköstimulaation tasoa hoidettavan kehon alueen mukaan.

Pään hoito

- Käytä puhtaisiin, kammatuihin hiuksiin ja päänahaan
- Kampaa hiuksesi hitaalla siksak-liikkeellä aloittaen juurista ja kohdistaan pään takaosaan
- Liikuta laitetta vähitellen pään takaa siksak-liikkeellä ylhäältä kohti solisluun vastakkaista puolta.
- Harjaa kohtisuorassa ihoa vasten, täysin kosketuksissa pään karvaiseen osaan; Älä paina korkkia liian lujasti vahingoittumisvaaran välttämiseksi

Kasvojen hoito:

- Poista meikki ja puhdista kasvoesi perusteellisesti
- Leuasta, leuan alaosaan tai nasolabiaalisista poimuista alkaen kosketa harjalla varovasti ihoa korvia kohti, suorita samanlaisia liikkeitä otsalla alkaen sen tyvestä hiusrajaan kohti; toista sarja 2-4 kertaa

Kaulan, hartioiden ja dekolteen hoito:

- Puhdista iho huolellisesti
- Liikuta harjaa tasaisin liikkein alkaen korvan ympäriltä kaulaa kohti; mene korvan takaa pään läpi kohti solisluuta; siirrä lopuksi laitetta kaulan ja hartioiden ympärille.

*Hoidon aikana tunnet sähköstimulaation aiheuttamaa pistelyä.

Deep EMS -tila – syvän EMS-pulssin kautta se vahvistaa lihaksia ja lisää kollageenin ja elastiinin tuotantoa. Vähentää näkyvää hienojen juonteita ja rypyjä sekä parantaa ihon kiinteyttä. Stimuloi veren- ja imusolmukkeiden kiertoa antaen iholle nuorekkaan ja säteilevän ulkonäön. Käytetään kasvo- ja vartalotynnyjen kanssa, jotka takaavat käyttömukavuuden. Se vaatii geelin tai muun kosmeettisen aineen käyttöä, joka johtaa EMS-virtoja. Jos iho on kuiva, sähköstimulaatiota voi olla vaikea tuntea. On suositeltavaa välttää veden tai voiteen käyttöä, koska ne voivat kuivata ihoa ja heikentää

sähköstimulaation tehokkuutta aiheuttaen samalla epämukavuutta.

EMS-tilan käyttö kasvojen ja vartalon iholle:

- Suorita hoito kerran päivässä enintään 30 minuutin ajan olettaen, että hoitajakso kestää 5-15 minuuttia.
- Aloita alimmasta tilasta (taso 1) totuuksesi sähköstimulaation aiheuttamaan pistelyyn.
- Älä käytä laitetta nenässä, silmäluomissa, korvissa, suussa, silmissä tai kurkussa.
- Mukavuuden varmistamiseksi älä paina laitetta liian lujasti poskia, leukaa tai muita kasvosia vasten käyttäessäsi sitä.
- Muista, että laitetta käytettäessä voi esiintyä voimakkaampaa stimulaation tunnetta päänahan lihaksissa.

kasvojen hoitoon

- Ennen käyttöä poista meikki ja puhdista iho huolellisesti
- Käytä kasvojenhoitolakkaa ja levitä geeliä tai muuta kosmeettista tuotetta, joka johtaa EMS-virtoja
- Leuasta, leuan alaosasta tai nasolaabiaalisista poimuista alkaen pidä laitetta paikallaan 3-5 sekuntia, siirry korvia kohti; suorita samanlaisia liikkeitä otsalla alkaen sen tyvestä hiusrajaa kohti; toista sarja 2-4 kertaa

Kaulan ja dekolteen hoito

- Puhdista iho huolellisesti ja levitä geeliä tai muuta kosmeettista tuotetta, joka johtaa EMS-virtoja
- Levitä pistesuunnassa 3-5 sekuntia pitäen laitetta valitussa paikassa ja siirtämällä niskan ja dekolteen muihin osiin; toista sarja 2-4 kertaa

Vartalonhoito:

- Puhdista iho huolellisesti ja levitä geeliä tai muuta kosmeettista tuotetta, joka johtaa EMS-virtoja
- Huomaa, että tässä tilassa voi olla vaikea tuntea EMS-stimulaatiota, jos ihosi on kuiva
- Käytä käsivarsien ja jalkojen lihaksiin liikuttamalla laitetta alhaalta ylöspäin
- Levitä vatsalle siksak-liikkein, sivuilta alkaen napaa kohti
- Käytä pakaraan liikuttamalla laitetta alhaalta ylöspäin
- Pidä laitetta varovasti alueilla, joihin haluat erityisesti keskittyä
- Vältä laitteen pysäyttämistä luiden päälle
- *Hoidon aikana tuntuu lievää pistelyä.

Hoidon tehostamiseksi voit käyttää erilaisia lisälaitteita hoidon aikana. Sähköstimulaation kautta kohottava vaikutus saavutetaan käyttämällä sivelintä 15 minuuttia päivässä parantamaan ihon ulkonäköä ja kiinteyttä ennen meikkaamista. Suositeltu käyttöaika kullekin alueelle on seuraava: - Kasvot, pää, käsivarret ja kaula (5 minuuttia). Kasvoilihasten harjoittelemiseksi ja lisäksi ihon kunnon parantamiseksi on suositeltavaa toistaa hoito kasvokärjellä 3-4 kertaa viikossa 20 minuuttia ennen nukkumaanmenoa. Suositellut levityssajat kullekin alueelle ovat seuraavat: - Kasvot, pää, hartiat ja kaula (10-15 minuuttia) - Päänahka (5-10 minuuttia) - Kasvot, pää, hartiat ja kaula

Muista, että laitteen suositeltu käyttöaika kehon yksittäisillä osilla tulee sovittaa yksilöllisiin tarpeisiin sekä kehon, kasvojen ja pään ihon kunnon mukaan. Käytä maalaisjärkeä käyttäessäsi sitä ja jos tunnet epämukavuutta tai epätavallisia tunteita, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.

Varastointi

- Pidä laite kuivana ja puhtaana poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä poissa korkeista lämpötiloista.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.

Puhdistus

- Käytä päivittäiseen huoltoon neutraalia pesuainetta ja pehmeää liinaa. Älä puhdista laitetta orgaanisilla liuottimilla tai muilla kemikaaleilla. Älä huuhtele vedellä.
- Vältä korkeapainepesua ja puhdistamista kovilla esineillä, jotka voivat naarmuttaa sen pintaa.
- Kasvojen ja vartalon eri osien hoitojen välillä desinfioi kärjet kauneuslaitteille tarkoitetuilla aineilla

Lasku:

- Liitä USB-liitäntään latausta varten. Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.
- Kun akun varaustaso on alhainen, LED 1 vilkkuu nopeasti 3 kertaa 3 sekunnin välein.

Varotoimet ja turvallisuus

- Käytä laitetta hyvin ilmastoidussa huoneessa, jonka lämpötila on 5°C-40°C ja kosteus 30-85%.
- Pidä laite loitolla sähkölaitteista, suurtaajuisten sähköseleilyn lähteistä jne. häiriöiden välttämiseksi käytön aikana.
- Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta.
- Kun käytät ensimmäistä kertaa, tarkkaila aikaa (5-15 min) ja kiinnitä huomiota taajuuteen. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämuukavuutta. Jos tunnet olosi epämuukavaksi, lopeta laitteen käyttö.
- Jos laite toimii väärin, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys huoltoon.

Varoitukset ja vasta-aiheet

- Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, pyyhi se alas ja käynnistä se tarkistaaksesi, toimiiko se oikein. Lataa sitten laitteesi. Jos havaitset poikkeavuuksia, ota yhteys huoltoon.
- Henkilöt, joilla on istutettuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistin, eivät saa käyttää laitetta.
- Laitteen käyttäminen lyhytaalto- tai mikroaaltoolosuhteissa (esim. 1M) lähellä voi saada laitteen lähdon epävakaaaksi.
- Älä käytä laitetta raskauden tai kuukautisten aikana.
- Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä upota laitetta nesteeseen äläkä pyyhi tuotetta kostealla liinalla.

- Sammuta laite ennen lataamista.
- Laitteen väärä käyttö tai säätö voi mitätöidä huoltotakuun.
- Laitteen käyttö on kielletty henkilöiltä, joilla on haavoja, murtumia, arpia, syöpää, suonikohjuja ja paikallisesti heikko ihon joustavuus.
- Henkilöiden, joilla on vakavia sydän-, maksa- tai munuaissairauksia tai joilla on korkea kuume, on kiellettyä käyttää laitetta.
- Päänahan hoitoa eivät saa suorittaa henkilöt, joilla on hiustenpidennykset, hiustensiirron saajat tai henkilöt, jotka käyttävät tiettyntyyppisiä hiuslisäkkeitä (kuten teippiä tai pidennyksiä).

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Laddare:	3,7V
Intråde:	AC100-240V 50/60Hz
Utgång:	DC5V 1A
Batteri:	Inbyggt litiumjonbatteri
Nedräkning:	15 minuter
Arbetstid:	7-11 timmar
Ingår:	Enhet, 3 tillbehör, laddstation, strömförsörjning, användarmanual, garantikort

säkerhet

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Tillbehör [se sidan 2, f1]

1. Borstefäste. Lämplig för hårbotten, ansikte och kroppsvård. Den använder elektrodnålar (32 stycken) och LED-dioder
2. Ansiktsfäste. Stramar och jämnar ut ansiktshud. Den använder elektroder och LED-dioder
3. Kroppsfäste. Stramar upp och förbättrar hudens utseende och tillstånd. Den använder en elektrodsektion

Användningstips

- Enheten använder positiva och negativa elektroder för att skapa en krets som genererar en elektrisk ström när den kommer i kontakt med huden. För bästa resultat, se till att elektroderna förblir i full kontakt med huden under behandlingen.
- Känslan som orsakas av elektrisk stimulering kan vara olika på olika delar av kroppen. Börja därför behandlingen på nivå 1 (när endast LED 1 lyser) och justera effekten för att säkerställa användarvänligheten.
- Använd inte enheten på ett orimligt sätt eller på hudområden med problem eller avvikelser.
- Efter användning av enheten kan tillfällig rodnad uppträda på huden. Om dessa symptom inte förbättras med tiden, kontakta din läkare.
- Före användning, se till att enheten är fulladdad.
- Innan den används första gången eller när batteriet är svagt, ladda det med hjälp av laddstationen.
- Innan du placerar laddningsterminalen i laddningsstationen, torka den försiktigt med en bomullstuss och vänta tills den är helt torr.
- Full laddningstid är cirka 2,5 timmar och drifttiden är cirka 7 timmar vid användning av enheten på nivå 5 (med borsttillsats, vid en rumstemperatur på 27 grader Celsius). Den faktiska drift- och laddningstiden kan dock variera beroende på tidigare batterinivå och laddningsförhållanden.

Innan du använder enheten rekommenderas det att utföra ett lapptest på huden:

1. Applicera en lämplig mängd gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar till ren hud.
2. Slå på enheten och testa enhetens funktion på insidan av armen i cirka 1 minut, med den lägsta effektivnivån (när endast LED 1 lyser).
3. Om du upplever några ovanliga reaktioner under testet, såsom utslag, klåda eller smärta, avbryt proceduren omedelbart.

Lägen och funktioner:

Enheten använder två typer av elektrisk stimulering som automatiskt anpassar sig till det fäste som används.

Hudlyftningsläge* - genom impulser som skickas radiellt från elektroddioderna stimulerar det hud- och hårfästesmusklerna, vilket ger lyft och en synlig förbättring av spänningen. Används med borsttillbehör för vård av hårbotten, ansikte, armar och halsringning. Används torrt, men när du använder en måttlig stimuleringsnivå kan den användas på fuktig hud eller hår. Det kräver inte tidigare applicering av gel eller andra kosmetika som leder EMS-strömmar.

Använda lyftläget i hårbotten, ansiktet och kroppen:

- Utför behandlingen en gång om dagen i max 30 minuter, förutsatt att sessionen varar från 5 till 15 minuter.
- Börja med det lägsta läget (nivå 1) för att vänja dig vid den stickande känslan som orsakas av elektrisk stimulering.
- Använd inte enheten på näsan, ögonlocken, öronen, munnen eller ögonen.
- För bästa resultat, justera rörelserna och nivån av elektrostimulering till det område av kroppen som behandlas.

Huvudvård

- Använd på rent, kammat hår och hårbotten
- Kamma håret i en långsam sicksackrörelse, börja vid rötterna och arbeta mot bakhuvudet
- Från baksidan av huvudet, flytta gradvis enheten i en sicksackrörelse från ovan mot den motsatta sidan av nackbenet
- Borsta vinkelrätt mot huden, i full kontakt med den håriga delen av huvudet; tryck inte på locket för hårt för att eliminera risken för skador

Ansiktsvård:

- Ta bort smink och rengör ansiktet noggrant
- Börja från hakan, den nedre delen av käken eller nasolabialvecken, rör försiktigt huden med borsten, rör dig mot öronen; utför liknande rörelser på pannan, med början från basen och arbeta mot hårfästet; upprepa serien 2 till 4 gånger

Vård av nacke, axlar och dekolletage:

- Rengör din hud noggrant
- Flytta borsten i en mjuk rörelse, med början från runt örat mot halsen; från baksidan av örat, gå genom huvudet mot nackbenet; flytta slutligen enheten runt din nacke och axlar.

*Under behandlingen kommer du att känna en stickande känsla orsakad av elektrostimulering.

Deep EMS-läge* - genom en djup EMS-puls stärker det musklerna och ökar produktionen av kollagen och elastin. Minskar synbart fina linjer och rynkor och förbättrar hudens fasthet. Stimulerar blod- och lymfcirkulationen och ger huden ett ungt och strålande utseende. Används med ansikts- och kroppsdynor som säkerställer användarvänlighet.

Det kräver användning av en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar. Om huden är torr kan den elektriska stimuleringen vara svår att känna. Det rekommenderas att undvika att använda vatten eller lotion eftersom de kan torka ut huden och minska effektiviteten av elektrisk stimulering samtidigt som de orsakar obehag.

Använda EMS-läge på ansikte och kroppshud:

- Utför behandlingen en gång om dagen i max 30 minuter, förutsatt att sessionen varar från 5 till 15 minuter.
- Börja med det lägsta läget (nivå 1) för att vänja dig vid den stickande känslan som orsakas av elektrisk stimulering.
- Använd inte enheten på näsa, ögonlock, öron, mun, ögon eller svalg.
- För att säkerställa komfort, tryck inte enheten för hårt mot kinderna, hakan eller andra delar av ansiktet när du använder den.
- Kom ihåg att när du använder enheten kan en starkare känsla av stimulering uppträda i hårbottenmusklerna.

ansiktsvård

- Före användning, ta bort smink och rengör huden noggrant
- Använd ansiktsvårdsmössan och applicera en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar
- Börja från hakan, den nedre delen av käken eller nasolabialvecken, håll enheten lokalt i 3-5 sekunder, rör dig mot öronen; utför liknande rörelser på pannan, med början från basen och arbeta mot hårfästet; upprepa serien 2 till 4 gånger

Nack- och dekolletagevård

- Rengör huden noggrant och applicera en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar
- Applicera punktvis i 3-5 sekunder, håll enheten på den valda platsen och flytta till andra delar av halsen och dekolletaget; upprepa serien 2 till 4 gånger

Kroppsvård:

- Rengör huden noggrant och applicera en gel eller annan kosmetika som leder EMS-strömmar
- Observera att i detta läge kan det vara svårt att känna EMS-stimuleringen om din hud är torr
- Använd på musklerna i dina armar och ben genom att flytta enheten från botten till toppen
- Applicera på magen i en sicksackrörelse, börja från sidorna och rör dig mot naveln
- Använd på skinkorna genom att flytta enheten från botten till toppen
- Håll försiktigt enheten på de områden du särskilt vill fokusera på
- Undvik att stoppa enheten på benen
- En lätt stickande känsla känns under behandlingen.

För mer effektiv vård kan du använda olika fästen under behandlingen. Den lyftande effekten genom elektrisk stimulering uppnås genom att använda en borsttillbehör i 15 minuter om dagen för att förbättra hudens utseende och fasthet innan du applicerar makeup. Den rekommenderade användningstiden för varje område är följande: - Ansikte, huvud, armar och nacke (5 minuter).

För att träna ansiktsmusklerna och dessutom förbättra hudens tillstånd rekommenderas det att upprepa behandlingen med ansiktsspetsen 3-4 gånger i veckan i 20 minuter innan du går och lägger dig. De rekommenderade appliceringstiderna för varje område är följande:

- Ansikte, huvud, axlar och nacke (10-15 minuter) - Hårbotten (5-10 minuter) - Ansikte, huvud, axlar och nacke

Kom ihåg att den rekommenderade tiden för användning av enheten på enskilda delar av kroppen bör anpassas till individuella behov och tillståndet för huden på kroppen, ansiktet och huvudet. Använd sunt förnuft när du använder den och om du upplever obehag eller ovanliga känslor, sluta omedelbart använda enheten och kontakta en läkare.

Lagring

- Håll enheten torr och ren utom räckhåll för barn.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvara enheten på en sval, torr plats.

Rengöring

- För dagligt underhåll, använd neutralt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Rengör inte enheten med organiska lösningsmedel eller andra kemikalier. Skölj inte med vatten.
- Undvik högttrycksvatt och rengöring med hårda föremål som kan repa ytan.
- Mellan behandlingarna på olika delar av ansiktet och kroppen, desinficera spetsarna med medel avsedda för skönhetsprodukter

Laddning:

- Anslut till USB för laddning. Det är inte möjligt att använda enheten under laddning.
- När batterinivån är låg blinkar LED 1 snabbt 3 gånger var 3:e sekund.

Försiktighetsåtgärder och säkerhet

- Använd enheten i ett välventilerat rum med en temperatur på 5°C~40°C och en luftfuktighet på 30%~85%.
- Håll enheten borta från elektriska apparater, källor för högfrekvent elektrisk strålning etc. för att undvika störningar under användning.
- Ta inte isär, reparera eller modifiera enheten.
- När du använder den för första gången, övervaka tiden (5-15 min) och var uppmärksam på frekvensen. Överdriven användning kan orsaka obehag. Om du känner dig obehöv, sluta använda enheten.
- Vid felaktig användning av enheten, sluta använda den omedelbart och kontakta servicen.

Varningar och kontraindikationer

- Om enheten inte har använts på länge, torka av den och slå på den för att kontrollera om den fungerar som den ska. Ladda sedan din enhet. Om några oegentligheter uppstår, kontakta tjänsten.
 - Personer med implanterade elektroniska enheter, såsom pacemakers, får inte använda enheten.
 - Användning av enheten nära en kortvägs- eller mikrovågsbehandlingsenhet (t.ex. 1M) kan göra att enhetens utsignal blir instabil.
 - Använd inte enheten under graviditet eller menstruation.
 - Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
 - Doppa inte ner enheten i någon vätska och torka inte av produkten med en våt trasa.
 - Stäng av enheten före laddning.
 - Felaktig användning eller justering av enheten kan ogiltigförklara servicegarantin.
 - Enheten är förbjuden att användas av personer med sår, frakturer, ärr, cancer, åderbräck och lokal dålig hudelasticitet.
 - Personer med allvarliga hjärt-, lever- eller njursjukdomar eller med hög feber är förbjudna att använda apparaten.
- *Hårbottenbehandling bör inte utföras av personer med hårförlängning, hårtransplantationsmottagare och personer som bär vissa typer av hårstycken (som tejp eller extensions).

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Oplader:	3,7V
Indgang:	AC100-240V 50/60Hz
Afslut:	DC5V 1A
Batteri:	Indbygget lithium-ion batteri
Nedtællingsur:	15 minutter
Arbejdstid:	7-11 timer
Inkluderet:	Enhed, 3 tilbehør, ladestation, strømforsyning, brugermanual, garantibevis

Sikkerhed

Før du bruger produktet, skal du læse denne vejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Tilbehør [se side 2, f1]

1. Børstetilbehør. Velegnet til pleje af hovedbund, ansigt og krop. Den bruger elektrodenåle (32 stykker) og LED-dioder
2. Ansigtssvedhæftning. Opstrammer og udglatter ansigtshuden. Den bruger elektroder og LED-dioder
3. Kropsfastgørelse. Opstrammer og forbedrer hudens udseende og tilstand. Den bruger en elektrodesektion

Brugstips

- Enheden bruger positive og negative elektroder til at skabe et kredsløb, der genererer en elektrisk strøm, når det kommer i kontakt med huden. For de bedste resultater skal du sørge for, at elektroderne forbliver i fuld kontakt med huden under behandlingen.
- Fornemmelsen forårsaget af elektrisk stimulation kan være forskellig på forskellige dele af kroppen. Start derfor behandlingen på niveau 1 (når kun LED 1 lyser) og juster strømmen for at sikre komforten.
- Brug ikke enheden urimeligt eller på hudområder med problemer eller abnormiteter.
- Efter brug af enheden kan der forekomme midlertidig rødme på huden. Hvis disse symptomer ikke forbedres over tid, skal du kontakte din læge.
- Før brug skal du sørge for, at enheden er fuldt opladet.
- Før første brug, eller når batteriet er lavt, skal det oplades ved hjælp af ladestationen.
- Før du placerer ladeterminalen i ladestationen, skal du tørre den forsigtigt med en vatpind og vente, indtil den er helt tør.
- Full opladningstid er cirka 2,5 timer, og driftstiden er cirka 7 timer, når du bruger enheden på niveau 5 (med børstetilbehør, ved en rumtemperatur på 27 grader Celsius). De faktiske drifts- og opladningstider kan dog variere afhængigt af det tidligere batteriniveau og opladningsforholdene.

Før du bruger enheden, anbefales det at udføre en lappetest på huden:

1. Påfør en passende mængde gel eller andet kosmetik, der leder EMS-strømme til ren hud.
2. Tænd for enheden og test funktionen af enheden på indersiden af armen i ca. 1 minut ved at bruge det laveste effektniveau (når kun LED 1 lyser).
3. Hvis du oplever usædvanlige reaktioner under testen, såsom udslet, kløe eller smerter, skal du straks stoppe proceduren.

Tilstande og funktioner:

Enheden bruger to typer elektrisk stimulation, der automatisk tilpasser sig den anvendte vedhæftning.

Skin lifting mode* - gennem impulser, der sendes radiale fra elektrodedioderne, stimulerer den huden og hårgrensens muskler, hvilket giver løft og en synlig forbedring af spændingen. Anvendes med børstetilbehør til pleje af hovedbund, ansigt, arme og halsudskæring. Brugt tæt, men når du bruger et moderat niveau af stimulering, kan det bruges på fugtig hud eller hår. Det kræver ikke forudgående påføring af gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme.

Brug af løftetilstanden i hovedbunden, ansigtet og kroppen:

- Udfør behandlingen én gang dagligt i maksimalt 30 minutter, forudsat at sessionen varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste tilstand (niveau 1) for at vænne dig til den prikkende fornemmelse forårsaget af elektrisk stimulation.
- Brug ikke enheden på næse, øjenlåg, ører, mund eller øjne.
- For de bedste resultater skal du justere bevægelserne og niveauet af elektrostimulering til det område af kroppen, der behandles.

Hovedpleje

- Bruges i rent, kæmmet hår og hovedbund
- Red dit hår i en langsom zigzag-bevægelse, start ved rødderne og arbejd mod bagsiden af dit hoved
- Fra bagsiden af hovedet, flyt gradvist enheden i en zigzag-bevægelse ovenfra mod den modsatte side af kravebenet
- Børst vinkelret på huden, i fuld kontakt med den behårede del af hovedet; tryk ikke for hårdt på hæften for at eliminere risikoen for beskadigelse

Ansigtspleje:

- Fjern makeup og rens dit ansigt grundigt
- Start fra hagen, den nederste del af kæben eller de nasolabiale folder, berør forsigtigt huden med børsten, bevæg sig mod ørerne; udfør lignende bevægelser på panden, startende fra dens base og arbejde mod hårgrens; gentag serien 2 til 4 gange

Pleje af nakke, skulder og décolleté:

- Rens din hud grundigt
- Flyt børsten i en jævn bevægelse, startende fra rundt om øret mod halsudskæringen; fra bagsiden af øret, gå gennem hovedet mod kravebenet; flyt endelig enheden rundt om din nakke og skuldre.

*Under behandlingen vil du mærke en prikkende fornemmelse forårsaget af elektrostimulering.
Deep EMS-tilstand* – gennem en dyb EMS-puls styrker den musklerne og øger produktionen af kollagen og elastin.
Reducerer synligt fine linjer og rynker og forbedrer hudens fasthed. Stimulerer blod- og lymfecirkulationen og giver

huden et ungt og strålende udseende. Anvendes med ansigts- og kropspuder, der sikrer komfort ved brug. Det kræver brug af en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme. Hvis huden er tør, kan den elektriske stimulation være svær at mærke. Det anbefales at undgå at bruge vand eller lotion, da de kan udtørre huden og reducere effektiviteten af elektrisk stimulation og samtidig forårsage ubehag.

Brug af EMS-tilstand på ansigts- og kropshud:

- Udfør behandlingen én gang dagligt i maksimalt 30 minutter, forudsat at sessionen varer fra 5 til 15 minutter.
- Start med den laveste tilstand (niveau 1) for at vænne dig til den prikkende fornemmelse forårsaget af elektrisk stimulation.
- Brug ikke enheden på næse, øjenlåg, ører, mund, øjne eller hals.
- For at sikre komfort må du ikke trykke enheden for hårdt mod dine kinder, hage eller andre dele af dit ansigt, når du bruger den.
- Husk, at når du bruger enheden, kan der opstå en stærkere følelse af stimulation på hovedbundens muskler.

ansigtspleje

- Fjern makeup og rens din hud grundigt før brug
- Brug ansigtsplejehæften og påfør en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme
- Start fra hagen, den nederste del af kæben eller de nasolabiale folder, hold apparatet lokalt i 3-5 sekunder, bevæger sig mod ørerne; udfør lignende bevægelser på panden, startende fra dens base og arbejde mod hårgrænsen; gentag serien 2 til 4 gange

Pleje af nakke og spaltning

- Rens omhyggeligt huden og påfør en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme
- Påfør punktvis i 3-5 sekunder, hold enheden på det valgte sted og flyt til andre dele af halsen og décolletéen; gentag serien 2 til 4 gange

Krops pleje:

- Rens omhyggeligt huden og påfør en gel eller anden kosmetik, der leder EMS-strømme
- Bemærk venligst, at i denne tilstand kan det være svært at mærke EMS-stimuleringen, hvis din hud er tør
- Brug på musklerne i dine arme og ben ved at flytte enheden fra bund til top
- Påfør på maven i en zigzag-bevægelse, start fra siderne og bevæg dig mod navlen
- Brug på balderne ved at flytte enheden fra bund til top
- Hold forsigtigt enheden på de områder, du især vil fokusere på
- Undgå at standse enheden på knoglerne
- *En let prikkende fornemmelse mærkes under behandlingen.

For mere effektiv pleje kan du bruge forskellige vedhæftede filer under behandlingen. Den løftende effekt gennem elektrisk stimulation opnås ved at bruge en børste i 15 minutter om dagen for at forbedre hudens udseende og fasthed, inden du lægger makeup. Den anbefalede brugstid for hvert område er som følger: - Ansigt, hoved, arme og nakke (5 minutter).

For at træne ansigtsmusklerne og desuden forbedre hudens tilstand, anbefales det at gentage behandlingen ved hjælp af ansigtsspidsen 3-4 gange om ugen i 20 minutter før du går i seng. De anbefalede påføringsstider for hvert område er som følger:

- Ansigt, hoved, skuldre og nakke (10-15 minutter) - Hovedbund (5-10 minutter) - Ansigt, hoved, skuldre og nakke

Husk, at den anbefalede brugstid for enheden på de enkelte dele af kroppen bør tilpasses individuelle behov og tilstanden af huden på kroppen, ansigtet og hovedet. Brug din sunde fornuft, når du bruger det, og hvis du oplever ubehag eller usædvanlige fornemmelser, skal du straks stoppe med at bruge enheden og konsultere en læge.

Opbevaring

- Hold enheden tør og ren utilgængeligt for børn.
- Holdes væk fra høje temperaturer.
- Opbevar enheden på et køligt, tørt sted.

Rengøring

- Til daglig vedligeholdelse skal du bruge neutralt rengøringsmiddel og en blød klud. Rengør ikke enheden med organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier. Skyl ikke med vand.
- Undgå højtryksrensning og rengøring med hårde genstande, der kan ridse overfladen.
- Mellem behandlinger på forskellige dele af ansigtet og kroppen desinficeres spidserne med midler beregnet til skønhedsapparater

Landing:

- Tilslut til USB for opladning. Det er ikke muligt at bruge enheden under opladning.
- Når batteriniveauet er lavt, blinker LED 1 hurtigt 3 gange hvert 3. sekund.

Forholdsregler og sikkerhed

- Brug enheden i et godt ventileret rum med en temperatur på 5°C-40°C og en luftfugtighed på 30%-85%.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, kilder til højfrekvent elektrisk stråling osv. for at undgå interferens under brug.
- Enheden må ikke skilles ad, repareres eller modificeres.
- Når du bruger den første gang, skal du overvåge tiden (5-15 min) og være opmærksom på frekvensen. Overdreven brug kan forårsage ubehag. Hvis du føler dig utilpas, skal du stoppe med at bruge enheden.
- I tilfælde af forkert betjening af enheden, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte tjenesten.

Advarsler og kontraindikationer

- Hvis enheden ikke har været brugt i lang tid, skal du tørre den af og tænde den for at kontrollere, om den fungerer korrekt. Oplad derefter din enhed. Kontakt tjenesten, hvis der opstår uregelmæssigheder.
 - Personer med implanteret elektronisk udstyr, såsom pacemakere, må ikke bruge enheden.
 - Brug af enheden i nærheden af en kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsenhed (f.eks. 1M) kan medføre, at enhedens output bliver ustabil.
 - Brug ikke enheden under graviditet eller menstruation.
 - Opbevar enheden og dens tilbehør utilgængeligt for børn.
 - Nedsæk ikke enheden i væske, og tør ikke produktet af med en våd klud.
 - Sluk for enheden før opladning.
 - Forkert brug eller justering af enheden kan ugyldiggøre servicegarantien.
 - Enheden må ikke bruges af personer med sår, brud, ar, kræft, åreknuder og lokal dårlig hudelasticitet.
 - Personer med alvorlige hjerte-, lever- eller nyresygdomme eller med høj feber har forbud mod at bruge apparatet.
- *Hovedbundsbehandling bør ikke udføres af personer med hårextensions, hårtransplanterede personer og personer, der bærer visse typer hårstykker (såsom klæbende tape eller extensions).

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Prestige Tri-Action Golden