

BEAUTIFLY

Lumix
PRO
series

**Urządzenie z falami
radiowymi o działaniu
intensywnie odmładzającym
i wygładzającym skórę**

Radio frequency instrument with
an intensively rejuvenating and
smoothing effect on the skin

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1



f2



Size	56x187x45.8mm
Libra	Approximately 154 g
Rated power	About 10W
Rated voltage	DC 5V
Rated current	About 2A
Timepiece	6 min.
Operating mode	RF (1000KHz)/EMS 5-9μA
Battery	7.4V 600mAh

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [Page 2-f1]:

1. Power button
2. RF function indicator
3. EMS function indicator
4. Charging base

Mode of action:

The Lumix PRO device, through thermal power combined with the action of EMS microcurrents, maximally stimulates collagen production for intensive rejuvenation of the facial skin.

1. Energy head plated with 24-carat gold
2. Epidermis
3. Dermis
4. The thermal power of Lumix PRO focused deep on the dermis
5. Heat passing to the deeper layers of the skin
6. Subcutaneous tissue
7. Superficial neuromuscular system

Radio waves (RF)

Radio frequency (RF) is a proven technology used in the medical and cosmetic industries. At a strictly controlled temperature, the magnetic pulse acts directly on the cells, generating thermal energy. As a result of overheating, the collagen fibers shrink, which gives an immediate effect of skin tightening. At the same time, radio frequency activates collagen production. The results are visible soon after the treatment: lifting the face contour, firming the skin, reducing wrinkles.

A series of treatments (2-3 times a week for 6-8 weeks) gives the effect of long-lasting tension of skin structures, removes wrinkles, reduces "bags" under the eyes, and restores youthful facial features.

Facial lifting massage using EMS currents (Anti-aging)

This type of massage quickly firms the face and restores skin elasticity. It smoothes wrinkles (skin ironing effect), effectively improves facial contour and reduces enlarged pores. EMS microcurrents stimulate the activity of skin cells, thanks to which the skin is intensively regenerated even at deep levels. Massage using EMS stimulates blood microcirculation, which translates into reducing discoloration, improving skin tone and maintaining proper hydration. The skin is nourished, oxygenated and full of vitality.

Energy head plated with 24-carat gold

In order to achieve the best possible non-surgical lifting effects, the head of the device is covered with 24-carat gold. Micronized gold enhances collagen stimulation, making it easier to quickly achieve lasting therapy effects. Gold in its pure form has antibacterial properties - it soothes irritations and inflammations. The energy head is a modern technological solution that makes the treatments effective and at the same time completely painless.

Skin care - reasons for performing the treatment:

1. Wash your face.
2. Apply an appropriate amount of gel/serum or other cosmetic with a slippery consistency to the area to be used (face or neck).
3. Long press the device button to turn it on.
4. Select a comfortable mode.

Important! For the first treatment session, it is recommended to set the power to low and then adjust the power level to suit your skin's tolerance for subsequent treatments.

Before using the device for the first time, it is recommended to perform a skin sensitivity test. The test should be performed 24 hours before the first use of Lumix PRO. To do this, apply a small amount of gel/serum (or other cosmetic with a slippery consistency) to the inner part of the arm and treat this area with Lumix PRO. Make sure that the skin does not react negatively to the gel/serum (cosmetics you used) or the treatment.

5. Divide your face into 4 treatment areas:

- right cheek
- left cheek
- forehead
- outer corner of the eye

6. Place the device on the skin, remember to press the device lightly to ensure full contact of the energy head with the skin.

7. Begin moving the device in very small circular motions over a small portion of the treatment area (approximately twice the size of the treatment head). The energy of the device will be released deep into the skin, providing the skin with comfort and warmth.

Important Note: Be sure to continuously move the device slowly across the skin to ensure proper, uniform energy to the treatment area. Do not hold the device in one position without moving.

8. Continue working over the entire treatment area in a slow circular motion for 2-4 minutes. Make sure to maintain uniform energy by massaging the entire treatment area.

Note: the effect of the treatment can be enhanced by performing "lifting" movements from the jawline up towards the cheeks.

9. Once you have completed the 2-4 minute treatment, you can move on to the next treatment area by repeating steps 6-8. Switch to RF + EMS mode (see "Modes" section of the manual). It is recommended to start with a low power level.

Important: Use RF + EMS mode ONLY on the jawline area. Do not use RF + EMS mode on other areas of the face.

10. Begin moving the device using very small linear movements along the jawline.

11. To ensure for optimal results, use the device for 4 minutes on each side. After the entire treatment area has been massaged, the treatment session is completed. The natural effect of the treatment may be redness of the skin (erythema) and slight swelling (swelling) in the treatment area. Both should disappear after a short time.

12. Long press the power button to turn off the device.

13. You can apply a moisturizer if necessary.

14. Clean the energy head of the device with a damp cloth or paper towel, then place the device on the protective base to protect the energy head for next use.

Warning: Do not immerse the Lumix PRO device under water.

Security mechanism:

The automatic temperature optimization mechanism in the device protects the skin against overheating.

Therapy recommendations:

- The entire face treatment lasts 8-12 minutes. To shorten the treatment time, focus only on selected areas that you want to treat. Therapy times vary for each person.
- For optimal results, use the Lumix PRO device 2-3 times a week for 6-8 weeks.
- There should be a break of at least one day between treatments on the same treatment area.
- To maintain long-lasting effects, after completing the full treatment, we recommend using Lumix PRO 2-4 times a month or as needed.

How to charge your device:

Landing

1. When using for the first time, please charge the device so that the battery is fully charged (if the device is fully charged, there is no need to charge).

2. When charging, place your device on the charging base, then insert the USB connector into the charger plug and connect it to your general household power source. The LED indicator will glow red while charging, and the red light will turn off when fully charged.

3. During the charging process, a lamp with a wavelength of 415 nm disinfects the treatment heads for 5 minutes.
4. Charging time is approximately 120 minutes and device operating time is approximately 50 minutes.

Startup and shutdown:

Press and hold the button to turn on the power in the shutdown state. The audio indicator will emit a "D" sound when the power is turned on and off.

Modes:

In boot mode, short press the button to switch successive modes from Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4, Mode 5, the buzzer will emit a "D" sound and the indicator LED color will change.

Mode 1: RF treatment (Level 1), the LED indicator will be solid green.

Mode 2: RF treatment (Level 2), the LED indicator will be solid blue.

Mode 3: EMS treatment (Level 1), the LED indicator will be solid green.

Mode 4: EMS treatment (level 2), the LED indicator will be solid blue.

Mode 5: RF and EMS treatment (LED indicator will be solid blue while automatically switching between RF and EMS therapy).

Temperature sensor- Treatment heads are equipped with a precise NTC temperature sensor.

After starting the RF treatment, the sensor will detect the skin temperature, if the temperature is lower than 42°C, the RF treatment will start working. If it is above 42°C, the RF treatment will be interrupted.

Low Battery Reminder- When the device's battery is too low, the buzzer will emit a "D" signal every 5 seconds.

Auto Timing - The auto timing function sets the time to 6 minutes. After this time, the product stops working and must be restarted to continue using it.

Safety- Please read the entire user manual carefully before using the product. Always follow all warnings and recommendations. Please observe all the following precautions when using Lumix PRO.

Warnings and recommendations:

1. Do not place or store the device near water sources such as a sink or bathtub.
2. Do not immerse the device under water.
3. After connecting the device to the power supply, do not leave it unattended.
4. Before use, check the device and its power supply for visible damage. Do not use the device if the electrical cord is damaged or if the device is dismantled.
5. Use the device only with the supplied power cord and power supply.
6. Keep the device out of the reach of children.
7. When operating the device, make sure your hands are completely dry.
8. Turn off the device after use or before cleaning and maintenance.
9. During the treatment, use a gel/serum (or other cosmetic with a slippery consistency) to ensure proper lubrication during the treatment, good RF/EMS conductivity and better skin hydration.

Safety rules:

1. The device should be used only for its intended purpose, as described in this manual.
2. Do not use the device on the eyelids, around the eyes or around the thyroid, on the lips, ears, breasts or genital area.
3. The feeling when using the device should be nice and pleasant. If you experience any discomfort, stop using the device immediately.

Do not use the device if:

1. You are under 18 years of age.
2. You have a pacemaker or internal defibrillator.
3. You have metal implants in the treatment area, such as gold threads. This does not apply to dental fillings or implants, which are not a problem.
4. You currently have or have had cancer in the past, especially skin cancer or precancerous moles.
5. You have serious comorbidities, such as cardiac disorders.
6. You are pregnant or breastfeeding.
7. You have a compromised immune system due to an immunosuppressive disease such as AIDS, or you are taking immunosuppressive drugs.
8. You have any disease simulated by heat, such as but not limited to recurrent herpes simplex (in the treated area).
9. You have a history of keloid scars, poor wound healing, or sensitive skin. You have had surgery, laser

treatment, or a deep chemical peel in the treatment area within the last three months and are still in the full healing process.

10. You have permanent fillings in the treatment area.

11. If there are temporary dermal fillers in the treatment area, consult your doctor before using the device.

12. Botox has been administered to the treatment area within the last three months.

13. You have suspicious lesions in the area being treated.

14. You are currently taking medications, herbal preparations, vitamins or dietary supplements that may increase skin sensitivity or dryness.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Størrelse	56x187x45,8 mm
Vekten	Omtrent 154 g
Nominell effekt	Ca 10W
Merkespenning	DC 5V
Merkestrøm	Omtrent 2A
Klokke	6 min.
Driftsmodus	RF (1000KHz)/EMS 5-9µA
Batteri	7,4V 600mAh

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [Side 2-f1]:

1. Strømknapp
2. RF-funksjonsindikator
3. EMS-funksjonsindikator
4. Ladebase

Handlingsmåte:

Lumix PRO-enheten, gjennom termisk kraft kombinert med virkningen av EMS-mikrostrømmer, maksimerer produksjonen av kollagen for intensiv foryngelse av ansiktshuden.

1. Energihode belagt med 24 karat gull
2. Epidermis
3. Dermis
4. Lumix PRO termisk kraft fokusert dypt inn i dermis
5. Varme som går til de dypere lagene av huden
6. Subkutant vev
7. Overfladisk nevro-muskulært system

Radiobølger (RF)

Radiofrekvens (RF) er en velprøvd teknologi som brukes i medisinsk og kosmetisk industri. Ved en strengt kontrollert temperatur virker den magnetiske pulsen direkte på cellene og genererer termisk energi. Som følge av overoppheting krymper kollagenfibrene, noe som gir en umiddelbar effekt av oppstramming av huden. Samtidig aktiverer radiofrekvens kollagenproduksjonen. Resultatene er synlige like etter behandlingen: løfter ansiktskonturen, oppstrammer huden, reduserer rynker.

En serie behandlinger (2-3 ganger i uken i 6-8 uker) gir effekten av langvarig spenning av hudstrukturer, fjerner rynker, reduserer "poser" under øynene og gjenoppretter ungdommelige ansiktstrekk.

Ansiktsløftende massasje med EMS-strømmer (Anti-aldring)

Denne typen massasje strammer raskt ansiktet og gjenoppretter hudens elastisitet. Den jevner ut rynker (hudstrykningseffekt), forbedrer effektivt ansiktskonturen og reduserer forstørrede porer.

EMS-mikrostrømmer stimulerer aktiviteten til hudceller, takket være at huden blir intensivt regenerert selv på dype nivåer. Massasje ved hjelp av EMS stimulerer blodmikrosirkulasjonen, noe som oversetter seg til å redusere misfarging, forbedre hudtonen og opprettholde riktig hydrering. Huden er næret, oksygenerert og full av vitalitet.

Energihode belagt med 24 karat gull

For å oppnå best mulig ikke-kirurgiske løfteeffekter er hodet på enheten dekket med 24 karat gull. Mikronisert gull forbedrer kollagenstimulering, noe som gjør det lettere å raskt oppnå varige terapieffekter. Gull i sin rene form har antibakterielle egenskaper - det lindrer irritasjoner og betennelser. Energihodet er en moderne teknologisk løsning som gjør behandlingene effektive og samtidig helt smertefrie.

Hudpleie - grunner for å utføre behandlingen:

1. Vask ansiktet.
2. Påfør en passende mengde gel/serum eller annet kosmetikk med en glatt konsistens på området som skal brukes (ansikt eller hals).
3. Trykk lenge på enhetsknappen for å slå den på.
4. Velg en komfortabel modus.

Viktig! For den første behandlingsøkten anbefales det å sette kraften til lav og deretter justere kraftnivået for å passe hudens toleranse for påfølgende behandlinger.

Før du bruker enheten for første gang, anbefales det å utføre en hudfølsomhetstest. Testen bør utføres 24 timer før du bruker Lumix PRO for første gang. For å gjøre dette, påfør en liten mengde gel/serum (eller annet kosmetikk med en glatt konsistens) på den indre delen av armen og behandle dette området med Lumix PRO. Pass på at huden ikke reagerer negativt på gelen/serumet (kosmetikken du brukte) eller behandlingen.

5. Del ansiktet inn i 4 behandlingsområder:

- høyre kinn
- venstre kinn
- pannen
- ytre øyekrok

6. Plasser enheten på huden, husk å trykke lett på enheten for å sikre full kontakt mellom energihodet og huden.

7. Begynn å flytte enheten i svært små sirkulære bevegelser over en liten del av behandlingsområdet (omtrent dobbelt så stort som behandlingshodet). Energien til enheten frigjøres dypt inn i huden, og gir huden komfort og varme.

Viktig merknad: Husk å kontinuerlig bevege enheten sakte over huden for å sikre riktig, jevn energi til behandlingsområdet. Ikke hold enheten i én posisjon uten å bevege seg.

8. Fortsett å jobbe over hele behandlingsområdet i sakte sirkulære bevegelser i 2-4 minutter. Sørg for å opprettholde jevn energi ved å massere hele behandlingsområdet.

Merk: effekten av behandlingen kan forsterkes ved å utføre "løftende" bevegelser fra kjevelinjen og opp mot kinnene.

9. Når du har fullført 2-4 minutters behandling, kan du gå videre til neste behandlingsområde ved å gjenta trinn 6-8. Bytt til RF + EMS-modus (se avsnittet "Modi" i håndboken). Det anbefales å starte med et lavt effektnivå.

Viktig: Bruk KUN RF + EMS-modus på kjevelinjen. Ikke bruk RF + EMS-modus på andre områder av ansiktet.

10. Begynn å flytte enheten med svært små lineære bevegelser langs kjevelinjen.

11. For å sikre optimale resultater, bruk enheten i 4 minutter på hver side. Etter at hele behandlingsområdet er massert, er behandlingsøkten gjennomført. Den naturlige effekten av behandlingen kan være rødhet i huden (erytem) og lett hevelse (hevelse) i behandlingsområdet. Begge skal forsvinne etter kort tid.

12. Trykk lenge på strømknappen for å slå av enheten.

13. Du kan bruke en fuktighetskrem om nødvendig.

14. Rengjør energihodet til enheten med en fuktig klut eller papirhåndkle, og plasser deretter enheten på den beskyttende basen for å beskytte energihodet for neste bruk.

Advarsel: Ikke senk Lumix PRO under vann.

Sikkerhetsmekanisme:

Den automatiske temperaturoptimaliseringsmekanismen i enheten beskytter huden mot overoppheting.

Terapianbefalinger:

– Hele ansiktsbehandlingen varer 8-12 minutter. For å forkorte behandlingstiden, fokuser kun på utvalgte områder som du ønsker å behandle. Behandlingstidene varierer for hver person.

– For optimale resultater, bruk Lumix PRO-enheten 2-3 ganger i uken i 6-8 uker.

– Det bør være en pause på minst én dag mellom behandlingene på samme behandlingsområde.

– For å opprettholde langvarige effekter, etter fullført full behandling, anbefaler vi å bruke Lumix PRO 2-4 ganger i måneden eller etter behov.

Slik lader du enheten din:

Lading

1. Når du bruker for første gang, vennligst lad enheten slik at batteriet er fulladet (hvis enheten er fulladet, er det ikke nødvendig å lade).

2. Når du lader, plasserer du enheten på ladebasen, setter deretter USB-kontakten inn i laderpluggen og kobler den til din generelle strømkilde i hjemmet. LED-indikatoren vil lyse rødt under lading, og den røde

lampen vil slå seg av når den er fulladet.

3. Under ladeprosessen desinfiserer en lampe med en bølgelengde på 415 nm behandlingshodene i 5 minutter.

4. Ladetiden er omtrent 120 minutter og enhetens driftstid er omtrent 50 minutter.

Oppstart og avslutning:

Trykk og hold knappen for å slå på strømmen i avslått tilstand. Lydindikatoren vil avgi en "D, D"-lyd når strømmen slås på og av.

Modus:

I oppstartsmodus, trykk kort på knappen for å bytte påfølgende modus fra modus 1, modus 2, modus 3, modus 4, modus 5, summeren vil avgi en "D"-lyd og indikatorens LED-farge vil endres.

Modus 1: RF-behandling (Nivå 1), LED-indikatoren vil lyse konstant grønt.

Modus 2: RF-behandling (nivå 2), LED-indikatoren vil lyse blått.

Modus 3: EMS-behandling (nivå 1), LED-indikatoren vil lyse grønt.

Modus 4: EMS-behandling (nivå 2), LED-indikatoren vil lyse blått.

Modus 5: RF- og EMS-behandling (LED-indikatoren vil lyse blått mens den automatisk bytter mellom RF- og EMS-terapi).

Temperatursensor - Behandlingshoder er utstyrt med en presis NTC temperatursensor.

Etter å ha startet RF-behandlingen vil sensoren oppdage hudtemperaturen, hvis temperaturen er lavere enn 42°C vil RF-behandlingen begynne å virke. Hvis det er over 42°C, vil RF-behandlingen bli avbrutt. Påminnelse om lavt batterinivå - Når enhetens batteri er for lavt, vil summeren avgi et "D"-signal hvert 5. sekund.

Autotiming - Autotimingfunksjonen setter tiden til 6 minutter. Etter denne tiden slutter produktet å fungere og må startes på nytt for å fortsette å bruke det.

Sikkerhet - Les hele brukerhåndboken nøye før du bruker produktet. Følg alltid alle advarsler og anbefalinger. Vennligst følg alle følgende forholdsregler når du bruker Lumix PRO.

Advarsler og anbefalinger:

1. Ikke plasser eller oppbevar enheten i nærheten av vannkilder som en vask eller badekar.
2. Ikke senk enheten under vann.
3. Etter å ha koblet enheten til strømforsyningen, ikke la den være uten tilsyn.
4. Kontroller enheten og strømforsyningen for synlige skader før bruk. Ikke bruk enheten hvis den elektriske ledningen er skadet eller hvis enheten er demontert.
5. Bruk enheten kun med medfølgende strømledningen og strømforsyningen.
6. Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
7. Når du bruker enheten, sørg for at hendene er helt tørre.
8. Slå av enheten etter bruk eller før rengjøring og vedlikehold.
9. Under behandling, bruk en gel/serum (eller annen kosmetikk med glatt konsistens) for å sikre riktig smøring under behandlingen, god RF/EMS-ledningsevne og bedre hudhydrering.

Sikkerhetsregler:

1. Enheten skal kun brukes til det tiltenkte formålet, som beskrevet i denne håndboken.
2. Ikke bruk enheten på øyelokkene, øyeområdet, skjoldbruskkjertelområdet, lepper, ører, bryster eller kjønnsorganer.
3. Følelsen ved bruk av enheten skal være fin og behagelig. Hvis du opplever ubehag, må du slutte å bruke enheten umiddelbart.

Ikke bruk enheten hvis:

1. Du er under 18 år.
2. Du har en pacemaker eller intern defibrillator.
3. Du har metallimplantater i behandlingsområdet, for eksempel gulltråder. Dette gjelder ikke tannfyllinger eller implantater, som ikke er et problem.
4. Du har eller har hatt kreft tidligere, spesielt hudkreft eller precancerøse føflekker.
5. Du har alvorlige komorbiditeter, for eksempel hjertesykdommer.
6. Du er gravid eller ammer.
7. Du har et svekket immunsystem på grunn av en immunsuppressiv sykdom som AIDS, eller du tar immundempende medisiner.
8. Du har en sykdom simulert av varme, slik som, men ikke begrenset til, tilbakevendende herpes simplex (i det behandlede området).

9. Du har en historie med keloid arr, dårlig sårheling eller sensitiv hud. Du har hatt kirurgi, laserbehandling eller en dyp kjemisk peeling i behandlingsområdet i løpet av de siste tre månedene og er fortsatt i full helbredelsesprosess.
10. Du har permanente fyllinger i behandlingsområdet.
11. Hvis det er midlertidige hudfyllstoffer i behandlingsområdet, kontakt legen din før du bruker enheten.
12. Botox har blitt administrert til behandlingsområdet i løpet av de siste tre månedene.
13. Du har mistenkelige lesjoner i området som behandles.
14. Du tar for øyeblikket medisiner, urtepreparater, vitaminer eller kosttilskudd som kan øke hudens følsomhet eller tørrhet.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Koko	56x187x45,8mm
Vaaka	Noin 154 g
Nimelisteho	Noin 10W
Nimellisjännite	DC 5V
Nimellisvirta	Noin 2A
Kello	6 min.
Toimintatila	RF (1000KHz)/EMS 5-9µA
Akku	7.4V 600mAh

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Virtapainike
2. RF-toiminnan ilmaisin
3. EMS-toiminnon ilmaisin
4. Latausalausta

Toimintatapa:

Lumix PRO -laite lämpövoiman ja EMS-mikrovirtojen toiminnan ansiosta maksimoi kollageenin tuotannon kasvojen ihon intensiiviseen nuorentumiseen.

1. Energiapäää päällystetty 24 karaatin kullalla
2. Epidermis
3. Dermis
4. Lumix PRO lämpövoima keskittyy syvälle dermikseen
5. Lämpö siirtyy ihon syvempiin kerroksiin
6. Ihonalainen kudos
7. Pinnallinen hermo-lihasjärjestelmä

Radioaallot (RF)

Radiotaajuus (RF) on hyväksi havaittu tekniikka, jota käytetään lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Tiukasti kontrolloidussa lämpötilassa magneettipulssi vaikuttaa suoraan kennoihin ja tuottaa lämpöenergiaa. Ylikuumentumisen seurauksena kollageenisäikeet kutistuvat, mikä antaa välittömän ihon kiinteytysvaikutuksen. Samaan aikaan radiotaajuus aktivoi kollageenin tuotantoa. Tulokset näkyvät pian hoidon jälkeen: kohottaa kasvojen muotoja, kiinteyttää ihoa, vähentää rypyjä.

Hoitosarja (2-3 kertaa viikossa 6-8 viikon ajan) antaa ihon rakenteiden pitkäaikaisen jännityksen vaikutuksen, poistaa rypyjä, vähentää "pusseja" silmien alla ja palauttaa nuorekkaat kasvojen piirteet.

Kasvojen kohotushieronta EMS-virroilla (anti-aging)

Tämäntyyppinen hieronta kiinteyttää nopeasti kasvoja ja palauttaa ihon kimmoisuuden. Se tasoiittaa rypyjä (ihoä silittävä vaikutus), parantaa tehokkaasti kasvojen muotoja ja pienentää laajentuneita ihohuokosia. EMS-mikrovirrat stimuloivat ihosolujen toimintaa, mikä ansiosta iho uusiutuu intensiivisesti myös syvällä. EMS-hieronta stimuloi veren mikroverenkiertoa, mikä vähentää värjäytymistä, parantaa ihon sävyä ja ylläpitää asianmukaista kosteutta. Iho on ravittu, hapeutettu ja täynnä elinvoimaa.

Energiapäää päällystetty 24 karaatin kullalla

Parhaiden ei-kirurgisten nostovaikutusten saavuttamiseksi laitteen pää on päällystetty 24 karaatin kullalla. Mikronisoitu kulta tehostaa kollageenistimulaatiota, mikä helpottaa pysyvien hoitovaikutusten nopeaa saavuttamista. Kulta puhtaassa muodossaan on antibakteerisia ominaisuuksia - se rauhoittaa ärsytystä ja tulehduksia. Energiapää on moderni teknologinen ratkaisu, joka tekee hoidoista tehokkaita ja samalla täysin kivuttomia.

Ihonhoito - syyt hoidon suorittamiseen:

1. Pese kasvosi.
2. Levitä sopiva määrä geeliä/seerumia tai muuta liukasta koostumusta käytettävälle alueelle (kasvot tai kaula).
3. Käynnistä laite painamalla pitkään laitteen painiketta.
4. Valitse mukava tila.

Tärkeä! Ensimmäisellä hoitokerralla on suositeltavaa asettaa teho alhaiseksi ja sitten säätää tehotoaso ihosi sietokyvyn mukaan myöhempiä hoitoja varten.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä ihon herkkyydesti. Testi tulee tehdä 24 tuntia ennen Lumix PRO:n ensimmäistä käyttöä. Levitä tätä varten pieni määrä geeliä/seerumia (tai muuta liukasta koostumusta) käsivarren sisäosaan ja käsittele tämä alue Lumix PRO:lla. Varmista, että iho ei reagoi negatiivisesti geeliin/seerumiin (käyttämäsi kosmetiikkaan) tai hoitoon.

5. Jaa kasvosi neljään hoitoalueeseen:

- oikea poski
- vasen poski
- otsa
- silmän ulkokulma

6. Aseta laite iholle, muista painaa laitetta kevyesti varmistaaksesi energiapään täyden kosketuksen ihon kanssa.

7. Aloita laitteen siirtäminen hyvin pienin pyöriin liikkein pienellä osalla hoitoaluetta (noin kaksi kertaa hoitopään kokoinen). Laitteen energia vapautuu syvälle ihoon tarjoten iholle mukavuutta ja lämpöä.

Tärkeä huomautus: Muista liikuttaa laitetta jatkuvasti hitaasti ihon poikki varmistaaksesi oikean ja tasaisen energian hoitoalueelle. Älä pidä laitetta yhdessä asennossa liikkumatta.

8. Jatka työskentelyä koko hoitoalueella hitain pyöriin liikkein 2-4 minuuttia. Varmista, että energia pysyy tasaisena hieromalla koko hoitoaluetta.

Huomio: Hoidon vaikutusta voidaan tehostaa tekemällä "nostoliikkeitä" leukalinjasta ylöspäin poskia kohti.

9. Kun olet suorittanut 2-4 minuutin hoidon, voit siirtyä seuraavalle hoitoalueelle toistamalla vaiheet 6-8. Vaihda RF + EMS -tilaan (katso käyttöoppaan kohta "Tila"). On suositeltavaa aloittaa alhaisella tehotasolla.

Tärkeää: Käytä RF + EMS -tilaa VAIN leukalinjan alueella. Älä käytä RF + EMS -tilaa muilla kasvojen alueilla.

10. Aloita laitteen siirtäminen hyvin pienillä lineaarisilla liikkeillä leukalinjaa pitkin.

11. Varmista optimaaliset tulokset käyttämällä laitetta 4 minuuttia kummallakin puolella. Kun koko hoitoalue on hierottu, hoitokerta päättyy. Hoidon luonnollinen vaikutus voi olla ihon punoitusta (punoitus) ja lievää turvotusta (turvotusta) hoidettavalla alueella. Molempien pitäisi kadota hetken kuluttua.

12. Sammuta laite painamalla virtapainiketta pitkään.

13. Voit tarvittaessa käyttää kosteusvoidetta.

14. Puhdista laitteen energiapää kostealla liinalla tai paperipyyhkeellä ja aseta laite sitten suojaalustalle suojaamaan energiapäästä seuraavaa käyttöä varten.

Varoitus: Älä upota Lumix PRO:ta veteen.

Turvamekanismi:

Laitteen automaattinen lämpötilan optimointimekanismi suojaa ihoa ylikuumenemiselta.

Hoitosuositukset:

- Koko kasvohoito kestää 8-12 minuuttia. Lyhennä hoitoaikaa keskittymällä vain valittuihin alueisiin, joita haluat hoitaa. Hoitoajat vaihtelevat henkilökohtaisesti.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä Lumix PRO -laitetta 2-3 kertaa viikossa 6-8 viikon ajan.
- Saman hoitoalueen hoitojen välillä tulee olla vähintään yhden päivän tauko.
- Pitkäkestoisten vaikutusten säilyttämiseksi suosittelemme Lumix PRO:n käyttöä täyden hoidon jälkeen 2-4 kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Näin lataat laitteesi:

Lasku

1. Kun käytät ensimmäistä kertaa, lataa laite niin, että akku on ladattu täyteen (jos laite on ladattu täyteen, latausta ei tarvitse).

2. Kun lataat, aseta laitteesi latauslustalle, liitä sitten USB-liitin laturin pistokkeeseen ja liitä se yleiseen kotisi virtalähteeseen. LED-merkkivalo palaa punaisena latauksen aikana ja punainen valo sammuu, kun laite on ladattu täyteen.

3. Latauksen aikana lamppu, jonka aallonpituus on 415 nm, desinfioi hoitopäätä 5 minuutin ajan.

4. Latausaika on noin 120 minuuttia ja laitteen toiminta-aika on noin 50 minuuttia.

Käynnistys ja sammutus:

Paina ja pidä painiketta painettuna kytkääksesi virran päälle sammutustilassa. Äänen ilmaisin antaa D- D-äänen, kun virta kytketään päälle ja pois.

Tilat:

Käynnistystilassa paina painiketta lyhyesti vaihtaaksesi peräkkäisiä tiloja tilasta 1, tila 2, tila 3, tila 4, tila 5, summeri antaa "D"-äänen ja merkkivalon väri muuttuu.

Tila 1: RF-käsittely (taso 1), LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

Tila 2: RF-käsittely (taso 2), LED-merkkivalo palaa tasaisen sinisenä.

Tila 3: EMS-hoito (taso 1), LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

Tila 4: EMS-hoito (taso 2), LED-merkkivalo palaa tasaisen sinisenä.

Tila 5: RF- ja EMS-hoito (LED-ilmaisin palaa tasaisen sinisenä, kun se vaihtaa automaattisesti RF- ja EMS-hoidon välillä).

Lämpötila-anturi - Hoitopäät on varustettu tarkalla NTC-lämpötila-anturilla.

RF-hoidon aloittamisen jälkeen anturi havaitsee ihon lämpötilan, jos lämpötila on alle 42oC, RF-hoito alkaa toimia. Jos lämpötila on yli 42°C, radiotaajuuskäsittely keskeytyy.

Alhaisen akun muistutus - Kun laitteen akun varaus on liian alhainen, summeri lähettää "D"-signaalin 5 sekunnin välein.

Automaattinen ajastus - Automaattinen ajastustoiminto asettaa ajan 6 minuuttiin. Tämän ajan kuluessa tuote lakkaa toimimasta ja se on käynnistettävä uudelleen, jotta sen käyttöä voidaan jatkaa.

Turvallisuus - Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Noudata aina kaikkia varoituksia ja suosituksia. Noudata kaikkia seuraavia varotoimia käyttäessäsi Lumix PRO:ta.

Varoitukset ja suositukset:

1. Älä sijoita tai säilytä laitetta vesilähteiden, kuten pesualtaan tai kylpyammeen, lähellä.
2. Älä upota laitetta veteen.
3. Kun olet kytkenyt laitteen virtalähteeseen, älä jätä sitä ilman valvontaa.
4. Tarkista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja sen virtalähteessä ole näkyviä vaurioita. Älä käytä laitetta, jos sähköjohto on vaurioitunut tai jos laite on purettu.
5. Käytä laitetta vain mukana toimitetun virtajohdon ja virtalähteen kanssa.
6. Pidä laite pois lasten ulottuvilta.
7. Kun käytät laitetta, varmista, että kätesi ovat täysin kuivat.
8. Sammuta laite käytön jälkeen tai ennen puhdistusta ja huoltoa.
9. Käytä hoidon aikana geeliä/seerumia (tai muuta liukaskoostumuksen omaavaa kosmeettista ainetta) varmistaaksesi oikeanlaisen voiteen hoidon aikana, hyvän RF/EMS-johtavuuden ja paremman ihon kosteuteen.

Turvallisuussäännöt:

1. Laitetta tulee käyttää vain sen aiotuun tarkoitukseen tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
2. Älä käytä laitetta silmäluomilla, silmänympärysiholla, kilpirauhasen alueella, huulilla, korvilla, rinnoilla tai sukuelinten alueella.
3. Tunteen laitetta käytettäessä tulee olla mukava ja miellyttävä. Jos koet epämukavuutta, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Älä käytä laitetta, jos:

1. Olet alle 18-vuotias.
2. Sinulla on sydämentahdistin tai sisäinen defibrillaattori.
3. Hoitoalueellasi on metallimplanteja, kuten kultaankeja. Tämä ei koske hampaiden täytteitä tai implantteja, jotka eivät ole ongelmia.
4. Sinulla on tällä hetkellä tai on ollut aiemmin syöpä, erityisesti ihosyöpä tai syöpää esiasteet.
5. Sinulla on vakavia muita sairauksia, kuten sydänsairaus.
6. Olet raskaana tai imetät.
7. Sinulla on immuunivastetta heikentävän sairauden, kuten AIDS:n, vuoksi heikentynyt immuunijärjestelmä tai käytät immunosuppressiivisia lääkkeitä.
8. Sinulla on mikä tahansa lämmön simuloima sairaus, kuten, mutta ei rajoittuen, toistuva herpes simplex (käsittelyä alueella).
9. Sinulla on ollut keloidisia arpia, huonosti parantunut haava tai herkkä iho. Sinulle on tehty leikkaus, laserhoito tai syvä kemiallinen kuorinta hoidettavalla alueella viimeisen kolmen kuukauden aikana ja olet edelleen täydessä paranemisprosessissa.
10. Sinulla on pysyvät täytteet hoitoalueella.

11. Jos hoitoalueella on väliaikaisia ihon täyteaineita, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä.
12. Botoxia on annettu hoitoalueelle viimeisen kolmen kuukauden aikana.
13. Sinulla on epäilyttäviä vaurioita hoidettavalla alueella.
14. Käytät parhaillaan lääkkeitä, kasviperäisiä valmisteita, vitamiineja tai ravintolisiä, jotka voivat lisätä ihon herkkyyttä tai kuivumista.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Storlek	56x187x45,8 mm
Vägen	Cirka 154 g
Märkeffekt	Cirka 10W
Märkspänning	DC 5V
Märkström	Cirka 2A
Tidmätare	6 min.
Driftläge	RF (1000KHz)/EMS 5-9µA
Batteri	7,4V 600mAh

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [Sida 2-f1]:

1. Strömknapp
2. RF-funktionsindikator
3. EMS-funktionsindikator
4. Laddningsbas

Verkningsätt:

Lumix PRO-enheten, genom termisk kraft i kombination med verkan av EMS-mikroströmmar, maximerar produktionen av kollagen för intensiv föryngring av ansiktshuden.

1. Energihuvud plåterat med 24 karats guld
2. Epidermis
3. Dermis
4. Lumix PRO termisk kraft fokuserad djupt in i dermis
5. Värme som passerar till de djupare lagren av huden
6. Subkutan vävnad
7. Ytligt neuromuskulärt system

Radiovågor (RF)

Radiofrekvens (RF) är en beprövad teknik som används inom medicin- och kosmetikindustrin. Vid en strikt kontrollerad temperatur verkar den magnetiska pulsen direkt på cellerna och genererar termisk energi. Som ett resultat av överhettning krymper kollagenfibrerna, vilket ger en omedelbar effekt av att huden stramar upp. Samtidigt aktiverar radiofrekvens kollagenproduktionen. Resultaten är synliga strax efter behandlingen: lyfter ansiktskonturen, stramar upp huden, minskar rynkor.

En serie behandlingar (2-3 gånger i veckan i 6-8 veckor) ger effekten av långvarig spänning av hudstrukturer, tar bort rynkor, minskar "påsar" under ögonen och återställer ungdomliga ansiktsdrag.

Ansiktslyftmassage med EMS-strömmar (Anti-aging)

Denna typ av massage stramar snabbt upp ansiktet och återställer hudens elasticitet. Den slätar ut rynkor (hudstrykningseffekt), förbättrar effektivt ansiktskonturen och minskar förstorade porer. EMS-mikroströmmar stimulerar aktiviteten hos hudceller, tack vare vilka huden intensivt regenereras även på djupa nivåer. Massage med hjälp av EMS stimulerar blodets mikrocirkulation, vilket leder till att minska missfärgning, förbättra hudtonen och bibehålla korrekt återfuktning. Huden får näring, syresättning och full av vitalitet.

Energihuvud plåterat med 24 karats guld

För att uppnå bästa möjliga icke-kirurgiska lyfteffekter är enhetens huvud täckt med 24 karats guld. Mikroniserat guld förbättrar kollagenstimuleringen, vilket gör det lättare att snabbt uppnå varaktiga terapieffekter. Guld i sin rena form har antibakteriella egenskaper - det lugnar irritationer och inflammationer. Energihuvudet är en modern teknologisk lösning som gör behandlingarna effektiva och samtidigt helt smärtfria.

Hudvård - skäl för att utföra behandlingen:

1. Tvätta ansiktet.
2. Applicera en lämplig mängd gel/serum eller annan kosmetika med en hal konsistens på området som ska användas (ansikte eller hals).
3. Tryck länge på enhetsknappen för att slå på den.
4. Välj ett bekvämt läge.

Viktig! För den första behandlingssessionen rekommenderas det att ställa in effekten till låg och sedan justera effektinivån så att den passar din huds tolerans för efterföljande behandlingar.

Innan du använder enheten för första gången rekommenderar vi att du utför ett hudkänslighetstest. Testet ska utföras 24 timmar innan du använder Lumix PRO för första gången. För att göra detta, applicera en liten mängd gel/serum (eller annat kosmetiskt medel med hal konsistens) på den inre delen av armen och behandla detta område med Lumix PRO. Se till att huden inte reagerar negativt på gelen/serumet (kosmetika du använde) eller behandlingen.

5. Dela upp ditt ansikte i 4 behandlingsområden:

- höger kind
- vänster kind
- pannan
- yttre ögonvrån

6. Placera enheten på huden, kom ihåg att trycka lätt på enheten för att säkerställa full kontakt mellan energihuvudet och huden.

7. Börja flytta enheten i mycket små cirkulära rörelser över en liten del av behandlingsområdet (ungefär dubbelt så stort som behandlingshuvudet). Enhetens energi kommer att frigöras djupt in i huden, vilket ger huden komfort och värme.

Viktigt anmärkning: Se till att kontinuerligt flytta enheten långsamt över huden för att säkerställa korrekt, enhetlig energi till behandlingsområdet. Håll inte enheten i ett läge utan att flytta.

8. Fortsätt arbeta över hela behandlingsområdet i långsamma cirkulära rörelser i 2-4 minuter. Se till att behålla jämn energi genom att massera hela behandlingsområdet.
Obs: effekten av behandlingen kan förstärkas genom att utföra "lyftande" rörelser från käklinjen upp mot kinderna.

9. När du har slutfört behandlingen på 2-4 minuter kan du gå vidare till nästa behandlingsområde genom att upprepa steg 6-8. Växla till RF + EMS-läge (se avsnittet "Modes" i manualen). Det rekommenderas att börja med en låg effektinivå.

Viktigt: Använd ENDAST RF + EMS-läge på käklinjen. Använd inte RF + EMS-läge på andra områden i ansiktet.

10. Börja flytta enheten med mycket små linjära rörelser längs käklinjen.

11. För att säkerställa optimala resultat, använd enheten i 4 minuter på varje sida. Efter att hela behandlingsområdet har masserats avslutas behandlingsspasset. Den naturliga effekten av behandlingen kan vara rodnad i huden (erytem) och lätt svullnad (svullnad) i behandlingsområdet. Båda bör försvinna efter en kort tid.

12. Tryck länge på strömknappen för att stänga av enheten.

13. Du kan applicera en fuktkräm om det behövs.

14. Rengör enhetens energihuvud med en fuktig trasa eller pappershandduk, placera sedan enheten på den skyddande basen för att skydda energihuvudet för nästa användning.

Varning: Doppa inte din Lumix PRO under vatten.

Säkerhetsmekanism:

Den automatiska temperaturoptimeringsmekanismen i enheten skyddar huden mot överhettning.

Terapirekommendationer:

- Hela ansiktsbehandlingen varar 8-12 minuter. För att förkorta behandlingstiden, fokusera endast på utvalda områden som du vill behandla. Behandlingstiderna varierar för varje person.
- För optimala resultat, använd Lumix PRO-enheten 2-3 gånger i veckan i 6-8 veckor.
- Det bör vara ett uppehåll på minst en dag mellan behandlingarna på samma behandlingsområde.
- För att bibehålla långvariga effekter, efter att ha avslutat hela behandlingen, rekommenderar vi att du använder Lumix PRO 2-4 gånger i månaden eller vid behov.

Så här laddar du din enhet:

Laddning

1. När du använder den för första gången, ladda enheten så att batteriet är fulladdat (om enheten är fulladdad behöver du inte ladda).

2. När du laddar, placera din enhet på laddningsbasen, sätt sedan in USB-kontakten i laddarens kontakt och anslut den till din vanliga hemströmkälla. LED-indikatorn lyser rött under laddning och den röda lampan släcks när den är fulladdad.
3. Under laddningsprocessen desinficerar en lampa med en våglängd på 415 nm behandlingshuvudena i 5 minuter.
4. Laddningstiden är cirka 120 minuter och enhetens drifttid är cirka 50 minuter.

Start och avstängning:

Tryck och håll ned knappen för att slå på strömmen i avstängt läge. Ljudindikatorn avger ett "D, D"-ljud när strömmen slås på och av.

Lägen:

I startläge, tryck kort på knappen för att växla på varandra följande lägen från läge 1, läge 2, läge 3, läge 4, läge 5, summern kommer att avge ett "D"-ljud och färgen på indikatorlampan ändras.

Läge 1: RF-behandling (Nivå 1), LED-indikatorn lyser grönt.

Läge 2: RF-behandling (Nivå 2), LED-indikatorn lyser blått.

Läge 3: EMS-behandling (Nivå 1), LED-indikatorn lyser grönt.

Läge 4: EMS-behandling (nivå 2), LED-indikatorn lyser blått.

Läge 5: RF- och EMS-behandling (LED-indikatorn lyser blått medan den automatiskt växlar mellan RF- och EMS-terapi).

Temperatursensor - Behandlingshuvudena är utrustade med en exakt NTC temperatursensor.

Efter start av RF-behandlingen kommer sensorn att känna av hudtemperaturen, om temperaturen är lägre än 42°C kommer RF-behandlingen att börja fungera. Om det är över 42°C kommer RF-behandlingen att avbrytas.

Påminnelse om lågt batteri - När enhetens batteri är för lågt kommer summern att avge en "D"-signal var 5:e sekund.

Automatisk timing - Den automatiska timingfunktionen ställer in tiden till 6 minuter. Efter denna tid slutar produkten att fungera och måste startas om för att fortsätta använda den.

Säkerhet - Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Följ alltid alla varningar och rekommendationer. Följ alla följande försiktighetsåtgärder när du använder Lumix PRO.

Varningar och rekommendationer:

1. Placera eller förvara inte enheten nära vattenkällor som ett handfat eller badkar.
2. Sänk inte ner enheten under vatten.
3. Efter att ha anslutit enheten till strömförsörjningen, lämna den inte utan uppsikt.
4. Kontrollera enheten och dess strömförsörjning för synliga skador före användning. Använd inte enheten om den elektriska sladden är skadad eller om enheten är demonterad.
5. Använd endast enheten med den medföljande nätsladden och strömförsörjningen.
6. Förvara enheten utom räckhåll för barn.
7. När du använder enheten, se till att dina händer är helt torra.
8. Stäng av enheten efter användning eller före rengöring och underhåll.
9. Använd under behandlingen en gel/serum (eller annan kosmetika med hal konsistens) för att säkerställa ordentlig smörjning under behandlingen, bra RF/EMS-konduktivitet och bättre återfuktning av huden.

Säkerhetsregler:

1. Enheten bör endast användas för det avsedda ändamålet, enligt beskrivningen i denna handbok.
2. Använd inte enheten på ögonlocken, ögonområdet, sköldkörtelområdet, läpparna, öronen, bröstet eller underlivet.
3. Känslan när du använder enheten ska vara skön och behaglig. Om du upplever något obehag, sluta använda enheten omedelbart.

Använd inte enheten om:

1. Du är under 18 år.
2. Du har en pacemaker eller intern defibrillator.
3. Du har metallimplantat i behandlingsområdet, till exempel guldtrådar. Detta gäller inte tandfyllningar eller implantat, vilket inte är ett problem.
4. Du har för närvarande eller har haft cancer tidigare, särskilt hudcancer eller precancerösa mullvarar.
5. Du har allvarliga komorbiditeter, såsom hjärtsjukdomar.
6. Du är gravid eller ammar.

7. Du har ett nedsatt immunförsvar på grund av en immunsuppressiv sjukdom som AIDS, eller du tar immunsuppressiva läkemedel.
8. Du har någon sjukdom simulerad av värme, såsom men inte begränsat till återkommande herpes simplex (i det behandlade området).
9. Du har tidigare haft keloidär, dålig sårhäkning eller känslig hud. Du har genomgått operation, laserbehandling eller en djup kemisk peeling i behandlingsområdet under de senaste tre månaderna och är fortfarande i full läkningsprocess.
10. Du har permanenta fyllningar i behandlingsområdet.
11. Om det finns tillfälliga hudfyllmedel i behandlingsområdet, kontakta din läkare innan du använder enheten.
12. Botox har administrerats till behandlingsområdet under de senaste tre månaderna.
13. Du har misstänkta lesioner i området som behandlas.
14. Du tar för närvarande mediciner, örtpreparat, vitaminer eller kosttillskott som kan öka hudens känslighet eller torrhet.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Størrelse	56x187x45,8 mm
Vægten	Cirka 154 g
Nominal effekt	Cirka 10W
Nominal spænding	DC 5V
Nominal strøm	Omkring 2A
Ur	6 min.
Driftstilstand	RF (1000KHz)/EMS 5-9µA
Batteri	7,4V 600mAh

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [Side 2-f1]:

1. Tænd/sluk-knap
2. RF-funktionsindikator
3. EMS-funktionsindikator
4. Ladebase

Virkemåde:

Lumix PRO-enheden, gennem termisk kraft kombineret med virkningen af EMS-mikrostrømme, maksimerer produktionen af kollagen til intensiv foryngelse af ansigtshuden.

1. Energi hoved belagt med 24 karat guld
2. Epidermis
3. Dermis
4. Lumix PRO termisk kraft fokuseret dybt ind i dermis
5. Varme passerer til de dybere lag af huden
6. Subkutant væv
7. Overfladisk neuromuskulært system

Radiobølger (RF)

Radiofrekvens (RF) er en gennemprøvet teknologi, der bruges i den medicinske og kosmetiske industri. Ved en strengt kontrolleret temperatur virker den magnetiske puls direkte på cellerne og genererer termisk energi. Som følge af overophedning krymper kollagenfibrene, hvilket giver en øjeblikkelig effekt af hudopstramning. Samtidig aktiverer radiofrekvens kollagenproduktionen. Resultaterne er synlige kort efter behandlingen: løfter ansigtets kontur, opstrammer huden, reducerer rynker.

En række behandlinger (2-3 gange om ugen i 6-8 uger) giver effekten af langvarig spænding af hudstrukturer, fjerner rynker, reducerer "poser" under øjnene og genopretter ungdommelige ansigtstræk.

Ansigtssløftende massage ved hjælp af EMS-strømme (Anti-aging)

Denne type massage opstrammer hurtigt ansigtet og genopretter hudens elasticitet. Den udglatter rynker (hudstrykningseffekt), forbedrer effektivt ansigtets kontur og reducerer forstørrede porer. EMS mikrostrømme stimulerer aktiviteten af hudceller, takket være hvilke huden intensivt regenereres selv på dybe niveauer. Massage ved hjælp af EMS stimulerer blodmikrocirkulationen, hvilket betyder, at misfarvning reduceres, hudtonen forbedres og den korrekte hydrering opretholdes. Huden er næret, iltet og fuld af vitalitet.

Energi hoved belagt med 24 karat guld

For at opnå de bedst mulige ikke-kirurgiske løfteeffekter er apparatets hoved beklædt med 24 karat guld. Mikroniseret guld øger kollagenstimuleringen, hvilket gør det nemmere hurtigt at opnå varige terapieffekter. Guld i sin rene form har antibakterielle egenskaber - det dulmer irriterende og betændelser. Energi hovedet er en moderne teknologisk løsning, der gør behandlingerne effektive og samtidig fuldstændig smertefri.

Hudpleje - grunde til at udføre behandlingen:

1. Vask dit ansigt.
2. Påfør en passende mængde gel/serum eller andet kosmetik med en glat konsistens på det område, der skal bruges (ansigt eller hals).
3. Tryk længe på enhedsknappen for at tænde den.
4. Vælg en behagelig tilstand.

Vigtig! Til den første behandlingssession anbefales det at indstille kraften til lav og derefter justere effektniveauet, så det passer til din hud tolerance for efterfølgende behandlinger.

Før du bruger enheden første gang, anbefales det at udføre en hudfølsomhedstest. Testen skal udføres 24 timer før brug af Lumix PRO første gang. For at gøre dette skal du påføre en lille mængde gel/serum (eller anden kosmetik med en glat konsistens) på den indvendige del af armen og behandle dette område med Lumix PRO. Sørg for, at huden ikke reagerer negativt på gelen/serumet (kosmetik du brugte) eller behandlingen.

5. Opdel dit ansigt i 4 behandlingsområder:

- højre kind
- venstre kind
- panden
- ydre øjenkrog

6. Placer enheden på huden, husk at trykke let på enheden for at sikre fuld kontakt mellem energihovedet og huden.

7. Begynd at flytte enheden i meget små cirkulære bevægelser over en lille del af behandlingsområdet (ca. dobbelt så stor som behandlingshovedet). Enhedens energi vil blive frigivet dybt ind i huden, hvilket giver huden komfort og varme.

Vigtig bemærkning: Sørg for konstant at bevæge enheden langsomt hen over huden for at sikre korrekt, ensartet energi til behandlingsområdet. Hold ikke enheden i en position uden at bevæge sig.

8. Fortsæt med at arbejde over hele behandlingsområdet i en langsom cirkulær bevægelse i 2-4 minutter. Sørg for at bevare ensartet energi ved at massere hele behandlingsområdet.

Bemærk: effekten af behandlingen kan forstærkes ved at udføre "løftende" bevægelser fra kæbelinjen op mod kinderne.

9. Når du har afsluttet behandlingen på 2-4 minutter, kan du gå videre til næste behandlingsområde ved at gentage trin 6-8. Skift til RF + EMS-tilstand (se afsnittet "Modes" i manualen). Det anbefales at starte med et lavt effektniveau.

Vigtigt: Brug KUN RF + EMS-tilstand på kæbelinjen. Brug ikke RF + EMS-tilstand på andre områder af ansigtet.

10. Begynd at flytte enheden med meget små lineære bevægelser langs kæbelinjen.

11. For at sikre optimale resultater skal du bruge enheden i 4 minutter på hver side. Efter at hele behandlingsområdet er blevet masseret, afsluttes behandlingssessionen. Den naturlige effekt af behandlingen kan være rødme af huden (erytem) og let hævelse (hævelse) i behandlingsområdet. Begge burde forsvinde efter kort tid.

12. Tryk længe på tænd/sluk-knappen for at slukke for enheden.

13. Du kan påføre en fugtighedscreme evt.

14. Rengør enhedens energihoved med en fugtig klud eller køkkenrulle, og anbring derefter enheden på den beskyttende base for at beskytte energihovedet til næste brug.

Advarsel: Nedsænk ikke din Lumix PRO under vand.

Sikkerhedsmekanisme:

Den automatiske temperaturoptimeringsmekanisme i enheden beskytter huden mod overophedning.

Terapi anbefalinger:

- Hele ansigtsbehandlingen varer 8-12 minutter. For at forkorte behandlingstiden skal du kun fokusere på udvalgte områder, som du ønsker at behandle. Behandlingstiderne varierer for hver person.
- For optimale resultater skal du bruge Lumix PRO-enheden 2-3 gange om ugen i 6-8 uger.
- Der bør være en pause på mindst én dag mellem behandlingerne på samme behandlingsområde.
- For at opretholde langvarige virkninger, efter at have afsluttet den fulde behandling, anbefaler vi at bruge Lumix PRO 2-4 gange om måneden eller efter behov.

Sådan oplader du din enhed:

Landing

1. Når du bruger den første gang, skal du oplade enheden, så batteriet er fuldt opladet (hvis enheden er fuldt opladet, er der ingen grund til at oplade).
2. Når du oplader, skal du placere din enhed på opladningsbasen, derefter sætte USB-stikket i opladerstikket og slutte det til din almindelige strømkilde i hjemmet. LED-indikatoren vil lyse rødt under opladning, og det røde lys slukkes, når det er fuldt opladet.
3. Under opladningsprocessen desinficerer en lampe med en bølgelængde på 415 nm behandlingshovederne i 5 minutter.
4. Opladningstiden er cirka 120 minutter, og enhedens driftstid er cirka 50 minutter.

Opstart og nedlukning:

Tryk og hold knappen nede for at tænde for strømmen i nedlukningstilstand. Lydindikatoren udsender en "D, D"-lyd, når strømmen tændes og slukkes.

Tilstande:

I opstartstilstand skal du trykke kort på knappen for at skifte på hinanden følgende tilstande fra tilstand 1, tilstand 2, tilstand 3, tilstand 4, tilstand 5, summeren udsender en "D"-lyd, og indikatorens LED-farve vil ændre sig.

Tilstand 1: RF-behandling (Niveau 1), LED-indikatoren lyser konstant grønt.

Mode 2: RF-behandling (Niveau 2), LED-indikatoren vil være konstant blå.

Tilstand 3: EMS-behandling (Niveau 1), LED-indikatoren lyser konstant grønt.

Tilstand 4: EMS-behandling (niveau 2), LED-indikatoren vil være konstant blå.

Mode 5: RF- og EMS-behandling (LED-indikatoren lyser konstant blå, mens der automatisk skiftes mellem RF- og EMS-terapi).

Temperatursensor - Behandlingshoveder er udstyret med en præcis NTC temperatursensor.

Efter start af RF-behandlingen vil sensoren registrere hudtemperaturen, hvis temperaturen er lavere end 42°C, vil RF-behandlingen begynde at virke. Hvis det er over 42°C, vil RF-behandlingen blive afbrudt.

Påmindelse om lavt batteriniveau - Når enhedens batteri er for lavt, udsender summeren et "D"-signal hvert 5. sekund.

Auto timing - Auto timing-funktionen indstiller tiden til 6 minutter. Efter dette tidspunkt holder produktet op med at fungere og skal genstartes for at fortsætte med at bruge det.

Sikkerhed - Læs hele brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet. Følg altid alle advarsler og anbefalinger. Følg venligst alle følgende forholdsregler, når du bruger Lumix PRO.

Advarsler og anbefalinger:

1. Anbring eller opbevar ikke enheden i nærheden af vandkilder såsom en vask eller badekar.
2. Nedsænk ikke enheden under vand.
3. Efter at have tilsluttet enheden til strømforsyningen, må den ikke efterlades uden opsyn.
4. Før brug skal du kontrollere enheden og dens strømforsyning for synlige skader. Brug ikke enheden, hvis den elektriske ledning er beskadiget, eller hvis enheden er adskilt.
5. Brug kun enheden med den medfølgende strømledning og strømforsyning.
6. Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
7. Når du betjener enheden, skal du sørge for, at dine hænder er helt tørre.
8. Sluk for enheden efter brug eller før rengøring og vedligeholdelse.
9. Under behandlingen skal du bruge en gel/serum (eller andet kosmetik med en glat konsistens) for at sikre korrekt smøring under behandlingen, god RF/EMS ledningsevne og bedre hudhydrering.

Sikkerhedsregler:

1. Enheden bør kun bruges til det tilsigtede formål, som beskrevet i denne vejledning.
2. Brug ikke enheden på øjenlågene, øjenområdet, skjoldbruskkirtlen, læber, ører, bryster eller kønsorganer.
3. Følelsen ved brug af enheden skal være rar og behagelig. Hvis du oplever ubehag, skal du straks stoppe med at bruge enheden.

Brug ikke enheden, hvis:

1. Du er under 18 år.
2. Du har en pacemaker eller intern defibrillator.
3. Du har metalimplantater i behandlingsområdet, såsom guldtråde. Dette gælder ikke for tandfyldninger eller implantater, som ikke er et problem.

4. Du har eller har haft kræft i fortiden, især hudkræft eller modermærkeforstadier.
5. Du har alvorlige følgesygdomme, såsom hjertesygdomme.
6. Du er gravid eller ammer.
7. Du har et kompromitteret immunsystem på grund af en immunsuppressiv sygdom såsom AIDS, eller du tager immunsuppressive medicin.
8. Du har en sygdom simuleret af varme, såsom, men ikke begrænset til, tilbagevendende herpes simplex (i det behandlede område).
9. Du har en historie med keloid ar, dårlig sårheling eller følsom hud. Du er blevet opereret, laserbehandling eller en dyb kemisk peeling i behandlingsområdet inden for de sidste tre måneder og er stadig i fuld helingsproces.
10. Du har permanente fyldninger i behandlingsområdet.
11. Hvis der er midlertidige dermale fyldstoffer i behandlingsområdet, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden.
12. Botox er blevet administreret til behandlingsområdet inden for de sidste tre måneder.
13. Du har mistænkelige læsioner i det område, der behandles.
14. Du tager i øjeblikket medicin, urtepræparater, vitaminer eller kosttilskud, der kan øge hudens følsomhed eller tørhed.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z

nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą

załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Lumix Pro