


PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV
NB FI HU RO AR RU EL HR SV DA NL TR BG

BEAUTIFLY

BeautiLight Duo

Golden

series





Panel Led Therapy Light
User manual

 /beautify.global  /beautify_global

 @beautify.global  @beautify.global

f1



f2

[facebook.com/beautifly.global](https://www.facebook.com/beautifly.global)



[youtube.com/@beautifly.global](https://www.youtube.com/@beautifly.global)



Opis urządzenia (patrz strona 2, f1)

1. Diody LED
2. Wyświetlacz
3. Przycisk regulacji (DÓŁ)
4. Przycisk regulacji (GÓRA)
5. Przycisk zasilania
6. Port zasilania DC
7. Podstawa
8. Okulary ochronne
9. Kabel zasilający

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 38x27x4cm

Waga netto: 2,6 kg

Zasilanie: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Pobór mocy: do 120W (Full Spectrum)

Regulacja skrzydeł: 0-120°

Liczba trybów światła: 12

Liczba poziomów natężenie światła: 3

Liczba LED: 496

Spektrum fal: 465 nm ±10 nm (światło niebieskie), 590 nm ±10 nm (światło żółte),

633 nm ±10 nm (światło czerwone), 850 nm ±10 nm (bliska podczerwień), 1064 nm ±10 nm (głęboka podczerwień)

Zawartość zestawu: 1x urządzenie główne, 1x okulary ochronne,

1x kabel zasilający, 1x instrukcja obsługi, 1x karta gwarancyjna

Obsługa urządzenia

1. Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, otwórz dwoje drzwiczek lub przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 s.
2. Po włączeniu urządzenia, możesz dostosować intensywność oraz tryb za pomocą przycisku regulacji (DÓŁ) i przycisku regulacji (GÓRA).
3. Aby zmienić tryb światła, kliknij przycisk regulacji (DÓŁ) lub przycisk regulacji (GÓRA).
4. Aby zmienić poziom natężenia światła, przytrzymaj przycisk regulacji (DÓŁ) lub przycisk regulacji (GÓRA).
5. Zalecane użycie: Stosuj urządzenie 3–5 razy w tygodniu, nie dłużej niż przez 30 minut dziennie.
6. Jeśli urządzenie nie jest używane w trybie czuwania, automatycznie wyłączy się po 2,5 minuty.

Przygotowanie do użycia

1. Przed użyciem usuń makijaż i dokładnie oczyść twarz. Nie stosuj kosmetyków zawierających składniki fotouczulające lub wybielające.
2. Podłącz urządzenie do dołączonego zasilacza.
3. Załóż okulary ochronne - podczas naświetlania urządzenie emituje intensywne światło LED.
4. Otwórz oba skrzydła lub przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 s, aby włączyć urządzenie.
5. Po ustawieniu trybu i energii nacisnij krótko przycisk zasilania, aby rozpocząć zabieg. Po pięciu sygnałach dźwiękowych rozpoczyna się naświetlanie.
6. Aby wstrzymać zabieg, nacisnij przycisk zasilania— czas zostanie zapamiętany. Po 2,5 minutach bezczynności urządzenie wyłączy się automatycznie. Funkcja pamięci zapisuje ustawienia z ostatniego użycia. Funkcja pamięci zapisuje ustawienia z ostatniego użycia.

Urządzenie posiada 12 trybów światła:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - blask i ujednolicenie koloru
 - Użyj łagodnego, niedrażniającego środka myjącego do oczyszczenia skóry twarzy; zastosuj nawilżający kosmetyk pielęgnacyjny bez składników fotouczulających do podstawowej pielęgnacji skóry, a po wchłonięciu ustaw tryb wybielania do naświetlania. Po naświetlaniu można stosować kosmetyki pielęgnacyjne z składnikami wybielającymi. Należy codziennie zwracać uwagę na nawilżenie i ochronę przeciwsłoneczną.
 2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - ujędnienie i sprężystość
 - Użyj łagodnego, niedrażniającego środka myjącego do oczyszczenia skóry twarzy; zastosuj nawilżający kosmetyk pielęgnacyjny bez składników fotouczulających do podstawowej pielęgnacji skóry, a po wchłonięciu ustaw tryb ujędnienia do naświetlania. Stosuj regularną pielęgnację, aby uzyskać promienną skórę.
 3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - równowaga dla skóry z niedoskonałościami
 - Użyj łagodnego, niedrażniającego środka myjącego do oczyszczenia skóry twarzy; zastosuj nawilżający kosmetyk pielęgnacyjny bez składników fotouczulających do podstawowej pielęgnacji skóry, a po wchłonięciu ustaw tryb przeciwtrądzikowy do naświetlania. Dobre nawyki żywotne (zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu) są również niezbędne do ochrony skóry; zaleca się codzienne wczesne kładzenie się spać oraz unikanie produktów o wysokiej zawartości cukru i potraw pikantnych.
- Uwaga: Nie używać w przypadku stanów zapalnych skóry lub podczas przyjmowania leków.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - kojenie i regeneracja
 - Oczyszczyć skórę twarzy łagodnym, niedrażniającym środkiem myjącym, użyj nawilżających kosmetyków pielęgnacyjnych bez alkoholu i składników fotouczulających do podstawowej pielęgnacji skóry, a po wchłonięciu ustaw tryb regeneracji do naświetlania. Bariera skórna jest krusza w okresie

wrażliwości, dlatego należy codziennie zwracać uwagę na nawilżanie i ochronę przeciwsłoneczną.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - kontrola sebum

- Użyj łagodnego, niedrażniącego środka myjącego do oczyszczenia skóry twarzy, zastosuj nawilżający kosmetyk pielęgnacyjny bez składników fotouczulających do podstawowej pielęgnacji skóry, a po wchłonięciu ustaw tryb równoważenia do naświetlania.

Ponieważ zaburzenia równowagi wodno-tłuszczowej skóry są ściśle związane z nawykami żywymi, zaleca się zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną oraz odpowiednią ilość snu.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - delikatna pielęgnacja intymna

- Użyj miejsc intymne, a następnie ustaw tryb intymny do naświetlania.

Odczas: W przypadku wystąpienia nieprawidłowych objawów, takich jak wysypka, obrzęk, płamy lub owrozczenia w okolicach intymnych, należy udać się do szpitala w celu konsultacji z lekarzem.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - odpowiedni dla pielęgnacji pach

- Oczyszć okolicę pach i ustaw tryb pachowy do naświetlania. Zaleca się codzienne mycie okolic pach. Wybieraj produkty hamujące zapach potu i pochłaniające wilgoć, aby skutecznie kontrolować wydzielanie gruczołów potowych oraz problemy z nieprzyjemnym zapachem.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - odpowiedni po mezoterapii igłowej, złotej mikroigłowej, oczyszczaniu igiel oraz innych zabiegach medycyny estetycznej wymagających regeneracji

- Zaleca się postępowanie zgodnie z wymaganiami medycyny estetycznej oraz stosowanie kosmetyków pielęgnacyjnych bez składników fotouczulających do nawilżania. Po wchłonięciu ustaw tryb specjalny do naświetlania oraz zwracaj codziennie uwagę na nawilżanie i ochronę przeciwsłoneczną.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - odpowiedni dla skóry suchej z niedoborem wody oraz w celu wspomaganie wchłaniania esencji

- Oczyszć skórę twarzy łagodnym, niedrażniącym środkiem myjącym, zastosuj nawilżające kosmetyki pielęgnacyjne bez składników fotouczulających do podstawowej pielęgnacji skóry, a po wchłonięciu ustaw tryb penetracji do naświetlania.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - odpowiedni dla pielęgnacji poporodowej kobiet w ciąży, poprawia wygląd rozstępów

- Ultrzymuj skórę w czystości podczas korzystania z trybu rozstępów ciążowych. Oczyszcz skórę na czas po spoeniu się, nie pozwól, aby pot pozostawał na skórze, co może powodować dyskomfort w obszarze zabiegowym. Efekt trybu rozstępów ciążowych będzie lepszy przy masażu olejkami podczas procesu naświetlania.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - odpowiedni dla pielęgnacji zdrowia skóry głowy

- Użyj łagodnego, niedrażniącego środka myjącego do umycia włosów, a po wyschnięciu włosów ustaw tryb pielęgnacji włosów do naświetlania. Tryb pielęgnacji włosów pomaga poprawić wydzielanie sebum skóry głowy, zatkane mieszki włosowe, nadmierny łupież oraz inne problemy skóry głowy.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - odpowiedni do wielofunkcyjnej pielęgnacji skóry

- Użyj łagodnego, niedrażniącego środka myjącego do oczyszczenia skóry twarzy, zastosuj nawilżający kosmetyk pielęgnacyjny bez składników fotouczulających do podstawowej pielęgnacji skóry, a po wchłonięciu ustaw tryb wielopielęgnacyjny do naświetlania. Należy zwracać uwagę na nawilżanie i ochronę przeciwsłoneczną w codziennym życiu.

Czyszczenie i konserwacja

1. Po każdym użyciu, urządzenie powinno zostać umieszczone w opakowaniu w celu bezpiecznego przechowywania.

2. Aby zachować efektywność sesji, należy czyścić panele LED po każdym użyciu. Możesz do tego wykorzystać miękką ściereczkę lub wilgotną chusteczkę.

3. Regularne czyszczenie i prawidłowa konserwacja zapewniają optymalne działanie i wydłużają żywotność urządzenia.

1. Urządzenie zawiera małe części. Przechowuj je poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia.

2. Nie używaj urządzenia do celów innych niż kosmetyczne.

3. Nie używaj urządzenia do pielęgnacji zwierząt, ponieważ może to spowodować ich obrażenia.

4. Nie używaj urządzenia do celów innych niż określone w instrukcji obsługi, ponieważ może to prowadzić do obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia.

5. Nie pozwalaj osobom z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną na samodzielne korzystanie z urządzenia bez nadzoru, ponieważ może to prowadzić do wypadków lub obrażeń ciała.

6. W przypadku częstszego używania wyrobu niż zalecane istnieje ryzyko wystąpienia podrażnień bądź stanów zapalnych skóry.

7. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, ponieważ może to spowodować wypadki lub obrażenia.

8. Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych (takich jak alkohol, rozpuszczalniki, benzyna, zmywacz do paznokci lub lakier do włosów), ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.

9. Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ognia, urządzeń grzewczych ani w miejscach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować przegrzanie, zapłon lub wybuch.

10. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody, w łazienkach ani podczas kąpieli, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.

11. Nie ładuj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.

12. Unikaj upuszczania urządzenia oraz zderzeń z lampą o dużej mocy i sterownikiem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w wyniku upadku lub uderzenia, nie używaj go.

13. Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.

14. Nie używaj zasilacza ani przewodu zasilającego, jeśli występują jakiegokolwiek uszkodzenia, nagrzewanie lub poluzowanie gniazda zasilacza, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem, zwarcie lub oparzenia.

15. Nie należy stosować na częściach skóry, na których istnieje zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia raka skóry, na otwartych ranach lub wysypkach, na opuchniętych, zaczerwienionych, podrażnionych, zakażonych lub zapalnych obszarach skóry lub wykwitach skórnych.
16. Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta. Podczas użytkowania upewnij się, że wtyczka zasilacza jest bezpośrednio podłączona do gniazdzka. Nie używaj przedłużaczy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
17. Nie nysuj, nie modyfikuj przewodu zasilającego ani nie zginaj go nadmiernie, nie ciągnij, nie skracaj ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem, zwarcie lub oparzenia.
18. Co najmniej na 48 godzin przez użyciem urządzenia oraz na co najmniej 48 godzin po jego użyciu nie korzystaj z solarium ani nie wystawiaj skóry na długotwałe światło słoneczne.
19. Podczas użytkowania napięcie prądu przemiennego musi wynosić 100–240 V. Używaj oryginalnego zasilacza, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem itp.
20. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. W razie potrzeby naprawy skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
21. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, w suchym otoczeniu i temperaturze powietrza od 15 do 30°C, nie należy korzystać z urządzenia w miejscach, w których bezpośrednio na skórę pada światło słoneczne
22. Jeśli podczas użytkowania wystąpią nieprawidłowości, natychmiast odłącz zasilacz. W przypadku nietypowego dymu, hałasu lub zapachu natychmiast przerwij użytkowanie.
23. Nie używaj urządzenia z łatwopalnymi kosmetykami, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
24. Nie używaj urządzenia jednocześnie z rozrusznikiem serca, skanerami EKG ani innymi urządzeniami elektronicznymi, ponieważ może to powodować niestabilność medycznych urządzeń elektronicznych.
25. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
26. Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie oczu (a nawet ślepotę) lub skóry.
27. Jeśli stosujesz terapię lekami światłoleczącymi lub tradycyjną medycynę chińską, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
28. Urządzenie nie jest przeznaczone do leczenia chorób. W przypadku wysypek, swędzenia skóry, grzybicy, guzków skórnych lub włókniaków zalecana jest konsultacja lekarska.
29. Przed użyciem sprawdź, czy nie ma widocznych uszkodzeń lustra transmisyjnego lub obudowy. W przypadku uszkodzeń zaprzestań użytkowania.
30. Przed pierwszym użyciem wykonaj test wrażliwości na światło. W przypadku reakcji nadwrażliwości skóry natychmiast przerwij użytkowanie.
31. Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości lub dyskomfort, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
32. Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do produktu.
33. Nie używaj ani nie przechowuj zasilacza w pobliżu wilgotnych ubrań lub w wilgotnych miejscach.
34. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie żarówka i dioda LED są skierowane bezpośrednio na siebie.
35. Przed codziennym użyciem urządzenia usuń makijaż i oczyść obszar przeznaczony do naświetlania.
36. Przed użyciem usuń metalowe przedmioty, okulary oraz soczewki kontaktowe z obszaru naświetlania.
37. Przy pierwszym użyciu lub po dłuższej przerwie upewnij się, że przyciski i wskaźniki działają prawidłowo.
38. Po użyciu utrzymuj urządzenie i zasilacz w stanie suchym i czystym.
39. Podczas czyszczenia odłącz urządzenie od zasilacza. Po czyszczeniu przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.
40. Po użyciu skóra może być lekko ciepła i sucha. Zaleca się stosowanie produktów nawilżających do pielęgnacji skóry.
41. W przypadku silnego dyskomfortu lub nietypowych odczuć natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z lekarzem.
42. Wybierz odpowiedni tryb pracy w zależności od indywidualnych potrzeb.
43. Łączny czas naświetlania tego samego obszaru w ciągu jednego dnia nie powinien przekraczać 30 minut, aby uniknąć uszkodzeń skóry.
44. Nie używaj żrących rozpuszczalników (rozcieńczalnik, benzyna, zmywacz do paznokci itp.) do czyszczenia obudowy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.

Ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania urządzenia:

1. Osoby z alergiami skórnymi, chorobami skóry, atopowym zapaleniem skóry, skórą wrażliwą lub skłonnością do reakcji fotoalergiczych
2. Osoby cierpiące na poważne choroby serca, wątroby lub układu krwiotwórczego, choroby układu nerwowego, nowotwory, neuralgię twarzy, hemofilię, choroby przebiegające z gorączką oraz padaczkę wrażliwą na światło
3. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią
4. Osoby z chorobami naczyń włosowatych spowodowanymi stosowaniem steroidów anabolicznych lub z zaburzeniami czynności wątroby
5. Obszary ciała, na których występuje przerwanie ciągłości skóry, takie jak oparzenia, pęcherze, skaleczenia, rany, aktywne choroby skóry lub infekcje
6. Osoby przyjmujące leki mogące powodować reakcje fotoalergiczne - urządzenie należy stosować wyłącznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z zaleceniami lekarza
7. Wystąpienie w trakcie lub po zabiegu nieprawidłowych objawów w miejscu naświetlania, takich jak świąd, obrzęk, rumień, pęcherze lub inne reakcje skórne - w takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z personelem medycznym
8. Pogorszenie samopoczucia w trakcie zabiegu - należy niezwłocznie przerwać jego wykonywanie i skontaktować się z personelem medycznym
9. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci

Więcej informacji (patrz strona 2, f2)

Device description (see page 2, f1)

1. LED indicators
2. Display
3. Adjustment button (DOWN)
4. Adjustment button (UP)
5. Power button
6. DC power port
7. Base
8. Protective goggles
9. Power cable

Technical specification:

Dimensions: 38x27x4cm

Net weight: 2,6 kg

Power supply: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Power consumption: up to 120W (Full Spectrum)

Wing adjustment: 0-120°

Number of light modes: 12

Number of light intensity levels: 3

Number of LEDs: 496

Wavelength spectrum: 465 nm ±10 nm (blue light), 590 nm ±10 nm (yellow light),

633 nm ±10 nm (red light), 850 nm ±10 nm (near infrared), 1064 nm ±10 nm (deep infrared)

Package contents: 1x main device, 1x protective goggles,

1x power cable, 1x user manual, 1x warranty card

Device operation

1. To turn the device on/off, open both doors or hold the power button for 1,5 s.
2. After turning on the device, you can adjust the intensity and mode using the adjustment button (DOWN) and the adjustment button (UP).
3. To change the light mode, click the adjustment button (DOWN) or the adjustment button (UP).
4. To change the light intensity level, hold the adjustment button (DOWN) or the adjustment button (UP).
5. Recommended use: Use the device 3–5 times a week, no longer than 30 minutes per day.
6. If the device is not used in standby mode, it will automatically switch off after 2.5 minutes.

Preparation for use

1. Before use, remove makeup and thoroughly cleanse the face. Do not use cosmetics containing photosensitizing or whitening ingredients.
2. Connect the device to the supplied power adapter.
3. Put on protective goggles – during irradiation the device emits intense LED light.
4. Open both wings or hold the power button for 1,5 s to turn on the device.
5. After setting the mode and energy, briefly press the power button to start the treatment. After five sound signals, irradiation begins.
6. To pause the treatment, press the power button – the time will be remembered. After 2.5 minutes of inactivity, the device will turn off automatically. The memory function saves the settings from the last use. The memory function saves the settings from the last use.

The device has 12 light modes:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - radiance and tone unification
- Use a gentle, non-irritating cleanser to cleanse the facial skin, apply a moisturizing skincare product without photosensitizing ingredients for basic skincare, and after absorption set the whitening mode for irradiation. After irradiation, whitening skincare products may be used. Daily attention should be paid to moisturizing and sun protection.
2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - firmness and elasticity
- Use a gentle, non-irritating cleanser to cleanse the facial skin, apply a moisturizing skincare product without photosensitizing ingredients for basic skincare, and after absorption set the firming mode for irradiation. Use regular care to achieve radiant skin.
3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - balance for skin with imperfections
- Use a gentle, non-irritating cleanser to cleanse the facial skin, apply a moisturizing skincare product without photosensitizing ingredients for basic skincare, and after absorption set the anti-acne mode for irradiation. Good lifestyle habits (healthy diet and adequate sleep) are also essential for skin protection; it is recommended to go to bed early daily and avoid high-sugar products and spicy foods.
Note: Do not use in case of skin inflammation or while taking medications.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - soothing and regeneration
- Cleanse the facial skin with a gentle, non-irritating cleanser, use moisturizing skincare products without alcohol and photosensitizing ingredients for basic skincare, and after absorption set the regeneration mode for irradiation. The skin barrier is fragile during sensitivity periods, so daily attention should be paid to moisturizing and sun protection.
5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - sebum control

- Use a gentle, non-irritating cleanser to cleanse the facial skin, apply a moisturizing skincare product without photosensitizing ingredients for basic skincare, and after absorption set the balancing mode for irradiation.

Since water-oil balance disorders of the skin are closely related to lifestyle habits, a healthy diet, regular physical activity, and adequate sleep are recommended.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - gentle intimate care

- Clean the intimate areas and then set the intimate mode for irradiation.

Note: In case of abnormal symptoms such as rash, swelling, spots or ulcers in intimate areas, go to the hospital for medical consultation.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - suitable for underarm care

- Clean the underarm area and set the underarm mode for irradiation. Daily washing of the underarm area is recommended. Choose products that inhibit sweat odor and absorb moisture to effectively control sweat gland secretion and odor problems.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - suitable after microneedling, gold microneedling, needle cleansing and other aesthetic medicine treatments requiring regeneration

- It is recommended to follow the requirements of aesthetic medicine and use skincare products without photosensitizing ingredients for moisturizing. After absorption, set the special mode for irradiation and pay daily attention to moisturizing and sun protection.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - suitable for dry skin with water deficiency and to support essence absorption

- Cleanse the facial skin with a gentle, non-irritating cleanser, apply moisturizing skincare products without photosensitizing ingredients for basic skincare, and after absorption set the penetration mode for irradiation.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - suitable for postpartum care of pregnant women, improves the appearance of stretch marks

- Keep the skin clean when using the pregnancy stretch mark mode. Clean the skin promptly after sweating, do not allow sweat to remain on the skin as this may cause discomfort in the treatment area. The effect of the pregnancy stretch mark mode will be better when massaging with oil during the irradiation process.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - suitable for scalp health care

- Use a gentle, non-irritating cleanser to wash hair, and after hair dries set the hair care mode for irradiation. The hair care mode helps improve scalp sebum secretion, clogged hair follicles, excessive dandruff and other scalp problems.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465+1064nm) - suitable for multifunctional skin care

- Use a gentle, non-irritating cleanser to cleanse the facial skin, apply a moisturizing skincare product without photosensitizing ingredients for basic skincare, and after absorption set the multi-care mode for irradiation. Daily attention should be paid to moisturizing and sun protection in everyday life.

Cleaning and maintenance

1. After each use, the device should be placed in its packaging for safe storage.

2. To maintain session effectiveness, clean the LED panels after each use. You can use a soft cloth or wet wipes for this purpose.

3. Regular cleaning and proper maintenance ensure optimal operation and extend the service life of the device.

1. The device contains small parts. Keep them out of reach of children to avoid accidental swallowing.

2. Do not use the device for purposes other than cosmetic.

3. Do not use the device for animal care, as this may cause injury to them.

4. Do not use the device for purposes other than those specified in the user manual, as this may lead to bodily injury or malfunction.

5. Do not allow persons with physical or mental disabilities to use the device independently without supervision, as this may lead to accidents or bodily injury.

6. There is a risk of skin irritation or inflammation if the product is used more frequently than recommended.

7. Do not use the device if it is damaged, as this may cause accidents or injury.

8. Do not use the device near flammable substances (such as alcohol, solvents, gasoline, nail polish remover or hair spray), as this may cause fire, electric shock or bodily injury.

9. Do not charge, use or place the device near fire, heating devices or in high-temperature places, as this may cause overheating, ignition or explosion.

10. Do not use the device near water sources, in bathrooms or during bathing, as this may cause electric shock, short circuit or fire.

11. Do not charge or immerse the device in water, as this may cause electric shock, short circuit or fire.

12. Avoid dropping the device and collisions with the high-power lamp and controller, as this may cause malfunction. If the device has been damaged as a result of a fall or impact, do not use it.

13. Turn off the power before cleaning or storing the device, as this may cause electric shock, short circuit or fire.

14. Do not use the power adapter or power cable if there is any damage, heating or loosening of the adapter socket, as this may cause fire, electric shock, short circuit or burns.

15. Do not apply to areas of skin where there is an increased likelihood of skin cancer, on open wounds or rashes, on swollen, reddened, irritated, infected or inflamed skin areas or skin lesions.

16. Use only the original power adapter supplied by the manufacturer. During use, ensure that the adapter plug is directly connected to the socket. Do not use extension cords, as this may cause electric shock, short circuit or fire.

17. Do not scratch, modify or excessively bend the power cable, do not pull, twist or place heavy objects on it, as this may cause fire, electric shock, short circuit or burns.

18. For at least 48 hours before using the device and for at least 48 hours after its use, do not use tanning beds or expose the skin to prolonged sunlight.

19. During use, the AC voltage must be 100–240 V. Use the original power adapter, otherwise there is a risk of fire, electric shock, etc.

20. Do not disassemble, repair or modify the device yourself, as this may cause fire, electric shock or bodily injury. If repair is required, contact after-sales

service.

21. The device is intended for home use, in a dry environment and at an air temperature of 15 to 30°C; do not use the device in places where sunlight falls directly on the skin.
22. If abnormalities occur during use, immediately disconnect the power adapter. In case of unusual smoke, noise or odor, immediately stop use.
23. Do not use the device with flammable cosmetics, as this may cause fire, electric shock or bodily injury.
24. Do not use the device simultaneously with a pacemaker, ECG scanners or other electronic devices, as this may cause instability of medical electronic devices.
25. The device is intended for home use.
26. Failure to follow the instructions may cause eye damage (even blindness) or skin damage.
27. If you are undergoing therapy with photosensitizing drugs or traditional Chinese medicine, consult a doctor before using the device.
28. The device is not intended to treat diseases. In case of rashes, itching of the skin, fungal infections, skin nodules or fibromas, medical consultation is recommended.
29. Before use, check for visible damage to the transmission mirror or housing. In case of damage, discontinue use.
30. Before first use, perform a light sensitivity test. In case of skin hypersensitivity reactions, immediately discontinue use.
31. If any abnormalities or discomfort occur during use, immediately stop using the device.
32. Use only the original power adapter included with the product.
33. Do not use or store the power adapter near damp clothing or in humid places.
34. Do not use or store the device in a place where the bulb and LED are directed directly at each other.
35. Before daily use of the device, remove makeup and cleanse the area intended for irradiation.
36. Before use, remove metal objects, glasses and contact lenses from the irradiation area.
37. When using for the first time or after a long break, ensure that the buttons and indicators function properly.
38. After use, keep the device and power adapter dry and clean.
39. Disconnect the device from the power adapter during cleaning. After cleaning, store the device in a dry and clean place.
40. After use, the skin may be slightly warm and dry. It is recommended to use moisturizing skincare products.
41. In case of severe discomfort or unusual sensations, immediately stop use and consult a doctor.
42. Select the appropriate operating mode according to individual needs.
43. The total irradiation time of the same area in one day should not exceed 30 minutes to avoid skin damage.
44. Do not use corrosive solvents (thinner, gasoline, nail polish remover, etc.) to clean the housing, as this may damage the surface of the device.

Limitations and contraindications for using the device:

1. People with skin allergies, skin diseases, atopic dermatitis, sensitive skin or a tendency to photoallergic reactions
2. People suffering from serious heart, liver or hematopoietic system diseases, nervous system diseases, cancers, facial neuropgia, hemophilia, diseases accompanied by fever and photosensitive epilepsy
3. Pregnant and breastfeeding women
4. People with capillary diseases caused by the use of anabolic steroids or with liver function disorders
5. Areas of the body where there is a break in skin continuity, such as burns, blisters, cuts, wounds, active skin diseases or infections
6. People taking medications that may cause photoallergic reactions - the device should be used only with special caution and in accordance with the doctor's recommendations
7. Occurrence during or after the treatment of abnormal symptoms at the irradiation site, such as itching, swelling, erythema, blisters or other skin reactions - in such a case, immediately stop using the device and consult medical personnel
8. Deterioration of well-being during the treatment - immediately stop the procedure and contact medical personnel
9. The device is not intended for use by children

More information (see page 2, f2)

Gerätebeschreibung (siehe Seite 2, f1)

1. LED-Anzeigen
2. Display
3. Einstelltaste (RUNTER)
4. Einstelltaste (HOCH)
5. Ein-/Austaste
6. DC-Stromanschluss
7. Standfuß
8. Schutzbrille
9. Netzkabel

Technische Spezifikation:

Abmessungen: 38x27x4cm

Nettogewicht: 2,6 kg

Stromversorgung: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Leistungsaufnahme: bis zu 120W (Full Spectrum)

Flügelverstellung: 0-120°

Anzahl der Lichtmodi: 12

Anzahl der Lichtintensitätsstufen: 3

Anzahl der LEDs: 496

Wellenlängenspektrum: 465 nm ±10 nm (blaues Licht), 590 nm ±10 nm (gelbes Licht),

633 nm ±10 nm (rotes Licht), 850 nm ±10 nm (nahes Infrarot), 1064 nm ±10 nm (tiefes Infrarot)

Lieferumfang: 1x Hauptgerät, 1x Schutzbrille,

1x Netzkabel, 1x Bedienungsanleitung, 1x Garantiekarte

Bedienung des Geräts

1. Um das Gerät ein- oder auszuschalten, öffnen Sie beide Türen oder halten Sie die Ein-/Austaste 1,5 s gedrückt.
2. Nach dem Einschalten können Sie Intensität und Modus mit der Einstelltaste (RUNTER) und der Einstelltaste (HOCH) anpassen.
3. Um den Lichtmodus zu ändern, drücken Sie die Einstelltaste (RUNTER) oder die Einstelltaste (HOCH).
4. Um die Lichtintensität zu ändern, halten Sie die Einstelltaste (RUNTER) oder die Einstelltaste (HOCH) gedrückt.
5. Empfohlene Anwendung: Verwenden Sie das Gerät 3-5 Mal pro Woche, nicht länger als 30 Minuten pro Tag.
6. Wenn das Gerät im Standby-Modus nicht verwendet wird, schaltet es sich nach 2,5 Minuten automatisch aus.

Vorbereitung zur Anwendung

1. Entfernen Sie vor der Anwendung Make-up und reinigen Sie das Gesicht gründlich. Verwenden Sie keine Kosmetika mit photosensibilisierenden oder aufhellenden Inhaltsstoffen.
2. Schließen Sie das Gerät an das mitgelieferte Netzteil an.
3. Setzen Sie die Schutzbrille auf – während der Bestrahlung emittiert das Gerät intensives LED-Licht.
4. Öffnen Sie beide Flügel oder halten Sie die Ein-/Austaste 1,5 s gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
5. Nachdem Modus und Energie eingestellt wurden, drücken Sie kurz die Ein-/Austaste, um die Behandlung zu starten. Nach fünf akustischen Signalen beginnt die Bestrahlung.
6. Um die Behandlung zu pausieren, drücken Sie die Ein-/Austaste – die Zeit wird gespeichert. Nach 2,5 Minuten Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die Speicherfunktion speichert die Einstellungen der letzten Anwendung. Die Speicherfunktion speichert die Einstellungen der letzten Anwendung.

Das Gerät verfügt über 12 Lichtmodi:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - Ausstrahlung und Vereinheitlichung des Hauttons

-Reinigen Sie die Gesichtshaut mit einem milden, nicht reizenden Reinigungsmittel, tragen Sie ein feuchtigkeitsspendendes Pflegeprodukt ohne photosensibilisierende Inhaltsstoffe auf und stellen Sie nach dem Einziehen den Aufhellungsmodus für die Bestrahlung ein. Nach der Bestrahlung können aufhellende Pflegeprodukte verwendet werden. Achten Sie täglich auf Feuchtigkeitspflege und Sonnenschutz.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - Straffung und Elastizität

-Reinigen Sie die Gesichtshaut mit einem milden, nicht reizenden Reinigungsmittel, tragen Sie ein feuchtigkeitsspendendes Pflegeprodukt ohne photosensibilisierende Inhaltsstoffe auf und stellen Sie nach dem Einziehen den Straffungsmodus für die Bestrahlung ein. Regelmäßige Pflege sorgt für strahlende Haut.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - Ausgleich für Haut mit Unreinheiten

-Reinigen Sie die Gesichtshaut mit einem milden, nicht reizenden Reinigungsmittel, tragen Sie ein feuchtigkeitsspendendes Pflegeprodukt ohne photosensibilisierende Inhaltsstoffe auf und stellen Sie nach dem Einziehen den Anti-Akne-Modus für die Bestrahlung ein. Gute Lebensgewohnheiten (gesunde Ernährung und ausreichender Schlaf) sind ebenfalls wichtig; empfohlen wird, täglich früh schlafen zu gehen und zuckereiche sowie scharfe Speisen zu vermeiden.

Hinweis: Nicht verwenden bei Hautentzündungen oder während der Einnahme von Medikamenten.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - Beruhigung und Regeneration

-Reinigen Sie die Gesichtshaut mit einem **milden**, nicht reizenden Reinigungsmittel, verwenden Sie feuchtigkeitsspendende **Pflegeprodukte** ohne **Alkohol** und **photosensibilisierende Inhaltsstoffe** und **stellen** Sie nach dem Einziehen den Regenerationsmodus für die Bestrahlung ein. Die Hautbarriere ist in sensiblen Phasen fragil, daher ist **tägliche Feuchtigkeitspflege** und **Sonnenschutz** wichtig.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - Sebumkontrolle

-Reinigen Sie die Gesichtshaut mit einem **milden**, nicht reizenden Reinigungsmittel, tragen Sie ein feuchtigkeitsspendendes **Pflegeprodukt** ohne **photosensibilisierende Inhaltsstoffe** auf und **stellen** Sie nach dem Einziehen den Ausgleichsmodus für die Bestrahlung ein.

Da Störungen des Wasser-Fett-Gleichgewichts der Haut eng mit Lebensgewohnheiten verbunden sind, werden eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und ausreichend Schlaf empfohlen.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - sanfte Intimpflege

-Reinigen Sie den Intimbereich und **stellen** Sie anschließend den Intimmodus für die Bestrahlung ein.

Hinweis: Bei Auftreten ungewöhnlicher Symptome wie Ausschlag, Schwellungen, Flecken oder Geschwüren im Intimbereich wenden Sie sich an einen Arzt.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - geeignet für die Achselpflege

-Reinigen Sie den Achselbereich und **stellen** Sie den Achselmodus für die Bestrahlung ein. **Tägliche** Reinigung der Achseln wird empfohlen. Wählen Sie Produkte zur Geruchshemmung und Feuchtigkeitsaufnahme, um die Schweißdrüsensekretion und Geruchsprobleme zu kontrollieren.

8. M8 Derna Restore Mode (590+633nm) - geeignet nach Microneedling, Gold-Microneedling, Nadelreinigung und anderen ästhetischen Behandlungen mit Regenerationsbedarf

-Es wird empfohlen, die Vorgaben der ästhetischen Medizin zu befolgen und feuchtigkeitsspendende **Pflegeprodukte** ohne **photosensibilisierende Inhaltsstoffe** zu verwenden. Nach dem Einziehen **stellen** Sie den Spezialmodus für die Bestrahlung ein und achten Sie **täglich** auf **Feuchtigkeitspflege** und **Sonnenschutz**.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - geeignet für trockene, feuchtigkeitsarme Haut und zur Unterstützung der Essenzaufnahme

-Reinigen Sie die Gesichtshaut mit einem **milden**, nicht reizenden Reinigungsmittel, tragen Sie feuchtigkeitsspendende **Pflegeprodukte** ohne **photosensibilisierende Inhaltsstoffe** auf und **stellen** Sie nach dem Einziehen den Penetrationsmodus für die Bestrahlung ein.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - geeignet für die postpartale Pflege schwangerer Frauen, verbessert das Erscheinungsbild von Dehnungsstreifen

-**Halten** Sie die Haut bei der Anwendung des Schwangerschafts-Dehnungsstreifenmodus sauber. Reinigen Sie die Haut nach dem Schwitzen rechtzeitig, lassen Sie keinen Schweiß auf der Haut verbleiben, da dies zu Beschwerden im Behandlungsbereich führen kann. Die Wirkung des Modus wird durch eine **Ölmassage** während der Bestrahlung verbessert.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - geeignet für die Pflege der Kopfhautgesundheit

-Verwenden Sie ein **mildes**, nicht reizendes Reinigungsmittel zum Waschen der Haare und **stellen** Sie nach dem Trocknen der Haare den **Haarpflegemodus** für die Bestrahlung ein. Der **Haarpflegemodus** **hilft**, die **Talgsekretion** der Kopfhaut, **verstopfte Haarfollikel**, **übermäßige Schuppenbildung** und andere **Kopfhautprobleme** zu verbessern.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - geeignet für multifunktionale Hautpflege

-Reinigen Sie die Gesichtshaut mit einem **milden**, nicht reizenden Reinigungsmittel, tragen Sie ein feuchtigkeitsspendendes **Pflegeprodukt** ohne **photosensibilisierende Inhaltsstoffe** auf und **stellen** Sie nach dem Einziehen den **Multiunktionsmodus** für die Bestrahlung ein. Achten Sie **im Alltag** auf **Feuchtigkeitspflege** und **Sonnenschutz**.

Reinigung und Wartung

1. Nach jeder Anwendung **sollte** das Gerät zur sicheren Aufbewahrung in der Verpackung aufbewahrt werden.
 2. Um die Wirksamkeit der Sitzungen zu erhalten, reinigen Sie die LED-Panels nach jeder Anwendung. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch oder feuchte Tücher.
 3. Regelmäßige Reinigung und ordnungsgemäße Wartung gewährleisten einen optimalen Betrieb und verlängern die Lebensdauer des Geräts.
1. Das Gerät enthält **keine Teile**. Bewahren Sie diese **außerhalb** der Reichweite von Kindern auf, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
 2. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als **kosmetische Zwecke**.
 3. Verwenden Sie das Gerät nicht zur **Tierpflege**, da dies zu **Verletzungen** führen kann.
 4. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in der **Bedienungsanleitung** angegebenen Zwecke, da dies zu **Verletzungen** oder **Fehlfunktionen** führen kann.
 5. Lassen Sie Personen mit **körperlichen** oder **geistigen Behinderungen** das Gerät **nicht unbeaufsichtigt** verwenden.
 6. Bei **häufigerem Gebrauch** als empfohlen besteht das Risiko von **Hautreizungen** oder **Entzündungen**.
 7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es **beschädigt** ist.
 8. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe **leicht entzündlicher Substanzen** (z. B. **Alkohol**, **Lösungsmittel**, **Benzin**, **Nagellackentferner** oder **Haarspray**).
 9. Laden, verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe von **Feuer**, **Heizgeräten** oder bei **hohen Temperaturen**.
 10. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von **Wasserquellen**, in **Badezimmern** oder beim **Baden**.
 11. Laden oder tauchen Sie das Gerät nicht in **Wasser**.
 12. Vermeiden Sie **Stürze** und **Stöße** gegen die **Hochleistungslampe** und den **Controller**.
 13. Schalten Sie vor der **Reinigung** oder **Lagerung** die **Stromversorgung** aus.
 14. Verwenden Sie kein **beschädigtes Netzteil** oder **Netzkabel**.
 15. **Nicht** auf **Hautbereiche** mit **erhöhtem Hautkrebsrisiko** oder auf **offene Wunden**, **Ausschläge**, **geschwollene**, **gerötete**, **gerezte** oder **infizierte Haut**.

anwenden.

16. Verwenden Sie ausschließlich das originale Netzteil des Herstellers.
17. Beschädigen oder knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig.
18. Nutzen Sie 48 Stunden vor und nach der Anwendung keine Solarien und vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung.
19. Die Netzspannung muss 100–240 V betragen.
20. Zerlegen oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
21. Das Gerät ist für den Hausgebrauch in trockener Umgebung bei 15–30 °C vorgesehen.
22. Bei Störungen sofort den Netzadapter trennen.
23. Verwenden Sie das Gerät nicht mit entzündlichen Kosmetika.
24. Verwenden Sie das Gerät nicht gleichzeitig mit Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten.
25. Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
26. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann Augen- oder Hautschäden verursachen.
27. Konsultieren Sie einen Arzt bei Einnahme photosensibilisierender Medikamente.
28. Das Gerät dient nicht der Behandlung von Krankheiten.
29. Überprüfen Sie das Gerät vor der Anwendung auf sichtbare Schäden.
30. Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Lichtempfindlichkeitstest durch.
31. Beenden Sie die Anwendung bei Unwohlsein.
32. Verwenden Sie nur das originale Netzteil.
33. Lagern Sie Netzteil nicht in feuchten Bereichen.
34. Lagern Sie das Gerät nicht so, dass Lampe und LED direkt aufeinander gerichtet sind.
35. Entfernen Sie vor der Anwendung Make-up.
36. Entfernen Sie Metallgegenstände, Brillen und Kontaktlinsen.
37. Prüfen Sie die Funktion der Tasten vor der Anwendung.
38. Halten Sie Gerät und Netzteil trocken und sauber.
39. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netzteil.
40. Nach der Anwendung kann sich die Haut warm und trocken anfühlen.
41. Bei starkem Unwohlsein konsultieren Sie einen Arzt.
42. Wählen Sie den passenden Modus entsprechend Ihren Bedürfnissen.
43. Die tägliche Bestrahlungszeit pro Bereich darf 30 Minuten nicht überschreiten.
44. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel zur Reinigung.

Einschränkungen und Kontraindikationen:

1. Personen mit Hautallergien, Hautkrankheiten, atopischer Dermatitis oder lichtempfindlicher Haut
2. Personen mit schweren Herz-, Leber-, Blut- oder Nervenkrankungen, Krebs, Gesichtsnervenschmerzen, Hämophilie, Fieber oder lichtempfindlicher Epilepsie
3. Schwangere und stillende Frauen
4. Personen mit Kapillarerkrankungen durch anabole Steroide oder Leberfunktionsstörungen
5. Hautbereiche mit offenen Wunden oder aktiven Infektionen
6. Personen, die Medikamente einnehmen, die photoallergische Reaktionen verursachen können
7. Auftreten ungewöhnlicher Hautreaktionen während oder nach der Behandlung
8. Verschlechterung des Wohlbefindens während der Behandlung
9. Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt

Weitere Informationen (siehe Seite 2, f2)

Description de l'appareil (voir page 2, f1)

1. Voyants LED
2. Écran
3. Bouton de réglage (BAS)
4. Bouton de réglage (HAUT)
5. Bouton d'alimentation
6. Port d'alimentation CC
7. Base
8. Lunettes de protection
9. Câble d'alimentation

Spécifications techniques :

Dimensions : 38x27x4cm

Poids net : 2,6 kg

Alimentation : AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Consommation électrique : jusqu'à 120W (Full Spectrum)

Réglage des ailes : 0-120°

Nombre de modes lumineux : 12

Nombre de niveaux d'intensité lumineuse : 3

Nombre de LED : 496

Spectre des longueurs d'onde : 465 nm ±10 nm (lumière bleue), 590 nm ±10 nm (lumière jaune),

633 nm ±10 nm (lumière rouge), 850 nm ±10 nm (infrarouge proche), 1064 nm ±10 nm (infrarouge profond)

Contenu du coffret : 1x appareil principal, 1x lunettes de protection,
1x câble d'alimentation, 1x manuel d'utilisation, 1x carte de garantie

Utilisation de l'appareil

1. Pour allumer/éteindre l'appareil, ouvrez les deux portes ou maintenez le bouton d'alimentation pendant 1,5 s.
2. Après la mise en marche, vous pouvez régler l'intensité et le mode à l'aide des boutons (BAS) et (HAUT).
3. Pour changer de mode lumineux, appuyez sur le bouton (BAS) ou (HAUT).
4. Pour modifier le niveau d'intensité lumineuse, maintenez le bouton (BAS) ou (HAUT).
5. Utilisation recommandée : 3 à 5 fois par semaine, pas plus de 30 minutes par jour.
6. Si l'appareil n'est pas utilisé en mode veille, il s'éteindra automatiquement après 2,5 minutes.

Préparation à l'utilisation

1. Avant utilisation, retirez le maquillage et nettoyez soigneusement le visage. N'utilisez pas de cosmétiques contenant des ingrédients photosensibilisants ou éclaircissants.
2. Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur fourni.
3. Portez les lunettes de protection – l'appareil émet une lumière LED intense pendant l'irradiation.
4. Ouvrez les deux ailes ou maintenez le bouton d'alimentation pendant 1,5 s pour allumer l'appareil.
5. Après avoir réglé le mode et l'énergie, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer le traitement. Après cinq signaux sonores, l'irradiation commence.
6. Pour mettre le traitement en pause, appuyez sur le bouton d'alimentation – le temps sera mémorisé. Après 2,5 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement. La fonction mémoire enregistre les paramètres de la dernière utilisation. La fonction mémoire enregistre les paramètres de la dernière utilisation.

L'appareil dispose de 12 modes lumineux :

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - état et uniformisation du teint
- Nettoyez la peau du visage avec un nettoyant doux et non irritant, appliquez un soin hydratant sans ingrédients photosensibilisants, puis après absorption sélectionnez le mode éclaircissant pour l'irradiation. Après l'irradiation, des soins éclaircissants peuvent être appliqués. Une attention quotidienne à l'hydratation et à la protection solaire est recommandée.
2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - fermeté et élasticité
- Nettoyez la peau avec un nettoyant doux et non irritant, appliquez un soin hydratant sans ingrédients photosensibilisants, puis après absorption sélectionnez le mode raffermissant pour l'irradiation. Une utilisation régulière permet d'obtenir une peau éclatante.
3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - équilibre pour les peaux à imperfections
- Nettoyez la peau avec un nettoyant doux et non irritant, appliquez un soin hydratant sans ingrédients photosensibilisants, puis après absorption sélectionnez le mode anti-acné pour l'irradiation. De bonnes habitudes de vie (alimentation saine et sommeil suffisant) sont également essentielles ; il est recommandé de se coucher tôt et d'éviter les aliments riches en sucre et épicés.
Remarque : Ne pas utiliser en cas d'inflammation cutanée ou lors de la prise de médicaments.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - apaisement et régénération
- Nettoyez la peau avec un nettoyant doux et non irritant, utilisez des soins hydratants sans alcool ni ingrédients photosensibilisants, puis après absorption

sélectionnez le mode régénération pour l'irradiation. La barrière cutanée est fragile en période de sensibilité, une hydratation et une protection solaire quotidiennes sont nécessaires.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - contrôle du sébum

- Nettoyez la peau avec un nettoyant doux et non irritant, appliquez un soin hydratant sans ingrédients photosensibilisants, puis après absorption sélectionnez le mode équilibrant pour l'irradiation.

Les déséquilibres hydrolipidiques étant liés au mode de vie, une alimentation saine, une activité physique régulière et un sommeil suffisant sont recommandés.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - soin intime doux

- Nettoyez les zones intimes puis sélectionnez le mode intime pour l'irradiation.

Remarque : En cas de symptômes anormaux tels que éruptions, gonflements, taches ou ulcères dans les zones intimes, consultez un médecin.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - adapté au soin des aisselles

- Nettoyez les aisselles et sélectionnez le mode aisselles pour l'irradiation. Un lavage quotidien est recommandé. Choisissez des produits qui inhibent les odeurs et absorbent l'humidité.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - adapté après mésothérapie, microneedling et autres traitements esthétiques nécessitant une régénération

- Suivez les recommandations de la médecine esthétique et utilisez des soins hydratants sans ingrédients photosensibilisants. Après absorption, sélectionnez le mode spécial et veillez à l'hydratation et à la protection solaire quotidiennes.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - adapté aux peaux sèches et pour favoriser l'absorption des essences

- Nettoyez la peau avec un nettoyant doux et non irritant, appliquez un soin hydratant sans ingrédients photosensibilisants, puis après absorption sélectionnez le mode pénétration pour l'irradiation.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - adapté aux soins post-partum, améliore l'apparence des vergetures

- Maintenez la peau propre lors de l'utilisation du mode vergetures de grossesse. Nettoyez la peau après transpiration et ne laissez pas la sueur sur la peau. L'efficacité est améliorée par un massage à l'huile pendant l'irradiation.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - adapté aux soins du cuir chevelu

- Lavez les cheveux avec un nettoyant doux et non irritant, puis après séchage sélectionnez le mode soin capillaire. Ce mode aide à améliorer la sécrétion de sébum, les follicules obstrués et les pellicules excessives.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - adapté aux soins multifonctionnels de la peau

- Nettoyez la peau avec un nettoyant doux et non irritant, appliquez un soin hydratant sans ingrédients photosensibilisants, puis après absorption sélectionnez le mode multifonction. Veillez à l'hydratation et à la protection solaire au quotidien.

Nettoyage et entretien

1. Après chaque utilisation, placez l'appareil dans son emballage pour un stockage sûr.

2. Nettoyez les panneaux LED après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon doux ou de lingettes humides.

3. Un nettoyage régulier et un entretien approprié garantissent un fonctionnement optimal et prolongent la durée de vie de l'appareil.

1. L'appareil contient de petites pièces. Conservez-le hors de portée des enfants.

2. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que cosmétiques.

3. Ne pas utiliser pour le soin des animaux.

4. Ne pas utiliser à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.

5. Ne pas laisser les personnes handicapées utiliser l'appareil sans surveillance.

6. Une utilisation excessive peut provoquer des irritations cutanées.

7. Ne pas utiliser un appareil endommagé.

8. Ne pas utiliser à proximité de substances inflammables.

9. Ne pas charger ou utiliser près d'une source de chaleur.

10. Ne pas utiliser près de l'eau ou dans la salle de bain.

11. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.

12. Évitez les chutes et les chocs.

13. Coupez l'alimentation avant le nettoyage.

14. Ne pas utiliser un adaptateur ou un câble endommagé.

15. Ne pas appliquer sur une peau lésée ou infectée.

16. Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine.

17. Ne pas endommager le câble d'alimentation.

18. Évitez le soleil et les cabines UV 48 h avant et après utilisation.

19. Tension requise : 100-240 V.

20. Ne démontez pas l'appareil.

21. Usage domestique uniquement, dans un environnement sec.

22. Débranchez immédiatement en cas d'anomalie.

23. Ne pas utiliser avec des cosmétiques inflammables.

24. Ne pas utiliser avec des dispositifs médicaux électroniques.

25. Usage domestique.

26. Le non-respect des instructions peut provoquer des lésions oculaires ou cutanées.

27. Consultez un médecin en cas de médicaments photosensibilisants.
28. L'appareil ne traite pas les maladies.
29. Vérifiez l'absence de dommages avant utilisation.
30. Effectuez un test de sensibilité avant la première utilisation.
31. Arrêtez en cas d'inconfort.
32. Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine.
33. Ne pas stocker l'adaptateur dans un endroit humide.
34. Ne pas stocker l'appareil avec la LED dirigée directement vers une lampe.
35. Retirez le maquillage avant utilisation.
36. Retirez les objets métalliques, lunettes et lentilles.
37. Vérifiez le fonctionnement avant utilisation.
38. Gardez l'appareil propre et sec.
39. Débranchez avant nettoyage.
40. La peau peut être chaude et sèche après usage.
41. Consultez un médecin en cas d'inconfort sévère.
42. Choisissez le mode approprié.
43. Ne dépassez pas 30 minutes par zone par jour.
44. Ne pas utiliser de solvants corrosifs pour le nettoyage.

Limitations et contre-indications :

1. Personnes souffrant d'allergies ou de maladies cutanées
2. Personnes atteintes de maladies graves ou d'épilepsie photosensible
3. Femmes enceintes ou allaitantes
4. Troubles capillaires liés aux stéroïdes ou au foie
5. Zones avec lésions cutanées ou infections actives
6. Personnes prenant des médicaments photosensibilisants
7. Réactions cutanées anormales pendant ou après le traitement
8. Malaise pendant le traitement
9. L'appareil n'est pas destiné aux enfants

Plus d'informations (voir page 2, f2)

Descripción del dispositivo (ver página 2, f1)

1. Indicadores LED
2. Pantalla
3. Botón de ajuste (ABAJO)
4. Botón de ajuste (ARRIBA)
5. Botón de encendido
6. Puerto de alimentación DC
7. Base
8. Gafas de protección
9. Cable de alimentación

Especificación técnica:

Dimensiones: 38x27x4cm

Peso neto: 2,6 kg

Alimentación: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Consumo de energía: hasta 120W (Full Spectrum)

Ajuste de alas: 0-120°

Número de modos de luz: 12

Número de niveles de intensidad de luz: 3

Número de LED: 496

Espectro de longitudes de onda: 465 nm ±10 nm (Luz azul), 590 nm ±10 nm (Luz amarilla),

633 nm ±10 nm (Luz roja), 850 nm ±10 nm (infrarrojo cercano), 1064 nm ±10 nm (infrarrojo profundo)

Contenido del paquete: 1x dispositivo principal, 1x gafas de protección,
1x cable de alimentación, 1x manual de usuario, 1x tarjeta de garantía

Funcionamiento del dispositivo

1. Para encender/apagar el dispositivo, abra ambas puertas o mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 s.
2. Después de encender el dispositivo, puede ajustar la intensidad y el modo mediante el botón de ajuste (ABAJO) y el botón de ajuste (ARRIBA).
3. Para cambiar el modo de luz, pulse el botón de ajuste (ABAJO) o el botón de ajuste (ARRIBA).
4. Para cambiar el nivel de intensidad de la luz, mantenga pulsado el botón de ajuste (ABAJO) o el botón de ajuste (ARRIBA).
5. Uso recomendado: Utilice el dispositivo 3-5 veces por semana, no más de 30 minutos al día.
6. Si el dispositivo no se utiliza en modo de espera, se apagará automáticamente después de 2,5 minutos.

Preparación para el uso

1. Antes de usarlo, retire el maquillaje y limpie bien el rostro. No utilice cosméticos que contengan ingredientes fotosensibilizantes o blanqueadores.
2. Conecte el dispositivo al adaptador de corriente suministrado.
3. Póngase las gafas de protección: durante la irradiación el dispositivo emite una luz LED intensa.
4. Abra ambas alas o mantenga pulsado el botón de encendido durante 1,5 s para encender el dispositivo.
5. Después de configurar el modo y la energía, pulse brevemente el botón de encendido para iniciar el tratamiento. Tras cinco señales acústicas, comienza la irradiación.
6. Para pausar el tratamiento, pulse el botón de encendido: el tiempo se guardará. Tras 2,5 minutos de inactividad, el dispositivo se apagará automáticamente. La función de memoria guarda los ajustes del último uso. La función de memoria guarda los ajustes del último uso.

El dispositivo dispone de 12 modos de luz:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - brillo y unificación del tono
 - Limpie la piel del rostro con un limpiador suave y no irritante, aplique un producto hidratante sin ingredientes fotosensibilizantes para el cuidado básico y, tras su absorción, configure el modo blanqueador para la irradiación. Después de la irradiación pueden utilizarse productos blanqueadores. Se debe prestar atención diaria a la hidratación y a la protección solar.
2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - firmeza y elasticidad
 - Limpie la piel del rostro con un limpiador suave y no irritante, aplique un producto hidratante sin ingredientes fotosensibilizantes y, tras su absorción, configure el modo reafirmante para la irradiación. Un cuidado regular ayuda a conseguir una piel radiante.
3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - equilibrio para piel con imperfecciones
 - Limpie la piel del rostro con un limpiador suave y no irritante, aplique un producto hidratante sin ingredientes fotosensibilizantes y, tras su absorción, configure el modo antiacné para la irradiación. Los buenos hábitos de vida (dieta saludable y sueño adecuado) también son esenciales; se recomienda acostarse temprano y evitar productos con alto contenido de azúcar y alimentos picantes.

Nota: No usar en caso de inflamación de la piel o durante la toma de medicamentos.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - calma y regeneración
 - Limpie la piel del rostro con un limpiador suave y no irritante, utilice productos hidratantes sin alcohol ni ingredientes fotosensibilizantes y, tras su absorción, configure el modo de regeneración para la irradiación. La barrera cutánea es frágil durante los periodos de sensibilidad, por lo que se debe prestar atención diaria a la hidratación y a la protección solar.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - control del sebo

- Limpie la piel del rostro con un limpiador suave y no irritante, aplique un producto hidratante sin ingredientes fotosensibilizantes y, tras su absorción, configure el modo equilibrante para la irradiación.

Dado que los desequilibrios hidrolipídicos de la piel están estrechamente relacionados con los hábitos de vida, se recomienda una dieta saludable, actividad física regular y un sueño adecuado.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - cuidado íntimo suave

- Limpie las zonas íntimas y, a continuación, configure el modo íntimo para la irradiación.

Nota: En caso de síntomas anómalos como erupciones, hinchazón, manchas o úlceras en las zonas íntimas, acuda al hospital para consultar a un médico.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - adecuado para el cuidado de las axilas

- Limpie la zona de las axilas y configure el modo de axilas para la irradiación. Se recomienda el lavado diario de las axilas. Elija productos que inhiban el olor del sudor y absorban la humedad para controlar eficazmente la secreción de las glándulas sudoríparas y los problemas de olor.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - adecuado después de mesoterapia con agujas, microagujas doradas, limpieza con agujas y otros tratamientos de medicina estética que requieren regeneración

- Se recomienda seguir los requisitos de la medicina estética y utilizar productos hidratantes sin ingredientes fotosensibilizantes. Tras la absorción, configure el modo especial para la irradiación y preste atención diaria a la hidratación y a la protección solar.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - adecuado para piel seca con déficit de hidratación y para favorecer la absorción de esencias

- Limpie la piel del rostro con un limpiador suave y no irritante, aplique productos hidratantes sin ingredientes fotosensibilizantes y, tras su absorción, configure el modo de penetración para la irradiación.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - adecuado para el cuidado posparto de mujeres embarazadas, mejora la apariencia de las estrías

- Mantenga la piel limpia durante el uso del modo de estrías del embarazo. Limpie la piel a tiempo después de sudar y no permita que el sudor permanezca en la piel, ya que puede causar molestias en el área de tratamiento. El efecto del modo de estrías del embarazo será mejor con un masaje con aceite durante el proceso de irradiación.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - adecuado para el cuidado de la salud del cuero cabelludo

- Lave el cabello con un limpiador suave y no irritante y, después de que el cabello se seque, configure el modo de cuidado capilar para la irradiación. El modo de cuidado capilar ayuda a mejorar la secreción de sebo del cuero cabelludo, los folículos pilosos obstruidos, la caspa excesiva y otros problemas del cuero cabelludo.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - adecuado para el cuidado multifuncional de la piel

- Limpie la piel del rostro con un limpiador suave y no irritante, aplique un producto hidratante sin ingredientes fotosensibilizantes y, tras su absorción, configure el modo de cuidado múltiple para la irradiación. Se debe prestar atención a la hidratación y a la protección solar en la vida diaria.

Limpieza y mantenimiento

- Después de cada uso, el dispositivo debe colocarse en su embalaje para un almacenamiento seguro.
- Para mantener la eficacia de las sesiones, limpie los paneles LED después de cada uso. Puede utilizar un paño suave o toallitas húmedas.
- La limpieza regular y el mantenimiento adecuado garantizan un funcionamiento óptimo y prolongan la vida útil del dispositivo.

- El dispositivo contiene piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños para evitar una ingestión accidental.
- No utilice el dispositivo para fines distintos de los cosméticos.
- No utilice el dispositivo para el cuidado de animales, ya que puede causarles lesiones.
- No utilice el dispositivo para fines distintos de los especificados en el manual de usuario, ya que puede provocar lesiones corporales o un funcionamiento incorrecto.
- No permita que personas con discapacidad física o mental utilicen el dispositivo de forma independiente sin supervisión.
- Existe riesgo de irritación o inflamación de la piel si el producto se utiliza con mayor frecuencia de la recomendada.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- No utilice el dispositivo cerca de sustancias inflamables (como alcohol, disolventes, gasolina, quitaesmalte o laca para el cabello).
- No cargue, utilice ni coloque el dispositivo cerca del fuego, aparatos de calefacción o en lugares de alta temperatura.
- No utilice el dispositivo cerca de fuentes de agua, en baños ni durante el baño.
- No cargue ni sumerja el dispositivo en agua.
- Evite dejar caer el dispositivo y los golpes con la lámpara de alta potencia y el controlador.
- Apague la alimentación antes de limpiar o almacenar el dispositivo.
- No utilice el adaptador de corriente ni el cable de alimentación si presentan daños, calentamiento o holgura en el conector.
- No aplique en zonas de la piel con mayor probabilidad de cáncer de piel, en heridas abiertas o erupciones, en áreas hinchadas, enrojecidas, irritadas, infectadas o inflamadas.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado por el fabricante.
- No raye, modifique ni doble excesivamente el cable de alimentación.
- Durante al menos 48 horas antes y después de usar el dispositivo, no utilice solárium ni exponga la piel a la luz solar prolongada.
- Durante el uso, el voltaje de CA debe ser de 100–240 V.
- No desmonte, repare ni modifique el dispositivo por su cuenta.
- El dispositivo está destinado al uso doméstico, en un entorno seco y a una temperatura del aire de 15 a 30 °C.
- Si se producen anomalías durante el uso, desconecte inmediatamente el adaptador de corriente.

23. No utilice el dispositivo con cosméticos inflamables.
24. No utilice el dispositivo simultáneamente con marcapasos, escáneres de ECG u otros dispositivos electrónicos.
25. El dispositivo está destinado al uso doméstico.
26. El incumplimiento de las instrucciones puede causar daños en los ojos (incluso ceguera) o en la piel.
27. Si está en tratamiento con medicamentos fotosensibilizantes o medicina tradicional china, consulte a un médico antes de usar el dispositivo.
28. El dispositivo no está destinado al tratamiento de enfermedades.
29. Antes de usar, compruebe si hay daños visibles en el espejo de transmisión o en la carcasa.
30. Antes del primer uso, realice una prueba de sensibilidad a la luz.
31. Si se producen anomalías o molestias durante el uso, interrumpa inmediatamente el uso del dispositivo.
32. Utilice únicamente el adaptador de corriente original incluido con el producto.
33. No utilice ni almacene el adaptador de corriente cerca de ropa húmeda o en lugares húmedos.
34. No utilice ni almacene el dispositivo en un lugar donde la bombilla y el LED estén dirigidos directamente uno hacia el otro.
35. Antes del uso diario del dispositivo, retire el maquillaje y limpie el área destinada a la irradiación.
36. Antes de usar, retire los objetos metálicos, las gafas y las lentes de contacto del área de irradiación.
37. En el primer uso o tras un periodo prolongado sin utilizarlo, asegúrese de que los botones e indicadores funcionan correctamente.
38. Después del uso, mantenga el dispositivo y el adaptador de corriente secos y limpios.
39. Durante la limpieza, desconecte el dispositivo del adaptador de corriente.
40. Después del uso, la piel puede estar ligeramente caliente y seca. Se recomienda utilizar productos hidratantes.
41. En caso de molestias intensas o sensaciones inusuales, interrumpa inmediatamente el uso y consulte a un médico.
42. Seleccione el modo de funcionamiento adecuado según las necesidades individuales.
43. El tiempo total de irradiación de la misma zona en un día no debe superar los 30 minutos.
44. No utilice disolventes corrosivos (diluyente, gasolina, quitaesmalte, etc.) para limpiar la carcasa.

Limitaciones y contraindicaciones para el uso del dispositivo:

1. Personas con alergias cutáneas, enfermedades de la piel, dermatitis atópica, piel sensible o tendencia a reacciones fotoalérgicas
2. Personas que padecen enfermedades graves del corazón, hígado o sistema hematopoyético, enfermedades del sistema nervioso, cáncer, neuralgia facial, hemofilia, enfermedades con fiebre y epilepsia fotosensible
3. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
4. Personas con enfermedades capilares causadas por el uso de esteroides anabólicos o con trastornos de la función hepática
5. Zonas del cuerpo con interrupción de la continuidad de la piel, como quemaduras, ampollas, cortes, heridas, enfermedades cutáneas activas o infecciones
6. Personas que toman medicamentos que pueden causar reacciones fotoalérgicas: el dispositivo debe utilizarse con especial precaución y de acuerdo con las recomendaciones médicas
7. Aparición durante o después del tratamiento de síntomas anormales en el lugar de irradiación, como picazón, hinchazón, eritema, ampollas u otras reacciones cutáneas
8. Empeoramiento del bienestar durante el tratamiento
9. El dispositivo no está destinado al uso por niños

Más información (ver página 2, f2)

Descrição do dispositivo (ver página 2, f1)

1. Indicadores LED
2. Visor
3. Botão de ajuste (PARA BAIXO)
4. Botão de ajuste (PARA CIMA)
5. Botão de alimentação
6. Porta de alimentação DC
7. Base
8. Óculos de proteção
9. Cabo de alimentação

Especificação técnica:

Dimensões: 38x27x4cm

Peso líquido: 2,6 kg

Alimentação: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Consumo de energia: até 120W (Full Spectrum)

Ajuste das asas: 0-120°

Número de modos de luz: 12

Número de níveis de intensidade de luz: 3

Número de LEDs: 496

Espectro de comprimentos de onda: 465 nm ±10 nm (luz azul), 590 nm ±10 nm (luz amarela),

633 nm ±10 nm (luz vermelha), 850 nm ±10 nm (infravermelho próximo), 1064 nm ±10 nm (infravermelho profundo)

Conteúdo da embalagem: 1x dispositivo principal, 1x óculos de proteção,

1x cabo de alimentação, 1x manual do utilizador, 1x cartão de garantia

Operação do dispositivo

1. Para ligar/desligar o dispositivo, abra as duas portas ou mantenha o botão de alimentação pressionado durante 1,5 s.
2. Após ligar o dispositivo, pode ajustar a intensidade e o modo através do botão de ajuste (PARA BAIXO) e do botão de ajuste (PARA CIMA).
3. Para mudar o modo de luz, pressione o botão de ajuste (PARA BAIXO) ou o botão de ajuste (PARA CIMA).
4. Para mudar o nível de intensidade da luz, mantenha pressionado o botão de ajuste (PARA BAIXO) ou o botão de ajuste (PARA CIMA).
5. Uso recomendado: Utilize o dispositivo 3-5 vezes por semana, por no máximo 30 minutos por dia.
6. Se o dispositivo não for usado no modo de espera, ele desligará automaticamente após 2,5 minutos.

Preparação para uso

1. Antes de usar, remova a maquiagem e limpe bem o rosto. Não utilize cosméticos que contenham ingredientes fotossensibilizantes ou branqueadores.
2. Ligue o dispositivo ao adaptador de alimentação fornecido.
3. Coloque os óculos de proteção – durante a irradiação o dispositivo emite uma luz LED intensa.
4. Abra ambas as asas ou mantenha o botão de alimentação pressionado durante 1,5 s para ligar o dispositivo.
5. Após definir o modo e a energia, pressione brevemente o botão de alimentação para iniciar o tratamento. Após cinco sinais sonoros, a irradiação começa.
6. Para pausar o tratamento, pressione o botão de alimentação – o tempo será memorizado. Após 2,5 minutos de inatividade, o dispositivo desligar-se-á automaticamente. A função de memória guarda as definições da última utilização. A função de memória guarda as definições da última utilização.

O dispositivo possui 12 modos de luz:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - brilho e uniformização do tom

- Limpe a pele do rosto com um produto de limpeza suave e não irritante, aplique um cosmético hidratante sem ingredientes fotossensibilizantes para o cuidado básico e, após a absorção, defina o modo de branqueamento para a irradiação. Após a irradiação, podem ser utilizados cosméticos com ingredientes branqueadores. Deve-se prestar atenção diária à hidratação e à proteção solar.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - firmeza e elasticidade

- Limpe a pele do rosto com um produto de limpeza suave e não irritante, aplique um cosmético hidratante sem ingredientes fotossensibilizantes para o cuidado básico e, após a absorção, defina o modo de firmeza para a irradiação. Utilize cuidados regulares para obter uma pele radiante.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - equilíbrio para pele com imperfeições

- Limpe a pele do rosto com um produto de limpeza suave e não irritante, aplique um cosmético hidratante sem ingredientes fotossensibilizantes para o cuidado básico e, após a absorção, defina o modo antiacne para a irradiação. Bons hábitos de vida (dieta saudável e sono adequado) também são essenciais; recomenda-se deixar cedo diariamente e evitar produtos com alto teor de açúcar e alimentos picantes.

Nota: Não usar em caso de inflamação da pele ou durante a toma de medicamentos.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - acalma e regeneração

- Limpe a pele do rosto com um produto de limpeza suave e não irritante, utilize cosméticos hidratantes sem álcool e ingredientes fotossensibilizantes para o cuidado básico e, após a absorção, defina o modo de regeneração para a irradiação. A barreira cutânea é frágil em períodos de sensibilidade, por

isso deve-se prestar atenção diária à hidratação e à proteção solar.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - controle do sebo

- Limpe a pele do rosto com um produto de limpeza suave e não irritante, aplique um cosmético hidratante sem ingredientes fotossensibilizantes para o cuidado básico e, após a absorção, defina o modo de equilíbrio para a irradiação.

Como os desequilíbrios hidrolipídicos da pele estão intimamente relacionados com hábitos de vida, recomenda-se uma dieta saudável, atividade física regular e sono adequado.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - cuidado íntimo delicado

- Limpe as áreas íntimas e, em seguida, defina o modo íntimo para a irradiação.

Nota: Em caso de sintomas anormais como erupção cutânea, inchaço, manchas ou ulcerações nas áreas íntimas, dirija-se ao hospital para consulta médica.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - adequado para cuidados das axilas

- Limpe a área das axilas e defina o modo das axilas para a irradiação. Recomenda-se lavar diariamente a área das axilas. Escolha produtos que inibam o odor do suor e restorem a humidade para controlar eficazmente a secreção das glândulas sudoríparas e problemas de mau odor.

8. M8 Dermal Absorbe Mode (590+633nm) - adequado após mesoterapia com agulhas, microagulhamento ou limpeza com agulhas e outros procedimentos de medicina estética que requerem regeneração

- Recomenda-se seguir os requisitos da medicina estética e utilizar cosméticos de cuidados sem ingredientes fotossensibilizantes para hidratar. Após a absorção, defina o modo especial para a irradiação e preste atenção diária à hidratação e à proteção solar.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - adequado para pele seca com déficit de água e para apoiar a absorção de essências

- Limpe a pele do rosto com um produto de limpeza suave e não irritante, aplique cosméticos hidratantes sem ingredientes fotossensibilizantes para o cuidado básico e, após a absorção, defina o modo de penetração para a irradiação.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - adequado para cuidados pós-parto de mulheres grávidas, melhora o aspeto de estrias

- Mantenha a pele limpa durante a utilização do modo de estrias da gravidez. Limpe a pele a tempo após suar, não permita que o suor permaneça na pele, pois isso pode causar desconforto na área de tratamento. O efeito do modo de estrias da gravidez será melhor com uma massagem com óleo durante o processo de irradiação.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - adequado para cuidados com a saúde do couro cabeludo

- Use um produto de limpeza suave e não irritante para lavar o cabelo e, depois de o cabelo secar, defina o modo de cuidados capilares para a irradiação. O modo de cuidados capilares ajuda a melhorar a secreção de sebo do couro cabeludo, folículos capilares obstruídos, caspa excessiva e outros problemas do couro cabeludo.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - adequado para cuidados multifuncionais da pele

- Limpe a pele do rosto com um produto de limpeza suave e não irritante, aplique um cosmético hidratante sem ingredientes fotossensibilizantes para o cuidado básico e, após a absorção, defina o modo de cuidados múltiplos para a irradiação. Deve-se prestar atenção à hidratação e à proteção solar na vida diária.

Limpeza e manutenção

1. Após cada utilização, o dispositivo deve ser colocado na embalagem para armazenamento seguro.

2. Para manter a eficácia das sessões, limpe os painéis LED após cada utilização. Pode usar um pano macio ou toalhinhas húmidas.

3. A limpeza regular e a manutenção adequada garantem um funcionamento ideal e prolongam a vida útil do dispositivo.

1. O dispositivo contém pequenas peças. Guarde-as fora do alcance das crianças para evitar ingestão acidental.

2. Não utilize o dispositivo para fins diferentes dos cosméticos.

3. Não utilize o dispositivo para cuidados com animais, pois pode causar-lhes lesões.

4. Não utilize o dispositivo para fins diferentes dos especificados no manual do utilizador, pois pode levar a lesões corporais ou funcionamento incorreto.

5. Não permita que pessoas com deficiência física ou mental utilizem o dispositivo de forma independente sem supervisão.

6. Existe o risco de irritação ou inflamação da pele se o produto for utilizado com maior frequência do que a recomendada.

7. Não utilize o dispositivo se estiver danificado.

8. Não utilize o dispositivo perto de substâncias inflamáveis (como álcool, solventes, gasolina, removedor de verniz ou spray de cabelo).

9. Não carregue, não utilize nem coloque o dispositivo perto de fogo, aparelhos de aquecimento ou em locais de alta temperatura.

10. Não utilize o dispositivo perto de fontes de água, em casas de banho ou durante o banho.

11. Não carregue nem mergulhe o dispositivo em água.

12. Evite deixar cair o dispositivo e colisões com a lâmpada de alta potência e o controlador, pois isso pode causar funcionamento incorreto. Se o dispositivo tiver sido danificado devido a uma queda ou impacto, não o utilize.

13. Desligue a alimentação antes de limpar ou guardar o dispositivo.

14. Não utilize o adaptador de alimentação nem o cabo de alimentação se houver quaisquer danos, aquecimento ou folga na tomada do adaptador, pois isso pode causar incêndio, choque elétrico, curto-circuito ou queimaduras.

15. Não aplicar em partes da pele com maior probabilidade de ocorrência de cancro da pele, em feridas abertas ou erupções cutâneas, em áreas inchadas, avermelhadas, irritadas, infectadas ou inflamadas.

16. Utilize apenas o adaptador de alimentação original fornecido pelo fabricante. Durante o uso, certifique-se de que a ficha do adaptador está diretamente ligada à tomada. Não utilize extensões.

17. Não risque, não modifique nem dobre excessivamente o cabo de alimentação, não puxe, não torça nem coloque objetos pesados sobre ele.

18. Durante pelo menos 48 horas antes de usar o dispositivo e durante pelo menos 48 horas após o seu uso, não utilize solários nem exponha a pele a

luz solar prolongada.

19. Durante o uso, a tensão de corrente alternada deve ser de 100–240 V.
20. Não desmonte, não repare nem modifique o dispositivo por conta própria.
21. O dispositivo destina-se ao uso doméstico, em ambiente seco e com temperatura do ar entre 15 e 30°C; não utilize o dispositivo em locais onde a luz solar incida diretamente sobre a pele.
22. Se ocorrerem anomalias durante o uso, desligue imediatamente o adaptador de alimentação.
23. Não utilize o dispositivo com cosméticos inflamáveis.
24. Não utilize o dispositivo simultaneamente com um pacemaker, scanners de ECG ou outros dispositivos eletrônicos.
25. O dispositivo destina-se ao uso doméstico.
26. O não cumprimento das instruções pode causar danos nos olhos (até cegueira) ou na pele.
27. Se estiver a fazer terapia com medicamentos fotossensibilizantes ou medicina tradicional chinesa, consulte um médico antes de usar o dispositivo.
28. O dispositivo não se destina ao tratamento de doenças.
29. Antes de usar, verifique se não há danos visíveis no espelho de transmissão ou na carcaça.
30. Antes do primeiro uso, realize um teste de sensibilidade à luz.
31. Se ocorrerem quaisquer anomalias ou desconforto durante o uso, interrompa imediatamente a utilização do dispositivo.
32. Utilize apenas o adaptador de alimentação original incluído com o produto.
33. Não utilize nem guarde o adaptador de alimentação perto de roupas húmidas ou em locais húmidos.
34. Não utilize nem guarde o dispositivo num local onde a lâmpada e o LED estejam apontados diretamente um para o outro.
35. Antes do uso diário do dispositivo, remova a maquiagem e limpe a área destinada à irradiação.
36. Antes de usar, remova objetos metálicos, óculos e lentes de contacto da área de irradiação.
37. Na primeira utilização ou após uma pausa longa, certifique-se de que os botões e indicadores funcionam corretamente.
38. Após o uso, mantenha o dispositivo e o adaptador de alimentação secos e limpos.
39. Durante a limpeza, desligue o dispositivo do adaptador de alimentação. Após a limpeza, guarde o dispositivo num local seco e limpo.
40. Após o uso, a pele pode ficar ligeiramente quente e seca. Recomenda-se utilizar produtos hidratantes.
41. Em caso de forte desconforto ou sensações incomuns, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
42. Selecione o modo de funcionamento adequado de acordo com as necessidades individuais.
43. O tempo total de irradiação da mesma área num único dia não deve exceder 30 minutos, para evitar danos na pele.
44. Não utilize solventes corrosivos (diluente, gasolina, removedor de verniz, etc.) para limpar a carcaça, pois isso pode danificar a superfície do dispositivo.

Limitações e contraindicações para o uso do dispositivo:

1. Pessoas com alergias cutâneas, doenças de pele, dermatite atópica, pele sensível ou tendência a reações fotoalérgicas
2. Pessoas que sofrem de doenças graves do coração, fígado ou sistema hematopoiético, doenças do sistema nervoso, neoplasias, nevralgia facial, hemofilia, doenças acompanhadas de febre e epilepsia fotossensível
3. Mulheres grávidas e a amamentar
4. Pessoas com doenças capilares causadas pelo uso de esteroides anabolizantes ou com alterações da função hepática
5. Áreas do corpo onde há interrupção da continuidade da pele, como queimaduras, bolhas, cortes, feridas, doenças de pele ativas ou infeções
6. Pessoas a tomar medicamentos que podem causar reações fotoalérgicas - o dispositivo deve ser usado apenas com especial cautela e de acordo com as recomendações do médico
7. Ocorrência durante ou após o tratamento de sintomas anormais no local de irradiação, como prurido, inchaço, eritema, bolhas ou outras reações cutâneas - nesse caso, deve interromper imediatamente o uso do dispositivo e consultar profissionais de saúde
8. Piora do bem-estar durante o tratamento - deve interromper imediatamente o procedimento e contactar profissionais de saúde
9. O dispositivo não se destina ao uso por crianças

Mais informações (ver página 2, f2)

Descrizione del dispositivo (vedere pagina 2, f1)

1. Indicatori LED
2. Display
3. Pulsante di regolazione (GIÙ)
4. Pulsante di regolazione (SU)
5. Pulsante di accensione
6. Porta di alimentazione DC
7. Base
8. Occhiali protettivi
9. Cavo di alimentazione

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 38x27x4cm

Peso netto: 2,6 kg

Alimentazione: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Consumo energetico: fino a 120W (Full Spectrum)

Regolazione delle ali: 0-120°

Numero di modalità luminose: 12

Numero di livelli di intensità luminosa: 3

Numero di LED: 496

Spettro delle lunghezze d'onda: 465 nm ±10 nm (luce blu), 590 nm ±10 nm (luce gialla),

633 nm ±10 nm (luce rossa), 850 nm ±10 nm (infrarosso vicino), 1064 nm ±10 nm (infrarosso profondo)

Contenuto della confezione: 1x dispositivo principale, 1x occhiali protettivi,

1x cavo di alimentazione, 1x manuale d'uso, 1x scheda di garanzia

Uso del dispositivo

1. Per accendere/spengere il dispositivo, aprire entrambe le ante o tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 s.
2. Dopo l'accensione del dispositivo, è possibile regolare l'intensità e la modalità utilizzando il pulsante di regolazione (GIÙ) e il pulsante di regolazione (SU).
3. Per cambiare la modalità di luce, premere il pulsante di regolazione (GIÙ) o il pulsante di regolazione (SU).
4. Per modificare il livello di intensità luminosa, tenere premuto il pulsante di regolazione (GIÙ) o il pulsante di regolazione (SU).
5. Uso consigliato: utilizzare il dispositivo 3-5 volte a settimana, per non più di 30 minuti al giorno.
6. Se il dispositivo non viene utilizzato in modalità standby, si spegnerà automaticamente dopo 2,5 minuti.

Preparazione all'uso

1. Prima dell'uso, rimuovere il trucco e pulire accuratamente il viso. Non utilizzare cosmetici contenenti ingredienti fotosensibilizzanti o schiarenti.
2. Collegare il dispositivo all'alimentatore fornito.
3. Indossare gli occhiali protettivi – durante l'irradiazione il dispositivo emette una luce LED intensa.
4. Aprire entrambe le ali o tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 s per accendere il dispositivo.
5. Dopo aver impostato la modalità e l'energia, premere brevemente il pulsante di accensione per avviare il trattamento. Dopo cinque segnali acustici inizia l'irradiazione.
6. Per mettere in pausa il trattamento, premere il pulsante di accensione – il tempo verrà memorizzato. Dopo 2,5 minuti di inattività, il dispositivo si spegnerà automaticamente. La funzione di memoria salva le impostazioni dell'ultimo utilizzo. La funzione di memoria salva le impostazioni dell'ultimo utilizzo.

Il dispositivo dispone di 12 modalità luminose:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - luminosità e uniformità dell'incarnato

-Pulire la pelle del viso con un detergente delicato e non irritante, applicare un prodotto idratante privo di ingredienti fotosensibilizzanti per la cura di base e, dopo l'assorbimento, impostare la modalità schiarente per l'irradiazione. Dopo l'irradiazione è possibile utilizzare cosmetici schiarenti. Prestare quotidianamente attenzione all'idratazione e alla protezione solare.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - compattezza ed elasticità

-Pulire la pelle del viso con un detergente delicato e non irritante, applicare un prodotto idratante privo di ingredienti fotosensibilizzanti per la cura di base e, dopo l'assorbimento, impostare la modalità rassodante per l'irradiazione. Una cura regolare aiuta a ottenere una pelle luminosa.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - equilibrio per la pelle con imperfezioni

-Pulire la pelle del viso con un detergente delicato e non irritante, applicare un prodotto idratante privo di ingredienti fotosensibilizzanti per la cura di base e, dopo l'assorbimento, impostare la modalità anti-acne per l'irradiazione. Anche buone abitudini di vita (dieta sana e sonno adeguato) sono essenziali; si consiglia di andare a dormire presto ed evitare cibi ricchi di zuccheri e piccanti.

Nota: Non utilizzare in caso di infiammazioni cutanee o durante l'assunzione di farmaci.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - lenitivo e rigenerante

-Pulire la pelle del viso con un detergente delicato e non irritante, utilizzare cosmetici idratanti senza alcol e ingredienti fotosensibilizzanti per la cura di

base e, dopo l'assorbimento, impostare la modalità rigenerante per l'irradiazione. La barriera cutanea è fragile nei periodi di sensibilità, pertanto è necessario prestare quotidianamente attenzione all'idratazione e alla protezione solare.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - controllo del sebo

- Pulire la pelle del viso con un detergente delicato e non irritante, applicare un prodotto idratante privo di ingredienti fotosensibilizzanti per la cura di base e, dopo l'assorbimento, impostare la modalità equilibrante per l'irradiazione.

Poiché gli squilibri idrolipidici della pelle sono strettamente legati alle abitudini di vita, si raccomandano una dieta sana, attività fisica regolare e un sonno adeguato.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - delicata cura intima

- Pulire le zone intime e quindi impostare la modalità intima per l'irradiazione.

Nota: In caso di sintomi anomali come eruzioni cutanee, gonfiore, macchie o ulcerazioni nelle zone intime, consultare un medico.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - adatto alla cura delle ascelle

- Pulire l'area delle ascelle e impostare la modalità ascelle per l'irradiazione. Si raccomanda la pulizia quotidiana delle ascelle. Scegliere prodotti che infiniscono l'odore del sudore e assorbono l'umidità per controllare efficacemente la secrezione delle ghiandole sudoripare e i problemi di cattivo odore.

8. M8 Derna Restore Mode (590+633nm) - adatto dopo mesoterapia, microneedling, microneedling dorato, pulizia con aghi e altri trattamenti di medicina estetica che richiedono rigenerazione

- Si raccomanda di seguire le indicazioni della medicina estetica e utilizzare cosmetici idratanti privi di ingredienti fotosensibilizzanti. Dopo l'assorbimento, impostare la modalità speciale per l'irradiazione e prestare quotidianamente attenzione all'idratazione e alla protezione solare.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - adatto per pelle secca con carenza di idratazione e per favorire l'assorbimento delle essenze

- Pulire la pelle del viso con un detergente delicato e non irritante, applicare cosmetici idratanti privi di ingredienti fotosensibilizzanti per la cura di base e, dopo l'assorbimento, impostare la modalità di penetrazione per l'irradiazione.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - adatto alla cura post-partum delle donne in gravidanza, migliora l'aspetto delle smagliature

- Mantenere la pelle pulita durante l'uso della modalità smagliature in gravidanza. Pulire la pelle tempestivamente dopo la sudorazione e non lasciare il sudore sulla pelle, poiché potrebbe causare fastidio nell'area trattata. L'effetto della modalità smagliature in gravidanza sarà migliore con un massaggio con olio durante il processo di irradiazione.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - adatto alla cura della salute del cuoio capelluto

- Lavare i capelli con un detergente delicato e non irritante e, dopo che i capelli si sono asciugati, impostare la modalità di cura dei capelli per l'irradiazione. La modalità di cura dei capelli aiuta a migliorare la secrezione di sebo del cuoio capelluto, i follicoli piliferi ostruiti, la forfora e altri problemi del cuoio capelluto.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - adatto alla cura multifunzionale della pelle

- Pulire la pelle del viso con un detergente delicato e non irritante, applicare un prodotto idratante privo di ingredienti fotosensibilizzanti per la cura di base e, dopo l'assorbimento, impostare la modalità multifunzione per l'irradiazione. Prestare attenzione quotidiana all'idratazione e alla protezione solare nella vita quotidiana.

Pulizia e manutenzione

1. Dopo ogni utilizzo, il dispositivo deve essere riposto nella confezione per una conservazione sicura.

2. Per mantenere l'efficacia delle sessioni, pulire i pannelli LED dopo ogni utilizzo. È possibile utilizzare un panno morbido o salviette umidificate.

3. Una pulizia regolare e una corretta manutenzione garantiscono un funzionamento ottimale e prolungano la durata del dispositivo.

1. Il dispositivo contiene piccole parti. Tenerle fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestione accidentale.

2. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli cosmetici.

3. Non utilizzare il dispositivo per la cura degli animali.

4. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.

5. Non consentire a persone con disabilità fisiche o mentali di utilizzare il dispositivo autonomamente senza supervisione.

6. Un uso più frequente di quanto raccomandato comporta il rischio di irritazioni o infiammazioni cutanee.

7. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.

8. Non utilizzare il dispositivo vicino a sostanze infiammabili (come alcol, solventi, benzina, acetone o lacca per capelli).

9. Non caricare, utilizzare o posizionare il dispositivo vicino a fiamme, dispositivi di riscaldamento o in luoghi ad alta temperatura.

10. Non utilizzare il dispositivo vicino a fonti d'acqua, in bagno o durante il bagno.

11. Non caricare né immergere il dispositivo in acqua.

12. Evitare di far cadere il dispositivo e urti con la lampada ad alta potenza e il controller.

13. Spegnerne l'alimentazione prima della pulizia o della conservazione.

14. Non utilizzare l'alimentatore o il cavo di alimentazione se danneggiati o surriscaldati.

15. Non applicare su aree cutanee con maggiore probabilità di cancro della pelle, su ferite aperte, eruzioni cutanee, aree gonfie, arrossate, irritate, infette o infiammate.

16. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale fornito dal produttore.

17. Non danneggiare, modificare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione.

18. Per almeno 48 ore prima e dopo l'uso del dispositivo, non utilizzare solarium né esporre la pelle a luce solare prolungata.

19. Durante l'uso, la tensione CA deve essere di 100-240 V.

20. Non smontare, riparare o modificare il dispositivo autonomamente.

21. Il dispositivo è destinato all'uso domestico, in un ambiente asciutto e a una temperatura dell'aria compresa tra 15 e 30°C.

22. In caso di anomalie durante l'uso, scollegare immediatamente l'alimentatore.
23. Non utilizzare il dispositivo con cosmetici infiammabili.
24. Non utilizzare il dispositivo contemporaneamente a pacemaker, scanner ECG o altri dispositivi elettronici.
25. Il dispositivo è destinato all'uso domestico.
26. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare danni agli occhi (fino alla cecità) o alla pelle.
27. Se si assumono farmaci fotosensibilizzanti o medicina tradizionale cinese, consultare un medico prima dell'uso.
28. Il dispositivo non è destinato al trattamento di malattie.
29. Prima dell'uso, verificare l'assenza di danni visibili allo specchio di trasmissione o all'alloggiamento.
30. Prima del primo utilizzo, eseguire un test di sensibilità alla luce.
31. In caso di anomalie o disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo.
32. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale incluso nel prodotto.
33. Non utilizzare né conservare l'alimentatore vicino a indumenti umidi o in ambienti umidi.
34. Non utilizzare né conservare il dispositivo in un luogo in cui la lampadina e il LED siano rivolti direttamente l'uno verso l'altro.
35. Prima dell'uso quotidiano del dispositivo, rimuovere il trucco e pulire l'area destinata all'irradiazione.
36. Prima dell'uso, rimuovere oggetti metallici, occhiali e lenti a contatto dall'area di irradiazione.
37. Al primo utilizzo o dopo una lunga pausa, assicurarsi che pulsanti e indicatori funzionino correttamente.
38. Dopo l'uso, mantenere il dispositivo e l'alimentatore asciutti e puliti.
39. Durante la pulizia, scollegare il dispositivo dall'alimentatore.
40. Dopo l'uso, la pelle può risultare leggermente calda e secca. Si consiglia l'uso di prodotti idratanti.
41. In caso di forte disagio o sensazioni insolite, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
42. Selezionare la modalità di funzionamento appropriata in base alle esigenze individuali.
43. Il tempo totale di irradiazione della stessa area in un giorno non deve superare i 30 minuti.
44. Non utilizzare solventi corrosivi (diluente, benzina, acetone, ecc.) per pulire l'alloggiamento.

Limitazioni e controindicazioni all'uso del dispositivo:

1. Persone con allergie cutanee, malattie della pelle, dermatite atopica, pelle sensibile o tendenza a reazioni fotoallergiche
2. Persone affette da gravi malattie cardiache, epatiche o del sistema emopoietico, malattie del sistema nervoso, tumori, nevralgia facciale, emofilia, malattie accompagnate da febbre ed epilessia fotosensibile
3. Donne in gravidanza e in allattamento
4. Persone con malattie dei capillari causate dall'uso di steroidi anabolizzanti o con disturbi della funzione epatica
5. Aree del corpo con interruzione della continuità cutanea, come ustioni, vesciche, tagli, ferite, malattie cutanee attive o infezioni
6. Persone che assumono farmaci che possono causare reazioni fotoallergiche – il dispositivo deve essere utilizzato solo con particolare cautela e secondo le raccomandazioni del medico
7. Comparsa durante o dopo il trattamento di sintomi anomali nel sito di irradiazione, come prurito, gonfiore, eritema, vesciche o altre reazioni cutanee
8. Peggioramento del benessere durante il trattamento
9. Il dispositivo non è destinato all'uso da parte dei bambini

Ulteriori informazioni (vedere pagina 2, f2)

Popis zařízení (viz strana 2, f1)

1. LED diody
2. Displej
3. Tlačítko nastavení (DOLŮ)
4. Tlačítko nastavení (NAHORU)
5. Tlačítko napájení
6. Napájecí DC port
7. Základna
8. Ochranné brýle
9. Napájecí kabel

Technická specifikace:

Rozměry: 38x27x4 cm

Čistá hmotnost: 2,6 kg

Napájení: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Příkon: až 120 W (Full Spectrum)

Nastavení křídlet 0–120°

Počet světelných režimů: 12

Počet úrovní intenzity světla: 3

Počet LED: 496

Vlnové spektrum: 465 nm ±10 nm (modré světlo), 590 nm ±10 nm (žluté světlo),

633 nm ±10 nm (červené světlo), 850 nm ±10 nm (blízké infračervené),

1064 nm ±10 nm (hluboké infračervené)

Obsah balení: 1x hlavní zařízení, 1x ochranné brýle,

1x napájecí kabel, 1x návod k obsluze, 1x záruční karta

Obsluha zařízení

1. Pro zapnutí/vypnutí zařízení otevřete obě dvířka nebo podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 s.
2. Po zapnutí zařízení můžete pomocí tlačítka nastavení (DOLŮ) a tlačítka nastavení (NAHORU) upravit intenzitu a režim.
3. Pro změnu světelného režimu stisknete tlačítko nastavení (DOLŮ) nebo tlačítko nastavení (NAHORU).
4. Pro změnu úrovně intenzity světla podržte tlačítko nastavení (DOLŮ) nebo tlačítko nastavení (NAHORU).
5. Doporučené použití: Používejte zařízení 3–5krát týdně, ne déle než 30 minut denně.
6. Pokud není zařízení používáno v pohotovostním režimu, automaticky se po 2,5 minutách vypne.

Příprava k použití

1. Před použitím odstraňte make-up a důkladně vyčistěte obličej. Nepoužívejte kosmetiku obsahující fotosenzibilizující nebo bělicí složky.
2. Připojte zařízení k dodanému napájecímu adaptéru.
3. Nasadte ochranné brýle – během ozařování zařízení vyzařuje intenzivní LED světlo.
4. Otevřete obě křídla nebo podržte tlačítko napájení po dobu 1,5 s pro zapnutí zařízení.
5. Po nastavení režimu a energie krátce stisknete tlačítko napájení pro zahájení procedury. Po pěti zvukových signálech začne ozařování.
6. Pro pozastavení procedury stisknete tlačítko napájení – čas bude uložen. Po 2,5 minutách nečinnosti se zařízení automaticky vypne. Funkce paměti ukládá nastavení z posledního použití. Funkce paměti ukládá nastavení z posledního použití.

Zařízení má 12 světelných režimů:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – jas a sjednocení tónu pleti

- Použijte jemný, neдрáždivý čisticí prostředek k očištění pleti obličeje, aplikujte hydratační kosmetický přípravek bez fotosenzibilizujících složek pro základní péči o pleť a po vsřebání nastavte bělicí režim k ozařování. Po ozařování lze používat kosmetické přípravky s bělicími složkami. Denně je třeba dbát na hydrataci a ochranu proti slunci.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – zpevnění a pružnost

- Použijte jemný, neдрáždivý čisticí prostředek k očištění pleti obličeje, aplikujte hydratační kosmetický přípravek bez fotosenzibilizujících složek pro základní péči o pleť a po vsřebání nastavte zpevňující režim k ozařování. Pro dosažení záživé pleti používejte pravidelnou péči.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – rovnováha pro pleť s nedokonalostmi

- Použijte jemný, neдрáždivý čisticí prostředek k očištění pleti obličeje, aplikujte hydratační kosmetický přípravek bez fotosenzibilizujících složek pro základní péči o pleť a po vsřebání nastavte protivýrazový režim k ozařování. Správné životní návyky (zdravá strava a dostatek spánku) jsou rovněž nezbytné k ochraně pleti; doporučuje se chodit denně brzy spát a vyhýbat se potravinám s vysokým obsahem cukru a kořeněným jídlům.

Upozornění: Nepoužívejte při zánětech kůže nebo během užívání léků.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – zklidnění a regenerace

- Očistěte pleť obličeje jemným, neдрáždivým čisticím prostředkem, použijte hydratační kosmetické přípravky bez alkoholu a fotosenzibilizujících složek pro základní péči o pleť a po vsřebání nastavte regenerační režim k ozařování. Kožní bariéra je v období citlivosti křehká, proto je třeba denně dbát na hydrataci a ochranu proti slunci.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm)—kontrola kožního mazu
 - Použijte jemný, neдрáždivý čisticí prostředek k očištění pleti obličeje, aplikujte hydratační kosmetický přípravek bez fotosenzibilizujících složek pro základní péči o pleť a po vstřebání nastavte vyrovnávací režim k ozařování.
 Protože poruchy rovnováhy vody a tuku v pleti úzce souvisí se životními návyky, doporučuje se zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita a dostatek spánku.
6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm)—jemná intimní péče
 - Očistěte intimní oblasti a poté nastavte intimní režim k ozařování.
 Upozornění: V případě výskytu neobvyklých příznaků, jako jsou vyrážka, otok, skvrny nebo svědění v intimních oblastech, navštivte lékaře.
7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm)—vhodné pro péči o podpaží
 - Očistěte oblast podpaží a nastavte podpažní režim k ozařování. Doporučuje se každodenní mytí oblasti podpaží. Volte přípravky, které pochlázejí zápach potu a absorbují vlhkost, aby se účinně kontrolovala činnost potních žláz a problémy s nepříjemným zápachem.
8. M8 Derma Restore Mode (590+633 nm)—vhodné pro jehlové mezoterapii, zlaté mikrojehlové terapii, jehlovým čištěním a dalších zákrocích estetické medicíny vyžadujících regeneraci
 - Doporučuje se postupovat podle požadavků estetické medicíny a používat kosmetické přípravky bez fotosenzibilizujících složek k hydrataci. Po vstřebání nastavte speciální režim k ozařování a denně dbejte na hydrataci a ochranu proti slunci.
9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm)—vhodné pro suchou pleť s nedostatkem vody a pro podporu vstřebávání esencí
 - Očistěte pleť obličeje jemným, neдрáždivým čisticím prostředkem, aplikujte hydratační kosmetické přípravky bez fotosenzibilizujících složek pro základní péči o pleť a po vstřebání nastavte penetrační režim k ozařování.
10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm)—vhodné pro poporodní péči u těhotných žen, zlepšuje vzhled stří
 - Při používání režimu pro těhotenské stří udržujte pokožku čistou. Po zprosní pokožku očistěte a nenechávejte pot na kůži, protože to může způsobit nepohodlí v ošetrované oblasti. Účinek režimu pro těhotenské stří bude lepší při masáži olejkem během ozařování.
11. M11 Scalp Vital Light (633 nm)—vhodné pro péči o zdraví pokožky hlavy
 - Použijte jemný, neдрáždivý čisticí prostředek k umytí vlasů a po jejich osušení nastavte režim péče o vlasy k ozařování. Režim péče o vlasy pomáhá zlepšit vylučování kožního mazu pokožky hlavy, upevně vlasové folikuly, nadměrně lupy a další problémy pokožky hlavy.
12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm)—vhodné pro multifunkční péči o pleť
 - Použijte jemný, neдрáždivý čisticí prostředek k očištění pleti obličeje, aplikujte hydratační kosmetický přípravek bez fotosenzibilizujících složek pro základní péči o pleť a po vstřebání nastavte multifunkční režim k ozařování. V každodenním životě je třeba dbát na hydrataci a ochranu proti slunci.

Čištění a údržba

1. Po každém použití by mělo být zařízení uloženo v obalu pro bezpečné skladování.
 2. Pro zachování účinnosti sezení je nutné čistit LED panely po každém použití. K tomu můžete použít měkký hadřík nebo vlněné ubrousky.
 3. Pravidelné čištění a správná údržba zajišťují optimální provoz a prodlužují životnost zařízení.
1. Zařízení obsahuje malé části. Uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste zabránili náhodnému spolknutí.
 2. Nepoužívejte zařízení k jiným než kosmetickým účelům.
 3. Nepoužívejte zařízení k péči o zvířata, protože by to mohlo způsobit jejich zranění.
 4. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než jsou uvedeny v návodu k obsluze, protože by to mohlo vést ke zranění nebo nesprávné funkci zařízení.
 5. Nedovolejte osobám s tělesným nebo duševním postižením používat zařízení samostatně bez dohledu, protože by to mohlo vést k nehodám nebo zraněním.
 6. Při častějším používání výrobku, než je doporučeno, existuje riziko podráždění nebo zánětu kůže.
 7. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené, protože by to mohlo způsobit nehody nebo zranění.
 8. Nepoužívejte zařízení v blízkosti horkavých látek (jako je alkohol, rozpouštědla, benzin, odlačkováč na nehty nebo lak na vlasy), protože by to mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
 9. Nenabíjejte, nepoužívejte ani neumisťujte zařízení v blízkosti ohně, topných zařízení nebo na místech s vysokou teplotou, protože by to mohlo způsobit přehřátí, vzplanutí nebo výbuch.
 10. Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů vody, v koupelnách ani během koupele, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
 11. Nenabíjejte ani neponožte zařízení do vody, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
 12. Vyhněte se pádu zařízení a nárazům s výkonnou lampou a řídicí jednotkou, protože by to mohlo způsobit nesprávnou funkci. Pokud bylo zařízení poškozeno pádem nebo nárazem, nepoužívejte jej.
 13. Před čištěním nebo uložením zařízení vypněte napájení, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
 14. Nepoužívejte napájecí adaptér ani napájecí kabel, pokud vykazují jakékoli poškození, zahřívání nebo uvolnění konektoru, protože by to mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zkrat nebo popáleniny.
 15. Nepoužívejte na částech pokožky, kde je zvýšené riziko vzniku rakoviny kůže, na otevřených ranách nebo vyrážkách, na otklých, zraněných, podrážděných, infikovaných nebo zraněných oblastech pokožky nebo kožních lézích.
 16. Používejte výhradně originální napájecí adaptér dodaný výrobcem. Při používání se ujistěte, že je zástrčka adaptéru přímo připojena do zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely, protože by to mohlo způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
 17. Neopouštějte, neupravujte ani nadměrně neohybujte napájecí kabel, neťahajte za něj, nekruťte jej ani na něj nepokládejte těžké předměty, protože by to mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem, zkrat nebo popáleniny.
 18. Nejméně 48 hodin před použitím zařízení a nejméně 48 hodin po jeho použití nenavštěvujte solárium ani nevystavujte pokožku dlouhodobému

slunečnímu záření.

19. Během používání musí být střídavé napětí 100–240 V. Používejte originální napájecí adaptér, jinak hrozí riziko požáru, úrazu elektrickým proudem apod.
20. Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte zařízení sami, protože by to mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. V případě potřeby opravu kontaktujte poprodějný servis.
21. Zařízení je určeno pro domácí použití, v suchém prostředí a při teplotě vzduchu od 15 do 30 °C; zařízení nepoužívejte na místech, kde na pokožku dopadá přímé sluneční světlo.
22. Pokud se během používání vyskytnou jakékoli abnormality, okamžitě odpojte napájecí adaptér. V případě neobyčejného kouře, hluku nebo zápachu okamžitě přerušete používání.
23. Nepoužívejte zařízení s hořlavou kosmetikou, protože by to mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
24. Nepoužívejte zařízení současně s kardiostimulátorem, EKG senkery ani jinými elektronickými zařízeními, protože by to mohlo způsobit nestabilitu zdravotnických elektronických zařízení.
25. Zařízení je určeno pro domácí použití.
26. Nedodržení pokynů může způsobit poškození očí (až slepotu) nebo pokožky.
27. Pokud používáte terapii fotosenzibilizujícími léky nebo tradiční čínskou medicínu, poraďte se před použitím zařízení s lékařem.
28. Zařízení není určeno k léčbě onemocnění. V případě vyrážek, svědění pokožky, plísňových infekcí, kožních uzlíků nebo fibromů se doporučuje lékařská konzultace.
29. Před použitím zkontrolujte, zda nejsou viditelná poškození přenosového zrcadla nebo krytu. V případě poškození přestaňte zařízení používat.
30. Před prvním použitím proveďte test citlivosti na světlo. V případě reakce přecitlivělosti pokožky okamžitě přerušete používání.
31. Pokud se během používání vyskytnou jakékoli abnormality nebo nepohodlí, okamžitě přerušete používání zařízení.
32. Používejte výhradně originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem.
33. Nepoužívejte ani neskladujte napájecí adaptér v blízkosti vlhkého obložení nebo na vlhkých místech.
34. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na místě, kde jsou žárovka a LED dioda namířeny přímo proti sobě.
35. Před každodenním použitím zařízení odstraňte make-up a vyčistěte oblast určenou k ozařování.
36. Před použitím odstraňte kovové předměty, brýle a kontaktní čočky z oblasti ozařování.
37. Při prvním použití nebo po delší přestávce se ujistěte, že tlačítka a indikátory fungují správně.
38. Po použití udržujte zařízení a napájecí adaptér suché a čisté.
39. Při čištění odpojte zařízení od napájecího adaptéru. Po vyčištění zařízení skladujte na suchém a čistém místě.
40. Po použití může být pokožka mírně teplejší a suchá. Doporučuje se používat hydratační přípravky pro péči o pokožku.
41. V případě silného nepohodlí nebo neobyčejných pocitů okamžitě přerušete používání a poraďte se s lékařem.
42. Zvolte vhodný pracovní režim podle individuálních potřeb.
43. Celková doba ozařování stejné oblasti během jednoho dne by neměla překročit 30 minut, aby se předešlo poškození pokožky.
44. K čištění krytu nepoužívejte žíravá rozpouštědla (ředidla, benzín, odlakovač na nehty apod.), protože by to mohlo poškodit povrch zařízení.

Omezení a kontraindikace použití zařízení:

1. Osoby s kožními alergiemi, kožními onemocněními, atopickou dermatidou, citlivou pokožkou nebo se sklonem k fotoalergickým reakcím
2. Osoby trpící závažnými onemocněními srdce, jater nebo kvetového systému, onemocněními nervového systému, nádorovými onemocněními, neuragii obličejů, hemofilii, onemocněními provázenými horečkou a epilepsi citlivou na světlo
3. Těhotné a kojící ženy
4. Osoby s onemocněním kapilár způsobeným užíváním anabolických steroidů nebo s poruchami funkce jater
5. Oblasti těla s porušením integrity kůže, jako jsou popáleniny, puchýře, řezné rány, otevírané rány, aktivní kožní onemocnění nebo infekce
6. Osoby užívající léky, které mohou způsobovat fotoalergické reakce – zařízení používejte pouze se zvláštní opatrností a v souladu s doporučeními lékaře
7. Výskyt abnormálních příznaků během nebo po zákroku v místě ozařování, jako je svědění, otok, zarudnutí, puchýře nebo jiné kožní reakce – v takovém případě okamžitě přerušete používání zařízení a poraďte se se zdravotnickým personálem
8. Zhoršení zdravotního stavu během zákroku – je nutné okamžitě přerušit jeho provádění a kontaktovat zdravotnický personál
9. Zařízení není určeno k použití dětmi

Více informací (viz strana 2, f2)

Popis zariadenia (pozri strana 2, f1)

1. LED diódy
2. Displej
3. Tlačidlo nastavenia (DOLE)
4. Tlačidlo nastavenia (HORE)
5. Tlačidlo napájania
6. Napájací DC port
7. Základňa
8. Ochranné okuliare
9. Napájací kábel

Technická špecifikácia:

Rozmery: 38x27x4 cm

Čistá hmotnosť: 2,6 kg

Napájanie: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Príkon: do 120 W (Full Spectrum)

Nastavenie krídla: 0–120°

Počet svetelných režimov: 12

Počet úrovni intenzity svetla: 3

Počet LED: 496

Vlnové spektrum: 465 nm ±10 nm (modré svetlo), 590 nm ±10 nm (žlté svetlo),

633 nm ±10 nm (červené svetlo), 850 nm ±10 nm (blízke infračervené),

1064 nm ±10 nm (hlboké infračervené)

Obsah balenia: 1x hlavné zariadenie, 1x ochranné okuliare,

1x napájací kábel, 1x návod na obsluhu, 1x záručná karta

Obsluha zariadenia

1. Na zapnutie/vypnutie zariadenia otvorte obe dvierka alebo podržte tlačidlo napájania po dobu 1,5 s.
2. Po zapnutí zariadenia môžete pomocou tlačidla nastavenia (DOLE) a tlačidla nastavenia (HORE) upraviť intenzitu a režim.
3. Na zmenu svetelného režimu stlačte tlačidlo nastavenia (DOLE) alebo tlačidlo nastavenia (HORE).
4. Na zmenu úrovni intenzity svetla podržte tlačidlo nastavenia (DOLE) alebo tlačidlo nastavenia (HORE).
5. Odporúčané použitie: Používajte zariadenie 3–5krát týždenne, nie dlhšie ako 30 minút denne.
6. Ak sa zariadenie nepoužíva v pohotovostnom režime, automaticky sa po 2,5 minúty vypne.

Príprava na použitie

1. Pred použitím odstráňte make-up a dôkladne vyčistite tvár. Nepoužívajte kozmetiku obsahujúcu fotosenzibilizujúce alebo bieliacie zložky.
2. Prípojte zariadenie k dodanému napájacímu adaptéru.
3. Nasadte ochranné okuliare – počas ožarovania zariadenie vyžaruje intenzívne LED svetlo.
4. Otvorte obe krídla alebo podržte tlačidlo napájania po dobu 1,5 s na zapnutie zariadenia.
5. Po nastavení režimu a energie krátko stlačte tlačidlo napájania na spustenie procedúry. Po piatich zvukových signáloch sa začne ožarovanie.
6. Na pozastavenie procedúry stlačte tlačidlo napájania – čas sa uloží. Po 2,5 minútach nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne. Pamätáťová funkcia ukladá nastavenia z posledného použitia. Pamätáťová funkcia ukladá nastavenia z posledného použitia.

Zariadenie má 12 svetelných režimov:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – jas a zjednotenie tónu pleti

- Použite jemný, nedráždivý čistiaci prostriedok na očistenie pleti tváre, aplikujte hydratačný kozmetický prípravok bez fotosenzibilizujúcich zložiek na základnú starostlivosť o pleť a po vstrebaní nastavte bieliací režim na ožarovanie. Po ožarovaní možno používať kozmetické prípravky s bieliacimi zložkami. Denne dbajte na hydratáciu a ochranu pred slnkom.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – spevnenie a pružnosť

- Použite jemný, nedráždivý čistiaci prostriedok na očistenie pleti tváre, aplikujte hydratačný kozmetický prípravok bez fotosenzibilizujúcich zložiek na základnú starostlivosť o pleť a po vstrebaní nastavte spevňujúci režim na ožarovanie. Pravidelnou starostlivosťou dosiahnete žiarivú pleť.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – rovnováha pre pleť s nedokonalosťami

- Použite jemný, nedráždivý čistiaci prostriedok na očistenie pleti tváre, aplikujte hydratačný kozmetický prípravok bez fotosenzibilizujúcich zložiek na základnú starostlivosť o pleť a po vstrebaní nastavte protiaknovný režim na ožarovanie. Správne životné návyky (zdravá strava a dostatok spánku) sú tiež nevyhnutné na ochranu pleti; odporúča sa chodiť spať skôr a vyhýbať sa potravinám s vysokým obsahom cukru a korenistým jedlám.

Upozomenie: Nepoužívajte pri zápalových stavoch pokožky alebo počas užívania liekov.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – upokojenie a regenerácia

- Očistite pleť tváre jemným, nedráždivým čistiacim prostriedkom, použite hydratačný kozmetický prípravok bez alkoholu a fotosenzibilizujúcich zložiek na základnú starostlivosť o pleť a po vstrebaní nastavte regeneračný režim na ožarovanie. Kožná bariéra je v období citlivosti krehká, preto denne dbajte na hydratáciu a ochranu pred slnkom.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm)—kontrola kožného mazu

- Použite jemný, neдрáždívý čistiaci prostriedok na očistenie pleti tváre, aplikujte hydratačný kozmetický prípravok bez fotosenzibilizujúcich zložiek na základnú starostlivosť o pleť a po vstrebaní nastavte vyrovnávací režim na ožarovanie.

Keďže poruchy rovnováhy vody a tuku v pleti úzko súvisia so životnými návykmi, odporúča sa zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita a dostatok spánku.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm)—jemná intímna starostlivosť

- Očistite intímne oblasti a potom nastavte intímny režim na ožarovanie.

Upozornenie: V prípade výskytu neobyčajných príznakov, ako sú vyrážky, opuch, škvmy alebo vredy v intímnych oblastiach, vyhľadajte lekára.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm)—vhodné na starostlivosť o podpažšie

- Očistite oblasti podpažšie a nastavte podpažšný režim na ožarovanie. Odporúča sa každodenné umývanie oblastí podpažšie. Vyberajte prípravky potlačujúce zápach potu a absorbujúce vlhkosť, aby sa účinne kontrovala činnosť potných žliaz a problémy s nepríjemnými zápachom.

8. M8 Dema Restore Mode (590+633 nm)—vhodné po inľovej mezoterapii, zlatej mikrolinovej terapii, inľovom čistení a iných zákrokoch estetickej medicíny vyžadujúcich regeneráciu

- Odporúča sa postupovať podľa požiadaviek estetickej medicíny a používať kozmetické prípravky bez fotosenzibilizujúcich zložiek na hydratáciu. Po vstrebaní nastavte špeciálny režim na ožarovanie a denne dbajte na hydratáciu a ochranu pred slnkom.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm)—vhodné pre suchú pleť s nedostatkom vody a na podporu vstrebania esencií

- Očistite pleť tváre jemným, neдрáždívým čistiacim prostriedkom, aplikujte hydratačné kozmetické prípravky bez fotosenzibilizujúcich zložiek na základnú starostlivosť o pleť a po vstrebaní nastavte penetračný režim na ožarovanie.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm)—vhodné na popôrodnú starostlivosť tehotných žien, zlepšuje vzhľad strií

- Pri používaní režimu na tehotenské strie udržiavajte pokožku čistú. Po spolení pokožku očistite a nenechávajte pot na koži, pretože to môže spôsobiť nepohodlie v ošetrovanej oblasti. Účinnok režimu na tehotenské strie bude lepší pri masáži olejkom počas ožarovania.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm)—vhodné na starostlivosť o zdravie pokožky hlavy

- Použite jemný, neдрáždívý čistiaci prostriedok na umytie vlasov a po ich vysušení nastavte režim starostlivosti o vlasy na ožarovanie. Režim starostlivosti o vlasy pomáha zlepšiť vyklúčovanie kožného mazu pokožky hlavy, upchaté vlasové folikuly, nadmerné lupiny a ďalšie problémy pokožky hlavy.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm)—vhodné na multifunkčnú starostlivosť o pleť

- Použite jemný, neдрáždívý čistiaci prostriedok na očistenie pleti tváre, aplikujte hydratačný kozmetický prípravok bez fotosenzibilizujúcich zložiek na základnú starostlivosť o pleť a po vstrebaní nastavte multifunkčný režim na ožarovanie. V každodennom živote dbajte na hydratáciu a ochranu pred slnkom.

Čistenie a údržba

1. Po každom použití by malo byť zariadenie uložené v obale na bezpečné skladovanie.

2. Na zachovanie účinnosti ožarovania je potrebné čistiť LED panely po každom použití. Môžete na to použiť mäkkú handričku alebo vlhčené obrúsky.

3. Pravidelné čistenie a správna údržba zabezpečujú optimálnu prevádzku a predlžujú životnosť zariadenia.

1. Zariadenie obsahuje malé časti. Uchovávajú ich mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému prehĺtnutiu.

2. Nepoužívajte zariadenie na iné než kozmetické účely.

3. Nepoužívajte zariadenie na starostlivosť o zvieratá, pretože by to mohlo spôsobiť ich zranenie.

4. Nepoužívajte zariadenie na iné účely, než sú uvedené v návode na obsluhu, pretože by to mohlo viesť k zraneniu alebo nesprávnej funkcii zariadenia.

5. Nedovoľte osobám s telesným alebo duševným postihnutím používať zariadenie samostatne bez dohľadu, pretože by to mohlo viesť k nehodám alebo zraneniam.

6. Pri častejšom používaní výrobku, než je odporúčané, existuje riziko podráždenia alebo zápalu pokožky.

7. Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené, pretože by to mohlo spôsobiť nehody alebo zranenia.

8. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých látok (ako alkohol, rozpúšťadlá, benzín, odľakovač na nechty alebo lak na vlasy), pretože by to mohlo spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

9. Nenabíjajte, nepoužívajte ani neumiestňujte zariadenie v blízkosti ohňa, vykurovacích zariadení alebo na miestach s vysokou teplotou, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie, vznietenie alebo výbuch.

10. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdrojov vody, v kúpeľniach ani počas kúpeľa, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.

11. Nenabíjajte ani neponárajte zariadenie do vody, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.

12. Vyhňte sa pádom zariadenia a nárazom s výkonnou lampou a radiacou jednotkou, pretože by to mohlo spôsobiť nesprávnu funkciu. Ak bolo zariadenie poškodené pádom alebo nárazom, nepoužívajte ho.

13. Pred čistením alebo uložením zariadenia vypnite napájanie, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.

14. Nepoužívajte napájací adaptér ani napájací kábel, ak vykazuje akékoľvek poškodenie, zahrievanie alebo uvoľnenie konektora, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, skrat alebo popáleniny.

15. Nepoužívajte na častých pokožky, kde je zvýšené riziko vzniku rakoviny kože, na otvorených ranách alebo vyrážkach, na opuchnutých, začervenaných, podráždených, infikovaných alebo zapálených oblastiach pokožky alebo kožných léziách.

16. Používajte výhradne originálny napájací adaptér dodaný výrobcom. Počas používania sa usitíte, že je zástrčka adaptéra priamo pripojená do zásuvky. Nepoužívajte predĺžovacie káble, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.

17. Nepoškrabte, neupravujte ani nadmerna neohýbajte napájací kábel, netahajte zaň, nekruťte ho ani naň nekladte ťažké predmety, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom, skrat alebo popáleniny.

18. Najmenej 48 hodín pred použitím zariadenia a najmenej 48 hodín po jeho použití nenavštevujte solárium ani nevystavujte pokožku dlhodobému slnečnému žiareniu.
19. Počas používania musí byť striedavé napätie 100–240 V. Používajte originálny napájací adaptér, inak hrozí riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a pod.
20. Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte zariadenie sami, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie. V prípade potreby opravy kontaktujte popredajný servis.
21. Zariadenie je určené na domáce použitie, v suchom prostredí a pri teplote vzduchu od 15 do 30 °C; zariadenie nepoužívajte na miestach, kde na pokožku dopadá priame slnečné svetlo.
22. Ak sa počas používania vyskytnú akékoľvek abnormality, okamžite odpojte napájací adaptér. V prípade neobvyklého dymu, hluku alebo zápachu okamžite prerušte používanie.
23. Nepoužívajte zariadenie s horľavou kozmetikou, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
24. Nepoužívajte zariadenie súčasne s kardiostimulátorom, EKG skenermi ani inými elektronickými zariadeniami, pretože by to mohlo spôsobiť nestabilitu zdravotníckych elektronických zariadení.
25. Zariadenie je určené na domáce použitie.
26. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť poškodenie očí (až slepotu) alebo pokožky.
27. Ak používate terapiu fotosenzibilizujúcimi liekmi alebo tradičnú čínsku medicínu, pred použitím zariadenia sa poraďte s lekárom.
28. Zariadenie nie je určené na liečbu ochorenia. V prípade vyrážok, svrbenia pokožky, plesňových infekcií, kožných ťuliek alebo fibrómov sa odporúča lekárska konzultácia.
29. Pred použitím skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia prenosového zrkadla alebo krytu. V prípade poškodenia prestaňte zariadenie používať.
30. Pred prvým použitím vykonajte test citlivosti na svetlo. V prípade reakcie predčlivenosti pokožky okamžite prerušte používanie.
31. Ak sa počas používania vyskytnú akékoľvek abnormality alebo nepohodlie, okamžite prerušte používanie zariadenia.
32. Používajte výhradne originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom.
33. Nepoužívajte ani neskladujte napájací adaptér v blízkosti vlhkého obloženia alebo na vlhkých miestach.
34. Nepoužívajte ani neskladujte zariadenie na mieste, kde sú žiarovka a LED dióda namierené priamo proti sebe.
35. Pred každodenným použitím zariadenia odstráňte make-up a vyčistite oblasť určenú na ožarovanie.
36. Pred použitím odstráňte kovové predmety, okuliare a kontaktné šošovky z oblasti ožarovania.
37. Pri prvom použití alebo po dlhšej prestávke sa uistite, že tlačidlá a indikátory fungujú správne.
38. Po použití udržiavajte zariadenie a napájací adaptér suché a čisté.
39. Pri čistení odpojte zariadenie od napájacieho adaptéra. Po vyčistení zariadenie skladujte na suchom a čistom mieste.
40. Po použití môže byť pokožka mierne teplejšia a suchá. Odporúča sa používať hydratačné prípravky na starostlivosť o pokožku.
41. V prípade silného nepohodlia alebo neobvyklých pocitov okamžite prerušte používanie a poraďte sa s lekárom.
42. Zvoľte vhodný pracovný režim podľa individuálnych potrieb.
43. Celkový čas ožarovania tej istej oblasti počas jedného dňa by nemal presiahnuť 30 minút, aby sa predišlo poškodeniu pokožky.
44. Na čistenie krytu nepoužívajte žieravé rozpúšťadlá (riedidlá, benzín, odlepkovač na nechty a pod.), pretože by to mohlo poškodiť povrch zariadenia.

Obmedzenia a kontraindikácie používania zariadenia:

1. Osoby s kožnými alergiami, kožnými ochoreniami, atopickou dermatitídou, citlivou pokožkou alebo so sklonom k fotoalergickým reakciám
2. Osoby trpiace závažnými ochoreniami srdca, pečene alebo krvotomého systému, ochoreniami nervového systému, nádorovými ochoreniami, neuralgiou tváre, hemofiiliou, ochoreniami sprevádzanými horúčkou a epilepsiou citlivou na svetlo
3. Tehotné a dojčiacie ženy
4. Osoby s ochoreniami kapilár spôsobenými užívaním anabolických steroidov alebo s poruchami funkcie pečene
5. Oblasť tela s porušením integrity pokožky, ako sú popáleniny, plnzigiere, rezné rany, otvorené rany, aktívne kožné ochorenia alebo infekcie
6. Osoby užívajúce lieky, ktoré môžu spôsobovať fotoalergické reakcie – zariadenie používajte len so zvláštnou opatnosťou a v súlade s odporúčaniami lekára
7. Výskyt abnormálnych príznakov počas alebo po zákroku v mieste ožarovania, ako je svrbenie, opuch, začervenanie, plnzigiere alebo iné kožné reakcie – v takom prípade okamžite prerušte používanie zariadenia a poraďte sa so zdravotníckym personálom
8. Zhoršenie zdravotného stavu počas zákroku – je potrebné okamžite prerušiť jeho vykonávanie a kontaktovať zdravotnícky personál
9. Zariadenie nie je určené na používanie deťmi

Viac informácií (pozri strana 2, f2)

Opis naprave (glej stran 2, f1)

1. LED diode
2. Zaslon
3. Gumb za nastavitve (DOL)
4. Gumb za nastavitve (GOR)
5. Gumb za vklop/izklop
6. DC napajalni priključek
7. Podstavek
8. Zaščitna očala
9. Napajalni kabel

Tehnična specifikacija:

Dimenzije: 38x27x4 cm

Neto teža: 2,6 kg

Napajanje: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Poraba moči: do 120 W (Full Spectrum)

Nastavitve krit: 0–120°

Število svetlobnih načinov: 12

Število stopenj intenzivnosti svetlobe: 3

Število LED: 496

Valovni spekter: 465 nm ±10 nm (modra svetloba), 590 nm ±10 nm (rumena svetloba),

633 nm ±10 nm (rdeča svetloba), 850 nm ±10 nm (bližnja infrardeča),

1064 nm ±10 nm (globoka infrardeča)

Vsebina kompleta: 1x glavna naprava, 1x zaščitna očala,

1x napajalni kabel, 1x navodila za uporabo, 1x garancijska kartica

Uporaba naprave

1. Za vklop/izklop naprave odprite obe vrzati ali držite gumb za vklop/izklop 1,5 s.
2. Po vklopu naprave lahko z gumbom za nastavitve (DOL) in gumbom za nastavitve (GOR) prilagodite intenzivnost in način.
3. Za spremembo svetlobnega načina pritisnite gumb za nastavitve (DOL) ali gumb za nastavitve (GOR).
4. Za spremembo stopnje intenzivnosti svetlobe držite gumb za nastavitve (DOL) ali gumb za nastavitve (GOR).
5. Priporočena uporaba: Napravo uporabljajte 3–5-krat na teden, največ 30 minut na dan.
6. Če se naprava ne uporablja v stanju pripravljenosti, se po 2,5 minute samodejno izklopi.

Priprava na uporabo

1. Pred uporabo odstranite lčila in temeljito očistite obraz. Ne uporabljajte kozmetike, ki vsebuje fotosenzibilizirajoče ali belilne sestavine.
2. Napravo priključite na priloženi napajalnik.
3. Nadenite zaščitna očala – med obsevanjem naprava oddaja intenzivno LED svetlobo.
4. Odprite obe kiti ali držite gumb za vklop/izklop 1,5 s, da napravo vklopite.
5. Po nastavitvi načina in energije na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop, da začnete postopek. Po petih zvočnih signalih se obsevanje začne.
6. Za prekinitev postopka pritisnite gumb za vklop/izklop – čas bo shranjen. Po 2,5 minutah neaktivnosti se naprava samodejno izklopi. Funkcija pomnilnika shrani nastavitve iz zadnje uporabe. Funkcija pomnilnika shrani nastavitve iz zadnje uporabe.

Naprava ima 12 svetlobnih načinov:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – sijaj in izenačenje tena

- Uporabite blag, nedražec čistilni izdelek za čiščenje kože obraza, nanesite vlažilni negovalni izdelek brez fotosenzibilizirajočih sestavin za osnovno nego kože, nato pa po vpijanju nastavite belilni način za obsevanje. Po obsevanju lahko uporabljate negovalne izdelke z belilnimi sestavinami. Vsak dan bodite pozorni na vlaženje in zaščito pred soncem.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – učvrstitev in elastičnost

- Uporabite blag, nedražec čistilni izdelek za čiščenje kože obraza, nanesite vlažilni negovalni izdelek brez fotosenzibilizirajočih sestavin za osnovno nego kože, nato pa po vpijanju nastavite učvrstitveni način za obsevanje. Za sijočo kožo izvajajte redno nego.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – ravnovesje za kožo z nepravilnostmi

- Uporabite blag, nedražec čistilni izdelek za čiščenje kože obraza, nanesite vlažilni negovalni izdelek brez fotosenzibilizirajočih sestavin za osnovno nego kože, nato pa po vpijanju nastavite protiaknarni način za obsevanje. Zdrave življenjske navade (zdrava prehrana in zadostna količina spanja) so prav tako nujne za zaščito kože; priporočljivo je, da hodite vsak dan zgodaj spat ter se izogibate izdelkom z visoko vsebnostjo sladkorja in pikantnim jedem. Opomba: Ne uporabljajte pri vnetjih kože ali med jemanjem zdravil.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – pomiritev in regeneracija

- Kožo obraba očistite z blagim, nedražecim čistilnim izdelkom, uporabite vlažilne negovalne izdelke brez alkohola in fotosenzibilizirajočih sestavin za osnovno nego kože, nato pa po vpijanju nastavite regeneracijski način za obsevanje. Kožna pregrada je v obdobju občutljivosti krhka, zato vsak dan bodite pozorni na vlaženje in zaščito pred soncem.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm) – nadzor sebuma

- Uporabite blag, nedražeč čistilni izdelek za čiščenje kože obraza, nanesite vlažilni negovalni izdelek brez fotosenzibilizirajočih sestavin za osnovno nego kože, nato pa po vpijanju nastavite uravnoteževalni način za obsevanje.

Ker so močnejša ravnovsjaja voda – maščoba v koži tesno povezane z življenjskimi navadami, se priporoča zdrava prehrana, redna telesna dejavnost in zadostna količina spanja.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm) – nežna intimita nega

- Očistite intimne predele, nato nastavite intimni način za obsevanje.

Opomba: V primeru nenormalnih simptomov, kot so izpuščaj, oteklina, madeži ali razjede v intimnih predelih, obiščite bolnišnico za posvet z zdravnikom.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm) – primerno za nego pazduh

- Očistite predel pazduh in nastavite način za pazduhe za obsevanje. Priporoča se vsakodnevno umivanje pazduh. Izbirajte izdelke, ki zavirajo vonj potu in vam dajejo vlago, da učinkovito nadzorujete delovanje znojnih žlez in težave z neprijetnim vonjem.

8. M8 Deerma Restore Mode (590+633 nm) – primerno po igelni mezoterapiji, zlatem mikroiglanju, čiščenju z iglami ter drugih estetskih posegih, ki zahtevajo regeneracijo

- Priporočljivo je ravnati v skladu z zahtevami estetske medicine ter uporabljati negovalne izdelke brez fotosenzibilizirajočih sestavin za vlaženje. Po vpijanju nastavite posebni način za obsevanje ter vsak dan bodite pozorni na vlaženje in zaščito pred soncem.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm) – primerno za suho kožo s pomanjkanjem vode ter za podporo vpijanju esenc

- Kožo obraza očistite z blagim, nedražečim čistilnim izdelkom, uporabite vlažne negovalne izdelke brez fotosenzibilizirajočih sestavin za osnovno nego kože, nato pa po vpijanju nastavite penetracijski način za obsevanje.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm) – primerno za poporodno nego pri nosečnicah, izboljša videz strij

- Med uporabo načina za nosečniške strije hranjajte kožo čisto. Kožo očistite po potenju in ne dovolite, da znoj ostane na koži, saj lahko povzroči nelagodje na obravnavanem območju. Učinek načina za nosečniške strije bo boljši ob masaži z oljem med obsevanjem.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm) – primerno za nego zdravih lasišča

- Uporabite blag, nedražeč čistilni izdelek za umivanje las, nato pa po sušenju las nastavite način las za obsevanje. Način nego las pomaga izboljšati izločanje sebuma na lasišču, zamašene lasne mešičke, prekomerni prihaj ter druge težave lasišča.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm) – primerno za večnamensko nego kože

- Uporabite blag, nedražeč čistilni izdelek za čiščenje kože obraza, nanesite vlažilni negovalni izdelek brez fotosenzibilizirajočih sestavin za osnovno nego kože, nato pa po vpijanju nastavite način večnamenske nege za obsevanje. V vsakdanjem življenju bodite pozorni na vlaženje in zaščito pred soncem.

Čiščenje in vzdrževanje

1. Po vsaki uporabi je treba napravo shraniti v embalaži za varno shranjevanje.

2. Za ohranjanje učinkovitosti seje je treba LED panele očistiti po vsaki uporabi. Uporabite lahko mehko krpo ali vlažne robčke.

3. Redno čiščenje in pravilno vzdrževanje zagotavljata optimalno delovanje in podaljšujeta življenjsko dobo naprave.

1. Naprava vsebuje majhne dele. Hranite jih izven dosega otrok, da preprečite nenamerno zaužitje.

2. Naprave ne uporabljajte za druge namene kot kozmetične.

3. Naprave ne uporabljajte za nego živali, saj lahko povzročijo njihove poškodbe.

4. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso navedeni v navodilih za uporabo, saj lahko to povzroči telesne poškodbe ali nepravilno delovanje naprave.

5. Osebam s telesno ali duševno prizadetostjo ne dovolite samostojne uporabe naprave brez nadzora, saj lahko to privede do nesreč ali telesnih poškodb.

6. Pri pogostejši uporabi izdelka, kot je priporočeno, obstaja tveganje za draženje ali vnetja kože.

7. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana, saj lahko to povzroči nesreče ali poškodbe.

8. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi (kot so alkohol, topila, bencini, odstranjevalec laka za nohte ali lak za lase), saj lahko to povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

9. Naprave ne polnite, ne uporabljajte in je ne postavljajte v bližino ognja, grelnih naprav ali na mesta z visoko temperaturo, saj lahko to povzroči pregrevanje, vžig ali eksplozijo.

10. Naprave ne uporabljajte v bližini virov vode, v kopalnicah ali med kopanjem, saj lahko to povzroči električni udar, kratek stik ali požar.

11. Naprave ne polnite in je ne poltapljajte v vodo, saj lahko to povzroči električni udar, kratek stik ali požar.

12. Izogibajte se padcem naprave ter trkom z močno svetliko in krmilnikom, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje. Če se je naprava poškodovala zaradi padca ali udarca, je ne uporabljajte.

13. Pred čiščenjem ali shranjevanjem naprave izklopite napajanje, saj lahko to povzroči električni udar, kratek stik ali požar.

14. Ne uporabljajte napajalnika ali napajalnega kabla, če se pojavijo kakršne koli poškodbe, segrevanje ali ohlapnost priključka napajalnika, saj lahko to povzroči požar, električni udar, kratek stik ali opekline.

15. Ne uporabljajte na delih kože, kjer je povečana verjetnost kožnega raka, na odprtih ranah ali izpuščajih, na otečenih, pordelih, razdraženih, okuženih ali vnetih predelih kože ali kožnih izrastkih.

16. Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki ga je priložil proizvajalec. Med uporabo se prepričajte, da je vič napajalnika neposredno priključen v vtičnico. Ne uporabljajte podaljškov, saj lahko to povzroči električni udar, kratek stik ali požar.

17. Napajalnega kabla ne praskajte, ne spreminjajte in ga ne uporabljajte prekomerno, ne vlečite, ne zvijajte in nanj ne postavljajte težkih predmetov, saj lahko to povzroči požar, električni udar, kratek stik ali opekline.

18. Vsi 48 ur pred uporabo naprave in vsaj 48 ur po uporabi naprave ne uporabljajte solarija in kože ne izpostavljajte dolgotrajni sončni svetlobi.

19. Med uporabo mora biti izmenična napetost 100–240 V. Uporabljajte originalni napajalnik, sicer obstaja tveganje požara, električnega udara ipd.

20. Naprave ne razstavljajte, ne popravljajte in je ne spreminjajte sami, saj lahko to povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe. V primeru potrebe po popravilu se obrnite na poprodajni servis.
21. Naprava je namenjena domači uporabi, v suhem okolju in pri temperaturi zraka od 15 do 30 °C; naprave ne uporabljajte na mestih, kjer na kožo neposredno pada sončna svetloba.
22. Če se med uporabo pojavijo nepravilnosti, takoj odklopite napajalnik. V primeru nenavadnega dima, hrupa ali vonja takoj prenehajte z uporabo.
23. Naprave ne uporabljajte z vnetljivo kozmetiko, saj lahko to povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.
24. Naprave ne uporabljajte hkrati s srčnim spodbujevalnikom, EKG skenerji ali drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči nestabilnost medicinskih elektronskih naprav.
25. Naprava je namenjena domači uporabi.
26. Neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbe oči (tudi slepoto) ali kože.
27. Če uporabljate terapijo s fotosenzibilizirajočimi zdravili ali tradicionalno kitajsko medicino, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
28. Naprava ni namenjena zdravljenju bolezni. Pri izpuščajih, srbenju kože, glivičnih okužbah, kožnih vozličkih ali fibromih je priporočljiv posvet z zdravnikom.
29. Pred uporabo preverite, ali ni vidnih poškodb transmissijskega ogledala ali ohišja. V primeru poškodb prenehajte z uporabo.
30. Pred prvo uporabo izvedite test občutljivosti na svetlobo. V primeru preobčutljive reakcije kože takoj prenehajte z uporabo.
31. Če se med uporabo pojavi kakršna koli nepravilnost ali nelagodje, takoj prenehajte z uporabo naprave.
32. Uporabljajte izključno originalni napajalnik, priložen izdelku.
33. Napajalnika ne uporabljajte in ne shranjujte v bližini vlažnih oblačil ali v vlažnih prostorih.
34. Naprave ne uporabljajte in ne shranjujte na mestu, kjer sta žarnica in LED dioda usmerjeni neposredno druga proti drugi.
35. Pred vsakodnevno uporabo naprave odstranite očala in očistite območje, namenjeno obsevanju.
36. Pred uporabo odstranite kovinske predmete, očala in kontaktne leče z območja obsevanja.
37. Ob prvi uporabi ali po daljšem premoru se prepričajte, da gumbi in indikatorji delujejo pravilno.
38. Po uporabi napravo in napajalnik ohranajte suha in čista.
39. Med čiščenjem napravo odklopite od napajalnika. Po čiščenju napravo shranjujte na suhem in čistem mestu.
40. Po uporabi je lahko koža rahlo topla in suha. Priporočljiva je uporaba vlažnih izdelkov za nego kože.
41. V primeru močnega nelagodja ali nenavadnih občutkov takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.
42. Izberite ustrezen delovni način glede na individualne potrebe.
43. Skupni čas obsevanja istega območja v enem dnevu ne sme preseči 30 minut, da se prepreči poškodbe kože.
44. Za čiščenje ohišja ne uporabljajte jeklnih topil (razredčilo, bencin, odstranjevalec laka za nohte ipd.), saj lahko to poškoduje površino naprave.

Omejitve in kontraindikacije za uporabo naprave:

- Osebe s kožnimi alergijami, kožnimi boleznimi, atopijskim dermatitisom, občutljivo kožo ali nagnjenostjo k fotoalergijskim reakcijam
- Osebe, ki trpijo za hudimi boleznimi srca, jeter ali kvotomega sistema, boleznimi živčnega sistema, novotvorbami, obrazno nevralgijo, hemofilijo, boleznimi, ki potekajo z vročino, ter epilepsijo, občutljivo na svetlobo
- Nosečnice in doječe ženske
- Osebe z boleznimi kapilar, povzročenimi z uporabo anaboličnih steroidov, ali z motnjami delovanja jeter
- Predele telesa, kjer je prekinjena celovitost kože, kot so opelkline, mehurji, ureznine, rane, aktivne kožne bolezni ali okužbe
- Osebe, ki jemljejo zdravila, ki lahko povzročijo fotoalergijske reakcije – napravo uporabljajte le z izjemno previdnostjo in v skladu z zdravnikovimi priporočili
- Pojav nenormalnih simptomov med ali po posegu na mestu obsevanja, kot so srbenje, oteklina, eritem, mehurji ali druge kožne reakcije – v takem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se posvetujte z medicinskim osebjem
- Poslabšanje počutja med postopkom – treba ga je nemudoma prekiniti in se obrniti na medicinsko osebje
- Naprava ni namenjena uporabi pri otrocih

Več informacij (glej stran 2, f2)

Seadme kirjeldus (vt lk 2, fi)

1. LED-dioodid
2. Ekraan
3. Reguleerimisnupp (ALLA)
4. Reguleerimisnupp (ÜLES)
5. Toitenupp
6. DC-toiteport
7. Alus
8. Kaitsespritsid
9. Toitekaabel

Tehnilised andmed:

Mõõtmed: 38x27x4 cm
 Netokaal: 2,6 kg
 Toide: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A
 Võimsustarve: kuni 120 W (Full Spectrum)
 Tiibade reguleerimine: 0–120°
 Valgusrežiimide arv: 12
 Valguse intensiivsuse tasemele arv: 3
 LED-ide arv: 496
 Lainepikkuste spekter: 465 nm ±10 nm (sinine valgus), 590 nm ±10 nm (kollane valgus),
 633 nm ±10 nm (punane valgus), 850 nm ±10 nm (lähinfrapuna),
 1064 nm ±10 nm (sügav infrapuna)
 Komplekti sisu: 1x põhiseade, 1x kaitsespritsid,
 1x toitekaabel, 1x kasutusjuhend, 1x garantikaart

Seadme kasutamine

1. Seadme sisse- ja väljalülitamiseks avage mõlemad liivad või hoidke toitenuppu all 1,5 s.
2. Pärast seadme sisselülitamist saate reguleerimisnuppude (ALLA) ja (ÜLES) abil seadista intensiivsust ja režiimi.
3. Valgusrežiimi muutmiseks vajutage reguleerimisnuppu (ALLA) või (ÜLES).
4. Valguse intensiivsuse taseme muutmiseks hoidke reguleerimisnuppu (ALLA) või (ÜLES).
5. Soovitatav kasutus: Kasutage seadet 3–5 korda nädalas, mitte kauem kui 30 minutit päevas.
6. Kui seadet ei kasutata ottereežiimis, lülitub see automaatselt 2,5 minuti pärast välja.

Kasutamiseks ettevalmistamine

1. Enne kasutamist eemaldage meik ja puhastage nägu põhjalikult. Ärge kasutage kosmeetikat, mis sisaldab fotosensibiliseerivaid või pleegitavaid koostisosi.
2. Ühendage seade kaasasoleva toiteadapteriga.
3. Pange ette kaitsespritsid – kiirgamise ajal kergab seade intensiivset LED-valgust.
4. Avage mõlemad liivad või hoidke toitenuppu all 1,5 s, et seade sisse lülitada.
5. Pärast režiimi ja energia seadistamist vajutage lihidelt toitenuppu, et alustada protseduuri. Pärast viit hellsignali algab kiirgamine.
6. Protседуuri peatamiseks vajutage toitenuppu – aeg salvestatakse. Pärast 2,5-minutilise tegevusetust lülitub seade automaatselt välja. Mälufunktsioon salvestab viimase kasutuse seaded. Mälufunktsioon salvestab viimase kasutuse seaded.

Seadmel on 12 valgusrežiimi:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – sära ja nahatooni ühtlustamine
 - Kasutage näonaha puhastamiseks öma, mitteäärmavat puhastusvahendit, kandke peale niisutat hooldustoodete ilma fotosensibiliseerivate koostisosadeta naha põhihooldeks ning pärast inendumist seadistage pinguldav režiim kiirgamiseks. Pärast kiirgamist võib kasutada hooldustooteid pleegitavaid koostisosadega. Igapäevaselt tuleb pöörata tähelepanu niisutamisele ja päikesekaitsele.
 2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – pinguldus ja elastsus
 - Kasutage näonaha puhastamiseks öma, mitteäärmavat puhastusvahendit, kandke peale niisutat hooldustoodete ilma fotosensibiliseerivate koostisosadeta naha põhihooldeks ning pärast inendumist seadistage pinguldav režiim kiirgamiseks. Regulaarne hoolitus aitab saavutada särava naha.
 3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – tasakaal ebatäiuslike nahale
 - Kasutage näonaha puhastamiseks öma, mitteäärmavat puhastusvahendit, kandke peale niisutat hooldustoodete ilma fotosensibiliseerivate koostisosadeta naha põhihooldeks ning pärast inendumist seadistage aknevastane režiim kiirgamiseks. Terved eluviisid (tervislik toitumine ja piisav uni) on samuti olulised naha kaitsmiseks; soovitatav on iga päev varakult magama minna ning vältida kõrge suhkrisisaldusega ja värskeid toite.
- Märkus: Ärge kasutage nahapõletike korral või ravimite võtmise ajal.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – rahustamine ja taastamine
 - Puhastage näonahk öma, mitteäärmava puhastusvahendiga, kasutage alkoholi ja fotosensibiliseerivaid koostisosi mittesisaldavaid niisutavaid hooldustooteid naha põhihooldeks ning pärast inendumist seadistage taastav režiim kiirgamiseks. Tundlikkuse perioodil on naha kaitsesbarjäär habras,

seetõttu tuleb igapäevaselt pöörata tähelepanu niisutamisele ja päikesekaitsele.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm) – rasu kontroll

- Kasutage näonaha puhastamiseks öma, mitteärritava puhastusvahendit, kandke peale niisutav hoooldustode või fotosensibiliseerivate koostisosadeta naha põhihooldeks ning pärast inendumist seadistage tasakaalustav režiim kiirgamiseks.

Kuna naha vee- ja rasutasakaalu häired on tihedalt seotud eluviisidega, on soovitatav tervislik toitumine, regulaarne kehaline aktiivsus ja piisav uni.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm) – õmni-hoooldus

- Puhastage intimpiirkonnad ja seejärel seadistage intimeerim kiirgamiseks.

Märkus: Ebanoormasete sümptomite, nagu lõõbe, turse, laigud või haavandid intimpiirkonnas, korral pöörduge arsti poole.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm) – sobib kaenlaaluste hooolduseks

- Puhastage kaenlaaluste ja seadistage kaenlaaluste režiim kiirgamiseks. Soovitatav on kaenlaaluseid iga päev pesta. Valige tooted, mis pärsivad higiühna ja imavad niiskust, et tõhusalt kontrollida higiühna tegevust ja ebameeldiva lõhna probleeme.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633 nm) – sobib pärast nõelmesoteraapiat, kütset mikronõelravi, nõelaga puhastamist ja muid esteetilise meditsiini protseduure, mis vajavad taastumist

- Soovitatav on järgida esteetilise meditsiini nõudeid ning kasutada niisutamiseks hoooldustodeid või fotosensibiliseerivate koostisosadeta. Pärast inendumist seadistage erirežiim kiirgamiseks ning pöörake igapäevaselt tähelepanu niisutamisele ja päikesekaitsele.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm) – sobib kuivale, niiskusvaegusega nahale ning essentside inendumise toetamiseks

- Puhastage näonahk öma, mitteärritava puhastusvahendiga, kasutage niisutavaid hoooldustodeid või fotosensibiliseerivate koostisosadeta naha põhihooldeks ning pärast inendumist seadistage penetratsioonirežiim kiirgamiseks.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm) – sobib sünnitusjärgseks hooolduseks rasedatel, parandab venitusamide välimust

- Rasedusaegsete venitusamide režiimi kasutamisel hoidke nahk puhtana. Puhastage nahk pärast higistamist ja ärge laske higil nahale jääda, kuna see võib põhjustada ebamugavust ravitava piirkonnas. Rasedusaegsete venitusamide režiimi mõju on parem, kui kiirgamise ajal tehakse õlmasaazi.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm) – sobib peanaha tervise hooolduseks

- Kasutage juuste pesemiseks öma, mitteärritava puhastusvahendit ning pärast juuste kuivatamist kasutage juuksehoolduse režiim kiirgamiseks. Juuksehoolduse režiim aitab parandada peanaha rasueritust, ummistunud juuksefollikuleid, liigset kõõma ja muid peanaha probleeme.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm) – sobib mitmeotstarbeks nahahooolduseks

- Kasutage näonaha puhastamiseks öma, mitteärritava puhastusvahendit, kandke peale niisutav hoooldustodeid või fotosensibiliseerivate koostisosadeta naha põhihooldeks ning pärast inendumist seadistage mitmehoooldusrežiim kiirgamiseks. Igapäevaelus pöörake tähelepanu niisutamisele ja päikesekaitsele.

Puhastamine ja hoooldus

1. Pärast iga kasutamist tuleks seade ohutuks säilitamiseks asetada pakendisse.
2. Seansside tõhususe säilitamiseks tuleb LED-paneelid puhastada pärast iga kasutamist. Selleks võib kasutada pehmet lappi või niiskeid puhastuslappi.
3. Regulaarne puhastamine ja nõuetekohane hoooldus tagavad optimaalse töö ja pikendavad seadme kasutusiga.

1. Seade sisaldab väikesed osi. Hoidke neid laste eest, et vältida juhustlikku allaneelamist.

2. Ärge kasutage seadet muudel kui kosmeetilistel eesmärkidel.

3. Ärge kasutage seadet loomade hoooldamiseks, kuna see võib põhjustada nende vigastusi.

4. Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui kasutusjuhendis määratud, kuna see võib põhjustada kehavigastusi või seadme talitlushäireid.

5. Ärge lubage füüsilise või vaimse puudega isikut seadet iseisesevalt kasutada järelevalveta, kuna see võib põhjustada õnnetusi või vigastusi.

6. Tootle sagedasem kasutamine kui soovitatud võib põhjustada nahaärritust või põletikku.

7. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud, kuna see võib põhjustada õnnetusi või vigastusi.

8. Ärge kasutage seadet tuleohutlike ainete läheduses (nt alkohol, lahustid, bensiin, küünelakemalid või juukseklaki), kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi.

9. Ärge laadige, kasutage ega asetage seadet tule, kütteseadmete või kõrge temperatuuriga kohtade läheduses, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist, süttimist või plahvatust.

10. Ärge kasutage seadet veealuste läheduses, vannitubades ega suplemise ajal, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, lühise või tulekahju.

11. Ärge laadige ega kasitage seadet vette, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, lühise või tulekahju.

12. Vältige seadme mahakukkumist ja kokkupõrkeid suure võimsusega lambi ja kontrollriega, kuna see võib põhjustada talitlushäireid. Kui seade on kukkumise või löögi tagajärjel kahjustatud, ärge seda kasutage.

13. Enne puhastamist või houstamist lülitage toide välja, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, lühise või tulekahju.

14. Ärge kasutage toiteadapterit ega toitekaablit, kui esineb kahjustusi, kuumenemist või toitepistikku lõtvust, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, lühise või põletusi.

15. Ärge kasutage nahapiirkondadel, kus on suurenenud nahavähvi risk, avatud haavad või lõövetel, tursunud, punetatel, ärritunud, nakatunud või põletikulistel nahapiirkondadel või nahamoodustel.

16. Kasutage ainult tootja poolt taimitud originaaltoiteadapterit. Kasutamise ajal veenduge, et adapteri pistik on otse seinakontakti ühendatud. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, lühise või tulekahju.

17. Ärge kinnustage, muutke ega painutage toitekaablit liigselt, ärge tõmmake, väänake ega asetage sellele raskeid esemeid, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, lühise või põletusi.

18. Vähemalt 48 tundi enne seadme kasutamist ja vähemalt 48 tundi pärast kasutamist ärge külastage solaariumi ega jälke nahka pikaaegselt

päikesevalguse kätte.

19. Kasutamise ajal peab vahelduvpinge olema 100–240 V. Kasutage originaaltoiteadapterit, vastasel juhul on tulekahju, elektrilöögi jms oht.
20. Ärge võtke seadet ise lahti, ärge parandage ega muutke seda, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi. Vajaduse korral võtke ühendust müüjajärgse teenindusega.
21. Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks kuivas keskkonnas ja õhutemperatuuril 15–30 °C; ärge kasutage seadet kohtades, kus nahale langeb otsene päikesevalgus
22. Kui kasutamise ajal ilmnevad kõrvalekalded, ühendage toiteadapter kohe lahti. Ebatavalise suitsu, müra või lõhna korral lõpetage kohe kasutamine.
23. Ärge kasutage seadet tuleohliku kosmeetikaga, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või kehavigastusi.
24. Ärge kasutage seadet samaaegselt südamestimulaatori, EKG-skannerite või muude elektrooniliste seadmetega, kuna see võib põhjustada meditsiiniliste elektroonikaseadmete ebastabiilsust.
25. Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks.
26. Juhiste eiramine võib põhjustada silmakahjustusi (kuni pimeduseni) või nahakahjustusi.
27. Kui kasutate fotosensibiliseerivaid ravimeid või traditsioonilist hiina meditsiini, konsulteerige enne seadme kasutamist arstiga.
28. Seade ei ole mõeldud haiguste ravimiseks. Löövete, naha sügeluse, seeninfektsioonide, nahasõlmede või fibroomide korral on soovitatav pöörduda arsti poole.
29. Enne kasutamist kontrollige, kas transmioonipeegel või korpusel ei ole nähtavaid kahjustusi. Kahjustuste korral lõpetage kasutamine.
30. Enne esmakordset kasutamist tehke valgustundlikkuse test. Naha ülitundlikkusreaktsiooni korral lõpetage kasutamine kohe.
31. Kui kasutamise ajal ilmnevad mis tahes kõrvalekalded või ebamugavustunne, lõpetage seadme kasutamine kohe.
32. Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaaltoiteadapterit.
33. Ärge kasutage ega hoidke toiteadapterit niiskete riiete läheduses või niisketes kohtades.
34. Ärge kasutage ega hoidke seadet kohas, kus hõõglamp ja LED-ollood on suunatud otse teineteise poole.
35. Enne igapäevast seadme kasutamist eemaldage meik ja puhastage kiirgitava piirkond.
36. Enne kasutamist eemaldage kiirgtavast piirkonnast metallist esemed, prillid ja kontaktläätsed.
37. Esmakordsel kasutamisel või pärast pikka pausi veenduge, et nupud ja indikaatorid töötavad korralikult.
38. Pärast kasutamist hoidke seade ja toiteadapter kuivad ja puhtad.
39. Puhastamise ajal ühendage seade toiteadapterist lahti. Pärast puhastamist hoidke seadet kuivas ja puhtas kohas.
40. Pärast kasutamist võib nahk olla kergelt soe ja kuiv. Soovitatav on kasutada niisutavaid nahahooldustooteid.
41. Tugeva ebamugavuse või ebatavaliste aistingute korral lõpetage kasutamine kohe ja pöörduge arsti poole.
42. Valige sobiv türežiim vastavalt individuaalsetele vajadustele.
43. Sama piirkonna kogukeirusaeg ühe päeva jooksul ei tohi ületada 30 minutit, et vältida nahakahjustusi.
44. Ärge kasutage korpusse puhastamiseks soovitavaid lahuseid (lahusti, bensiin, küünelakieemaldajine), kuna see võib kahjustada seadme pinda.

Seadme kasutamise piirangud ja vastunäidustused:

1. Isikud, kellel on nahaallergiad, nahahaigused, atoopiline dermatiit, tundlik nahk või kalduvus fotoallergilistele reaktsioonidele
2. Isikud, kes põevad raskeid südame-, maksa- või vereloomesüsteemi haigusi, närvisüsteemi haigusi, pahaloomulisi kasvajaid, näonärivalku, hemofiiliat, palavikuga külgevaid haigusi ning valgustundlikku epilepsiat
3. Rasedad ja imetavad naised
4. Isikud, kellel on anaboolsete steroidide kasutamisest tingitud kapillaarhaigused või maksafunktsiooni häired
5. Kehapiirkonnad, kus naha terviklikkus on katkenud, nagu põletused, viilid, lõikehaavad, avatud haavad, aktiivsed nahahaigused või infektsioonid
6. Isikud, kes võtavad ravimeid, mis võivad põhjustada fotoallergilisi reaktsioone – seadet tohib kasutada ainult erilise ettevaatusega ja vastavalt arsti juhistele
7. Kiirgavas piirkonnas protseduuri ajal või pärast seda ilmnevad ebanormaalsed sümptomid, nagu sügelus, turse, punetus, viilid või muud nahareaktsioonid – sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ja konsulteerige meditsiinitöötajatega
8. Enesetunde halvenemine protseduuri ajal – protseduur tuleb viivitamatult katkestada ja pöörduda meditsiinitöötajate poole
9. Seade ei ole mõeldud laste kasutamiseks

Lisateave (vt lk 2, 12)

Įrenginio aprašymas (žr. 2 psl., f1)

1. LED diodai
2. Ekranas
3. Regulavimo mygtukas (ŽEMYN)
4. Regulavimo mygtukas (AUKŠTYN)
5. Maitinimo mygtukas
6. DC maitinimo lizdas
7. Pagrindas
8. Apsauginiai akiniai
9. Maitinimo kabelis

Techninė specifikacija:

Matmenys: 38x27x4 cm
 Grynasis svoris: 2,6 kg
 Maitinimas: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A
 Galia: iki 120 W (Full Spectrum)
 Spamų regulavimas: 0–120°
 Šviesos režimų skaičius: 12
 Šviesos intensyvumo lygių skaičius: 3
 LED skaičius: 496
 Bangų spektras: 465 nm ±10 nm (mėlyna šviesa), 590 nm ±10 nm (geltona šviesa),
 633 nm ±10 nm (raudona šviesa), 850 nm ±10 nm (artimoji infraraudonoji),
 1064 nm ±10 nm (gilioji infraraudonoji)
 Komplekto sudėtis: 1x pagrindinis įrenginys, 1x apsauginiai akiniai,
 1x maitinimo kabelis, 1x naudojimo instrukcija, 1x garantinė kortelė

Įrenginio naudojimas

1. Norėdami įjungti / išjungti įrenginį, atidarykite abu sparus arba palaukite maitinimo mygtuką 1,5 s.
2. Įjungus įrenginį, intensyvumą ir režimą galite reguliuoti mygtukais (ŽEMYN) ir (AUKŠTYN).
3. Norėdami pakeisti šviesos režimą, paspauskite mygtuką (ŽEMYN) arba (AUKŠTYN).
4. Norėdami pakeisti šviesos intensyvumo lygį, palaukite mygtuką (ŽEMYN) arba (AUKŠTYN).
5. Rekomenduojamas naudojimas: naudokite įrenginį 3–5 kartus per savaitę, ne ilgiau kaip 30 minučių per dieną.
6. Jei prietaisas nenaudojamas budėjimo režimu, jis automatiškai išsijungs po 2,5 minutes.

Paruošimas naudojimui

1. Prieš naudojimą nuvalykite makiažą ir kruopščiai nuvalykite veidą. Nenaudokite kosmetikos su fotosensibilizuojančiomis ar balinančiomis sudedamosiomis dalimis.
2. Prijunkite įrenginį prie komplekte esančio maitinimo adapterio.
3. Užsidėkite apsauginius akinius – švitinimo metu įrenginys skleidžia intensyvią LED šviesą.
4. Atidarykite abu sparus arba palaukite maitinimo mygtuką 1,5 s, kad įjungtumėte įrenginį.
5. Nustaušus režimą ir energiją, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką procedūrai pradėti. Po penkių garsinių signalų prasideda švitinimas.
6. Norėdami pristabdyti procedūrą, paspauskite maitinimo mygtuką – laikas bus išsaugotas. Po 2,5 min. neveikimo įrenginys automatiškai išsijungs. Atminties funkcija išsaugo paskutinio naudojimo nustatymus. Atminties funkcija išsaugo paskutinio naudojimo nustatymus.

Įrenginys turi 12 šviesos režimų:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – spindesys ir odos tono suvienodinimas
 - Naudokite švelnią, nedirginančią veido odos prausimo priemonę, užtepkite drėkinamąją priežiūros priemonę be fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių pagrindinei odos priežiūrai, o įsigėrus nustatykite balnimo režimą švitinimui. Po švitinimo galima naudoti priežiūros priemones su balinančiomis sudedamosiomis dalimis. Kasdien būtina rūpintis drėkinimu ir apsauga nuo saulės.
 2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – stangrinimas ir elastingumas
 - Naudokite švelnią, nedirginančią veido odos prausimo priemonę, užtepkite drėkinamąją priežiūros priemonę be fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių pagrindinei odos priežiūrai, o įsigėrus nustatykite stangrinimo režimą švitinimui. Reguliarai priežiūra padės pasiekti švintinčią odą.
 3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – pusiausvyra probleminei odai
 - Naudokite švelnią, nedirginančią veido odos prausimo priemonę, užtepkite drėkinamąją priežiūros priemonę be fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių pagrindinei odos priežiūrai, o įsigėrus nustatykite aknės režimą švitinimui. Sveikį gyvenimo pročiū (sviečia mišyba ir pakankamas miegas) taip pat yra būtini odos apsaugai; rekomenduojama kasdien eiti miegoti anksti ir vengti didelio cukraus kiekio bei aštraus maisto.
- Pastaba: Nenaudoti esant odos uždegimams arba vartojant vaistus.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – raminimas ir regeneracija
 - Nuvalykite veido odą švelnia, nedirginančia prausimo priemone, naudokite drėkinamąsias priežiūros priemones be alkoholio ir fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių pagrindinei odos priežiūrai, o įsigėrus nustatykite regeneracijos režimą švitinimui. Jautrumo laikotarpiu odos barjeras yra trapus, todėl

kasdien būtinai rūpinintis drėkinimu ir apsauga nuo saulės.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm) – sebumo kontrolė

- Naudokite švelnią, nedirginančią veido odos prausimo priemonę, užtepkite drėkinamąją priemonę be fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių pagrindinei odos priežiūrai, o įsigėrus nustatykite balansuojančią režimą švitinimui.

Kadaangi odos vandens ir riebalų pusiausvyros sutrikimai glaudžiai susiję su gyvenimo būdu, rekomenduojama sveika mityba, reguliarus fizinis aktyvumas ir pakankamas miegas.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm) – švelni intymų priežiūra

- Nuvalykite intymias vietas, tada nustatykite intymų režimą švitinimui.

Pastaba: Atsiradus neprištamiesiems simptomams, tokiems kaip bėrimas, patinimas, dėmės ar opos intymiose vietose, kreipkitės į gydytoją.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm) – linkama pažastų priežiūra

- Nuvalykite pažastų sritį ir nustatykite pažastų režimą švitinimui. Rekomenduojama kasdien plauti pažastas. Rinklės priemonės, kurios slopina prakaito kvapą ir sugeria drėgmę, kad būtų veiksmingai kontroliuojama prakaito liaukų veikla ir nemalonus kvapas.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633 nm) – linkama po adatinės mezoterapijos, auksinės mikrodatų terapijos, adatinio valymo ir kitų estetinės medicinos procedūrų, kurioms reikalinga regeneracija

- Rekomenduojama laikytis estetiškos medicinos reikalavimų ir naudoti drėkinamąsias priežiūros priemones be fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių. Įsigėrus nustatykite specialų režimą švitinimui ir kasdien rūpinkitės drėkinimu bei apsauga nuo saulės.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm) – linkama sausai, drėgmės stokojančiai odai ir esencijų įsisavinimui skatiniai

- Nuvalykite veido odą švelnia, nedirginančia prausimo priemone, naudokite drėkinamąsias priežiūros priemones be fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių pagrindinei odos priežiūrai, o įsigėrus nustatykite penetracijos režimą švitinimui.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm) – linkama pogimdyvinei nešūčiųjų priežiūrai, gerina strijų išvaizdą

- Naudojant nešūto strijų režimą palaikykite odą švarią. Po prataltavimo nuvalykite odą ir neleiskite pralikti likutį ant odos, nes tai gali sukelti diskomfortą gydymo srityje. Nešūto strijų režimo poveikis bus geresnis atliekant masažą atliejami švitinimo metu.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm) – linkama galvos odos sveikatos priežiūrai

- Plaukams plauti naudokite švelnią, nedirginančią priemonę, o išdžiusus plaukams nustatykite plaukų priežiūros režimą švitinimui. Plaukų priežiūros režimas padeda pagerinti galvos odos riebalų išsiskyrimą, užsikimšusius plaukų folikulus, perteklinį pleiskanų susidarymą ir kitas galvos odos problemas.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm) – linkama daugiavfunkcinei odos priežiūrai

- Naudokite švelnią, nedirginančią veido odos prausimo priemonę, užtepkite drėkinamąją priežiūros priemonę be fotosensibilizuojančių sudedamųjų dalių pagrindinei odos priežiūrai, o įsigėrus nustatykite daugiavfunkcinės priežiūros režimą švitinimui. Kasdieniame gyvenime rūpinkitės drėkinimu ir apsauga nuo saulės.

Valymas ir priežiūra

1. Po kiekvieno naudojimo įrenginį reikia padėti į pakuootę saugiam laikymui.

2. Siekiant išlaikyti esansų efektyvumą, LED panelis reikia valyti po kiekvieno naudojimo. Tam galima naudoti minkštą šluostę arba drėgnas servetėles.

3. Reguliarus valymas ir tinkama priežiūra užtikrina optimalų veikimą ir pailgina įrenginio tarnavimo laiką.

1. Įrenginyje yra smulkių dalių. Laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte atsitiktinio prarijimo.

2. Nenaudokite įrenginio kitais nei kosmetiniais tikslais.

3. Nenaudokite įrenginio gyvūnų priežiūrai, nes tai gali sukelti jų sužalojimus.

4. Nenaudokite įrenginio kitais tikslais nei nurodyta naudojimo instrukcijoje, nes tai gali sukelti kūno sužalojimus ar netinkamą įrenginio veikimą.

5. Neleiskite asmenims su fizine ar psichine negalia naudoti įrenginio savarankiškai be priežiūros, nes tai gali sukelti nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus.

6. Naudojant gaminį dažniau nei rekomenduojama, kyla odos sudirginimo ar uždegimo rizika.

7. Nenaudokite įrenginio, jei jis pažeistas, nes tai gali sukelti nelaimingus atsitikimus ar sužalojimus.

8. Nenaudokite įrenginio šalia degių medžiagų (pvz., alkoholio, tirpiklių, benzino, nagų lako valiklio ar plaukų lako), nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kūno sužalojimus.

9. Nekraukite, nenaudokite ir nebaikykite įrenginio šalia ugnies, šildymo įrenginių ar aukštos temperatūros vietose, nes tai gali sukelti perkaitimą, uždegimą ar sprogimą.

10. Nenaudokite įrenginio šalia vandens šaltinių, vonios kambariuose ar maudymosi metu, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.

11. Nekraukite ir nemerkitė įrenginį į vandenį, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.

12. Venkite įrenginio kritimo ir susidūrimų su didelės galios lempa ar valdikiu, nes tai gali sukelti netinkamą veikimą. Jei įrenginys buvo pažeistas nukritus ar smūgio metu, jį nenaudokite.

13. Prieš valydami ar laikydami įrenginį, išjunkite maitinimą, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.

14. Nenaudokite maitinimo adapterio ar maitinimo kabelio, jei pastebimi bet kokie pažeidimai, perkaitimas ar laisvas jungties kontaktas, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar nudegimus.

15. Nenaudokite ant odos vietų, kuriose yra padidėjusi odos vėžio rizika, ant atvirų žaizdų ar bėrimų, ant patinusių, paraudusių, sudirgintų, infekuotų ar uždegiminių odos vietų ar darinių.

16. Naudokite tik originalų gamintojo tiekiamą maitinimo adapterį. Naudojimo metu įsitikinkite, kad adapterio kištukas yra tiesiogiai prijungtas prie elektros lizdo. Nenaudokite ilginčių, nes tai gali sukelti elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar gaisrą.

17. Nebraizykite, nemodifikuokite ir pemyky nelankstykite maitinimo kabelio, netraukite, nesukite ir nedėkite ant jo sunkių daiktų, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį, trumpąjį jungimą ar nudegimus.

18. Bent 48 valandas prieš įrenginio naudojimą ir bent 48 valandas po jo nenaudokite soliariumo ir nepalikite odos ilgą laiką veikiamos saulės spindulių.
19. Naudojimo metu kintamoji įtampa turi būti 100–240 V. Naudokite originalų maitinimo adapterį, kitaip kyla gaisro, elektros smūgio ir pan. rizika.
20. Neišardykite, nelaisykite ir nemodifikuokite įrenginio savarankiškai, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kūno sužalojimus. Pritrūkus remonto, kreipkitės į aptarnavimo po pardavimo skyrių.
21. Įrenginys skirtas naudoti namuose, sausose aplinkose ir esant 15–30 °C oro temperatūrai; nenaudokite įrenginio vietoje, kur oda tiesiogiai veikiami saulės šviesos.
22. Jei naudojimo metu atsiranda bet kokių sutrikimų, nedelsdami atjunkite maitinimo adapterį. Atsiradus neįprastam dūmui, triukšmui ar kvapui, nedelsdami nutraukite naudojimą.
23. Nenaudokite įrenginio su degia kosmetika, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar kūno sužalojimus.
24. Nenaudokite įrenginio kartu su širdies stimuliatoriumi, EKG skeneriais ar kitais elektroniais prietaisais, nes tai gali sukelti medicininių elektroninių prietaisų nestabilitumą.
25. Įrenginys skirtas naudoti namuose.
26. Instrukcijoje nesisaikymas gali sukelti akių (net aklumą) arba odos pažeidimus.
27. Jei vartojate fotosensibilizuojančius vaistus ar tradicinę kinų mediciną, prieš naudodami įrenginį pasitarkite su gydytoju.
28. Įrenginys nėra skirtas ligoms gydyti. Atsiradus bėrimams, odos niežuliui, gybelinėms infekcijoms, odos mazgeliams ar fibromoms, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.
29. Prieš naudojimą patikrinkite, ar nėra matomų transmisinio veidrodžio ar korpuso pažeidimų. Jei yra pažeidimų, nustokite naudoti.
30. Prieš pirmą naudojimą atlikite jautrumo šviesai testą. Atsiradus odos padidėjusio jautrumo reakcijai, nedelsdami nutraukite naudojimą.
31. Jei naudojimo metu atsiranda bet koks sutrikimas ar diskomfortas, nedelsdami nutraukite įrenginio naudojimą.
32. Naudokite tik originalų su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį.
33. Nenaudokite ir netaikykite maitinimo adapterio šalia drėgnų drabužių ar drėgnose vietoje.
34. Nenaudokite ir netaikykite įrenginio vietoje, kur lemputė ir LED diodas nukreipti tiesiai vienas į kitą.
35. Prieš kasdienį įrenginio naudojimą nuvalykite makiąžą ir nuvalykite švitinamą vietą.
36. Prieš naudojimą nuimkite metalinius daiktus, akinius ir kontaktinius lęšius nuo švitinamos vietos.
37. Pirmą kartą naudojant arba po ilgesnės pertraukos įsitikinkite, kad mygtukai ir indikatoriai veikia tinkamai.
38. Po naudojimo laikykite įrenginį ir maitinimo adapterį sausus ir švarius.
39. Valymo metu atjunkite įrenginį nuo maitinimo adapterio. Po valymo laikykite įrenginį sausose ir švarioje vietoje.
40. Po naudojimo oda gali būti šiek tiek šilta ir sausa. Rekomenduojama naudoti drėkinančias odos priežiūros priemones.
41. Esant stipriam diskomfortui ar neįprastems pojūčiams, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į gydytoją.
42. Pasitinkite tinkamą darbo režimą pagal individualius poreikius.
43. Bendras tos pačios srities švitinimo laikas per vieną dieną neturi viršyti 30 minučių, kad būtų išvengta odos pažeidimų.
44. Korpuso valymui nenaudokite šėdinančių tirpiklių (skiediklio, benzino, nagų lako valiklio ir pan.), nes tai gali pažeisti įrenginio paviršių.

Įrenginio naudojimo apribojimai ir kontraindikacijos:

1. Asmenys, turintys odos alergiją, odos ligų, atopinę dermatitą, jautrią odą ar polinkį į fotoalergines reakcijas
2. Asmenys, sergantys sunkiomis širdies, kepenų ar kraujodaros sistemos ligomis, nervų sistemos ligomis, onkologinėmis ligomis, veido neuralgija, hemofilija, karščiavimu pasireiškiančiomis ligomis ir šviesai jautria epilepsija
3. Nėščios ir krūtimi maitinančios moterys
4. Asmenys, sergantys kapiliarų ligomis, sukeliančiomis anabolinių steroidų vartojimo, arba turintys kepenų funkcijos sutrikimų
5. Kūno sritys, kuriose pažeistas odos vientumas, pavyzdžiui, nudegimai, pūsės, įjiovimai, atviros žaizdos, aktyvios odos ligos ar infekcijos
6. Asmenys, vartojantys vaistus, galinčius sukelti fotoalergines reakcijas – įrenginį naudokite tik labai atsargiai ir laikydamiesi gydytojo rekomendacijų
7. Nenormalių simptomų atsiradimas švitinimo vietoje procedūros metu ar po jos, tokių kaip niežėjimas, patinimas, paraudimas, pūsės ar kitos odos reakcijos – tokiu atveju nedelsdami nutraukite įrenginio naudojimą ir kreipkitės į medicinos personalą
8. Savijautos pablogėjimas procedūros metu – procedūrą būtina nedelsiant nutraukti ir kreiptis į medicinos personalą
9. Įrenginys neskirtas naudoti vaikams

Daugiau informacijos (žr. 2 psl., f2)

Ierīces apraksts (skat. 2. lpp., f1)

1. LED diodes
2. Displejs
3. Regulēšanas poga (LEJUP)
4. Regulēšanas poga (AUGŠUP)
5. Barošanas poga
6. DC barošanas ports
7. Pamatne
8. Aizsargbrilles
9. Barošanas kabelis

Tehniskā specifikācija:

Izmēri: 38x27x4 cm

Neto svars: 2,6 kg

Barošana: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Enerģijas patēriņš: līdz 120 W (Full Spectrum)

Spānu regulēšana: 0–120°

Gaismas režīmu skaits: 12

Gaismas intensitātes līmeņu skaits: 3

LED skaits: 496

Vīņu spektrs: 465 nm ±10 nm (zila gaisma), 590 nm ±10 nm (dzeltenā gaisma), 633 nm ±10 nm (sarkanā gaisma), 850 nm ±10 nm (tuva infrasarkanā), 1064 nm ±10 nm (dziļā infrasarkanā)

Komplekta saturs: 1x galvenā ierīce, 1x aizsargbrilles, 1x barošanas kabelis, 1x lietošanas instrukcija, 1x garantijas karte

Ierīces lietošana

1. Lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci, atveriet abas durvis vai turiet nospiestu barošanas pogu 1,5 s.
2. Pēc ierīces ieslēgšanas varat pielāgot intensitāti un režīmu, izmantojot regulēšanas pogu (LEJUP) un regulēšanas pogu (AUGŠUP).
3. Lai mainītu gaismas režīmu, nospiediet regulēšanas pogu (LEJUP) vai regulēšanas pogu (AUGŠUP).
4. Lai mainītu gaismas intensitātes līmeni, turiet nospiestu regulēšanas pogu (LEJUP) vai regulēšanas pogu (AUGŠUP).
5. Ieteicamā lietošana: izmantojiet ierīci 3–5 reizes nedēļā, ne ilgāk kā 30 minūtes dienā.
6. Ja ierīce netiek lietota gaidīšanas režīmā, tā automātiski izslēgsies pēc 2,5 minūtēm.

Sagatavošana lietošanai

1. Pirms lietošanas noņemiet kosmētiku un rūpīgi notīriet seju. **Nelietojiet kosmētikas līdzekļus, kas satur fotosensibilizējošas vai balinošas sastāvdaļas.**
2. Pievienojiet ierīci pievienotajam barošanas adapterim.
3. Uzlieciet aizsargbrilles – apstārošanas laikā ierīce izstaro intensīvu LED gaismu.
4. Atveriet abus spānus vai turiet nospiestu barošanas pogu 1,5 s, lai ieslēgtu ierīci.
5. Pēc režīma un enerģijas iestatīšanas īsi nospiediet barošanas pogu, lai sāktu procedūru. Pēc pieciem skaņas signāliem sākas apstārošana.
6. Lai apturētu procedūru, nospiediet barošanas pogu – bals tiks saglabāts. Pēc 2,5 minūtēm bezdarbības ierīce automātiski izslēgsies. Atmiņas funkcija saglabā pēdējās lietošanas iestatījumus. Atmiņas funkcija saglabā pēdējās lietošanas iestatījumus.

Ierīcei ir 12 gaismas režīmi:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – mirdzums un ādas toni līdzināšana

- Izmantojiet maigu, nekairinošu tīrīšanas līdzekli sejas ādas attīrīšanai, uzklājiet mitrinošu ādas kopšanas līdzekli bez fotosensibilizējošām sastāvdaļām pamata kopšanai, un pēc uzskūšanās iestatiet balinošo režīmu apstārošanai. Pēc apstārošanas var lietot ādas kopšanas līdzekli ar balinošām sastāvdaļām. Katru dienu jāpievērs uzmanība mitrināšanai un aizsardzībai pret sauli.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – tvirtums un elastība

- Izmantojiet maigu, nekairinošu tīrīšanas līdzekli sejas ādas attīrīšanai, uzklājiet mitrinošu ādas kopšanas līdzekli bez fotosensibilizējošām sastāvdaļām pamata kopšanai, un pēc uzskūšanās iestatiet liftinga režīmu apstārošanai. Regulāra kopšana palīdzēs iegūt starojošu ādu.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – līdzsvars ādai ar nepilnībām

- Izmantojiet maigu, nekairinošu tīrīšanas līdzekli sejas ādas attīrīšanai, uzklājiet mitrinošu ādas kopšanas līdzekli bez fotosensibilizējošām sastāvdaļām pamata kopšanai, un pēc uzskūšanās iestatiet pretaknes režīmu apstārošanai. Labi dzīves ieradumi (veselīgs uzturs un pietiekams miegs) ir būtiski ādas aizsardzībai; ieteicams katru dienu agri doties gulēt un izvairīties no produktiem ar augstu cukura saturu un pikantiem ēdieniem. Piezīme: nelietot ādas iekaisuma gadījumā vai zāļu lietošanas laikā.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – nomierināšana un atjaunošana

- Attīniet sejas ādu ar maigu, nekairinošu tīrīšanas līdzekli, lietojiet mitrinošu ādas kopšanas līdzekļus bez alkohola un fotosensibilizējošām sastāvdaļām pamata kopšanai, un pēc uzskūšanās iestatiet atjaunojošo režīmu apstārošanai. Jūguma periodā ādas barjera ir trausla, tāpēc katru dienu jāpievērs uzmanība mitrināšanai un aizsardzībai pret sauli.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm) – sebuma kontrole

- Izmantojiet maigu, nekairinošu tīrīšanas līdzekli sejas ādas attīrīšanai, uzklājiet mitrinošu ādas kopšanas līdzekli bez fotosensibilizējošām sastāvdaļām

patmata kopšana, un pēc uzskūšanās iestatiet līdzsvaroto režīmu apstarošanai.

Tā kā ādas ūdens-taukainā līdzsvara traucējumi ir cieši saistīti ar dzīves ieradumiem, ieteicams ievērot veselīgu uzturu, regulāras fiziskās aktivitātes un pietiekamu miegu.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm) – maiga intīmā kopšana

- Notīriet intīmās zonas un pēc tam iestatiet intīmo režīmu apstarošanai.

Piezīme: ja parādās neparasti simptomi, piemēram, izsitumi, pietūkums, plankumi vai čūlas intīmajā zonā, jānodrošina ārstnieciskā konsultācija.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm) – piemērots padūšu kopšanai

- Notīriet padūšu zonu un iestatiet padūšu režīmu apstarošanai. Ieteicams katru dienu mazgāt padūšu zonu, Izvēlieties produktus, kas kavē sviedru smaku un absorbē mitrumu, lai efektīvi kontrolētu sviedru dziedzeru darbību un nepatīkamu aromātu.

8. M8 Dermis Restore Mode (590+633 nm) – piemērots pēc adatu mezoterapijas, zelta mikroadaļa procedūram, adatu tīrīšanas un citām estētiskās medicīnas procedūrām, kurām nepieciešama reģenerācija

- Ieteicams ievērot estētiskās medicīnas prasības un lietot ādas kopšanas līdzekļus bez fotosensibilizējošām sastāvdaļām mitrināšanai. Pēc uzskūšanās iestatiet speciālo režīmu apstarošanai un katru dienu pievērsiet uzmanību mitrināšanai un aizsardzībai pret sauli.

9. M9 Deep Infection Ritual (590+633+850 nm) – piemērots sausai ādai ar matu trūkumu un esenču uzskūšanās veicināšanai

- Atīriet sejas ādu ar maigu, nekairinošu tīrīšanas līdzekli, uzklājiet mitrinošu ādas kopšanas līdzekli bez fotosensibilizējošām sastāvdaļām patmata kopšanai, un pēc uzskūšanās iestatiet penetrācijas režīmu apstarošanai.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm) – piemērots pēdzemdību kopšanai grūtniecēm, uzlabo striju izskatu

- Lietošana laikā striju režīmā uzlietiet ādu tīru. Notīriet ādu pēc svīšanas, nepieļaujiet, ka sviedri paliek uz ādas, jo tas var radīt diskomfortu apstrādājamajā zonā. Striju režīma efekts būs labāks, ja apstarošanas laikā tiks veikta masāža ar eļļu.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm) – piemērots galvas ādas veselības kopšanai

- Izmantot maigu, nekairinošu šampūnu matu mazgāšanai, un pēc matu izžūšanas iestatiet matu kopšanas režīmu apstarošanai. Matu kopšanas režīms palīdz uzlabot galvas ādas sebunā izzušanu, aizsprostotus matu folikulus, pārmērīgu blaugznu veidošanos un citas galvas ādas problēmas.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm) – piemērots daudzfunkcionālā ādas kopšanai

- Izmantot maigu, nekairinošu tīrīšanas līdzekli sejas ādas attīrīšanai, uzklājiet mitrinošu ādas kopšanas līdzekli bez fotosensibilizējošām sastāvdaļām patmata kopšanai, un pēc uzskūšanās iestatiet daudzfunkcionālās kopšanas režīmu apstarošanai. Ikdienā jāpievērš uzmanība mitrināšanai un aizsardzībai pret sauli.

Tīrīšana un apkope

1. Pēc katras lietošanas ierīce jāievieto iepakojumā drošai uzglabāšanai.

2. Lai saglabātu sejas efektivitāti, LED paneļi jātīra pēc katras lietošanas. Var izmantot mikrosta drānu vai mitrās salvetes.

3. Regulāra tīrīšana un pareiza apkope nodrošina optimālu darbību un pagarina ierīces kalpošanas laiku.

1. Ierīce satur sīkas detaļas. Glabājiet tās bērnēm nepieejamā vietā, lai izvairītos no nejaūšas norīšanas.

2. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem, izņemot kosmētiskos.

3. Nelietojiet ierīci dzīvnieku kopšanai, jo tas var izraisīt to savainošanu.

4. Nelietojiet ierīci citiem mērķiem, nekā norādīts lietošanas instrukcijā, jo tas var izraisīt traumas vai ierīces nepareizu darbību.

5. Neļaujiet personām ar fizisku vai garīgu invaliditāti lietot ierīci patstāvīgi bez uzraudzības, jo tas var izraisīt negadījumus vai traumas.

6. Biežāka lietošana nekā ieteikts var radīt ādas kairinājumu vai iekaisumu risku.

7. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, jo tas var izraisīt negadījumus vai traumas.

8. Nelietojiet ierīci viegli uzliesmojošu vielu (piemēram, alkohola, šķīdinātāju, benzīna, nagu lakas noņņēmēja vai matu lakas) tuvumā, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas.

9. Nelādējiet, nelietojiet un nenovietojiet ierīci uguns, sildīerīču tuvumā vai vietās ar augstu temperatūru, jo tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos vai sprādzienu.

10. Nelietojiet ierīci ūdens avotu tuvumā, vannas istabās vai peldēšanās laikā, jo tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu vai ugunsgrēku.

11. Nelādējiet un neiegremdējiet ierīci ūdenī, jo tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu vai ugunsgrēku.

12. Izvairieties no ierīces noņemšanas un sadursmēm ar augstas jaudas lampu un vadības bloku, jo tas var izraisīt nepareizu darbību. Ja ierīce ir bojāta kritiena vai trieciena rezultātā, nelietojiet to.

13. Pirms tīrīšanas vai uzglabāšanas izslēdziet barošanu, jo tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu vai ugunsgrēku.

14. Nelietojiet barošanas adapteri vai kabeli, ja ir jebkādi bojājumi, pārkaršana vai vaļņģis savienojums, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, īssavienojumu vai apdegumus.

15. Nelietojiet uz ādas zonām ar paaugstinātu ādas vēža risku, uz atvērtām brūcēm vai izsitumiem, uz pietūkšām, apsārtušām, kairinātām, inficētām vai iekaisušām ādas vietām vai ādas bojājumiem.

16. Izmantojiet tikai oriģinālo ražotāja nodrošināto barošanas adapteri. Lietošana laikā pārlicieties, ka kontaktakdas ir tieši pievienota kontaktgizdai. Nelietojiet pagarinātājus, jo tas var izraisīt elektrošoku, īssavienojumu vai ugunsgrēku.

17. Neskrāpējiet, nepārveidojiet un nepārlieku nekliedziet barošanas kabeli, neveliet, negrieziet un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, īssavienojumu vai apdegumus.

18. Vismaz 48 stundas pirms ierīces lietošanas un vismaz 48 stundas pēc tās lietošanas neapmeklējiet solāriju un nepakļaujiet ādu ilgstošai saules gaismai.

19. Lietošana laikā maiņrāvas spriegumam jābūt 100–240 V. Izmantojiet oriģinālo barošanas adapteri, pretējā gadījumā pastāv ugunsgrēka, elektrošoka u.c. risks.

20. Neizgaidiet, neremontējiet un nepārveidojiet ierīci patstāvīgi, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar pēcparūšanas servisu.
21. Ierīce paredzēta lietošanai mājās apstākļos, sausā vidē un gaisa temperatūrā no 15 līdz 30 °C; nelietojiet ierīci vietās, kur tieši uz ādas krīt saules gaisma.
22. Ja lietošanas laikā rodas jebkādas novirzes, nekavējoties atvienojiet barošanas adapteri. Neparastu dūmu, trokšņu vai smaku gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
23. Nelietojiet ierīci ar viegli uzliesmojošiem kosmētikas līdzekļiem, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai traumas.
24. Nelietojiet ierīci vienlaikus ar elektrokardiosimulatoru, EKG skeneriem vai citām elektroniskām ierīcēm, jo tas var izraisīt medicīnisko ierīču darbības nestabilitāti.
25. Ierīce paredzēta lietošanai mājās apstākļos.
26. Instrukciju neievērošana var izraisīt acu (pat akūta) vai ādas bojājumus.
27. Ja lietojat fotosensibilizējošu zāļu terapiju vai tradicionālo ķīniešu medicīnu, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
28. Ierīce nav paredzēta slimību ārstēšanai, izsitumu, niezes, sēnišu infekciju, ādas mezglīņu vai fibromu gadījumā ieteicama ārsta konsultācija.
29. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai nav redzamu transmisijas spoguļa vai korpusa bojājumu. Bojājumu gadījumā pārtrauciet lietošanu.
30. Pirms pirmās lietošanas veiciet jutības pret gaismu testu. Paaugstinātas ādas jutības reakcijas gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
31. Ja lietošanas laikā rodas jebkādas novirzes vai diskomforts, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
32. Izmantojiet tikai oriģinālo barošanas adapteri, kas pievienots produktam.
33. Nelietojiet un neuzglabājiet barošanas adapteri mitru apģērbu tuvumā vai mitrās vietās.
34. Nelietojiet un neuzglabājiet ierīci vietā, kur spuldze un LED diode ir vērstas tieši viena pret otru.
35. Pirms ikdienas ierīces lietošanas noņemiet kosmētiku un nolietināt apģabalu, kas paredzēts apģārbšanai.
36. Pirms lietošanas noņemiet metāla priekšmetus, brilles un kontaktlēcas no apģārbšanas zonas.
37. Pirms lietošanas laikā vai pēc ilgāka pārtraukuma pārīcinieties, ka pogas un indikatori darbojas pareizi.
38. Pēc lietošanas uztrieņiet ierīci un barošanas adapteri sausus un tīrus.
39. Tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no barošanas adaptera. Pēc tīrīšanas uzglabājiet ierīci sausā un tīrā vietā.
40. Pēc lietošanas āda var būt nedaudz siltā un sausa. Ieteicams lietot mitrinošus ādas kopšanas līdzekļus.
41. Spēcīga diskomforta vai neparastu sajūtu gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu.
42. Izvēlieties atbilstošu darba režīmu atbilstoši individuālajam vajadzībām.
43. Kopējais viena un tā paša apgabala apģārbšanas laiks vienas dienas laikā nedrīkst pārsniegt 30 minūtes, lai izvairītos no ādas bojājumiem.
44. Korpusa tīrīšanai nelietojiet kodīgus šķīdinātājus (šķīdinātāju, benzīnu, nagu lakas noņēmēju u.c.), jo tas var sabojāt ierīces virsmu.

Ierīces lietošanas ierobežojumi un kontraindikācijas:

1. Personas ar ādas alerģijām, ādas slimībām, atopisko dermatītu, jutīgu ādu vai noslieci uz fotoalerģiskām reakcijām
2. Personas, kas cieš no smagām sirds, aknu vai asinsrades sistēmas slimībām, nervu sistēmas slimībām, audzējiem, sejas neiralģijas, hemofīlijas, slimībām ar drudzi un gaismas jutīgas epilepsijas
3. Grūtnieces un sievietes, kas baro bērnu ar krūti
4. Personas ar kapilāru slimībām, ko izraisījusi anabolisko steroidu lietošana, vai ar aknu darbības traucējumiem
5. Ķermeņa zonas ar ādas integritātes traucējumiem, piemēram, apdegumi, tūznas, iegriezumi, brūces, aktīvas ādas slimības vai infekcijas
6. Personas, kas lieto zāles, kas var izraisīt fotoalerģiskas reakcijas – ierīci drīkst lietot tikai ar īpašu piesardzību un saskaņā ar ārsta ieteikumiem
7. Neparastu simptomu parādīšanās apģārbšanas vietā procedūras laikā vai pēc tās, piemēram, nieze, pietūkums, eritēma, tūznas vai citas ādas reakcijas – šādā gadījumā nekavējoties jāpārtrauc ierīces lietošana un jākonsultējas ar medicīnas personālu
8. Pašsajūtas pasliktināšanās procedūras laikā – nekavējoties jāpārtrauc procedūra un jāzinātnas ar medicīnas personālu
9. Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem

Papildu informācija (skat. 2. lpp., f2)

Enhetsbeskrivelse (se side 2, f1)

1. LED-dioder
2. Display
3. Reguleringsknapp (NED)
4. Reguleringsknapp (OPP)
5. Strømknapp
6. DC-strømport
7. Sokkel
8. Vemebriker
9. Strømkabel

Teknisk spesifikasjon:

Dimensjoner: 38x27x4 cm

Nettovekt: 2,6 kg

Strømforsyning: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Effektforbruk: opptil 120 W (Full Spectrum)

Vingeregulering: 0–120°

Antall lysmoduser: 12

Antall lysintensitetsnivåer: 3

Antall LED: 496

Bølglengder: 465 nm ±10 nm (blått lys), 590 nm ±10 nm (gult lys), 633 nm ±10 nm (rødt lys), 850 nm ±10 nm (nær-infrarødt), 1064 nm ±10 nm (dypt infrarødt)

Pakkens innhold: 1x hovedenhet, 1x vemebriker, 1x strømkabel, 1x brukemanual, 1x garantikort

Bruk av enheten

1. For å slå på/av enheten, åpne begge klaffene eller hold inne strømknappen i 1,5 s.
2. Etter at enheten er slått på, kan du justere intensitet og modus ved hjelp av reguleringsknappen (NED) og reguleringsknappen (OPP).
3. For å endre lysmodus, trykk på reguleringsknappen (NED) eller reguleringsknappen (OPP).
4. For å endre lysintensitetsnivå, hold inne reguleringsknappen (NED) eller reguleringsknappen (OPP).
5. Anbefalt bruk: Bruk enheten 3–5 ganger i uken, ikke lenger enn 30 minutter per dag.
6. Hvis enheten ikke brukes i standby-modus, slår den seg automatisk av etter 2,5 minutter.

Forberedelse til bruk

1. Fjern sminke og rengjør ansiktet grundig før bruk. Ikke bruk kosmetikk som inneholder fotosensibiliserende eller blekende ingredienser.
2. Koble enheten til den medfølgende strømadapteren.
3. Ta på vemebriker – under bestråling avgir enheten intenst LED-lys.
4. Åpne begge vingene eller hold inne strømknappen i 1,5 s for å slå på enheten.
5. Etter innstilling av modus og energi, trykk kort på strømknappen for å starte behandlingen. Etter fem lys signaler starter bestrålingen.
6. For å sette behandlingen på pause, trykk på strømknappen – tiden lagres. Etter 2,5 minutter uten aktivitet slår enheten seg automatisk av. Minnefunksjonen lagrer innstillingene fra siste bruk. Minnefunksjonen lagrer innstillingene fra siste bruk.

Enheten har 12 lysmoduser:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – glød og jevnere hudtone

- Bruk et mildt, ikke-iriterende renseprodukt for å rense ansiktshuden, påfør et fuktighetsgivende hudpleieprodukt uten fotosensibiliserende ingredienser for grunnleggende hudpleie, og etter absorpsjon still inn blekmodus for bestråling. Etter bestråling kan hudpleieprodukter med blekende ingredienser brukes. Daglig oppmerksomhet på fuktighet og solbeskyttelse er nødvendig.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – fasthet og elastisitet

- Bruk et mildt, ikke-iriterende renseprodukt for å rense ansiktshuden, påfør et fuktighetsgivende hudpleieprodukt uten fotosensibiliserende ingredienser for grunnleggende hudpleie, og etter absorpsjon still inn oppstrammingsmodus for bestråling. Regelmessig pleie bidrar til strålende hud.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – balanse for hud med urenheter

- Bruk et mildt, ikke-iriterende renseprodukt for å rense ansiktshuden, påfør et fuktighetsgivende hudpleieprodukt uten fotosensibiliserende ingredienser for grunnleggende hudpleie, og etter absorpsjon still inn aknemosus for bestråling. Gode livsvaner (sunt kosthold og tilstrekkelig søvn) er også avgjørende for hudbeskyttelse; det anbefales å legge seg tidlig daglig og unngå produkter med høyt sukkerinnhold og stork mat.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – beroligelse og regenerering

- Rens ansiktshuden med et mildt, ikke-iriterende renseprodukt, bruk fuktighetsgivende hudpleieprodukter uten alkohol og fotosensibiliserende ingredienser for grunnleggende pleie, og etter absorpsjon still inn regenereringsmodus for bestråling. Hudbarrieren er skjørt i perioder med sensitivitet, derfor er daglig fokus på fuktighet og solbeskyttelse viktig.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm) – tålkontroll

- Bruk et mildt, ikke-iriterende renseprodukt for å rense ansiktshuden, påfør et fuktighetsgivende hudpleieprodukt uten fotosensibiliserende ingredienser

for grunnleggende hudpleie, og etter absorpsjon still inn balanseringsmodus for bestråling.

Siden forstyrrelser i hudens vann-fett-balanse er nært knyttet til livsstilsvaner, anbefales et sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet og tilstrekkelig søvn.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm) – skånsom intimpleie

- Rengjør intime områder og still deretter inn intimodus for bestråling.

Merkt: Ved unormale symptomer som utslett, hevelse, flekker eller sår i intime områder, bør du oppsøke sykehus for legekonsultasjon.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm) – egnet for pleie av armhuler

- Rengjør armhuleområdet og still inn armhulemodus for bestråling. Daglig vask av armhuler anbefales. Velg produkter som hemmer svetteutluk og absorberer fuktighet for effektiv kontroll av svettekjertelaktivitet og ubehagelig lukt.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633 nm) – egnet etter nålemesoterapi, gyllen mikronålbehandling, nålerensning og andre estetisk-medisinske behandlinger som krever regenerering

- Det anbefales å følge kravene innen estetisk medisin og bruke hudpleieprodukter uten fotosensibiliserende ingredienser for fuktighet. Etter absorpsjon still inn spesialmodus for bestråling og vær daglig oppmerksom på fuktighet og solbeskyttelse.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm) – egnet for tørr hud med fukt mangel og for å fremme absorpsjon av essenser

- Rens ansiktshuden med et mildt, ikke-iriterende renseprodukt, påfør fuktighetsgivende hudpleieprodukter uten fotosensibiliserende ingredienser for grunnleggende hudpleie, og etter absorpsjon still inn penetrasjonsmodus for bestråling.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm) – egnet for postpartumpleie hos gravide kvinner, forbedrer utseendet av strekkmerker

- Hold huden ren under bruk av strekkmerkemodus. Rens huden etter svette, og ikke la svette bli igjen på huden, da dette kan forårsake ubehag i behandlingsområdet. Effekten av strekkmerkemodus blir bedre ved massasje med olje under bestrålingsprosessen.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm) – egnet for pleie av hodebunnens helse

- Bruk et mildt, ikke-iriterende vaskemiddel for hårvask, og etter at håret har tørket, still inn hårpleiemodus for bestråling. Hårpleiemodus bidrar til å forbedre hodebunnens talgsekresjon, tette hårsøkker, overdreven flass og andre hodebunnproblemer.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm) – egnet for multifunksjonell hudpleie

- Bruk et mildt, ikke-iriterende renseprodukt for å rense ansiktshuden, påfør et fuktighetsgivende hudpleieprodukt uten fotosensibiliserende ingredienser for grunnleggende hudpleie, og etter absorpsjon still inn multifunksjonell pleiemodus for bestråling. Daglig oppmerksomhet på fuktighet og solbeskyttelse er nødvendig.

Rengjøring og vedlikehold

1. Etter hver bruk bør enheten plasseres i emballasjen for sikker oppbevaring.

2. For å opprettholde effektiviteten av øktene, bør LED-panelet rengjøres etter hver bruk. Du kan bruke en myk klut eller fuktige servietter.

3. Regelmessig rengjøring og korrekt vedlikehold sikrer optimal ytelse og forlenger enhetens levetid.

1. Enheten inneholder små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for barn for å unngå utilsikket svelging.

2. Ikke bruk enheten til andre formål enn kosmetiske.

3. Ikke bruk enheten til pleie av dyr, da dette kan forårsake skader.

4. Ikke bruk enheten til andre formål enn de som er angitt i bruksanvisningen, da dette kan føre til personskader eller feilfunksjon.

5. Ikke la personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming bruke enheten selvstendig uten tilsyn, da dette kan føre til ulykker eller skader.

6. Hyppigere bruk enn anbefalt kan medføre risiko for hudirritasjon eller betennelse.

7. Ikke bruk enheten hvis den er skadet, da dette kan føre til ulykker eller skader.

8. Ikke bruk enheten i nærheten av lett antennelige stoffer (som alkohol, løsemidler, bensin, neglelakkfjerner eller hårspray), da dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskader.

9. Ikke lad, bruk eller plasser enheten i nærheten av åpen ild, varmeapparater eller steder med høy temperatur, da dette kan føre til overoppheting, antennelse eller eksplosjon.

10. Ikke bruk enheten i nærheten av vannkilder, på bad eller under bading, da dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.

11. Ikke lad eller senk enheten i vann, da dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.

12. Unngå å miste enheten eller kollisjoner med høyttalerslampe og kontroller, da dette kan føre til feilfunksjon. Hvis enheten er skadet etter fall eller støt, må den ikke brukes.

13. Slå av strømmen før rengjøring eller oppbevaring, da dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.

14. Ikke bruk strømadapter eller strømkabel hvis det foreligger skader, overoppheting eller løs tilkobling, da dette kan føre til brann, elektrisk støt, kortslutning eller forbrenninger.

15. Skal ikke brukes på hudområder med økt risiko for hudkreft, på åpne sår eller utslett, på hovne, røde, iriterte, infiserte eller betente hudområder eller hudlesjoner.

16. Bruk kun den originale strømadapteren levert av produsenten. Under bruk må du sørge for at adapterens støpsel er direkte tilkoblet stikkkontakten. Ikke bruk skjøteledninger, da dette kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.

17. Ikke riss, modifier eller bøy strømkabelen for mye, ikke dra, vri eller legg tunge gjenstander på den, da dette kan føre til brann, elektrisk støt, kortslutning eller forbrenninger.

18. I minst 48 timer før bruk av enheten og i minst 48 timer etter bruk, ikke bruk solarium eller utsett huden for langvarig sollys.

19. Under bruk må vekselspenningen være 100–240 V. Bruk den originale strømadapteren, ellers er det risiko for brann, elektrisk støt osv.

20. Ikke demonter, reparer eller modifier enheten selv, da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller personskader. Kontakt ettersalgsservice ved behov for reparasjon.

21. Enheten er beregnet for hjemmebruk, i tørre omgivelser og ved lufttemperatur mellom 15 og 30 °C; ikke bruk enheten på steder der direkte sollys treffer huden.
22. Hvis det oppstår avvik under bruk, koble straks fra strømadapteren. Ved uvanlig røyk, støy eller lukt, avslutt bruken umiddelbart.
23. Ikke bruk enheten med brennbare kosmetiske produkter, da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller personskader.
24. Ikke bruk enheten samtidig med pacemaker, EKG-skannere eller andre elektroniske enheter, da dette kan forårsake ustabilitet i medisinske elektroniske enheter.
25. Enheten er beregnet for hjemmebruk.
26. Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til øyeskader (til og med blindhet) eller hudskader.
27. Hvis du bruker fotosensibiliserende medikamentell behandling eller tradisjonell kinesisk medisin, må du konsultere lege før bruk av enheten.
28. Enheten er ikke beregnet for behandling av sykdommer. Ved utslett, kløe, soppinfeksjoner, hudknuter eller fibromer anbefales legekonsultasjon.
29. Kontroller før bruk at det ikke er synlige skader på transmisjonsspeilet eller kabinettet. Ved skader må bruken stoppes.
30. Utfør en lysfølsomhetstest før første bruk. Ved overfølsomhetsreaksjon i huden, avslutt bruken umiddelbart.
31. Hvis det oppstår uregelmessigheter eller ubehag under bruk, avslutt bruken umiddelbart.
32. Bruk kun den originale strømadapteren som følger med produktet.
33. Ikke bruk eller oppbevar strømadapteren i nærheten av fuktige klær eller på fuktige steder.
34. Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder der pære og LED-diode er rettet direkte mot hverandre.
35. Fjern sminke og rengjør området som skal bestråles før daglig bruk av enheten.
36. Fjern metallgjenstander, briller og kontaktlinser fra bestrålingsområdet før bruk.
37. Ved første gangs bruk eller etter lengre pause, sørg for at knapper og indikatorer fungerer korrekt.
38. Etter bruk, hold enheten og strømadapteren tørre og rene.
39. Koble enheten fra strømadapteren under rengjøring. Etter rengjøring, oppbevar enheten på et tørt og rent sted.
40. Etter bruk kan huden føles litt varm og tørr. Det anbefales å bruke fuktighetsgivende hudpleieprodukter.
41. Ved kraftig ubehag eller uvanlige forekommelser, avslutt bruken umiddelbart og kontakt lege.
42. Velg passende driftsmodus basert på individuelle behov.
43. Total bestrålings tid for samme område i løpet av én dag bør ikke overstige 30 minutter for å unngå hudskader.
44. Ikke bruk etsende løsemidler (fortynner, bensin, neglakkkjerner osv.) til rengjøring av kabinettet, da dette kan skade enhetens overflate.

Begrensninger og kontraindikasjoner for bruk av enheten:

1. Personer med hudallergier, hudsykdommer, atopisk dermatitt, sensitiv hud eller tendens til fotoallergiske reaksjoner
2. Personer som lider av alvorlige sykdommer i hjerte, lever eller blodsystem, sykdommer i nervesystemet, kreft, anksitsnevralkgi, hemofili, sykdommer med feber samt lysfølsom epilepsi
3. Gravide kvinner og ammende kvinner
4. Personer med kapillærsykdommer forårsaket av bruk av anabole steroider eller med nedsatt leverfunksjon
5. Kroppsområder med brutt hudintegritet, som brannskader, bløtmer, kutt, sår, aktive hudsykdommer eller infeksjoner
6. Personer som bruker medisiner som kan forårsake fotoallergiske reaksjoner – enheten skal kun brukes med særlig forsiktighet og i henhold til legens anbefalinger
7. Forekomst av unormale symptomer på bestrålingsstedet under eller etter behandlingen, som kløe, hevelse, erytem, bløtmer eller andre hudreaksjoner – i slike tilfeller skal bruken av enheten umiddelbart stoppes og medisinsk personell kontaktes
8. Forverring av allmenntilstanden under behandlingen – behandlingen skal umiddelbart avbrytes og medisinsk personell kontaktes
9. Enheten er ikke beregnet for bruk av barn

Mer informasjon (se side 2, f2)

Laitteen kuvaus (katso sivu 2, f1)

1. LED-diodit
2. Näyttö
3. Säättöpainike (ALAS)
4. Säättöpainike (YLÖS)
5. Virtapainike
6. DC-virtalähtävä
7. Jalusta
8. Suojalasit
9. Virtajohto

Tekninen erittely:

Mitat: 38x27x4 cm

Nettopaino: 2,6 kg

Virtalähde: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Virrankulutus: enintään 120 W (Full Spectrum)

Stipien säätö: 0–120°

Valotilojen määrä: 12

Valon voimakkuustasojen määrä: 3

LED-määrä: 496

Aallonpituusspektri: 465 nm ±10 nm (sininen valo), 590 nm ±10 nm (keltainen valo), 633 nm ±10 nm (punainen valo), 850 nm ±10 nm (lähi-infrapuna), 1064 nm ±10 nm (syvä infrapuna)

Pakkauksen sisältö: 1x päälaitte, 1x suojalasit, 1x virtajohto, 1x käyttöohje, 1x takuukortti

Laitteen käyttö

1. Kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä, avaa molemmat sivekkeet tai pidä virtapainiketta painettuna 1,5 s.
2. Kun laite on käynnissä, voit säätää voimakkuutta ja tilaa käyttämällä säättöpainiketta (ALAS) ja säättöpainiketta (YLÖS).
3. Vaihtaaksesi valotilaa, paina säättöpainiketta (ALAS) tai säättöpainiketta (YLÖS).
4. Vaihtaaksesi valon voimakkuustasoa, pidä säättöpainiketta (ALAS) tai säättöpainiketta (YLÖS) painettuna.
5. Suositeltu käyttö: Käytä laitetta 3–5 kertaa viikossa, enintään 30 minuuttia päivässä.
6. Jos laite ei käytetä valmistusajassa, se sammuu automaattisesti 2,5 minuutin kuluttua.

Valmistelu käyttöön

1. Poista meikki ja puhdista kasvosuorat huolellisesti ennen käyttöä. Älä käytä kosmetiikkaa, joka sisältää fotosensitisoivia tai valkaisevia ainesosia.
2. Liitä laite mukana toimitettuun virtalähteeseen.
3. Pääsuojalasit – hoidon aikana laite säteilee voimakasta LED-valoa.
4. Avaa molemmat siveet tai pidä virtapainiketta painettuna 1,5 s kytkeäksesi laitteen päälle.
5. Kun tila ja teho on asetettu, paina virtapainiketta lyhyesti aloittaaksesi hoidon. Viden äänimerkin jälkeen säteily alkaa.
6. Keskeytäksesi hoidon paina virtapainiketta – aika tallennetaan, 2,5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen laite sammuu automaattisesti. Muistitoiminto tallentaa viimeksi käytetyt asetukset. Muistitoiminto tallentaa viimeksi käytetyt asetukset.

Laitteessa on 12 valotilaa:

1. M1 Pure Radiancia Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – hehku ja ihonsävyyn tasoitus

-Käytä mieltä, ärsyttämättömällä puhdistusainetta kasvojen ihon puhdistamiseen, levitä kosteuttavaa ihonhoitotuotetta ilman fotosensitisoivia ainesosia perushoitoa varten ja aseta imeytymisen jälkeen valkaiseva tila säteilyä varten. Säteililyksen jälkeen voidaan käyttää valkaisevia ainesosia sisältäviä ihonhoitotuotteita. Päivittäinen kosteus ja aurinkosuojat ovat tärkeitä.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – kiinteytys ja kimmoisuus

-Käytä mieltä, ärsyttämättömällä puhdistusainetta kasvojen ihon puhdistamiseen, levitä kosteuttavaa ihonhoitotuotetta ilman fotosensitisoivia ainesosia perushoitoa varten ja aseta imeytymisen jälkeen kiinteyttävä tila säteilyä varten. Säännöllinen hoito auttaa saavuttamaan hehkuvan ihon.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – tasapaino epäpuhtaalle iholle

-Käytä mieltä, ärsyttämättömällä puhdistusainetta kasvojen ihon puhdistamiseen, levitä kosteuttavaa ihonhoitotuotetta ilman fotosensitisoivia ainesosia perushoitoa varten ja aseta imeytymisen jälkeen säteilyä varten. Hyvät elämäntavat (terveellinen ruokavalio ja riittävä uni) ovat myös välttämättömiä ihon suojaamiseksi; suosittelen menemään aikaisin nukkumaan ja välttämään runsassokeraisia ja tulisia ruokia.

Huomautus: Älä käytä ihonhoitolehduksen aikana tai lääkityksen yhteydessä.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – rauhoitus ja uudistuminen

-Puhdista kasvojen iho miedolla, ärsyttämättömällä puhdistusaineella, käytä kosteuttavaa ihonhoitotuotetta ilman alkoholia ja fotosensitisoivia ainesosia perushoitoa varten ja aseta imeytymisen jälkeen uudistava tila säteilyä varten. Herkkyyksiansi ihon suojaaminen on hauras, joten päivittäinen kosteus ja aurinkosuojat ovat tärkeitä.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm) – talinerityksen hallinta

-Käytä mieltä, ärsyttämättömällä puhdistusainetta kasvojen ihon puhdistamiseen, levitä kosteuttavaa ihonhoitotuotetta ilman fotosensitisoivia ainesosia

perushoitoa varten ja aseta imeytymisen jälkeen tasapainottava tila säilytyä varten.

Koska ihon vesi-rasvatasepainon häiriöt liittyvät läheisesti elämäntapoihin, suositellaan terveellistä ruokavaliota, säännöllistä liikuntaa ja riittävää unta.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm) – hellävarainen intiimihoido

- Puhdistaa intiimialueet ja aseta sen jälkeen intiimitila säilytyä varten.

Huomautus: Jos ilmenee epänormaaleja oireita, kuten ihottumaa, turvotusta, läiskää tai haavautumia intiimialueella, hakeudu lääkärin vastaanotolle.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm) – sopii kainaloiden hoitoon

- Puhdistaa kainalot ja aseta kainalotila säilytyä varten. Päivittäinen kainaloiden pesu on suositeltavaa. Vältä se tuotteita, jotka estävät hien hajua ja imevät kosteutta, kuten hikirauhasien toimintaa ja epämiellyttävää hajua voidaan hallita tehokkaasti.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633 nm) – sopii neulamesoterapian, kultaisten mikroneulauksen, neulapuhdistuksen ja muiden uudistumista vaativien esteettisten hoitojen jälkeen

- Suositellaan noudattamaan esteettisen lääketieteen ohjeita ja käyttämään kosteuttavia ihonhoitotuotteita ilman fotosensitisoivia ainesosia. Imeytymisen jälkeen aseta erikoista säilytyä varten ja kiinnitä päivittäin huomiota kosteuteen ja aurinkosuojaan.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm) – sopii kuivalle, kosteusköyhälle iholle ja edistämään ensensien imeytymistä

- Puhdistaa kasvojen iho miedolla, ärsyttämättömällä puhdistusaineella, levitä kosteuttavia ihonhoitotuotteita ilman fotosensitisoivia ainesosia perushoitoa varten ja aseta imeytymisen jälkeen penetraatiotila säilytyä varten.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm) – sopii synnytyksen jälkeiseen hoitoon raskaana oleville naisille, parantaa raskausarpien ulkonäköä

- Pidä ihon puhtaana käyttäessäsi raskausarpiita. Puhdistu ihon hoidon jälkeen äläkä anna hien jäädä iholle, sillä se voi aiheuttaa epämiellyttävää haittoaluetta hoitoalueella. Raskausarpien vaikutus on parempi, kun säilytysaikaan aikana tehdään hierontaa ohjella.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm) – sopii päänahan terveyden hoitoon

- Käytä mieltä, ärsyttämättömää shampooa hiusten pesuun ja aseta hiusten kuivuttua hiustenhoitotila säilytyä varten. Hiustenhoitotila auttaa parantamaan päänahan talinestystä, tukkeutuneita hiustupsuja, liiallista hilsettä ja muita päänahan ongelmia.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm) – sopii monipuoliseen ihonhoitoon

- Käytä mieltä, ärsyttämättömää puhdistusainetta kasvojen ihon puhdistamiseen, levitä kosteuttava ihonhoitotuote ilman fotosensitisoivia ainesosia perushoitoa varten ja aseta imeytymisen jälkeen monitoimihoidotila säilytyä varten. Päivittäinen kosteus ja aurinkosuojat ovat tärkeitä.

Puhdistus ja huolto

1. Jokaisen käytön jälkeen laite tulee asettaa pakkaukseen turvallisesti säilytystä varten.

2. Hoitojen tehokkuuden säilyttämiseksi LED-paneelit tulee puhdistaa jokaisen käytön jälkeen. Voit käyttää pehmeää liinaa tai kosteita pyyhkeitä.

3. Säännöllinen puhdistus ja asianmukainen huolto varmistavat optimaalisen toiminnan ja pidentävät laitteen käyttöikää.

1. Laite sisältää pieniä osia. Säilytä ne lasten ulottumattomissa tahattoman nielemisen välttämiseksi.

2. Älä käytä laitetta muihin kuin kosmeettisiin tarkoituksiin.

3. Älä käytä laitetta eläinten hoitoon, sillä se voi aiheuttaa niille vammoja.

4. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuin käyttöohjeessa määritellyihin, sillä se voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen virheelliseen toimintaan.

5. Älä anna fyysisesti tai henkisesti vammaisten henkilöiden käyttää laitetta itsenäisesti ilman valvontaa, sillä se voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.

6. Suositeltua useampi käyttö voi lisätä ihoärsytyksen tai tulehduksen riskiä.

7. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, sillä se voi aiheuttaa onnettomuuksia tai vammoja.

8. Älä käytä laitetta helposti syttyvien aineiden (kuten alkoholin, luotimien, bensinin, kysäslakanpoistoaineen tai hiustakan) läheisyydessä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vammoja.

9. Älä lataa, käytä tai sijoita laitetta tulon, lämmityslaitteiden tai korkeiden lämpötilojen läheisyyteen, sillä se voi aiheuttaa ylikuumenemisen, syttymisen tai räjähdysriskin.

10. Älä käytä laitetta veden läheisyydessä, kylpyhuoneissa tai kylpemisen aikana, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon.

11. Älä lataa tai upota laitetta veteen, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon.

12. Vältä laitteen pudottamista ja törmäyksiä suuritehoiseen lampuun ja ohjaimen, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos laite on vaurioitunut putoamisen tai iskun seurauksena, älä käytä sitä.

13. Katkaise virta ennen puhdistusta tai säilytystä, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon.

14. Älä käytä virtalähdettä tai virtajohtoa, jos niissä on vaurioita, ylikuumenemista tai löysää liitintä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, oikosulun tai palovammoja.

15. Älä käytä ihonalueella, jolla on kohonnut hoisyytä, avoimissa haavoissa tai ihottumissa, turvotuksessa, punoitavilla, ärtynneillä, tulehtuneilla tai infektoituneilla ihonalueilla tai ihomuutoksissa.

16. Käytä vain valmistajan toimittamaa alkuperäistä virtalähdettä. Käytön aikana varmista, että pistoke on kytketty suoraan pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai tulipalon.

17. Älä naarmuta, muokkaa tai taivuta virtajohtoa liikaa, älä vedä, kierrä tai aseta sen päälle raskaita esineitä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun, oikosulun tai palovammoja.

18. Vähintään 48 tuntia ennen laitteen käyttöä ja vähintään 48 tuntia sen käytön jälkeen älä käytä solariumia tai altista ihoa pitkäaikaiselle auringonvalolle.

19. Käytön aikana vaihtojännitteen on oltava 100–240 V. Käytä alkuperäistä virtalähdettä, muuten on olemassa tulipalon, sähköiskun jne. riski.

20. Älä pura, korjaa tai muokkaa laitetta itse, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vammoja. Ota tarvittaessa yhteyttä jälkimarkkinointipalveluun.

21. Laite on tarkoitettu kotikäyttöön, kuivaan ympäristöön ja ilman lämpötilaan 15–30 °C; älä käytä laitetta paikoissa, joissa auringonvalo osuu suoraan ihoon.

22. Jos käytön aikana ilmenee poikkeavuuksia, irrota virtälähde välittömästi. Epätavallisen savun, melun tai hajun ilmetessä lopeta käyttö välittömästi.
23. Älä käytä laitetta helposti syttyvien kosmetikkatuotteiden kanssa, sillä se voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai vammoja.
24. Älä käytä laitetta samanaikaisesti sydämentahdistimen, EKG-skannerin tai muiden elektronisten laitteiden kanssa, sillä se voi aiheuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden epävakautta.
25. Laitte on tarkoitettu kotikäyttöön.
26. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa silmävaurioita (jopa sokeuden) tai ihovaurioita.
27. Jos käytät fofosensitisoivaa lääkehoitoa tai peinteistä kirurgista lääketedettä, ota yhteyttä lääkäriin ennen laitteen käyttöä.
28. Laitte ei ole tarkoitettu sairauksien hoitoon, holtuman, kutinan, sieninfektioiden, ihokyhmien tai fibromien yhteydessä suositellaan lääkäriin konsultointia.
29. Tarkista ennen käyttöä, ettei siirtävien peilin tai kotelon pinnassa ole näkyviä vaurioita. Vaurioiden ilmetessä lopeta käyttö.
30. Suorita valoyliherkkyystesti ennen ensimmäistä käyttöä. Jos ilmenee ihon yliherkkyysreaktio, lopeta käyttö välittömästi.
31. Jos käytön aikana ilmenee poikkeavuuksia tai epämukavuutta, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
32. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä virtälähdettä.
33. Älä käytä tai säilytä virtälähdettä kosteiden vaatteiden läheisyydessä tai kosteissa tiloissa.
34. Älä käytä tai säilytä laitetta paikassa, jossa lamppu ja LED-diodi ovat suunnattuina suoraan toisiaan kohti.
35. Poista melkki ja puhdistasäilytettävä alue ennen laitteen päivittäistä käyttöä.
36. Poista metalliesineet, silmälasit ja piiloinsit säilytysalueelta ennen käyttöä.
37. Ensimmäisellä käyttökerralla tai pitkään tauon jälkeen varmista, että painikkeet ja merkkivalot toimivat oikein.
38. Käytön jälkeen pidä laite ja virtälähde kuivina ja puhtaina.
39. Irrota laite virtälähteestä puhdistuksen ajaksi. Säilytä laite puhdistuksen jälkeen kuivassa ja puhtaassa paikassa.
40. Käytön jälkeen iho voi tuntua hieman lämpimältä ja kuivalta. Suositellaan kosteuttavien ihonhoitotuotteiden käyttöä.
41. Voimakkaan epämukavuuden tai epätavallisten tunteiden ilmetessä lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.
42. Valitse sopiva käyttötila yksilöllisten tarpeiden mukaan.
43. Saman alueen kokonaiskäyttöaika yhden päivän aikana ei saa ylittää 30 minuuttia ihovaurioiden välttämiseksi.
44. Älä käytä syövyttävää luottoimia (ohennin, bensiini, kysyläkanpoistoaine jne.) kotelon puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

Laitteen käytön rajoitukset ja vasta-aiheet:

- Henkilöt, joilla on ihosairauksia, ihosairauksia, atooppinen ihottuma, herkkä iho tai taipumus fotoallergisiin reaktioihin
- Henkilöt, jotka kärsivät vakavista sydän-, maksan- tai verenkiertoelimistön sairauksista, hermoston sairauksista, syövästä, kasvohormonaalisista, hemofiliasta, kuumeeseen liittyvistä sairauksista sekä valokohkeista epilepsiaista
- Raskaana olevat ja imettävät naiset
- Henkilöt, joilla on kapillaarisairauksia, jotka johtuvat anabolisten steroidien käytöstä, tai joilla on maksan toimintahäiriöitä
- Kehoalueet, joilla ihon eheys on rikkoutunut, kuten palovammat, rakkulat, villit, haavat, aktiiviset ihosairaudet tai infektiot
- Henkilöt, jotka käyttävät lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa fotoallergisia reaktioita –laitetta saa käyttää vain erityistä varovaisuutta noudattaen ja lääkäriin ohjeiden mukaisesti
- Epänormaalien oireiden ilmeneminen säilytysalueella hoidon aikana tai sen jälkeen, kuten kutina, turvotus, punoitus, rakkulat tai muut ihoreaktiot –tällaisessa tapauksessa laitteen käyttö on lopetettava välittömästi ja oletettava yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin
- Voiminnan heikkeneminen hoidon aikana –hoito on keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin
- Laitte ei ole tarkoitettu lasten käyttöön

Lisätietoja (katso sivu 2, f2)

A készülék leírása (lásd 2. oldal, f1)

1. LED-diódák
2. Kijelző
3. Szabályozó gomb (LE)
4. Szabályozó gomb (FEL)
5. Bekapcsoló gomb
6. DC tápcsatlakozó
7. Tálp
8. Védőszemüveg
9. Tápkábel

Műszaki specifikáció:

Méretek: 38x27x4 cm

Nettó tömeg: 2,6 kg

Tápellátás: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Teljesítményfelvétel: max. 120 W (Full Spectrum)

Szányállítási szög: 0–120°

Fényüzemmódok száma: 12

Fényintenzitási szintek száma: 3

LED-ek száma: 496

Hullámhossz-spektrum: 465 nm ±10 nm (kék fény), 590 nm ±10 nm (sárga fény), 633 nm ±10 nm (piros fény), 850 nm ±10 nm (közeli infravörös), 1064 nm ±10 nm (mély infravörös)

A csomag tartalma: 1x fő készülék, 1x védőszemüveg, 1x tápkábel, 1x használati útmutató, 1x garanciakártya

A készülék használata

1. A készülék be- és kikapcsolásához nyissa ki mindkét ajtót, vagy tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig.
2. A készülék bekapcsolása után az intenzitás és az üzemmód a szabályozó gombokkal (LE) és (FEL) állítható.
3. A fényüzemmód módosításához nyomja meg a szabályozó gombot (LE) vagy (FEL).
4. A fényintenzitás szintjének módosításához tartsa lenyomva a szabályozó gombot (LE) vagy (FEL).
5. Ajánlott használat: hetente 3–5 alkalommal, naponta legfeljebb 30 percig.
6. Ha a készüléket nem használják készenléti módban, 2,5 perc után automatikusan kikapcsol.

Használat előtti előkészítés

1. Használat előtt távolítsa el a sminket, és alaposan tisztítsa meg az arcát. Ne használjon fényérzékenyítő vagy fehérítő összetevőket tartalmazó kozmetikumokat.
2. Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt tápegységhez.
3. Vegye fel a védőszemüveget – a kezelés során a készülék intenzív LED-fényt bocsát ki.
4. Nyissa ki mindkét ajtót, vagy tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 1,5 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
5. Az üzemmód és az energia beállítása után röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot a kezelés elindításához. Ot hangjelzés után megkezdődik a besugárzás.
6. A kezelés szüneteltetéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot – az idő lementésre kerül. 2,5 perc inaktivitás után a készülék automatikusan kikapcsol. A memóriafunkció elmenti az utolsó használat beállításait. A memóriafunkció elmenti az utolsó használat beállításait.

A készülék 12 fényüzemmóddal rendelkezik:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – ragyogás és egységesebb bőrtónus
 - Használjon gyengéd, nem irritáló arc tisztítót, vigyen fel hidratáló, fényérzékenyítő összetevőktől mentes bőrápoló terméket az alapápoláshoz, majd felszívódás után állítsa be a fehérítő módot a besugárzáshoz. A besugárzás után fehérítő összetevőket tartalmazó kozmetikumok is alkalmazhatók. Mindennap figyeljen a hidratálásra és a fényvédelemre.
 2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – feszesesség és rugalmasság
 - Használjon gyengéd, nem irritáló arc tisztítót, vigyen fel hidratáló, fényérzékenyítő összetevőktől mentes bőrápoló terméket, majd felszívódás után állítsa be a feszesítő módot a besugárzáshoz. A rendszeres ápolás segít az üde bőr elérésében.
 3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – egyensúly a problémás bőr számára
 - Használjon gyengéd, nem irritáló arc tisztítót, vigyen fel hidratáló, fényérzékenyítő összetevőktől mentes bőrápoló terméket, majd felszívódás után állítsa be az akné elleni módot a besugárzáshoz. Az egészséges életmód (kiegyensúlyozott étrend és megfelelő alvás) szintén elengedhetetlen a bőr védelméhez; ajánlott a korai lefekvés és a magas cukortartalmú, illetve csípős ételek kerülése.
- Megjegyzés: Ne használja bőrgyulladás esetén vagy gyógyszereszedés alatt.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – nyugtatás és regenerálás
 - Tisztítsa meg az arcot gyengéd, nem irritáló tisztítószerrel, használjon alkohol- és fényérzékenyítő összetevőktől mentes hidratáló bőrápoló termékeket, majd felszívódás után állítsa be a regeneráló módot a besugárzáshoz. Érzékeny időszakban a bőr védőrétege sérülékeny, ezért különösen fontos a napi hidratálás és fényvédelem.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm)—faggyúkontroll

-Használati gyengéd, nem irritáló arciszitítót, vigyen fel hidratáló, fényérzékenyítő összetevőktől mentes bőrápoló terméket, majd felszívódás után állítsa be az egyensúlyozó módot a besugárzáshoz.

Mivel a bőr víz-zsírs egyensúlyának zavara szorosan összefügg az életmóddal, ajánlott az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás és a megfelelő mennyiségű alvás.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm)—kíméletes intimápolás

-Tisztítsa meg az intim területeket, majd állítsa be az intim módot a besugárzáshoz.

Megjegyzés: Ha rendellenes tünetek, például kiütés, duzzanat, foltok vagy fekélyek jelentkeznek az intim területen, forduljon orvoshoz.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm)— hónaljápolásra alkalmas

-Tisztítsa meg a hónalj területét, és állítsa be a hónalj módot a besugárzáshoz. Ajánlott a hónalj napi tisztítása. Válasszon izzadságszagot gátló és nedvességet felszívó termékeket az izzadságmegnyomó működésének és a kellően szorosan illeszkedő ruhák használatához.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633 nm)—lús mezoterápia, arany mikro-lús kezelés, lús tisztítás és egyéb regenerációt igénylő esztétikai orvosi kezeléseket után

-Ajánlott az esztétikai orvoslás előírásainak betartása és fényérzékenyítő összetevőktől mentes hidratáló kozmetikumok használata. Felszívódás után állítsa be a speciális módot a besugárzáshoz, és mindennap figyeljen a hidratálásra és fényvédelemre.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm)—száraz, vízhiányos bőrre és az esszenciák felszívódásának támogatására

-Tisztítsa meg az arcbőrt gyengéd, nem irritáló tisztítószerrel, vigyen fel hidratáló, fényérzékenyítő összetevőktől mentes bőrápoló termékeket, majd felszívódás után állítsa be a penetrációs módot a besugárzáshoz.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm)—terhesség utáni ápolásra alkalmas, javítja a striák megjelenését

-A stria mód használata közben tartsa tisztán a bőrt, izzadás után tisztítsa meg a bőrt, és ne hagyja, hogy az izzadság a bőrön maradjon, mivel ez kellemetlenséget okozhat a kezelt területen. A stria mód hatása jobb, ha a besugárzás során olajos masszázst végeznek.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm)—fejbőr egészségének ápolására alkalmas

-Használati gyengéd, nem irritáló samponot a hajmosáshoz, majd a haj megszáradás után állítsa be a hajápolási módot a besugárzáshoz. A hajápolási mód segít javítani a fejbőr faggyútermelését, az eltömődött hajhagymákat, a túlzott kopasodást és egyéb fejbőrproblémákat.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm)—többfunkciós bőrápolásra alkalmas

-Használati gyengéd, nem irritáló arciszitítót, vigyen fel hidratáló, fényérzékenyítő összetevőktől mentes bőrápoló terméket, majd felszívódás után állítsa be a multifunkciós ápolási módot a besugárzáshoz. A mindennapi életben ügyeljen a hidratálásra és a fényvédelemre.

Tisztítás és karbantartás

1. Minden használat után helyezze a készüléket a csomagolásba a biztonságos tárolás érdekében.

2. A kezelések hatékonyságának megőrzése érdekében minden használat után tisztítsa meg a LED-panelek felületét. Használhat puha kendőt vagy nedves törülközőt.

3. A rendszeres tisztítás és a megfelelő karbantartás biztosítja az optimális működést és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

1. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsa gyermekektől távol a véletlen lenyelés elkerülése érdekében.

2. Ne használja a készüléket kozmetikai célokban kívül másra.

3. Ne használja a készüléket állatok ápolására, mert sérülést okozhat nekik.

4. Ne használja a készüléket a használati útmutatóban meghatározottaktól eltérő célra, mert ez sérülést vagy a készülék hibás működését okozhatja.

5. Ne engedje, hogy testi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül használják a készüléket, mert ez balesethez vagy sérüléshez vezethet.

6. Az ajánlathoz gyakorb használat bőritáció vagy gyulladás kockázatával járhat.

7. Ne használja a készüléket, ha az sérült, mert balesetet vagy sérülést okozhat.

8. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (például alkohol, oldószerek, benzín, körömlakkeltávolító vagy hajlakk) közelében, mert tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

9. Ne lökse, ne használja és ne helyezze a készüléket nyílt láng, fűtőberendezések vagy magas hőmérsékletű helyek közelébe, mert túlmelegedést, gyulladást vagy robbanást okozhat.

10. Ne használja a készüléket víz közelében, fürdőszobában vagy fürdés közben, mert áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

11. Ne lökés és ne merítse a készüléket vízbe, mert áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

12. Kerülje a készülék leejtését és az erős fényű lámpával vagy vezérlőegységgel való ütközést, mert ez hibás működéshez vezethet. Ha a készülék leesés vagy ütés következtében megsérült, ne használja.

13. Tisztítás vagy tárolás előtt kapcsolja ki az áramellátást, mert áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

14. Ne használja a tápegységet vagy a tápkábelt, ha sérült, túlmelegszik vagy laza a csatlakozás, mert tüzet, áramütést, rövidzárlatot vagy égési sérülést okozhat.

15. Ne alkalmazza olyan bőrtületeken, ahol fokozott a bőrök kockázata, nyílt sebeknél vagy kiütéseknél, duzzadt, kipirosodott, irritált, fertőzött vagy gyulladt bőrtületeken vagy bőrelváltozásokon.

16. Kizárólag a gyártó által biztosított eredeti tápegységet használja. Használat közben győződjön meg róla, hogy a tápegység dugója közvetlenül a konnektorba van csatlakoztatva. Ne használjon hosszabbított, mert áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.

17. Ne karcolja, ne módosítsa és ne helyezze tűzoltóba a tápkábelt, ne húzza, ne csavarja, és ne helyezzen rá nehézsúlyú tárgyakat, mert tüzet, áramütést, rövidzárlatot vagy égési sérülést okozhat.

18. A készülék használata előtt legalább 48 órával és használata után legalább 48 óráig ne használjon szoláriumot, és ne tegye ki a bőrt hosszantartó

napsugárzásnak.

19. Használat közben a váltóáramú feszültségnek 100–240 V között kell lennie. Használja az eredeti tápegységet, ellenkező esetben tűz, áramütés stb. veszélye áll fenn.

20. Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket saját maga, mert tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Javítás esetén forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

21. A készülék otthoni használatra készült, száraz környezetben és 15–30 °C közötti levegőhőmérsékleten; ne használja olyan helyeken, ahol közvetlen napsugárzás éri a bőrt.

22. Ha használat közben rendellenesség lép fel, azonnal húzza ki a tápegységet. Szokatlan füst, zaj vagy szag esetén azonnal hagyja abba a használatot.

23. Ne használja a készüléket gyúlékony kozmetikumokkal együtt, mert tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

24. Ne használja a készüléket pacemakerrel, EKG-szennerekkel vagy más elektronikus eszközökkel egyidejűleg, mert az orvosi elektronikai eszközök instabil működését okozhatja.

25. A készülék otthoni használatra készült.

26. Az utasítások be nem tartása szemkárosodást (akár vaktságot) vagy bőrkárosodást okozhat.

27. Ha fényérzékenyítő gyógyszeres terápiát vagy hagyományos kínai orvoslást alkalmaz, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.

28. A készülék nem betegségek kezelésére szolgál. Kútések, viszketés, gombás fertőzések, bőrcsomók vagy fibrómák esetén orvosi konzultáció javasolt.

29. Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e látható sérülés az áteresztő tükrön vagy a burkolaton. Sérülés esetén hagyja abba a használatot.

30. Az első használat előtt végezzen fényérzékenységi tesztet. Túlérzékenységi reakció esetén azonnal hagyja abba a használatot.

31. Ha használat közben bármilyen rendellenesség vagy kellemetlen érzés jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

32. Kizárólag a termékhez mellékelt eredeti tápegységet használja.

33. Ne használja és ne tárolja a tápegységet nedves ruhák közelében vagy nedves helyeken.

34. Ne használja és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol az izzó és a LED-dióda közvetlenül egymás felé irányul.

35. A készülék mindennapi használata előtt távolítsa el a sminket, és tisztítsa meg a besugárzásra szánt területet.

36. Használat előtt távolítsa el a fém tárgyakat, szemüveget és kontaktlencsét a besugárzási területről.

37. Első használatkor vagy hosszabb szünet után győződjön meg róla, hogy a gombok és a jelzőfények megfelelően működnek.

38. Használat után tartsa a készüléket és a tápegységet szárazon és tisztán.

39. Tisztítás közben húzza ki a készüléket a tápegységből. Tisztítás után száraz, tiszta helyen tárolja a készüléket.

40. Használat után a bőr enyhén meleg és száraz lehet. Hidratáló bőrápoló termékek használata ajánlott.

41. Erős kellemetlenség vagy szokatlan érzések esetén azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.

42. Az egyéni igényeknek megfelelően válassza ki a megfelelő üzemmódot.

43. Ugyanazon terület napi összes besugárzási ideje nem haladhatja meg a 30 percet a bőrkárosodás elkerülése érdekében.

44. Ne használjon máró oldószereket (nigiló, benzín, körömlakkoldós stb.) a burkolat tisztításához, mert azok károsíthatják a készülék felületét.

A készülék használatának korlátozásai és ellenjavallatai:

1. Bőrelérgiában, bőrbetegségekben, atópiás dermatitiszben szenvedő, érzékeny bőrű vagy fotoallergiás reakciókra hajlamos személyek

2. Súlyos szív-, máj- vagy vérértékváltozásokban, idegrendszeri betegségekben, dagasztós megbetegedésekben, aridegzszámbában, hemofilában, lúzzal járó betegségekben és fényérzékeny epilepsziában szenvedő személyek

3. Terhes és szoptató nők

4. Anabolikus szteroidok használata miatt kialakult hajszálér-betegségekben szenvedő vagy májműködési zavarban érintett személyek

5. Olyan testfelületek, ahol a bőr folytonossága megszakadt, például égési sérülések, hólyagok, vágások, sebek, aktív bőrbetegségek vagy fertőzések

6. Fotoallergiás reakciók kivételével gyógyszereket szedő személyek – a készülék csak fokozott óvatossággal és az orvos ajánlása szerint használható

7. Rendellenes tünetek megjelenése a besugárzott területen a kezelés során vagy után, mint például viszketés, duzzanat, bőrpír, hólyagok vagy egyéb bőreakciók – ilyen esetben azonnal abba kell hagyni a készülék használatát és orvosi segítséget kell kérni

8. A közérzet romlása a kezelés során – a kezelést azonnal meg kell szakítani és orvosi segítséget kell kérni

9. A készülék nem gyermekek használatára készült

További információk (lásd 2. oldal, f2)

Descrierea dispozitivului (vezi pagina 2, f1)

1. Diode LED
2. Afişaj
3. Buton de reglare (JOS)
4. Buton de reglare (SUS)
5. Buton de alimentare
6. Port de alimentare DC
7. Bază
8. Ochelari de protecție
9. Cablu de alimentare

Specificații tehnice:

Dimensiuni: 38x27x4 cm

Greutate netă: 2,6 kg

Alimentare: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Consum de energie: până la 120 W (Full Spectrum)

Reglarea aripilor: 0–120°

Număr de moduri de lumină: 12

Număr de niveluri ale intensității luminii: 3

Număr de LED-uri: 496

Spectru de unde: 465 nm \pm 10 nm (lumină albastră), 590 nm \pm 10 nm (lumină galbenă), 633 nm \pm 10 nm (lumină roșie), 850 nm \pm 10 nm (infraroșu apropiat), 1064 nm \pm 10 nm (infraroșu profund)

Conținutul setului: 1x dispozitiv principal, 1x ochelari de protecție, 1x cablu de alimentare, 1x manual de utilizare, 1x card de garanție

Utilizarea dispozitivului

1. Pentru a porni/opri dispozitivul, deschideți ambele ușițe sau țineți apăsat butonul de alimentare timp de 1,5 s.
2. După pornirea dispozitivului, puteți ajusta intensitatea și modul folosind butonul de reglare (JOS) și butonul de reglare (SUS).
3. Pentru a schimba modul de lumină, apăsați butonul de reglare (JOS) sau butonul de reglare (SUS).
4. Pentru a schimba nivelul intensității luminii, țineți apăsat butonul de reglare (JOS) sau butonul de reglare (SUS).
5. Utilizare recomandată: utilizați dispozitivul de 3–5 ori pe săptămână, nu mai mult de 30 de minute pe zi.
6. Dacă dispozitivul nu este utilizat în modul standby, acesta se va opri automat după 2,5 minute.

Pregătirea pentru utilizare

1. Înainte de utilizare îndepărtați machiajul și curățați bine fața. Nu folosiți cosmetice care conțin ingrediente fotosensibilizante sau de albire.
2. Conectați dispozitivul la adaptorul de alimentare inclus.
3. Purtați ochelari de protecție – în timpul iradierii dispozitivul emite o lumină LED intensă.
4. Deschideți ambele aripi sau țineți apăsat butonul de alimentare timp de 1,5 s pentru a porni dispozitivul.
5. După setarea modului și a energiei, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a începe procedura. După cinci semnale sonore începe iradierea.
6. Pentru a întrerupe procedura, apăsați butonul de alimentare – timpul va fi memorat. După 2,5 minute de inactivitate, dispozitivul se va opri automat. Funcția de memorie salvează setările de la ultima utilizare. Funcția de memorie salvează setările de la ultima utilizare.

Dispozitivul are 12 moduri de lumină:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064 nm) – strălucire și uniformizarea nuanțelor pielii
 - Folosiți un produs de curățare blând, neiritant pentru a curăța pielea feței, aplicați un produs hidratant de îngrijire a pielii fără ingrediente fotosensibilizante pentru îngrijirea de bază, iar după absorbție setați modul de albire pentru iradiere. După iradiere se pot folosi produse de îngrijire cu ingrediente de albire. Acordați zilnic atenție hidratării și protecției solare.
 2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064 nm) – fermitate și elasticitate
 - Folosiți un produs de curățare blând, neiritant pentru a curăța pielea feței, aplicați un produs hidratant de îngrijire a pielii fără ingrediente fotosensibilizante pentru îngrijirea de bază, iar după absorbție setați modul de fermitate pentru iradiere. Folosiți îngrijirea regulată pentru a obține o piele radiantă.
 3. M3 Clarity Light Mode (465+633 nm) – echilibru pentru pielea cu imperfecțiuni
 - Folosiți un produs de curățare blând, neiritant pentru a curăța pielea feței, aplicați un produs hidratant de îngrijire a pielii fără ingrediente fotosensibilizante pentru îngrijirea de bază, iar după absorbție setați modul anticare: pentru iradiere. Obieciunile bune de viață (dieta sănătoasă și somn suficient) sunt, de asemenea, esențiale pentru protecția pielii; se recomandă scăderea dărmelor în fiecare zi și evitarea produselor cu conținut ridicat de zahăr și a mâncărilor picante.
- Notă: Nu utilizați în cazul inflamațiilor pielii sau în timpul administrării medicamentelor.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633 nm) – calmare și regenerare
 - Curățați pielea feței cu un produs de curățare blând, neiritant, folosiți produse hidratante de îngrijire a pielii fără alcool și ingrediente fotosensibilizante pentru îngrijirea de bază, iar după absorbție setați modul de regenerare pentru iradiere. Bariera pielii este fragilă în perioadele de sensibilitate, de aceea acordați zilnic atenție hidratării și protecției solare.
 5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633 nm) – controlul sebumului

-Folosiți un produs de curățare blând, neiritant pentru a curăța pielea feței, aplicați un produs hidratant de îngrijire a pielii fără ingrediente fotosensibilizante pentru îngrijirea de bază, iar după absorbție setați modul de echilibrare pentru iradiere.

Deoarece dezechilibrele hidroplice ale pielii sunt strâns legate de obiceiurile de viață, se recomandă o dietă sănătoasă, activitate fizică regulată și somn suficient.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850 nm) – îngrijire intimă delicată

-Curățați zonele intime, apoi setați modul intim pentru iradiere.

Notă: În cazul apariției unor simptome anormale, precum erupții, umflături, pete sau ulcerări în zonele intime, trebuie să mergeți la spital pentru consult medical.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850 nm) – potrivit pentru îngrijirea axilelor

-Curățați zona axilelor și setați modul axilar pentru iradiere. Se recomandă spălarea zilnică a zonei neplăcut. Aplegeți produse care inhibă mirosul transpirației și absorb umezeala pentru a controla eficient activitatea glandelor sudoripare și problema de miros neplăcut.

8. M8 Dema Restore Mode (590+633 nm) – potrivit după mezoterapia cu ace, micro-acele auri, curățarea cu ace și alte proceduri de medicină estetică ce necesită regenerare

-Se recomandă respectarea cerințelor medicinei estetice și utilizarea produselor de îngrijire fără ingrediente fotosensibilizante pentru hidratare. După absorbție setați modul special pentru iradiere și acordați zilnic atenție hidratării și protecției solare.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850 nm) – potrivit pentru pielea uscată cu deficit de apă și pentru a sprijini absorbția esențelor

-Curățați pielea feței cu un produs de curățare blând, neiritant, aplicați produse hidratante de îngrijire a pielii fără ingrediente fotosensibilizante pentru îngrijirea de bază, iar după absorbție setați modul de penetrare pentru iradiere.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064 nm) – potrivit pentru îngrijirea postpartum la femeile însărcinate, îmbunătățește aspectul vergeturilor

-Mențineți pielea curată în timpul utilizării modulului pentru vergeturi de sarcină. Curățați pielea după transpirație, nu permiteți ca transpirația să rămână pe piele, deoarece poate provoca disconfort în zona tratată. Efectul modulului pentru vergeturi va fi mai bun cu masaj cu ulei în timpul procesului de iradiere.

11. M11 Scalp Vital Light (633 nm) – potrivit pentru îngrijirea sănătății scalpului

-Folosiți un produs de spălare blând, neiritant pentru a vă spăla părul, iar după uscarea părului setați modul de îngrijire a părului pentru iradiere. Modul de îngrijire a părului ajută la îmbunătățirea secreției de sebum a scalpului, a foliurilor de păr infundate, a matreii excesive și a altor probleme ale scalpului.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064 nm) – potrivit pentru îngrijire multifuncțională a pielii

-Folosiți un produs de curățare blând, neiritant pentru a curăța pielea feței, aplicați un produs hidratant de îngrijire a pielii fără ingrediente fotosensibilizante pentru îngrijirea de bază, iar după absorbție setați modul de îngrijire multifuncțională pentru iradiere. Acordați atenție hidratării și protecției solare în viața de zi cu zi.

Curățare și întreținere

1. După fiecare utilizare, dispozitivul trebuie plasat în ambalaj pentru depozitare în siguranță.

2. Pentru a menține eficiența sesiunilor, panourile LED trebuie curățate după fiecare utilizare. Puteți folosi o cârpă moale sau șervețele umede.

3. Curățarea regulată și întreținerea corectă asigură funcționarea optimă și prelungesc durata de viață a dispozitivului.

1. Dispozitivul conține piese mici. Păstrați-le departe de copii pentru a evita înghițirea accidentală.

2. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele cosmetice.

3. Nu utilizați dispozitivul pentru îngrijirea animalelor, deoarece le poate provoca răni.

4. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele specificate în manualul de utilizare, deoarece acest lucru poate duce la vătămări corporale sau la funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.

5. Nu permiteți persoanelor cu dizabilități fizice sau psihice să utilizeze dispozitivul fără supraveghere, deoarece acest lucru poate duce la accidente sau vătămări corporale.

6. Există riscul de apariție a iritațiilor sau inflamațiilor pielii în cazul utilizării mai frecvente decât cea recomandată.

7. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat, deoarece acest lucru poate provoca accidente sau vătămări corporale.

8. Nu utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile (cum ar fi alcoolul, solvenții, benzina, dizolvantul de oje sau spray-ul de păr), deoarece acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.

9. Nu încercați, nu utilizați și nu așezați dispozitivul în apropierea focului, a aparatelor de încălzire sau în locuri cu temperatură ridicată, deoarece acest lucru poate provoca supraîncălzire, aprindere sau explozie.

10. Nu utilizați dispozitivul în apropierea surselor de apă, în băi sau în timpul băii, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.

11. Nu încercați și nu scufundați dispozitivul în apă, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.

12. Evitați scăparea dispozitivului și lovirea acestuia de lampa de mare putere și de controler, deoarece acest lucru poate cauza funcționarea necorespunzătoare. Dacă dispozitivul a fost deteriorat în urma căderii sau lovirii, nu îl utilizați.

13. Opriți alimentarea înainte de curățare sau depozitare, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.

14. Nu utilizați adaptorul sau cablul de alimentare dacă există deteriorări, supraîncălzire sau scăderea prizei adaptorului, deoarece acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare, scurtcircuit sau arsuri.

15. Nu utilizați pe părți ale pielii unde există o probabilitate crescută de apariție a cancerului de piele, pe răni deschise sau erupții, pe zone umflatae, înroșite, intate, infectate sau inflamate ale pielii ori pe leziuni cutanate.

16. Utilizați numai adaptorul original furnizat de producător. În timpul utilizării, asigurati-vă că ștecherul adaptorului este conectat direct la priză. Nu folosiți prelungitoare, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare, scurtcircuit sau incendiu.

17. Nu zgăriați, nu modificați și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare, nu trageți, nu răsuciți și nu așezați obiecte grele pe acesta, deoarece acest lucru

poate provoca incendii, electrocutare, scurtcircuit sau arsuri.

18. Cu cel puțin 48 de ore înainte de utilizarea dispozitivului și cel puțin 48 de ore după utilizare, nu utilizați solarul și nu expuneți pielea la lumină solară prelungită.
19. În timpul utilizării, tensiunea de curent alternativ trebuie să fie 100–240 V. Utilizați adaptorul original, în caz contrar există risc de incendii, electrocutare etc.
20. Nu demontați, nu reparați și nu modificați dispozitivul pe cont propriu, deoarece acest lucru poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale. Dacă este necesară o reparație, contactați serviciul post-vânzare.
21. Dispozitivul este destinat utilizării la domiciliu, într-un mediu uscat și la o temperatură a aerului între 15 și 30°C; nu utilizați dispozitivul în locuri unde lumina solară cade direct pe piele.
22. Dacă apar anomalii în timpul utilizării, deconectați imediat adaptorul. În cazul fumului, zgomotului sau mirosului neobișnuit, întrerupeți imediat utilizarea.
23. Nu utilizați dispozitivul cu cosmetice inflamabile, deoarece acest lucru poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
24. Nu utilizați dispozitivul simultan cu un stimulator cardiac, scanere EKG sau alte dispozitive electronice, deoarece acest lucru poate cauza instabilitatea dispozitivelor electronice medicale.
25. Dispozitivul este destinat utilizării la domiciliu.
26. Nerespectarea instrucțiunilor poate provoca leziuni oculare (chiar orbire) sau leziuni ale pielii.
27. Dacă urmați terapie cu medicamente fotosensibilizante sau medicină tradițională chineză, consultați un medic înainte de a utiliza dispozitivul.
28. Dispozitivul nu este destinat tratării bolilor. În cazul erupțiilor, mâncărimilor, micozelor, nodurilor cutanate sau fibromelor se recomandă consult medical.
29. Înainte de utilizare, verificați dacă există deteriorări vizibile ale oglinzii de transmisie sau ale carcaset. În cazul deteriorărilor, opriți utilizarea.
30. Înainte de prima utilizare efectuați un test de sensibilitate la lumină. În cazul unei reacții de hipersensibilitate a pielii, întrerupeți imediat utilizarea.
31. Dacă apar orice anomalii sau disconfort în timpul utilizării, întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului.
32. Utilizați numai adaptorul original inclus cu produsul.
33. Nu utilizați și nu depozitați adaptorul în apropierea hainelor umede sau în locuri umede.
34. Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul într-un loc în care becul și dioda LED sunt orientate direct unul către celălalt.
35. Înainte de utilizarea zilnică a dispozitivului, îndepărtați machiajul și curățați zona destinată iradierii.
36. Înainte de utilizare, îndepărtați obiectele metalice, ochelarii și lentilele de contact din zona de iradiere.
37. La prima utilizare sau după o pauză mai lungă, asigurați-vă că butoanele și indicatoarele funcționează corect.
38. După utilizare, păstrați dispozitivul și adaptorul în stare uscată și curată.
39. În timpul curățării deconectați dispozitivul de la adaptor. După curățare, depozitați dispozitivul într-un loc uscat și curat.
40. După utilizare, pielea poate fi ușor caldă și uscată. Se recomandă utilizarea produselor hidratante pentru îngrijirea pielii.
41. În caz de disconfort puternic sau senzații neobișnuite, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
42. Alegeți modul de funcționare adecvat în funcție de nevoile individuale.
43. Timpul total de iradiere al aceluiași zone într-o singură zi nu trebuie să depășească 30 de minute, pentru a evita deteriorarea pielii.
44. Nu utilizați solvenți caustici (diluanti, benzină, dizolvant de oje etc.) pentru a curăța carcasa, deoarece acest lucru poate deteriora suprafața dispozitivului.

Limitări și contraindicații pentru utilizarea dispozitivului:

1. Persoane cu alergii cutanate, boli de piele, dermatită atopică, piele sensibilă sau tendință la reacții fotoalergice
2. Persoane care suferă de boli grave ale inimii, ficatului sau sistemului hematopoietic, boli ale sistemului nervos, tumori, nevralgie facială, hemofilie, boli însoțite de febră și epilepsie fotosensibilă
3. Femei însărcinate și femei care alăptează
4. Persoane cu boli ale capilarelor cauzate de utilizarea steroizilor anabolizanți sau cu tulburări ale funcției hepatice
5. Zone ale corpului în care există întreruperea continuității pielii, cum ar fi arsuri, vezicule, tăieturi, răni, boli de piele active sau infecții
6. Persoane care iau medicamente ce pot provoca reacții fotoalergice – dispozitivul trebuie utilizat numai cu prudență deosebită și conform recomandărilor medicului
7. Apariția în timpul sau după procedură a unor simptome anormale la locul iradierii, precum prurit, edem, eritem, vezicule sau alte reacții cutanate – în acest caz trebuie întreruptă imediat utilizarea dispozitivului și consultat personalul medical
8. Agravarea stării de bine în timpul procedurii – procedura trebuie întreruptă imediat și trebuie contactat personalul medical
9. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii

Mai multe informații (vezi pagina 2, f2)

- LED مصابيح 1.
الشاشة 2.
زر الضبط (الأسفل) 3.
زر الضبط (الأعلى) 4.
زر التشغيل 5.
DC منفذ طاقة 6.
القاعدة 7.
نظارات واقية 8.
كابل الطاقة 9.

المواصفات التقنية:

- الأبعاد: 38×27×4 سم
الوزن الصافي: 2.6 كجم
استهلاك الطاقة: حتى 120 واط (طيف كامل)
°ضبط الأجنحة: 0-120
عدد أوضاع الإضاءة: 12
عدد مستويات شدة الإضاءة: 3
LED: 496 عدد مصابيح

طيف الموجات: 465 نانومتر ±10 نانومتر (ضوء أزرق)، 590 نانومتر ±10 نانومتر (ضوء أصفر)
نانومتر ±10 نانومتر (ضوء أحمر)، 850 نانومتر ±10 نانومتر (الأشعة تحت الحمراء القريبة)، 1064 نانومتر ±10 نانومتر (الأشعة تحت 633 الحمراء العميقة)
محتويات العبوة: 1× دليل الاستخدام، 1× بطاقة الضمان 1×
نظارات واقية

تشغيل الجهاز

1. لتشغيل/إيقاف الجهاز، افتح البابين أو اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 1.5 ثانية.
2. بعد تشغيل الجهاز، يمكنك ضبط الشدة والوضع باستخدام زر الضبط (الأسفل) و زر الضبط (الأعلى).
3. لتغيير وضع الإضاءة، انقر على زر الضبط (الأسفل) أو زر الضبط (الأعلى).
4. لتغيير مستوى شدة الإضاءة، اضغط مع الاستمرار على زر الضبط (الأعلى).
5. الاستخدام الموسمي به: استخدم الجهاز 3-5 مرات في الأسبوع، ولمدة لا تتجاوز 30 دقيقة يوميًا.
6. إذا لم تستخدم الجهاز في وضع الاستعداد، فسوف يُطفأ تلقائيًا بعد ٢,٥ دقيقة.

التحضير للاستخدام

1. قبل الاستخدام أزل المكياج ونظف الوجه جيدًا. لا تستخدم مستحضرات تحتوي على مكونات مُحسّنة للضوء أو مُبيضة.
2. وصل الجهاز بمحول الطاقة المرفق.
3. مكثف LED ارتد النظارات الواقية أثناء الإضاءة بصدر الجهاز ضوء.
4. افتح كلا الجانبين أو اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 1.5 ثانية لتشغيل الجهاز.
5. بعد ضبط الوضع والطاقة اضغط مضغطة قصيرة على زر التشغيل لبدء الجلسة. بعد خمس إشارات صوتية تبدأ الإضاءة.
6. إيقاف الجلسة مؤقتًا اضغط زر التشغيل - سيتم حفظ الوقت. بعد 2,5 دقيقة من عدم النشاط سيطفأ الجهاز تلقائيًا. تحفظ وظيفة الذاكرة إعدادات 6. آخر استخدام. تحفظ وظيفة الذاكرة إعدادات آخر استخدام

يحتوي الجهاز على 12 وضعًا للإضاءة

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - إشراق وتوحيد لون البشرة - استخدم منقظًا لطيفًا غير مُهيج لتنظيف بشرة الوجه، وضع مستحضر العناية مرطبًا خاليًا من المكونات المُحسّنة للضوء للعناية الأساسية بالبشرة، وبعد - امتصاصه اضغط وضع التبييض للإضاءة. بعد الإضاءة يمكن استخدام مستحضرات عناية تحتوي على مكونات مُبيضة. يجب الانتباه يوميًا للترطيب والحماية من الشمس
2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - شد ومرونة - استخدم منقظًا لطيفًا غير مُهيج لتنظيف بشرة الوجه، وضع مستحضر عناية مرطبًا خاليًا من المكونات المُحسّنة للضوء للعناية الأساسية بالبشرة، وبعد - امتصاصه اضغط وضع الشد للإضاءة. اتبع عناية منتظمة للحصول على بشرة مشرقة متوازنة للبشرة ذات الشوائب
3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - استخدم منقظًا لطيفًا غير مُهيج لتنظيف بشرة الوجه، وضع مستحضر عناية مرطبًا خاليًا من المكونات المُحسّنة للضوء للعناية الأساسية بالبشرة، وبعد - امتصاصه اضغط وضع مكافحة حب الشباب للإضاءة. العادات الحياتية الجيدة (نظام غذائي صحي ونوم كافٍ) ضرورية أيضًا لحماية البشرة؛ يُنصح بالتوم ميكرًا يوميًا وتجنب المنتجات عالية السكر والأطعمة الحارة ملاحظة: لا تستخدم في حالات التهابات الجلد أو أثناء تناول الأدوية
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - تهدئة وتجديد - نظف بشرة الوجه بمنظف لطيف غير مُهيج، استخدم مستحضرات عناية مرطبة خالية من الكحول والمكونات المُحسّنة للضوء للعناية الأساسية - بالبشرة، وبعد امتصاصها اضغط وضع التجديد للإضاءة. حاجز البشرة يكون هشًا في فترات الحساسية، لذا يجب الانتباه يوميًا للترطيب والحماية من الشمس.

التحكم في الزهم - 5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm)

استخدم منقطاً لطيفاً غير مهيّج لتنظيف بشرة الوجه، وضع مستحضر غايّة مرطّباً خالياً من المكونات المحبّسة للضوء للعناية الأساسية - بالبيشر، وبعد امتصاصه اضبط وضع الموازنة للضواءة نظراً لإرتباب اضطرابات توازن الماء والدهون في البشرة الارتباط وثيقاً بالعادات الحياتية، يُنصح باتّباع نظام غذائي صحي، ونشاط بدني منتظم، ونوم كافٍ

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm)

عناية حميمة لطيفة - نظف المناطق الحميمة ثم اضبط الوضع الحميمي للإضاءة ملاحظة: في حال ظهور أعراض غير طبيعية مثل طمخ جلدي، تورم، بقع أو تقرحات في المناطق الحميمة، يجب التوجه إلى المستشفى لاستشارة الطبيب

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm)

مناسب للعناية بالباطنين - نظف منطقة الباطنين واضبط وضع الابط للإضاءة. يُنصح بغسل منطقة الباطنين يومياً. اختر منتجات تقطّل راحة العرق وتمتص الرطوبة للتحكم - بفعالية في إفراز الغدد العرقية ومسائل الرائحة غير المرغوب فيها

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) مناسب بعد الميزوتريابي بالابر، والمكرونيديونغ الذهبي، وتنظيف الإبر وغيرها من - إجراءات الطب التجميلي التي تتطلب تحديداً يُنصح باتّباع متطلبات الطب التجميلي واستخدام مستحضرات غايّة خالية من المكونات المحبّسة للضوء للترطيب. بعد الامتصاص اضبط الوضع - الخاص للإضاءة وانته يومياً للترطيب والحماية من الشمس

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm)

مناسب للبشرة الجافة التي تعاني من نقص الماء والمساعدة في امتصاص - السيرومات نظف بشرة الوجه بمنظف لطيف غير مهيّج، استخدم مستحضرات غايّة مرطبة خالية من المكونات المحبّسة للضوء للعناية الأساسية بالبيشر، وبعد - امتصاصها اضبط وضع الاختراق للإضاءة

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) مناسب للعناية بعد الولادة لدى النساء الحوامل، ويحسن مظهر علامات - التمدد حافظي نظافة البشرة أثناء استخدام وضع علامات التمدد أثناء الحمل. نظف البشرة في حال التعرق ولا تترك العرق على الجلد لأنه قد يسبب عدم - ارتياح في منطقة العلاج. يكون تأثير وضع علامات التمدد أفضل عند التدليك بالزيوت أثناء عملية الإضاءة

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) مناسب للعناية بصحة فروة الرأس - استخدم منقطاً لطيفاً غير مهيّج لغسل الشعر، وبعد جفاف الشعر اضبط وضع غايّة الشعر للإضاءة. يساعد وضع غايّة الشعر على تحسين إفراز - الزهم في فروة الرأس، وامتداد بصيالات الشعر، والقشرة المفرطة وغيرها من مشاكل فروة الرأس

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) مناسب للعناية متعددة الوظائف بالبيشر - استخدم منقطاً لطيفاً غير مهيّج لتنظيف بشرة الوجه، وضع مستحضر غايّة مرطّباً خالياً من المكونات المحبّسة للضوء للعناية الأساسية بالبيشر، وبعد - امتصاصه اضبط وضع العناية المتعددة للإضاءة. يجب الانتباه للترطيب والحماية من الشمس في الحياة اليومية

التنظيف والصيانة

- بعد كل استخدام، يجب وضع الجهاز في العبوة للتخزين الآمن.
- بعد كل استخدام. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة أو مناديل مبللة LED للحفاظ على فعالية الجلسات، يجب تنظيف لوحات.
- يضمن التنظيف المنتظم والصيانة الصحيحة أداءً أمثل ويطيل عمر الجهاز.

يحتوي الجهاز على أجزاء صغيرة. احفظها بعيداً عن متناول الأطفال لتجنب الابتلاع العرضي.

1. لا تستخدم الجهاز لأغراض غير تجميلية.

2. لا تستخدم الجهاز للعناية بالحيوانات، فقد يسبب لهم إصابات.

3. لا تستخدم الجهاز لأغراض غير المحددة في دليل الاستخدام، فقد يؤدي ذلك إلى إصابات جسدية أو خلل في عمل الجهاز.

4. لا تسمح للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية باستخدام الجهاز بمفردهم دون إشراف، فقد يؤدي ذلك إلى حوادث أو إصابات جسدية.

5. في حال استخدام المنتج بوتيرة أعلى من الموصى بها، يوجد خطر حدوث تهيّجات أو التهابات جلدية.

6. لا تستخدم الجهاز إذا كان ثاقباً، فقد يؤدي ذلك إلى حوادث أو إصابات.

7. لا تستخدم الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاشتعال (مثل الكحول، المذيبات، البنزين، مزيل طلاء الأطفال أو مثبت الشعر)، فقد يسبب ذلك حريقاً أو -

8. صعفاً كهربائياً أو إصابات جسدية

9. لا تستخدم أو تضع الجهاز بالقرب من النار أو أجهزة التسخين أو في أماكن ذات درجة حرارة عالية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الحرارة أو -

الاشتعال أو الانفجار

10. لا تستخدم الجهاز بالقرب من مصادر المياه، في الحمامات أو أثناء الاستحمام، فقد يسبب ذلك صعفاً كهربائياً أو قصراً كهربائياً أو حريقاً.

11. لا تلتصق الجهاز ولا تعمر في الماء، فقد يسبب ذلك صعفاً كهربائياً أو قصراً كهربائياً أو حريقاً.

12. تجنب إسقاط الجهاز أو الاصطدام بمصباح عالي القدرة ووحدة التحكم، فقد يؤدي ذلك إلى خلل في العمل. إذا تضرر الجهاز نتيجة السقوط أو -

الصدمة، فلا تستخدمه

13. أفضل مصدر الطاقة قبل تنظيف الجهاز أو تخزينه، فقد يسبب ذلك صعفاً كهربائياً أو قصراً كهربائياً أو حريقاً.

14. لا تستخدم محول الطاقة أو سلك الطاقة إذا وجد أي تلف أو تسخين أو ارتخاء في مقيس المحول، فقد يسبب ذلك حريقاً أو صعفاً كهربائياً أو قصراً -

كهربائياً أو حرقاً

15. لا يُستخدم على مناطق الجلد التي يوجد فيها احتمال متزايد لسرطان الجلد، أو على الجروح المفتوحة أو الطمخ الجلدي، أو على المناطق المتورمة -

أو الحمرة أو المتهيّجة أو المصابة أو الملتهبة أو الآفات الجلدية

16. استخدم فقط محول الطاقة الأصلي المرفق من الشركة المصنعة. أثناء الاستخدام تأكد من توصيل قابس المحول مباشرة بالمقبس. لا تستخدم أسلاك -

تعددية، فقد يسبب ذلك صعفاً كهربائياً أو قصراً كهربائياً أو حريقاً

17. لا تحددش أو تعدل سلك الطاقة ولا تنته بشكل مفرط، ولا تشده أو تلفة أو تضع عليه أشياء ثقيلة، فقد يسبب ذلك حريقاً أو صعفاً كهربائياً أو قصراً -

كهربائياً أو حرقاً

- لمدة لا تقل عن 48 ساعة قبل استخدام الجهاز ولمدة لا تقل عن 48 ساعة بعده، لا تستخدم أجهزة التسمير ولا تعرّض الجلد لأشعة 18. الشمس لفترات طويلة
- أثناء الاستخدام يجب أن يكون جيب التيار المتناوب 100-240 فولت. استخدم محول الطاقة الأصلي، وإلا ف هناك خطر الحريق أو 19. الصعق الكهربائي وما إلى ذلك
- لا تفكك الجهاز أو تصلحه أو تعدله بنفسك، فقد يسبب ذلك حريقاً أو صعقاً كهربائياً أو إصابات جسدية. عند الحاجة إلى الإصلاح اتصل بخدمة ما 20. بعد البيع
- الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي، في بيئة جافة ودرجة حرارة هواء من 15 إلى 30°م، ولا ينبغي استخدامه في أماكن تسقط فيها أشعة الشمس 21. مباشرة على الجلد
- إذا ظهرت أي حالات غير طبيعية أثناء الاستخدام، افصل محول الطاقة فوراً. في حال وجود دخان أو ضوضاء أو رائحة غير معتادة، أوقف 22. الاستخدام فوراً
- لا تستخدم الجهاز مع مستحضرات تجميل قابلة للاشغال، فقد يسبب ذلك حريقاً أو صعقاً كهربائياً أو إصابات جسدية. 23. أو أجهزة الكهرونية أخرى، فقد يسبب عدم استقرار ECG، لا تستخدم الجهاز في الوقت نفسه مع منظم ضربات القلب، أو أجهزة تخطيط القلب 24. الأجهزة الطبية الإلكترونية
- الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي. 25.
- قد يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى تلف العينين (حتى العمى) أو الجلد 26.
- إذا كنت تستخدم علاجا بادوية محسسة للضوء أو الطب الصيني التقليدي، فاستشر الطبيب قبل استخدام الجهاز 27.
- الجهاز غير مخصص لعلاج الأمراض. في حال الطغخ الجلدي أو حكة الجلد أو الطفريات أو العقيدات الجلدية أو الأورام الليفية، يُنصح باستشارة 28. الطبيب
- قبل الاستخدام تحقق من عدم وجود أضرار مرئية في مرآة النقل أو الغلاف. في حال وجود أضرار، توقف عن الاستخدام 29.
- قبل أول استخدام أجر اختبار حساسية للضوء. في حال حدوث تفاعل فرط حساسية للجلد، أوقف الاستخدام فوراً. 30.
- إذا ظهرت أي حالات غير طبيعية أو انزعاج أثناء الاستخدام، أوقف استخدام الجهاز فوراً. 31.
- استخدم فقط محول الطاقة الأصلي المرفق مع المنتج. 32.
- لا تستخدم ولا تخزن محول الطاقة بالقرب من ملابس رطبة أو في أماكن رطبة. 33.
- موجّهين مباشرة نحو بعضهما البعض LED لا تستخدم ولا تخزن الجهاز في مكان تكون فيه المصباح وال 34.
- قبل الاستخدام اليومي للجهاز أزل المكياج ونظف المنطقة المخصصة للإضاءة. 35.
- قبل الاستخدام أزل الأجسام المعدنية والنظارات والعصيات اللاصقة من منطقة الإضاءة. 36.
- عند الاستخدام لأول مرة أو بعد انقطاع طويل، تأكد من أن الأزرار والمؤشرات تعمل بشكل صحيح. 37.
- بعد الاستخدام حافظ على الجهاز ومحول الطاقة في حالة جافة ونظيفة. 38.
- أثناء التنظيف افصل الجهاز عن محول الطاقة. بعد التنظيف خزّن الجهاز في مكان جاف ونظيف 39.
- بعد الاستخدام قد تكون البشرة داكنة قليلاً وجافة. يُنصح باستخدام منتجات مرطبة للعناية بالبشرة 40.
- في حال حدوث انزعاج شديد أو إحساسات غير معتادة، أوقف الاستخدام فوراً واستشر الطبيب 41.
- اختر وضع التشغيل المناسب وفقاً للاحتياجات الفردية 42.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي وقت الإضاءة للمنطقة نفسها خلال يوم واحد 30 دقيقة لتجنب تلف الجلد 43.
- لا تستخدم منبهات كايوية (مخفف، بنزين، مزيل طلاء الأظافر، إلخ) لتنظيف الغلاف، فقد يؤدي ذلك إلى تلف سطح الجهاز 44.

التقيد وموانع استخدام الجهاز

- الأشخاص المصابون بحساسيات جلدية، أمراض جلدية، التهاب الجلد التأتبي، البشرة الحساسة أو القابلية لتفاعلات التحسس الضوئي 1.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة في القلب أو الكبد أو الجهاز الكون للدم، أمراض الجهاز العصبي، الأورام، ألم العصب الوجهي، 2. الهيموفيليا، أمراض مصحوبة بحمي، وكذلك الصرع الحساس للضوء
- النساء الحوامل والمرضعات 3.
- الأشخاص المصابون بأمراض الشعيرات الدموية الناتجة عن استخدام الستيرويدات الستيرويدية أو اضطرابات وظائف الكبد 4.
- مناطق الجسم التي يوجد فيها انقطاع في سلامة الجلد مثل الحروق، الفقايع، الجروح، الجروح المفتوحة، الأمراض الجلدية النشطة أو الحدى 5.
- الأشخاص الذين يتناولون أدوية قد تسبب تفاعلات تحسس ضوئي — يجب استخدام الجهاز فقط بحذر شديد وفقاً لتوصيات الطبيب 6.
- ظهور أعراض غير طبيعية أثناء أو بعد الجلسة في موضع الإضاءة مثل الحكة، التورم، الاحمرار، الفقايع أو تفاعلات جلدية أخرى — في هذه 7. الحالة يجب التوقف فوراً عن استخدام الجهاز واستشارة الطاقم الطبي
- تدهور الحالة الصحية أثناء الجلسة — يجب إيقافها فوراً والتواصل مع الطاقم الطبي 8.
- الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال 9.

(f2، انظر الصفحة 2) مزيد من المعلومات

Описание устройства (см. страницу 2, f1)

1. Светодиоды LED
2. Дисплей
3. Кнопка регулировки (ВНИЗ)
4. Кнопка регулировки (ВВЕРХ)
5. Кнопка питания
6. Порт питания DC
7. Основание
8. Защитные очки
9. Кабель питания

Технические характеристики:

- Размеры: 38×27×4 см
- Масса нетто: 2,6 кг
- Питание: AC 100–240 В / 50–60 Гц → DC 24 В / 5 А
- Потребляемая мощность: до 120 Вт (Full Spectrum)
- Регулировка крыльев: 0–120°
- Количество режимов освещения: 12
- Количество уровней интенсивности света: 3
- Количество светодиодов: 496
- Спектр волн: 465 нм ±10 нм (синий свет), 590 нм ±10 нм (желтый свет), 633 нм ±10 нм (красный свет), 850 нм ±10 нм (ближний инфракрасный), 1064 нм ±10 нм (глубокий инфракрасный)
- Комплектация: 1× основное устройство, 1× защитные очки, 1× кабель питания, 1× инструкция по эксплуатации, 1× гарантийный талон

Эксплуатация устройства

1. Чтобы включить/выключить устройство, откройте две дверцы или удерживайте кнопку питания в течение 1,5 с.
2. После включения устройства вы можете настроить интенсивность и режим с помощью кнопки регулировки (ВНИЗ) и кнопки регулировки (ВВЕРХ).
3. Чтобы изменить режим освещения, нажмите кнопку регулировки (ВНИЗ) или кнопку регулировки (ВВЕРХ).
4. Чтобы изменить уровень интенсивности света, удерживайте кнопку регулировки (ВНИЗ) или кнопку регулировки (ВВЕРХ).
5. Рекомендуемое использование: используйте устройство 3–5 раз в неделю, не более 30 минут в день.
6. Если устройство не используется в режиме ожидания, оно автоматически выключится через 2,5 минуты.

Подготовка к использованию

1. Перед использованием удалите макияж и тщательно очистите лицо. Не используйте косметические средства, содержащие фотосенсибилизирующие или отбеливающие компоненты.
2. Подключите устройство к прилагаемому адаптеру питания.
3. Наденьте защитные очки — во время облучения устройство излучает интенсивный свет LED.
4. Откройте оба крыла или удерживайте кнопку питания в течение 1,5 с, чтобы включить устройство.
5. После установки режима и энергии кратко нажмите кнопку питания, чтобы начать процедуру. После пяти звуковых сигналов начинается облучение.
6. Чтобы приостановить процедуру, нажмите кнопку питания — время будет сохранено. После 2,5 минут бездействия устройство автоматически выключится. Функция памяти сохраняет настройки последнего использования. Функция памяти сохраняет настройки последнего использования.

Устройство имеет 12 режимов освещения:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - сияние и выравнивание тона кожи
- Используйте мягкое, не раздражающее средство для очищения кожи лица, нанесите увлажняющее средство по уходу без фотосенсибилизирующих компонентов для базового ухода за кожей, а после впитывания установите режим отбеливания для облучения. После облучения можно использовать уходовые средства с отбеливающими компонентами. Следует ежедневно уделять внимание увлажнению и защите от солнца.
2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - упругость и эластичность
- Используйте мягкое, не раздражающее средство для очищения кожи лица, нанесите увлажняющее средство по уходу без фотосенсибилизирующих компонентов для базового ухода за кожей, а после впитывания установите режим лифтинга для облучения. Регулярный уход помогает получить сияющую кожу.
3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - баланс для кожи с несовершенствами
- Используйте мягкое, не раздражающее средство для очищения кожи лица, нанесите увлажняющее средство по уходу без фотосенсибилизирующих компонентов для базового ухода за кожей, а после впитывания установите режим против акне для облучения. Хорошие жизненные привычки (здоровое питание и достаточный сон) также необходимы для защиты кожи; рекомендуется ежедневно ложиться спать рано и избегать продуктов с высоким содержанием сахара и острой пищи.
- Внимание: не использовать при воспалительных состояниях кожи или во время приема лекарств.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - успокоение и восстановление
- Очистите кожу лица мягким, не раздражающим средством, используйте увлажняющие уходовые средства без алкоголя и фотосенсибилизирующих компонентов для базового ухода за кожей, а после впитывания установите режим восстановления для облучения.

Конный барьер хрупок в периоды чувствительности, поэтому следует ежедневно уделять внимание увлажнению и защите от солнца.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - контроль себума

- Используйте мягкое, не раздражающее средство для очищения кожи лица, нанесите увлажняющее средство по уходу за кожей без фотосенсибилизирующих компонентов для базового ухода за кожей, а после впитывания установите режим балансировки для облужения.

Поскольку нарушения водно-жирового баланса кожи тесно связаны с образом жизни, рекомендуется здоровое питание, регулярная физическая активность и достаточный сон.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - деликатный интимный уход

- Очистите интимные зоны, затем установите интимный режим для облужения.

Внимание: при появлении аномальных симптомов, таких как сыпь, отек, пятна или язвы в интимных зонах, следует обратиться в больницу для консультации с врачом.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - подходит для ухода за подмышками

- Очистите область подмышек и установите подмышечный режим для облужения. Рекомендуется ежедневно мыть область подмышек.

Выбирайте средства, подавляющие запах пота и поглощающие влагу, чтобы эффективно контролировать секрецию потовых желез и проблемы с неприятным запахом.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - подходит после испонной мезотерапии, золотого микронидлинга, иглонной чисти и других процедур эстетической медицины, требующих восстановления.

- Рекомендуется следовать требованиям эстетической медицины и использовать уходовые средства без фотосенсибилизирующих компонентов для увлажнения. После впитывания установите специальный режим для облужения и ежедневно уделяйте внимание увлажнению и защите от солнца.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - подходит для сухой кожи с дефицитом влаги и для поддержки впитывания эссенций

- Очистите кожу лица мягким, не раздражающим средством, используйте увлажняющие уходовые средства без фотосенсибилизирующих компонентов для базового ухода за кожей, а после впитывания установите режим пролонгирования для облужения.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - подходит для послеродового ухода у беременных женщин, улучшает внешний вид растяжек

- Поддерживайте чистоту кожи при использовании режима для растяжек во время беременности. Очищайте кожу при пототделении, не допуская, чтобы пот оставался на коже, так как это может вызвать дискомфорт в зоне процедуры. Эффект режима для растяжек будет лучше при массаже маслом во время процесса облужения.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - подходит для ухода за здоровьем кожи головы

- Используйте мягкое, не раздражающее средство для мытья волос, а после высыхания волос установите режим ухода за волосами для облужения. Режим ухода за волосами помогает улучшить секрецию себума кожи головы, закупоренные волосяные фолликулы, чрезмерную перхоть и другие проблемы кожи головы.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - подходит для многофункционального ухода за кожей

- Используйте мягкое, не раздражающее средство для очищения кожи лица, нанесите увлажняющее средство по уходу за кожей без фотосенсибилизирующих компонентов для базового ухода за кожей, а после впитывания установите многофункциональный режим ухода для облужения. Следует уделять внимание увлажнению и защите от солнца в повседневной жизни.

Очистка и обслуживание

1. После каждого использования устройства следует помещать в упаковку для безопасного хранения.

2. Для сохранения эффективности сенсоров необходимо очищать LED-панели после каждого использования. Для этого можно использовать мягкую ткань или влажные салфетки.

3. Регулярная очистка и правильное обслуживание обеспечивают оптимальную работу и продлевают срок службы устройства.

1. Устройство содержит мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте, чтобы избежать случайного проглатывания.

2. Не используйте устройство для целей, отличных от косметических.

3. Не используйте устройство для ухода за животными, так как это может привести к их травмированию.

4. Не используйте устройство для целей, отличных от указанных в инструкции по эксплуатации, так как это может привести к травмам или неправильной работе устройства.

5. Не разрешайте лицам с физическими или психическими ограничениями использовать устройство самостоятельно без надзора, так как это может привести к несчастным случаям или травмам.

6. При использовании изделия чаще, чем рекомендовано, существует риск раздражения или воспаления кожи.

7. Не используйте устройство, если оно повреждено, так как это может привести к несчастным случаям или травмам.

8. Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися веществами (такими как алкоголь, растворители, бензин, жидкость для снятия лака или лак для волос), так как это может вызвать пожар, поражение электрическим током или травмы.

9. Не заряжайте, не используйте и не размещайте устройство рядом с open, нагревательными приборами или в местах с высокой температурой, так как это может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

10. Не используйте устройство рядом с источниками воды, в ваннных комнатах или во время купания, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

11. Не заряжайте и не погружайте устройство в воду, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

12. Избегайте падений устройства и столкновений с лампой высокой мощности и контроллером, так как это может привести к неправильной работе. Если устройство было повреждено в результате падения или удара, не используйте его.

13. Перед очисткой или хранением устройства отключайте питание, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.

14. Не используйте адаптер питания или кабель питания при наличии любых повреждений, нагревания или ослабления разъема адаптера, так

как это может привести к пожару, поражению электрическим током, короткому замыканию или ожогам.

15. Не используйте на участках кожи с повышенной вероятностью рака кожи, на открытых ранах или высыпаниях, на отечных, покрасневших, раздраженных, инфицированных или воспаленных участках кожи или любых кожных образованиях.
16. Используйте только оригинальный адаптер питания, предоставленный производителем. Во время использования убедитесь, что вилка адаптера напрямую подключена к розетке. Не используйте удлинители, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.
17. Не царапайте, не модифицируйте кабель питания и не перегибайте его чрезмерно, не тяните, не скручивайте и не кладите на него тяжелые предметы, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током, короткому замыканию или ожогам.
18. Как минимум за 48 часов до использования устройства и не менее чем на 48 часов после его использования не пользуйтесь солярием и не подвергайте кожу длительному воздействию солнечного света.
19. Во время использования напряжения переменного тока должны составлять 100–240 В. Используйте оригинальный адаптер питания, в противном случае существует риск пожара, поражения электрическим током и т.д.
20. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам. При необходимости ремонта обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
21. Устройство предназначено для домашнего использования в сухой среде и при температуре воздуха от 15 до 30°C, не следует использовать устройство в местах, где на кожу попадает прямая солнечная свет.
22. При возникновении любых отклонений во время использования немедленно отключите адаптер питания. При появлении необычного дыма, шума или запаха немедленно прекратите использование.
23. Не используйте устройство с легковоспламеняющимися косметическими средствами, так как это может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
24. Не используйте устройство одновременно с кардиостимуляторами, ЭКГ-сканерами или другими электронными устройствами, так как это может вызвать нестабильность медицинских электронных устройств.
25. Устройство предназначено для домашнего использования.
26. Несоблюдение инструкций может привести к повреждению глаз (вплоть до слепоты) или кожи.
27. Если вы используете терапию фотосенсибилизаторными препаратами или традиционную китайскую медицину, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
28. Устройство не предназначено для лечения заболеваний. При сыпи, зуде кожи, прыжках, поражениях, кожных узелках или фибромах рекомендуется консультация врача.
29. Перед использованием проверьте отсутствие видимых повреждений передающего зеркала или корпуса. При наличии поврежденной прекратите использование.
30. Перед первым использованием проведите тест на свето-чувствительность. В случае реакции повышенной чувствительности кожи немедленно прекратите использование.
31. При возникновении любых отклонений или дискомфорта во время использования немедленно прекратите использование устройства.
32. Используйте только оригинальный адаптер питания, прилагаемый к продукту.
33. Не используйте и не храните адаптер питания рядом с влажной одеждой или во влажных местах.
34. Не используйте и не храните устройство в месте, где лампа и светодиод направлены непосредственно друг на друга.
35. Перед ежедневным использованием устройства удалите макияж и очистите область, предназначенную для облучения.
36. Перед использованием удалите металлические предметы, очки и контактные линзы из области облучения.
37. При первом использовании или после длительного перерыва убедитесь, что ионы и индикаторы работают правильно.
38. После использования держите устройство и адаптер питания в сухом и чистом состоянии.
39. Во время очистки отключите устройство от адаптера питания. После очистки храните устройство в сухом и чистом месте.
40. После использования кожа может быть слегка теплой и сухой. Рекомендуется использовать увлажняющие средства по уходу за кожей.
41. В случае сильного дискомфорта или необычных ощущений немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
42. Выберите соответствующий режим работы в зависимости от индивидуальных потребностей.
43. Общее время облучения одного и того же участка в течение одного дня не должно превышать 30 минут, чтобы избежать повреждения кожи.
44. Не используйте агрессивные растворители (разбавитель, бензин, жидкость для снятия лака и т.д.) для очистки корпуса, так как это может привести к повреждению поверхности устройства.

Ограничения и противопоказания к использованию устройства:

1. Лица с кожными аллергиями, кожными заболеваниями, атопическим дерматитом, чувствительной кожей или склонностью к фотосенсибилизационным реакциям
2. Лица, страдающие серьезными заболеваниями сердца, печени или кровотоковой системы, заболеваниями нервной системы, онкологическими заболеваниями, невраггией лица, гемофилией, заболеваниями, сопровождающимися лихорадкой, а также фото-чувствительной эпилепсией
3. Беременные и кормящие женщины
4. Лица с заболеваниями капилляров, вызванными применением анаболических стероидов, или с нарушениями функции печени
5. Участки тела с нарушением целостности кожи, такие как ожоги, волдыри, порезы, раны, активные кожные заболевания или инфекции
6. Лица, принимающие препараты, способные вызвать фотоперлициозные реакции — устройство следует использовать только с особой осторожностью и в соответствии с рекомендациями врача
7. Появление во время или после процедуры аномальных симптомов в месте облучения, таких как зуд, отек, эритема, волдыри или другие кожные реакции — в таком случае необходимо немедленно прекратить использование устройства и обратиться к медицинскому персоналу
8. Ухудшение самочувствия во время процедуры — необходимо немедленно прекратить ее проведение и связаться с медицинским персоналом
9. Устройство не предназначено для использования детьми

Дополнительная информация (см. страницу 2, 2)

Περιγραφή συσκευής (βλ. σελίδα 2, f1)

1. Δίοδοι LED
2. Οθόνι
3. Κοιμτί ρύθμισης (ΚΑΤΩ)
4. Κοιμτί ρύθμισης (ΠΑΝΩ)
5. Κοιμτί τροφοδοσίας
6. Θύρα τροφοδοσίας DC
7. Βάση
8. Προστατευτικά γυαλιά
9. Καλώδιο τροφοδοσίας

Τεχνικές προδιαγραφές:

Διαστάσεις: 38x27x4 cm

Καθαρό βάρος: 2,6 kg

Τροφοδοσία: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Κατανάλωση ισχύος: έως 120W (Full Spectrum)

Ρύθμιση περιγύλιω: 0–120°

Αριθμός λειτουργιών φωτισμού: 12

Αριθμός επιπέδων έντασης φωτός: 3

Αριθμός LED: 496

Φάσμα κυμάτων: 465 nm ±10 nm (μπλε φως), 590 nm ±10 nm (κίτρινο φως),

633 nm ±10 nm (κόκκινο φως), 850 nm ±10 nm (κοντινό υπέρυθρο), 1064 nm ±10 nm (βαθύ υπέρυθρο)

Περιεχόμενα σετ: 1× κύρια συσκευή, 1× προστατευτικά γυαλιά,

1× καλώδιο τροφοδοσίας, 1× εγχειρίδιο χρήσης, 1× κάρτα εγγύησης

Χαραρισμός της συσκευής

1. Για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ανοίξτε τα δύο πορτάκια ή κρατήστε πατημένο το κοιμτί τροφοδοσίας για 1,5 s.
2. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση και τη λειτουργία με το κοιμτί ρύθμισης (ΚΑΤΩ) και το κοιμτί ρύθμισης (ΠΑΝΩ).
3. Για να αλλάξετε λειτουργία φωτισμού, πατήστε το κοιμτί ρύθμισης (ΚΑΤΩ) ή το κοιμτί ρύθμισης (ΠΑΝΩ).
4. Για να αλλάξετε επίπεδο έντασης φωτός, κρατήστε πατημένο το κοιμτί ρύθμισης (ΚΑΤΩ) ή το κοιμτί ρύθμισης (ΠΑΝΩ).
5. Συνιστώμενη χρήση: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή 3–5 φορές την εβδομάδα, όχι περισσότερο από 30 λεπτά την ημέρα.
6. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σε κατάσταση αναμονής, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2,5 λεπτά.

Προετοιμασία για χρήση

1. Πριν από τη χρήση αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε σχολαστικά το πρόσωπο. Μην χρησιμοποιείτε καλλυντικά που περιέχουν φωτοευσθητοποιητικά ή λευκαντικά ουσιαστικά.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο παρεχόμενο τροφοδοτικό.
3. Φορέστε τα προστατευτικά γυαλιά — κατά την ακτινοβολή η συσκευή εκπέμπει έντονο φως LED.
4. Ανοίξτε και τα δύο πτεράγια ή κρατήστε πατημένο το κοιμτί τροφοδοσίας για 1,5 s για να ενεργοποιησετε τη συσκευή.
5. Αφού ρυθμίσετε τη λειτουργία και την ενέργεια, πατήστε σύντομα το κοιμτί τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε τη συνεδρία. Μετά από πέντε ηχητικά σήματα ξανά η ακτινοβολή.
6. Για να θέσετε τη συνεδρία σε παύση, πατήστε το κοιμτί τροφοδοσίας — ο χρόνος θα αποθηκευτεί. Μετά από 2,5 λεπτά αδράνειας η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει τις ρυθμίσεις της τελευταίας χρήσης. Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει τις ρυθμίσεις της τελευταίας χρήσης.

Η συσκευή διαθέτει 12 λειτουργίες φωτισμού:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - λήπιμη και ομοιομορφία τόνου

- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό για τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου, εφαρμόστε ένα ενυδατικό προϊόν περιποίησης χωρίς φωτοευσθητοποιητικά ουσιαστικά για βασική περιποίηση, και αφού απορροφηθεί ρυθμίστε τη λειτουργία λεύκανσης για ακτινοβολή. Μετά την ακτινοβολή μπορούν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα περιποίησης με λευκαντικά ουσιαστικά. Γρήγορα καθημερινά να δίνεται προσοχή στην ενυδάτωση και την αντιγηλική προστασία.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - σύσφιξη και ελαστικότητα

- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό για τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου, εφαρμόστε ένα ενυδατικό προϊόν περιποίησης χωρίς φωτοευσθητοποιητικά ουσιαστικά για βασική περιποίηση, και αφού απορροφηθεί ρυθμίστε τη λειτουργία σύσφιξης για ακτινοβολή.

Ακολουθήστε τακτική περιποίηση για να αποκτήσετε λαμπερό δέρμα.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - ισσορροπία για δέρμα με σπυλίες

- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό για τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου, εφαρμόστε ένα ενυδατικό προϊόν περιποίησης χωρίς φωτοευσθητοποιητικά ουσιαστικά για βασική περιποίηση, και αφού απορροφηθεί ρυθμίστε τη λειτουργία κατά της ακμής για ακτινοβολή. Οι καλές συνήθειες ζωής (υγιεινή διατροφή και επαρκής ύπνος) είναι επίσης απαραίτητες για την προστασία του δέρματος: συσταθεί να πηγαίνετε για ύπνο νωρίς καθημερινά και να αποφεύγετε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη και φαρμακικά φάρμακα.

Σημειώσεις: Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση φλεγμονών του δέρματος ή κατά τη λήψη φαρμάκων.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - καταπράυνση και αναγέννηση

-Καθαρίστε το δέρμα του προσώπου με ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό, χρησιμοποιήστε ενυδατικά προϊόντα περιποίησης χωρίς αλκοόλ και

φωτοεπισθησιολογικά συστήματα για βασική περιποίηση, και αφού απορροφηθούν ρυθμίστε τη λειτουργία αναγέννησης για ακτινοβολήση. Ο δερματικός φραγμός είναι ευθραύσιμος σε περιόδους ευαισθησίας, γι' αυτό πρέπει καθημερινά να δίνεται προσοχή στην ενυδάτωση και την αντιγηλιακή προστασία.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - έλεγχος σμήγματος

- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό για τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου, εφαρμόστε ένα ενυδατικό προϊόν περιποίησης χωρίς φωτοεπισθησιολογικά συστήματα για βασική περιποίηση, και αφού απορροφηθεί ρυθμίστε τη λειτουργία εξορροήσεως για ακτινοβολήση. Επισημειώστε τη διαφορά της υδρολιπιδικής ισορροπίας του δέρματος σχετίζοντάς στενά με τις συνθήκες ζωής, συνιστάται υγιεινή διατροφή, τακτική σωματική δραστηριότητα και επαρκής ύπνος.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - απλή οικεία περιποίηση

- Καθαρίστε τις οικείες περιοχές και στη συνέχεια ρυθμίστε τη λειτουργία οικείας περιποίησης για ακτινοβολήση.

Σημειώστε: Σε περίπτωση εμφάνισης μη φυσιολογικών συμπτωμάτων, όπως εξάνθημα, οίδημα, κηλίδες ή έλξη στις οικείες περιοχές, πρέπει να μεταβείτε στο νοσοκομείο για ιατρική συμβουλή.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - κατάλληλο για περιποίηση μασχαλών

- Καθαρίστε την περιοχή των μασχαλών και ρυθμίστε τη λειτουργία μασχαλών για ακτινοβολήση. Συνιστάται καθημερινό πλύσιμο της περιοχής των μασχαλών. Επιλέξτε προϊόντα που καταστήλουν την οσμή του ιδρώτα και απορροφούν την υγρασία, ώστε να ελέγξει αποτελεσματικά την έκκριση των ιδρωτοποιών αδένων και τα προβλήματα δυσάρεστης οσμής.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - κατάλληλο μετά από μέσοθεραπεία με βελόνες, χρυσό microneedling, καθαρισμό με βελόνες και άλλες θερμαίες αισθητικής ιατρικής που απαιτούν αποκατάσταση

- Συνιστάται να ακολουθείτε τις απαιτήσεις της αισθητικής ιατρικής και να χρησιμοποιείτε προϊόντα περιποίησης χωρίς φωτοεπισθησιολογικά συστήματα για ενυδάτωση. Μετά την απορρόφηση ρυθμίστε την ειδική λειτουργία για ακτινοβολήση και δώστε καθημερινά προσοχή στην ενυδάτωση και την αντιγηλιακή προστασία.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - κατάλληλο για ξηρό δέρμα με έλλειψη νερού και για υποστήριξη της απορρόφησης ορού

- Καθαρίστε το δέρμα του προσώπου με ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό, χρησιμοποιήστε ενυδατικά προϊόντα περιποίησης χωρίς φωτοεπισθησιολογικά συστήματα για βασική περιποίηση, και αφού απορροφηθούν ρυθμίστε τη λειτουργία διεύθυνσης για ακτινοβολήση.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - κατάλληλο για περιποίηση μετά τον τοκετό σε εγκύους βελτιώνει την εμφάνιση των ραγάδων - Διατηρεί το δέρμα καθαρό κατά τη χρήση της λειτουργίας ραγάδων εγκυμοσύνης. Καθαρίζει το δέρμα όταν ιδρώνετε, μην επιτρέπεται να παραμένει ο ιδρώτας στο δέρμα, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στην περιοχή θεραπείας. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας ραγάδων θα είναι καλύτερο με μασάζ με λάδι κατά τη διάρκεια της ακτινοβολήσεως.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - κατάλληλο για φροντίδα της υγείας του τριχωτού της κεφαλής

- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό για το λούσιμο, και αφού στεγνώσουν τα μαλλιά ρυθμίστε τη λειτουργία περιποίησης μαλλιών για ακτινοβολήση. Η λειτουργία περιποίησης μαλλιών βοηθά στη βελτίωση της έκκρισης σμήγματος του τριχωτού, των φραγμένων θυλάκων, της υπερβολικής πιτυρίδας και άλλων προβλημάτων του τριχωτού.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) - κατάλληλο για πολυλειτουργική περιποίηση δέρματος

- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο, μη ερεθιστικό καθαριστικό για τον καθαρισμό του δέρματος του προσώπου, εφαρμόστε ένα ενυδατικό προϊόν περιποίησης χωρίς φωτοεπισθησιολογικά συστήματα για βασική περιποίηση, και αφού απορροφηθεί ρυθμίστε τη λειτουργία πολυλειτουργικής για ακτινοβολήση. Πρέπει να δίνεται προσοχή στην ενυδάτωση και την αντιγηλιακή προστασία στην καθημερινή ζωή.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μετά από κάθε χρήση, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία για ασφαλή αποθήκευση.

2. Για να διατηρείται η αποτελεσματικότητα των συνδεσμών, πρέπει να καθαρίζονται τα πάνελ LED μετά από κάθε χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαλακό πανί ή υγρά πανηλάκια.

3. Ο τακτικός καθαρισμός και η σωστή συντήρηση εξασφαλίζουν βέλπστη λειτουργία και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

1. Η συσκευή περιέχει μακρά εξαρτήματα. Φυλάξτε τα μακριά από παιδιά για να αποφεύγετε τυχαία κατάποση.

2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από καλλυντικούς.

3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περιποίηση ζώων, καθώς μπορεί να τους προκαλέσει τραυματισμούς.

4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής.

5. Μην επιτρέπεται σε άτομα με ψωμιακή ή ψυχική αναπηρία να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο τους χωρίς επίβλεψη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή τραυματισμούς.

6. Σε περίπτωση συχνότερης χρήσης του προϊόντος από τη συστώμενη, υπάρχει κίνδυνος ερεθισμών ή φλεγμονών του δέρματος.

7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι καταπονημένη, καθώς μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή τραυματισμούς.

8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλετες ουσίες (όπως αλκοόλ, διαλύτες, βενζίνη, αστόν/λυτρό αφαιρέσεις βερνικαού νυχιών ή λακ μαλλιών), καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

9. Μην φοριζέτε, μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά, θερμικούς συσκευές ή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, καθώς μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, ανάφλεξη ή έκρηξη.

10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού, σε μπάνια ή κατά τη διάρκεια του μπάνιου, καθώς μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

11. Μην φοριζέτε ούτε βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, καθώς μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

12. Αποφύγετε την πτώση της συσκευής και τις συγκρούσεις με λάμπες υψηλής ισχύος και τον ελεγκτή, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά από πτώση ή χτύπημα, μην τη χρησιμοποιείτε.

13. Απενεργοποιήστε την προροδοσία πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση της συσκευής, καθώς μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

14. Μην χρησιμοποιείτε το προροδοτικό ή το καλώδιο προροδοσίας εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε ζημιές, υπερθέρμανση ή χαλάρωση της υποδοχής του

τροφοδοτικό, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή εγκαύματα.

15. Να μη χρησιμοποιείται σε σημεία δέρματος όπου υπάρχει αυξημένη πιθανότητα καρκίνου του δέρματος, σε ανακτές πηλίδης ή εξανθήματα,

σε πληγές, κακασμίες, ερεθισμένες, μολυσμένες ή φλεγμονώδεις περιοχές του δέρματος ή δερματικές βλάβες.

16. Χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό τροφοδοτικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Κατά τη χρήση βεβαιωθείτε ότι το φως του τροφοδοτικού είναι συνδεδεμένο απευθείας στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε πολυπρίζ/πρωεκτάσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

17. Μην χαρίζετε, μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην το λυγίζετε υπερβολικά, μην το τραβήξετε, μην το στρίβετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή εγκαύματα.

18. Για τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χρήση της συσκευής και για τουλάχιστον 48 ώρες μετά τη χρήση της, μην χρησιμοποιείτε σαόναριου και μην εκθέτετε το δέρμα σε παρατεταμένο ηλιακό φως.

19. Κατά τη χρήση, η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να είναι 100–240 V. Χρησιμοποιείτε το αυθεντικό τροφοδοτικό, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας κ.λπ.

20. Μην αποσυρμαλοποιείτε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή μόνιμος, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Εάν απαιτείται έπικοινωνηστε, επικοινωνήστε με την υπηρεσία μετά την πώληση.

21. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, σε ξηρό περιβάλλον και θερμοκρασία αέρα από 15 έως 30°C· δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη όπου το ηλιακό φως πέφτει απευθείας στο δέρμα.

22. Εάν κατά τη χρήση παρουσιαστούν ανωμαλίες, αποσυνδέστε αμέσως το τροφοδοτικό. Σε περίπτωση ασυνήθιστου καπνού, θορύβου ή οσμής, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

23. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εύφρακτα καλλυντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με βηματοδότες, σαρωτές ΗΚΓ ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς μπορεί να προκαλέσει αστάθεια των καρδιακών ηλεκτρονικών συσκευών.

25. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.

26. Η μη χρήση των οδηγίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια (ακόμη και τύφλωση) ή στο δέρμα.

27. Εάν ακολουθείτε θεραπεία με φωτοευσθησιολογικά φάρμακα ή παραδοσιακή κινητή κατάρτιση, συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

28. Η συσκευή δεν προορίζεται για τη θεραπεία ασθενειών. Σε περίπτωση εξανθημάτων, κνησμού, μυκητιάσεως, δερματικών οξείδων ή νοσημάτων, συνιστάται ιατρική συμβουλή.

29. Πριν από τη χρήση ελέγξτε εάν υπάρχουν ορατές ζημιές στον μεταδοτικό καθρέπτη ή στο περιβλήμα. Σε περίπτωση ζημιών, διακόψτε τη χρήση.

30. Πριν από την πρώτη χρήση πραγματοποιήστε δοκιμή ευαισθησίας στο φως. Σε περίπτωση αντίδρασης υπερευαισθησίας του δέρματος, διακόψτε αμέσως τη χρήση.

31. Εάν κατά τη χρήση εμφανιστούν οποιοδήποτε ανωμαλίες ή δυσφορία, διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής.

32. Χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στο προϊόν.

33. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε το τροφοδοτικό κοντά σε υγρά ρούχα ή σε υγρά μέρη.

34. Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος όπου ο λαμπτήρας και το LED είναι στραμμένα απευθείας το ένα προς το άλλο.

35. Πριν από την καθημερινή χρήση της συσκευής αφαιρέστε το μακιγιάζ και καθαρίστε την περιοχή που προορίζεται για ακτινοβόληση.

36. Πριν από τη χρήση αφαιρέστε μεταλλικά αντικείμενα, γυαλιά και φακούς επαφής από την περιοχή ακτινοβόλησης.

37. Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο διάστημα βεβαιωθείτε ότι τα κομμάτια και οι ενδείξεις λειτουργούν σωστά.

38. Μετά τη χρήση διακόψτε τη συσκευή και το τροφοδοτικό στεγνά και καθαρά.

39. Κατά τον καθαρισμό αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό. Μετά τον καθαρισμό αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και καθαρό μέρος.

40. Μετά τη χρήση το δέρμα μπορεί να είναι ελαφρώς ζεστό και ξηρό. Συνιστάται η χρήση ενυδατικών προϊόντων περιποίησης.

41. Σε περίπτωση έντονης δυσφορίας ή ασυνήθιστων αισθήσεων, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό.

42. Επιλέξτε τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.

43. Ο συνολικός χρόνος ακτινοβόλησης της ίδιας περιοχής μέσα σε μία ημέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά, ώστε να αποφευχθούν βλάβες στο δέρμα.

44. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς διαλύτες (διαλυτικό, βενζίνη, ασετόνι/υγρό αφαίρεσης βερνικού νυχιών κ.λπ.) για τον καθαρισμό του περιβλήματος, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής.

Περιορισμοί και αντενδείξεις για τη χρήση της συσκευής:

1. Άτομα με δερματικές αλλεργίες, δερματικές παθήσεις, απτική δερματίτιδα, ευαίσθητο δέρμα ή τάση για φωτοαλλεργικές αντιδράσεις

2. Άτομα που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις της καρδιάς, του ήπατος ή του αιμοποιητικού συστήματος, παθήσεις του νεφρικού συστήματος, νεοπλασμάτα, νευραλγία προσώπου, αιμορροΐδα, παθήσεις με ριτίο, καθώς και φωτοαλλεργική επιληψία

3. Έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες

4. Άτομα με παθήσεις των τριχοειδών αγγείων που προκαλούνται από χρήση αναβολικών στεροειδών ή με διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας

5. Περιοχές σώματος με διακοπή της ακεραιότητας του δέρματος, όπως εγκαύματα, φουσκάλες, κοκκίατα, πηλίδες, ενεργές δερματικές παθήσεις ή λοιμώξεις

6. Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα που μπορεί να προκαλέσουν φωτοαλλεργικές αντιδράσεις — η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ιδιαίτερη προσοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού

7. Εμφάνιση κατά τη διάρκεια ή μετά τη συνεδρία μη φυσιολογικών συμπτωμάτων στο σημείο ακτινοβόλησης, όπως κνησμός, οίδημα, ερυθρίαια, φουσκάλες ή άλλες δερματικές αντιδράσεις — σε τέτοια περίπτωση πρέπει να διακοπεί αμέσως τη χρήση της συσκευής και να συμβουλευτείτε ιατρικό προσωπικό

8. Επιδείνωση της εξεζας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας — πρέπει να διακοπεί αμέσως και να επικοινωνήσετε με ιατρικό προσωπικό

9. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά

Περισσότερες πληροφορίες (βλ. σελίδα 2, f2)

Opis uređaja (vidi stranicu 2, f1)

1. LED diode
2. Zaslon
3. Tipka za podešavanje (DOLJE)
4. Tipka za podešavanje (GORE)
5. Tipka za napajanje
6. DC priključak za napajanje
7. Postoje
8. Zaštitne naočale
9. Kabel za napajanje

Tehničke specifikacije:

Dimenzije: 38x27x4cm

Neto težina: 2,6 kg

Napajanje: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A

Potrošnja energije: do 120W (Full Spectrum)

Podešavanje krlja: 0–120°

Broj načina osvjetljenja: 12

Broj razina intenziteta svjetla: 3

Broj LED-ica: 496

Spektar valova: 465 nm ±10 nm (plavo svjetlo), 590 nm ±10 nm (žuto svjetlo),

633 nm ±10 nm (crveno svjetlo), 850 nm ±10 nm (blisko infracrveno), 1064 nm ±10 nm (duboko infracrveno)

Sadržaj pakiranja: 1x glavni uređaj, 1x zaštitne naočale,

1x kabel za napajanje, 1x upute za uporabu, 1x jamstveni list

Rukovanje uređajem

1. Za uključivanje/isključivanje uređaja otvorite dvoja vratašca ili držite tipku za napajanje 1,5 s.
2. Nakon uključivanja uređaja možete prilagoditi intenzitet i način rada pomoću tipke za podešavanje (DOLJE) i tipke za podešavanje (GORE).
3. Za promjenu načina osvjetljenja kliknite tipku za podešavanje (DOLJE) ili tipku za podešavanje (GORE).
4. Za promjenu razine intenziteta svjetla držite tipku za podešavanje (DOLJE) ili tipku za podešavanje (GORE).
5. Preporučena uporaba: Koristite uređaj 3–5 puta tjedno, ne dulje od 30 minuta dnevno.
6. Ako se uređaj ne koristi u stanju pripravnosti, automatski će se isključiti nakon 2,5 minute.

Priprema za uporabu

1. Prije uporabe uklonite šminiku i temeljito očistite lice. Ne koristite kozmetiku koja sadrži fotosenzibilizirajuće ili izbjeljujuće sastojke.
2. Spojite uređaj na priloženi adapter napajanja.
3. Stavite zaštitne naočale - tijekom osvjetljavanja uređaj emitira intenzivno LED svjetlo.
4. Otvorite oba krlja ili držite tipku za napajanje 1,5 s kako biste uključili uređaj.
5. Nakon postavljanja načina i energije kratko pritisnite tipku za napajanje kako biste započeli tretman. Nakon pet zvučnih signala započinje osvjetljavanje.
6. Za pauziranje tretmana pritisnite tipku za napajanje – vrijeme će se zapamtiti. Nakon 2,5 minute neaktivnosti uređaj će se automatski isključiti. Funkcija memorije sprema postavke zadnje uporabe. Funkcija memorije sprema postavke zadnje uporabe.

Uređaj ima 12 načina osvjetljenja:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - sjaj i ujednačavanje tena

- Koristite blago, neirritirajuće sredstvo za pranje kako biste očistili kožu lica, nanosite hidratantni kozmetički proizvod bez fotosenzibilizirajućih sastojaka za osnovnu njegu kože, a nakon upijanja postavite način izbjeljavanja za osvjetljavanje. Nakon osvjetljavanja mogu se koristiti kozmetički proizvodi s izbjeljujućim sastojcima. Svakodnevno obratite pažnju na hidrataciju i zaštitu od sunca.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - uvršćivanje i elastičnost

- Koristite blago, neirritirajuće sredstvo za pranje kako biste očistili kožu lica, nanosite hidratantni kozmetički proizvod bez fotosenzibilizirajućih sastojaka za osnovnu njegu kože, a nakon upijanja postavite način uvršćivanja za osvjetljavanje. Redovita njega pomože postići blistavu kožu.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - ravnoteža za kožu s nepravilnostima

- Koristite blago, neirritirajuće sredstvo za pranje kako biste očistili kožu lica, nanosite hidratantni kozmetički proizvod bez fotosenzibilizirajućih sastojaka za osnovnu njegu kože, a nakon upijanja postavite način protiv akni za osvjetljavanje. Dobre životne navike (zdrava prehrana i dovoljno sna) također su nužne za zaštitu kože; preporučuje se svakodnevno rano odlaziti na spavanje te izbjegavati proizvode s visokim udjelom šećera i začinjenu hranu. Napomena: Ne koristite u slučaju upalnih stanja kože ili tijekom uzimanja lijekova.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - umirivanje i regeneracija

- Očistite kožu lica blagim, neirritirajućim sredstvom za pranje, koristite hidratantne proizvode za njegu bez alkohola i fotosenzibilizirajućih sastojaka za osnovnu njegu kože, a nakon upijanja postavite način regeneracije za osvjetljavanje. Kožna barijera je krlja u razdoblju osjetljivosti, stoga svakodnevno obratite pažnju na hidrataciju i zaštitu od sunca.

5. M5 Harmony Balances Light (465+590+633nm) - kontrola sebuma

- Koristite **blago**, neirritirajuće sredstvo za pranje kako biste očistili kožu lica, nanosite hidratantni kozmetički proizvod bez fotosenzibilizirajućih sastojaka za osnovnu njegu kože, a nakon upijanja postavite način uravnoteženja za osvjetljavanje.
- Budući da su poremećaji vodno-masne ravnoteže kože usko povezani sa životnim navikama, preporučuje se zdrava prehrana, redovita tjelesna aktivnost i dovoljno sna.
- 6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - nježna intimna njega
 - Očistite intimna mjesta, a zatim postavite intimni način za osvjetljavanje.
- Napomena: U slučaju pojave abnormalnih simptoma, poput osipa, oteklina, mrlja ili čireva u intimnom području, potrebno je otići u bolnicu radi konzultacije s liječnikom.
- 7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - prikladno za njegu pazuha
 - Očistite područje pazuha i postavite način za pazuhu za osvjetljavanje. Preporučuje se svakodnevno negovanje područja pazuha. Birajte proizvode koji suzbijaju miris znoja i upijaju vlagu kako biste učinkovito kontrolirali izlučivanje znojnih žlijezda i probleme s neugodnim mirisom.
- 8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - prikladno nakon mezoterapije iglom, zlatne mikroroglene terapije, čišćenja iglama i drugih zahvata estetske medicine koji zahtijevaju regeneraciju
 - Preporučuje se postupiti u skladu sa zahtjevima estetske medicine te koristiti proizvode za njegu bez fotosenzibilizirajućih sastojaka za hidrataciju. Nakon upijanja postavite poseban način za osvjetljavanje te svakodnevno obratite pažnju na hidrataciju i zaštitu od sunca.
- 9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - prikladno za suhu kožu s manjkom vlage te za potporu upijanju esencije
 - Očistite kožu lica blagim, neirritirajućim sredstvom za pranje, koristite hidratantne proizvode za njegu bez fotosenzibilizirajućih sastojaka za osnovnu njegu kože, a nakon upijanja postavite način penetracije za osvjetljavanje.
- 10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - prikladno za njegu nakon poroda kod trudnica, poboljšava izgled strija
 - Održavajte kožu čistom tijekom korištenja načina za trudnoćne strije. Očistite kožu na vrijeme nakon znojenja, ne dopustite da znoj ostane na koži, jer to može uzrokovati nelagodnu u tretiranom području. Učinkat načina za trudnoćne strije bit će bolji uz masažu uljem tijekom procesa osvjetljavanja.
- 11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - prikladno za njegu zdravlja vlasišta
 - Koristite **blago**, neirritirajuće sredstvo za pranje kose, a nakon sušenja kose postavite način njega kose za osvjetljavanje. Način njega kose pomaže poboljšati izdijevanje sebuma vlasišta, začepljene folikule, prekomjernu perut i druge probleme vlasišta.
- 12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064nm) - prikladno za vishenarnjensku njegu kože
 - Koristite **blago**, neirritirajuće sredstvo za pranje kako biste očistili kožu lica, nanosite hidratantni kozmetički proizvod bez fotosenzibilizirajućih sastojaka za osnovnu njegu kože, a nakon upijanja postavite način višestruke njega za osvjetljavanje. U svakodnevnom životu treba obratiti pažnju na hidrataciju i zaštitu od sunca.

Čišćenje i održavanje

1. Nakon svake uporabe uređaj treba staviti u ambalažu radi sigurnog pohranjivanja.
2. Kako bi se održala učinkovitost tretmana, potrebno je čistiti LED panele nakon svake uporabe. Za to možete koristiti meku krpu ili vlažne maramice.
3. Redovito čišćenje i pravilno održavanje osiguravaju optimalan rad i produžuju vijek trajanja uređaja.

1. Uređaj sadrži male dijelove. Čuvajte ih izvan dohvata djece kako biste izbjegli slučajno gutanje.
2. Ne koristite uređaj u druge svrhe osim kozmetičkih.
3. Ne koristite uređaj za njegu životinja jer im može uzrokovati ozljede.
4. Ne koristite uređaj u svrhe koje nisu navedene u uputama za uporabu jer to može dovesti do tjelesnih ozljeda ili nepravilnog rada uređaja.
5. Ne dopustite osobama s fizičkim ili psihičkim invaliditetom da samostalno koriste uređaj bez nadzora, jer to može dovesti do nesreća ili ozljeda.
6. U slučaju češće uporabe proizvoda od preporučene postoji rizik od iritacija ili upala kože.
7. Ne koristite uređaj ako je oštećen jer to može dovesti do nesreća ili ozljeda.
8. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tvari (poput alkohola, otapala, benzina, odstranjivača laka za nokte ili laka za kosu), jer to može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
9. Ne punite, ne koristite niti ne postavljajte uređaj u blizini vatre, grijača uređaja ili na mjestima visoke temperature, jer to može uzrokovati pregrijavanje, zapaljenje ili eksploziju.
10. Ne koristite uređaj u blizini izvora vode, u kupaonicama ili tijekom kupanja, jer to može uzrokovati strujni udar, kratki spoj ili požar.
11. Ne punite niti uranjajte uređaj u vodu, jer to može uzrokovati strujni udar, kratki spoj ili požar.
12. Izbjegavajte ispuštanje uređaja i sudare s lampom velike snage i kontrolerom, jer to može uzrokovati nepravilan rad. Ako je uređaj oštećen uslijed pada ili udara, nemojte ga koristiti.
13. Ispjučite napajanje prije čišćenja ili pohrane uređaja, jer to može uzrokovati strujni udar, kratki spoj ili požar.
14. Ne koristite adapter napajanja niti kabel napajanja ako postoje bilo kakva oštećenja, zagrijavanje ili labavljenje priključka adaptera, jer to može uzrokovati požar, strujni udar, kratki spoj ili opekline.
15. Ne primjenjujte na dijelovima kože na kojima postoji povećana vjerojatnost raka kože, na otvorenim ranama ili osipima, na otečenim, pooverjenim, nadraženim, zaraženim ili upaljenim područjima kože ili kožnim promjenama.
16. Koristite isključivo originalni adapter napajanja koji je isporučio proizvođač. Tijekom uporabe provjerite je li utikač adaptera izravno spojen na utičnicu. Ne koristite produžne kabele jer to može uzrokovati strujni udar, kratki spoj ili požar.
17. Ne grabite, ne mijenjajte kabel napajanja niti ga preterano savijajte, ne vučite, ne uvijajte i ne stavljajte na njega teške predmete, jer to može uzrokovati požar, strujni udar, kratki spoj ili opekline.
18. Najmanje 48 sati prije uporabe uređaja i najmanje 48 sati nakon njegove uporabe ne koristite solarij i ne izlažite kožu dugotrajnom sunčevom svjetlu.
19. Tijekom uporabe napon izmjenične struje mora biti 100–240 V. Koristite originalni adapter napajanja, u protivnom postoji rizik od požara, strujnog

udara itd.

20. Ne rastavljajte, ne popravljajte niti ne mijenjajte uređaj sami, jer to može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede. U slučaju potrebe za popravkom kontaktirajte postprodajni servis.
21. Uređaj je namijenjen za kućnu uporabu, u suhom okruženju i pri temperaturi zraka od 15 do 30°C; ne treba koristiti uređaj na mjestima gdje izravno sunčevo svjetlo pada na kožu
22. Ako se tijekom uporabe pojave nepravilnosti, odmah isključite adapter napajanja. U slučaju neobičnog dima, buke ili mirisa odmah prekinite uporabu.
23. Ne koristite uređaj sa zapaljivim kozmetikom jer to može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
24. Ne koristite uređaj istodobno s elektrostimulatorom srca, EKG skenerima ili drugim elektroničkim uređajima, jer to može uzrokovati nestabilnost medicinskih elektroničkih uređaja.
25. Uređaj je namijenjen za kućnu uporabu.
26. Nepoštivanje uputa može uzrokovati oštećenje očiju (čak i sljepoću) ili kože.
27. Ako koristite terapiju fotosenzibilizirajućim lijekovima ili tradicionalnu kinesku medicinu, prije uporabe uređaja posavjetujte se s liječnikom.
28. Uređaj nije namijenjen liječenju bolesti. U slučaju osipa, svrbeža kože, gljivičnih oboljenja, kožnih čvorica ili fibroma preporučuje se liječnički savjet.
29. Prije uporabe provjerite ima li vidljivih oštećenja transmisijskog zrcala ili kućišta. U slučaju oštećenja prekinite uporabu.
30. Prije prve uporabe provedite test osjetljivosti na svjetlo. U slučaju reakcije preosjetljivosti kože odmah prekinite uporabu.
31. Ako se tijekom uporabe pojave bilo kakve nepravilnosti ili nelagodna, odmah prekinite uporabu uređaja.
32. Koristite isključivo originalni adapter napajanja priložen uz proizvod.
33. Ne koristite niti ne pohranjujte adapter napajanja u blizini vlažne odojce ili na vlažnim mjestima.
34. Ne koristite niti ne pohranjujte uređaj na mjestu gdje su žarulja i LED dioda usmjerene izravno jedna prema drugoj.
35. Prije svakodnevnne uporabe uređaja uklonite šminiku i očistite područje namijenjeno za osvjetljavanje.
36. Prije uporabe uklonite metalne predmete, naočale i kontaktne leće s područja osvjetljavanja.
37. Pri prvoy uporabi ili nakon dužje stanke provjerite rade li tipke i pokazivači ispravno.
38. Nakon uporabe održavajte uređaj i adapter napajanja suhim i čistim.
39. Tijekom čišćenja isključite uređaj iz adaptera napajanja. Nakon čišćenja pohranite uređaj na suho i čisto mjesto.
40. Nakon uporabe koža može biti blago topla i suha. Preporučuje se uporaba hidratantnih proizvoda za njegu kože.
41. U slučaju jakog nelagodnog osjećaja ili neobičajenih osjeta odmah prekinite uporabu i posavjetujte se s liječnikom.
42. Odaberite odgovarajući način rada prema individualnim potrebama.
43. Ukupno vrijeme osvjetljavanja istog područja tijekom jednog dana ne bi smjelo prelaziti 30 minuta kako bi se izbjegla oštećenja kože.
44. Ne koristite korozivna otapala (razrijeđivač, benzin, odstranjivač laka za nokte itd.) za čišćenje kućišta, jer to može uzrokovati oštećenje površine uređaja.

Ograničenja i kontraindikacije za uporabu uređaja:

1. Osobe s kožnim alergijama, kožnim bolestima, atopijskim dermatitisom, osjetljivom kožom ili sklonošću fotoalergijskim reakcijama
2. Osobe koje pate od teških bolesti srca, jetre ili kvotvornog sustava, bolesti živčanog sustava, tumora, neurakcije lica, hemofilije, bolesti praćenih vrućicom te epilepsije osjetljive na svjetlo
3. Trudnice i dojilje
4. Osobe s bolestima kapilara uzrokovanim primjenom anaboličkih steroida ili s poremećajima funkcije jetre
5. Područja tijela na kojima postoji prekid kontinuiteta kože, poput opekotina, mjehura, posjekotina, rana, aktivnih kožnih bolesti ili infekcija
6. Osobe koje uzimaju lijekove koji mogu uzrokovati fotoalergijske reakcije - uređaj se smije koristiti samo uz posebnu opreznost i prema preporukama liječnika
7. Pojava tijekom ili nakon tretmana abnormalnih simptoma na mjestu osvjetljavanja, poput svrbeža, otekotina, eritema, mjehura ili drugih kožnih reakcija - u tom slučaju treba odmah prekinuti korištenje uređaja i konzultirati se s medicinskim osobljem
8. Pogoršanje općeg stanja tijekom tretmana - treba odmah prekinuti njegovo izvođenje i kontaktirati medicinsko osoblje
9. Uređaj nije namijenjen za uporabu djece

Više informacija (vidi stranicu 2, f2)

Beskrivning av enheten (se sida 2, f1)

1. LED-dioder
2. Display
3. Justeringsknapp (NED)
4. Justeringsknapp (UPP)
5. Strömknapp
6. DC-strömport
7. Bas
8. Skyddsglasögon
9. Strömkabel

Tekniska specifikationer:

Mått: 38x27x4 cm
 Nettovikt: 2,6 kg
 Strömförsörjning: AC 100–240 V / 50–60 Hz → DC 24 V / 5 A
 Effektförbrukning: upp till 120 W (Full Spectrum)
 Justering av vingar: 0–120°
 Antal ljuslänor: 12
 Antal nivåer för ljusintensitet: 3
 Antal LED: 496

Vågspektrum: 465 nm ±10 nm (blått ljus), 590 nm ±10 nm (gult ljus),
 633 nm ±10 nm (rött ljus), 850 nm ±10 nm (nära infrarött), 1064 nm ±10 nm (djupt infrarött)
 Förpackningens innehåll: 1x huvudenhet, 1x skyddsglasögon,
 1x strömkabel, 1x bruksanvisning, 1x garantkort

Användning av enheten

1. För att slå på/stänga av enheten, öppna de två luckorna eller håll strömknappen intryckt i 1,5 s.
2. Efter att enheten har slagits på kan du justera intensitet och läge med justeringsknappen (NED) och justeringsknappen (UPP).
3. För att ändra ljusläge, tryck på justeringsknappen (NED) eller justeringsknappen (UPP).
4. För att ändra nivån på ljusintensiteten, håll justeringsknappen (NED) eller justeringsknappen (UPP) intryckt.
5. Rekommenderad användning: Använd enheten 3–5 gånger i veckan, högst 30 minuter per dag.
6. Om enheten inte används i viloläge stängs den av automatiskt efter 2,5 minuter.

Förberedelse för användning

1. Ta bort smink och rengör ansiktet noggrant före användning. Använd inte kosmetika som innehåller ljuskänsliga eller blekande ingredienser.
2. Anslut enheten till den medföljande strömadaptern.
3. Sätt på skyddsglasögonen – under behandlingen avger enheten intensivt LED-ljus.
4. Öppna båda vingarna eller håll strömknappen intryckt i 1,5 s för att slå på enheten.
5. Efter att ha ställt in läge och energi, tryck kort på strömknappen för att starta behandlingen. Efter fem ljussignaler börjar bestrålningen.
6. För att pausa behandlingen, tryck på strömknappen – tiden sparas. Efter 2,5 minuters inaktivitet stängs enheten av automatiskt. Minnesfunktionen sparar inställningarna från senaste användningen. Minnesfunktionen sparar inställningarna från senaste användningen.

Enheten har 12 ljuslänor:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) - lyster och jämn hudton
 - Använd ett mildt, icke-irriterande rengöringsmedel för att rengöra ansiktshuden, applicera en återfuktande hudvårdsprodukt utan ljuskänsliga ingredienser för grundläggande hudvård, och ställ efter absorption in blekningsläget för bestrålning. Efter bestrålning kan hudvårdsprodukter med blekande ingredienser användas. Var dagligen uppmärksam på återfuktning och sokskydd.
2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) - uppstramning och elasticitet
 - Använd ett mildt, icke-irriterande rengöringsmedel för att rengöra ansiktshuden, applicera en återfuktande hudvårdsprodukt utan ljuskänsliga ingredienser för grundläggande hudvård, och ställ efter absorption in uppstramningsläget för bestrålning. Regelbunden vård bidrar till en strålande hud.
3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) - balans för hud med orenheter
 - Använd ett mildt, icke-irriterande rengöringsmedel för att rengöra ansiktshuden, applicera en återfuktande hudvårdsprodukt utan ljuskänsliga ingredienser för grundläggande hudvård, och ställ efter absorption in akne-läget för bestrålning. Goda livsvanor (hälsosam kost och tillräcklig sömn) är också nödvändiga för att skydda huden; det rekommenderas att gå och lägga sig tidigt dagligen samt att undvika produkter med högt sockerinnehåll och stark kryddad mat.
 Observera: Använd inte vid hudinflammationer eller under medicinerig.
4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) - lugnande och regenerering
 - Rengör ansiktshuden med ett mildt, icke-irriterande rengöringsmedel, använd återfuktande hudvårdsprodukter utan alkohol och ljuskänsliga ingredienser för grundläggande hudvård, och ställ efter absorption in regenereringsläget för bestrålning. Hudbarriären är skör under känsliga perioder, därför bör daglig uppmärksamhet ägnas åt återfuktning och sokskydd.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) - kontroll av tag

-Använd ett **milj**, icke-irriterande rengöringsmedel för att rengöra ansiktshuden, applicera en återfuktande hudvårdsprodukt utan **luskänsliga** ingredienser för grundläggande hudvård, och **ställ** efter absorption in balanseringsläget för bestrålning.

Eftersom stömingar i hudens vatten- och fettbalans är nära kopplade **til** livsstilsvanor rekommenderas en hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet och **til** räcklig sömn.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) - skonsam intimitvård

-Rengör de intima områdena och **ställ** sedan in intimitvårdsläget för bestrålning.

Observera: Vid förekomst av onormala symptom såsom utslag, svullnad, **fläckar** eller sår i intimitvårdsläget ska läkare kontaktas.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) - lämplig för vård av armbålar

-Rengör armbålar och **ställ** in armbållsläget för bestrålning. Daglig rengöring av armbålar rekommenderas. Välj produkter som motverkar svettlukt och absorberar fukt för att effektivt **kontrollera** svettkörtelans utsöndring och problem med obehaglig lukt.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) - lämplig efter nålmesoterapi, glykone microneedling, nålrengöring och andra estetiska medicinska behandlingar som kräver regenerering

-Det rekommenderas att **följa** kraven inom estetisk medicin och använda hudvårdsprodukter utan **luskänsliga** ingredienser för återfuktning. Efter absorption **ställ** in specialläget för bestrålning och var dagligen uppmärksam på återfuktning och solskydd.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) - lämplig för torr hud med fuktbrist samt för att stödja absorption av essenser

-Rengör ansiktshuden med ett **milj**, icke-irriterande rengöringsmedel, använd återfuktande hudvårdsprodukter utan **luskänsliga** ingredienser för grundläggande hudvård, och **ställ** efter absorption in penetrationsläget för bestrålning.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) - lämplig för eftervård efter graviditet, förbättrar utseendet på bristningar

-**Håll** huden ren under användning av läget för graviditetsbristningar. Rengör huden i tid efter svettning och **låt** inte svett stanna kvar på huden, eftersom det kan orsaka obehag i behandlingsområdet. Effekten av läget för graviditetsbristningar **blir** bättre vid massage med **olja** under bestrålningsprocessen.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) - lämplig för vård av hårbottens hälsa

-Använd ett **milj**, icke-irriterande rengöringsmedel för att tvätta håret, och **ställ** efter att håret har torkat in läget för hårvård för bestrålning. Hårvårdsläget **hjälp**ar **til** att förbättra talgutsöndringen i hårbotten, **til** öppna hårsäckar, överdriven mjäll och andra hårbottenproblem.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465–1064nm) - lämplig för multifunktionell hudvård

-Använd ett **milj**, icke-irriterande rengöringsmedel för att rengöra ansiktshuden, applicera en återfuktande hudvårdsprodukt utan **luskänsliga** ingredienser för grundläggande hudvård, och **ställ** efter absorption in multifunktionsläget för bestrålning. Var uppmärksam på återfuktning och solskydd i vardagen.

Rengöring och underhåll

1. Efter varje användning ska enheten placeras i förpackningen för säker förvaring.

2. För att bibehålla behandlingarnas effektivitet ska LED-panelerna rengöras efter varje användning. Du kan använda en mjuk trasa eller våtservetter.

3. Regelbunden rengöring och korrekt underhåll **säkerställer** optimal funktion och **förlänger** enhetens livslängd.

1. Enheten innehåller små delar. Förvara dem utom räckhåll för barn för att undvika oavsiktlig förtäring.

2. Använd inte enheten för andra ändamål än kosmetiska.

3. Använd inte enheten för vård av djur, eftersom det kan orsaka skador.

4. Använd inte enheten för andra ändamål än de som anges i bruksanvisningen, eftersom detta kan **leda til** personskador eller felaktig funktion.

5. **Tillåt** inte personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar att använda enheten på egen hand utan **tillsyn**, eftersom detta kan **leda til** olyckor eller skador.

6. Vid användning oftare än rekommenderat finns risk för ledimitation eller inflammation.

7. Använd inte enheten om den är skadad, eftersom detta kan **leda til** olyckor eller skador.

8. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga ämnen (såsom alkohol, lösningsmedel, bensin, nagellackborttagare eller hårspray), eftersom detta kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.

9. Ladda inte, använd inte och placera inte enheten nära eld, värmeapparater eller på platser med hög temperatur, eftersom detta kan orsaka överhettning, antändning eller explosion.

10. Använd inte enheten nära vattenkällor, i badrum eller under bad, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller brand.

11. Ladda inte och sänk inte ner enheten i vatten, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller brand.

12. Undvik att tappa enheten och kollisioner med högljudda lampor och styrenheter, eftersom detta kan orsaka felaktig funktion. Om enheten har skadats **til** följd av fall eller stötar ska den inte användas.

13. Stäng av strömmen före rengöring eller förvaring av enheten, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller brand.

14. Använd inte strömadapter eller strömkabel om det finns några skador, överhettning eller lösa kontakter, eftersom detta kan orsaka brand, elektriska stötar, kortslutning eller brännskador.

15. Använd inte på hudområden där det finns ökad risk för hudcancer, på öppna sår eller utslag, på svullna, röda, irriterade, infekterade eller inflammerade hudområden eller hudförändringar.

16. Använd endast den originala strömadaptern som **tillhandahålls** av **tillverkaren**. Se **til** att adaptorns kontakt är direkt ansluten **til** vägguttaget under användning. Använd inte förlängningskablar, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, kortslutning eller brand.

17. Repa inte, modifiera inte strömkabeln och böj den inte överdrivet, dra inte i den, vrid den inte och placera inga tunga föremål på den, eftersom detta kan orsaka brand, elektriska stötar, kortslutning eller brännskador.

18. Under minst 48 timmar före användning av enheten och minst 48 timmar efter användning ska du inte använda solarium och inte utsätta huden för långvarigt soljus.

19. Under användning måste växelspanningen vara 100–240 V. Använd den originala strömadaptern, annars finns risk för brand, elektriska stötar etc.
20. Demontera, reparera eller modifiera inte enheten själv, eftersom detta kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador. Vid behov av reparation, kontakta eftermarknadsservice.
21. Enheten är avsedd för hemmabruk, i torr miljö och vid en lufttemperatur mellan 15 och 30°C; använd inte enheten på platser där direkt solljus faller på huden.
22. Om några avvikelser uppstår under användning, koppla omedelbart bort strömadaptern. Vid ovanlig rök, ljud eller lukt, avbryt användningen omedelbart.
23. Använd inte enheten tillsammans med brandfarliga kosmetiska produkter, eftersom detta kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
24. Använd inte enheten samtidigt med pacemaker, EKG-skannar eller andra elektroniska enheter, eftersom detta kan orsaka instabilitet hos medicinska elektroniska enheter.
25. Enheten är avsedd för hemmabruk.
26. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skador på ögonen (även blindhet) eller huden.
27. Om du använder behandling med ljuskänsliga läkemedel eller traditionell kinesisk medicin, rådfråga läkare innan du använder enheten.
28. Enheten är inte avsedd för behandling av sjukdomar. Vid utslag, klåda, svampinfektioner, hudkrutur eller fibrom rekommenderas läkarkonsultation.
29. Kontrollera före användning att det inte finns synliga skador på den genomskinliga spegeln eller höjlet. Vid skador, avbryt användningen.
30. Utför ett ljuskänslighetstest före första användningen. Vid överkänslighetsreaktion i huden, avbryt användningen omedelbart.
31. Om några avvikelser eller obehag uppstår under användning, avbryt användningen av enheten omedelbart.
32. Använd endast den originala strömadaptern som medföljer produkten.
33. Använd eller förvara inte strömadaptern nära fuktiga kläder eller i fuktiga miljöer.
34. Använd eller förvara inte enheten på en plats där lampen och LED-chippen är riktade direkt mot varandra.
35. Ta bort smink och rengör området som ska bestrålas före daglig användning av enheten.
36. Ta bort metallföremål, glasögon och kontaktlinser från bestrålningsområdet före användning.
37. Vid första användningen eller efter ett längre uppehåll, säkerställ att knappar och indikatorer fungerar korrekt.
38. Håll enheten och strömadaptern torra och rena efter användning.
39. Koppla bort enheten från strömadaptern under rengöring. Förvara enheten på en torr och ren plats efter rengöring.
40. Efter användning kan huden vara något varm och torr. Det rekommenderas att använda återfuktande hudvårdsprodukter.
41. Vid kraftigt obehag eller ovanliga känslor, avbryt användningen omedelbart och kontakta läkare.
42. Välj lämpligt arbetsläge beroende på individuella behov.
43. Den totala bestrålningstiden för samma område under en dag bör inte överstiga 30 minuter för att undvika hudskador.
44. Använd inte frätande lösningsmedel (förtunningsmedel, bensin, nagellackborttagare etc.) för rengöring av höjlet, eftersom detta kan skada enhetens yta.

Begränsningar och kontraindikationer för användning av enheten:

1. Personer med hudallergier, hudsjukdomar, atopisk dermatit, känslig hud eller benägenhet för fotoallergiska reaktioner
2. Personer som lider av allvariga sjukdomar i hjärta, lever eller blodbildande system, sjukdomar i nervsystemet, cancer, ansiktsneuralgi, hemofili, sjukdomar med feber samt ljuskänslig epilepsi
3. Gravida och ammande kvinnor
4. Personer med kapillärsjukdomar orsakade av användning av anabola steroider eller med nedsatt leverfunktion
5. Kroppsdelar där hudens kontinuitet är bruten, såsom brännskador, blåsor, skärsår, sår, aktiva hudsjukdomar eller infektioner
6. Personer som tar läkemedel som kan orsaka fotoallergiska reaktioner – enheten ska endast användas med särskild försiktighet och enligt läkarens rekommendationer
7. Förekomst av onormala symptom under eller efter behandlingen på bestrålningsstället, såsom klåda, svullnad, rodnad, blåsor eller andra hudreaktioner – i sådant fall ska användningen av enheten omedelbart avbrytas och medicinsk personal kontaktas
8. Försämrat välbefinnande under behandlingen – behandlingen ska omedelbart avbrytas och medicinsk personal kontaktas
9. Enheten är inte avsedd för användning av barn

Mer information (se sida 2, f2)

Beskrivelse af enheden (se side 2, fl)

1. LED-dioder
2. Display
3. Justeringsknap (NED)
4. Justeringsknap (OP)
5. Tænd/sluk-knap
6. DC-strømport
7. Base
8. Beskyttelsesbriller
9. Strømkabel

Tekniske specifikationer:

Dimensioner: 38x27x4 cm

Nettovægt: 2,6 kg

Strømforsyning: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Strømforbrug: op til 120 W (Full Spectrum)

Vingejustering: 0-120°

Antal lyslister: 12

Antal niveauer for lysintensitet: 3

Antal LED'er: 496

Bølgespektrum: 465 nm ±10 nm (blåt lys), 590 nm ±10 nm (gul lys), 633 nm ±10 nm (rødt lys), 850 nm ±10 nm (nær-infrarødt), 1064 nm ±10 nm (dybt infrarødt)

Pakkens indhold: 1x hovedenhed, 1x beskyttelsesbriller, 1x strømkabel, 1x brugsanvisning, 1x garantkort

Benjening af enheden

1. For at tænde/slukke enheden skal du åbne begge låger eller holde tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sek.
2. Når enheden er tændt, kan du justere intensitet og tilstand ved hjælp af justeringsknapperne (NED) og (OP).
3. For at ændre lyslister skal du trykke på justeringsknappen (NED) eller (OP).
4. For at ændre niveauet for lysintensitet skal du holde justeringsknappen (NED) eller (OP) nede.
5. Anbefalet brug: Brug enheden 3–5 gange om ugen, højst 30 minutter om dagen.
6. Hvis enheden ikke bruges i standbytilstand, slukker den automatisk efter 2,5 minutter.

Forberedelse til brug

1. Fjern makeup og rens ansigtet grundigt før brug. Brug ikke kosmetik, der indeholder fotosensibiliserende eller blegende ingredienser.
2. Tilslut enheden til den medfølgende strømadapter.
3. Tag beskyttelsesbriller på – under bestråling udsender enheden intensivt LED-lys.
4. Åbn begge vinger eller hold tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sek. for at tænde enheden.
5. Når tilstand og energi er indstillet, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen for at starte behandlingen. Efter fem lys signaler begynder bestrålingen.
6. For at sætte behandlingen på pause skal du trykke på tænd/sluk-knappen – tiden gemmes. Efter 2,5 minutters inaktivitet slukker enheden automatisk. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne fra sidste brug. Hukommelsesfunktionen gemmer indstillingerne fra sidste brug.

Enheden har 12 lyslister:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) – glød og ensartet hudtone

- Brug et mildt, ikke-iriterende renseprodukt til ansigtsrens, påfør et fugtgivende hudplejeprodukt uden fotosensibiliserende ingredienser til grundlæggende hudpleje, og indstil derefter blegningstilstanden til bestråling efter absorption. Efter bestrålingen kan hudplejeprodukter med blegende ingredienser anvendes. Vær dagligt opmærksom på fugt og solbeskyttelse.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) – opstramning og elasticitet

- Brug et mildt, ikke-iriterende renseprodukt til ansigtsrens, påfør et fugtgivende hudplejeprodukt uden fotosensibiliserende ingredienser til grundlæggende hudpleje, og indstil derefter opstramningstilstanden til bestråling efter absorption. Brug regelmæssig pleje for at opnå strålende hud.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) – balance for hud med urenheder

- Brug et mildt, ikke-iriterende renseprodukt til ansigtsrens, påfør et fugtgivende hudplejeprodukt uden fotosensibiliserende ingredienser til grundlæggende hudpleje, og indstil derefter anti-akne-tilstanden til bestråling efter absorption. Gode lysstilsvarer (sund kost og tilstrækkelig søvn) er også nødvendige for at beskytte huden; det anbefales at gå tidligt i seng dagligt og undgå produkter med højt sukkerindhold og krydret mad. Bemærk: Må ikke anvendes ved hudbetændelse eller under indtagelse af medicin.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) – beroligelse og regenerering

- Rens ansigtshuden med et mildt, ikke-iriterende renseprodukt, brug fugtgivende hudplejeprodukter uden alkohol og fotosensibiliserende ingredienser til grundlæggende hudpleje, og indstil derefter regenereringstilstanden til bestråling efter absorption. Hudbarrieren er skrøbelig i fugt og solbeskyttelse, derfor skal der dagligt lægges vægt på fugt og solbeskyttelse.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) – kontrol af sebum

- Brug et mildt, ikke-iriterende renseprodukt til ansigtsrens, påfør et fugtgivende hudplejeprodukt uden fotosensibiliserende ingredienser til

grundlæggende hudpleje, og indstil derefter balanceringsstanden til bestråling efter absorption. Da ubalance i hudens vand- og fedtbalance er tæt forbundet med livsstilsvaner, anbefales en sund kost, regelmæssig fysisk aktivitet og tilstrækkelig søvn.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) – skånsomt intimpleje

-Rens de intime områder, og indstil derefter intimestanden til bestråling.

Bemærk: Hvis der opstår unormale symptomer såsom udslæt, hævelse, pletter eller sår i de intime områder, skal du kontakte hospitalet for lægelig rådgivning.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) – velegnet til pleje af armhuler

-Rens armhuleområderne og indstil armhulestanden til bestråling. Daglig vask af armhuleområderne anbefales. Vælg produkter, der hæmmer svedtalt og absorberer fugt for effektivt at kontrollere svedkirtlenes udskillelse og problemer med ubehagelig lugt.

8. M8 Derna Restore Mode (590+633nm) – velegnet efter nålesoterapi, glyden mikronålebehandling, nålerensning og andre æstetiske behandlinger, der kræver regenerering

-Det anbefales at følge kravene inden for æstetisk medicin og anvende hudplejeprodukter uden fotosensibiliserende ingredienser til fugt. Efter absorption indstilles den speciale tilstand til bestråling, og der skal dagligt lægges vægt på fugt og solbeskyttelse.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) – velegnet til tør hud med vandmangel og til at fremme absorption af essenser

-Rens ansigtshuden med et mildt, ikke-irriterende rensprodukt, påfør fugtgivende hudplejeprodukter uden fotosensibiliserende ingredienser til

grundlæggende hudpleje, og indstil derefter penetrationsstanden til bestråling efter absorption.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) – velegnet til postpartumpleje hos gravide kvinder, forbedrer udseendet af strækmærker

-Hold huden ren under brug af graviditetstrækmærketilstanden. Rens huden rettidigt efter sved, og lad ikke sved blive på huden, da det kan forårsage ubehag i behandlingsområdet. Effekten af graviditetstrækmærketilstanden vil være bedre ved massage med olie under bestrålingsprocessen.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) – velegnet til pleje af hovedbundens sundhed

-Brug et mildt, ikke-irriterende rensprodukt til hårvask, og indstil hårplejstanden til bestråling, når håret er tørt. Hårplejstanden hjælper med at forbedre hovedbundens sebumudskillelse, tilstoppede hårsække, overdreven skæl og andre hovedbundsproblemer.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) – velegnet til multifunktionel hudpleje

-Brug et mildt, ikke-irriterende rensprodukt til ansigtsgrens, påfør et fugtgivende hudplejeprodukt uden fotosensibiliserende ingredienser til grundlæggende hudpleje, og indstil derefter multifunktionsstanden til bestråling efter absorption. Der skal lægges vægt på fugt og solbeskyttelse i dagligdagen.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Efter hver brug skal enheden placeres i emballagen for sikker opbevaring.
2. For at bevare effektiviteten af sessionerne skal LED-panelerne rengøres efter hver brug. Du kan bruge en blød klud eller fugtige servietter.
3. Regelmæssig rengøring og korrekt vedligeholdelse sikrer optimal ydeevne og forlænger enhedens levetid.

1. Enheden indeholder små dele. Opbevar dem utilgængeligt for børn for at undgå utilsigtet indtagelse.

2. Brug ikke enheden til andre formål end kosmetiske.

3. Brug ikke enheden til pleje af dyr, da det kan forårsage skader.

4. Brug ikke enheden til andre formål end dem, der er angivet i brugsanvisningen, da det kan føre til personskade eller funktionsfejl.

5. Tilad ikke personer med fysiske eller psykiske handicap at bruge enheden uden opsyn, da det kan føre til ulykker eller personskade.

6. Ved hyppigere brug end anbefalet er der risiko for hudirritation eller betændelse.

7. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, da det kan forårsage ulykker eller skader.

8. Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige stoffer (såsom alkohol, opløsningsmidler, benzin, negleklækjerner eller hårspray), da det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

9. Oplad ikke, brug ikke og placer ikke enheden i nærheden af ild, varmeapparater eller steder med høj temperatur, da det kan forårsage overophedning, antændelse eller eksplosion.

10. Brug ikke enheden i nærheden af vandkilder, i badeværelser eller under badning, da det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning eller brand.

11. Oplad ikke og nedsenk ikke enheden i vand, da det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning eller brand.

12. Undgå at tabe enheden og sammenstød med højeffektlamper og kontrollere, da det kan forårsage funktionsfejl. Hvis enheden er blevet beskadiget som følge af fald eller stød, må den ikke bruges.

13. Sluk for strømmen før rengøring eller opbevaring af enheden, da det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning eller brand.

14. Brug ikke strømadapteren eller strømkablet, hvis der er skader, opvarmning eller løse stik, da det kan forårsage brand, elektrisk stød, kortslutning eller forbrændinger.

15. Må ikke anvendes på hudområder med øget risiko for hudkræft, på åbne sår eller udslæt, på hævede, røde, irriterede, inficerede eller betændte hudområder eller hududslæt.

16. Brug kun den originale strømadapter leveret af producenten. Under brug skal du sikre, at adapterskiltet er direkte tilsluttet stikkontakten. Brug ikke forlængerledninger, da det kan forårsage elektrisk stød, kortslutning eller brand.

17. Undgå at ridse, modificere eller overbøje strømkablet, trække i det, sno det eller placere tunge genstande på det, da det kan forårsage brand, elektrisk stød, kortslutning eller forbrændinger.

18. Brug ikke solarium og udsæt ikke huden for langvarigt sollys mindst 48 timer før og mindst 48 timer efter brug af enheden.

19. Under brug skal vekselspændingen være 100–240 V. Brug den originale strømadapter, ellers er der risiko for brand, elektrisk stød osv.

20. Adskil, reparer eller modificer ikke enheden selv, da det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Kontakt eftersalgsservice ved behov for

reparation.

21. Enheden er beregnet til hjemmebrug i tørre omgivelser ved en lufttemperatur på 15 til 30 °C. Brug ikke enheden på steder, hvor direkte sollys faldt på huden.
22. Hvis der opstår unormale forhold under brug, skal strømadapteren straks frakobles. Afbryd straks brugen ved usædvanlig røg, støj eller lugt.
23. Brug ikke enheden sammen med brandfarlige kosmetikprodukter, da det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
24. Brug ikke enheden samtidig med pacemakere, EKG-scannere eller andre elektroniske enheder, da det kan forårsage ustabilitet i medicinske elektroniske apparater.
25. Enheden er beregnet til hjemmebrug.
26. Manglende overholdelse af instruktionerne kan forårsage øjenskader (endda blindhed) eller hudskader.
27. Hvis du bruger fotosensibiliserende medicin eller traditionel kinesisk medicin, skal du konsultere en læge før brug af enheden.
28. Enheden er ikke beregnet til behandling af sygdomme. Ved udslæt, kløe, svampinfektioner, hudknuder eller fibromer anbefales lægekonsultation.
29. Kontroller før brug, om der er synlige skader på transmissionsspejlet eller kabinettet. Stop brugen ved skader.
30. Udfor en lysfølsomhedstest før første brug. Stop straks brugen ved overfølsomhedsreaktioner i huden.
31. Hvis der opstår unormale forhold eller ubehag under brug, skal du straks stoppe med at bruge enheden.
32. Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet.
33. Brug eller opbevar ikke strømadapteren i nærheden af fugtigt tøj eller i fugtige omgivelser.
34. Brug eller opbevar ikke enheden et sted, hvor pæren og LED-dioden er rettet direkte mod hinanden.
35. Fjern makeup og rens området, der skal bestråles, før daglig brug af enheden.
36. Fjern metalgenstande, briller og kontaktlinser fra det bestrålede område før brug.
37. Sørg for, at knapper og indikatorer fungerer korrekt ved første brug eller efter længere pauser.
38. Hold enheden og strømadapteren tørre og rene efter brug.
39. Afbryd enheden fra strømadapteren under rengøring. Opbevar enheden på et tørt og rent sted efter rengøring.
40. Efter brug kan huden føles let varm og tør. Det anbefales at anvende fugtgivende hudplejeprodukter.
41. Ved kraftigt ubehag eller usædvanlige fornemmelser skal brugen straks afbrydes, og læge kontaktes.
42. Vælg den passende driftstilstand afhængigt af individuelle behov.
43. Den samlede bestrålingstid af det samme område på én dag bør ikke overstige 30 minutter for at undgå hudskader.
44. Brug ikke ætsende opløsningsmidler (fortynder, benzin, neglelakfjerner osv.) til rengøring af kabinettet, da det kan beskadige enhedens overflade.

Begrænsninger og kontraindikationer for brug af enheden:

1. Personer med hudallergier, hudsygdomme, atopisk dermatitis, følsom hud eller tendens til fotoallergiske reaktioner
2. Personer, der lider af alvorlige hjerte-, lever- eller blodårenes sygdomme, sygdomme i nervesystemet, kræft, ansigtsneuragi, hæmofili, sygdomme ledsaget af feber samt lysfølsom epilepsi
3. Gravide og ammende kvinder
4. Personer med kapillærsygdomme forårsaget af brug af anabolske steroider eller med leverfunksionsforstyrrelser
5. Kropsområder med brud på hudens kontinuitet, såsom forbrændinger, vabler, snitsår, sår, aktive hudsygdomme eller infektioner
6. Personer, der tager medicin, som kan forårsage fotoallergiske reaktioner – enheden må kun anvendes med særlig forsigtighed og i overensstemmelse med lægens anbefalinger
7. Forekomst under eller efter behandlingen af unormale symptomer på bestrålingsstedet, såsom kløe, hævelse, erytem, vabler eller andre hudreaktioner – i sådanne tilfælde skal brugen straks ophøre, og der skal konsulteres sundhedspersonale
8. Forværing af vebefindende under behandlingen – behandlingen skal straks afbrydes, og sundhedspersonale skal kontaktes
9. Enheden er ikke beregnet til brug af børn

Flere oplysninger (se side 2, f2)

Beschrijving van het apparaat (zie pagina 2, f1)

1. LED-diodes
2. Display
3. Regelknop (OMLAAG)
4. Regelknop (OMHOOG)
5. Aan/uit-knop
6. DC-voedingspoort
7. Basis
8. Beschermbril
9. Voedingskabel

Technische specificaties:

Afmetingen: 38x27x4 cm

Netto gewicht: 2,6 kg

Voeding: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Vermogensverbruik: tot 120 W (Full Spectrum)

Vleugelverstelling: 0-120°

Aantal Lichtmodi: 12

Aantal Lichtintensiteitsniveaus: 3

Aantal LED's: 496

Golfspectrum: 465 nm ±10 nm (blauw licht), 590 nm ±10 nm (geel licht), 633 nm ±10 nm (rood licht), 850 nm ±10 nm (nabij-infrarood), 1064 nm ±10 nm (diep infrarood)

Inhoud van de set: 1x hoofdapparaat, 1x beschermbril, 1x voedingskabel, 1x gebruikershandleiding, 1x garantiekaart

Bediening van het apparaat

1. Om het apparaat in of uit te schakelen, opent u beide kleppen of houdt u de aan/uit-knop 1,5 s ingedrukt.
2. Na het inschakelen kunt u de intensiteit en modus aanpassen met de regelknoppen (OMLAAG) en (OMHOOG).
3. Om de lichtmodus te wijzigen, drukt u op de regelknop (OMLAAG) of (OMHOOG).
4. Om het lichtintensiteitsniveau te wijzigen, houdt u de regelknop (OMLAAG) of (OMHOOG) ingedrukt.
5. Aanbevolen gebruik: Gebruik het apparaat 3–5 keer per week, maximaal 30 minuten per dag.
6. Als het apparaat niet in de stand-bymodus wordt gebruikt, schakelt het na 2,5 minuten automatisch uit.

Voorbereiding op gebruik

1. Verwijder make-up en reinig het gezicht grondig vóór gebruik. Gebruik geen cosmetica met fotosensibiliserende of blekende ingrediënten.
2. Sluit het apparaat aan op de meegeleverde adapter.
3. Zet de beschermbril op – tijdens de bestraling zendt het apparaat intens LED-licht uit.
4. Open beide vleugels of houd de aan/uit-knop 1,5 s ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
5. Nadat de modus en energie zijn ingesteld, drukt u kort op de aan/uit-knop om de behandeling te starten. Na vijf geluidsignalen begint de bestraling.
6. Om de behandeling te pauzeren, drukt u op de aan/uit-knop – de tijd wordt opgeslagen. Na 2,5 minuten inactiviteit schakelt het apparaat automatisch uit. De geheugenfunctie slaat de instellingen van het laatste gebruik op. De geheugenfunctie slaat de instellingen van het laatste gebruik op.

Het apparaat beschikt over 12 lichtmodi:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) – glans en egalisatie van de huidtint

- Gebruik een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel om de gezichtshuid te reinigen, breng een hydraterend huidverzorgingsproduct zonder fotosensibiliserende ingrediënten aan voor basisverzorging en stel na absorptie de bleekmodus in voor bestraling. Na de bestraling kunnen huidverzorgingsproducten met blekende ingrediënten worden gebruikt. Besteed dagelijks aandacht aan hydratatie en zonbescherming.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) – stevigheid en elasticiteit

- Gebruik een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel om de gezichtshuid te reinigen, breng een hydraterend huidverzorgingsproduct zonder fotosensibiliserende ingrediënten aan voor basisverzorging en stel na absorptie de verstevigingsmodus in voor bestraling. Gebruik regelmatige verzorging om een stralende huid te verkrijgen.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) – balans voor de huid met onzuiverheden

- Gebruik een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel om de gezichtshuid te reinigen, breng een hydraterend huidverzorgingsproduct zonder fotosensibiliserende ingrediënten aan voor basisverzorging en stel na absorptie de anti-acnemodus in voor bestraling. Goede leefgewoonten (gezonde voeding en voldoende slaap) zijn ook essentieel voor huidbescherming; dagelijks vroeg naar bed gaan en het vermijden van sulfonrijke producten en zonnepijn wordt aanbevolen.

Let op: Niet gebruiken bij huidontstekingen of tijdens het gebruik van medicijnen.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) – kalmering en regeneratie

- Reinig de gezichtshuid met een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel, gebruik hydraterend huidverzorgingsproducten zonder alcohol en fotosensibiliserende ingrediënten voor basisverzorging en stel na absorptie de regeneratiemodus in voor bestraling. De huidbarrière is kwetsbaar tijdens gevoelige periodes, daarom dient dagelijks aandacht te worden besteed aan hydratatie en zonbescherming.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) – controle van talg

- Gebruik een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel om de gezichtshuid te reinigen, breng een hydraterend huidverzorgingsproduct zonder fotosensibiliserende ingrediënten aan voor basisverzorging en stel na absorptie de balanseringsmodus in voor bestraling. Aangezien verstoringen in de water-vetbalans van de huid nauw samenhangen met leefgewoonten, worden een gezond dieet, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap aanbevolen.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) – zachte intieme verzorging

- Reinig de intieme zones en stel vervolgens de intieme modus in voor bestraling.

Let op: Bij het optreden van abnormale symptomen zoals uitslag, zwelling, vlekken of zweren in de intieme zones dient u een arts te raadplegen.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) – geschikt voor okselverzorging

- Reinig de okselzones en stel de okselmodus in voor bestraling. Dagelijks wassen van de okselzones wordt aanbevolen. Kies producten die zweelgeur remmen en vocht absorberen om de afscheiding van zweelklieren en problemen met onaangename geur effectief te beheersen.

8. M8 Dema Restore Mode (590+633nm) – geschikt na naaldmesotherapie, gouden microneedling, naaldreiniging en andere esthetische behandelingen die regeneratie vereisen

- Het wordt aanbevolen de richtlijnen van de esthetische geneeskunde te volgen en hydraterende huidverzorgingsproducten zonder fotosensibiliserende ingrediënten te gebruiken. Stel na absorptie de speciale modus in voor bestraling en besteed dagelijks aandacht aan hydratatie en zonbescherming.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) – geschikt voor een droge huid met vochttekort en ter ondersteuning van de opname van essences

- Reinig de gezichtshuid met een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel, breng hydraterende huidverzorgingsproducten zonder fotosensibiliserende ingrediënten aan voor basisverzorging en stel na absorptie de penetratiemodus in voor bestraling.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) – geschikt voor postpartumverzorging bij zwangere vrouwen, verbetert het uiterlijk van striae

- Houd de huid schoon tijdens het gebruik van de zwangerschapsstriae-modus. Reinig de huid tijdig na zweeten en laat geen zweet op de huid achter, omdat dit ongemak in het behandelgebied kan veroorzaken. Het effect van de zwangerschapsstriae-modus is beter bij massage met olie tijdens het bestralingproces.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) – geschikt voor de verzorging van een gezonde hoofdhuid

- Gebruik een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel om het haar te wassen en stel na het drogen van het haar de haarverzorgingsmodus in voor bestraling. De haarverzorgingsmodus helpt bij het verbeteren van de talgafscheiding van de hoofdhuid, verstopte haarzakjes, overmatige roos en andere hoofdhuidproblemen.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) – geschikt voor multifunctionele huidverzorging

- Gebruik een mild, niet-irriterend reinigingsmiddel om de gezichtshuid te reinigen, breng een hydraterend huidverzorgingsproduct zonder fotosensibiliserende ingrediënten aan voor basisverzorging en stel na absorptie de multifunctionele modus in voor bestraling. Besteed in het dagelijks leven aandacht aan hydratatie en zonbescherming.

Reinigen en onderhoud

1. Na elk gebruik moet het apparaat in de verpakking worden geplaatst voor veilige opslag.
 2. Om de effectiviteit van de sessies te behouden, moeten de LED-panels na elk gebruik worden gereinigd. U kunt hiervoor een zachte doek of vochtige doekjes gebruiken.
 3. Regelmatige reiniging en correct onderhoud zorgen voor optimale werking en verlengen de levensduur van het apparaat.
1. Het apparaat bevat kleine onderdelen. Bewaar deze buiten het bereik van kinderen om onbedoeld inslikken te voorkomen.
 2. Gebruik het apparaat niet voor andere dan cosmetische doeleinden.
 3. Gebruik het apparaat niet voor de verzorging van dieren, omdat dit letsel kan veroorzaken.
 4. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de gebruikershandleiding, omdat dit kan leiden tot lichamelijk letsel of een onjuiste werking.
 5. Sta personen met lichamelijke of geestelijke beperkingen niet toe het apparaat zelfstandig te gebruiken zonder toezicht, omdat dit kan leiden tot ongevallen of letsel.
 6. Bij vaker gebruik dan aanbevolen bestaat het risico op huidirritatie of ontstekingen.
 7. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, omdat dit ongevallen of letsel kan veroorzaken.
 8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare stoffen (zoals alcohol, oplosmiddelen, benzine, nagellakremover of haarlak), omdat dit brand, elektrische schokken of letsel kan veroorzaken.
 9. Laad het apparaat niet op, gebruik het niet en plaats het niet in de buurt van vuur, verwarmingsapparaten of plaatsen met hoge temperaturen, omdat dit oververhitting, ontbranding of explosie kan veroorzaken.
 10. Gebruik het apparaat niet in de buurt van waterbronnen, in badkamers of tijdens het baden, omdat dit elektrische schokken, kortsluiting of brand kan veroorzaken.

11. Laad het apparaat niet op en dompel het niet onder in water, omdat dit elektrische schokken, kortsluiting of brand kan veroorzaken.
12. Vermijd het laten vallen van het apparaat en botsingen met krachtige lampen en controllers, omdat dit een onjuiste werking kan veroorzaken. Als het apparaat beschadigd is door een val of stoot, gebruik het dan niet.
13. Schakel de stroom uit vóór het reinigen of opslaan van het apparaat, omdat dit elektrische schokken, kortsluiting of brand kan veroorzaken.
14. Gebruik de adapter of voedingskabel niet als er beschadigingen, verhitting of losse aansluitingen zijn, omdat dit brand, elektrische schokken, kortsluiting of brandwonden kan veroorzaken.
15. Niet gebruiken op huddelen met een verhoogd risico op huidkanker, op open wonden of uitslag, op gezwollen, rode, geïrriteerde, geïnfecteerde of ontstoken huidgebieden of huidafwijkingen.

16. Gebruik uitsluitend de originele adapter die door de fabrikant is geleverd. Zorg er tijdens gebruik voor dat de adapterstekker rechtstreeks op het stopcontact is aangesloten. Gebruik geen verlengsnoeren, omdat dit elektrische schokken, kortsluiting of brand kan veroorzaken.
17. Beschadig, wijzig of buig de voedingskabel niet overmatig, trek er niet aan, draai hem niet en plaats er geen zware voorwerpen op, omdat dit brand, elektrische schokken, kortsluiting of brandwonden kan veroorzaken.
18. Gebruik geen zonnebank en stel de huid niet bloot aan langdurig zonlicht gedurende minimaal 48 uur vóór en minimaal 48 uur na gebruik van het apparaat.
19. Tijdens gebruik moet de wisselspanning 100–240 V bedragen. Gebruik de originele adapter, anders bestaat het risico op brand, elektrische schokken enz.
20. Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet zelf, omdat dit brand, elektrische schokken of letsel kan veroorzaken. Neem indien nodig contact op met de aftersales-service.
21. Het apparaat is bedoeld voor thuisgebruik, in een droge omgeving en bij een luchttemperatuur van 15 tot 30 °C. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar direct zonlicht op de huid valt.
22. Als er tijdens het gebruik onregelmatigheden optreden, koppel de adapter onmiddellijk los. Stop het gebruik onmiddellijk bij ongebruikelijke rook, geluid of geur.
23. Gebruik het apparaat niet met brandbare cosmetica, omdat dit brand, elektrische schokken of letsel kan veroorzaken.
24. Gebruik het apparaat niet met pacemakers, ECG-scanners of andere elektronische apparaten, omdat dit instabiliteit van medische elektronische apparatuur kan veroorzaken.
25. Het apparaat is bedoeld voor thuisgebruik.
26. Het niet opvolgen van de instructies kan schade aan de ogen (zelfs blindheid) of de huid veroorzaken.
27. Als u fotosensibiliserende medicatie of traditionele Chinese geneeskunde gebruikt, raadpleeg dan een arts voordat u het apparaat gebruikt.
28. Het apparaat is niet bedoeld voor de behandeling van ziekten. Bij uitslag, jeuk, schimmelinfecties, huidknobbels of fibromen wordt een medische consultatie aanbevolen.
29. Controleer vóór gebruik of er geen zichtbare schade is aan de transmissiespiegel of de behuizing. Stop het gebruik bij beschadigingen.
30. Voer vóór het eerste gebruik een lichtgevoelheids-test uit. Stop het gebruik onmiddellijk bij overgevoelheidsreacties van de huid.
31. Als er tijdens het gebruik onregelmatigheden of ongemak optreden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat.
32. Gebruik uitsluitend de originele adapter die bij het product is geleverd.
33. Gebruik of bewaar de adapter niet in de buurt van vochtige kleding of op vochtige plaatsen.
34. Gebruik of bewaar het apparaat niet op een plaats waar de lamp en de LED-diode rechtstreeks op elkaar zijn gericht.
35. Verwijder make-up en reinig het te bestralen gebied vóór dagelijks gebruik van het apparaat.
36. Verwijder metalen voorwerpen, brillen en contactlenzen uit het te bestralen gebied vóór gebruik.
37. Zorg er bij het eerste gebruik of na een langere onderbreking voor dat de knoppen en indicatoren correct functioneren.
38. Houd het apparaat en de adapter na gebruik droog en schoon.
39. Koppel het apparaat los van de adapter tijdens het reinigen. Bewaar het apparaat na het reinigen op een droge en schone plaats.
40. Na gebruik kan de huid licht warm en droog aanvoelen. Het wordt aanbevolen hydraterende huidverzorgingsproducten te gebruiken.
41. Bij ernstig ongemak of ongebruikelijke sensaties moet het gebruik onmiddellijk worden gestopt en een arts worden geraadpleegd.
42. Kies de juiste bedrijfsmodus afhankelijk van de individuele behoeften.
43. De totale bestralingstijd van hetzelfde gebied op één dag mag niet langer zijn dan 30 minuten om huidbeschadiging te voorkomen.
44. Gebruik geen bijtende opsmiddelen (verdlunner, benzine, nagellakremover enz.) om de behuizing te reinigen, omdat dit het oppervlak van het apparaat kan beschadigen.

Bepkeringen en contra-indicaties voor het gebruik van het apparaat:

1. Personen met huidallergieën, huidaandoeningen, atopische dermatitis, gevoelige huid of neiging tot fotoallergische reacties
2. Personen die lijden aan ernstige hart-, lever- of bloedziekten, aandoeningen van het zenuwstelsel, kanker, aangezichte neuralgie, hemoftie, ziekten gepaard gaande met koorts en lichtgevoelige epilepsie
3. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
4. Personen met haaraftaandoeningen veroorzaakt door het gebruik van anabole steroïden of met leverfunctiestoornissen
5. Delen van het lichaam waar de huid is onderbroken, zoals brandwonden, blaren, snijwonden, wonden, actieve huidaandoeningen of infecties
6. Personen die medicijnen gebruiken die fotoallergische reacties kunnen veroorzaken – het apparaat mag alleen met bijzondere voorzichtigheid en volgens de aanbevelingen van een arts worden gebruikt
7. Het optreden tijdens of na de behandeling van abnormale symptomen op de bestraalde plaats, zoals jeuk, zwelling, erytheem, blaren of andere huidreacties – in dat geval moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt en moet medisch personeel worden geraadpleegd
8. Verslechtering van het welzijn tijdens de behandeling – de behandeling moet onmiddellijk worden gestaakt en medisch personeel moet worden gecontacteerd
9. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen

Meer informatie (zie pagina 2, f2)

Chizanz tanımı (bkz. sayfa 2, f1)

1. LED diyetler
2. Ekran
3. Ayar düğmesi (AŞAĞI)
4. Ayar düğmesi (YUKARI)
5. Güç düğmesi
6. DC güç girişi
7. Taban
8. Korumucu gözlük
9. Güç kablosu

Teknik özellikler:

Boyutlar: 38x27x4 cm

Net ağırlık: 2,6 kg

Güç kaynağı: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5A

Güç tüketimi: 120 W'a kadar (Tam Spektrum)

Kanat ayarı: 0-120°

Işık modu sayısı: 12

Işık yoğunluğu seviye sayısı: 3

LED sayısı: 496

Dalga spektrumu: 465 nm ±10 nm (mavi ışık), 590 nm ±10 nm (sarı ışık), 633 nm ±10 nm (kırmızı ışık), 850 nm ±10 nm (yakın kızılötesi), 1064 nm ±10 nm (derin kızılötesi)

Kutu içeriği: 1x ana cihaz, 1x koruyucu gözlük, 1x güç kablosu, 1x kullanım kılavuzu, 1x garanti kartı

Chizanz kullanımı

1. Cihazı açmak/kapatmak için iki kapağı açın veya güç düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.
2. Cihaz açıldıktan sonra, yoğunluğu ve modu AŞAĞI ve YUKARI ayar düğmeleri ile ayarlayabilirsiniz.
3. Işık modunu değiştirmek için AŞAĞI veya YUKARI ayar düğmesine basın.
4. Işık yoğunluğu seviyesini değiştirmek için AŞAĞI veya YUKARI ayar düğmesini basılı tutun.
5. Önerilen kullanım: Cihazı haftada 3–5 kez, günde en fazla 30 dakika kullanın.
6. Cihaz bekleme modunda kullanılmıyorsa 2,5 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Kullanıma hazırlık

1. Kullanımdan önce makyajı çıkarın ve yüzü iyice temizleyin. Işığa duyarlılık yapan veya beyazlatıcı içeriklere sahip kozmetikler kullanmayın.
2. Cihazı birlikte verilen güç adaptörüne bağlayın.
3. Korumucu gözlükleri takın – ışık uygulaması sırasında cihaz yoğun LED ışığı yayar.
4. Cihazı açmak için her iki kanadı açın veya güç düğmesini 1,5 saniye basılı tutun.
5. Mod ve enerji ayarlandıktan sonra, tedaviyi başlatmak için güç düğmesine kısa basın. Beş sesli sinyalden sonra ışıklama başlar.
6. Tedaviyi duraltmak için güç düğmesine basın – Süre hafızaya alınır. 2,5 dakika hareketsizlikten sonra cihaz otomatik olarak kapanır. Hafıza fonksiyonu son kullanım ayarlarını kaydeder. Hafıza fonksiyonu son kullanım ayarlarını kaydeder.

Chizanz 12 ışık moduna sahiptir:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) – parlaklık ve cilt tonu eşitleme

-Yüzü oldüni temizlemek için nazık, tahriş etmeyen bir temizleyici kullanın. temel cilt bakımı için fotohassasiyet oluşturmıyan nemlendirici bir ürün uygulayın ve emildikten sonra beyazlatma modunu ayarlayarak ışıklama yapın. Işıklımadan sonra beyazlatıcı içerikli bakım ürünleri kullanılabilir. Günlük olarak nemlendirme ve güneşten korunmaya dikkat edilmelidir.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) – sıkılaştırma ve elastikiyet

-Yüzü oldüni temizlemek için nazık, tahriş etmeyen bir temizleyici kullanın. temel cilt bakımı için fotohassasiyet oluşturmıyan nemlendirici bir ürün uygulayın ve emildikten sonra sıkılaştırma modunu ayarlayarak ışıklama yapın. Işıklı bir cilt için düzenli bakım uygulayın.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) – kusurlu ciltler için denge

-Yüzü oldüni temizlemek için nazık, tahriş etmeyen bir temizleyici kullanın. temel cilt bakımı için fotohassasiyet oluşturmıyan nemlendirici bir ürün uygulayın ve emildikten sonra akne karşıtı modu ayarlayarak ışıklama yapın. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını (sağlıklı beslenme ve yeterli uyku) cildi korumak için gereklidir; erken yatmak ve şeker oranı yüksek ürünler ile baharatlı yiyeceklerden kaçınmak önerilir.

Uyarı: Cilt tahırlan durumunda veya ilaç kullanımını sırasında kullanılmıyın.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) – yatıştırma ve yenileme

-Yüzü oldüni nazık, tahriş etmeyen bir temizleyici ile temizleyin, alkol ve fotohassasiyet oluşturan içerikler içermeyen nemlendirici bakım ürünleri kullanın ve emildikten sonra yenileme modunu ayarlayarak ışıklama yapın. Hassas dönemlerde cilt bariyeri kırılgan olduğundan günlük olarak nemlendirme ve güneşten korunmaya dikkat edilmelidir.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) – sebum kontrolü

-Yüzü oldüni nazık, tahriş etmeyen bir temizleyici ile temizleyin, temel cilt bakımı için fotohassasiyet oluşturmıyan nemlendirici bir ürün uygulayın ve

emildikten sonra dengeleme modunu ayarlayarak ışıkla yapın.

Çiğdir su-yağ dengesindeki bozukluklar yaşam alışkanlıklarına yakından ilişkil olduğundan sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli uyku önerilir.

6. M6 İntima Care Mode (465+633+850nm) – hassas intim bakım

- İntim bölgeleri temizleyin ve ardından intim modu ayarlayarak ışıkla yapın.

Uyarı: İntim bölgede döküntü, şişlik, lekeler veya ülsür gibi anormal belirtiler görülmesi halinde doktora danışmak için hastaneye başvurun.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) – koltuk altı bakımı için uygundur

-Koltuk altı bölgelerini temizleyin ve koltuk altı modunu ayarlayarak ışıkla yapın. Koltuk altı bölgelerinin günlük temizliği önerilir. Ter kokusunu önleyen ve nemli emen ürünler seçerek ter bezlerinin salgısını ve kötü koku problemlerini etkili şekilde kontrol edin.

8. M8 Derma Restore Mode (590+633nm) – iğneli mezoterapi, altın mikroigne, iğneli temizlik ve yenilenme gerektiren diğer estetik tıp işlemleri sonrası için uygundur

-Estetik tıp gerekliliklerine uygun hareket edilmesi ve fotohassasiyet oluşturmeyen nemlendirici bakım ürünlerinin kullanılması önerilir. Emildikten sonra özel modu ayarlayarak ışıkla yapın ve günlük olarak nemlendirme ile güneşten korunmaya dikkat edin.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) – su eksikliği olan kuruyan ciltler ve esans emilimini desteklemek için uygundur

-Yüz cildini nazik, tahriş etmeyen bir temizleyici ile temizleyin, temel cilt bakımı için fotohassasiyet oluşturmeyen nemlendirici ürünleri uygulayın ve emildikten sonra penetrasyon modunu ayarlayarak ışıkla yapın.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) – hamilelik sonrası bakım için uygundur, çatlak görünümünü iyileştirir

-Hamilelik çatlakları modunu kullanırken cildi temiz tutun. Terledikten sonra cildi temizleyin, terin cilt kalmasına izin vermeyin; bu durum uygulama bölgesinde rahatsızlığa neden olabilir. Işıklama sırasında yağlı masaj yapılması çatlaklar modunun etkisini artırır.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) – saç derisi sağlığı için uygundur

-Saç nazik, tahriş etmeyen bir temizleyici ile yıkayın, saç kuruduktan sonra saç bakımını modunu ayarlayarak ışıkla yapın. Saç bakımını modu, saç derisi sebum salgısını, tıkalı saç köklerini, aşırı kepeklemeyi ve diğer saç derisi sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465-1064nm) – çok işlevli cilt bakımı için uygundur

-Yüz cildini nazik, tahriş etmeyen bir temizleyici ile temizleyin, temel cilt bakımı için fotohassasiyet oluşturmeyen nemlendirici bir ürün uygulayın ve emildikten sonra çoklu bakım modunu ayarlayarak ışıkla yapın. Günlük yaşamda nemlendirme ve güneşten korunmaya dikkat edilmelidir.

Temizlik ve bakım

1. Her kullanımdan sonra cihaz güvenli saklama için ambalajına yerleştirilmelidir.

2. Seansların etkinliğini korumak için LED paneller her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Bunun için yumuşak bir bez veya nemli mendil kullanılabilir.

3. Düzenli temizlik ve doğru bakım, cihazın optimum çalışmasını sağlar ve kullanım ömrünü uzatır.

1. Cihaz küçük parçalar içerir. Yanlışlıkla yutulmasını önlemek için çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

2. Cihazı kozmetik amaçlar dışında kullanmayın.

3. Cihazı hayvanların bakımında kullanmayın; bu onların yaralanmasına neden olabilir.

4. Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenler dışında kullanmayın; bu yaralanmalara veya cihazın hatalı çalışmasına yol açabilir.

5. Fiziksel veya zihinsel engelli kişilerin gözetimsiz olarak cihazı kullanmasına izin vermeyin; bu kazalara veya yaralanmalara neden olabilir.

6. Ürünün önerilenden daha sık kullanılması cilt tahrişi veya iltihap riskini artırır.

7. Cihazı hasarlıysa kullanmayın; bu kazalara veya yaralanmalara neden olabilir.

8. Cihazı yanıcı maddelerin (alkol, çözücüler, benzin, oje çıkarıcı veya saç spreyi gibi) yakınında kullanmayın; bu yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.

9. Cihazı ateş, ısıtıcılar veya yüksek sıcaklıktaki alanların yakınında şarj etmeyin, kullanmayın veya bulundurmeyin; bu aşırı ısınma, tutuşma veya patlamaya neden olabilir.

10. Cihazı su kaynaklarının yakınında, banyolarda veya banyo sırasında kullanmayın; bu elektrik çarpması, kısa devre veya yangına neden olabilir.

11. Cihazı şarj etmeyin veya suya daldırmayın; bu elektrik çarpması, kısa devre veya yangına neden olabilir.

12. Cihazı düşürmekten ve yüksek güçlü lamba ile kontrol ünitesine çarpmaktan kaçının; bu hatalı çalışmaya neden olabilir. Düşme veya çarpma sonucu hasar gören cihazı kullanmayın.

13. Temizlik veya saklama öncesinde güç bağlantısını kesin; bu elektrik çarpması, kısa devre veya yangına neden olabilir.

14. Herhangi bir hasar, ısınma veya adaptör girişinde gevşeme varsa adaptörü veya güç kablosunu kullanmayın; bu yangın, elektrik çarpması, kısa devre veya yanıklara neden olabilir.

15. Cilt kanseri riskinin arttığı bölgelerde, açık yaralarda veya döküntülerde, şişmiş, kızamık, tahriş olmuş, enfekte veya iltihaplı cilt bölgelerinde ya da deri lezyonlarında kullanmayın.

16. Yalnızca üretici tarafından sağlanan orijinal adaptörü kullanın. Kullanım sırasında adaptör fişinin doğrudan prize takılı olduğundan emin olun. Uzatma kablosu kullanmayın; bu elektrik çarpması, kısa devre veya yangına neden olabilir.

17. Güç kablosunu çizmeyin, deşirmeyin veya aşırı bükmeyin; çekmeyin, burmayın veya üzerine ağır nesnelere koymayın; bu yangın, elektrik çarpması, kısa devre veya yanıklara neden olabilir.

18. Cihazı kullanmadan en az 48 saat önce ve kullandıktan sonra en az 48 saat boyunca solaryuma girmeyin ve cildi uzun süre güneş ışığına maruz bırakmayın.

19. Kullanım sırasında alternatif akım voltajı 100–240 V olmalıdır. Orijinal adaptörü kullanın; aksi halde yangın, elektrik çarpması vb. riski vardır.

20. Cihazı kendiniz sökmeğin, onarmayın veya değiştirmeyin; bu yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir. Onarım gerekiyorsa satış sonrası servisle iletişime geçin.

21. Cihaz ev kullanımına yöneliktir; kuru bir ortamda ve 15–30°C hava sıcaklığında kullanılmalıdır. Doğrudan güneş ışığının cilde geldiği yerlerde kullanmayın.
22. Kullanım sırasında anomali oluşursa adaptörü derhal çıkarın. Olağandışı duman, ses veya koku durumunda kullanımı hemen durdurun.
23. Cihaz yanıcı kozmetikler ile birlikte kullanmayın; bu yangın, elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
24. Cihazı kalp pili, EKG tarayıcıları veya diğer elektronik cihazlarla birlikte kullanmayın; bu tıbbi elektronik cihazlarda kararsızlığa neden olabilir.
25. Cihaz ev kullanımına yöneliktir.
26. Talimatlara uyulmaması gözlerde (hatta körlük) veya cilde hasara neden olabilir.
27. İşğe duyarlılık yapan ilaçlarla tedavi görüyorsanız veya geleneksel Çin tıbbi kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce doktora danışın.
28. Cihaz hastalıkların tedavisi için tasarlanmamıştır. Döküntü, kaşıntı, mantar, cilt nodülleri veya fibromlar durumunda doktora danışılması önerilir.
29. Kullanımdan önce transmisyon aynasında veya gövdede görünür hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasar varsa kullanımı durdurun.
30. İlk kullanımdan önce işğe duyarlılık testi yapın. Aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşursa kullanımı hemen durdurun.
31. Kullanım sırasında herhangi bir anomali veya rahatsızlık oluşursa derhal kullanımı bırakın.
32. Yalnızca ürünle birlikte verilen orijinal adaptörü kullanın.
33. Adaptörü nemli giysilerin yakınında veya nemli ortamlarda kullanmayın ya da saklamayın.
34. Cihazı, ampul ve LED diyodun doğrudan birbirine baktığı bir yerde kullanmayın veya saklamayın.
35. Günlük kullanımdan önce makyajı çıkarın ve işlanacak alanı temizleyin.
36. Kullanımdan önce metal nesnelere, gözlükleri ve kontakt lensleri işlanacak alandan çıkarın.
37. İlk kullanımda veya uzun bir aradan sonra, düğmelerin ve göstergelerin düzgün çalıştığından emin olun.
38. Kullanım sonrası cihazı ve adaptörü kuru ve temiz durumda tutun.
39. Temizlik sırasında cihazı adaptörden ayırın. Temizlikten sonra cihazı kuru ve temiz bir yerde saklayın.
40. Kullanımdan sonra cilt hafif sıcak ve kuru olabilir. Nemlendirici ürünlerin kullanılması önerilir.
41. Şiddetli rahatsızlık veya olağandışı hisler durumunda kullanımı hemen durdurun ve doktora danışın.
42. Bireysel ihtiyaçlara göre uygun çalışma modunu seçin.
43. Aynı bölgenin bir gün içindeki toplam işleme süresi 30 dakikayı geçmemelidir; cilt hasarını önlemek için.
44. Gövdęyi temizlemek için aşındırıcı çözücüler (tiner, benzin, oje çıkarıcı vb.) kullanmayın; bu cihaz yüzeyine zarar verebilir.

Cihazın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve kontrendikasyonlar:

1. Cilt alerjileri, cilt hastalıkları, atopik dermatit, hassas cilt veya fotoalerjik reaksiyonlara yatkın kişiler
2. Ciddi kalp, karaciğer veya kan hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, tümörler, yüz nevraljisi, hemofili, ateşli hastalıklar ve işğe duyarlı epilepsi hastaları
3. Hamile ve emziren kadınlar
4. Anabolik steroid kullanımı veya karaciğer fonksiyon bozukluğu nedeniyle kalıcal damar hastalığı olan kişiler
5. Yanıklar, kabarcıklar, kesikler, yaralar, aktif cilt hastalıkları veya enfeksiyonlar gibi cilt bütünlüğünün bozulduğu vücut bölgeleri
6. Fotoalerjik reaksiyonlara neden olabilecek ilaçlar kullanan kişiler – cihaz yalnızca özel dikkatle ve doktorun önerilerine uygun şekilde kullanılmalıdır
7. İşleme sırasında veya sonrasında kaşıntı, şişlik, kızamık, kabarcıklar veya diğer cilt reaksiyonları gibi anormal belirtiler ortaya çıkarsa –bu durumda cihazın kullanımını derhal durdurulmalı ve sağlık personeline danışılmalıdır
8. İşlem sırasında genel durumun kötüleşmesi – derhal durdurulmalı ve sağlık personeline başvurulmalıdır
9. Cihaz çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır

Daha fazla bilgi (bkz. sayfa 2, f2)

Описание на устройството (виж стр. 2, ф1)

1. LED диоди
2. Дисплей
3. Бутон за регулиране (НАДОЛУ)
4. Бутон за регулиране (НАГОРЕ)
5. Бутон за захранване
6. DC порт за захранване
7. Основа
8. Защитни очила
9. Захранващ кабел

Техническа спецификация:

Размери: 38x27x4 см

Нетно тегло: 2,6 кг

Захранване: AC 100-240 V / 50-60 Hz → DC 24 V / 5 A

Консумация на енергия: до 120 W (Пълен спектър)

Регулиране на крилата: 0-120°

Брой светлинни режими: 12

Брой нива на интензитета на светлината: 3

Брой LED диоди: 496

Спектър на вълните: 465 nm ±10 nm (синя светлина), 590 nm ±10 nm (жълта светлина), 633 nm ±10 nm (червена светлина), 850 nm ±10 nm (близка инфрачервена), 1064 nm ±10 nm (дълбока инфрачервена)

Съдържание на комплекта: 1x основно устройство, 1x защитни очила, 1x захранващ кабел, 1x инструкция за употреба, 1x гаранционна карта

Работа с устройството

1. За да включите/изключите устройството, отворете двете вратички или задръжте бутона за захранване за 1,5 секунди.
2. След включване на устройството можете да регулирате интензитета и режима за регулиране (НАДОЛУ) и (НАГОРЕ).
3. За да смените светлинния режим, натиснете бутона за регулиране (НАДОЛУ) или (НАГОРЕ).
4. За да промените нивото на интензитета на светлината, задръжте бутона за регулиране (НАДОЛУ) или (НАГОРЕ).
5. Препоръчителна употреба: използвайте устройството 3–5 пъти седмично, не повече от 30 минути на ден.
6. Ако устройството не се използва в режим на готовност, то автоматично ще се изключи след 2,5 минути.

Подготовка за употреба

1. Преди употреба отстранете грима и почистете добре лицето. Не използвайте козметика със съставки, предизвикващи фото-чувствителност или изобелване.
2. Свържете устройството към включения захранващ адаптер.
3. Поставете защитните очила – по време на облъчване устройството излъчва интензивна LED светлина.
4. Отворете двете крила или задръжте бутона за захранване за 1,5 секунди, за да включите устройството.
5. След настройване на режима и енергията натиснете кратко бутона за захранване, за да започнете процедурата. След пет звукови сигнала започва облъчването.
6. За да поставите процедурата на пауза, натиснете бутона за захранване – времето ще бъде запазено. След 2,5 минути бездействие устройството се изключва автоматично. Функцията за памет запазва настройките от последната употреба. Функцията за памет запазва настройките от последната употреба.

Устройството разполага с 12 светлинни режими:

1. M1 Pure Radiance Ritual (465+590+633+850+1064nm) – блясък и изравняване на тената

- Използвайте нежен, недразнещ почистващ продукт за почистване на кожата на лицето, нанесете хидратиращ козметичен продукт без фото-чувствителни съставки за основна грижа за кожата и след поливане настройте режима за изобелване за облъчване. След облъчването могат да се използват козметични продукти с изобелващи съставки. Ежедневно обръщайте внимание на хидратацията и защитата от слънце.

2. M2 Lift & Glow Therapy (633+850+1064nm) – стягане и еластичност

- Използвайте нежен, недразнещ почистващ продукт за почистване на кожата на лицето, нанесете хидратиращ козметичен продукт без фото-чувствителни съставки за основна грижа за кожата и след поливане настройте режима за стягане за облъчване. Прилагайте редовна грижа, за да постигнете сияйна кожа.

3. M3 Clarity Light Mode (465+633nm) – баланс за кожа с несъвършенства

- Използвайте нежен, недразнещ почистващ продукт за почистване на кожата на лицето, нанесете хидратиращ козметичен продукт без фото-чувствителни съставки за основна грижа за кожата и след поливане настройте противоясен режим за облъчване. Добрите навици на живот (здравословна диета и достатъчно сън) също са необходими за защита на кожата; препоръчва се ежедневно ранно лягане и избягване на продукти с високо съдържание на захар и пикантни ястия.

Забележка: Не използвайте при възпалителни състояния на кожата или по време на прием на лекарства.

4. M4 Calm Repair Ritual (590+633nm) – успокояване и регенерация

- Почистете кожата на лицето с нежен, недразнещ почистващ продукт, използвайте хидратиращи козметични продукти без алкохол и фото-чувствителни съставки за основна грижа за кожата и след поливане настройте режима за регенерация за облъчване. Кожната бариера е крехка по време на периоди на чувствителност, затова ежедневно обръщайте внимание на хидратацията и защитата от слънце.

5. M5 Harmony Balance Light (465+590+633nm) – контрол на себума

- Използвайте нежен, недразнещ почистващ продукт за почистване на кожата на лицето, нанесете хидратиращ козметичен продукт без фото-увствителни съставки за основна грижа за кожата и след поливане настройте режима за балансиране за облъчване.

Тъй като нарушенятия на водно-мастния баланс на кожата са тясно свързани с начина на живот, препоръчва се здравословна диета, редовна физическа активност и достатъчно сън.

6. M6 Intima Care Mode (465+633+850nm) – нежна интимна грижа

- Почистите интимните зони, след което настройте интимния режим за облъчване.

Забележка: В случай на поява на необичайни симптоми като обрив, подуване, петна или язви в интимната област, трябва да се обърнете към болница за консултация с лекар.

7. M7 Soft Underarm Glow (633+850nm) – подходящ за грижа за подмишниците

- Почистете областта на подмишниците и настройте режима за подмишници за облъчване. Препоръчва се ежедневно почистване на подмишниците. Изберете продукти, които потискат мизмизмата на пот и абсорбират влагата, за да контролирате ефективно секрецията на потните жлези и проблемите с неприятната мизмизма.

8. M8 Destina Restore Mode (590+633nm) – поддържа след иглена мезотерапия, златна микроиленна терапия, иглено почистване и други процедури по естетична медицина, изключвайки регенерация

- Препоръчва се спазване на изискванията на естетичната медицина и използване на козметични продукти за грижа без фото-увствителни съставки за хидратация. След поливане настройте специалния режим за облъчване и ежедневно обръщайте внимание на хидратацията и защитата от слънце.

9. M9 Deep Infusion Ritual (590+633+850nm) – подходящ за суха кожа с недостиг на влага и за подпомагане усвояването на есенциите

- Почистете кожата на лицето с нежен, недразнещ почистващ продукт, нанесете хидратиращи козметични продукти без фото-увствителни съставки за основна грижа за кожата и след поливане настройте режима за проникване за облъчване.

10. M10 Smooth Silhouette Therapy (633+1064nm) – подходящ за следродилна грижа при бременни жени, подобрява външния вид на стрии

- Поддържайте кожата чиста по време на използване на режима за бременни стрии. Почиставайте кожата при изпотяване, не позволявайте потта да остава върху кожата, тъй като това може да причини дискомфорт в зоната на процедурата. Ефектът от режима за бременни стрии ще бъде по-добър при масаж с олио по време на процеса на облъчване.

11. M11 Scalp Vital Light (633nm) – подходящ за грижа за здравето на скалпа

- Използвайте нежен, недразнещ почистващ продукт за измиване на косата, след като косата изсъхне настройте режима за грижа за косата за облъчване. Режимът за грижа за косата помага за подобряване на секрецията на себум на скалпа, заглушените космени фоликули, прекомерния пъхот и други проблеми на скалпа.

12. M12 Total Renewal Spectrum (465+1064nm) – подходящ за многофункционална грижа за кожата

- Използвайте нежен, недразнещ почистващ продукт за почистване на кожата на лицето, нанесете хидратиращ козметичен продукт без фото-увствителни съставки за основна грижа за кожата и след поливане настройте режима за многофункционална грижа за облъчване. В ежедневието трябва да се обръща внимание на хидратацията и защитата от слънце.

Почистване и поддръжка

1. След всяка употреба устройството трябва да бъде поставено в опаковката за безопасно съхранение.
2. За да се запази ефективността на сенсите, LED панелите трябва да се почистват след всяка употреба. Можете да използвате мека кърпа или влажни кърпички.
3. Редовното почистване и правилната поддръжка осигуряват оптимална работа и удължават живота на устройството.

1. Устройството съдържа малки части. Съхранявайте ги далеч от деца, за да се избегне случайно погъщане.
2. Не използвайте устройството за цели, различни от козметични.
3. Не използвайте устройството за грижа за животни, тъй като това може да причини наранявания.
4. Не използвайте устройството за цели, различни от посочените в инструкцията за употреба, тъй като това може да доведе до телесни повреди или неправилна работа на устройството.
5. Не позволявайте на лица с физически или психически увреждания да използват устройството самостоятелно без надзор, тъй като това може да доведе до инциденти или наранявания.
6. При нечеста употреба от препоръчаната съществува риск от кожни раздразнения или възпаления.
7. Не използвайте устройството, ако е повредено, тъй като това може да причини инциденти или наранявания.
8. Не използвайте устройството в близост до лекозапалими вещества (като алкохол, разтворители, бензин, лако-истигел или лак за коса), тъй като това може да причини пожар, токов удар или телесни повреди.
9. Не зареждайте, не използвайте и не поставяйте устройството в близост до огън, отоплителни уреди или на места с висока температура, тъй като това може да причини прегряване, възпламеняване или експлозия.
10. Не използвайте устройството в близост до инциденти на вода, в бани или по време на къпане, тъй като това може да причини токов удар, късо съединение или пожар.
11. Не зареждайте и не полагайте устройството във вода, тъй като това може да причини токов удар, късо съединение или пожар.
12. Избягвайте изпукване на устройството и сблъсъци с лампа с висока мощност и контролер, тъй като това може да причини неправилна работа. Ако устройството е повредено в резултат на падане или удар, не го използвайте.
13. Използването захранването преди почистване или съхранение на устройството, тъй като това може да причини токов удар, късо съединение или пожар.
14. Не използвайте захранващия адаптер или кабела, ако има повреди, нагряване или разхлабване на гнездото на адаптера, тъй като това може да причини пожар, токов удар, късо съединение или изгаряния.
15. Не използвайте върху участъци от кожата с повишен риск от рак на кожата, върху открити рани или обриви, върху подути, зачервени,

раздразнени, инфектирани или възпалени кожни области или кожни лезии.

16. Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, предоставен от производителя. По време на употреба се уверете, че щепселът на адаптера е директно включен в контакта. Не използвайте удължителни, тъй като това може да причини токов удар, късо съединение или пожар.

17. Не надразовете, не модифицирайте и не опъвайте прекомерно захранващия кабел, не го дърпайте, не го усуквайте и не поставяйте тежки предмети върху него, тъй като това може да причини пожар, токов удар, късо съединение или изгаряния.

18. Най-малко 48 часа преди използване на устройството и най-малко 48 часа след употребата му не използвайте солариум и не излагайте кожата на продължителна слънчева светлина.

19. По време на употреба напрежението на променливия ток трябва да бъде 100–240 V. Използвайте оригиналния захранващ адаптер, в противен случай съществува риск от пожар, токов удар и др.

20. Не демонтирайте, не ремонтирайте и не модифицирайте устройството самостоятелно, тъй като това може да причини пожар, токов удар или телесни повреди. При необходимост от ремонт се свържете със сервиза за следпродажбено обслужване.

21. Устройството е предназначено за домашна употреба, в суха среда и при температура на въздуха от 15 до 30°C; не използвайте устройството на места, където върху кожата пада директна слънчева светлина.

22. Ако по време на употреба възникнат аномалии, незабавно изключете захранващия адаптер. При необичаен дим, шум или миризма незабавно прекратете употребата.

23. Не използвайте устройството с леснозапалими козметични продукти, тъй като това може да причини пожар, токов удар или телесни повреди.

24. Не използвайте устройството едновременно с пеймейкери, ЕКГ скенери или други електронни устройства, тъй като това може да доведе до нестабилност на медицинските електронни устройства.

25. Устройството е предназначено за домашна употреба.

26. Непазването на инструкциите може да причини увреждане на очите (включително слепота) или кожата.

27. Ако използвате терапия с фото-чувствителни лекарства или традиционна китайска медицина, консултирайте се с лекар преди употреба на устройството.

28. Устройството не е предназначено за лечение на заболявания. При обриви, сърбеж, гъбични инфекции, кожни възли или фиброми се препоръчва консултация с лекар.

29. Преди употреба проверете дали няма видими повреди на трансмисионното огледало или корпуса. В случай на повреди прекратете употребата.

30. Преди първата употреба направете тест за чувствителност към светлина. При поява на реакция на серъчувствителност незабавно прекратете употребата.

31. Ако по време на употреба се появят каквито и да е аномалии или дискомфорт, незабавно прекратете използването на устройството.

32. Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, включен към продукта.

33. Не използвайте и не съхранявайте захранващия адаптер в близост до влажни дрежи или във влажни помещения.

34. Не използвайте и не съхранявайте устройството на място, където крушката и LED диодът са насочени директно един към друг.

35. Преди ежедневна употреба на устройството отстранете грима и почистано зоната, предназначена за облъчване.

36. Преди употреба отстранете метални предмети, очила и контактни лещи от зоната за облъчване.

37. При първа употреба или след дълга пауза се уверете, че бутоните и индикаторите функционират правилно.

38. След употреба поддържайте устройството и захранващия адаптер сухи и чисти.

39. По време на почистване изключете устройството от адаптера. След почистване съхранявайте устройството на сухо и чисто място.

40. След употреба кожата може да бъде леко топла и суха. Препоръчва се използването на хидратиращи продукти за грижа за кожата.

41. При силен дискомфорт или необичайни усещания незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар.

42. Изберете подходящ режим на работа според индивидуалните нужди.

43. Общото време на облъчване на една и съща зона в рамките на един ден не трябва да надвишава 30 минути, за да се избегнат увреждания на кожата.

44. Не използвайте корозивни разтворители (разредител, бензин, лакочистител и др.) за почистване на корпуса, тъй като това може да повреди повърхността на устройството.

Ограничения и противопоказания за използване на устройството:

1. Лица с кожни алергии, кожни заболявания, атрофичен дерматит; чувствителна кожа или склонност към фотосензитивни реакции

2. Лица, страдащи от сериозни заболявания на сърцето, черния дроб или кръвоотворната система, заболявания на нервната система, новообразувания, лицева невралгия, хемофилия, заболявания, протичащи с температура, както и фото-чувствителна египлесия

3. Бременни и кърмещи жени

4. Лица със заболявания на капиларите, причинени от употреба на анаболни стероиди или с нарушения на черндобробната функция

5. Области на тялото с нарушена цялост на кожата, като изгаряния, мехури, порязвания, рани, активни кожни заболявания или инфекции

6. Лица, приемащи лекарства, които могат да предизвикат фотосензитивни реакции – устройството трябва да се използва само с особено внимание и съгласно препоръките на лекар

7. Поява по време на или след процедурата на необичайни симптоми в зоната на облъчване, като сърбеж, подуване, зачервяване, мехури или други кожни реакции – в такъв случай използването на устройството трябва незабавно да се прекрати и да се потърси медицинска помощ

8. Влошаване на общото състояние по време на процедурата – трябва незабавно да се прекрати и да се потърси медицинска помощ


9. Устройството не е предназначено за употреба от деца



[PL] Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, użytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcę sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru użytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego zażen z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczanego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.



[EN] Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other waste. This is indicated by the symbol of a crossed-out bin placed on the product packaging. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health risks or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, in households positively contributes to reuse and recovery, including recycling of the used equipment. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the delivery location, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the delivered equipment. A distributor operating a retail unit with a sales area, as defined in Article 2, point 19 of the Act of March 27, 2003, on spatial planning and development, of at least 400 m² dedicated to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept used equipment from households free of charge at this unit or in its immediate vicinity, provided that none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the necessity of purchasing new equipment intended for households. The product was placed on the market after August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt BeautiLight Duo Golden jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, zastosowane normy: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, zastosowane normy: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023, EN 60335-2:27:2013+A1:2019+A2:2020, EN 62233:2008, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-6:2015, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-8:2017. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.beautify.eu/deklaracje

zastosowane normy: IEC62321-3-1:2013, IEC62321-4:2013+AMD1:2017, IEC62321-5:2013, IEC62321-6:2015, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-8:2017. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.beautify.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares under its sole responsibility that the BeautiLight Duo Golden product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility; applied standards: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; with Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits; applied standards: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023, EN 60335-2-27:2013+A1:2020+A2:2020, EN 62233:2008; and with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU with regard to the list of restricted substances; applied standards: IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017. The full text of the Declaration of Conformity is available on the website www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o., Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska

Model: BeautiLight Duo Golden
SN: 01265903003700401
Marka: Beautify
e-mail: serwis@beautify.eu