

BEAUTIFLY

Aura Glam

PRO


series




Maska kolagenowa LED
LED Collagen Mask

Instrukcja obsługi
User manual


f1



f2



f3



f4



Device Size:	659x232x38mm
Net weight:	284g
Charging way:	USB-C charging
Charging time:	about 4 hours
Battery:	3000 mAh lithium polymer battery
Tension:	5 May

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Set contents [page 2- f1]:

Collagen LED mask (1.) Accessory bag (2.) Cooling mask (3.) Storage bag (4.) Light protection eye mask (5.) Remote control (6.) User manual (7.) Cable for USB-C charging (8.)

Configuration and first use [page 2- f2]:

1. Install the light protection glasses into the holes of the collagen mask.
2. Connect the mask with the remote control using a USB cable.
3. Instructions for using the cooling mask: After unpacking, take out the cooling mask and put it into the accessory bag. Store in the refrigerator for at least 10 minutes before using. When you need to use the cooling function, take it out of the refrigerator. To assemble the cooling mask, align the magnetic parts of the cooling mask with those placed on the collagen mask.

Remote control [page 2- f3]:

Connection to main unit (1.) Wrinkle reduction mode (2.) Firming mode (3.) Rejuvenation mode (4.) Support mode to alleviate skin imperfections (5.) Intensity change button. The remote control has three modes: low (the indicator lights up dimly), medium (the indicator flashes quickly), high (the indicator lights up constantly). (6.) On/off and mode switch button (7.) Battery indicator (8.) USB-C charging port (9.)

Light sensitivity test:

Before using the device for the first time, check whether you are allergic to light: place it on your forearm for 8 minutes. If skin becomes red or itchy, stop use and consult a dermatologist. Always clean your face before use to avoid reactions to cosmetics, and after use, don't worry if your skin becomes slightly red - this is normal and will go away after 1-2 hours. If baking, stop using the appliance immediately.

How to use:

1. Cleanse your face and dry it.
2. Fasten and adjust the headband of the LED collagen mask.
3. Press the power button to turn on the device.
4. Press the mode button to select the desired mode, then press the level button to adjust the energy level.
5. When using the cooling function, remove the cooling mask from the refrigerator and magnetically place it on the mask. After putting it on your face, activate the firming mode on the remote control.
6. After four minutes, the device will turn off automatically. Remove the mask and clean it (only clean the mask, not the electronic parts).

Charging method:

The product should not be used while charging. (Note: The device will not work and buttons will not respond while charging.) It is recommended to fully charge the device before first use. Connect the USB-C cable to the remote control, then plug the USB plug into the adapter. When the power is turned on, charging will start. When the battery indicator on the remote control starts flashing, the device is charging. When all four battery indicators stop flashing, charging is complete.

Maintenance and care of the device:

Store this product in a dry place at room temperature and avoid exposure to dust, direct sunlight or humid conditions.

Clean the mask before and after use (mask only, no electronic parts). Note: the controller and cables should not come into contact with water. After use, make sure to disconnect the remote control from the mask and from the power source.

The product contains a lithium polymer battery. When disposing of your device, please take it to your local battery recycling facility. It is recommended to separate it from other household waste to protect the environment.

Precautions:

Please keep the product away from small children to avoid treating it as a toy. Handle the product carefully when using. This device is designed as a home electronic product and is not suitable for diagnosis or treatment. It should not be used by pregnant women, preparing for pregnancy or breastfeeding, people sensitive to light or taking photosensitizing drugs, with genetically determined skin diseases or conditions such as lupus, photosensitive eczema, or albinism. Note: the controller and cables should not come into contact with water. Do not use while charging. Do not use the device if it is damaged. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. After each treatment, wipe the product with a damp cloth. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use corrosive agents to clean the device. Store it in a cool, dry place.

More information about the company and products [page 2 - f4]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

(rengjør kun masken, ikke de elektroniske delene).

Lademetode:

Produktet skal ikke brukes under lading. (Merk: Enheten vil ikke fungere og knappene vil ikke reagere under lading.) Det anbefales å lade enheten helt opp før første gangs bruk. Koble USB-C-kabelen til fjernkontrollen, og plugg deretter USB-pluggen inn i adapteren. Når strømmen er slått på, starter ladingen. Når batteriindikatoren på fjernkontrollen begynner å blinke, lader enheten. Når alle fire batteriindikatorerne slutter å blinke, er ladingen fullført.

Vedlikehold og stell av enheten:

Oppbevaring Oppbevar dette produktet på et tørt sted ved romtemperatur og unngå eksponering for støv, direkte sollys eller fuktige forhold.

Rengjøring Rengjør masken før og etter bruk (kun maske, ingen elektroniske deler).

Merk: kontrolløren og kablene skal ikke komme i kontakt med vann. Etter bruk, sørg for å koble fjernkontrollen fra masken og fra strømkilden.

Avhending Produktet inneholder et litiumpolymerbatteri. Når du kaster enheten, vennligst ta den med til ditt lokale batterigjenvinningsanlegg. Det anbefales å skille det fra annet husholdningsavfall for å beskytte miljøet.

Forholdsregler:

Hold produktet unna små barn for å unngå å behandle det som et leketøy. Håndter produktet forsiktig ved bruk. Denne enheten er utformet som et hjemmeelektronikk og er ikke egnet for diagnose eller behandling. Det bør ikke brukes av gravide kvinner, forbereder seg til graviditet eller amming, personer som er følsomme for lys eller tar fotosensibiliserende medisiner, med genetisk betingede hudsykdommer eller tilstander som lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Merk: kontrolløren og kablene skal ikke komme i kontakt med vann. Ikke bruk under lading. Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Eventuelle uregelmessigheter bør vurderes av tjenesten. Ikke slipp eller slå enheten for å unngå funksjonsfeil. Etter hver behandling, tørk av produktet med en fuktig klut. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig, tørt sted.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu+

Laitteen koko:	659x232x38mm
Nettopaino:	284 g
Lataustapa:	USB-C lataus
Latausaika:	noin 4 tuntia
Akku:	3000 mAh litiumpolymeeriakku
Jännitys:	5. toukokuuta

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessäsi.

Aseta sisältö [sivu 2- f1]:

Kollageeni LED-naamari (1.) Tarvikepussi (2.) Jäähdytysnaamari (3.) Säilytyspussi (4.) Valonsuojaussilmämaski (5.) Kaukosäädin (6.) Käyttöopas (7.) USB-C-kaapeli lataus (8.)

Kokoonpano ja ensimmäinen käyttökerta [sivu 2- f2]:

1. Asenna valonsuojalasit kollageeninaamarin reikiin.
2. Yhdistä maski kaukosäätimeen USB-kaapelilla.
3. Jäähdytysmaskin käyttöohjeet: Ota jäähdytysnaamari pakkauksesta purkamisen jälkeen pois ja laita se tarvikepussiin. Säilytä jääkaapissa vähintään 10 minuuttia ennen käyttöä. Kun haluat käyttää jäähdytystoimintoa, ota se pois jääkaapista. Kokoaksesi jäähdytysmaskin kohdista jäähdytysnaamarin magneettiset osat kollageeninaamarin päälle.

Kaukosäädin [sivu 2- f3]:

1. Liitäntä pääyksikköön (1.) Ryppyjen vähentämistila (2.) Kiinteytystila (3.) Nuorentamistila (4.) Tukitila parantaa ihon epätasaisuuksia. (5.) Voimakkuusmuutospainike. Kaukosäätimessä on kolme tilaa: matala (osoitin syttyy himmeästi), keskitaso (osoitin vilkkuu nopeasti), korkea (osoitin palaa jatkuvasti). (6.) On/off ja tilakytkepainike (7.) Akun merkkivalo (8.) USB-C-latausportti (9.)

Valoherkkyydesti:

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, tarkista, oletko allerginen valolle: aseta se kyynärvarrellesi 8 minuutiksi. Jos iho punoittaa tai kutiaa, lopeta käyttö ja ota yhteys ihotautilääkärin. Puhdista kasvosi aina ennen käyttöä välttääksesi kosmeettisia reaktioita, ja käytön jälkeen älä huoli, jos ihosi punoittaa hieman - tämä on normaalia ja häviää 1-2 tunnin kuluttua. Jos paistat, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

Kuinka käyttää:

1. Puhdista kasvosi ja kuivaa ne.
2. Kiinnitä ja säädä LED-kollageeninaamarin pääpanta.
3. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.
4. Valitse haluamasi tila painamalla tilapainiketta ja säädä sitten energiatasoa painamalla tasopainiketta.
5. Kun käytät jäähdytystoimintoa, poista jäähdytysnaamio jääkaapista ja aseta se magneettisesti maskin päälle. Kun olet laittanut sen kasvillesi, aktivoi kiinteytystila kaukosäätimestä.
6. Neljän minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti. Irrota maski ja puhdista se (puhdista vain maski, älä elektronisia osia).

Lataustapa:

Tuotetta ei saa käyttää latauksen aikana. (Huomaa: laite ei toimi eivätkä painikkeet reagoi latauksen aikana.) On suositeltavaa ladata laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Liitä USB-C-kaapeli kaukosäätimeen ja liitä sitten USB-liitin sovittimeen. Kun virta kytketään päälle, lataus alkaa. Kun kaukosäätimen akun merkkivalo alkaa vilkkua, laite latautuu. Kun kaikki neljä akun merkkivaloa lakkaavat vilkkumasta, lataus on valmis.

Laitteen huolto ja hoito:

Varastointi Säilytä tätä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja vältä altistumista pölylle, suoralle auringonvalolle tai kosteille olosuhteille. Puhdistus Puhdista maski ennen käyttöä ja käytön jälkeen (vain maski, ei elektronisia osia). Huomautus: ohjain ja kaapelit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Muista irrottaa kaukosäädin maskista ja virtalähteestä käytön jälkeen. Hävittäminen Tuote sisältää litiumpolymeeriakun. Kun hävität laitteen, vie se paikalliseen akkujen kierrätyslaitokseen. On suositeltavaa erottaa se muusta kotitalousjätteestä ympäristön suojelemiseksi.

Varotoimenpiteet:

Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta välttääksesi sen käsittelyn leluna. Käsittele tuotetta varovasti käyttäessäsi. Tämä laite on suunniteltu kodin elektroniikkatuotteeksi, eikä se sovellu diagnoosiin tai hoitoon. Sitä eivät saa käyttää raskaana olevat naiset, jotka valmistautuvat raskauteen tai imetykseen, ihmiset, jotka ovat herkkiä valolle tai käyttävät valolle herkistäviä lääkkeitä, joilla on geneettisesti määrättyjä ihosairauksia tai sairauksia, kuten lupus, valoherkkä ekseema tai albinismi. Huomautus: ohjain ja kaapelit eivät saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä latauksen aikana. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Palvelun tulee arvioida mahdolliset väärinkäytökset. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen kostealla liinalla. Älä pese laitetta veden alla tai upota sitä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f4]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Enhetsstorlek:	659x232x38mm
Nettovikt:	284g
Laddningssätt:	USB-C laddning
Laddningstid:	ca 4 timmar
Batteri:	3000 mAh litiumpolymerbatteri
Spänning:	5 maj

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Ställ in innehåll [sida 2- f1]:

Kollagen LED-mask (1.) Tillbehörspåse (2.) Kylmask (3.) Förvaringspåse (4.) Ljusskyddsglasögonmask (5.) Fjärrkontroll (6.) Bruksanvisning (7.) Kabel för USB-C laddning (8.)

Konfiguration och första användning [sida 2- f2]:

1. Installera ljusskyddsglasögonen i hålen på kollagenmasken.
2. Anslut masken till fjärrkontrollen med en USB-kabel.
3. Anvisningar för användning av kylmasken: Efter upppackning, ta ut kylmasken och lägg den i tillbehörspåsen. Förvara i kylen i minst 10 minuter innan användning. När du behöver använda kylfunktionen, ta ut den ur kylen. För att montera kylmasken, rikta in de magnetiska delarna av kylmasken med de som är placerade på kollagenmasken.

Fjärrkontroll [sida 2- f3]:

- Anslutning till huvudenhet (1.) Rynkreducerande läge (2.) Uppstramande läge (3.) Föryngringsläge (4.) Stödläge för att förbättra hudfel (5.) Knapp för intensitetsändring. Fjärrkontrollen har tre lägen: låg (indikator lyser svagt), medium (indikator blinkar snabbt), hög (indikator lyser konstant). (6.) På/av och lägesomkopplarknapp (7.) Batteriindikator (8.) USB-C-laddningsport (9.)

Ljuskänslighetstest:

Innan du använder enheten för första gången, kontrollera om du är allergisk mot ljus: placera den på din underarm i 8 minuter. Om huden blir röd eller kliar, sluta använda och kontakta en hudläkare. Rengör alltid ansiktet före användning för att undvika reaktioner på kosmetika, och efter användning, oroa dig inte om din hud blir lätt röd - detta är normalt och försvinner efter 1-2 timmar. Om du bakar ska du omedelbart sluta använda apparaten.

Hur man använder:

1. Rengör ansiktet och torka det.
2. Fäst och justera huvudbandet på LED-kollagenmasken.
3. Tryck på strömknappen för att slå på enheten.
4. Tryck på lägesknappen för att välja önskat läge, tryck sedan på nivåknappen för att justera energinivån.
5. När du använder kylfunktionen, ta bort kylmasken från kylskåpet och placera den magnetiskt på masken. När du har lagt den i ansiktet, aktivera uppstramande läget på fjärrkontrollen.
6. Efter fyra minuter stängs enheten av automatiskt. Ta bort masken och rengör den (rengör endast masken, inte de elektroniska delarna).

Laddningsmetod:

Produkten ska inte användas under laddning. (Obs: Enheten fungerar inte och knapparna svarar inte under laddning.) Vi rekommenderar att du laddar enheten helt innan den används första gången. Anslut USB-C-kabeln till fjärrkontrollen och anslut sedan USB-kontakten till adaptern. När strömmen slås på startar laddningen. När batteriindikatorn på fjärrkontrollen börjar blinka laddas enheten. När alla fyra batteriindikatorerna slutar blinka är laddningen klar.

Underhåll och skötsel av enheten:

Förvaring Förvara denna produkt på en torr plats i rumstemperatur och undvik exponering för damm, direkt solljus eller fuktiga förhållanden.

Rengöring Rengör masken före och efter användning (endast mask, inga elektroniska delar). Obs: styrenheten och kablarna får inte komma i kontakt med vatten. Efter användning, se till att koppla bort fjärrkontrollen från masken och från strömkällan. Avfallshantering Produkten innehåller ett litiumpolymerbatteri. När du kasserar din enhet, vänligen ta den till din lokala batteriåtervinningsanläggning. Det rekommenderas att separera det från annat hushållsavfall för att skydda miljön.

Försiktighetsåtgärder:

Förvara produkten borta från små barn för att undvika att behandla den som en leksak. Hantera produkten försiktigt vid användning. Denna enhet är utformad som en hemelektronikprodukt och är inte lämplig för diagnos eller behandling. Det bör inte användas av gravida kvinnor, som förbereder sig för graviditet eller amning, personer som är känsliga för ljus eller tar fotosensibiliserande läkemedel, med genetiskt betingade hudsjukdomar eller tillstånd som lupus, ljuskänsligt eksem eller albinism. Obs: styrenheten och kablarna får inte komma i kontakt med vatten. Använd inte under laddning. Använd inte enheten om den är skadad. Reparera, plocka isär eller modifiera inte enheten själv. Eventuella oegentligheter bör bedömas av tjänsten. Tappa eller slå inte enheten för att undvika felfunktion. Efter varje behandling, torka av produkten med en fuktig trasa. Tvätta inte enheten under vatten eller sänk den inte ned. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten. Förvara den på en sval, torr plats.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Enhedsstørrelse:	659x232x38mm
Nettovægt:	284 g
Opladningsmåde:	USB-C opladning
Lade tid:	omkring 4 timer
Batteri:	3000 mAh lithium polymer batteri
Spænding:	5 maj

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Indstil indhold [side 2- f1]:

Collagen LED maske (1.) Tilbehørspose (2.) Kølemaske (3.) Opbevaringspose (4.) Lysbeskyttelses øjenmaske (5.) Fjernbetjening (6.) Brugervejledning (7.) Kabel til USB-C opladning (8.)

Konfiguration og første brug [side 2-f2]:

1. Installer lysbeskyttelsesbrillerne i hullerne på kollagenmasken.
2. Forbind masken med fjernbetjeningen ved hjælp af et USB-kabel.
3. Instruktioner til brug af kølemasken: Efter udpakning tages kølemasken ud og puttes i tilbehørsposen. Opbevares i køleskabet i mindst 10 minutter før brug. Når du skal bruge kølefunktionen, skal du tage den ud af køleskabet. For at samle kølemasken skal du justere de magnetiske dele af kølemasken med dem, der er placeret på kollagenmasken.

Fjernbetjening [side 2- f3]:

Tilslutning til hovedenheden (1.) Rynkerreduktionstilstand (2.) Opstrammende tilstand (3.) Foryngelsestilstand (4.) Støttetilstand for at forbedre hudens ufuldkommenheder (5.) Knap til ændring af intensitet. Fjernbetjeningen har tre tilstande: lav (indikatoren lyser svagt), medium (indikatoren blinker hurtigt), høj (indikatoren lyser konstant). (6.) Tænd/sluk- og tilstandskontakt-knap (7.) Batteriindikator (8.) USB-C-opladningsport (9.)

Lysfølsomhedstest:

Før du bruger enheden første gang, skal du kontrollere, om du er allergisk over for lys: Placer den på din underarm i 8 minutter. Hvis huden bliver rød eller kløende, skal du stoppe brugen og kontakte en hudlæge. Rens altid dit ansigt før brug for at undgå reaktioner på kosmetik, og efter brug skal du ikke bekymre dig, hvis din hud bliver let rød - det er normalt og vil forsvinde efter 1-2 timer. Hvis du bager, skal du straks stoppe med at bruge apparatet.

Sådan bruger du:

1. Rens dit ansigt og tør det.
2. Fastgør og juster hovedbåndet på LED-kollagenmasken.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde enheden.
4. Tryk på tilstandsknappen for at vælge den ønskede tilstand, og tryk derefter på niveauknappen for at justere energiniveauet.
5. Når du bruger kølefunktionen, skal du fjerne kølemasken fra køleskabet og placere den magnetisk på masken. Når du har sat det på dit ansigt, skal du aktivere opstrammende tilstand på fjernbetjeningen.
6. Efter fire minutter slukker enheden automatisk. Fjern masken og rengør den

(rengør kun masken, ikke de elektroniske dele).

Opladningsmetode:

Produktet bør ikke bruges under opladning. (Bemærk: Enheden fungerer ikke, og knapperne reagerer ikke under opladning.) Det anbefales at oplade enheden helt før første brug. Tilslut USB-C-kablet til fjernbetjeningen, og sæt derefter USB-stikket i adapteren. Når strømmen er tændt, starter opladningen. Når batteriindikatoren på fjernbetjeningen begynder at blinke, er enheden ved at oplade. Når alle fire batteriindikatorer holder op med at blinke, er opladningen fuldført.

Vedligeholdelse og pleje af enheden:

Opbevaring Opbevar dette produkt på et tørt sted ved stuetemperatur og undgå udsættelse for støv, direkte sollys eller fugtige forhold.

Rengøring Rengør masken før og efter brug (kun maske, ingen elektroniske dele).

Bemærk: kontrollere og kablerne må ikke komme i kontakt med vand. Efter brug skal du sørge for at frakoble fjernbetjeningen fra masken og fra strømkilden.

Bortskaffelse Produktet indeholder et lithiumpolymerbatteri. Når du bortskaffer din enhed, bedes du aflevere den til dit lokale batterigenbrugscenter. Det anbefales at adskille det fra andet husholdningsaffald for at beskytte miljøet.

Forholdsregler:

Hold venligst produktet væk fra små børn for at undgå at behandle det som et legetøj. Håndter produktet forsigtigt ved brug. Denne enhed er designet som et elektronisk hjemmeprodukt og er ikke egnet til diagnose eller behandling. Det bør ikke bruges af gravide kvinder, der forbereder sig på graviditet eller ammer, personer, der er følsomme over for lys eller tager fotosensibiliserende lægemidler, med genetisk betingede hudsygdomme eller tilstande såsom lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Bemærk: kontrollere og kablerne må ikke komme i kontakt med vand. Må ikke bruges under opladning. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Du må ikke selv reparere, adskille eller modificere enheden. Eventuelle uregelmæssigheder bør vurderes af tjenesten. Tab eller slå ikke enheden for at undgå fejlfunktion. Efter hver behandling tørres produktet af med en fugtig klud. Vask ikke enheden under vand eller nedsenk den. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden. Opbevar det på et køligt, tørt sted.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f4]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r, zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Aura Glam