

# BEAUTIFLY

Therm Body Revive

## Golden

series

Masażer bańka  
Cupping massager  
Instrukcja obsługi  
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu




@beautifly.eu


f1




f2




f3




f4





f5



f6



f7



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Input voltage:    | 5V/1A           |
| Size:             | 130*86*58       |
| Libra:            | 316g            |
| Charging time:    | 4 hours         |
| Working time:     | 15 minutes      |
| Battery type:     | lithium battery |
| Battery capacity: | 2500mAh         |

#### Included [ see page 2. f1 ]

1. Device
2. User manual
3. Warranty card
4. USB charging cable
5. Vacuum massage pads

#### Device description [ see page 2. f2 ]

1. Charging port
2. Particulate filter
3. Compress

#### Panel display [see page 2. f3]

1. Numerical indicator
2. Battery indicator
3. Heating indicator
4. Pressure indicator
5. Heart rate indicator

#### Operation panel [see page 2. f4]

1. On/Off
2. Pressure button
3. Heating button
4. Intensity + button
5. Intensity button -

#### Control panel description [ see page 2. f5 ]

1. On/Off - press and hold for 3 seconds to turn on the device. A short press changes the vacuum intensity, from 1 to 5 levels.
2. Pressure Hold/Pressure Release - the first short press holds pressure, the second short press releases pressure, and the third short press creates a vacuum.
3. Heating - short press of the heating button changes the temperature from level 1 to level 3. (40°C, 45°C, 50°C)
4. Negative pressure button - press the button to turn on, press again to turn off.
5. Pressure intensity button - press the button to turn on, short press changes the intensity, between 1 and 10 levels of intensity.

#### User manual

1. Press the "on/off" button for 2 seconds to turn on the device, then short press the button to select the intensity level that suits you, from level 1 to level 5.
2. If you need to turn on the heating function, press the "Heating" button and select a level from 1 to 3 levels that is suitable for you.
3. After use, short press "Pressure/Release" and release the pressure to turn off the device.

#### Instructions - massage with accessories [see page 3. f6]

1. Press "on/off" for 2 seconds to turn on the device and select the appropriate suction cup.
2. Fit the suction cup to the device, and then select the appropriate massage intensity.
3. After use, pull back the pressure relief valve on the device and remove it.
4. Press "on/off" for 2 seconds to turn off the device.

#### Storage

- Keep the device dry and clean, out of the reach of children.
- Store away from high temperatures.
- Store the device in a cool, dry place.

#### Cleaning

- Keep the device clean. For daily maintenance, clean it with a neutral detergent and a soft cloth. Do not clean the device with organic solvents or other chemicals. Do not rinse it with water.
- Avoid high pressure washing and scratching the surface of the product with hard objects.

#### Precautions and safety

- The operating environment of the device should be well ventilated, the temperature should be kept at 5°C~40°C, and the humidity should be 30%~85%.
- Keep the device away from electrical appliances, sources of high-frequency electrical radiation, etc., to avoid interference during use.
- Under no circumstances should you disassemble, repair or modify the device.
- When using for the first time, time should be controlled (5-15 min). Moreover, pay attention to the frequency. Excessive use may cause discomfort. Stop using the device if you feel uncomfortable.
- In case of incorrect operation of the device, stop using it immediately and contact the service.

#### Warnings and contraindications

- If the device has not been used for a long time, wipe it down and turn it on to check if it works properly. Then charge it. If any irregularities occur, contact the service.
- Persons with implanted electronic devices, such as pacemakers, must not use the device.
- Using the device near a short wave or microwave processing device (eg 1M) may cause the output of the device to become unstable.
- Do not use this device during pregnancy and menstruation.
- Keep the device and its accessories out of the reach of children.
- Do not immerse the device in any liquid and do not wipe the product with a wet cloth.
- Please turn off the power before charging the device.
- Connect to USB for charging. The device cannot be used while it is charging.
- Improper use or adjustment of the device may void the service warranty.
- Persons with wounds, fractures, scars, cancer, varicose veins and local poor skin elasticity, must not use the device.
- Persons with serious heart, liver, kidney diseases or high fever, must not use the device.

More information about the company and products [page 3 - f7]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Inngangsspenning: | 5V/1A         |
| Størrelse:        | 130*86*58     |
| Vekten:           | 316 g         |
| Ladetid:          | 4 timer       |
| Jobbe tid:        | 15 minutter   |
| Batteritype:      | litiumbatteri |
| Batterikapasitet: | 2500 mAh      |

#### Inkludert [se side 2. f1]

1. Enhet
2. Brukerhåndbok
3. Garantikort
4. USB-ladekabel
5. Vakuum massasje vedlegg

#### Enhetsbeskrivelse [se side 2. f2]

1. Ladeport
2. Partikkelfilter
3. Komprimer

#### Vis [se side 2. f3]

1. Numerisk indikator
2. Batteriindikator
3. Varmeindikator
4. Trykkindikator
5. Pulsindikator

#### Betjeningspanel [se side 2. f4]

1. På/Av
2. Trykkknapp
3. Varmeknapp
4. Intensitet +-knapp
5. Intensitetsknapp -

#### Beskrivelse av kontrollpanelet [se side 2. f5]

1. På/Av — trykk og hold i 3 sekunder for å slå på enheten, et kort trykk endrer vakuumintensiteten (nivå 1-5)
2. Pressure Hold/Pressure Release - Et kort enkelt trykk opprettholder trykket, et kort trykk igjen slipper trykket, et kort trykk igjen skaper et vakuum.
3. Oppvarming - trykk kort på varmeknappen for å stille inn temperaturen til 40°C, 45°C, 50°C (nivå 1-3).
4. Negativt trykkknapp - Trykk på knappen for å slå på, trykk igjen for å slå av.
5. Trykkintensitetsknapp - Trykk på knappen for å slå på og stille inn intensiteten (nivå 1-10)

#### Brukermanual

1. Trykk på "på/av"-knappen i 2 sekunder for å slå på enheten, trykk deretter kort på knappen for å velge intensitetsnivået som passer deg (nivå 1-5).
2. Hvis du trenger å slå på oppvarmingsfunksjonen, trykk på "Oppvarming"-knappen og velg passende nivå (nivå 1-3).
3. Etter bruk, trykk kort på "Oppretthold trykk/frigjør trykk" og slipp trykket for å fjerne enheten.

#### Instruksjoner - massasje med tilbehør [se side 3. f6]

1. Trykk på "på/av"-knappen i 2 sekunder for å slå på enheten og justere riktig sugekopp.
2. Monter sugekoppen til enheten og velg deretter riktig massasjeintensitet.
3. Etter bruk, trekk trykkavlastningsventilen på enheten tilbake og fjern den.
4. Trykk på "på/av"-knappen i 2 sekunder for å slå av enheten.

#### Oppbevaring

- Hold enheten tørr og ren utilgjengelig for barn.
- Oppbevares unna høye temperaturer.
- Oppbevar enheten på et kjølig, tørt sted.

#### Rengjøring

- Hold enheten ren. For daglig vedlikehold, bruk nøytralt vaskemiddel og en myk klut. Ikke rengjør enheten med organiske løsemidler eller andre kjemikalier. Ikke skyll med vann.
- Unngå høytrykksspyling og ikke rengjør med harde gjenstander for å unngå riper i overflaten.

#### Forholdsregler og sikkerhet

- Driftsmiljøet til enheten bør være godt ventilert, temperaturen bør holdes på 5°C ~ 40°C, og luftfuktigheten bør være 30% ~ 85%.
- Hold enheten unna elektriske apparater, kilder til høyfrekvent elektrisk stråling osv. for å unngå interferens under bruk.
- Ikke under noen omstendigheter demonter, reparer eller modifier enheten.
- Ved første gangs bruk bør tiden kontrolleres (5-15 min). Du bør også være oppmerksom på frekvensen. Overdreven bruk kan forårsake ubehag. Hvis du føler ubehag, fjern enheten.
- I tilfelle feil bruk av enheten, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt tjenesten.

#### Advarsler og kontraindikasjoner

- Hvis enheten ikke har vært brukt på lenge, tørk den av og slå den på for å sjekke om den fungerer som den skal. Lad deretter enheten. Hvis det oppstår uregelmessigheter, kontakt tjenesten.
- Personer med implanterte elektroniske enheter, som pacemakere, må ikke bruke enheten.
- Bruk av enheten i nærheten av kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsutstyr (f.eks. 1M) kan føre til at enhetens utgang blir ustabil.
- Ikke bruk enheten under graviditet eller menstruasjon.
- Oppbevar enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Ikke senk enheten i væske og ikke tørk av produktet med en våt klut.
- Slå av strømmen før du lader enheten.
- Koble til USB for lading. Enheten kan ikke brukes under lading.
- Feil bruk eller justering av enheten kan gjøre servicegarantien ugyldig.
- Personer med sår, brudd, arr, kreft, åreknuter og dårlig lokal hudelastisitet kan ikke bruke enheten.
- Personer med alvorlig hjerte-, lever-, nyresykdom eller høy feber bør ikke bruke enheten.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 3 - f7]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](http://www.youtube.com/beautifly.eu)

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Tulojännite:       | 5V/1A         |
| Koko:              | 130*86*58     |
| Vaaka:             | 316 g         |
| Latausaika:        | 4 tuntia      |
| Työaika:           | 15 minuuttia  |
| Akkutyyppe:        | litiumparisto |
| Akun kapasiteetti: | 2500 mAh      |

#### Mukana [katso sivu 2. f1]

1. Laite
2. Käyttöopas
3. Takuukortti
4. USB-latauskaapeli
5. Tyhjiöhierontatarvikkeet

#### Laitteen kuvaus [katso sivu 2. f2]

1. Latausportti
2. Hiukkassuodatin
3. Pakkaa

#### Näyttö [katso sivu 2. f3]

1. Numeerinen ilmaisin
2. Akun ilmaisin
3. Lämmitysilmaisin
4. Paineilmaisin
5. Sykemittari

#### Käyttöpaneeli [katso sivu 2. f4]

1. Päällä/pois
2. Painepainike
3. Lämmityspainike
4. Intensity + -painike
5. Voimakkuuspainike -

#### Ohjauspaneelin kuvaus [katso sivu 2. f5]

1. Päällä/pois - paina ja pidä painettuna 3 sekuntia käynnistääksesi laitteen, lyhyt painallus muuttaa tyhjiön voimakkuutta (tasot 1-5)
2. Paineen pito/paineen vapautus - Lyhyt kerta painallus ylläpitää painetta, lyhyt painallus jälleen vapauttaa paineen, lyhyt painallus taas luo tyhjiön.
3. Lämmitys – paina lyhyesti lämmityspainiketta asettaaksesi lämpötilan 40°C, 45°C, 50°C (tasot 1-3).
4. Negatiivisen paineen painike - Paina painiketta kytkeäksesi päälle ja paina uudelleen sammuttaaksesi.
5. Paineen voimakkuuspainike - Paina painiketta kytkeäksesi päälle ja asetaaksesi voimakkuuden (tasot 1-10)

#### Ohjekirja

1. Paina "on/off"-painiketta 2 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle ja paina sitten painiketta lyhyesti valitaksesi sinulle sopivan intensiteettitason (tasot 1-5).
2. Jos haluat kytkeä lämmitystoiminnon päälle, paina "Lämmitys"-painiketta ja valitse sopiva taso (tasot 1-3).
3. Paina käytön jälkeen lyhyesti "Maintain Pressure/Release Pressure" ja vapauta paine laitteen poistamiseksi.

#### Ohjeet - hieronta lisävarusteilla [katso sivu 3. f6]

1. Paina "on/off"-painiketta 2 sekuntia käynnistääksesi laitteen ja säätääksesi sopivaa imukuppia.
2. Asenna imukuppi laitteeseen ja valitse sitten sopiva hieronnan voimakkuus.
3. Vedä käytön jälkeen laitteen paineenalennusventtiili takaisin ja irrota se.
4. Paina "on/off"-painiketta 2 sekunnin ajan laitteen sammuttamiseksi.

#### Varastointi

- Pidä laite kuivana ja puhtaana poissa lasten ulottuvilta.
- Säilytä poissa korkeista lämpötiloista.
- Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa.

#### Puhdistus

- Pidä laite puhtaana. Käytä päivittäiseen huoltoon neutraalia pesuainetta ja pehmeää liinaa. Älä puhdista laitetta orgaanisilla liuottimilla tai muilla kemikaaleilla. Älä huuhtelee vedellä.
- Vältä korkeapainepesua äläkä puhdista kovilla esineillä, jotta pinta ei naarmuunnu.

## Varotoimet ja turvallisuus

- Laitteen käyttöympäristön tulee olla hyvin tuuletettu, lämpötilan tulee olla 5°C ~ 40°C ja kosteuden 30 % ~ 85 %.
- Pidä laite loitolla sähkölaitteista, suurtaajuisten sähkösäteilyn lähteistä jne. häiriöiden välttämiseksi käytön aikana.
- Älä missään tapauksessa pura, korjaa tai muokkaa laitetta.
- Ensimmäisen käyttökerran aikana aikaa tulee hallita (5-15 min). Myös taajuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta. Jos tunnet epämukavuutta, poista laite.

• Jos laite toimii väärin, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä huoltoon.

## Varoitukset ja vasta-aiheet

- Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, pyyhi se alas ja käynnistä se tarkistaaksesi, toimiiko se oikein. Lataa sitten laitteesi. Jos havaitset poikkeavuuksia, ota yhteyttä huoltoon.
- Henkilöt, joilla on istutettuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistin, eivät saa käyttää laitetta.

• Laitteen käyttäminen lyhytaalto- tai mikroaaltoprosessointilaitteiden (esim. 1M) lähellä voi saada laitteen lähdön epävakaaaksi.

- Älä käytä laitetta raskauden tai kuukautisten aikana.
- Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä upota laitetta nesteeseen äläkä pyyhi tuotetta kostealla liinalla.
- Katkaise virta ennen laitteen lataamista.
- Liitä USB-liitäntään latausta varten. Laitetta ei voi käyttää latauksen aikana.
- Laitteen väärä käyttö tai säätö voi mitätöidä huoltotakuun.
- Henkilöt, joilla on haavoja, murtumia, arpia, syöpää, suonikohjuja ja joilla on huono paikallinen ihon joustavuus, eivät voi käyttää laitetta.
- Henkilöiden, joilla on vakava sydän-, maksa-, munuaissairaus tai korkea kuume, ei tule käyttää laitetta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 3 - f7]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Inspänning:       | 5V/1A         |
| Storlek:          | 130*86*58     |
| Vägen:            | 316 g         |
| Laddningstid:     | 4 timmar      |
| Arbetstid:        | 15 minuter    |
| Batterityp:       | litiumbatteri |
| Batterikapacitet: | 2500 mAh      |

#### Ingår [se sidan 2. f1]

1. Enhet
2. Användarmanual
3. Garantikort
4. USB-laddningskabel
5. Vakuummassagestillbehör

#### Enhetsbeskrivning [se sidan 2. f2]

1. Laddningsport
2. Partikelfilter
3. Komprimera

#### Display [se sidan 2. f3]

1. Numerisk indikator
2. Batteriindikator
3. Värmeindikator
4. Tryckindikator
5. Pulsindikator

#### Manöverpanel [se sidan 2. f4]

1. På/Av
2. Tryck på knappen
3. Värmeknapp
4. Intensitet + knapp
5. Intensitetsknapp -

#### Beskrivning av kontrollpanelen [se sidan 2. f5]

1. På/Av — tryck och håll ned i 3 sekunder för att slå på enheten, ett kort tryck ändrar vakuuminintensiteten (nivåer 1-5)
2. Pressure Hold/Pressure Release - Ett kort enstaka tryck bibehåller trycket, ett kort tryck igen släpper trycket, ett kort tryck igen skapar ett vakuum.
3. Uppvärmning - tryck kort på värmeknappen för att ställa in temperaturen till 40°C, 45°C, 50°C (nivå 1-3).
4. Knapp för negativt tryck - Tryck på knappen för att slå på, tryck igen för att stänga av.
5. Tryckintensitetsknapp - Tryck på knappen för att slå på och ställa in intensiteten (nivåer 1-10)

#### Användarmanual

1. Tryck på "på/av"-knappen i 2 sekunder för att slå på enheten, tryck sedan kort på knappen för att välja den intensitetsnivå som passar dig (nivå 1-5).
2. Om du behöver slå på värmefunktionen trycker du på knappen "Heating" och väljer lämplig nivå (nivå 1-3).
3. Efter användning, tryck kort på "Behåll tryck/släpp tryck" och släpp trycket för att ta bort enheten.

#### Instruktioner - massage med tillbehör [se sidan 3. f6]

1. Tryck på "på/av"-knappen i 2 sekunder för att slå på enheten och justera lämplig sugkopp.
2. Montera sugkopp på enheten och välj sedan lämplig massageintensitet.
3. Efter användning, dra tillbaka tryckbegränsningsventilen på enheten och ta bort den.
4. Tryck på "på/av"-knappen i 2 sekunder för att stänga av enheten.

#### Lagring

- Håll enheten torr och ren utom räckhåll för barn.
- Förvaras åtskilt från höga temperaturer.
- Förvara enheten på en sval, torr plats.

#### Rengöring

- Håll enheten ren. För dagligt underhåll, använd neutralt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Rengör inte enheten med organiska lösningsmedel eller andra kemikalier. Skölj inte med vatten.
- Undvik högtryckstvätt och rengör inte med hårda föremål för att undvika repor på ytan.

#### Försiktighetsåtgärder och säkerhet

- Driftsmiljön för enheten bör vara väl ventilerad, temperaturen bör hållas vid 5°C ~ 40°C och luftfuktigheten bör vara 30% ~ 85%.
  - Håll enheten borta från elektriska apparater, källor för högfrekvent elektrisk strålning etc. för att undvika störningar under användning.
  - Ta inte under några omständigheter isär, reparera eller modifiera enheten.
  - Vid första användningen bör tiden kontrolleras (5-15 min). Du bör också vara uppmärksam på frekvensen. Överdriven användning kan orsaka obehag. Om du känner något obehag, ta bort enheten.
  - Vid felaktig användning av enheten, sluta använda den omedelbart och kontakta servicen.
- #### Varningar och kontraindikationer
- Om enheten inte har använts på länge, torka av den och slå på den för att kontrollera om den fungerar som den ska. Ladda sedan din enhet. Om några oegentligheter uppstår, kontakta tjänsten.
  - Personer med implanterade elektroniska enheter, såsom pacemakers, får inte använda enheten.
  - Användning av enheten nära kortvågs- eller mikrovågsbehandlingsutrustning (t.ex. 1M) kan göra att enhetens utsignal blir instabil.
  - Använd inte enheten under graviditet eller menstruation.
  - Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
  - Doppa inte ner enheten i någon vätska och torka inte av produkten med en våt trasa.
  - Stäng av strömmen innan du laddar enheten.
  - Anslut till USB för laddning. Enheten kan inte användas under laddning.
  - Felaktig användning eller justering av enheten kan göra servicegarantin ogiltig.
  - Personer med sår, frakturer, ärr, cancer, åderbräck och dålig lokal hudelasticitet kan inte använda enheten.
  - Personer med allvarlig hjärt-, lever-, njursjukdom eller hög feber bör inte använda enheten.

Mer information om företaget och produkterna [sida 3 - f7]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)

- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Indgangsspænding: | 5V/1A           |
| Størrelse:        | 130*86*58       |
| Vægten:           | 316 g           |
| Lade tid:         | 4 timer         |
| Arbejdstid:       | 15 minutter     |
| Batteri type:     | lithium batteri |
| Batterikapacitet: | 2500 mAh        |

#### Inkluderet [se side 2. f1]

1. Enhed
2. Brugervejledning
3. Garantibevis
4. USB-opladningskabel
5. Vakuumpassage vedhæftede filer

#### Enhedsbeskrivelse [se side 2. f2]

1. Opladningsport
2. Partikelfilter
3. Komprimer

#### Display [se side 2. f3]

1. Numerisk indikator
2. Batteriindikator
3. Varmeindikator
4. Trykindikator
5. Pulsindikator

#### Betjeningspanel [se side 2. f4]

1. On/Off
2. Tryk på knappen
3. Varmeknap
4. Intensitet + knap
5. Intensitetsknop -

#### Beskrivelse af kontrolpanelet [se side 2. f5]

1. On/Off — tryk og hold i 3 sekunder for at tænde enheden, et kort tryk ændrer vakuuminintensiteten (niveau 1-5)
2. Pressure Hold/Pressure Release - Et kort enkelt tryk fastholder trykket, et kort tryk slipper igen trykket, et kort tryk igen skaber et vakuum.
3. Opvarmning - kort tryk på varmeknappen for at indstille temperaturen til 40°C, 45°C, 50°C (niveau 1-3).
4. Negativt trykknop - Tryk på knappen for at tænde, tryk igen for at slukke.
5. Trykintensitetsknop - Tryk på knappen for at tænde og indstille intensiteten (niveauer 1-10)

#### Brugermanual

1. Tryk på "tænd/sluk"-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden, og tryk derefter kort på knappen for at vælge det intensitetsniveau, der passer til dig (niveau 1-5).
2. Hvis du skal tænde for varmeknappen, skal du trykke på knappen "Opvarmning" og vælge det passende niveau (niveau 1-3).
3. Efter brug, tryk kort på "Opbehold tryk/frigør tryk" og slip trykket for at fjerne enheden.

#### Instruktioner - massage med tilbehør [se side 3. f6]

1. Tryk på "tænd/sluk"-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden og justere den passende sugekop.
2. Sæt sugekoppen på apparatet, og vælg derefter den passende massageintensitet.
3. Efter brug trækkes overtryksventilen på apparatet tilbage og fjernes.
4. Tryk på "tænd/sluk"-knappen i 2 sekunder for at slukke for enheden.

#### Opbevaring

- Hold enheden tør og ren utilgængeligt for børn.
- Opbevares væk fra høje temperaturer.
- Opbevar enheden på et køligt, tørt sted.

#### Rengøring

- Hold enheden ren. Til daglig vedligeholdelse skal du bruge neutralt rengøringsmiddel og en blød klud. Rengør ikke enheden med organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier. Skyl ikke med vand.
- Undgå højtryksspuling og rengør ikke med hårde genstande for at undgå at ridse overfladen.

### Forholdsregler og sikkerhed

- Enhedens driftsmiljø skal være godt ventileret, temperaturen skal holdes på 5°C ~ 40°C, og luftfugtigheden skal holdes på 30% ~ 85%.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, kilder til højfrekvent elektrisk stråling osv. for at undgå interferens under brug.
- Enheden må under ingen omstændigheder skilles ad, repareres eller modificeres.
- Ved første brug skal tiden kontrolleres (5-15 min). Du bør også være opmærksom på frekvensen. Overdreven brug kan forårsage ubehag. Hvis du føler ubehag, skal du fjerne enheden.
- I tilfælde af forkert betjening af enheden, skal du straks stoppe med at bruge den og kontakte tjenesten.

### Advarsler og kontraindikationer

- Hvis enheden ikke har været brugt i lang tid, skal du tørre den af og tænde den for at kontrollere, om den fungerer korrekt. Oplad derefter din enhed. Kontakt tjenesten, hvis der opstår uregelmæssigheder.
- Personer med implanteret elektronisk udstyr, såsom pacemakere, må ikke bruge enheden.
- Brug af enheden i nærheden af kortbølge- eller mikrobølgebehandlingsudstyr (f.eks. 1M) kan medføre, at enhedens output bliver ustabil.
- Brug ikke enheden under graviditet eller menstruation.
- Opbevar enheden og dens tilbehør utilgængeligt for børn.
- Nedsæk ikke enheden i væske, og tør ikke produktet af med en våd klud.
- Sluk for strømmen, før du oplader enheden.
- Tilslut til USB for opladning. Enheden kan ikke bruges under opladning.
- Forkert brug eller justering af enheden kan ugyldiggøre servicegarantien.
- Personer med sår, brud, ar, kræft, åreknuder og dårlig lokal hudelasticitet kan ikke bruge enheden.
- Personer med alvorlig hjerte-, lever-, nyresygdom eller høj feber bør ikke bruge enheden.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 3 - f7]

- [www.beautifly.eu](http://www.beautifly.eu)
- [www.youtube.com/beautifly.eu](https://www.youtube.com/beautifly.eu)



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:** Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe

obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31

marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

[www.beautifly.eu/deklaracje](http://www.beautifly.eu/deklaracje)

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Therm Body Revive Golden