

BEAUTIFLY

Plasma

Blush

series

Urządzenie do regeneracji
i oczyszczania skóry
twarzy

Plasma skin care device

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu




@beautifly.eu

f1



f2



Device Size:	163×45×39mm
Net weight:	120 g
Charging way:	charging Wried Type-c
Charging time:	about 3 hours
Battery:	1000 mAh lithium battery
Material:	ABS,PC
Waterproof Standard:	IPX5
Power supply:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Product description [page 2-4]:

1. Power on/off button
2. Run button.
3. Gear indicator.
4. Charging indicator.
5. Plasma treatment head.
6. Head cap.
7. Charging port.

Waterproof

The device has an IPX5 waterproof standard, but is not completely waterproof.

Accessories are not waterproof.

Tips for contacting the device with water:

- do not use the product in bathrooms, showers or other humid and wet places
- do not immerse the charging port
- do not immerse or wash the device directly in water
- do not immerse the device in any container filled with water. Keep the device away from damp and wet places

Detailed user manual:

Before using the device, you must charge it. When the charging indicator turns from red to white, charging is complete. After using the product, wipe any remaining moisture from the device.

Charging indicator:

Charging - White light on

Charging complete - Red light flashes

Low power - Charging time

Charging time - about 3 hours

Working time - approximately 60 minutes

Once charging is complete, disconnect the device from the power supply. Leaving the device plugged in after fully charging may reduce battery life.

Power On/Off:

- briefly press the button to turn on the device.
- hold the button for 1 second to turn off the device.
- the device will turn off automatically after 10 minutes.

Changing the intensity level

1. Turn on the device, when turned on, the default intensity level is set to low.
2. Press the <Level> button to increase the intensity level.

Before use:

Before starting the treatment, you should remove make-up from your face and thoroughly clean it of any make-up remnants. Then moisten your face with a cotton pad. During the treatment, the skin must remain moist, so this action must be repeated as often as necessary.

Principles of operation of treatments:

Anti-acne care

Acne-prone skin, in addition to thorough cleansing, requires effective protection against bacteria. Anti-acne therapy helps remove skin irregularities caused by acne: pimples, dimples, subcutaneous nodules and scars. Thus, it restores the uniform structure of the skin and significantly smoothes the complexion. It regulates the keratinization of the sebaceous glands, thereby inhibiting the growth of bacteria and preventing the formation of new skin eruptions. Anti-acne care is the best way to strengthen the protective barrier of the epidermis and eliminate skin inflammation.

Skin regeneration/ intensive rejuvenation

Beautiful, healthy skin at any age? Yes! Regenerating massage using plasma mode slows down the aging process and helps reverse the signs of passing time. Deep revitalization stimulates the cells of each of the three layers of the skin for intensive renewal. It stimulates blood and lymph microcirculation, which rejuvenates even severely damaged skin. Just a few regenerating treatments noticeably reduce wrinkles, providing a delicate lifting effect. Deep regeneration means elastic, firm and velvety smooth skin. Just a youthful look.

Skin care - Plasma mode

Preparation - Before starting the treatment, remove makeup, cleanse the skin thoroughly, and then dry it.

Anti-acne care - Holding the device in your hand, perform circular movements on the area affected by acne. After 10 seconds, perform the treatment on the next area of skin affected by acne. Repeat the treatment 2-3 times for areas requiring intensive care. After completing the treatment, apply a serum adapted to the severity of your acne and gently massage the skin until the preparation is absorbed. No other skin care products are needed.

Skin regeneration/intensive rejuvenation - Hold the device and move it slowly from bottom to top in the direction indicated by the arrow. The movement from the start point to the end point should take approximately 3-5 seconds. The treatment should be repeated 3-5 times. After completing the treatment, apply daily skin care, according to your skin needs and habits. When caring for your skin, do not perform treatments too close to the eye or throat area.

Tips:

1. When using the device for the first time, it is recommended to select a low setting and limit use to 2-3 minutes for the entire face. During subsequent treatments, it is recommended to gradually switch the device to higher settings and extend the duration of use. Do not use the device for longer than 10 minutes on the entire face in one session.
2. The device is characterized by deep absorption (absorption). After treatment, you should choose gentler skin care products (stronger effectiveness of skin care products may cause skin irritation). Be careful with more irritating ingredients such as alcohols, Vc, fruit acids, niacinamide and 377. If you notice any sensitivity or discomfort, discontinue use immediately.
3. It is recommended to use the device at night. If the area affected by acne requires strengthening with treatment during the day, apply sunscreen to the treatment area 1 hour after treatment.
4. There will be sound and smell when using the machine. This is a natural phenomenon that occurs during plasma generation. Continue to use your device freely.
5. During the treatment, the charging port must be closed with a silicone plug. If the cap is securely attached, you may feel a slight current when touched with your hand.
6. If you use the plasma mode, apply the tonic after the treatment.

Acne treatment:

- area of application - acne area
- use time - 5-10 minutes
- frequency - 1-2 times a day

Rejuvenation/penetration into the skin:

- area of use - face
- use time - 5-10 minutes
- frequency - 1 time a day

Contraindications:

- The device should definitely not be used around the eyes, ears, Adam's apple and mouth.
- The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15-18 may use the device with the consent and/or supervision of their parents or guardians.
- Do not use the device if the skin in the area to be treated is tanned or red. Using the device on tanned or red skin may cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
- Do not use the device if you are pregnant, trying to become pregnant, think you may be pregnant or are breastfeeding. The device has not been tested for this purpose and should therefore not be used in these cases. Hormonal changes that occur during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
- Do not use the device if you suffer from diseases such as epilepsy, epileptic seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
- Do not use on areas of skin with tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, moles or warts). Tattoos or dark spots can absorb too much light energy, which can cause skin swelling, temporary or permanent blisters, discoloration, or skin whitening.
- Do not use the device if you have a tendency to develop keloid scars.
- Do not use if there is any active skin inflammation in the treatment area, including acne, psoriasis, eczema, burns, herpes, abrasions or rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the treatment uncomfortable or cause swelling, blisters or infections on the skin. Once your skin has healed sufficiently, consult your doctor before using the device.
- You should not use the device if you are taking medications that make your skin sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonamides, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha-hydroxy acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.

Precautions

- Do not use the device for purposes other than those for which the product is intended.
- Do not share this product with family members or others. Cross infection may occur.
- Do not use the product in flammable or explosive environments.
- Do not use the device simultaneously with other electrical products (beauty devices, etc.).
- Do not use a power source outside the 100-240V range to charge the device.
- Do not use the product or accessories if they are damaged.
- Do not soak or wash the device directly under water, or immerse it in a sink or bathtub.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not drop the main unit of the device, hit it or subject it to strong shocks.
- Do not use a power supply other than the one supplied with the product, as this may cause the product to malfunction.
- If you experience pain, allergies or other adverse reactions during use, stop using the product immediately and consult a doctor.
- Do not place the main unit of the device in places with high temperature, humidity or direct sunlight.

Cleansing:

The device is not waterproof. After each treatment, wipe the product with a dry towel. Do not use corrosive agents to clean the device.

Storage:

The device should be stored in a cool, dry place and out of the reach of children and animals.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Enhetsstørrelse:	163×45×39 mm
Netto vekt:	120 g
Lademåte:	Lader Wried Type-c
Ladetid:	ca 3 timer
Batteri:	1000 mAh litiumbatteri
Materiale:	ABS, PC
Vann tett standard:	IPX5
Strømforsyning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Produktbeskrivelse [side 2-1]:

1. Strøm på/av-knapp
2. Kjør-knapp.
3. Girindikator.
4. Ladeindikator.
5. Plasmabehandlingshode.
6. Hodehette.
7. Ladeport.

Vann tett

Enheten har en IPX5 vann tett standard, men er ikke helt vann tett.

Tilbehør er ikke vann tett.

Tips for å komme i kontakt med enheten med vann:

- ikke bruk produktet på bad, dusj eller andre fuktige og våte steder
- ikke senk ned ladeporten
- ikke senk eller vask enheten direkte i vann
- ikke senk enheten i en beholder fylt med vann. Hold enheten unna fuktige og våte steder

Detaljert bruksanvisning:

Før du bruker enheten, må du lade den. Når ladeindikatoren går fra rød til hvit, er ladingen fullført. Etter bruk av produktet, tørk av eventuell gjenværende fuktighet fra enheten.

Ladeindikator:

Lading - Hvitt lys på
Lading fullført - Rødt lys blinker
Lav effekt - Ladetid
Ladetid - ca 3 timer
Arbeidstid - ca 60 minutter

Når ladingen er fullført, kobler du enheten fra strømforsyningen. Hvis du lar enheten være tilkoblet etter full lading, kan det redusere batterilevetiden.

Slå på/av:

- trykk kort på knappen for å slå på enheten.
- hold knappen inne i 1 sekund for å slå av enheten.
- enheten vil slå seg av automatisk etter 10 minutter.

Endring av intensitetsnivå

1. Slå på enheten, når den er slått på, er standard intensitetsnivå satt til lavt.
2. Trykk på <Level>-knappen for å øke intensitetsnivået.

Før bruk:

Før du starter behandlingen bør du fjerne sminken fra ansiktet og rense det grundig for eventuelle sminkerester. Fukt deretter ansiktet med en bomulsdott. Under behandlingen må huden forbli fuktig, så denne handlingen må gjentas så ofte som nødvendig.

Prinsipper for drift av behandling:

Behandling mot akne

Akneutsatt hud krever i tillegg til grundig rens effektiv beskyttelse mot bakterier. Anti-akneterapi hjelper til med å fjerne huduregelmessigheter forårsaket av akne: kviser, groper, subkutane knuter og arr. Dermed gjenoppretter den den jevne strukturen i huden og jevner ut huden betydelig. Det regulerer keratiniseringen av talgkjertlene, og hemmer dermed bakterieveksten og forhindrer dannelsen av nye hudutbrudd. Anti-akne pleie er den beste måten å styrke den beskyttende barrieren av epidermis og eliminere hudbetennelse.

Hudregenerering/ intensiv foryngelse

Vakkert, sunn hud i alle aldre? Ja! Regenererende massasje ved bruk av plasmamodus bremser aldringsprosessen og hjelper til med å reversere tegnene på at tiden går. Dyp revitasering stimulerer cellene i hvert av de tre lagene i huden for intensiv foryngelse. Det stimulerer blod- og lymfemikrosirkulasjonen, som fornyer selv alvorlig skadet hud. Bare noen få regenererende behandlinger reduserer rynker merkbar, og gir en delikat løfteeffekt. Dyp regenerering betyr elastisk, fast og flyttsmyk hud. Bare et ungdommelig utseende.

Hudpleie - Plasmamodus

Forberedelse - Før du starter behandlingen, fjern sminke, rens huden grundig og tørk den deretter.

Behandling mot akne - Hold enheten i hånden, utfør sirkulære bevegelser på området som er rammet av akne. Etter 10 sekunder, utfør behandling på det neste hudområdet som er påvirket av akne. Gjenta behandlingen 2-3 ganger for områder som krever intensiv behandling. Etter å ha fullført behandlingen, påfør et serum tilpasset alvorlighetsgraden av akne og masser huden forsiktig til preparatet er absorbert. Ingen andre hudpleieprodukter er nødvendig.

Hudregenerering/intensiv foryngelse - Hold enheten og flytt den sakte fra bunn til topp i pilens retning. Bevegelsen fra startpunktet til slutt punktet bør ta ca. 3-5 sekunder. Behandlingen bør gjentas 3-5 ganger. Etter å ha fullført behandlingen, påfør daglig hudpleie, i henhold til dine hudbehov og vaner. Når du tar vare på huden din, ikke utfør behandlinger for nært øye- eller halsområdet.

Tips:

1. Når du bruker enheten for første gang, anbefales det å velge en lav innstilling og begrense bruken til 2-3 minutter for hele ansiktet. Under påfølgende behandling anbefales det å gradvis bytte enheten til høyere innstillinger og forlenge brukstid. Ikke bruk enheten i mer enn 10 minutter på hele ansiktet i én økt.
2. Enheten er preget av dyp absorpsjon (absorpsjon). Etter behandlingen bør du velge mildere hudpleieprodukter (sterkere effektivitet av hudpleieprodukter kan forårsake hudirritasjon). Vær forsiktig med mer irriterende ingredienser som alkoholer, Vc, fruktsyrer, niacinamid og 377. Hvis du merker følsomhet eller ubehag, avbryt bruken umiddelbart.
3. Det anbefales å bruke enheten om natten. Hvis området som er rammet av akne krever forsterkning med behandling i løpet av dagen, påfør solkrem på behandlingsområdet 1 time etter behandlingen.
4. Det vil være lyd og lukt når du bruker maskinen. Dette er et naturlig fenomen som oppstår under plasmagenerering. Fortsett å bruke enheten fritt.
5. Under behandlingen skal ladeporten lukkes med en silikonplugg. Hvis hetten er godt festet, kan du føle en svak strøm når du berører den med hånden.
6. Hvis du bruker plasmamodus, påfør tonic etter behandlingen.

Akne behandling:

- bruksområde - akneområde
- brukstid - 5-10 minutter
- frekvens - 1-2 ganger om dagen

Foryngelse/penetrering inn i huden:

- bruksområde - ansikt
- brukstid - 5-10 minutter
- frekvens - 1 gang om dagen

Kontraindikasjoner:

- Apparatet skal absolutt ikke brukes rundt øynene, ørene, Adams eple og munn.
- Enheten er ikke beregnet på barn under 15 år. Ungdom i alderen 15-18 år kan bruke enheten med samtykke og/eller tilsyn av foreldre eller foresatte.
- Ikke bruk enheten hvis huden i området som skal behandles er solbrun eller rød. Bruk av enheten på solbrun eller rød hud kan forårsake midlertidig eller til og med permanent misfarging av huden.
- Ikke bruk enheten hvis du er gravid, prøver å bli gravid, tror du kan være gravid eller ammer. Enheten er ikke testet for dette formålet og bør derfor ikke brukes i disse tilfellene. Hormonelle endringer som oppstår under graviditet eller amming kan øke risikoen for hudskade eller hudfølsomhet.
- Ikke bruk enheten hvis du lider av sykdommer som epilepsi, epileptiske anfall eller migrene. Energiglimt kan forårsake alvorlig hodepine og migrene.
- Ikke bruk på hudområder med tatoveringer, mørkebrune eller svarte flekker (som mørke fregner, føflekker eller vorter). Tatoveringer eller mørke flekker kan absorbere for mye lysenergi, noe som kan føre til hevelse i huden, midlertidige eller permanente blemmer, misfarging eller bleking av huden.
- Ikke bruk enheten hvis du har en tendens til å utvikle koldid arr.
- Må ikke brukes hvis det er aktiv hudbetennelse i behandlingsområdet, inkludert akne, psoriasis, eksem, brannskader, herpes, skrubbsår eller utslett.
- Disse faktorene kan gjøre huden mer følsom for lys og gjøre behandlingen ubehagelig eller forårsake hevelser, blemmer eller infeksjoner på huden. Når huden din har grodd tilstrekkelig, kontakt legen din før du bruker enheten.
- Du bør ikke bruke enheten hvis du tar medisiner som gjør huden din følsom for lys, inkludert ikke-steroid antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, cetaminofen), tetrazykliner, fenotiaziner, tiazider, diuretika, sulfonylurea, sulfonamider, DTIC, fluorouracil, vinblistin, griseofulvin, alfa-hydrokysyrer (AHAS), Beta-Hydroxi-syrer (BHAS), Retin-A, Accutane og/eller aktuelle retinoider.

Forholdsregler

- Ikke bruk enheten til andre formål enn de som produktet er beregnet for.
- Ikke del dette produktet med familemedlemmer eller andre. Kryssinfeksjon kan forekomme.
- Ikke bruk produktet i brennbare eller eksplosive omgivelser.
- Ikke bruk enheten samtidig med andre elektriske produkter (skjønnhetsapparater osv.).
- Ikke bruk en strømkilde utenfor 100-240V-området for å lade enheten.
- Ikke bruk produktet eller tilbehøret hvis det er skadet.
- Ikke bløtlegg eller vask enheten direkte under vann, eller dypp den i en vask eller badekar.
- Ikke bruk produktet med våte hender.
- Ikke slipp hovedenheten til enheten, slå den eller utsett den for sterke støt.
- Ikke bruk en annen strømforsyning enn den som følger med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer.
- Hvis du opplever smerter, allergier eller andre bivirkninger under bruk, må du slutte å bruke produktet umiddelbart og konsultere legen din.
- Ikke plasser enhetens hovedenhet på steder med høy temperatur, fuktighet eller direkte sollys.

Rensing:

Enheten er ikke vannrett. Etter hver behandling, tørk av produktet med et tørt håndkle. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten.

Oppbevaring:

Enheten bør oppbevares på et kjølig, tørt sted og utilgjengelig for barn og dyr.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifyyou
- www.youtube.com/beautifyyou

Laitteen koko:	163×45×39 mm
Nettopaino:	120 g
Lataustapa:	lataus Wried Type-c
Latausaika:	noin 3 tuntia
Akku:	1000 mAh litiumakku
Materiaali:	ABS, PC
Vedenpitävä standardi:	IPX5
Virtalähde:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessä.

Tuotteen kuvaus [sivu 2-1]:

1. Virta päälle/pois-painike
2. Suorita-painike
3. Vaihtele merkkivalo.
4. Latausilmaisin.
5. Plasmakäsittelypää.
6. Pääsuojus.
7. Latausportti.

Vedenkestävä

Laitteessa on IPX5 vedenpitävä standardi, mutta se ei ole täysin vesitiivis.

Lisävarusteet eivät ole vedenpitäviä.

Vinkkejä laitteen kosketukseen veden kanssa:

- Älä käytä tuotetta kylpyhuoneessa, suihkussa tai muissa kosteissa ja märissä tiloissa
- älä upota latauslaitainta
- Älä upota tai pese laitetta suoraan veteen
- älä upota laitetta mihinkään vedellä täytettyyn astiaan, Pidä laite poissa kosteista ja märistä paikoista

Yksityiskohtainen käyttöohje:

Ennen kuin käytät laitetta, sinun on ladattava se. Kun latauksen merkkivalo muuttuu punaisesta valkoiseksi, lataus on valmis. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus tuotteen käytön jälkeen laitteesta.

Latausilmaisin:

- Lataus - Valkoinen valo palaa
- Lataus valmis - Punainen valo vilkkuu
- Pieni teho - Latausaika
- Latausaika - noin 3 tuntia
- Työaika - noin 60 minuuttia

Kun lataus on valmis, irrota laite virtalähteestä. Laitteen jättäminen kytkettynä pistorasiaan täyteen latauksen jälkeen saattaa lyhentää akun käyttöikää.

Virta päälle/pois:

- Käynnistä laite painamalla painiketta lyhyesti.
- Pidä painiketta painettuna 1 sekunnin ajan sammuttaaksesi laitteen.
- laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Intensiteettitason muuttaminen

1. Käynnistä laite, kun se on päällä, oletusvoimakkuustaso on matala.
2. Paina <Taso>-painiketta lisätäksesi intensiteettitasoa.

Ennen käyttöä:

Ennen hoidon aloittamista sinun tulee poistaa meikki kasvultasi ja puhdistaa ne huolellisesti meikin jäämistä. Kostuta sitten kasvosi vanupuulla. Hoidon aikana ihon tulee pysyä kosteana, joten toimenpide on toistettava niin usein kuin on tarpeen.

Hoidon toimintaperiaatteet:

Aknen vastainen hoito

Akneen taipuvainen iho vaatii perusteellisen puhdistuksen lisäksi tehokkaan suojan bakteereja vastaan. Aknen vastainen hoito auttaa poistamaan aknen aiheuttama ihon epätasaisuuksia: näppyyliä, kuoppia, ihonalaisia kyhmyjä ja arpia. Siten se palauttaa ihon yhtenäisen rakenteen ja tasooitaa ihoa merkittävästi. Se säätelee talirauhasten keratinisoitumista ja estää siten bakteerien kasvua ja uusien ihottumien muodostumista. Aknen vastainen hoito on paras tapa vahvistaa oraskeden suojaikerrosta ja poistaa ihotulehdus.

Ihon uudistaminen / intensiivinen nuorentaminen

Kaunis, terve iho missä tahansa iässä? Joo! Plasmamoodilla regeneroiva hieronta hidastaa ikääntymisprosessia ja auttaa kääntämään ajan kulumisen merkkejä. Syvä silytys stimuloi ihon jokaisen kolmen kerroksen soluja uusiutumaan intensiivisesti. Se stimuloi veren ja immuunijärjestelmän mikroverenkiertoa, mikä nuorentaa jopa vakavasti vaurioitunutta ihoa. Vain muutama uudistava hoito vähentää huomattavasti ryppyjä ja tarjoaa herkin kohottavan vaikutuksen. Syvä regeneraatio tarkoittaa elastista, kiinteää ja samettisen sileää ihoa. Vain nuorekas ilme.

Ihonhoito - Plasmatalia

Valmistelu - Poista meikki ennen hoidon aloittamista, puhdista iho huolellisesti ja kuivaa se.

Aknen hoito - Pidä laitetta kädessäsi ja suorita pyöriä liikkeitä aknen kärsimälle alueelle. Suorita hoito 10 sekunnin kuluttua seuraavalle aknen kärsimälle alueelle. Toista käsittely 2-3 kertaa tehohoitoa vaativille alueille. Hoidon päätyttyä levitä aknen vakavuuden mukaan sovitettua seerumia ja hiero ihoa hellävaraisesti, kunnes valmiste on imeytynyt. Muita ihonhoitotuotteita ei tarvita. Ihon uudistuminen/intensiivinen nuorentaminen - Pidä laitetta kiinni ja liikuta sitä hitaasti alhaalta ylöspäin nuolen osoittamaan suuntaan. Liikkeen aloituspisteestä loppupisteeseen tulsi kestää noin 3-5 sekuntia. Hoito tulee toistaa 3-5 kertaa. Hoidon päätyttyä käytä päivittäistä ihonhoitoa ihotarpeiden ja ihotuomien mukaan. Kun hoidat ihoasi, älä suorita hoitoja iian lähellä silmiä- tai kurkkualetta.

Vinkkejä:

1. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa valita matala asetus ja rajoittaa käyttö 2-3 minuuttii koko kasvolla. Seuraavien hoitojen aikana on suositeltavaa kytkeä laite asettaiin korkeampiin asetuksiin ja pidentää käyttöaika. Älä käytä laitetta pidempään kuin 10 minuuttia koko kasvolla yhden istunnon aikana.
2. Laitteelle on ominaista syvä absorptio (absorptio). Hoidon jälkeen tulee valita hellävaraisemmat ihonhoitotuotteet (ihonhoitotuotteiden vahvempi teho saattaa aiheuttaa ihöärsytystä). Ole varovainen ärsyttävien aineosien, kuten alkoholin, Vc:n, hedelmähappojen, niasiniamidin ja 377:n kanssa. Jos huomaa herkkyttä tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi.
3. On suositeltavaa käyttää laitetta yöllä. Jos aknen kärsimä alue vaatii vahvistamista hoidolla päivän aikana, levitä aurinkovoidetta hoidetulle alueelle tunnin kuluttua hoidosta.
4. Konetta käytettäessä kuuluu ääntä ja hajua. Tämä on luonnollinen ilmiö, joka tapahtuu plasman muodostumisen aikana. Jatka laitteen käyttöä vapaasti.
5. Hoidon aikana latausportti on suojattava silikonitulpalla. Jos korkki on kunnolla kiinni, saatat tuntea lievää virtaa, kun kosketat sitä kädelläsi.
6. Jos käytät plasmatalia, levitä tonic hoidon jälkeen.

Aknen hoito:

- käyttöalue - aknealue
- käyttöaika - 5-10 minuuttia
- taajuu - 1-2 kertaa päivässä

Nuorentaminen/tunkeutuminen ihoon:

- käyttöalue - kasvot
- käyttöaika - 5-10 minuuttia
- taajuus - 1 kerta päivässä

Vasta-aiheet:

- Laitetta ei ehdottomasti saa käyttää silmien, korvien, Aatamin omenan ja suun ympärillä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaalle lapsille. 15-18-vuotiaat nuoret voivat käyttää laitetta vanhempiensa tai huoltajensa suostumuksella ja/tai valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos hoidettavan alueen iho on ruskettunut tai punainen. Laitteen käyttäminen ruskettuneella tai punaisella iholla voi aiheuttaa tilapäistä tai jopa pysyvää ihon värjäytymistä.
- Älä käytä laitetta, jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi, epäilet olevasi raskaana tai imetät. Laitetta ei ole testattu tähän tarkoitukseen, joten siitä ei tule käyttää näissä tapauksissa. Raskauden tai imetyksen aikana tapahtuvat hormonaaliset muutokset voivat lisätä ihovaurion tai ihon herkkyyden riskiä.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on sairauksia, kuten epilepsia, epilepsiahoitoa tai migreeni. Energian välähdys voi aiheuttaa voimakasta päänsärkyä ja migreeniä.
- Älä käytä ihoalueella, joilla on tatuointeja, tummanruskeita tai mustia täpliä (kuten tummia pisamia, luomia tai syyliä). Tatuoinnit tai tummat täplät voivat imeä liikaa valoaenergiaa, mikä voi aiheuttaa ihon turvotusta, tilapäisiä tai pysyviä rakkuloita, värimuutoksia tai ihon valkaisu.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on taipumusta keloidiarpien muodostumiseen.
- Älä käytä, jos hoidettavalla alueella on aktiivista ihotulehdusta, mukaan lukien akne, psoriaasi, ihottuma, palovammat, herpes, hankaumat tai ihottuma. Nämä tekijät voivat tehdä ihosta herkemmän valolle ja tehdä hoidosta epämukavaa tai aiheuttaa turvotusta, rakkuloita tai infektiota iholle. Kun ihosi on parantunut riittävästi, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos käytät lääkkeitä, jotka tekevät ihosi herkäksi valolle, mukaan lukien ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (esim. aspiriini, ibuprofeeni, setaminofeeni), tetrasykliinit, fenotiatsiinit, tiatsidit, diureetit, sulfonyyliureat, sulfonamidit, DTIC fluorourasiili, vinblastiini, griseofulviini, alfa-hydroksihapot (AHAS), beetahydroksihapot (BHAS), Retin-A, Accutane ja/tai paikalliset retinoidit.

Varotoimenpiteet

- Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuin mihin tuote on tarkoitettu.
- Älä jaa tätä tuotetta perheenjäsenen tai muiden kanssa. Ristinfektio voi esiintyä.
- Älä käytä tuotetta syttyvässä tai räjähdysalttiissa ympäristöissä.
- Älä käytä laitetta samanaikaisesti muiden sähkölaitteiden kanssa (kauneuslaitteet jne.).
- Älä käytä 100–240 V:n alueen ulkopuolella olevaa virtalähdettä laitteen lataamiseen.
- Älä käytä tuotetta tai lisävarusteita, jos ne ovat vaurioituneet.
- Älä lioita tai pese laitetta suoraan veden alla tai upota sitä pesuallaseen tai kylpyammeeseen.
- Älä käytä tuotetta märin käsin.
- Älä pudota laitteen pääyksikköä, lyö siihen tai altista sitä voimakkaalle iskuille.
- Älä käytä muuta kuin tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä, sillä se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.
- Jos koet kipua, allergioita tai muita haittavaikutuksia käytön aikana, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä sijoita laitteen pääyksikköä paikkaan, jossa on korkea lämpötila, kosteus tai suora auringonpaiste.

Puhdistus:

Laitte ei ole vesitiivis. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen.

Varastointi:

Laitetta tulee säilyttää viileässä, kuivassa paikassa ja poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Enhetsstorlek:	163×45×39 mm
Nettovikt:	120 g
Laddningssätt:	Laddning Wried Type-c
Laddningstid:	ca 3 timmar
Batteri:	1000 mAh litiumbatteri
Material:	ABS, PC
Vattentät standard:	IPX5
Strömförsörjning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Produktbeskrivning [sida 2-1]:

1. Ström på/av-knapp
2. Kör-knapp.
3. Växelindikator.
4. Laddningsindikator.
5. Plasmabehandlingshuvud.
6. Huvudkåpa.
7. Laddningsport.

Vattentät

Enheten har en IPX5 vattentät standard, men är inte helt vattentät.

Tillbehör är inte vattentäta.

Tips för att komma i kontakt med enheten med vatten:

- använd inte produkten i badrum, duschar eller andra fuktiga och våta platser
- doppa inte ned laddningsporten
- doppa eller tvätta inte enheten direkt i vatten
- doppa inte ner enheten i någon behållare fylld med vatten. Håll enheten borta från fuktiga och våta platser

Detaljerad användningsmanual:

Innan du använder enheten måste du ladda den. När laddningsindikatorn övergår från röd till vitt är laddningen klar. Efter användning av produkten, torka av eventuella återstående fukt från enheten.

Laddningsindikator:

Laddning - Vitt ljus tänds
Laddning klar - Rött ljus blinkar
Låg effekt - Laddningstid
Laddningstid - ca 3 timmar
Arbetstid - cirka 60 minuter

När laddningen är klar, koppla bort enheten från strömförsörjningen. Om du lämnar enheten ansluten efter full laddning kan batteriets livslängd minska.

Ström på/av:

- tryck kort på knappen för att slå på enheten.
- håll knappen intryckt i 1 sekund för att stänga av enheten.
- enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.

Ändra intensitetsnivån

1. Slå på enheten, när den är påslagen är standardintensitetsnivån inställd på låg.
2. Tryck på knappen <Level> för att öka intensitetsnivån.

Innan användning:

Innan du påbörjar behandlingen bör du ta bort smink från ansiktet och rengöra det noggrant från eventuella sminkrester. Fukta sedan ansiktet med en bomullsrondell. Under behandlingen måste huden förbli fuktig, så denna åtgärd måste upprepas så ofta som nödvändigt.

Principer för drift av behandlingar:

Anti-akne vård

Acnebenägen hud kräver, förutom noggrann rengöring, ett effektivt skydd mot bakterier. Anti-akneterapi hjälper till att ta bort ojämnheter i huden orsakade av akne: finnar, gropar, subkutana knölar och ärr. Således återställer den hudens enhetliga struktur och jämnar utryn avsevärt. Det reglerar keratiniseringen av talgkörtlarna och hämmar därigenom tillväxten av bakterier och förhindrar bildandet av nya hudutslag. Anti-aknevård är det bästa sättet att stärka den skyddande barriären av epidermis och eliminera huden inflammation.

Hudförmylelse/ intensiv föryngring

Vacker, frisk hud i alla åldrar? Ja! Regenererande massage med plasmaläge saktar ner åldringsprocessen och hjälper till att vända tecknen på att tiden går. Djup vitalisering stimulerar cellerna i vart och ett av hudens tre lager för intensiv förmylelse. Det stimulerar blod- och lymfinkretulationen, vilket föryngrar även allvarligt skadad hud. Bara några få regenererande behandlingar minskar märkbara rynkor och ger en delikat lyfteffekt. Djup regenerering betyder elastisk, fast och sammetslen hud. Bara en ungdomlig look.

Hudvård - Plasmaläge

Förberedelse - Innan du påbörjar behandlingen, ta bort smink, rengör huden noggrant och torka den sedan.

Anti-aknevård - Håll enheten i handen och utför cirkulära rörelser på det område som drabbats av akne. Efter 10 sekunder, utför behandlingen på nästa hudområde som påverkas av akne. Upprepa behandlingen 2-3 gånger för områden som kräver intensivvård. Efter avslutad behandling, applicera ett serum anpassat efter svårighetsgraden av din akne och massera försiktigt huden tills preparatet absorberas. Inga andra hudvårdsprodukter behövs. Hudregenerering/intensiv föryngring - Håll i enheten och flytta den långsamt från botten till toppen i den riktning som pilen visar. Förflyttningen från startpunkten till slutpunkten bör ta cirka 3-5 sekunder. Behandlingen bör upprepas 3-5 gånger. Efter avslutad behandling, applicera daglig hudvård, enligt dina hudbehov och vanor. När du tar hand om din hud, utför inte behandlingar för nära ögon- eller halsområdet.

Tips:

1. När du använder enheten för första gången rekommenderas det att välja en låg inställning och begränsa användningen till 2-3 minuter för hela ansiktet.
- Under efterföljande behandlingar rekommenderas det att gradvis växa enheten till högre inställningar och förlänga användningstiden. Använd inte enheten längre än 10 minuter i hela ansiktet under en session.
2. Enheten kännetecknas av djup absorption (absorption). Efter behandlingen bör du välja skonsammare hudvårdsprodukter (starkare effektivitet hos hudvårdsprodukter kan orsaka hudirritation). Var försiktig med mer irriterande ingredienser som alkoholer, Vc, fruktsyror, niacinamid och 377. Om du märker någon känslighet eller obehag, avbryt användningen omedelbart.
3. Det rekommenderas att använda enheten på natten. Om området som drabbats av akne kräver förstärkning med behandling under dagen, applicera solskyddsmedel på behandlingsområdet 1 timme efter behandlingen.
4. Det kommer att höras ljud och lukt när du använder maskinen. Detta är ett naturligt fenomen som uppstår under plasmagenerering. Fortsätt att använda din enhet fritt.
5. Under behandlingen ska laddningsporten stängas med en silikonplugg. Om locket är ordentligt fastsatt kan du känna en lätt ström när du berör den med din hand.
6. Om du använder plasmaläget, applicera tonicon efter behandlingen.

Acne behandling:

- Användningsområde - akneområde
- användningstid - 5-10 minuter
- frekvens - 1-2 gånger om dagen

Förtyngning/penetration in i huden:

- användningsområde - ansikte
- användningstid - 5-10 minuter
- frekvens - 1 gång om dagen

Kontraindikationer:

- Apparaten ska absolut inte användas runt ögon, öron, Adams äpple och mun.
- Enheten är inte avsedd för barn under 15 år. Ungdomar i åldern 15-18 år får använda enheten med samtycke och/eller överinseende av sina föräldrar eller vårdnadshavare.
- Använd inte enheten om huden i området som ska behandlas är solbränd eller röd. Användning av enheten på solbränd eller röd hud kan orsaka tillfällig eller till och med permanent missfärgning av huden.
- Använd inte enheten om du är gravid, försöker bli gravid, tror att du kan vara gravid eller ammar. Enheten har inte testats för detta ändamål och bör därför inte användas i dessa fall. Hormonella förändringar som inträffar under graviditet eller amning kan öka risken för hudskador eller hudkänslighet.
- Använd inte enheten om du lider av sjukdomar som epilepsi, epileptiska anfall eller migrän. Energiblixtar kan orsaka svår huvudvärk och migrän.
- Använd inte på hudområden med tatueringar, mörkbruna eller svarta fläckar (som mörka fräknar, födelsemärken eller vårtor). Tatueringar eller mörka fläckar kan absorbera för mycket ljusenergi, vilket kan orsaka hudsvullnad, tillfälliga eller permanenta blåsor, missfärgning eller blekning av huden.
- Använd inte enheten om du har en tendens att utveckla keloidär.
- Använd inte om det finns någon aktiv hudinflammation i behandlingsområdet, inklusive akne, psoriasis, eksem, brännskador, herpes, skrubbsår eller hudutslag. Dessa faktorer kan göra huden känsligare för ljus och göra behandlingen oönskad eller orsaka svullnad, blåsor eller infektioner på huden. När din hud har läkt tillräckligt, kontakta din läkare innan du använder enheten.
- Du bör inte använda enheten om du tar mediciner som gör din hud känslig för ljus, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska medel (Lex, acetylsalicylsyra, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliner, fenotiaziner, tiazider, diuretika, sulfonamider, sulfonamider, DTIC fluorouracil, vintblastin, griseofulvin, alfa-hydroxysyror (AHAS), beta-hydroxysyror (BHAS), Retin-A, Accutane och/eller topiska retinoider.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte enheten för andra ändamål än de som produkten är avsedd för.
- Dela inte den här produkten med familjemedlemmar eller andra. Korsinfektion kan förekomma.
- Använd inte produkten i brandfarliga eller explosiva miljöer.
- Använd inte enheten samtidigt med andra elektriska produkter (skönhetsapparater, etc.).
- Använd inte en strömkälla utanför intervallet 100~240V för att ladda enheten.
- Använd inte produkten eller tillbehören om de är skadade.
- Bli klädd eller tvätta inte enheten direkt under vatten eller doppa den i ett handfat eller badkar.
- Använd inte produkten med våta händer.
- Tappa inte enhetens huvudenhet, slå den eller utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Använd inte en annan strömkälla än den som medföljer produkten, eftersom detta kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.
- Om du upplever smärta, allergier eller andra biverkningar under användning, sluta omedelbart att använda produkten och rådfråga din läkare.
- Placera inte enhetens huvudenhet på platser med hög temperatur, luftfuktighet eller direkt solljus.

Rengöring:

Enheten är inte vattentät. Efter varje behandling, torka av produkten med en torr handduk. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten.

Lagring:

Enheten bör förvaras på en sval, torr plats och utom räckhåll för barn och djur.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Enhedsstørrelse:	163×45×39 mm
Nettovægt:	120 g
Opladningsmåde:	opladning Wried Type-c
Lade tid:	omkring 3 timer
Batteri:	1000 mAh lithium batteri
Materiale:	ABS, PC
Vandtæt standard:	IPX5
Strømforsyning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Produktbeskrivelse [side 2-1]:

1. Tænd/sluk-knap
2. Kør-knap.
3. Gearindikator.
4. Opladningsindikator.
5. Plasmabehandlingshoved.
6. Hovedhætte.
7. Opladningsport.

Vandtæt

Enheden har en IPX5 vandtæt standard, men er ikke helt vandtæt.

Tilbehør er ikke vandtæt.

Tips til at komme i kontakt med enheden med vand:

- Brug ikke produktet i badeværelser, brusere eller andre fugtige og våde steder
- nedsænk ikke opladningsporten
- nedsænk eller vask ikke enheden direkte i vand
- nedsænk ikke enheden i en beholder fykt med vand. Hold enheden væk fra fugtige og våde steder

Detaljeret brugermanual:

Når du bruger enheden, skal du oplade den. Når opladningsindikatoren skifter fra rød til hvid, er opladningen fuldført. Efter brug af produktet skal du tørre eventuel resterende fugt af enheden.

Opladningsindikator:

- Opladning - Hvidt lys tændt
- Opladning fuldført - Rødt lys blinker
- Lav strøm - Opladningstid
- Opladningstid - cirka 3 timer
- Arbejdstid - cirka 60 minutter

Når opladningen er fuldført, skal du afbryde enheden fra strømforsyningen. Hvis enheden efterlades tilsluttet efter fuld opladning, kan det reducere batteriets levetid.

Tænd/sluk:

- tryk kort på knappen for at tænde enheden.
- hold knappen nede i 1 sekund for at slukke for enheden.
- enheden slukker automatisk efter 10 minutter.

/Ændring af intensitetsniveauet

1. Tænd for enheden, når den er tændt, er standardintensitetsniveauet sat til lavt.
2. Tryk på knappen <Level> for at øge intensitetsniveauet.

For brug:

Inden behandlingen påbegyndes, bør du fjerne make-up fra dit ansigt og rense det grundigt for eventuelle make-up-rester. Fugt derefter dit ansigt med en vatrondel. Under behandlingen skal huden forblive fugtig, så denne handling skal gentages så ofte som nødvendigt.

Principper for drift af behandlinger:

Anti-akne pleje

Acneudsat hud kræver udover grundig rengøring en effektiv beskyttelse mod bakterier. Anti-akne terapi hjælper med at fjerne uregelmæssigheder i huden forårsaget af acne: bumser, fordybninger, subkutane knuder og ar. Således genopretter den hudens ensartede struktur og udglatte huden markant. Det regulerer keratiniseringen af talgkirtlerne og hæmmer derved væksten af bakterier og forhindrer dannelsen af nye hududbrud. Anti-akne pleje er den bedste måde at styrke den beskyttende barriere af epidermis og eliminere hudbetændelse.

Hudregenerering/intensiv foryngelse

Smuk, sund hud i alle aldre? Ja! Regenererende massage ved hjælp af plasmatilstand sænker ældningsprocessen og hjælper med at vende tegnene på, at tiden går. Dyb revitalisering stimulerer cellerne i hvert af hudens tre lag til intensiv foryngelse. Det stimulerer blod- og lymfemikrocirkulationen, som forynger selv svært beskadedet hud. Blot et par regenererende behandlinger reducerer mærkbart rynker, hvilket giver en delikat løftende effekt. Dyb regenerering betyder elastisk, fast og fløjlsblød hud. Bare et ungdommeligt udseende.

Hudpleje - Plasmatilstand

Forberedelse - Før behandlingen påbegyndes, fjern makeup, rens huden grundigt og tør den derefter.

Anti-akne pleje - Hold enheden i hånden, udfør cirkulære bevægelser på det område, der er ramt af acne. Efter 10 sekunder udføres behandlingen på det næste hudområde, der er ramt af acne. Gentag behandlingen 2-3 gange for områder, der kræver intensiv pleje. Efter endt behandling, påfør et serum tilpasset sværhedsgraden af din acne og masser forsigtigt huden, indtil præparatet er absorberet. Ingen andre hudplejeprodukter er nødvendige.

Hudregenerering/intensiv foryngelse - Hold apparatet og bevæg det langsomt fra bund til top i plens retning. Bevægelsen fra startpunktet til slutpunktet bør tage cirka 3-5 sekunder. Behandlingen skal gentages 3-5 gange. Efter endt behandling, påfør daglig hudpleje, i henhold til dine hudbehov og vaner. Når du plejer din hud, må du ikke udføre behandlinger for tæt på øjen- eller halsområdet.

Tips:

1. Når du bruger enheden for første gang, anbefales det at vælge en lav indstilling og begrænse brugen til 2-3 minutter for hele ansigtet. Under efterfølgende behandlinger anbefales det gradvist at skifte enheden til højere indstillinger og forlænge brugsvarigheden. Brug ikke enheden i mere end 10 minutter på hele ansigtet i én session.

2. Enheden er karakteriseret ved dyb absorption (absorption). Efter behandlingen bør du vælge blidere hudplejeprodukter (større effektivitet af hudplejeprodukter kan forårsage irritation). Vær forsigtig med mere irriterende ingredienser såsom alkoholer, Vc, frugtsyrer, niacinamid og 377. Hvis du bemærker nogen form for følsomhed eller ubehag, skal du straks afbryde brugen.

3. Det anbefales at bruge enheden om natten. Hvis det område, der er ramt af acne, kræver forstærkning med behandling i løbet af dagen, påfør søcreme på behandlingsområdet 1 time efter behandlingen.

4. Der vil være lyd og lugt, når du bruger maskinen. Dette er et naturligt fænomen, der opstår under plasmagenerering. Forsæt med at bruge din enhed frit.

5. Under behandlingen skal ladeporten lukkes med et silikonestik. Hvis hæften er forsvarligt fastgjort, kan du mærke en let strøm, når du rører ved den med din hånd.

6. Hvis du bruger plasmatilstanden, påfør tonic efter behandlingen.

Acne behandling:

- Anvendelsesområde - acne område
- brugstid - 5-10 minutter
- hyppighed - 1-2 gange om dagen

Foryngelse/penetration ind i huden:

- brugsområde - ansigt
- brugstid - 5-10 minutter
- hyppighed - 1 gang om dagen

Kontraindikationer:

- Apparatet bør absolut ikke bruges omkring øjne, ører, Adams æble og mund.
- Enheden er ikke beregnet til børn under 15 år. Unge i alderen 15-18 år kan bruge enheden med samtykke og/eller opsyn fra deres forældre eller vægter.
- Brug ikke apparatet, hvis huden i det område, der skal behandles, er solbrændt eller rød. Brug af enheden på solbrændt eller rød hud kan forårsage midlertidigt eller endda permanent misfarvning af huden.
- Brug ikke apparatet, hvis du er gravid, prøver at blive gravid, tror, du kan være gravid eller ammer. Enheden er ikke testet til dette formål og bør derfor ikke bruges i disse tilfælde. Hormonelle ændringer, der opstår under graviditet eller amning, kan øge risikoen for hudskader eller hudfølsomhed.
- Brug ikke apparatet, hvis du lider af sygdomme som epilepsi, epileptiske anfald eller migræne. Energiglimt kan forårsage svær hovedpine og migræne.
- Må ikke anvendes på hudområder med tatoveringer, mørkebrune eller sorte pletter (såsom mørke frenger, muldvarpe eller vorter). Tatoveringer eller mørke pletter kan absorbere for meget lysenergi, hvilket kan forårsage hævelse af huden, midlertidige eller permanente blærer, misfarvning eller blegning af huden.
- Brug ikke enheden, hvis du har tendens til at udvikle keloid ar.
- Må ikke anvendes, hvis der er aktiv hudbetændelse i behandlingsområdet, herunder acne, psoriasis, eksem, forbrændinger, herpes, hudafskrabninger eller udslæt. Disse faktorer kan gøre huden mere følsom over for lys og gøre behandlingen ubehagelig eller forårsage hævelser, blærer eller infektioner på huden. Når din hud er helt tilstrækkeligt, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden.
- Du bør ikke bruge enheden, hvis du tager medicin, der gør din hud følsom over for lys, herunder ikke-steroidale antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracykliner, phenothiaziner, thiazider, diuretika, sulfonamider, sulfonamider, DTIC fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxysyrer (AHAS), Beta-Hydroxy-syrer (BHAS), Retin-A, Accutane og/eller topiske retinoider.

Forholdsregler

- Brug ikke enheden til andre formål end dem, som produktet er beregnet til.
- Del ikke dette produkt med familiemedlemmer eller andre. Krydsinfektion kan forekomme.
- Brug ikke produktet i brandfarlige eller eksplosive omgivelser.
- Brug ikke enheden samtidigt med andre elektriske produkter (skønhedsapparater osv.).
- Brug ikke en strømkilde uden for 100-240V-området til at oplade enheden.
- Brug ikke produktet eller tilbehøret, hvis det er beskadiget.
- Enheden må ikke lægges i blød eller vaskes direkte under vand, og den må ikke nedsænkes i en vask eller badekar.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Undlad at tæbe enhedens hovedenhed, slå den eller udsætte den for kraftige stød.
- Brug ikke en anden strømforsyning end den, der fulgte med produktet, da dette kan forårsage funktionsfejl på produktet.
- Hvis du oplever smerter, allergier eller andre bivirkninger under brug, skal du straks stoppe med at bruge produktet og kontakte din læge.
- Anbring ikke enhedens hovedenhed på steder med høj temperatur, luftfugtighed eller direkte sollys.

Udrensning:

Enheden er ikke vandtæt. Efter hver behandling tørrer produktet af med et tørt håndklæde. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden.

Opbevaring:

Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted og utilgængeligt for børn og dyr.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13,08,2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Plasma Pro