



BEAUTIFLY

LumiThera epilseries



IPL hair removal
User manual



[f /beautifully.global](#) [/beautifuly_global](#)

[@beautifuly.global](#) [/@beautifuly.global](#)

f1



Ocena bezpieczeństwa / Safety grade	Odpowiedni / Applicable	Odpowiedni / Applicable	Odpowiedni / Applicable	Odpowiedni / Applicable	Odpowiedni ale ostrożnie / Applicable but caution	Nie odpowiedni / Not applicable
Typ skóry-typ / Skin type- color	Typ I Biała biała skóra / Type I Pale white skin	Typ II Biała skóra / Type II White skin	Typ III Kremowobiała skóra / Type III Cream white skin	Typ IV Umiarkowanie brązowa skóra / Type IV Moderate brown skin	Typ V Ciemnobrązowa skóra / Type V Dark brown skin	Typ VI Głęboko pigmentowana ciemno brązowa do najciemniejszego brązu, czarna skóra / Type VI Deeply pigmented dark brown to darkest brown, black skin
Przykład / Example						

facebook.com/beautifly.global
youtube.com/@beautifly.global


Specyfikacja
Technologia: IPL
Wymiary: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Waga: 306 g
Długość fali: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Fluencja: 1,6 J/cm²–6 J/cm²
Czas ekspozycji/czas trwania impulsu 8–12 ms
Przerwa między błyskami tylko w trybie automatycznym: 1,20–3,02 s
Wybierane poziomy energii: 1-9 poziomów
Obszar ekspozycji: 3,5 cm²
W zestawie: IPL ×1, instrukcja obsługi ×1, zasilacz ×1

Warunki przechowywania i transportu

Temperatura: -25 stopni ~ 70 stopni

Wilgotność: 10% do 90%RH

Cisnienie: 70~106 KPa

Warunki pracy

Temperatura: 0°C–30°C

Wilgotność: 10~75% RH

Cisnienie robocze: 70~106 KPa.

Opis produktu (strona 2, f1)

1. Powierzchnia chłodząca stykająca się ze skórą
2. Okienko błysku
3. Okienko koloru skóry
4. Ekran LCD
5. Przycisk błysku
6. Gniazdo zasilania
7. Przelicznik zasilania/Przelicznik regulacji poziomu energii
8. Wyłot powietrza
9. Zasilacz
10. Poziom intensywności
11. Symbol chłodzenia
12. Symbol wykrywania skóry
13. Tryb automatycznego błysku
14. Żywność urządzenia

Przeciwwskazania

1. Nie używaj urządzenia, jeśli masz bardzo ciemną skórę. Bardzo ciemna skóra może pochłaniać zbyt dużo energii świetlnej i uszkodzić (np. poparzyć, tatuaże, blizny itp.) skórę.
2. Nie używaj urządzenia, jeśli Twoja skóra była ostatnio sztucznie lub naturalnie opalona lub jest poparzona wskutek nadmiernej ekspozycji na słońce.
3. Nie używaj, jeśli jesteś wrażliwy na światło słoneczne (fotosensytywność) lub przyjmujesz leki powodujące fotosensytywność, np. niektóre rodzaje takich jak tetracyklina, NLPZ takie jak ibuprofen lub retinoidy takie jak Accutane i/lub miejscowe retinoidy takie jak Retin A.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli masz historię raka skóry lub zmian przedrakowych (np. znamiona lub duża liczba piegzyków).
5. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, karmisz piersią lub masz miesiączkę.
6. Nie używaj urządzenia u osób poniżej 18 roku życia.

Ostrzeżenia

1. Nie używaj urządzenia na następujących obszarach:
 - Wokół oczu i w pobliżu brwi.
 - Na brodawkach sutkowych, otoczkach, wargach sromowych mniejszych, pochwie, odciole oraz wewnątrz nozdrzy i uszu.
 - Mężczyźni nie mogą używać go na mosznie.
 - Na i w pobliżu wszelkich sztucznych elementów, takich jak implanty silikonowe, rozruszniki serca, podskórne porty iniekcyjne (np. dozowniki insuliny) lub kolczyki.
 - Na pieprzykach, piegach, dużych żyłach, ciemniejszych obszarach pigmentacyjnych, bliznach i zmianach skórnych bez konsultacji z lekarzem. Może to prowadzić do poparzeń i zmiany koloru skóry, co może utrudnić rozpoznanie chorób skóry.
 - Na brodawkach, tatuażach lub makijażu permanentnym; może to prowadzić do poparzeń i zmiany koloru skóry.
 - Na obszarach, gdzie używasz długotrwałych dezodorantów. Może to powodować reakcje skórne.

- Nigdy nie używaj tego urządzenia na oparzonej skórą, niedawno opalonej lub sztucznie opalonej skórą. Uwaga: Lista nie jest wyczerpująca. Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz używać tego urządzenia, zalecamy konsultację z lekarzem.
2. Natchmiał przewył używanie urządzenia, jeśli zauważyłeś rozległe zaczerwienienie skóry.
3. Uszkodzenie skóry może wystąpić po długotrwałym lub powtarzającym się stosowaniu urządzenia w jednym miejscu.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez PROUDU CENTRA, jeśli nie jest pewien, czy może używać tego urządzenia, zalecamy konsultację z lekarzem.
5. Urządzenie emituje błyski intensywnego światła pulsacyjnego, które mogą być szkodliwe dla oczu przy bezpośredniej ekspozycji.
6. NIE patrz bezpośrednio w okno błysku, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania i włączone.
7. NIE próbuj aktywować urządzenia w kierunku oka.
8. Zaleca się noszenie okularów ochronnych i odwrócenie wzroku od urządzenia podczas aktywacji przycisku błysku.
9. Urządzenie służy wyłącznie do redukcji owłosienia. Nie używaj go do żadnych innych celów.
10. Użycie innych elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie czynności innych niż określone w niniejszej instrukcji może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.
11. Zabrania się używania adaptera niespełniającego specyfikacji, co może uszkodzić urządzenie.
12. Zawsze sprawdzaj urządzenie przed użyciem. Nie używaj urządzenia ani adaptera, jeśli są uszkodzone.
13. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
14. Nie używaj urządzenia, jeśli filtry okna błysku jest uszkodzony.
15. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie dotykaj żadnych wewnętrznych części, aby uniknąć porażenia prądem.
16. Nigdy nie używaj sprężonego powietrza, szorstkich gąbek, środków ściernych ani agresywnych płynów, takich jak benzyna czy aceton, do czyszczenia urządzenia.
17. Żadna część urządzenia nie może być serwisowana ani konserwowana podczas używania przez pacjenta.
18. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie przerabiaj produktu bez obecności wykwalifikowanego personelu, gdyż może to spowodować uszkodzenia, awarie lub obrażenia.
19. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone, aby uniknąć ryzyka pożaru lub poparzenia.
20. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje są zabronione, gdyż mogą prowadzić do nieakceptowalnego ryzyka.
21. Nie używaj, jeśli urządzenie staje się nieprzyjemnie gorące w dotyku.
22. Nie próbuj aktywować (błyskać) urządzenia na żadnej powierzchni innej niż skóra.
23. Nie zasłaniaj wylotu powietrza urządzenia.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do użyciu przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały odpowiednio poustruowane lub są nadzorowane, aby uniknąć ryzyka pożaru lub poparzenia.
25. Nie narażaj urządzenia na silne wstrząsy, aby uniknąć uszkodzenia lampy.
26. Zawsze odłącz urządzenie od zasilania po użyciu oraz w przypadku awarii zasilania, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
27. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanień, pryszniców, umywalki ani innych naczyń zawierających wodę.
28. Nie ustawiaj urządzenia w sposób utrudniający obsługę wtyczki zasilającej, która służy do odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej.
29. Dołączony zasilacz jest częścią urządzenia, nie używaj innego zasilacza do zasilania.

Środki ostrożności

1. Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub trwałego uszkodzenia urządzenia.
2. Jeśli gniazdo zasilające, z którego korzystasz, ma słabe połączenia, wtyczka urządzenia nagrzewa się. Upewnij się, że podłączasz urządzenie do prawidłowo zamontowanego gniazda, aby uniknąć ryzyka pożaru i



poparzeń.

3. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, zawsze wymieniasz go na oryginalny typ, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

4. Ze względów higienicznych urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę.

5. Gdy urządzenie nie jest używane, powinno być przechowywane w suchym miejscu, nie kładz na nim żadnych ciężkich przedmiotów.

6. Urządzenie i zasilacz należy trzymać w suchym miejscu. Urządzenie nie jest przystosowane do mycia.

Wskazania do stosowania

Urządzenie do usuwania włosów IPL jest urządzeniem dostępnym bez recepty, przeznaczonym do usuwania niechcianych włosów. Urządzenie jest również wskazane do trwałego zmniejszenia odrostu włosów, definiowanego jako długoterminowe, stabilne zmniejszenie liczby włosów odrastających, mierzone po 6, 9 i 12 miesiącach od zakończenia kuracji.

Odcień skóry (strona 3, f2)

Urządzenie jest odpowiednie tylko dla osób z typami skóry Fitzpatricka I-V. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA wybierz swój odcień skóry na podstawie Skali Fototypów Fitzpatricka, opracowanej przez dermatologa z Harvard Medical School, Thomasa Fitzpatricka, M.D., PhD, służącej do klasyfikacji karnacji i tolerancji na światło słoneczne.

W skali znajduje się sześć poziomów odcienia skóry. Proszę ZIDENTYFIKOWAĆ swój odcień skóry i sprawdzić poniższy diagram, aby zobaczyć, czy produkt jest odpowiedni.

Instrukcje obsługi funkcji

1. Naciśnij przełącznik zasilania na 2 sekundy i ponownie naciśnij, aby zmienić poziom
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk blysku przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem ręcznym a automatycznym
3. 990 000 blysków, poziomy 1-9 zużywają 1 blysk.
4. Ekran wyświetlacza napierw pokazuje 990 000 blysków i zmniejsza się wraz z użyciem, aż do zera.

Funkcje produktu

IPL do usuwania owłosienia Intensywne światło pulsacyjne (IPL) jest urządzeniem opartym na świetle, które emituje wiele długości fal, wchłanianych przez melaninę we włosach, powodując ich nagrzewanie. To z kolei niszczy mieszki włosowe na tyle, aby usunąć włosy i zapobiec ich ponownemu wzrostowi.

Funkcja chłodzenia urządzenia do usuwania owłosienia zależy od chłodziarki termoelektrycznej (TEC). Gdy urządzenie wykonuje usuwanie włosów, TEC chłodzi Peltiera. Prąd przepływa przez złącze utworzone przez dwa różne przewodniki, poziom energii elektronów przeskakuje. Elektron musi pochłoniąć ciepło, co powoduje, że obszar chłodziak stykający się ze skórą tworzy zimną powierzchnię i tym samym obniża temperaturę skóry użytkownika w miejscach usuwania owłosienia.

Przygotowanie do użycia

Przed użyciem sprawdź, że Twoja skóra jest w dobrym stanie, bez urazów i ran. Skórę należy wcześniej przygotować poprzez jej oczyszczenie, użycie gołarki dołączonej do urządzenia w celu usunięcia wszystkich widocznych włosów i upewnienie się, że jest wolna od włosów, całkowicie sucha i niezatłuszczona.

Nie używaj kremów depilacyjnych, wosku itp., ponieważ chemikalia mogą powodować reakcje skórne. Powierzchnię kontaktu ze skórą oraz filtr czystą miękką ściereczką. Sprawdź, czy Twoja skóra jest odpowiednia dla tego produktu. (strona 3, f2)

Automatyczne wykrywanie odcienia skóry

Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu LCD pojawi się „0”, w tym momencie przyłoż powierzchnię kontaktu ze skórą do obszaru, który chcesz depilować. Jeśli symbol koloru na wyświetlaczu przestanie migać i pojawi się liczba „1” lub „2” lub „3” lub „4” lub „5”, oznacza to, że urządzenie jest odpowiednie dla Twojego odcienia skóry; wyświetlona na

LCD liczba to zalecany poziom energii dla Twojego odcienia skóry, poziom 1 dla typu I, poziom 2 dla typu II, poziom 3 dla typu III, poziom 4 dla typu II, poziom 5 dla typu I. Jeśli symbol koloru na wyświetlaczu przestanie migać, a nadal wyświetla się liczba „0”, oznacza to, że wykrywanie odcienia skóry nie powiodło się i urządzenie nie może działać. Sprawdź powyższą kartę odcieni skóry, aby potwierdzić, czy Twój odcień skóry nadaje się do depilacji.

Test naświatlenia skóry

Przed pierwszym użyciem ZALECAMY przetestować skórę pod kątem reakcji. Wybierz miejsce na ramieniu lub nodze do wykonania testu. Podłącz zasilacz i włącz urządzenie. Ustaw poziom na 1, mocno przyłoż powierzchnię kontaktu ze skórą do wybranego miejsca i naciśnij przycisk blysku, aby wyemitować światło. Przesuń urządzenie w inne miejsce testowe i zwiększ poziom energii, naciśnij przycisk blysku, aby wykonać kolejny test. Jeśli odczucie jest komfortowe, zwiększ ustawienie o jeden poziom i spróbuj w tym samym miejscu testowym. Nie stosuj więcej niż jednego blysku w tym samym miejscu. Dla jasniejszej skóry sprawdź wynik po 30 minutach, a dla ciemniejszej po 60 minutach – jeśli skóra nie zaczerwieniła się, oznacza to, że urządzenie jest odpowiednie dla Twojej skóry. Jeśli nie występują nieprawidłowości skórne, ale podczas sesji czujesz intensywne gorąco, to ostatni poziom energii jest najbardziej odpowiedni dla Twojej skóry. (Założ okulary przed testem, aby chronić oczy przed światłem.)

Użycie – kroki

1. Przed każdym użyciem oczyść powierzchnię kontaktu ze skórą oraz filtr miękką ściereczką.
2. Podłącz zasilacz i naciśnij włącznik na 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
3. Gdy urządzenie jest włączone, na wyświetlaczu LCD pojawi się „0”. Możesz skorzystać z automatycznej funkcji wykrywania odcienia skóry (sprawdź stronę 3, f2). Jeśli urządzenie wykryje, że Twój odcień skóry nadaje się do użycia, na LCD pojawi się zalecany poziom energii i możesz rozpocząć depilację na tym poziomie. Możesz również ręcznie regulować poziom energii, naciskając włącznik, aby zmniejszać poziom energii w sekwencji 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, jak pokazano na LCD. Zaleca się rozpoczęcie od pierwszego poziomu podczas pierwszego użycia urządzenia i stopniowe zwiększanie poziomu energii.
4. Załóż profesjonalne okulary, aby uniknąć uszkodzenia oczu.
5. Po ustawieniu poziomu energii przyłoż powierzchnię kontaktu ze skórą do skóry pod kątem 90°, aby zapewnić pełny kontakt ze skórą. Jeśli symbol wykrywania skóry na wyświetlaczu przestanie migać, naciśnij przycisk Flash, aby wyemitować światło. Jeśli powierzchnię kontaktu ze skórą nie przylega całkowicie do skóry, po naciśnięciu przycisku Flash nie nastąpi emisja światła.
6. Po naciśnięciu przycisku Flash urządzenie wyemituje pojedynczy blysk światła. Skórę otaczającą urządzenie będzie delikatnie, ciepłe mrowienie. Poczuć ciepło blysku. Przesuń urządzenie do kolejnego obszaru depilacji. Symbol wykrywania skóry na LCD przestaje migać, co oznacza pełny kontakt ze skórą – wtedy powtórz czynność.

Zalecany harmonogram użytkowania

1-4 tydzień: 3-4 razy w tygodniu
5-6 tydzień: 2-3 razy w tygodniu
7-8 tydzień: Dwa razy w tygodniu
8 tygodni i więcej: 1-2 razy w tygodniu
Uwaga: Częstotliwość stosowania zależy od indywidualnego tempa wzrostu włosów. U każdego będzie inna.

Więcej informacji > strona 3, f3



Specification

Technology: IPL

Dimensions: 171.0 x 74.8 x 41.9 mm

Weight: 306 g

Wavelength: (600 nm~1200 nm) ±15 nm

Fluence: 1.6 J/cm²~6 J/cm²

Exposure time/pulse duration: 8~12 ms

Interval between flashes only in automatic mode: 1.20~3.02 s

Selectable energy levels: ~9 levels

Exposure area: 5.5 cm²

Included: IPL ×1, user manual ×1, power adapter ×1

Storage and transport conditions

Temperature: -25 degrees ~ 70 degrees

Humidity: 10% to 90% RH

Pressure: 70~106 KPa

Operating conditions

Temperature: 0°C~30°C

Humidity: 10~75% RH

Operating pressure: 70~106 KPa.

Product description (page 2, f1)

1. Cooling surface contacting the skin
2. Flash window
3. Skin color sensor
4. LCD screen
5. Flash button
6. Power socket
7. Power switch/Energy level adjustment switch
8. Air outlet
9. Power adapter
10. Intensity level
11. Cooling symbol
12. Skin detection symbol
13. Automatic flash mode
14. Device lifespan

Contraindications

1. DO NOT use the device if you have very dark skin. Very dark skin may absorb too much light energy and damage (e.g., burn, tattoos, scars, etc.) the skin.
2. DO NOT use the device if your skin has recently been artificially or naturally tanned or is sunburned due to excessive sun exposure.
3. DO NOT use if you are sensitive to sunlight (photosensitivity) or are taking medications causing photosensitivity, e.g., certain antibiotics like tetracycline, NSAIDs like ibuprofen, or retinoids such as Accutane and/or topical retinoids like Retin A.
4. DO NOT use the device if you have a history of skin cancer or precancerous lesions (e.g., moles or a large number of freckles).
5. DO NOT use if you are pregnant, breastfeeding, or menstruating.
6. DO NOT use the device on persons under 18 years of age.

Warnings

1. Do not use the device on the following areas:

- Around the eyes and near the eyebrows,
- On nipples, areolas, labia minora, vagina, anus, and inside nostrils and ears.
- Men cannot use it on the scrotum.
- On and near any artificial elements such as silicone implants, pacemakers, subcutaneous injection ports (e.g., insulin pumps), or dermal fillers.
- On moles, freckles, large veins, darker pigmented areas, scars, and skin lesions without consulting a doctor. This may cause burns and skin discoloration, which can complicate the diagnosis of skin diseases.
- On nipples, tattoos, or permanent makeup; this may cause burns and skin discoloration.
- On areas where you use long-lasting deodorants. This may cause skin reactions.
- Never use this device on sunburned, recently tanned, or artificially tanned

skin. Note: The list is not exhaustive. If unsure whether you can use this device, consult a doctor.

2. Stop using the device immediately if you notice extensive skin redness.
3. Skin damage may occur after prolonged or repeated use of the device in one area.
4. If the power cord is damaged, it should be replaced by the MANUFACTURER, authorized service, or similarly qualified persons to avoid electric shock risk.
5. The device emits intense pulsed light flashes, which can be harmful to the eyes if directly exposed.
6. DO NOT look directly into the flash window when the device is connected to power and turned on.
7. DO NOT try to activate the device towards the eye.
8. It is recommended to wear protective glasses and look away from the device when activating the flash button.
9. The device is intended solely for hair reduction. Do not use it for any other purposes.
10. Using other controls, adjustments, or performing actions not specified in this manual may result in exposure to hazardous radiation.
11. Using an adapter that does not meet specifications is prohibited as it may damage the device.
12. Always check the device before use. Do not use the device or adapter if damaged.
13. Never insert any objects into the device.
14. Do not use the device if the flash window filter is damaged.
15. If the device is damaged, do not touch any internal parts or avoid electric shock.
16. Never use compressed air, rough sponges, abrasives, or aggressive liquids such as gasoline or acetone to clean the device.
17. No part of the device can be serviced or maintained while in use by the patient.
18. Do not disassemble, repair, or modify the product without qualified personnel present, as this may cause damage, malfunction, or injury.
19. Do not leave the device unattended when switched on to avoid fire or burns risk.
20. Unauthorized modifications are prohibited as they may lead to unacceptable risk.
21. Do not use if the device becomes uncomfortably hot to the touch.
22. Do not attempt to activate (flash) the device on any surface other than skin.
23. Do not block the device's air outlet.
24. The device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless properly instructed or supervised to avoid fire or burn risk.
25. Do not expose the device to strong shocks to avoid lamp damage.
26. The device is not to be used after use and in case of power failure to avoid device damage.
27. Do not use this device near bathtubs, showers, sinks, or other containers with water.
28. Do not position the device in a way that hinders the operation of the power plug, which is used to disconnect the device from the electrical network.
29. The included power adapter is part of the device; do not use another adapter for power.

Precautions

1. Before connecting the device, check that the voltage on the device matches the mains voltage to avoid electric shock risk or permanent device damage.
2. If the power outlet you use has poor connections, the device plug heats up. Make sure you connect the device to a properly installed outlet to avoid fire and burn risk.
3. If the power adapter is damaged, always replace it with the original type to avoid danger.
4. For hygienic reasons, the device should be used by only one person.
5. When not in use, the device should be stored in a dry place; do not place heavy objects on it.
6. The device and power adapter should be kept in a dry place. The device is not designed for washing.



Indications for use

The IPL hair removal device is an over-the-counter device intended for removing unwanted hair. The device is also indicated for permanent hair reduction, defined as a long-term, stable reduction in the number of regrowing hairs measured at 6, 9, and 12 months after the end of treatment.

Skin tone (page 3, f2)

This device is suitable only for persons with Fitzpatrick skin types I-IV. BEFORE USING THE DEVICE, select your skin tone based on the Fitzpatrick Phototype Scale developed by Harvard Medical School dermatologist Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, used to classify complexion and sunlight tolerance.

The scale has six skin tone levels. Please IDENTIFY your skin tone and check the diagram below to see if the product is suitable.

Function operation instructions

1. Press the power switch for 2 seconds and press again to change the level.
2. Press and hold the flash button for 2 seconds to switch between manual and automatic mode.
3. 990,000 flashes, levels 1-9 consume 1 flash.
4. The display screen first shows 990,000 flashes and decreases with use until zero.

Product functions

IPL hair removal uses intense pulsed light technology which emits multiple wavelengths absorbed by melanin in hair, causing heating. This destroys the hair follicle sufficiently to remove hair and prevent regrowth.

The cooling function of the hair removal device depends on a thermoelectric cooler (TEC). When the device performs hair removal, the TEC creates the Peltier effect. Current flows through a junction formed by two different conductors, electron energy levels jump. The electron must absorb heat, causing the cooling area contacting the skin to create a cold surface, thus lowering the skin temperature in hair removal areas.

Preparation for use

Before use, make sure your skin is in good condition, without injuries or wounds. Skin should be prepared by cleaning, using the included razor to remove all visible hair, and ensuring it is hair-free, completely dry, and not greasy.

Do not use depilatory creams, wax, etc., as chemicals may cause skin reactions. Clean the skin contact surface and filter with a soft cloth. Check if your skin is suitable for this product. (page 3, f2)

Automatic skin tone detection

When powered on, "0" appears on the LCD display; at this moment, place the skin contact surface on the area you want to depilate. If the color symbol on the display stops flashing and "1" or "2" or "3" or "4" or "5" appears, the device is suitable for your skin tone; the number on the LCD is the recommended energy level for your skin tone: level 1 for type V, level 2 for type IV, level 3 for type III, level 4 for type II, level 5 for type I. If the color symbol stops flashing but "0" remains, skin tone detection failed and the device cannot operate. Check the skin tone card above to confirm whether your skin tone is suitable for depilation.

Skin irradiation test

Before first use, WE RECOMMEND testing skin for reactions. Choose a spot on the arm or leg for the test. Connect the power adapter and turn on the device. Set the level to 1, firmly place the skin contact surface on the selected spot and press the flash button to emit light. Move the device to another test spot and increase energy level, press the flash button to perform another test. If the sensation is comfortable, increase the setting by one level and try another test spot. Do not use more than one flash on the same spot. For lighter skin, check results after 30 minutes; for darker skin, after 60 minutes – if no redness occurs, the device is suitable for your

skin. If no skin abnormalities occur but you feel intense heat during the session, the last energy level is most suitable for your skin. (Wear glasses before the test to protect eyes from light.)

Use – steps

1. Before each use, clean the skin contact surface and filter with a soft cloth.
2. Connect the power adapter and press the power button for 2 seconds to turn on the device.
3. When the device is on, "0" appears on the LCD display. You can use the automatic skin tone detection function (see page 3, f2). If the device detects your skin tone is suitable, the recommended energy level appears on the LCD and you can start depilation at this level. You can also manually adjust energy level by pressing the power button to cycle through levels 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, as shown on the LCD. It is recommended to start at level one during the first use and gradually increase energy level.
4. Wear professional glasses to avoid eye damage.
5. After setting energy level, place the skin contact surface at a 90° angle to the skin to ensure full contact. If the skin detection symbol on the display stops flashing, press the Flash button to emit light. If the skin contact surface does not fully adhere to the skin, pressing the Flash button will not emit light.
6. After pressing the Flash button, the device emits a single light flash accompanied by a gentle warm tingling. You will feel the heat of the flash. Move the device to the next depilation area. The skin detection symbol on the LCD stops flashing, indicating full skin contact – then repeat the action.

Recommended usage schedule

Weeks 1-4: 3-4 times per week

Weeks 5-6: 2-3 times per week

Weeks 7-8: twice a week
8 weeks and more: 1-2 times per week

Note: The frequency depends on individual hair growth rate. It varies for everyone.

More information > page 3, f3

Spezifikation

Technologie: IPL

Abmessungen: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Gewicht: 306 g

Wellenlänge: (600 nm–1200 nm) ±15 nm

Fluenz: 1,6 J/cm²–~6 J/cm²

Belichtungszeit/Pulsdauer: 8–12 ms

Pause zwischen Blitzen nur im Automatikmodus: 1,20–3,02 s

Wählbare Energiestufen: 1-9 Stufen

Belichtungsfläche: 3,5 cm²

Im Lieferumfang enthalten: IPL ×1, Bedienungsanleitung ×1, Netzadapter ×1

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur: -25 Grad ~ 70 Grad

Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% rH

Druck: 70–106 KPa

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0°C–30°C

Luftfeuchtigkeit: 10–75% rH

Betriebsdruck: 70–106 KPa.

Produktbeschreibung (Seite 2, f1)

1. Kühllinle, die die Haut berührt

2. Blitzfenster

3. Hautfarbsensor

4. LCD-Bildschirm

5. Blitzknopf

6. Stromanschluss

7. Netzschalter/Energiestufenregler

8. Luftauslass

9. Netzadapter

10. Intensitätsstufe

11. Kühlsymbol

12. Hauterkennungssymbol

13. Automatischer Blitzmodus

14. Lebensdauer des Geräts

Gegenanzeigen

1. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie sehr dunkle Haut haben, Sehr dunkle Haut kann zu viel Lichtenergie absorbieren und die Haut (z.B. Verbrennungen, Tätowierungen, Narben usw.) schädigen.

2. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Ihre Haut kürzlich künstlich oder natürlich gebräunt wurde oder durch übermäßige Sonneneexposition verbrannt ist.

3. Verwenden Sie es NICHT, wenn Sie lichtempfindlich sind

(Photosensitivität) oder Medikamente einnehmen, die Photosensitivität verursachen, z.B. bestimmte Antibiotika wie Tetracyclin, NSAIDs, wie Ibuprofen oder Retinoide wie Accutane und/oder topische Retinoide wie Retin A.

4. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie eine Geschichte von Hautkrebs oder präkanzerösen Veränderungen (z.B. Muttermale oder viele Leberflecken) haben.

5. Verwenden Sie es NICHT, wenn Sie schwanger sind, stillen oder Ihre Periode haben.

6. Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Personen unter 18 Jahren.

Warnungen

1. Verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Stellen:

- Um die Augen und in der Nähe der Augenbrauen.

- An den Brustwarzen, Areolen, kleinen Schamlippen, Vagina, After sowie im Bereich der Nasenlöcher und Ohren.

- Männer dürfen es nicht am Hodensack verwenden.

- An und in der Nähe von künstlichen Elementen wie Silikonimplantaten, Herzschrittmachern, subkutanen Injektionsports (z.B. Insulinpumpen) oder Ohrringen.

- An Muttermalen, Sommersprossen, großen Venen, dunkleren pigmentierten Bereichen, Narben und Hautveränderungen ohne ärztlichen Rat. Dies kann zu Verbrennungen und Hautverfärbungen führen, was die Diagnose von Hautkrankheiten erschweren kann.

- An Brustwarzen, Tätowierungen oder permanentem Make-up; dies kann zu Verbrennungen und Hautverfärbungen führen.

- An Bereichen, in denen Sie langanhaltende Deodorants verwenden.

Dies kann Hautreaktionen verursachen.

- Verwenden Sie dieses Gerät niemals auf sonnenverbrannter, kürzlich gebräunter oder künstlich gebräunter Haut. Hinweis: Die Liste ist nicht abschließend. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie das Gerät verwenden können, konsultieren Sie einen Arzt.

2. Brechen Sie die Verwendung sofort ab, wenn Sie großflächige Hautirritationen bemerken.

3. Hautschäden können nach längerem oder wiederholtem Gebrauch an einer Stelle auftreten.

4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es vom HERSTELLER, autorisierten Service oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Stromschlagrisiken zu vermeiden.

5. Das Gerät gibt intensive Lichtblitze ab, die bei direkter Exposition schädlich für die Augen sein können.

6. Schauen Sie NICHT direkt in das Blitzfenster, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist.

7. Versuchen Sie NICHT, das Gerät in Richtung Auge zu aktivieren.

8. Es wird empfohlen, Schutzbrillen zu tragen und den Blick vom Gerät abzuwenden, wenn der Blitzknopf aktiviert wird.

9. Das Gerät dient ausschließlich zur Haareduzierung. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

10. Die Verwendung anderer Bedienelemente, Einstellungen oder nicht in dieser Anleitung angegebener Aktionen kann zu gefährlicher Strahlenexposition führen.

11. Die Verwendung von nicht spezifikationsgerechten Adaptern ist verboten, da dies das Gerät beschädigen kann.

12. Überprüfen Sie das Gerät immer vor Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät oder den Adapter nicht, wenn Sie beschädigt sind.

13. Stecken Sie niemals Gegenstände in das Gerät.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter des Blitzfensters beschädigt ist.

15. Berühren Sie bei beschädigtem Gerät keine inneren Teile, um Stromschläge zu vermeiden.

16. Verwenden Sie niemals Druckluft, raue Schwämme, Schleifmittel oder aggressive Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton zur Reinigung des Geräts.

17. Kein Teil des Geräts darf während der Benutzung durch den Patienten gerastet oder repariert werden.

18. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht ohne qualifiziertes Personal, da dies Schäden, Fehlfunktionen oder Verletzungen verursachen kann.

19. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet, um Feuer- oder Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

20. Unautorisierte Modifikationen sind verboten, da sie unakzeptable Risiken verursachen können.

21. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sich unangenehm heiß anfühlt.

22. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf anderen Oberflächen als der Haut zu aktivieren (blitzen).

23. Verstopfen Sie nicht den Luftauslass des Geräts.

24. Das Gerät ist nicht für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen geeignet.

25. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der Einsatz von Feuer, Brand- oder Verbrennungsrisiken zu vermeiden.

26. Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, um Lampenschäden zu vermeiden.

27. Ziehen Sie das Gerät nach Gebrauch und bei Stromausfall immer vom Netz, um Geräteschäden zu vermeiden.

28. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern.

29. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass der Einsatz von Feuer, Brand- oder Verbrennungsrisiken zu vermeiden.

30. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie es aufladen.

31. Der mitgelieferte Netzadapter ist Teil des Geräts; verwenden Sie keinen anderen Adapter zur Stromversorgung.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Geräts, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt, um Stromschlagrisiken oder dauerhafte Geräteschäden zu vermeiden.

2. Wenn die Steckdose, die Sie verwenden, schlechte Verbindungen hat, wird der Gerätestecker heiß. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose anschließen, um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden.
3. Wenn der Netzadapter beschädigt ist, ersetzen Sie ihn immer durch den Originaltyp, um Gefahren zu vermeiden.
4. Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person verwendet werden.
5. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es an einem trockenen Ort aufbewahrt werden, wenn Sie keine schweren Gegenstände darauf.
6. Gerät und Netzadapter müssen an einem trockenen Ort aufbewahrt werden. Das Gerät ist nicht zum Waschen geeignet.

Anwendungsgebiete

Das IPL-Haarentfernungsgerät ist ein rezeptfreies Gerät zur Entfernung unerwünschter Haare. Das Gerät ist auch zur dauerhaften Haarreduzierung angezeigt, definiert als langfristige, stabile Verringerung der Anzahl schneidender Haare, gemessen nach 6, 9 und 12 Monaten nach Beendigung der Behandlung.

Hauttyp (Seite 3, f2)

Das Gerät ist nur für Personen mit Fitzpatrick-Hauttypen I-V geeignet. WÄHREND DER GERÄTEVERWENDUNG wählen Sie Ihren Hauttyp basierend auf der Fitzpatrick-Phototypen-Skala, entwickelt vom Dermatologen der Harvard Medical School Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, die zur Klassifizierung von Teint und Lichttoleranz dient.

Die Skala hat sechs Hauttönebenen. Bitte IDENTIFIZIEREN Sie Ihren Hautton und überprüfen Sie das folgende Diagramm, um zu sehen, ob das Produkt geeignet ist.

Bedienungsanleitung der Funktionen

1. Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden gedrückt und drücken Sie erneut, um die Stufe zu ändern.
2. Halten Sie die Blitztaste 2 Sekunden gedrückt, um zwischen manuell und automatischem Modus umzuschalten.
3. 990.000 Blitze, Stufen 1-9 verbrauchen 1 Blitz.
4. Das Display zeigt zuerst 990.000 Blitze an und verringert sich mit der Nutzung bis auf null.

Produktfunktionen

IPL zur Haarentfernung verwendet intensives gepulstes Licht, das mehrere Wellenlängen aussendet, die von Melanin im Haar absorbiert werden und so das Haar erwärmen. Dies zerstört den Haarfollikel ausreichend, um Haare zu entfernen und ein Nachwachsen zu verhindern.

Die Kühlfunktion des Haarentfernungsgeräts basiert auf einem thermoelektrischen Kühler (TEC). Wenn das Gerät Haare entfernt, erzeugt der TEC den Peltier-Effekt. Strom fließt durch eine Verbindung zweier verschiedener Leiter, die Elektronenenergien springen. Das Elektron muss Wärme aufnehmen, wodurch die Hautkontaktfläche eine kalte Oberfläche bildet und somit die Hauttemperatur in den Haarentfernungsbereichen senkt.

Vorbereitung zur Verwendung

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass Ihre Haut in gutem Zustand ist, ohne Verletzungen oder Wunden. Die Haut sollte vorbereitet werden, indem sie gereinigt wird, der mittelgroße Rasierer zum Entfernen aller sichtbaren Haare verwendet wird und sichergestellt wird, dass sie haarfrei, völlig trocken und nicht fettig ist.

Verwenden Sie keine Enthaarungscremes, Wachs usw., da Chemikalien Hautreaktionen verursachen können. Reinigen Sie die Hautkontaktfläche und den Filter mit einem weichen Tuch. Prüfen Sie, ob Ihre Haut für dieses Produkt geeignet ist. (Seite 3, f2)

Automatische Hautfarbenerkennung

Beim Einschalten erscheint „0“ auf dem LCD-Display; legen Sie in diesem Moment die Hautkontaktfläche auf den Bereich, den Sie enthaaren möchten. Wenn das Farbsymbol auf dem Display nicht mehr blinkt und „1“ oder „2“ oder „3“ oder „4“ oder „5“ erscheint, ist das Gerät für Ihren Hautton

geeignet; die auf dem LCD angezeigte Zahl ist die empfohlene Energiestufe für Ihren Hautton: Stufe 1 für Typ V, Stufe 2 für Typ IV, Stufe 3 für Typ III, Stufe 4 für Typ II, Stufe 5 für Typ I. Wenn das Farbsymbol nicht mehr blinkt, aber „0“ angezeigt bleibt, schlug die Hautfarbenerkennung fehl und das Gerät kann nicht arbeiten. Überprüfen Sie die obige Hautfarbkarte, um zu bestätigen, ob Ihr Hautton für die Haarentfernung geeignet ist.

Hautbestrahlungstest

Vor der ersten Verwendung EMPFEHLEN WIR, die Haut auf Reaktionen zu testen. Wählen Sie eine Stelle am Arm oder Bein für den Test. Schließen Sie den Netzadapter an und schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die Stufe auf 1, drücken Sie die Hautkontaktfläche fest auf die ausgewählte Stelle und drücken Sie die Blitztaste, um Licht auszusenden. Bewegen Sie das Gerät an eine andere Teststelle und erhöhen Sie die Energiestufe, drücken Sie die Blitztaste für einen weiteren Test. Wenn das Gefühl angenehm ist, erhöhen Sie die Einstellung um eine Stufe und versuchen Sie es an einer anderen Teststelle. Verwenden Sie an derselben Stelle nicht mehr als einen Blitz. Überprüfen Sie das Ergebnis nach 30 Minuten bei heller Haut, nach 60 Minuten bei dunkler Haut – wenn keine Rötung auftritt, ist das Gerät für Ihre Haut geeignet. Wenn keine Hautanomalien auftreten, Sie aber während der Sitzung intensives Wärmegefühl spüren, ist die letzte Energiestufe am besten für Ihre Haut geeignet. (Tragen Sie vor dem Test eine Brille, um die Augen vor Licht zu schützen.)

Anwendung – Schritte

1. Reinigen Sie vor jeder Anwendung die Hautkontaktfläche und den Filter mit einem weichen Tuch.
2. Schließen Sie den Netzadapter an und drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, erscheint „0“ auf dem LCD. Sie können die automatische Hautfarbenerkennung verwenden (siehe Seite 3, f2). Wenn das Gerät erkennt, dass Ihr Hautton geeignet ist, erscheint die empfohlene Energiestufe auf dem LCD und Sie können die Haarentfernung auf dieser Stufe starten. Sie können die Energiestufe auch manuell einstellen, indem Sie den Netzschalter drücken, um die Energiestufen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1 zu durchlaufen, wie auf dem LCD angezeigt. Es wird empfohlen, beim ersten Gebrauch mit der Stufe 1 zu beginnen und die Energiestufe schrittweise zu erhöhen.
4. Tragen Sie professionelle Schutzbrillen, um Augenschäden zu vermeiden.
5. Nach Einstellen der Energiestufe legen Sie die Hautkontaktfläche im 90°-Winkel auf die Haut, um vollen Hautkontakt sicherzustellen. Wenn das Hauterkennungssymbol auf dem Display nicht mehr blinkt, drücken Sie die Blitztaste, um Licht auszusenden. Wenn die Hautkontaktfläche nicht vollständig auf der Haut anliegt, wird beim Drücken der Blitztaste kein Licht ausgesendet.
6. Nach dem Drücken der Blitztaste sendet das Gerät einen einzelnen Lichtblitz aus, begleitet von einem sanften warmen Kribbeln. Sie spüren die Wärme des Blitzes. Bewegen Sie das Gerät zum nächsten Haarentfernungsbereich. Das Hauterkennungssymbol auf dem LCD hört auf zu blinken, was vollen Hautkontakt anzeigt – dann wiederholen Sie die Aktion.

Empfohlener Nutzungsplan

Wochen 1-4: 3-4 Mal pro Woche
Wochen 5-6: 2-3 Mal pro Woche
Wochen 7-8: Zweimal pro Woche
Ab 8 Wochen: 1-2 Mal pro Woche
Hinweis: Die Häufigkeit hängt vom individuellen Haarwuchs ab und variiert bei jedem.

Mehr Informationen > Seite 3, f3

Spécifications

Technologie : IPL

Dimensions : 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Poids : 306 g

Longueur d'onde : (600 nm-1200 nm) ±15 nm

Fluence : 1,6 J/cm² ~ 6 J/cm²

Temps d'exposition/durée de l'impulsion : 8-12 ms

Intervalle entre les éclairs uniquement en mode automatique : 1,20-3,02 s

Niveaux d'énergie sélectionnables : 1-9 niveaux

Zone d'application : 3,6 cm²

Inclus : IPL x1, manuel d'utilisation x1, adaptateur secteur x1

Conditions de stockage et de transport

Température : -25 degrés ~ 70 degrés

Humidité : 10% à 90% HR

Pression : 70-106 KPa

Conditions de fonctionnement

Température : 0°C-30°C

Humidité : 10-75% HR

Pression de fonctionnement : 70-106 KPa.

Description du produit (page 2, f1)

1. Surface de refroidissement en contact avec la peau
2. Fenêtre de flash
3. Capteur de couleur de peau
4. Écran LCD
5. Bouton de flash
6. Prise d'alimentation
7. Interrupteur d'alimentation/interrupteur de réglage du niveau d'énergie
8. Sortie d'air
9. Adaptateur secteur
10. Niveau d'intensité
11. Symbole de refroidissement
12. Symbole de détection de la peau
13. Mode de flash automatique
14. Durée de vie de l'appareil

Contre-indications

1. NE PAS utiliser l'appareil si vous avez la peau très foncée. La peau très foncée peut absorber trop d'énergie lumineuse et endommager (par exemple brûlures, tatouages, cicatrices, etc.) la peau.
2. NE PAS utiliser l'appareil si votre peau a récemment été bronzée artificiellement ou naturellement ou est brûlée par une exposition excessive au soleil.
3. NE PAS utiliser si vous êtes sensible à la lumière du soleil.
4. Si vous prenez des médicaments provoquant une photosensibilité, par exemple certains antibiotiques comme la tétracycline, des AINS comme l'ibuprofène ou des rétinoïdes comme Accutane et/ou des rétinoïdes topiques comme Retin A.
4. NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou de lésions précancéreuses (par exemple des grains de beauté ou un grand nombre de taches de rousseur).
5. NE PAS utiliser si vous êtes enceinte, allaitez ou avez vos règles.
6. NE PAS utiliser l'appareil chez les personnes de moins de 18 ans.

Avertissements

1. Ne pas utiliser l'appareil sur les zones suivantes :
 - Autour des yeux et près des sourcils.
 - Sur les mamelons, aréoles, petites lèvres, vagin, anus et à l'intérieur des narines et des oreilles.
2. Les hommes ne peuvent pas l'utiliser sur le scrotum.
3. Sur et près de tout élément artificiel tel que implants en silicone, stimulateurs cardiaques, ports d'injection sous-cutanés (par exemple pompes à insuline) ou bouches d'oreilles.
4. Sur les grains de beauté, taches de rousseur, grosses veines, zones pigmentées plus foncées, cicatrices et lésions cutanées sans consulter un médecin. Cela peut entraîner des brûlures et des changements de couleur de la peau, ce qui peut compliquer le diagnostic des maladies de la peau.
5. Sur les mamelons, tatouages ou maquillage permanent ; cela peut

entraîner des brûlures et des changements de couleur de la peau.

- Sur les zones où vous utilisez des déodorants longue durée. Cela peut provoquer des réactions cutanées.
- Ne jamais utiliser cet appareil sur une peau brûlée par le soleil, récemment bronzée ou bronzée artificiellement. Remarque : la liste n'est pas exhaustive. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir utiliser cet appareil, consultez un médecin.
2. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une rougeur étendue de la peau.
3. Les lésions cutanées peuvent survenir après une utilisation prolongée ou répétée de l'appareil au même endroit.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le FABRICANT, un service autorisé ou des personnes de compétence similaire pour éviter tout risque d'électrocution.
5. L'appareil émet des éclairs de lumière pulsée intense qui peuvent être nocifs pour les yeux en cas d'exposition directe.
6. NE PAS regarder directement la fenêtre de flash lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation et allumé.
7. NE PAS essayer d'activer l'appareil en direction de l'œil.
8. Il est recommandé de porter des lunettes de protection et de détourner le regard de l'appareil lors de l'activation du bouton de flash.
9. L'appareil est destiné uniquement à la réduction des poils. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.
10. L'utilisation d'autres commandes, réglages ou l'exécution d'actions non spécifiées dans ce manuel peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.
11. Il est interdit d'utiliser un adaptateur ne répondant pas aux spécifications, ce qui peut endommager l'appareil.
12. Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. N'utilisez pas l'appareil ou l'adaptateur s'ils sont endommagés.
13. N'insérez jamais d'objets dans l'appareil.
14. N'utilisez pas l'appareil si le filtre de la fenêtre de flash est endommagé.
15. Si l'appareil est endommagé, ne touchez aucune pièce interne pour éviter tout risque d'électrocution.
16. N'utilisez jamais d'air comprimé, d'éponges rugueuses, d'abrasifs ou de liquides agressifs tels que l'essence ou l'acétone pour nettoyer l'appareil.
17. Aucune partie de l'appareil ne peut être entretenue ou réparée pendant son utilisation par le patient.
18. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit sans la présence de personnel qualifié, car cela pourrait provoquer des dommages, des pannes ou des blessures.
19. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé pour éviter les risques d'incendie ou de brûlure.
20. Toute modification non autorisée est interdite car elle peut entraîner des risques inacceptables.
21. Ne pas utiliser si l'appareil devient désagréablement chaud au toucher.
22. Ne tentez pas d'activer (flasher) l'appareil sur une surface autre que la peau.
23. Ne bloquez pas la sortie d'air de l'appareil.
24. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes sans expérience et connaissances, sauf si elles ont été correctement instruites ou supervisées afin d'éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.
25. Ne soumettez pas l'appareil à de fortes secousses afin d'éviter d'endommager la lampe.
26. Débranchez toujours l'appareil avant utilisation et en cas de panne de courant pour éviter d'endommager l'appareil.
27. N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
28. Ne placez pas l'appareil de manière à gêner la manipulation de la fiche d'alimentation, qui sert à déconnecter l'appareil du réseau électrique.
29. L'adaptateur secteur fourni fait partie de l'appareil, n'utilisez pas un autre adaptateur pour l'alimenter.

Mesures de précaution

1. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau pour éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement permanent de l'appareil.
2. Si la prise électrique que vous utilisez présente de mauvaises connexions,



la fiche de l'appareil chauffe. Assurez-vous de brancher l'appareil sur une prise correctement installée pour éviter tout risque d'incendie et de brûlure.

3. Si l'adaptateur secteur est endommagé, remplacez-le toujours par le type d'origine pour éviter tout danger.

4. Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.

5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être stocké dans un endroit sec; ne posez pas d'objets lourds dessus.

6. L'appareil et l'adaptateur secteur doivent être conservés dans un endroit sec. L'appareil n'est pas conçu pour être lavé.

Indications d'utilisation

L'appareil d'épilation IPL est un dispositif en vente libre destiné à éliminer les poils indésirables. L'appareil est également indiqué pour la réduction permanente des poils, définie comme une réduction stable à long terme du nombre de poils repoussant, mesurée à 6, 9 et 12 mois après la fin du traitement.

Teint de peau (page 3, f2)

L'appareil est adapté uniquement aux personnes ayant des types de peau Fitzpatrick I-V, AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, choisissez votre teint de peau selon l'échelle des phototypes Fitzpatrick, développée par le dermatologue de la Harvard Medical School, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, utilisée pour classer le teint et la tolérance au soleil.

L'échelle comporte six niveaux de teint de peau. Veuillez IDENTIFIER votre teint de peau et vérifier le diagramme ci-dessous pour voir si le produit est adapté.

Instructions d'utilisation des fonctions

1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant 2 secondes et appuyez 5 secondes sur le bouton "0" pour régler le niveau.
2. Maintenez le bouton de flash enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode manuel et automatique.
3. 990 000 édaïrs, les niveaux 1-9 consomment 1 édaïr.
4. L'écran affiche d'abord 990 000 édaïrs et diminue avec l'utilisation jusqu'à zéro.

Fonctions du produit

L'épilation IPL utilise une lumière pulsée intense qui émet plusieurs longueurs d'onde, absorbées par la mélanine dans les poils, provoquant leur chauffage. Cela détruit suffisamment le follicule pileux pour éliminer les poils et empêcher leur repousse.

La fonction de refroidissement de l'appareil d'épilation dépend d'un refroidisseur thermoelectrique (TEC). Lorsque l'appareil effectue l'épilation, le TEC refroidit le flash. Le courant traverse une jonction formée par deux conducteurs différents, les niveaux d'énergie des électrons sautent. L'électron doit absorber de la chaleur, ce qui provoque que la surface de refroidissement en contact avec la peau crée une surface froide et abaisse ainsi la température de la peau de l'utilisateur dans les zones d'épilation.

Préparation à l'utilisation

Avant l'utilisation, assurez-vous que votre peau est en bon état, sans blessures ni plaies. La peau doit être préparée en la nettoyant, en utilisant le rasoir fourni avec l'appareil pour enlever tous les poils visibles et en s'assurant qu'elle est sans poils, complètement sèche et non grasse.

N'utilisez pas de crèmes dépilatoires, de cire, etc., car les produits chimiques peuvent provoquer des réactions cutanées. Nettoyez la surface de contact avec la peau et le filtre avec un chiffon doux. Vérifiez si votre peau convient à ce produit. (page 3, f2)

Détection automatique du teint de peau

Lors de la mise sous tension, "0" apparaît sur l'écran LCD ; à ce moment, appliquez la surface de contact sur la zone que vous souhaitez épiler. Si le symbole de couleur sur l'écran cesse de clignoter et que le nombre "1" ou "2" ou "3" ou "4" ou "5" apparaît, cela signifie que l'appareil convient à votre teint de peau ; le nombre affiché sur l'écran LCD est le niveau d'énergie recommandé pour votre teint de peau : niveau 1 pour le type V, niveau 2

pour le type IV, niveau 3 pour le type III, niveau 4 pour le type II, niveau 5 pour le type I. Si le symbole de couleur cesse de clignoter mais que le nombre "0" s'affiche toujours, cela signifie que la détection du teint de peau a échoué et que l'appareil ne peut pas fonctionner. Vérifiez la carte des teints de peau ci-dessus pour confirmer si votre teint est adapté à l'appareil.



Test d'irradiation cutanée

Avant la première utilisation, NOUS RECOMMANDONS de tester la peau pour détecter toute réaction. Choisissez un endroit sur le bras ou la jambe pour effectuer le test. Branchez l'adaptateur secteur et allumez l'appareil. Réglez le niveau sur 1, appliquez fermement la surface de contact avec la peau sur l'endroit choisi et appuyez sur le bouton de flash pour émettre la lumière. Déplacez l'appareil à un autre endroit test et augmentez le niveau d'énergie, appuyez sur le bouton de flash pour effectuer un autre test. Si la sensation est confortable, augmentez le réglage d'un niveau et essayez un autre endroit test. Ne faites pas plus d'un seul endroit. Pour les peaux claires, vérifiez le résultat après 30 minutes, pour les peaux foncées après 60 minutes – si la peau ne rougit pas, cela signifie que l'appareil convient à votre peau. En l'absence d'anomalies cutanées, mais si vous ressentez une chaleur intense pendant la séance, le dernier niveau d'énergie est le plus adapté à votre peau. (Portez des lunettes avant le test pour protéger vos yeux de la lumière.)

Utilisation – étapes

1. Avant chaque utilisation, nettoyez la surface de contact avec la peau et le filtre avec un chiffon doux.
2. Branchez l'adaptateur secteur et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil.
3. Lorsque l'appareil est allumé, "0" apparaît sur l'écran LCD. Vous pouvez utiliser la fonction automatique de détection du teint de peau (voir page 3, f2). Si l'appareil détecte que votre teint de peau est adapté, le niveau d'énergie recommandé s'affiche sur le LCD et vous pouvez commencer l'épilation à ce niveau. Vous pouvez également régler manuellement le niveau d'énergie en appuyant sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les niveaux 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1, comme affiché sur le LCD. Il est recommandé de commencer au niveau 1 lors de la première utilisation et d'augmenter progressivement le niveau d'énergie.
4. Portez des lunettes professionnelles pour éviter tout dommage oculaire.
5. Après avoir réglé le niveau d'énergie, placez la surface de contact avec la peau à un angle de 90° pour assurer un contact complet avec la peau. Si le symbole de détection de la peau sur l'écran cesse de clignoter, appuyez sur le bouton Flash pour émettre la lumière. Si la surface de contact avec la peau n'adhère pas complètement, aucune lumière ne sera émise lors de l'appui sur le bouton Flash.
6. Après avoir appuyé sur le bouton Flash, l'appareil émet un seul éclair de lumière accompagné d'un léger picotement chaud. Vous ressentirez la chaleur de l'éclair. Déplacez l'appareil vers la zone suivante à épiler. Le symbole de détection de la peau sur le LCD cesse de clignoter, indiquant un contact complet avec la peau – puis répétez l'action.

Programme d'utilisation recommandé

Semaines 1-4 : 3-4 fois par semaine
Semaines 5-6 : 2 fois par semaine
Semaines 7-8 : Deux fois par semaine
8 semaines et plus : 1-2 fois par semaine

Remarque : La fréquence dépend du rythme de croissance des poils de chaque individu. Chacun est différent.

Plus d'informations > page 3, f3

Especificación

Tecnología: IPL

Dimensiones: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Peso: 306 g

Longitud de onda: (600 nm-1200 nm) ±15 nm

Fluencia: 1,6 J/cm² ~6 J/cm²

Tiempo de exposición/duración del pulso: 8-12 ms

Intervalo entre destellos solo en modo automático: 1,20-3,02 s

Niveles de energía seleccionables: 1-9 niveles

Área de exposición: 3,5 cm²

Incluye: IPL ×1, manual de usuario ×1, adaptador de corriente ×1

Condiciones de almacenamiento y transporte

Temperatura: -25 grados ~ 70 grados

Humedad: 10% a 90% rH

Presión: 70-106 kPa

Condiciones de operación

Temperatura: 0°C-30°C

Humedad: 10-75% rH

Presión de operación: 70-106 kPa.

Descripción del producto (página 2, f1)

1. Superficie de enfriamiento en contacto con la piel

2. Ventana de destello

3. Sensor de color de piel

4. Pantalla LCD

5. Botón de destello

6. Entrada de alimentación

7. Interruptor de encendido/Interruptor de ajuste de nivel de energía

8. Salida de aire

9. Adaptador de corriente

10. Nivel de intensidad

11. Símbolo de enfriamiento

12. Símbolo de detección de piel

13. Modo de destello automático

14. Vida útil del dispositivo

Contraindicaciones

1. NO use el dispositivo si tiene piel muy oscura. La piel muy oscura puede absorber demasiada energía luminosa y dañar (por ejemplo, quemar, tatuajes, cicatrices, etc.) la piel.

2. NO use el dispositivo si su piel ha estado recientemente bronceada artificial o naturalmente o está quemada por exposición excesiva al sol.

3. NO use si es sensible a la luz solar (fotosensibilidad) o está tomando medicamentos que causan fotosensibilidad, por ejemplo, algunos antibióticos como tetraciclina, AINES como ibuprofeno o retinoides como Accutane y/o retinoides tópicos como Retin A.

4. NO use el dispositivo si tiene antecedentes de cáncer de piel o lesiones precancerosas (por ejemplo, lunares o muchas pecas).

5. NO use si está embarazada, amamantando o menstruando.

6. NO use el dispositivo en personas menores de 18 años.

Advertencias

1. NO use el dispositivo en las siguientes áreas:

-Alrededor de los ojos y cerca de las cejas.

-En pezones, areolas, labios menores, vagina, ano y dentro de las fosas nasales y oídos.

-Los hombres no pueden usarlo en el escroto.

-En o cerca de cualquier elemento artificial como implantes de silicona, marcapasos, puertos de inyección subcutáneos (por ejemplo, dispensadores de insulina) o pendientes.

-En lunares, pecas, venas grandes, áreas de pigmentación más oscura, cicatrices y lesiones cutáneas sin consultar a un médico. Esto puede causar quemaduras y cambios en el color de la piel, dificultando el diagnóstico de enfermedades cutáneas.

-En verrugas, tatuajes o maquillaje permanente; puede causar quemaduras y cambios en el color de la piel.

-En áreas donde usa desodorantes de larga duración. Puede causar reacciones cutáneas.

-Nunca use este dispositivo en piel quemada por el sol, recientemente bronceada o bronceada artificialmente. Nota: La lista no es exhaustiva. Si no está seguro de poder usar este dispositivo, consulte a un médico.

2. Detenga inmediatamente el uso si nota un enrojecimiento extenso de la piel.

3. El daño en la piel puede ocurrir tras uso prolongado o repetido en una misma área.

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el FABRICANTE, servicio autorizado del FABRICANTE o personal cualificado para evitar riesgo de descarga eléctrica.

5. El dispositivo emite destellos de luz pulsada intensa que pueden ser dañinos para los ojos si se exponen directamente.

6. NO mire directamente a la ventana de destello cuando el dispositivo esté conectado y encendido.

7. NO intente activar el dispositivo hacia el ojo.

8. Se recomienda usar gafas protectoras y apartar la vista del dispositivo durante la activación del botón de destello.

9. El dispositivo es solo para reducción del vello. No lo use para otros fines.

10. El uso de controles, ajustes o procedimientos no especificados puede causar exposición a radiación peligrosa.

11. Está prohibido usar un adaptador que no cumpla con las especificaciones, ya que puede dañar el dispositivo.

12. Siempre revise el dispositivo antes de usarlo. No use el dispositivo ni el adaptador si están dañados.

13. Nunca introduzca objetos en el dispositivo.

14. No use el dispositivo si el filtro de la ventana de destello está dañado.

15. Si el dispositivo está dañado, no toque partes internas para evitar descarga eléctrica.

16. Nunca use aire comprimido, esponjas ásperas, abrasivos o líquidos agresivos como gasolina o acetona para limpiar el dispositivo.

17. Ninguna parte del dispositivo puede ser reparada o mantenida durante su uso.

18. No desmonte, repare ni modifique el producto sin personal cualificado, ya que puede causar daños, fallos o lesiones.

19. No deje el dispositivo sin supervisión cuando esté encendido para evitar riesgo de incendio o quemaduras.

20. Modificaciones no autorizadas están prohibidas ya que pueden causar riesgos inaceptables.

21. No use si el dispositivo se calienta incómodamente al tacto.

22. No intente activar (destellar) el dispositivo sobre ninguna superficie que no sea piel.

23. No bloquee la salida de aire del dispositivo.

24. El dispositivo no está destinado para personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, ni para personas sin experiencia o conocimiento, a menos que estén supervisadas o instruidas para evitar riesgos de incendio o quemaduras.

25. No exponga el dispositivo a fuertes impactos para evitar dañar la lámpara.

26. Siempre desconecte el dispositivo después de usarlo y en caso de fallo de energía para evitar daños.

27. No use este dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes con agua.

28. No coloque el dispositivo de manera que dificulte desconectar el enchufe de la fuente de alimentación.

29. El adaptador incluido es parte del dispositivo; no use otro adaptador para alimentarlo.

Precauciones

1. Antes de conectar el dispositivo, verifique que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con el voltaje de la red para evitar riesgos de descarga



eléctrica o daños permanentes.

2. Si la toma de corriente que usa tiene conexiones deficientes, el enchufe del dispositivo se calentará. Asegúrese de conectar el dispositivo a una toma de corriente correctamente instalada para evitar riesgos de incendio y quemaduras.
3. Si el adaptador está dañado, siempre reemplácelo por el tipo original para evitar peligro.
4. Por razones higiénicas, el dispositivo debe ser usado solo por una persona.
5. Cuando no se use, el dispositivo debe guardarse en un lugar seco y no coloque objetos pesados sobre él.
6. El dispositivo y el adaptador deben mantenerse en un lugar seco. El dispositivo no está diseñado para ser lavado.

Indicaciones de uso

El dispositivo IPL para eliminación de vello es un dispositivo de venta libre para eliminar vello no deseado. También está indicado para la reducción permanente del crecimiento del vello, definida como una disminución estable y a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer, medida a los 6, 9 y 12 meses después de terminar el tratamiento.

Tono de piel (página 3, f2)

El dispositivo es adecuado solo para personas con tipos de piel Fitzpatrick I-V. ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO, seleccione su tono de piel según la Escala de Fototipos Fitzpatrick, desarrollada por el dermatólogo de Harvard Medical School Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, para clasificar el tono de piel y la tolerancia a la luz solar.

La escala tiene seis niveles de tono de piel. Por favor, IDENTIFIQUE su tono de piel y revise el diagrama a continuación para ver si el producto es adecuado.

Instrucciones de uso de funciones

1. Presione el interruptor de encendido durante 2 segundos y vuelva a presionar para cambiar el nivel.
2. Mantenga presionado el botón de **destello** durante 2 segundos para cambiar entre modo manual y automático.
3. 990,000 destellos, los niveles 1-9 consumen 1 **destello** cada uno.
4. La **pantalla** muestra primero 990,000 destellos y disminuye con el uso hasta **llegar a cero**.

Funciones del producto

IPL para eliminación de vello La luz pulsada intensa (IPL) utiliza una función basada en la luz que emite múltiples longitudes de onda absorbidas por la melanina en el vello, calentándolo. Esto destruye el folículo piloso lo suficiente para eliminar el vello y prevenir su crecimiento.

La función de enfriamiento del dispositivo para eliminación de vello depende de un enfriador termoelectrónico (TEC). Cuando el dispositivo realiza la depilación, el TEC provoca el efecto Peltier. La corriente fluye a través de la unión formada por dos conductores diferentes, el nivel de energía de los electrones salta. El electrón debe absorber calor, lo que hace que la superficie de enfriamiento en contacto con la piel forme una superficie fría y baje la temperatura de la piel en las áreas de depilación.

Preparación para el uso

Antes de usar, asegúrese de que su piel esté en buen estado, sin lesiones ni heridas. Prepare la piel limpiándola, use la afeitadora incluida para eliminar todo vello visible y asegúrese de que esté libre de vello, completamente seca y sin grasa.

No use cremas depilatorias, cera, etc., ya que los químicos pueden causar reacciones en la piel. Limpie la superficie de contacto con la piel y el filtro con un paño suave. Verifique que su piel sea adecuada para este producto. (página 3, f2)

Detección automática del tono de piel

Al encender el dispositivo, aparecerá un "0" en la pantalla LCD, en ese momento coloque la superficie de contacto con la piel en el área que desea depilar. Si el símbolo de color en la **pantalla** deja de parpadear y aparece un número "1", "2", "3", "4" o "5", significa que el dispositivo es adecuado para su tono de piel; el número mostrado en el LCD es el nivel de energía recomendado para su tipo de piel, nivel 1 para tipo de piel V, nivel 2 para tipo IV, nivel 3 para tipo III, nivel 4 para tipo II, nivel 5 para tipo I. Si el símbolo de color deja de parpadear pero sigue mostrando "0", significa que la detección del tono de piel **falló** y el dispositivo no puede funcionar. Verifique la tabla de tonos de piel arriba para confirmar si su tono es apto para depilación.

Prueba de exposición de la piel

Antes del primer uso, RECOMENDAMOS probar la piel para reacciones. Elija un lugar en el brazo o la pierna para la prueba. Conecte el adaptador y presione el botón de **destello** para emitir luz. Mueva el dispositivo a otro lugar de prueba y aumente el nivel de energía, presione el botón de **destello** para realizar otra prueba. Si la sensación es cómoda, aumente un nivel y pruebe en otro lugar. No aplique más de un **destello** en el mismo lugar. Para piel clara, revise el resultado después de 30 minutos; para piel oscura, después de 60 minutos; si no hay enrojecimiento, el dispositivo es adecuado para su piel. Si no hay anomalías pero siente calor intenso durante la sesión, el último nivel de energía es el más adecuado. (Use gafas antes de la prueba para proteger los ojos de la luz.)

Uso – pasos

1. Antes de cada uso, limpie la superficie de contacto con la piel y el filtro con un paño suave.
2. Conecte el adaptador y presione el interruptor durante 2 segundos para encender el dispositivo.
3. Cuando el dispositivo esté encendido, aparecerá un "0" en la **pantalla** LCD. Puede usar la función automática de detección del tono de piel (ver página 3, f2). Si el dispositivo detecta que su tono es adecuado, aparecerá el nivel de energía recomendado y puede comenzar la depilación en ese nivel. También puede ajustar manualmente el nivel de energía presionando el interruptor para cambiar la secuencia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-7-6-5-4-3-2-1, como se muestra en el LCD. Se recomienda comenzar en el primer nivel en el primer uso y aumentar gradualmente el nivel.
4. Use gafas profesionales para evitar daños en los ojos.
5. Después de ajustar el nivel de energía, coloque la superficie de contacto con la piel en un ángulo de 90° para asegurar contacto completo con la piel. Si el símbolo de detección en la **pantalla** deja de parpadear, presione el botón de **destello** para emitir luz. Si la superficie no está completamente en contacto, no se emitirá luz.
6. Al presionar el botón de **destello**, el dispositivo emitirá un solo **destello** acompañado de una ligera sensación cálida. Sentirá el calor del **destello**. Mueva el dispositivo a la siguiente área para parpadear. El símbolo de detección en el LCD deja de parpadear, lo que indica contacto completo; entonces repita el proceso.

Horario recomendado de uso

Semana 1-4: 3-4 veces por semana

Semana 5-6: 2-3 veces por semana

Semana 7-8: Dos veces por semana

8 semanas o más: 1-2 veces por semana

Nota: La frecuencia depende del ritmo individual de crecimiento del vello. Varía en cada persona.

More information > page 3, f3

Especificação

Tecnologia: IPL

Dimensões: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Peso: 306 g

Comprimento de onda: (600 nm–1200 nm) ±15 nm

Fluência: 1,6 J/cm² ~ 6 J/cm²

Tempo de exposição/duração do pulso: 8–12 ms

Intervalo entre flashes apenas no modo automático: 1,20–3,02 s

Níveis de energia selecionáveis: 1-9 níveis

Área de exposição: 3,5 cm²

Inclui: IPL x1, manual de instruções x1, adaptador de alimentação x1

Condições de armazenamento e transporte

Temperatura: -25 graus ~ 70 graus

Umidade: 10% a 90% RH

Pressão: 70–106 kPa

Condições de operação

Temperatura: 0°C–30°C

Umidade: 10–75% RH

Pressão de operação: 70–106 kPa.

Descrição do produto (página 2, f1)

1. Superfície de resfriamento em contato com a pele

2. Janela de flash

3. Sensor de cor da pele

4. Tela LCD

5. Botão de flash

6. Entrada de alimentação

7. Interruptor de energia/interruptor de ajuste do nível de energia

8. Saída de ar

9. Adaptador de alimentação

10. Nível de intensidade

11. Símbolo de resfriamento

12. Símbolo de detecção de pele

13. Modo de flash automático

14. Vida útil do dispositivo

Contraindicações

1. NÃO use o dispositivo se tiver pele muito escura. A pele muito escura pode absorver energia luminosa demais e danificar (por exemplo, queimar, tatuagens, cicatrizes etc.) a pele.

2. NÃO use o dispositivo se sua pele foi recentemente bronzeada artificial ou naturalmente ou está queimada por exposição excessiva ao sol.

3. NÃO use se for sensível à luz solar (fotossensibilidade) ou estiver tomando medicamentos que causam fotossensibilidade, por exemplo, alguns antibióticos como tetraciclina, AINEs como ibuprofeno ou retinóides como isotretinoina e/ou retinóides tópicos como Retin A.

4. NÃO use o dispositivo se tiver histórico de câncer de pele ou lesões pré-cancerosas (por exemplo, sinais ou muitas pintas).

5. NÃO use se estiver grávida, amamentando ou menstruada.

6. NÃO use o dispositivo em pessoas com menos de 18 anos.

Advertências

1. Não use o dispositivo nas seguintes áreas:

- Ao redor dos olhos e perto das sobrancelhas.

- Nos mamilos, aréolas, lábios vaginais menores, vagina, ânus e dentro das narinas e ouvidos.

- Homens não podem usá-lo no escroto.

- Em ou perto de qualquer elemento artificial, como implantes de silicone, marcapassos, portas de injeção subcutânea (por exemplo, dispensadores de insulina) ou brinços.

- Em pintas, sardas, veias grandes, áreas de pigmentação mais escura, cicatrizes e lesões cutâneas sem consultar um médico. Isso pode causar queimaduras e alterações na cor da pele, dificultando o diagnóstico de doenças de pele.

- Em verrugas, tatuagens ou maquiagem permanente; pode causar queimaduras e alterações na cor da pele.

- Em áreas onde usa desodorantes de longa duração. Pode causar reações na pele.

- Nunca use este dispositivo em pele queimada pelo sol, recentemente bronzeada ou bronzeada artificialmente. Nota: A lista não é exaustiva. Se não tiver certeza se pode usar este dispositivo, consulte um médico.

2. Pare imediatamente de usar se notar vermelhidão extensa na pele.

3. Danos na pele podem ocorrer após uso prolongado ou repetido em uma mesma área.

4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo FABRICANTE, serviço autorizado do FABRICANTE ou pessoal qualificado para evitar risco de choque elétrico.

5. O dispositivo emite flashes de luz pulsada intensa que podem ser prejudiciais aos olhos se expostos diretamente.

6. NÃO olhe diretamente para a janela de flash quando o dispositivo estiver conectado e ligado.

7. NÃO tente ativar o dispositivo na direção do olho.

8. Recomenda-se usar óculos de proteção e desviar o olhar do dispositivo durante a ativação do botão de flash.

9. O dispositivo é apenas para redução de pelos. Não o use para outros fins.

10. O uso de controles, ajustes ou procedimentos não especificados pode causar exposição a radiação perigosa.

11. É proibido usar um adaptador que não cumpra as especificações, pois pode danificar o dispositivo.

12. Sempre verifique o dispositivo antes de usá-lo. Não use o dispositivo nem o adaptador se estiverem danificados.

13. Nunca insira objetos no dispositivo.

14. Não use o dispositivo se o filtro da janela de flash estiver danificado.

15. Se o dispositivo estiver danificado, não toque em partes internas para evitar choque elétrico.

16. Nunca use ar comprimido, esponjas ásperas, abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o dispositivo.

17. Nenhuma parte do dispositivo pode ser reparada ou mantida durante o uso.

18. Não desmonte, repare ou modifique o produto sem pessoal qualificado, pois pode causar danos, falhas ou ferimentos.

19. Não deixe o dispositivo sem supervisão quando estiver ligado para evitar risco de incêndio ou queimaduras.

20. Modificações não autorizadas são proibidas, pois podem causar riscos inaceitáveis.

21. Não use se o dispositivo ficar desconfortavelmente quente ao toque.

22. Não tente ativar (piscar) o dispositivo em qualquer superfície que não seja a pele.

23. Não bloqueie a saída de ar do dispositivo.

24. O dispositivo não se destina a pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, nem a pessoas sem experiência ou conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas para evitar riscos de incêndio ou queimaduras.

25. Não exponha o dispositivo a choques fortes para evitar danos à lâmpada.

26. Sempre desligue o dispositivo da alimentação após o uso e em caso de falha de energia para evitar danos.

27. Não use este dispositivo perto de banheiras, chuveiros, pias ou outros recipientes contendo água.

28. Não coloque o dispositivo de forma que dificulte o manuseio do plugue de alimentação, que serve para desconectar o dispositivo da rede elétrica.

29. O adaptador fornecido é parte do dispositivo; não use outro adaptador para alimentação.

Precauções

1. Antes de conectar o dispositivo, verifique se a voltagem indicada no dispositivo corresponde à voltagem da rede para evitar risco de choque elétrico ou dano permanente.



2. Se a tomada que você usa tiver conexões fracas, o plugue do dispositivo aquece. Certifique-se de conectar o dispositivo a uma tomada corretamente instalada para evitar risco de incêndio e queimaduras.
3. Se o adaptador estiver danificado, sempre substitua por um tipo original para evitar perigo.
4. Por razões higiênicas, o dispositivo deve ser usado por apenas uma pessoa.
5. Quando não estiver em uso, o dispositivo deve ser armazenado em local seco, não coloque objetos pesados sobre ele.
6. O dispositivo e o adaptador devem ser mantidos em local seco. O dispositivo não é projetado para lavagem.

Indicações de uso

O dispositivo IPL para remoção de pelos é um dispositivo disponível sem receita médica, destinado à remoção de pelos indesejados. O dispositivo também é indicado para redução permanente do crescimento dos pelos, definida como uma diminuição estável e de longo prazo no número de pelos que voltam a crescer, medida após 6, 9 e 12 meses do término do tratamento.

Tom de pele (página 3, f2)

O dispositivo é adequado apenas para pessoas com tipos de pele Fitzpatrick I-IV. ANTES DE USAR O DISPOSITIVO, selecione seu tom de pele com base na Escala de Fototipos Fitzpatrick, desenvolvida pelo dermatologista da Harvard Medical School Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, para classificar o tom de pele e a tolerância à luz solar.

A escala possui seis níveis de tom de pele. Por favor, IDENTIFIQUE seu tom de pele e verifique o diagrama abaixo para ver se o produto é adequado.

Instruções de uso das funções

1. Pressione o interruptor de energia por 2 segundos e pressione novamente para alterar o nível.
2. Pressione e segure o botão de flash por 2 segundos para alternar entre o modo manual e automático.
3. 990.000 flashes, os níveis 1-9 consomem 1 flash cada.
4. A tela do display primeiro mostra 990.000 flashes e diminui com o uso até chegar a zero.

Funções do produto

PL para remoção de pelos A luz pulsada intensa (IPL) utiliza uma função baseada em luz que emite múltiplos comprimentos de onda, absorvidos pela melanina nos pelos, causando seu aquecimento. Isso destrói o folículo piloso o suficiente para remover os pelos e prevenir seu crescimento.

A função de resfriamento do dispositivo para remoção de pelos depende do refrigerador termoeletrônico (TEC). Quando o dispositivo realiza a remoção dos pelos, o TEC provoca o efeito Peltier. A corrente flui através da junção formada por dois condutores diferentes, o nível de energia dos elétrons salta. O elétron deve absorver calor, o que faz com que a área de resfriamento em contato com a pele forme uma superfície fria e, assim, diminua a temperatura da pele do usuário nas áreas de remoção de pelos.

Preparação para uso

Antes de usar, certifique-se de que sua pele está em boas condições, sem lesões ou feridas. A pele deve ser preparada previamente limpando-a, usando o barbedor indicado para remover todos os pelos visíveis e certificando-se de que está livre de pelos, completamente seca e sem gordura.

Não use cremes depilatórios, cera, etc., pois os produtos químicos podem causar reações na pele. Limpe a superfície de contato com a pele e o filtro

com um pano macio. Verifique se sua pele é adequada para este produto. (página 3, f2)



Detecção automática do tom de pele

Alto, o visor LCD mostrará "0", neste momento, coloque a superfície de contato com a pele na área que deseja depilar. Se o símbolo de cor no visor parar de piscar e aparecer o número "1" ou "2" ou "3" ou "4" ou "5", significa que o dispositivo é adequado para seu tom de pele; o número exibido no LCD é o nível de energia recomendado para seu tom de pele, nível 1 para tipo de pele V, nível 2 para tipo IV, nível 3 para tipo III, nível 4 para tipo II, nível 5 para tipo I. Se o símbolo de cor parar de piscar e ainda mostrar "0", significa que a detecção do tom de pele falhou e o dispositivo não pode funcionar. Verifique a tabela de tons de pele acima para confirmar se seu tom é adequado para depilação.

Teste de exposição da pele

Antes do primeiro uso, RECOMENDAMOS testar a pele para reações. Escolha um local no braço ou na perna para o teste. Conecte o adaptador e ligue o dispositivo. Ajuste para o nível 1, pressione firmemente a superfície de contato com a pele no local escolhido e pressione o botão de flash para emitir luz. Mova o dispositivo para outro local de teste e aumente o nível de energia, pressione o botão de flash para realizar outro teste. Se a sensação for confortável, aumente um nível e teste em outro local. Não use mais de um flash no mesmo local. Para pelo dera, verifique o resultado após 30 minutos; para pele escura, após 60 minutos; se não houver vermelhidão, o dispositivo é adequado para sua pele. Se não houver anormalidades, mas sentir calor intenso durante a sessão, o último nível de energia é o mais adequado. (Use óculos antes do teste para proteger os olhos da luz.)

Uso – passos

1. Antes de cada uso, limpe a superfície de contato com a pele e o filtro com um pano macio.
2. Conecte o adaptador e pressione o interruptor por 2 segundos para ligar o dispositivo.
3. Quando o dispositivo estiver ligado, aparecerá "0" no visor LCD. Você pode usar a função automática de detecção do tom de pele (veja página 3, f2). Se o dispositivo detectar que seu tom é adequado, aparecerá o nível de energia recomendado e você pode começar a depilação nesse nível. Também pode ajustar manualmente o nível de energia pressionando o interruptor para mudar a sequência 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, como mostrado no LCD. Recomendamos começar no primeiro nível na primeira vez que usar o dispositivo e aumentar gradualmente o nível.
4. Use óculos profissionais para evitar danos aos olhos.
5. Após ajustar o nível de energia, coloque a superfície de contato com a pele em um ângulo de 90° para garantir contato total com a pele. Se o símbolo de detecção na tela parar de piscar, pressione o botão de flash para emitir luz. Se a superfície de contato não estiver completamente em contato, não haverá emissão de luz.
6. Ao pressionar o botão de flash, o dispositivo emitirá um único flash acompanhado de uma leve sensação de calor. Você sentirá o calor do flash. Mova o dispositivo para a próxima área de depilação. O símbolo de detecção no LCD para de piscar, indicando contato total; então repita o processo.

Cronograma recomendado de uso

Semana 1-4: 3-4 vezes por semana

Semana 5-6: 2-3 vezes por semana

Semana 7-8: Duas vezes por semana

8 semanas ou mais: 1-2 vezes por semana

Nota: A frequência depende da taxa individual de crescimento do pelo. Varia para cada pessoa.

More information > page 3, f3

Specifiche

Tecnologia: IPL

Dimensioni: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Peso: 306 g

Lunghezza d'onda: (600 nm-1200 nm) ± 15 nm

Fluenza: 1,6 J/cm² ~ 6 J/cm²

Tempo di esposizione/durata dell'impulso: 8-12 ms

Intervallo tra i flash solo in modalità automatica: 1,20-3,02 s

Livelli di energia selezionabili: 1-9 livelli

Area di esposizione: 3,5 cm²

Incluso nella confezione: IPL x1, manuale d'uso x1, alimentatore x1

Condizioni di stoccaggio e trasporto Temperatura: -25 gradi ~ 70 gradi

Umidità: 10% a 90% rH

Pressione: 70-106 kPa

Condizioni operative

Temperatura: 0°C-30°C

Umidità: 10-75% rH

Pressione operativa: 70-106 kPa.

Descrizione del prodotto (pagina 2, f1)

Superficie di raffreddamento a contatto con la pelle

Finestra del flash

Sensore del colore della pelle

Schermo LCD

Pulsante del flash

Presca di alimentazione

Interruttore di accensione/regolazione livello energia

Uscita aria

Alimentatore

Livello di intensità

Simbolo di raffreddamento

Simbolo di rilevamento pelle

Modalità flash automatico

Durata del dispositivo

Controindicazioni

NON utilizzare il dispositivo se si ha la pelle molto scura. La pelle molto scura può assorbire troppa energia luminosa e danneggiare (es. ustioni, tatuaggi, cicatrici ecc.) la pelle.

NON utilizzare il dispositivo se la pelle è stata recentemente abbronzata artificialmente o naturalmente o è scottata a causa di eccessiva esposizione al sole.

NON usare se si è sensibili alla luce solare (fotosensibilità) o si assumono farmaci che causano fotosensibilità, ad esempio alcuni antibiotici come tetraciclina, FANS come ibuprofene o retinoidi come Accutane e/o retinoidi topici come Retin A.

NON usare il dispositivo se si ha una storia di cancro della pelle o lesioni precancerose (es. nei o numerose lentiggini).

NON usare se si è in gravidanza, in allattamento o durante il ciclo mestruale.

NON usare il dispositivo su persone di età inferiore ai 18 anni.

Avvertenze

Non utilizzare il dispositivo nelle seguenti aree:

Intorno agli occhi e vicino alle sopracciglia.

Sui capezzoli, areole, piccole labbra, vagina, ano e all'interno delle narici e orecchie.

Gli uomini non possono usare sullo scroto.

Su o vicino a elementi artificiali come impianti in silicone, pacemaker, porti di drenaggio sottocutanea (es. dispenser di insulina) o orecchini.

Su nei, lentiggini, vene grandi, aree di pigmentazione scura, cicatrici e lesioni cutanee senza consultare un medico. Può causare ustioni e alterazioni del colore della pelle, rendendo difficile la diagnosi di malattie

cutanee.

Su verruche, tatuaggi o trucco permanente; può causare ustioni e alterazioni del colore della pelle.

Su aree dove si utilizzano deodoranti a lunga durata. Può causare reazioni cutanee.

Non utilizzare mai questo dispositivo su pelle scottata dal sole, recentemente abbronzata o abbronzata artificialmente. Nota: l'elenco non è esaustivo. Se non si è sicuri di poter utilizzare questo dispositivo, si consiglia di consultare un medico.

Interrompere immediatamente l'uso se si nota arrossamento esteso della pelle.

Il danneggiamento della pelle può verificarsi dopo uso prolungato o ripetuto nella stessa area.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal PRODUTTORE, dal servizio autorizzato del PRODUTTORE o da personale qualificato per evitare rischi di scosse elettriche.

Il dispositivo ermette flash di luce pulsata intensa che possono essere dannosi per gli occhi se esposti direttamente.

NON guardare direttamente la finestra del flash quando il dispositivo è collegato e acceso.

NON tentare di attivare il dispositivo verso l'occhio.

Si consiglia di usare occhiali protettivi e distogliere lo sguardo dal dispositivo durante l'attivazione del pulsante flash.

Il dispositivo è destinato esclusivamente alla riduzione dei peli. Non usarlo per altri scopi.

L'uso di controlli, regolazioni o procedure non specificate può comportare esposizione a radiazioni pericolose.

È vietato usare un adattatore non conforme alle specifiche, poiché potrebbe danneggiare il dispositivo.

Controllare sempre il dispositivo prima dell'uso. Non usare il dispositivo o l'adattatore se danneggiati.

Non inserire mai oggetti nel dispositivo.

Non tentare il dispositivo se il filtro della finestra del flash è danneggiato.

Se il dispositivo è danneggiato, non toccare parti interne per evitare scosse elettriche.

Non usare mai aria compressa, spugne abrasive, abrasivi o liquidi aggressivi come benzina o acetone per pulire il dispositivo.

Nessuna parte del dispositivo può essere riparata o mantenuta durante l'uso.

Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza personale qualificato, poiché ciò può causare danni, malfunzionamenti o lesioni.

Non lasciare il dispositivo incustodito quando acceso per evitare rischi di incendio o ustioni.

Qualsiasi modifica non autorizzata è vietata poiché può causare rischi inaccettabili.

Non usare se il dispositivo diventa sgradevolmente caldo al tatto.

Non tentare di attivare (flashare) il dispositivo su qualsiasi superficie diversa dalla pelle.

Non ostruire l'uscita dell'aria del dispositivo.

Il dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, né da persone prive di esperienza o conoscenza, a meno che non siano state opportunamente istruite o supervisionate per evitare rischi di incendio o ustione.

Non esporre il dispositivo a forti urti per evitare danni alla lampada.

Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione dopo l'uso e in caso di interruzione di corrente per evitare danni.

Non usare questo dispositivo vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori contenenti acqua.

Non posizionare il dispositivo in modo da ostacolare la manipolazione della spina di alimentazione, che serve a scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

L'alimentatore fornito è parte del dispositivo; non usare un altro alimentatore per l'alimentazione.

Precauzioni



Prima di collegare il dispositivo, verificare che la tensione indicata sul dispositivo corrisponda a quella della rete elettrica per evitare rischi di sovraccarichi e danni permanenti.

Se la presa utilizzata ha connessioni deboli, la spina del dispositivo si riscalda. Assicurarsi di collegare il dispositivo a una presa correttamente installata per evitare rischi di incendio e ustioni.

Se l'alimentatore è danneggiato, sostituirlo sempre con un tipo originale per evitare pericoli.

Per motivi igienici, il dispositivo deve essere utilizzato da una sola persona. Quando il dispositivo non è in uso, deve essere conservato in un luogo asciutto e non devono essere posti oggetti pesanti sopra di esso.

Il dispositivo e l'alimentatore devono essere tenuti in un luogo asciutto. Il dispositivo non è progettato per essere lavato.

Indicazioni per l'uso Il dispositivo IPL per la rimozione dei peli è un dispositivo disponibile senza prescrizione destinato alla rimozione dei peli indesiderati. Il dispositivo è indicato anche per la riduzione permanente della ricrescita dei peli, definita come una diminuzione stabile e a lungo termine del numero di peli ricresciuti, misurata a 6, 9 e 12 mesi dalla fine del trattamento.

Tono della pelle (pagina 3, f2) Il dispositivo è adatto solo a persone con tipi di pelle Fitzpatrick I-V. **PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO**, selezionare il proprio tono di pelle in base alla Scala dei Fototipi di Fitzpatrick, sviluppata dal dermatologo della Harvard Medical School Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, per classificare la carnagione e la tolleranza alla luce solare.

La scala comprende sei livelli di tono della pelle. Si prega di IDENTIFICARE il proprio tono della pelle e consultare il diagramma sottostante per verificare se il prodotto è adatto.

Istruzioni per l'uso delle funzioni

Premere l'interruttore di accensione per 2 secondi e premere nuovamente per cambiare livello.

Tenere premuto il pulsante del flash per 2 secondi per passare dalla modalità manuale a quella automatica.

990.000 flash, i livelli da 1 a 9 consumano 1 flash ciascuno.

Il display mostra inizialmente 990.000 flash e diminuisce con l'uso fino a zero.

Funzioni del prodotto IPL per la rimozione dei peli La luce pulsata intensa (IPL) utilizza una funzione basata sulla luce che emette più lunghezza d'onda, assorbita dalla melanina nei peli, causando il loro riscaldamento. Ciò distrugge il follicolo pilifero a sufficienza per rimuovere i peli e prevenire la ricrescita.

La funzione di raffreddamento del dispositivo per la rimozione dei peli si basa su un refrigeratore termoelettrico (TEC). Quando il dispositivo esegue la rimozione dei peli, il TEC provoca l'effetto Peltier. La corrente scorre attraverso la giunzione formata da due conduttori diversi, il livello di energia degli elettroni salta. L'elettone deve assorbire calore, il che fa sì che l'area di raffreddamento a contatto con la pelle formi una superficie fredda e quindi riduca la temperatura della pelle nelle aree di rimozione dei peli.

Preparazione all'uso

Prima dell'uso, assicurarsi che la pelle sia in buone condizioni, senza lesioni o ferite. La pelle deve essere preparata pulendola, utilizzando il rasoio incluso per rimuovere tutti i peli visibili e assicurandosi che sia libera da peli, completamente asciutta e non unta.

Non utilizzare creme depilatorie, cera ecc., poiché i prodotti chimici possono causare reazioni cutanee. Pulire la superficie di contatto con la pelle e il filtro con un panno morbido. Verificare che la propria pelle sia adatta a questo prodotto. (pagina 3, f2)

Rilevamento automatico del tono della pelle All'accensione, sul display LCD apparirà "0", a questo punto appoggiare la superficie di contatto con la pelle sull'area da depilare. Se il simbolo del colore sul display smette di lampeggiare e appare il numero "1" o "2" o "3" o "4" o "5", significa che il dispositivo è adatto al proprio tono di pelle; il numero visualizzato sul LCD è il livello di energia consigliato per il proprio tono di pelle, livello 1 per tipo di pelle V, livello 2 per tipo IV, livello 3 per tipo III, livello 4 per tipo II, livello 5 per tipo I. Se il simbolo del colore sul display smette di lampeggiare ma continua a mostrare "0", significa che il rilevamento del tono della pelle è fallito e il dispositivo non può funzionare. Controllare la tabella dei toni della pelle sopra per confermare se il proprio tono è adatto alla depilazione.

Test di esposizione della pelle Prima del primo utilizzo, **RACCOMANDIAMO** di testare la pelle per reazioni. Scegliere un punto sul braccio o sulla gamba per il test. Collegare l'alimentatore e accendere il dispositivo.

Impostare il livello su 1, premere saldamente la superficie di contatto con la pelle sul punto scelto e premere il pulsante del flash per emettere luce. Spostare il dispositivo in un altro punto di test e aumentare il livello di energia, premere il pulsante del flash per eseguire un altro test. Se la sensazione è confortevole, aumentare di un livello e provare in un altro punto. Non utilizzare più di un flash nello stesso punto. Per pelle chiara, controllare il risultato dopo 30 minuti; per pelle scura dopo 60 minuti; se la pelle non si arrossa, il dispositivo è adatto. Se non ci sono anomalie ma durante la sessione si avverte un calore intenso, l'ultimo livello di energia è il più adatto. (Indossare occhiali prima del test per proteggere gli occhi dalla luce.)

Uso – passaggi

Prima di ogni uso, pulire la superficie di contatto con la pelle e il filtro con un panno morbido.

Collegare l'alimentatore e premere l'interruttore per 2 secondi per accendere il dispositivo.

Quando il dispositivo è acceso, sul display LCD appare "0". È possibile utilizzare la funzione automatica di rilevamento del tono della pelle (vedi pagina 3, f2). Se il dispositivo rileva che il tono della pelle è adatto, appare il livello di energia consigliato e si può iniziare la depilazione a quel livello. È anche possibile regolare manualmente il livello di energia premendo l'interruttore per cambiare la sequenza 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, come mostrato sul LCD. Si consiglia di iniziare dal primo livello alla prima utilizzazione e aumentare gradualmente il livello.

Indossare occhiali professionali per evitare danni agli occhi.

Dopo aver impostato il livello di energia, posizionare la superficie di contatto con la pelle ad un angolo di 90° per garantire il pieno contatto con la pelle. Se il simbolo di rilevamento sul display smette di lampeggiare, premere il pulsante flash per emettere luce. Se la superficie di contatto non aderisce completamente alla pelle, non verrà emessa luce.

Premendo il pulsante flash, il dispositivo emetterà un singolo flash accompagnato da un leggero formicolio caldo. Sentirai il calore del flash. Spostare il dispositivo alla zona successiva da depilare. Il simbolo di rilevamento sul LCD smette di lampeggiare, indicando il pieno contatto con la pelle; quindi ripetere l'operazione.

Programma consigliato di utilizzo Settimane 1-4: 3-4 volte a settimana

Settimane 5-6: 2-3 volte a settimana

Settimane 7-8: 2 volte a settimana

8 settimane e oltre: 1-2 volte a settimana

Nota: la frequenza d'uso dipende dalla velocità individuale di crescita dei peli. Varia per ogni persona.

More information > pagina 3, f3

Specifikace

Technologie: IPL
Rozměry: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Hmotnost: 306 g
Vlnová délka: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Fluence: 16 J/cm²–~6 J/cm²
Expoziční doba/doba trvání pulzu: 8–12 ms
Interval mezi záblesky pouze v automatickém režimu: 1,20–3,02 s
Nastavitelné úrovně energie: 1–9 úrovní
Expoziční plocha: 3,5 cm²
V balení: IPL x1, návod k použití x1, napájecí adaptér x1

Podmínky skladování a přepravy

Teplota: -25 °C ~ 70 °C
Vlhkost: 10 % až 90 % rH
Tlak: 70–106 kPa

Provozní podmínky

Teplota: 0 °C–30 °C
Vlhkost: 10–75% rH
Pracovní tlak: 70–106 kPa

Popis produktu (strana 2, f1)

1. Chladicí plocha přiléhající ke kůži
2. Okenko záblesku
3. Senzor barvy kůže
4. LCD displej
5. Tlačítko záblesku
6. Napájecí konektor
7. Hlavní vypínač / přepínač nastavení úrovně energie
8. Výstup vzduchu
9. Napájecí adaptér
10. Úroveň intenzity
11. Symbol chlazení
12. Symbol detekce kůže
13. Režim automatického záblesku
14. Životnost zařízení

Kontraindikace

1. NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte velmi tmavou pokožku. Velmi tmavá pokožka může absorbovat příliš mnoho světelné energie a poškodit (např. spálit, tetovování, jizvy atd.) pokožku.
2. NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud byla vaše pokožka nedávno uměle nebo přirozeně opálena nebo byla spálena v důsledku nadměrného slunění.
3. NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste citliví na sluneční světlo (fotosenzitivita) nebo užíváte léky způsobující fotosenzitivitu, např. některá antibiotika jako tetracyklin, NSAID jako ibuprofen nebo retinoidy jako Accutane a/nebo lokální retinoidy jako Retin A.
4. NEPOUŽÍVEJTE zařízení, pokud máte v anamnéze rakovinu kůže nebo prekancerózní změny (např. mateřská znaménka nebo velké nevi).
nebo větší pihy)
5. NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste těhotná, kojitě nebo máte menstruaci.
6. NEPOUŽÍVEJTE zařízení u osob mladších 18 let.

Varování

1. Nepoužívejte zařízení na následujících oblastech:
 - Kolem očí a v blízkosti obočí.
 - Na bradavkách, dvorcích, malých stydkých pyscích, pochvě, konečníku a uvnitř nosních dír a uší.
2. Nikdy nesaďte používat na souřku.
3. Na v blízkosti jakýchkoli umělých prvků, jako jsou silikonové implantáty, kardiostimulátory, podkožní porty (např. dávkovače inzulínu) nebo piercingy.
4. Na mateřských znaménkách, pihách, velkých žilách, tmavších pigmentových oblastech, jizvách a kožních lézích bez konzultace s lékařem. Může to vést k popáleninám a změně barvy kůže, což může

ztlížit rozpoznání kožních onemocnění.

- Na bradavkách, tetování nebo permanentním make-upu; může to vést k popáleninám a změně barvy kůže.
- Na oblastech, kde používáte dlouhodobě deodoranty. Může to způsobit kožní reakce.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení na spálené sluncem, nedávno opálené nebo uměle opálené pokožce. Poznámka: Seznam není výčerpávající. Pokud si nejste jisti, zda můžete toto zařízení používat, doporučujeme konzultaci s lékařem.
2. Okamžitě přestaňte používat zařízení, pokud zaznamenate rozsáhlé zarudnutí pokožky.
3. Po dlouhodobém nebo opakovaném použití zařízení na jednom místě může dojít k poškození pokožky.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by být vyměněn VÝROBCEM, autorizovaným servisem VÝROBCE nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem.
5. Zařízení vydává záblesky intenzivního pulzního světla, které mohou být při přímé expozici škodlivé pro oči.
6. NEHLEDTE přímo do okenka záblesku, když je zařízení připojeno k napájení a zapnuto.
7. NEPOKOUŠEJTE se aktivovat zařízení směrem k oku.
8. Doporučujeme se nosit ochranné brýle a odvrátit zrak od zařízení při aktivaci tlačítka záblesku.
9. Zařízení je určeno pouze ke snižování ochlupení. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
10. Použití jiných ovládacích prvků, nastavení nebo provádění jiných činností, než je uvedeno v tomto návodu, může vést k vystavení nebezpečnému záření.
11. Je zakázáno používat adaptér, který nesplňuje specifikace, což může způsobit poškození.
12. Před použitím vždy zkontrolujte zařízení. Nepoužívejte zařízení ani adaptér, pokud jsou poškozené.
13. Nikdy nevykládejte do zařízení žádné předměty.
14. Nepoužívejte zařízení, pokud je filtr okenka záblesku poškozený.
15. Pokud je zařízení poškozené, nedotýkejte se žádných vnitřních částí, abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem.
16. Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, hrubé houby, abrazivní prostředky ani agresivní kapaliny, jako je benzin nebo aceton, k čištění zařízení.
17. Žádná část zařízení nesmí být servisována ani udržována během používání uživateli.
18. Nepoužívejte, neopravujte ani neupravujte produkt bez přítomnosti kvalifikovaného personálu, protože to může způsobit poškození, poruchu nebo zranění.
19. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté, abyste předešli riziku požáru nebo popálení.
20. Jakékoli neautorizované úpravy jsou zakázány, protože mohou vést k nepřítelemu riziku.
21. Nepoužívejte, pokud se zařízení při dotyku nepřijemně zahřívá.
22. Nepokoušejte se aktivovat (záblesk) zařízení na žádném jiném povrchu než na pokožce.
23. Nezakrývejte výstup vzduchu zařízení.
24. Zařízení není určeno k použití osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami bez zkušeností a znalostí, pokud nebyly řádně poučeny nebo nejsou pod dohledem, aby se zabránilo riziku požáru nebo popálení.
25. Nevystavujte zařízení silným nárazům, abyste zabránili poškození lampy.
26. Po použití zařízení vždy odpojte ze zásuvky a také v případě výpadku napájení, abyste zabránili poškození zařízení.
27. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
28. Neumísťujte zařízení tak, aby bylo obtížné ovládat napájecí zástrčku, která slouží k odpojení zařízení od elektrické sítě.
29. Příložený napájecí adaptér je součástí zařízení, nepoužívejte jiný adaptér k napájení.

Bezpečnostní opatření

1. Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá síťovému napětí, abyste se vyhnuli riziku úrazu elektrickým proudem nebo trvalému poškození zařízení

2. Pokud má zásuvka, kterou používáte, špatné kontakty, zástrčka zařízení se zahřívá. Ujistěte se, že zařízení připojujete do správně nainstalované zásuvky, abyste předešli riziku požáru a popálení.

3. Pokud je napájecí adaptér poškozen, vždy jej vyměňte za originální typ, abyste předešli nebezpečí.

4. Z hygienických důvodů by zařízení měla používat pouze jedna osoba.

5. Pokud zařízení nepoužíváte, mělo by být uloženo na suchém místě, nepokládejte na něj žádné těžké předměty.

6. Zařízení a napájecí adaptér uchovávejte na suchém místě. Zařízení není určeno k omývání.

Indikace k použití

IPL zařízení na odstraňování chloupků je volně prodejný přístroj určený k odstraňování nežádoucího ochlupení. Zařízení je také určeno k trvalému snížení růstu vlasů, což se definuje jako dlouhodobé, stabilní snížení počtu dorůstajících chloupků měřené po 6, 9 a 12 měsících po ukončení léčby.

Odstín pokožky (strana 3. f2)

Zařízení je vhodné pouze pro osoby s typy pokožky Fitzpatrick I-V. PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ si vyberte svůj odstín pokožky na základě Fitzpatrickovy škály fototypů, kterou vyvinul dermatolog Harvard Medical School Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, pro klasifikaci barvy pleti a tolerance na sluneční světlo.

Skála má šest úrovní odstínu pokožky. IDENTIFIKUJTE svůj odstín pokožky a zkontrolujte níže uvedený diagram, abyste zjistili, zda je produkt vhodný.

Návod k použití funkcí

1. Stiskněte hlavní vypínač na 2 sekundy a znovu stiskněte pro změnu úrovně

2. Stiskněte a podržte tlačítko záblesku po dobu 2 sekund pro přepnutí mezi manuálním a automatickým režimem

3. 990 000 záblesků, úrovně 1–9 spotřebují 1 záblesk.

4. Displej najprve ukazuje 990 000 záblesků a s používáním se číslo snižuje až na nulu.

Funkce produktu

IPL na odstranění chloupků Intenzivní pulzní světlo (IPL) využívá světelnou technologii, která vysílá různé vlnové délky, jež jsou absorbovány melaninem ve vlasech a způsobují jejich zahřátí. To následně ničí vlasový folikul natolik, že odstraní chloupky a zabrání jejich opětovnému růstu.

Chladicí funkce zařízení na odstraňování chloupků závisí na termoelektrickém chladíci (TEC). Když zařízení provádí odstraňování chloupků, TEC vyvolává Peltierův efekt. Proud prochází spojem vytvořeným dvěma různými vodiči, energetická hladina elektronů přeskočí. Elektron mus absorbovat teplo, což způsobí, že chladicí plocha přiléhající ke kůži vytvoří chladný povrch a tím sníží teplotu pokožky uživatele v místech odstraňování chloupků.

Příprava k použití

Před použitím se ujistěte, že je vaše pokožka v dobrém stavu, bez poranění a ran. Pokožka by měla být předem připravena očištěním, použitím holicího stroju přiloženého k zařízení k odstranění všech viditelných chloupků a ujistěním se, že je bez chloupků, zcela suchá a odmaštěná.

Nepoužívejte depilační krémy, vosk atd., protože chemikálie mohou způsobit kožní reakce. Plochu kontaktu se pokožkou a filtr čistěte měkkým hadříkem. Zkontrolujte, zda je vaše pokožka vhodná pro tento produkt. (strana 3. ř2)

Automatická detekce odstínu pokožky

Pro zapnutí napájení se na LCD displeji zobrazí „0“, v tuto chvíli přiložíte kontaktní plochu ke kůži na oblast, kterou chcete depilovat. Pokud signál barvy na displeji přestane blikat a zobrazí se číslo „1“ nebo „2“ nebo „3“ nebo „4“ nebo „5“, znamená to, že zařízení je vhodné pro váš odstín pokožky; číslo zobrazené na LCD je doporučená úroveň energie pro váš odstín pokožky; úroveň 1 pro ty s velmi světlou, úroveň 2 pro světlou, úroveň 3 pro středně světlou, úroveň 4 pro tmavší a úroveň 5 pro tmavší pokožku. Pokud na displeji přestane číslo 4 a stále se zobrazuje číslo „0“, znamená to, že detektor odstínu pokožky selhal a zařízení nemůže fungovat. Zkontrolujte vždy uvedenou kartu odstínu pokožky, abyste potvrdili, zda je váš odstín vhodný pro depilaci.

Test osvětlení pokožky

Préd prvním použitím DOPORUČUJEME provést test pokožky na reakci. Vyberte místo na záda nebo noze pro provedení testu. Připojte napájecí adaptér a zapněte zařízení. Nastavte úroveň na 1, pevně přiložte kontaktní plochu ke kůži na zvoleném místě a stiskněte tlačítko zablesku pro vyzařování světla. Před použitím zařízení na jiné testovací místo a na jiné testovací osoby je nutné stisknout tlačítko zablesku znovu. Pokud je pocit pohodlný, zvýšte nastavení o jednu úroveň a zkuste to na jiném místě. Nepoužívejte více než jeden zablesk na stejném místě. U světlejší pokožky zkontrolujte výsledek po 30 minutách, u tmavší po 60 minutách – pokud pokožka nezčervená, znamená to, že zařízení je pro vaši pokožku vhodné. Pokud nejsou žádné kožní abnormality, ale máte pocit, že je intenzivní teplo, je posílení úrovně energie nejvhodnější pro vaši pokožku. (Nasazujte brýle před testem, abyste chránili oči před světlem).

Použití – kroky

1. Před každým použitím očistěte kontaktní plochu a filtr měkkým hadříkem.

2. Připojte napájecí adaptér a stiskněte spínač na 2 sekundy pro zapnutí zařízení.

3. Po zapnutí se na LCD displeji zobrazí „0“. Můžete využít automatickou funkci detekce odstínu pokožky (viz strana 3, f2). Pokud zařízení zjistí, že je váš odstín vhodný, na LCD se zobrazí doporučená úroveň energie a můžete začít depilovat na této úrovni. Můžete také ručně nastavit úroveň energie stisknutím spínače pro změnu úrovně v sekvenci 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, jak je uvedeno na LCD.

Doporučuje se začít s první úrovní při prvním použití zařízení a postupně zvyšovat úroveň energie.

4. Nasad'te si profesionální brýle, abyste si chránili oči.

5. Po nastavení úrovně energie přiložte kontaktní plochu ke kůži pod úhlem 90°, abyste zajistili plný kontakt. Pokud symbol detekce pokožky na displeji přestane blikat, stiskněte tlačítko záblesku pro vyzaření světla. Pokud kontaktní plocha není zcela přiložena ke kůži, po stisknutí tlačítka záblesku světlo nevyzaří.

6. Po stisknutí tlačítka záblesku zařízení vyzařuje jeden záblesk světla doprovázený jemným teplem mravenčení. Pocítíte teplo záblesku. Přesuňte zařízení na další oblast depilace. Symbol detekce pokožky na LCD přestane blikat, což znamená plný kontakt – opakujte postup.

Doporučený rozvrh použití

1.–4. týden: 3–4krát týdně

5.–6. týden: 2–3krát týdně

7.–8. týden: dvakrát týdně

8 týdnů a více: 1–2krát týdně

Poznámka: Frekvence použití závisí na individuální rychlosti růstu chloupků. U každého uživatele je jiná.

Více informací > strana 3. f3

Špecifikácia
Technológia: IPL
Rozmery: 17,1 D x 74,8 x 41,9 mm
Hmotnosť: 306 g
Vlnová dĺžka: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Fluencia: 1,6 J/cm²–~6 J/cm²
Čas expozície/dĺžka impulzu: 8–12 ms
Interval medzi zábleskami iba v automatickom režime: 1,20–3,02 s
Voľiteľné úrovne energie: 1–9 úrovní
Oblasť expozície: 3,5 cm²
V balení: IPL x1, návod na použitie x1, napájací adaptér x1

Podmienky skladovania a prepravy
Teplota: -25°C ~ 70°C
Vlhkosť: 10 % až 90 % rH
Tlak: 70–106 kPa

Prevádzkové podmienky
Teplota: 0°C–30°C
Vlhkosť: 10–75% rH
Prevádzkový tlak: 70–106 kPa

- Popis produktu (strana 2, f1)
1. Chladiaci povrch v kontakte s pokožkou
 2. Okienko záblesku
 3. Senzor farby pokožky
 4. LCD displej
 5. Tlačidlo záblesku
 6. Napájací konektor
 7. Hlavný vypínač / prepínač nastavenia úrovne energie
 8. Výstup vzduchu
 9. Napájací adaptér
 10. Úroveň intenzity
 11. Symbol chladenia
 12. Symbol detekcie pokožky
 13. Režim automatického záblesku
 14. Životnosť zariadenia

Kontraindikácie

1. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak máte veľmi tmavú pokožku. Veľmi tmavá pokožka môže absorbovať príliš veľa svetelnej energie a po ňom môže nastáť napríklad tetovanie, jazvy atď.) pokožku.
2. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak bola vaša pokožka nedávno umelo alebo prirodzene opálená alebo je popálená následkom nadmerného vystavenia slnku.
3. NEPOUŽÍVAJTE, ak ste citliví na slnečné svetlo (fotosenzitivita) alebo užívate lieky spôsobujúce fotosenzitivitu, napr. niektoré antibiotiká ako tetracyklín, NSAID ako ibuprofén alebo retinoidy ako Accutane a/alebo lokálne retinoidy ako Retin A.
4. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak máte v anamnéze rakovinu kože alebo prekancerózne zmeny (napr. znamienka alebo veľké množstvo pier).
5. NEPOUŽÍVAJTE, ak ste tehotná, dočítate alebo máte menštruáciu.
6. NEPOUŽÍVAJTE zariadenie u osôb mladších ako 18 rokov.

Upozornenia

1. Nepoužívajte zariadenie na týchto oblastiach:
 - Okolo očí a v blízkosti obočia,
 - Na bradvách, dvorcoch, malých psychoch, pošve, konečníku a vo vnútri nozdrí a uší.
 - Muži nesmú používať na miešku.
 - Na a v blízkosti akýchkoľvek umelých prvkov, ako sú silikónové implantáty, kardiostimulátory, podkožné porty (napr. dávkovacie inzulínu) alebo piercingy.
- Na znamienkach, pehách, veľkých žilách, tmavších pigmentových oblastiach, jazvách a kožných léziách bez konzultácie s lekárom. Môže to viesť k popáleninám a zmene farby pokožky, čo môže stať

rozpoznanie kožných chorôb.

- Na bradvách, tetovaniach alebo permanentnom make-up; a môže to viesť k popáleninám a zmene farby pokožky.
- Na oblastiach, kde používate dlhodobé deodoranty. Môže to spôsobiť kožné reakcie.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie na spaľenú od slnka, nedávno opálenú alebo umelo opálenú pokožku. Poznámka: Zoznam nie je vyčerpávajúci. Ak si nie ste istí, či môžete toto zariadenie používať, odporúčame konzultáciu s lekárom.
- 2. Ihneď prerušte používanie zariadenia, ak spozorujete rozsiahle začervenanie pokožky.
- 3. Po dlhodobom alebo opakovanom používaní zariadenia na jednom mieste môže dôjsť k poškodeniu pokožky.
- 4. Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť VÝROBCA, autorizovaný servis VÝROBCU alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom.
- 5. Zariadenie vyžaruje záblesky intenzívneho pulzného svetla, ktoré môže byť pri priamej expozícii škodlivé pre oči.
- 6. NEPOUŽÍVAJTE sa priamo do okna záblesku, keď je zariadenie pripojené k napájaniu a zapnuté.
- 7. NEPOKÚŠAJTE sa aktivovať zariadenie smerom k oku.
- 8. Odporúčame sa nosiť ochranné okuliare a odvrátiť zrak od zariadenia počas aktivácie tlačidla záblesku.
- 9. Zariadenie je určené len na redukciu ochlpenia. Nepoužívajte ho na iné účely.
- 10. Použitie iných ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonávanie iných činností, než je uvedené v tomto návode, môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému zariadeniu.
- 11. Je zakázané používať adaptér, ktorý nespĺňa špecifikácie, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- 12. Vždy pred použitím skontrolujte zariadenie. Nepoužívajte zariadenie ani adaptér, ak sú poškodené.
- 13. Nikdy nevkladajte žiadne predmety do zariadenia.
- 14. Nepoužívajte zariadenie, ak je filter okna záblesku poškodený.
- 15. Ak je zariadenie poškodené, nedotýkajte sa žiadnych vnútorných častí, aby ste sa vyhnuli úrazu elektrickým prúdom.
- 16. Nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, hrubé špongie, abrazívne prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo aceton, na čistenie zariadenia.
- 17. Žiadna časť zariadenia nesmie byť servisovaná alebo udržiavaná počas používania pacientom.
- 18. Nepoužívajte zariadenie, ak používate iný neupravovaný produkt bez prítomnosti kvalifikovaného personálu, pretože to môže spôsobiť poškodenie, poruchu alebo úraz.
- 19. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté, aby ste sa vyhnili riziku požiaru alebo popálenia.
- 20. Akékoľvek neautorizované úpravy sú zakázané, pretože môžu viesť k nepriateľnému riziku.
- 21. Nepoužívajte, ak sa zariadenie stáva nepriateľne horúcim na dotyk.
- 22. Nepokúšajte sa aktivovať (záblesk) zariadenie na inom povrchu ako na pokožke.
- 23. Nezakrývajte výstup vzduchu zariadenia.
- 24. Zariadenie nie je určené na použitie osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez skúseností a vedomostí, ktoré neboli riadne poučené alebo nie sú pod dohľadom, aby sa predišlo riziku požiaru alebo popálenia.
- 25. Nevystavujte zariadenie silným otrasom, aby ste zabránili poškodeniu lampy.
- 26. Vždy odpodte zariadenie od napájania po použití a v prípade výpadku napájania, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.
- 27. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- 28. Neumiestňujte zariadenie tak, aby bolo sťažené ovládanie napájacej zástrčky, ktorá slúži na odpojenie zariadenia od elektrickej siete.
- 29. Priložený napájací adaptér je súčasťou zariadenia, nepoužívajte iný adaptér na napájanie.



Bezpečnostné opatrenia

1. Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené na značení zodpovedá sieťovému napätiu, aby ste sa vyhlížili riziku úrazu elektrickým prúdom alebo trvalému poškodeniu zariadenia.
2. Ak má závesku, ktorú používate, zlé kontakty, zástrčka zariadenia sa zahrieva. Uistite sa, že zariadenie pripájate do správnej namontovanej zásuvky, aby ste sa vyhlížili riziku požiaru a popálenia.
3. Ak je napájací adaptér poškodený, vždy ho vymeňte za originálny typ, aby ste sa vyhlížili nebezpečenstvu.
4. Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať iba jedna osoba.
5. Ak zariadenie nepoužívate, malo by byť uložené na suchom mieste, neukladajte naň žiadne ťažké predmety.
6. Zariadenie a napájací adaptér uchovávajte na suchom mieste. Zariadenie nie je určené na umývanie.

Indikácie na použitie

IPL zariadenie na odstraňovanie chlpkov je voľnopredajné zariadenie určené na odstraňovanie nechcených chlpkov. Zariadenie je tiež určené na trvalé zníženie opätovného rastu chlpkov, čo je definované ako dlhodobé, stabilné zníženie počtu dorastajúcich chlpkov, merané po 6, 9 a 12 mesiacoch od ukončenia kúry.

Odtieň pokožky (strana 3, f2)

Zariadenie je vhodné iba pre osoby s Fitzpatrick typmi pokožky I–V. PRED POUŽITÍM ZARIADENIA si vyberte svoj odtieň pokožky podľa Fitzpatrickovej škály fototypov, ktorú vyvinul dermatológ Harvard Medical School Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, na klasifikáciu farby pleti a tolerancie na slnečné svetlo.

Škála má šesť úrovni odtieňa pokožky. IDENTIFIKUJTE svoj odtieň pokožky a skontrolujte nižšie uvedené diagram, či je produkt vhodný.

Návod na použitie funkcií

1. Stlačte hlavný vypínač na 2 sekundy a znova stlačte na zmenu úrovne.
2. Stlačte a podržte tlačidlo záblesku 2 sekundy na prepnutie medzi manuálnym a automatickým režimom.
3. 990 000 zábleskov, úroveň 1–9 spotrebujú 1 záblesk.
4. Displej najprv ukazuje 990 000 zábleskov a s používaním sa číslo zníži až na nulu.

Funkcie produktu

IPL na odstránenie chlpkov Intenzívne pulzné svetlo (IPL) využíva svetelnú technológiu, ktorá vysiela rôzne vlnové dĺžky, ktoré sú absorbované melanínom vo vlasoch a spôsobujú ich zahriatie. To následne ničí vlasový folikul natolko, že odstráni chlpy a zabráni ich opätovnému rastu. Chladiaca funkcia zariadenia na odstránenie chlpkov závisí od termoelektrického chladiča (TEC). Keď zariadenie vykonáva odstránenie chlpkov, TEC vylučova Peltierov efekt. Prúd preteká spojov vytvorených dvoma rôznymi vodičmi, energetická hadina elektrónov prechádza. Elektrón musí absorbovať teplo, čo spôsobí, že chladiaci povrch v kontakte s pokožkou vytvorí chladiaci povrch a tým zníži teplotu pokožky používateľa v miestach odstránenia chlpkov.

Priprava na použitie

Pred použitím sa uistite, že vaša pokožka je v dobrom stave, bez poranení a rán. Pokožka by mala byť vopred pripravená očistením, použitím holiaceho stroja/ka príloženého k zariadeniu na odstránenie všetkých viditeľných chlpkov a uistením sa, že je bez chlpkov, úplne suchá a odmastená.

Nepoužívajte depilačné krémy, vosk atď., pretože chemikálie môžu spôsobiť kožné reakcie. Plochu kontaktu s pokožkou a filter čistite mäkkou handričkou. Skontrolujte, či je vaša pokožka vhodná pre tento produkt. (strana 3, f2)

Automatická detekcia odtieňa pokožky

Po zapnutí napájania sa na LCD displeji zobrazí „0“, v tomto momente priložíte kontaktnú plochu k pokožke v oblasti, ktorú chcete epilovať. Ak symbol farby na displeji prestane blikať a zobrazí sa číslo „1“ alebo „2“ alebo „3“ alebo „4“ alebo „5“, znamená to, že zariadenie je vhodné pre váš odtieň pokožky; číslo zobrazené na LCD je odporúčaná úroveň energie pre váš odtieň pokožky, úroveň 1 pre typ pokožky V, úroveň 2 pre typ IV, úroveň 3 pre typ III, úroveň 4 pre typ II, úroveň 5 pre typ I. Ak symbol farby na displeji prestane blikať a stále sa zobrazuje číslo „0“, znamená to, že detekcia odtieňa pokožky zlyhala a zariadenie nemôže fungovať. Skontrolujte vyššie uvedenú kartu odtieňov pokožky, aby ste potvrdili, či je váš odtieň vhodný pre epiláciu.

Test osvetlenia pokožky

Pred prvým použitím **ODPORUČAME** vykonať test pokožky na reakciu. Vyberte miesto na ruke alebo nohe na testovanie. Pripojte napájací adaptér a zapnite zariadenie. Nastavte úroveň na 1, pevne priložte kontaktnú plochu k pokožke na zvolenom mieste a stlačte tlačidlo záblesku na vyžarovanie svetla. Presuňte zariadenie na iné testovacie miesto a zvýšte úroveň energie, stlačte tlačidlo záblesku na ďalší test. Ak je pocit pohodlný, zvýšte nastavenie o jednu úroveň a skúste to na inom mieste. Nepoužívajte viac ako jeden záblesk na rovnakom mieste. Pri svetlejšej pokožke skontrolujte výsledok po 30 minútach, pri tmavšej po 60 minútach – ak pokožka nezačervená, znamená to, že zariadenie je vhodné pre vašu pokožku. Ak sa nevyskytnú žiadne kožné abnormality, ale počas sedenia cítite intenzívne teplo, posledná úroveň energie je najvhodnejšia pre vašu pokožku. (Nasadte si okuliare pred testom, aby ste chránili oči pred svetlom.)

Použitie – kroky

1. Pred každým použitím očistite kontaktnú plochu a filter mäkkou handričkou.
2. Pripojte napájací adaptér a stlačte vypínač na 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli.
3. Keď je zariadenie zapnuté, na LCD displeji sa zobrazí „0“. Môžete využiť automatickú funkciu detekcie odtieňa pokožky (pozrite strana 3, f2). Ak zariadenie zistí, že váš odtieň pokožky je vhodný, na LCD sa zobrazí odporúčaná úroveň energie a môžete začať epiláciu na tejto úrovni. Môžete tiež manuálne nastaviť úroveň energie stlačením vypínača na zmenu úrovne v sekvencii 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, ako je uvedené na LCD. Odporúčame sa začať s úrovňou rovnú prvému použitiu zariadenia a postupne zvyšovať úroveň energie.
4. Nasadte si profesionálne okuliare, aby ste predišli poškodeniu očí.
5. Po nastavení úrovne energie priložte kontaktnú plochu k pokožke pod uhlom 90°, aby ste zabezpečili plný kontakt s pokožkou. Ak symbol detekcie pokožky na displeji prestane blikať, stlačte tlačidlo Flash, aby sa vyžiarilo svetlo. Ak kontaktná plocha nie je úplne priložená k pokožke, po stlačení tlačidla Flash nedôjde k vyžiareniu svetla.
6. Po stlačení tlačidla Flash zariadenie vyžaruje jeden záblesk svetla, ktorý je spravidla jasný, jemný, teplý mravčenie. Pociťte teplo záblesku. Presuňte zariadenie na ďalšiu oblasť epilácie. Symbol detekcie pokožky na LCD prestane blikať, čo znamená plný kontakt s pokožkou – potom zopakujte činnosť.

Odporúčajú harmonogram používania

- 1.–4. týždeň: 3–4-krát týždenne
 - 5.–6. týždeň: 2–3-krát týždenne
 - 7.–8. týždeň: dvakrát týždenne
 - 9. týždeň a viac: 1–2-krát týždenne
- Poznámka: Frekvencia použitia závisí od individuálneho tempa rastu chlpkov.

Viac informácií > strana 3, f3

Specifikacije

Tehnologija: IPL

Dimenzije: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Teža: 306 g

Valovna dolžina: (600 nm~1200 nm) ±15 nm

Fluena: 1,6 J/cm²~6 J/cm²

Čas osvetlitve/trajanje impulza: 8-12 ms

Interval med bliski samo v samodejnem načinu: 1,20~3,02 s

Izbirne ravni energije: 1~9 ravni

Območje osvetlitve: 3,5 cm²

V kompletu: IPL ×1, navodila za uporabo ×1, napajalnik ×1

Pogoji shranjevanja in transporta

Temperatura: -25°C ~ 70°C

Vlažnost: 10 % do 90 % rH

Tlak: 70~106 kPa

Pogoji uporabe

Temperatura: 0°C~30°C

Vlažnost: 10~75% rH

Delovni tlak: 70~106 kPa

Opis izdelka (stran 2, fl)

1. Hladilna površina v stiku s kožo
2. Okence za blisk
3. Senzor barve kože
4. LCD zaslon
5. Gumb za blisk
6. Priključek za napajanje
7. Stikalo za vklop / nastavitve ravni energije
8. Izhod zraka
9. Napajalnik
10. Raven intenzivnosti
11. Simbol hlajenja
12. Simbol zaznavanja kože
13. Način samodejnega bliska
14. Življenjska doba naprave

Kontraindikacije

1. NAPRAVE NE UPORABLJAJTE, če imate zelo temno kožo. Zelo temna koža lahko absorbira preveč svetlobne energije in poškoduje (npr. oči, ušesa, tetovaze, brazgotine itd.) kožo.
2. NAPRAVE NE UPORABLJAJTE, če je bila vaša koža nedavno umetno ali naravno porjavela ali je opočena zaradi prekomerne izpostavljenosti soncu.
3. NE UPORABLJAJTE, če ste občutljivi na sončno svetlobo (fotosenzitivnost) ali jemljete zdravila, ki povzročajo fotosenzitivnost, npr. nekateri antibiotiki kot je tetraciklin, NSAR kot je ibuprofen ali retinoidi kot je Accutane in/ali lokalni retinoidi kot je Retin A.
4. NAPRAVE NE UPORABLJAJTE, če imate v anamnezi kožnega raka ali predrake spremembe (npr. znamenja ali večje število maternih znamenj).
5. NE UPORABLJAJTE, če ste noseči, dojite ali imate menstruacijo.
6. Naprave NE UPORABLJAJTE pri osebah, mlajših od 18 let.

Opozorila

1. Naprave ne uporabljajte na naslednjih območjih:
 - Okoli oči in blizu obrvi.
 - Na bradavicah, kolobargih, malih sramnih ustnicah, nožnici, zadnjiku ter znotraj nosnic in ušes.
 - Moški je ne smejo uporabljati na možgani.
 - Na in blizu vseh umetnih elementov, kot so silikonski vsadki, srčni spodbujevalniki, podkožni injekcijski porti (npr. inzulinске črpalke) ali piercingi.
- Na maternih znamenjih, pegah, velikih žilah, temnejših pigmentnih območjih, brazgotinah in kožnih spremembah brez posveta z zdravnikom. To lahko povzroči opekline in spremembo barve kože, kar

otežuje prepoznavanje kožnih bolezni.

- Na bradavicah, tetovazah ali trajnem ličenju; to lahko povzroči opekline in spremembo barve kože.
- Na področjih, kjer uporabljate dolgotrajne dezodorante. Lahko povzroči kožne reakcije.
- Naprave nikoli ne uporabljajte na soncu opoženi, negadno porjaveli ali umetno porjaveli koži. Opomba: Seznam ni izčrpen. Če niste prepričani, ali lahko uporabite napravo, priporočamo posvet z zdravnikom.
- 2. Takoj prenehajte z uporabo naprave, če opazite obsežno rdečico kože.
- 3. Po dolgotrajni ali ponavljajoči se uporabi naprave na istem mestu lahko pride do poškodb kože.
- 4. Če je napajalni kablček poškodovan, ga mora zamenjati PROIZVAJALEC, pooblaščen servis PROIZVAJALCA ali oseba s podobnimi kvalifikacijami, da se izogne nevarnosti električnega udara.
- 5. Naprava oddaja bliske intenzivne pulzirajoče svetlobe, ki so lahko pri neposredni izpostavljenosti škodljivi za oči.
- 6. NE glejte neposredno v okence za blisk, ko je naprava priključena na napajanje in vklopljena.
- 7. NE poskušajte aktivirati naprave v smeri očesa.
- 8. Priporočljivo je nositi zaščitna očala in odvrniti pogled od naprave med aktiviranjem gumba za blisk.
- 9. Naprava je namenjena izključno za zmanjšanje poraščenosti. Ne uporabljajte je za druge namene.
- 10. Uporaba drugih kontrol, nastavitev ali izvajanje drugih dejanj, kot je določeno v tem navodilu, lahko povzroči izpostavljenost nevaramu sevanju.
- 11. Prepovedana je uporaba adapterja, ki ne ustreza specifikacijam, saj lahko poškoduje napravo.
- 12. Napravo vedno preverite pred uporabo. Ne uporabljajte naprave ali adapterja, če sta poškodovana.
- 13. Nikoli ne vstavljajte predmetov v napravo.
- 14. Ne uporabljajte naprave, če je filter okvarjen za blisk poškodovan.
- 15. Če je naprava poškodovana, se ne dotikajte notranjih delov, da se izognete električnemu udaru.
- 16. Naprave nikoli ne čistite s stisnjenim zrakom, grobimi gobicami, abrazivnimi ali agresivnimi tekočinami, kot so bencin ali aceton.
- 17. Noben del naprave ne sme biti servisiran ali vzdrževan med uporabo s strani uporabnika.
- 18. Ne razstavljajte, ne popravljajte ali ne predelujte izdelka brez pristojnosti usposobljenega osebe, saj lahko to povzroči poškodbe, okvare ali poškodbe osebe.
- 19. Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena, da se izognete nevarnosti požara ali opeklin.
- 20. Kakršne koli nepooblaščenke spremembe so prepovedane, saj lahko povzročijo nesprejemljivo tveganje.
- 21. Ne uporabljajte, če naprava postane neprijetno vroča na dotik.
- 22. Ne poskušajte aktivirati (bliskati) naprave na kateri koli drugi površini razen kože.
- 23. Ne prekrivajte izhoda zraka naprave.
- 24. Naprava ni namenjena uporabi osebam z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in znanja, razen če so ustrezno poučene ali nadzorovane, da se izognete nevarnosti požara ali opeklin.
- 25. Ne izpostavlajte naprave močnim udarcem, da ne poškodujete žarnice.
- 26. Po vsaki uporabi vedno izključite napravo iz napajanja in tudi v primeru izpada električne energije, da se izognete poškodbam naprave.
- 27. Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kad, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- 28. Naprave ne postavljajte tako, da bi bilo težko upravljati napajalni vtičnik, ki je namenjen odklopu naprave od električnega omrežja.
- 29. Priložen napajalnik je del naprave, ne uporabljajte drugega napajalnika za napajanje.

Varnostni ukrepi

1. Pred priključitvijo naprave preverite, ali napetost, navedena na



napravi, ustreza omrežni napetosti, da se izognete nevarnosti električnega udara ali trajne poškodbe naprave.

2. Če ima vitčnica, ki jo uporabljate, slabe priključke, se vtičak naprave segreje. Prepričajte se, da napravo priključite v pravilno nameščeno vitčnico, da se izognete nevarnosti požara in opeklin.

3. Če je napajalnik poškodovan, ga vedno zamenjajte s originalnim tipom, da se izognete nevarnosti.

4. Zaradi higienskih razlogov naj napravo uporablja samo ena oseba.

5. Ko naprave ne uporabljate, naj bo shranjena na suhem mestu, ne postavljajte nanjo težkih predmetov.

6. Napravo in napajalnik hranite na suhem mestu. Naprava ni primerna za pranje.

Indikacije za uporabo
 IPL naprava za odstranjevanje dlak je naprava brez recepta, namenjena odstranjevanju neženelnih dlak. Naprava je prav tako namenjena trajnemu zmanjšanju rasti dlak, kar je opredeljeno kot dolgoročno, stabilno zmanjšanje števila vraslih dlak, merjeno po 6, 9 in 12 mesecih po zaključku terapije.

Odtенок kože (stran 3, f2)
 Naprava je primerna samo za osebe s Fitzpatrick tipe kože I–V. PRED UPORABO NAPRAVE izberite svoj odtенок kože na podlagi Fitzpatrickove lestvice fototipov, ki jo je razvil dermatolog s Harvardске medicinske šole Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, za razvrščanje polti in tolerance na sončno svetlobo.

Lestvica ima šest ravni odtенокov kože. PROSIMO, IDENTIFICIRAJTE svoj odtенок kože in preverite spodnji diagram, če je izdelek primeren.

Navodila za uporabo funkcij
 1. Pritisnite stikalo za vklop za 2 sekundi in znova pritisnite za spremembo ravni.
 2. Pritisnite in držite gumb za blisk 2 sekundi za preklon med ročnim in samodejnim načinom.
 3. 990 000 bliskov, ravni 1–9 porabijo 1 blisk.
 4. Zaslonski naprejek pokaže 990 000 bliskov in se z uporabo zmanjšuje do ničle.

Funkcije izdelka
 IPL za odstranjevanje dlak Intenzivna pulzirajoča svetloba (IPL) uporablja funkcijo na osnovi svetlobe, ki oddaja več valovnih dolžin in jih absorbira melanin v dlaki, kar povzroči segrevanje. To nato uniči lasni mešiček toliko, da odstrani dlako in prepreči njeno ponovno rast.

Funkcija hlajenja naprave za odstranjevanje dlak temelji na termoelektričnem hladilniku (TEC). Ko naprava izvaja odstranjevanje dlak, TEC povzroči Peltierov učinek. Tok teče skozi stik dveh različnih prevodnikov, raven energije elektronov preskoči. Elektron mora absorbirati toploto, zaradi česar hladilna površina v stiku s kožo ustvari hladno površino in s tem zniža temperaturo kože uporabnika na področju odstranjevanja dlak.

Priprava na uporabo
 Pred uporabo se prepričajte, da je vaša koža v dobrem stanju, brez poškodb in ran. Kožo je treba predhodno pripraviti z očiščenjem, uporabo priloženega brivnika za odstranitev vseh vidnih dlak in zagotoviti, da je brez dlak, popolnoma suha in nemastna.

Ne uporabljajte depilacijskih krem, voska itd., saj lahko kemikalije povzročijo kožne reakcije. Površino stika s kožo in filter čistite z mehko krpo. Preverite, ali je vaša koža primerna za ta izdelek, (stran 3, f2)

Samodejno zaznavanje odtënka kože
 Po vklopu napajanja se na LCD zaslonu prikaže »0«. V tem trenutku prislonite površino stika s kožo na območje, ki ga želite depilirati. Če simbol barve na zaslonu preneha utripati in se prikaže številka »1« ali »2« ali »3« ali »4« ali »5«, to pomeni, da je naprava primerna za vaš odtënok kože; številka na LCD je priporočena raven energije za vaš

odtënok kože, raven 1 za tip V, raven 2 za tip IV, raven 3 za tip III, raven 4 za tip II, raven 5 za tip I. Če simbol barve na zaslonu preneha utripati, a še vedno prikazuje številko »0«, to pomeni, da zaznavanje odtënka kože ni uspelo in naprava ne more delovati. Preverite zgornjo kartico odtënkov kože, da potrdite, če je vaš odtënok primeren za depilacijo.

Test osvetlitve kože
 Pred prvo uporabo PRIPOROČAMO, da testirate kožo na reakcijo. Izberite mesto na roki ali nogi za test. Priključite napajalnik in vklopite napravo. Nastavite raven na 1, trdno prislonite površino stika s kožo na izbrano mesto in pritisnite gumb za blisk za oddajo svetlobe. Premaknite napravo na drugo testno mesto in povečajte raven energije, pritisnite gumb za blisk za naslednji test. Če je občutek udoben, povečajte nastavitev za eno raven in poskusite na drugem testnem mestu. Na istem mestu ne uporabljajte več kot enega bliska. Pri svetlejši koži preverite rezultat po 30 minutah, pri temnejši po 60 minutah – če koža ne pordeči, pomeni, da je naprava primerna za vašo kožo. Če ni kožnih nepravilnosti, vendar med sejo občutite intenzivno toploto, je zadnja raven energije najprimernejša za vašo kožo. (Pred testiranjem si nadenite očala, da zaščitite oči pred svetlobo.)

Uporaba – koraki

1. Pred vsako uporabo očistite površino stika s kožo in filter z mehko krpo.
2. Priključite napajalnik in pritisnite stikalo za vklop za 2 sekundi, da vklopite napravo.
3. Ko je naprava vklopljena, se na LCD zaslonu prikaže »0«. Uporabite lahko funkcijo samodejnega zaznavanja odtënka kože (glejte stran 3, f2). Če naprava zazna, da je vaš odtënok kože primeren, se na LCD prikaže priporočena raven energije in lahko začnete z depilacijo na tej ravni. Ravn lahko tudi ročno nastavite s pritiskom na stikalo za vklop za menjavanje ravni energije v zaporedju 1–2–3–4–5–6–7–8–9–0–1–2–3–4–5–6–7–8–9–0–1, kot prikazuje LCD. Priporočamo, da pri prvi uporabi naprave začnete z najnižjo ravni in raven postopno povečujete.
4. Nadenite si profesionalna očala, da zaščitite oči.
5. Po nastavitvi ravni energije prislonite površino stika s kožo pravokotno (90°) na kožo, da zagotovite popoln stik. Če simbol zaznavanja kože na zaslonu preneha utripati, pritisnite gumb za blisk za oddajo svetlobe. Če površina stika s kožo ni popolnoma prislonjena, po pritisku na gumb za blisk svetloba ne bo oddana.
6. Po pritisku na gumb za blisk bo naprava oddala en blisk svetlobe, ki ga spremlja rahlo toplotno hlajenje. Občutili boste toploto bliskov, premaknite napravo na naslednje območje za depilacijo. Simbol zaznavanja kože na LCD preneha utripati, kar pomeni popoln stik s kožo – ponovite postopek.

Priporočeni urnik uporabe

- 1.–4. teden: 3–4-krat na teden
 - 5.–6. teden: 2–3-krat na teden
 - 7.–8. teden: dvakrat na teden
 9. teden in več: 1–2-krat na teden
- Opomba: Pogostost uporabe je odvisna od individualne hitrosti rasti dlak. Pri vsakem je drugačna.

Več informacij > stran 3, f3



Spetsifikatsioon
Tehnoloogia: IPL
Mõõtmised: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Kaal: 306 g
Laineepikkus: (600 nm~1200 nm) ±15 nm
Fluents: 1,6 J/cm²~6 J/cm²
Kokkupuuteaeg/impulsi kestus: 8~12 ms
Väljatule vahe ainult automaatrežiimis: 1,20~3,02 s
Valitavad energiatasemed: 1~9 taset
Kokkupuuteala: 3,5 cm²
Komplektis: IPL x1, kasutusjuhend x1, toiteadapter x1

Hoidmise ja transpordi tingimused
Temperatuur: -25°C ~ 70°C
Õhuniiskus: 10% kuni 90% rH
Rõhk: 70~106 kPa

Töötingimused
Temperatuur: 0°C~30°C
Õhuniiskus: 10~75% rH
Töörõhk: 70~106 kPa

Tootekirjeldus (lk 2, f1)

1. Jahutusspind, mis puutub kokku nahaga
2. Välguklaas
3. Nahatiübi sensor
4. LCD-ekraan
5. Välgunupp
6. Toitepesa
7. Toiteküliti/energiataseme reguleerimise lüliti
8. Ohu väljalaskeava
9. Toiteadapter
10. Intensiivtase
11. Jahutuse sümbol
12. Nahatuvastuse sümbol
13. Automaatvälgu režiim
14. Seadme eluiga

Vastunäidustused

1. ÄRA KASUTA seadet, kui sul on väga tume nahk. Väga tume nahk võib neelata liiga palju valgusenergiat ja kahjustada (nt kõrvestada, tätoveeringud, armid jne) nahka.
2. ÄRA KASUTA seadet, kui sinu nahk on hiljuti kunstlikult või loomulikult päevitunud või päikesepõletusega liigest päikese käes viibimiseist.
3. ÄRA KASUTA, kui oled päikesevalguse suhtes tundlik (fotosensitiivsus) või võtad ravimeid, mis põhjustavad fotosensitiivsust, nt teatud antibiootikumid nagu tetratsükliin, mistlisteroidsed põletikuvastased ravimid nagu ibuprofeen või retinoidid nagu Accutane jätvõi paiksed retinoidid nagu Retin A.
4. ÄRA KASUTA seadet, kui sul on olnud nahavähk või vähieelsed muutused (nt sünnimärgid või suur hulk tetratähne).
5. ÄRA KASUTA, kui oled rase, toidad last rinnaga või sul on menstruatsioon.
6. ÄRA KASUTA seadet alla 18-aastastel isikutel.

Hoiatused

1. Ära kasuta seadet järgmistest piirkondadest:
 - Silmade ümber ja kulmude lähedal.
 - Nibudel, nibuväljal, väikestel habememokkad, tupes, päraku piirkonnas ning ninasõõrmete ja kõrvade sees.
2. Mehed ei tohi seda kasutada munandikoti.
3. Kunstlike elementide lähedal või peal, nagu silikoonimplantaadid, südamestimulaatorid, nahaalused süsteemid (nt insuliinpumbad) või augustused.
4. Sünnimärgid, tetratähnid, suurte venide, tumedamate pigmentatsiooni piirkondade, armide ja nahakahjustuste korral ilma

arstiga konsulteerimata. See võib põhjustada põletusi ja naha värvimuutusi, mis võivad raskendada nahahaiguste diagnoosimist.

- Nibudel, tätoveeringutel või püsimieglil; see võib põhjustada põletusi ja naha värvimuutusi.

- Aadel, kus kasutatakse püsivaid deodorante. See võib põhjustada nahareaktsioone.

- Ära kasuta kunagi seda seadet päikesepõletuse saanud, hiljuti päevitunud või kunstlikult päevitunud nahal. Märkus: Nimekirj ei ole täielik. Kui sa pole kindel, kas võib seda seadet kasutada, soovitage konsulteerida arstiga.

2. Katkestada seadme kasutamine kohe, kui märkad ulatuslikku naha punetust.

3. Naha kahjustusi võib tekkida seadme pikaaajalise või korduva kasutamise korral samas kohas.

4. Kui toitejuhe on kahjustatud, peaks selle vahetama TOOTJA, tootja volitatud teenindus või samase kvalifikatsiooniga isik, vältimaks elektrilöögi ohtu.

5. Seade väljastab intensiivset impulsivalgust, mis võib otseselt kokkupuutel olla silmadele kahjulik.

6. ÄRA VAAATA otse välguklaasi, kui seade on ühendatud vooluvõrku ja sisse lülitatud.

7. ÄRA PUUJA seadet aktiveerida silmade suunas.

8. Soovitav on kanda katseprille ja vaadata seadme eemale välgunupu vajutamisel.

9. Seadet kasutatakse ainult karvade eemaldamiseks. Ära kasuta seda muuks otstarbeks.

10. Muude juhtimiseadmete kasutamine, seadistamine või muude toimingute tegemine peale käesolevas juhendis määratud võib põhjustada ohtliku kiirguse sattumist.

11. Keelatud on kasutada adapterit, mis ei vasta spetsifikatsioonile, kuna see võib seadet kahjustada.

12. Kontrolli seadet alati enne kasutamist. Ära kasuta seadet ega adapterit, kui need on kahjustatud.

13. Ära pane seadmesse mingeid esemeid.

14. Ära kasuta seadet, kui välguklaasi filter on kahjustatud.

15. Kui seade on kahjustatud, ära puutu ühesi sisemist osa, vältimaks elektrilöögi ohtu.

16. Ära kasuta puhastamisel suruõhku, karedaid käsnasid, abrasiivseid ega agressiivseid vedelikke, nagu bensiini või atetonon.

17. Ühtegi seadme osa ei tohi hooldada ega remontida kasutaja poolt kasutamise ajal.

18. Ära lahti muuta, paranda ega muuda toodet ilma kvalifitseeritud isikuta, kuna see võib põhjustada kahjustusi, rikke või vigastusi.

19. Ära jätta seadet järelevalveta, kui see on sisse lülitatud, vältimaks tule- või põletusohu tekkimist.

20. Kõik voltimata muudatused on keelatud, kuna need võivad põhjustada vastuvõetamatut riski.

21. Ära kasuta seadet, kui see muutub puudutamisel ebaroomikult kuumaks.

22. Ära puua (välgutada) seadet kasutada muul pinnal kui nahal.

23. Ära kata seadme õhu väljalaskeava kinni.

24. Seade ei ole mõeldud füüsilisel, sensoorsel või vaimsel piiratud või kogemusteta ja teadmisteta isikutele, välja arvatud juhul, kui nad on saanud juhiseid või on järelevalve all, vältimaks tule- või põletusohu tekkimist.

25. Ära puutu seadet tugevate löökidega, vältimaks lambi kahjustamist.

26. Pärast kasutamist või voolukatkestuse korral eemalda alati seade vooluvõrgust, vältimaks seadme kahjustumist.

27. Ära kasuta seda seadet vannis, dussis, kraanikausi ega teiste veega anumate läheduses.

28. Ära paigalda seadet nii, et toitepistikü käsitlemine oleks takistatud – see on vajalik seadme elektrivõrgust eemaldamiseks.

29. Komplektis olev toiteadapter on osa seadmest, ära kasuta teist adapterit.

Ettevaatusabinõud



1. Enne seadme ühendamist kontrolli, kas seadmel märgitud pinged vastab võrgu pingele, et vältida elektrilöögi või seadme puusvika kahjustamise ohtu.
2. Kui kasutatav pistikupesa on viletas ühendustega, muutub seadme pistik kuumaks. Veendu, et seade on ühendatud korralikult paigaldatud pistikupessa, vältimaks tule- ja põletusohu tekkimist.
3. Kui toiteadapter on kahjustatud, vaheta see alati originaaltüübi vastu, vältimaks ohtu.
4. Hügieenilistel põhjustel peaks seadet kasutama ainult üks inimene.
5. Kui seadet ei kasutata, hoiu seade kuivas kohas, ära aset sellele raskeid esemeid.
6. Hoiu seadet ja adapterit kuivas kohas. Seade ei ole mõeldud pesemiseks.

Kasutamissäidustused

IPL karvaemaldusseade on retseptivaba seade soovimatute karvade eemaldamiseks. Seade on mõeldud ka püsivaks karvakasvu vähendamiseks, mida defineeritakse kui pikaajalist, stabiilset kasvavate karvade arvu vähenemist, mõeldakse 6, 9 ja 12 kuud pärast ravi lõppu.

Nahatooni sobivus (lk 3, f2)

Seade sobib ainult Fitzpatricki nahatüüpide I–V jaoks. ENNE SEADME KASUTAMIST vali oma nahatoon Fitzpatricki fototüüpide skaala järgi, mille töötas välja Harvardi meditsiinkooli dermatoloog Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, naha tüübi ja päikesevalguse taluvuse klassifitseerimiseks.

Skaalal on kuus nahatoonitaset. PALUN TUVASTA oma nahatoon ja vaata allolevast diagrammist, kas toode sobib.

Funktsioonide kasutusjuhend

1. Vajuta toitelülitit 2 sekundit ja vajuta uuesti, et muuta taset
2. Vajuta ja hoiu valgünuppu 2 sekundit, et lülitada käsitsi ja automaatrežiimi vahel
3. 990 000 valgätust, tasemetel 1–9 kulub 1 valgätus
4. Ekraan näitab alguses 990 000 valgätust ja väheneb kasutamisel kuni nullini

Toote funktsioonid

IPL karvaemaldus Intensiivne pulseeriv valgus (IPL) kasutab valguspõhist funktsiooni, mis kiirgab mitut lainepikkust, mida neelab karvades olev melaniin, põhjustades nende soojenemist. Seejärel hävitab see karvanääpsu piisavalt, et eemaldada karv ning takistada selle taaskasvu.

Karvaemaldusdeem jahtusfunktsiooni põhineb termoelektrilisel jahutl (TEC). Kui seade eemaldab karvu, tekitab TEC Peltieri efekti. Elekter voolab kahe erineva juhtme ühenduskohast läbi, elektroni energiatase hüppab. Elektron peab soojust neelama, mistõttu jahutuspiind, mis puutub kokku nahaga, muutub külmaks ja alandab kasutaja naha temperatuuri karvade eemaldamise kohtades.

Ettevalmistus kasutamiseks

Enne kasutamist veendu, et sinu nahk on heas seisukorras, ilma vigastuste ja haavadeta. Nahk tuleb eelnevalt puhastada, kasutada seadmega kaasas olevat pardiit kõigi nähtavate karvade eemaldamiseks ning veendu, et nahk on karvavaba, täiesti kuiv ja mitteõline.

Ära kasuta depileerimiskreeme, vaha jne, sest kemikaalid võivad põhjustada nahareaktsioone. Puhasta naha kontaktpinda ja filtrit pehme lapiga. Kontrolli, kas sinu nahk sobib selle toote jaoks. (lk 3, f2)

Automaatne nahatoonituvastamine

Pärast voolu sisselülitamist ilmub LCD-ekraanile „0“, sel hetkel aseta naha kontaktpind soovitud piirkonnale. Kui värvisümbol ekraanil hakkab vilkumast ja ilmub number „1“, „2“, „3“, „4“ või „5“, tähendab see, et seade sobib sinu nahatoonile; LCD-4 kuvatud number on soovitatav energiatasest sinu nahatoonile: tase 1 – nahatüüp V, tase 2 – IV, tase 3 – III, tase 4 – II, tase 5 – I. Kui värvisümbol ekraanil hakkab vilkumast, kuid

kuvatase ikka „0“, tähendab see, et nahatoonituvastamine ebaõnnestus ja seade ei saa töötada. Kontrolli ülal nahatoonikaarti, et kinnitada, kas sinu nahatoon sobib karvaemaldamiseks.

Valgusravi testi tegemine

Enne esmakordset kasutamist SOOVITAME teha nahareaktsiooni testi. Vali testimiseks koht käsivarrel või jalal. Ühenda toiteadapter ja lülita seade sisse. See tase 1, aseta naha kontaktpind tugevalt valitud kohale ning vajuta valgünuppu valguse väljastamiseks. Niहुta seadet järgmisele testikohale ja tõsta energiataset, vajuta valgünuppu järgmise testi jaoks. Kui tunne on mugav, tõsta seadistust ühe võrra ning proovi teisel testikohal. Ära kasuta samal kohal rohkem kui ühte valgütust. Heledama naha korral kontrolli tulemust 30 minuti pärast, tumedama naha korral 60 minuti pärast – kui nahk ei puneta, sobib seade sinu nahale. Kui nahal pole kõrvalreaktsioone, kuid tunned seansi ajal intensiivset kuumust, siis viimane energiatasest on sinu nahale sobivaim. (Pane testimise jaoks ette prillid, et kaitsa silmi valguse eest.)

Kasutamine – sammud

1. Puhasta enne igat kasutuskorda naha kontaktpind ja filter pehme lapiga.
2. Ühenda toiteadapter ja vajuta toitelülitit 2 sekundit seadme sisselülitamiseks.
3. Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse LCD-ekraanil „0“. (lk 3, f2). Kui seade vastab, et sinu nahatoon sobib, kuvatakse LCD-1 soovitatav energiatasest ja võid alustada karvaemaldust sellel tasemel. Või energiatasest ka käsitsi reguleerida, vajutades toitelülitit, et muuta taset järjekstes 1–2–3–4–5–6–7–9–8–7–6–5–4–3–2–1, nagu LCD-4 kuvatakse. Soovitame esimesel kasutamisel alustada esimesest tasemest ja energiatasest järk-järgult tõsta.
4. Pane ette spetsiaalsed prillid, et kaitsa silmi kahjustuste eest.
5. Pärast energiatasest seadistamist aseta naha kontaktpind nahale 90° nurga all, et tagada täielik kontakt. Kui nahatuvastuse sümbol ekraanil hakkab vilkumast, vajuta valgünuppu valguse väljastamiseks. Kui naha kontaktpind pole täielikult nahaga kontaktis, ei väljastata valgusvalgust.
6. Pärast valgünuppu vajutamist väljastab seade ühe valgusvalgutuse, millega kaasneb õrn soe kihelus. Tunned vajutust. Niहुta seadet järgmisele depileerimisalale. Nahatuvastuse sümbol LCD-i hakkab vilkumast, mis tähendab täiskontakti – korda toimingu.

Soovituslik kasutusgraafik

- 1–4. nädal: 3–4 korda nädalas
- 5–6. nädal: 2–3 korda nädalas
- 7–8. nädal: kaks korda nädalas
- 8 nädalat ja rohkem: 1–2 korda nädalas

Märkus: Kasutamise sagedus sõltub individuaalsest karvakasvu kiirusest. Igahel nel erinev.

Lisainfo > lk 3, f3

Specifikacija
Technologija: IPL
Matmenys: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Svoris: 306 g
Bangos ilgis: (600 nm~1200 nm) ±15 nm
Fluencija: 1,6 J/cm²~6 J/cm²
Ekspozicijos / impulso trukmė: 8-12 ms
Blyksnių intervalas tik automatinio režimo: 1,20~3,02 s
Pasirenkami energijos lygiai: 1~9 lygiai
Ekspozicijos plotas: 3,5 cm²
Komplekte: IPL x1, naudojimo instrukcija x1, maitinimo adapteris x1

Laikymo ir transportavimo sąlygos
Temperatūra: -25°C ~ 70°C
Drėgmė: 10 % iki 90 % rH
Slėgis: 70~106 kPa

Darbo sąlygos
Temperatūra: 0°C~30°C
Drėgmė: 10~75% rH
Darbinis slėgis: 70~106 kPa

- Gaminio aprašymas (2 psl., fi)
1. Aušinimo paviršius, liečiantis odą
 2. Blykstės langelis
 3. Odos spalvos jutiklis
 4. LCD ekranas
 5. Blykstės mygtukas
 6. Maitinimo lizdas
 7. Maitinimo jungiklis / energijos lygio reguliatorius
 8. Oro išleidimo anga
 9. Maitinimo adapteris
 10. Intensyvumo lygis
 11. Aušinimo simbolis
 12. Odos aptikimo simbolis
 13. Automatinio blykstės režimas
 14. Prietaiso tamavimo laikas

Kontraindikacijos

1. NENAUDOKITE prietaiso, jei turite labai tamsią odą. Labai tamsi oda gali sugerti per daug šviesos energijos ir pažeisti (pvz., nudeginti, tauriuotes, randus ir kt.) odą.
2. NENAUDOKITE prietaiso, jei įsū du neseniai buvo dirbtinai ar natūraliai įdegusi arba yra nudegusi dėl per didelio saulės poveikio.
3. NENAUDOKITE, jei esate jautrus saulės šviesai (fotosensyvumas) arba vartojate vaistus, sukeliančius fotosensyvumą, pvz., kai kuriuos antibiotikus, tokius kaip tetraciklinas, NVNU, tokius kaip ibuprofenas ar retinoidus, tokius kaip Accutane ir/ar vietinius retinoidus, tokius kaip Retin A.
4. NENAUDOKITE prietaiso, jei turite odos vėžio ar iškivėžiu odos pokyčių (pvz., apgarnų ar daug strazdanų) istoriją.
5. NENAUDOKITE, jei esate nėščia, žindote ar turite menstruacijas.
6. NENAUDOKITE prietaiso asmenims iki 18 metų amžiaus.

Įspėjimai

1. Nenaudokite prietaiso šiose vietose:
 - Aplink akis ir šalia antakių,
 - Ant spenelių, areolės, mažųjų lytinių lūpų, makšties, išangės bei nosies lūpų ir ausų viduje.
2. Vyrų negali naudoti ant kapšelio.
3. Ant ir šalia bet kokių dirbtinių elementų, tokių kaip silikoniniai implantai, širdies stimuliatoriai, poodiniai injekciniai portalai (pvz., insulino siurbliai) ar auskarai.
4. Ant apgarnų, strazdanų, didelių venų, tamsesnių pigmentinių plotų, randų ir odos darinių be gydytojo konsultacijos. Tai gali sukelti nudegimus ir odos spalvos pokyčius, kurie gali apsunkinti odos ligų diagnozę.
5. Ant spenelių, tauriuočių ar permanentinio makiažo; tai gali sukelti nudegimus ir odos spalvos pokyčius.
6. Ant vietų, kur naudojami ilgalaikiai dezodorantai. Tai gali sukelti odos

reakcijas.

- Niekada nenaudokite šio prietaiso ant nudegusios saulėje, neseniai įdegusios ar dirbtinai įdegusios odos, Pastaba: Sąrašas nėra baigtinis. Jei nesate tikri, ar galite naudoti šį prietaisą, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju.
- 2. Nedelsdami nutraukite prietaiso naudojimą, jei pastebite didelį odos paraudimą.
- 3. Odos pažeidimų gali atsirasti po ilgo ar kartotinio naudojimo vienoje vietoje.
- 4. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti GAMINTOJAS, GAMINTOJO įgaliotas servisas arba kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta elektros smūgio pavojaus.
- 5. Prietaisas skleidžia intensyvius impulsinius šviesos blyksnius, kurie gali būti kenksmingi akims tiesioginės ekspozicijos atveju.
- 6. NEŽIURĖKITE tiesiai į blykstės langelį, kai prietaisas prijungtas prie maitinimo ir jungtas.
- 7. NEBANDYKITE aktyvuoti prietaiso akių kryptimi.
- 8. Rekomenduojama naudoti apsauginius akinius ir žiūrėti nuo prietaiso, kai aktyvuojamas blykstės mygtukas.
- 9. Prietaisas skirtas tik plaukų šalinimui. Nenaudokite kitais tikslais.
- 10. Kitų valdiklių, nustatymų naudojimas ar kitų veiksmų atlikimas, nei nurodyta šiame vadove, gali sukelti pavojingą spinduliuotę.
- 11. Draudžiama naudoti specifikacijos neatitinkantį adapterį, nes jis gali sugadinti prietaisą.
- 12. Visada patikrinkite prietaisą prieš naudojimą. Nenaudokite prietaiso ar adapterio, jei jie pažeisti.
- 13. Niekada nedėkite jokių objektų į prietaisą.
- 14. Nenaudokite prietaiso, jei blykstės langelio filtras pažeistas.
- 15. Jei prietaisas pažeistas, nelskite vidinių dalių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- 16. Niekada nenaudokite suslėgto oro, šiurkščių kempinių, abrazyvinių ar agresyvių skysčių, tokių kaip benzinas ar acetonas, prietaiso valymui.
- 17. Jokia prietaiso dalis negali būti aptamajama ar prižiūrima vartotojo naudojimo metu.
- 18. Nedemontuokite, neremontuokite ir nemodifikuokite produkto be kvalifikuoto personalo, nes tai gali sukelti pažeidimų, gedimų ar sužalojimų.
- 19. Nelaikykite prietaiso be priežiūros, kai jis jungtas, kad išvengtumėte gaisro ar nudegimo rizikos.
- 20. Bet kokios neleistinos modifikacijos draudžiamos, nes jos gali sukelti neįprastą riziką.
- 21. Nenaudokite, jei prietaisas tampa nemaloniai karštas liečiant.
- 22. Nebandykite aktyvuoti (blykstės) prietaiso ant jokio paviršiaus, išskyrus odą.
- 23. Neuždeginkite prietaiso oro išleidimo angos.
- 24. Prietaisas nes skirtas naudoti asmenims su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis ar be patirties ir žinių, nebent jie yra tinkamai apmokyti ar prižiūrimi, kad būtų išvengta gaisro ar nudegimo rizikos.
- 25. Nelaikykite prietaiso stiprių smūgių poveikyje, kad būtų išvengta lūptų pažeidimų.
- 26. Po naudojimo visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, taip pat ir elektros energijos tiekimo nutūkimo atveju, kad būtų išvengta triukšmo pažeidimo.
- 27. Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų, kriauklių ar kitų indų su vandeniu.
- 28. Nedėkite prietaiso patį, kad būtų sudėtinga valdyti maitinimo kištuką, kuris skirtas prietaiso atjungimui nuo elektros tinklo.
- 29. Pridėtas maitinimo adapteris yra prietaiso dalis, nenaudokite kito adapterio maitinimui.

Atsargumo priemonės

1. Prieš prijungdami prietaisą, įsitinkite, kad prietaiso nurodyta įtampa atitinka tinką įtampą, kad išvengtumėte elektros smūgio ar nuolatinės prietaiso žalos.
2. Jei naudojama elektros lizdas turi blogus kontaktus, prietaiso kištukas įkaista, įsitinkite, kad prietaisas prijungtas prie tinkamo sumontuoto lizdo, kad išvengtumėte gaisro ir nudegimų rizikos.
3. Jei maitinimo adapteris pažeistas, visada pakeiskite jį originaliu tipu, kad išvengtumėte pavojaus.



4. Higienos sumetimais prietaisą turi naudoti tik vienas asmuo.
5. Nenaudojant prietaiso, laikykite jį sausoje vietoje, nedėkite ant jo sunkių daiktų.
6. Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje. Prietaisas neskirtas plauti.

Naudojimo indikacijos

IPL plaukų šalinimo prietaisas yra be recepto parduodamas prietaisas, skirtas nepagėdaujamų plaukų šalinimui. Prietaisas taip pat skirtas ilgalaikiam plaukų ataugimo sumažinimui, apibrėžiamam kaip ilgalaikis, stabilus ataugančių plaukų kiekio sumažėjimas, matuojamas praėjus 6, 9 ir 12 mėnesių po gydymo pabaigos.

Odos atspalvis (3 psl., f2)

Prietaisas tinka tik asmenims su Fitzpatrick I–V odos tipais. **PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ** pasirinkite savo odos atspalvį pagal Fitzpatrick fototipų skalę, kurią sukūrė Harvardo medicinos mokyklos dermatologas Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, odos spalvos ir atsparumo saulei klasifikavimui.

Skalėje yra šeši odos atspalvio lygiai. **NUSTATYKITE** savo odos atspalvį ir patikrinkite žemiau esančią diagramą, ar produktas tinka.

Funkcijų naudojimo instrukcijos

1. Paspauskite matinimo jungiklį 2 sekundėms ir dar kartą paspauskite, norint keisti lygį.
2. Paspauskite ir laikykite blykstės mygtuką 2 sekundes, norėdami perjungti tarp rankinio ir automatinio režimo
3. 990 000 blyksnių, lygiai 1–9 sunaudoja 1 blyksnį
4. Ekranas iš pradžių rodo 990 000 blyksnių ir naudojant mažėja iki nulio

Produkto funkcijos

IPL plaukų šalinimas Intensyvi impulsinė šviesa (IPL) naudoja šviesos bangas, veikiančias funkcijas, kuri sleidžia į kietą bangos lūpą, absorbuojamą plaukuose esančios melanino, todėl ji yra kietas. Tai savo ruožtu sunaikina plauko folikulą tiek, kad pašalina plaukus ir neleidžia jiems atauginti. Plaukų šalinimo prietaiso aušinimo funkcija priklauso nuo termoelektrinio aušintuvo (TEC). Kai prietaisas atlieka plaukų šalinimą, TEC sukelia Peltier efektą. Srovė teka per dviejų skirtingų laidininkų sudarytą jungtį, elektronų energijos lygis šoktelė. Elektronas turi sugerti šilumą, todėl aušinimo paviršius, liečiantis odą, tampa šaltas ir taip sumažina naudotojo odos temperatūrą plaukų šalinimo vietoje.

Paruošimas naudojimui

Prieš naudojimą įsitikinkite, kad jūsų oda yra geros būklės, be sužeidimų ar paraudų. Oda turi būti iš anksto paraudusi nuvalant ją, naudojant su prietaisu pateikiamą skutimosi peiliuką visiems matomiems plaukams pašalinti ir užtikrinant, kad ji būtų be plaukų, visiškai sausa ir neriebi.

Nenaudokite depilacinių kremų, vaško ir pan., nes cheminės medžiagos gali sukelti odos reakcijas. Odos kontakto paviršius ir filtrą valykite minkšta šluoste. Patikrinkite, ar jūsų oda tinka šiam produktui. (3 psl., f2)

Automatinis odos atspalvio nustatymas

Jungtus matinimą LCD ekrane pasirodo „0“, šiuo metu priglauskite odos kontakto paviršius prie normos depiliuoti vietos. Jei ekrane esantis spalvos simbolis nustoja mirksėti ir pasirodo skaičius „1“, „2“, „3“, „4“ arba „5“, tai reiškia, kad prietaisas tinka jūsų odos atspalviui; LCD rodomas skaičius – rekomenduojamas energijos lygis jūsų odos atspalviui: 1 lygis – V tipui, 2 lygis – III tipui, 3 lygis – III tipui, 4 lygis – II tipui, 5 lygis – I tipui. Jei spalvos simbolis ekrane nustoja mirksėti, bet vis dar rodo „0“, tai reiškia, kad odos atspalvio nustatymas nepavyko ir prietaisas neveiks. Patikrinkite aukščiau esančius odos atspalvių kotelę, kad įsitikintumėte, ar jūsų odos atspalvis tinka depilacijai.

Odos apšvietimo testas

Prieš pirmą naudojimą **REKOMENDUOJAME** atlikti odos reakcijos testą. Pasirinkite vietą ant rankos ar kojos testui atlikti. Prijunkite matinimo adapterį ir įjunkite prietaisą. Nustatykite lygį 1, tvirtai priglauskite odos kontakto

paviršių prie pasirinktos vietos ir paspauskite blykstės mygtuką šviesai išskirti. Perkelkite prietaisą į kitą bandomą vietą ir padinginkite energijos lygį. Paspauskite blykstės mygtuką kitam bandomui. Jei pojūtis patogus, padinginkite nustatymą vieno lygiu ir bandykite kitose vietose. Vienoje vietoje nenaudokite daugiau nei vieno blyksnio. Šviesosnei odai patikrinkite rezultatą po 30 min., tamsesnei – po 60 min. – jei oda neraudonoji, prietaisas tinkamas jūsų odai. Jei nėra odos pakitimo, tačiau seanso metu jautėte intensyvią šilumą, paskutinis energijos lygis yra tinkamiausias jūsų odai. (Prieš bandomą užsidėkite akinus, kad apsaugotumėte akis nuo šviesos.)

Naudojimas – žingsniai

1. Prieš kiekvieną naudojimą minkšta šluoste nuvalykite odos kontakto paviršius ir filtrą.
2. Prijunkite matinimo adapterį ir paspauskite matinimo jungiklį 2 sekundėms, kad įjungtumėte prietaisą.
3. Kai prietaisas jungtas, LCD ekrane pasirodys „0“. Galite naudoti automatine odos atspalvio nustatymo funkcija (žr. 3 psl., f2). Jei prietaisas nustato, kad jūsų odos atspalvis tinkamas, LCD ekrane pasirodys rekomenduojamas energijos lygis ir galite pradėti depilaciją tokiu lygiu. Taip pat galite rankiniu būdu reguliuoti energijos lygį, paspausdami jungiklį, kad keistumėte lygį sekoje 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, kaip rodo LCD. Rekomenduojama pradėti nuo pirmo lygio pirmą kartą naudojant prietaisą ir palaipsniui didinti energijos lygį.
4. Užsidėkite apsauginius akinus, kad apsaugotumėte akis nuo pažeidimų.
5. Nustatius energijos lygį, priglauskite odos kontakto paviršius prie odos 90° kampų, kad būtų visiškai kontaktas su oda. Jei ekrane esantis odos aptikimo simbolis nustoja mirksėti, paspauskite blykstės mygtuką, kad išskirtumėte šviesą. Jei odos kontakto paviršius nėra visiškai prigludęs prie odos, paspaudus blykstės mygtuką šviesa neskis.
6. Paspaudus blykstės mygtuką, prietaisas išskirs vieną šviesos blyksnį, kurį lydi švelnus šilumos pojūtis. Pajusite blyksnio šilumą. Perkelkite prietaisą į kitą depilacijos vietą. LCD ekrane esantis odos aptikimo simbolis nustoja mirksėti, tai reiškia visišką kontaktą – pakartokite veiksmą.

Rekomenduojamas naudojimo grafikas

1–4 savaitės: 3–4 kartus per savaitę

5–6 savaitės: 2–3 kartus per savaitę

7–8 savaitės: du kartus per savaitę

8 savaitės ir daugiau: 1–2 kartus per savaitę

Pastaba: Naudojimo dažnis priklauso nuo individualaus plaukų augimo greičio. Kiekvienam jis skiriasi.

Daugiau informacijos > 3 psl., f3



Specifikācija
Tehnoloģija: IPL
Izmēri: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Svars: 306 g
Viļņa garums: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Fluence: 1,6 J/cm²–6 J/cm²
Ekspozīcijas laiks/impulsa ilgums: 8–12 ms
Zibspūņu intervāls tikai automātiskajā režīmā: 1,20–3,02 s
Izvēlami enerģijas līmeņi: 1–9 līmeņi
Ekspozīcijas laukums: 3,5 cm²
Komplekts: IPL x1, lietošanas instrukcija x1, barošanas adapteris x1

Uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi

Temperatūra: -25°C – 70°C
Mitums: 10 % līdz 90 % rH
Spiediens: 70–106 kPa

Darbības apstākļi

Temperatūra: 0°C–30°C
Mitums: 10–75% rH
Darba spiediens: 70–106 kPa

Produkta apraksts (2 lpp., f1)

1. Dzesēšanas virsma, kas saskaras ar ādu
2. Zibspūņu logs
3. Ādas toņa sensors
4. LCD ekrāns
5. Zibspūņa poga
6. Barošanas pieslēgvietā
7. Barošanas slēdzis / enerģijas līmeņa regulēšanas slēdzis
8. Gaisa izplūdes atvere
9. Barošanas adapteris
10. Intensitātes līmeņi
11. Dzesēšanas simbols
12. Ādas noteikšanas simbols
13. Automātiskā zibspūņa režīms
14. Ierīces kalpošanas laiks

Kontraindikācijas

1. NĒLIETOJĒT ierīci, ja jums ir ļoti tumša āda. Ļoti tumša āda var absorbēt pārāk daudz gaismas enerģijas un bojāt (piemēram, apdezināt, iedeģināt, rētus utt.) ādu.
2. NĒLIETOJĒT ierīci, ja jūsu āda nesien ir mākslīgi vai dabiski iedeģusi vai ir apdegusi pārmērīgas saules iedarbības rezultātā.
3. NĒLIETOJĒT ierīci, ja esat jutīgs pret saules gaismu (fotosensitivitāte) vai lietojat zāles, kas izraisa fotosensitivitāti, piemēram, dažus antibiotikas kā tetraciklīns, NPL kā ibuprofēns vai retinoidus kā Accutane un/vai lokālos retinoidus kā Retin A.
4. NĒLIETOJĒT ierīci, ja jums ir bijis ādas vēzis vai pirmsvēža izmaiņas (piemēram, dzimumzīmes vai liels dzimumzīmju daudzums).
5. NĒLIETOJĒT ierīci, ja esat grūtniece, barojat ar krūti vai mēnstruācijas.
6. NĒLIETOJĒT ierīci personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Brīdinājumi

1. Nēlietojiet ierīci šādās vietās:
 - Ap acīm un pie uzacīm.
 - Uz krūtsgaliem, areolām, mazajām kaunuma lūpām, maksts, tūpļa, kā arī deguna un ausu iekšpusē.
 - Vīrieši to nedrīkst lietot uz sēklinieku maiņiņa.
 - Uz un tuvu jebkura veida mākslīgiem elementiem, piemēram, silikona implantācijām, kardiostimulatoriem, zemādas injekciju portiem (piemēram, insulīna sūkņiem) vai pīrsingiem.
 - Uz dzimumzīmēm, vasarasbrūnīmiem, lielām vēnām, tumšākās pigmentētās vietās, rētām un ādas bojājumiem bez ārsta konsultācijas. Tas var izraisīt apdegumus un ādas krāsas maiņu, kas var apgrūtināt ādas slimību atpazīšanu.
 - Uz krūtsgaliem, tetovējumiem vai permanentā grima; tas var izraisīt

apdegumus un ādas krāsas maiņu.

- Uz vietām, kur lietojat ilgstošus dezodorantus. Tas var izraisīt ādas reakcijas.
- Nekad nēlietojiet šo ierīci uz saules apdeģušas, nesen iedeģušas vai mākslīgi iedeģušas ādas. Piesīme: sarkas nav izsmēļošs. Ja nēesat pārliecināts, vai varat lietot šo ierīci, iesakām konsultēties ar ārstu.
- 2. Nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu, ja novērojat plašu ādas apsārtumu.
- 3. Iespējams ādas bojājums pēc ilgstošas vai atkārtotas ierīces lietošanas vienā vietā.
- 4. Ja barošanas vads ir bojāts, to jāmaina RAŽOTĀJAM, ražotāja pilnvarotam servisam vai līdzvērtīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.
- 5. Ierīce izstaro intensīvus impulsveida gaismas zibspūšs, kas tiešas iedarbības gadījumā var būt kaitīgi acīm.
- 6. NESKATĪTIES tieši zibspūņa logā, kad ierīce ir pieslēgta pie strāvas un ieslēgta.
- 7. NEMĒĢINĒT aktivizēt ierīci acu virzienā.
- 8. Ieteicams lietot aizsargbrilles un skatīties prom no ierīces, kad tiek aktivizēta zibspūņa poga.
- 9. Ierīce ir paredzēta tikai matu samazināšanai. Nēlietojiet to citiem mērķiem.
- 10. Citu vadības ierīci, iestatījumu vai darbību veikšana, kas nav norādītas šajā instrukcijā, var radīt bīstamu stāvokli.
- 11. Aizliegts lietot adapteri, kas neatbilst specifikācijai, jo tas var bojāt ierīci.
- 12. Vienmēr pārbaudiet ierīci pirms lietošanas. Nēlietojiet ierīci vai adapteri, ja tie ir bojāti.
- 13. Nekad nēlieciet nekādus priekšmetus ierīcē.
- 14. Nēlietojiet ierīci, ja zibspūņa loga filtrs ir bojāts.
- 15. Ja ierīce ir bojāta, nepieņemiet nevienai iekšējai daļai, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- 16. Nekad nēlietojiet spiesti gaisu, rupjas sūļītes, apkrāpju vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu, lai tīrītu ierīci.
- 17. Nevienā ierīces daļā nedrīkst likt apkalpotā vai apkalpo lietošanas laikā.
- 18. Nēizjauciet, nēlabojiet un nēmodificējiet produktu bez kvalificēta personāla, jo tas var izraisīt bojājumus, darbības traucējumus vai traumas.
- 19. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta, lai izvairītos no ugunsgrēka vai apdeguma riska.
- 20. Jēbkādā neattāļas izmaiņas ir aizliegta, jo tās var radīt nepieņemamu risku.
- 21. Nēlietojiet, ja ierīce kļūst nepatīkami karsta pieskaroties.
- 22. NEMĒĢINĒT aktivizēt (zibsnīt) ierīci uz jebkuras virsmas, izņemot ādu.
- 23. Nēnosēdīz ierīces gaisu izplūdes atvēn.
- 24. Ierīce nav paredzēta lietošanai personām ar ierērobozētām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās nav atbilstoši apmācītas vai uzraudzītas, lai izvairītos no ugunsgrēka vai apdeguma riska.
- 25. Nēizraisiet ierīces spēcīgu satricinājumu, lai izvairītos no lampas bojājuma.
- 26. Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla pēc lietošanas vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma, lai izvairītos no elektriskās bojājuma.
- 27. Nēlietojiet šo ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- 28. Nēnovietojiet ierīci tā, lai būtu grūti piekļūt strāvas kontaktam, kas nepieciešams ierīces atvienošanai no tīkla.
- 29. Komplekts iekļaušas barošanas adapteris ir daļa no ierīces, nēlietojiet citu adapteri.

Drošības pasākumi

1. Pirms pieslēgšanas pārbaudiet, vai ierīcē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai ierīces bojājuma.
2. Ja izmantojotam kontaktligzdai ir slikti savienojumi, ierīces kontaktadāks kļūst karsts. Pārliecinieties, ka ieslēdzat ierīci pareizi uzstādītā kontaktligzdā, lai izvairītos no ugunsgrēka un apdeguma riska.
3. Ja barošanas adapteris ir bojāts, vienmēr nomainiet to ar oriģinālo tipu, lai izvairītos no bīstamības.
4. Higijēnas nolūkos ierīci drīkst lietot tikai viena persona.



5. Ja ierīce netiek lietota, to jāuzglabā sausā vietā, neuzklekot uz tās smagus priekšmetus.

6. Ierīci un adapteri uzglabājiēt sausā vietā. Ierīce nav piemērota mazgāšanai.

Lietošanas indikācijas

IPL matu noņemšanas ierīce ir bezrecepšu ierīce nevēlamu matiņu noņemšanai. Ierīce ir paredzēta arī ilgtermiņa matiņu ataugšanas samazināšanai, kas definēta kā ilgstoša, stabila ataugušu matiņu skaita samazināšanās, ko mēra pēc 6, 9 un 12 mēnešiem pēc ārstēšanas beigām.

Ādas toņa piemērotība (3. lpp., f2)

Ierīce piemērota tikai Fitzpatrick IV ādas tipiem. PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS izvēlieties savu ādas toni pēc Fitzpatrick fototipu skalas, ko izstrādājis Hārvarda medicīnas skolas dermatologs Tomass Fitzpatrick, M.D., Ph.D, ādas krāsas un saules tolerances klasifikācijai. Skatīt arī seši ādas toņa līmeņi, LUDŽU, NOSAKIET savu ādas toni un pārbaudiet zemāk redzamo diagrammu, vai produkts ir piemērots.

Funkciju lietošanas instrukcija

1. Nospiediet barošanas slēdzi uz 2 sekundēm un vēlreiz nospiediet, lai mainītu līmeni
2. Nospiediet un turiet zibšņa pogu 2 sekundes, lai pārslēgtos starp manuālo un automātisko režīmu
3. 990 000 zibšņu, līmeņi 1–9 patērē 1 zibšņa
4. Displejs sākotnēji rāda 990 000 zibšņu un samazinās, lietojot, līdz nullei

Produkta funkcijas

IPL matu noņemšana Intensīvā impulsa gaisma (IPL) izmanto uz gaismas balstītu funkciju, kas izstaro vairākus viļņu garumus, ko absorbē matos esošais melanīns, izraisot to sasīšanu. Tas iznīcina matu folikulu tādā mērā, lai nerodītu matiņu un novērstu to ataugšanu. Matu noņemšanas ierīces dzesēšanas funkcija balstās uz termoelektrisko dzesētāju (TEC). Kad ierīce veic matu noņemšanu, TEC izraisa Peltiē efektu. Strāva plūst caur divu vadītāju savienojumu, tāpēc dzesēšanas virsma, kas saskaras ar ādu, kļūst auksta un līdz ar to samazina lietotāja ādas temperatūru matiņu noņemšanas vietās.

Sagatavošanās lietošanai

Pirms lietošanas pārbaudiet, ka jūsu āda ir labā stāvoklī, bez traumiem un brūcēm. Āda iepriekš jāapgatavo to attīrot, izmantojot ierīci pievienoto sukuveiklī, lai noņemtu visus redzamos matiņus, un pārbaudiet, ka tā ir bez matiņiem, pilnīgi sausa un netaukaina.

Nelietojiet depilācijas krēmus, vasku u.c., jo ķīmiskās vielas var izraisīt ādas reakcijas. Saskares virsmu ar ādu un filtru tīriet ar mikstu drāniņu. Pārbaudiet, vai jūsu āda ir piemērota šim produktam. (3. lpp., f2)

Automātiskā ādas toņa noteikšana

Pēc barošanas ieslēgšanas LCD ekrānā parādīsies „0”. šajā brīdī pielieciet ādas kontakta virsmu vēlamajai epilācijas zonai. Ja displejā esošās krāsas simbols pārstāj mirgot un parādās skaitlis „1”, „2”, „3”, „4” vai „5”, tas nozīmē, ka ierīce ir piemērota jūsu ādas tonim; uz LCD redzams skaitlis ir ieteicamais enerģijas līmenis jūsu ādas tonim: 1. līmenis – V tipam, 2. līmenis – IV tipam, 3. līmenis – III tipam, 4. līmenis – II tipam, 5. līmenis – I tipam. Ja krāsas simbols joprojām rāda „0”, tas nozīmē, ka ādas toņa noteikšana nav izdevusies un ierīce nevar darboties. Pārbaudiet iepriekš norādīto ādas tonu karti, lai pārbaudīnātos, vai jūsu tonis ir piemērots epilācijai.

Ādas apgaismojuma tests

Pirms pirmās lietošanas IESAKĀM pārbaudīt ādas reakciju. Izvēlieties vietu uz rokas vai kājas testam. Pievienojiet barošanas adapteri un ieslēdziet ierīci. Iestatiet 1. līmeni, stingri pielieciet kontakta virsmu izvēlētajai vietai un nospiediet zibšņa pogu, lai izstarotu gaismu. Pārvietojiet ierīci uz citu testa vietu un palieliniet enerģijas līmeni, nospiediet zibšņa pogu citam testam. Ja sajūta ir ērta, palieliniet iestatījumu par vienu līmeni un izmēģiniet citā vietā.

Nelietojiet vairāk kā vienu zibšņa vienu vietā. Gaišāki ādai pārbaudiet rezultātu pēc 30 minūtem, tumšāki – pēc 60 minūtem – ja āda nesākot, ierīce ir piemērota jūsu ādai. Ja nav ādas traucējumu, bet iespējams laiku ņemt intensīvu karstumu, pēc enerģijas līmenis ir vispiemērotākais jūsu ādai. (Pirms testa uzlieciet brilles, lai aizsargātu acis no gaismas.)

Lietošana – soļi

1. Pirms katras lietošanas ar mikstu drāniņu notīriet saskares virsmu ar ādu un filtru.
2. Pievienojiet barošanas adapteri un nospiediet barošanas slēdzi 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci.
3. Kad ierīce ir ieslēgta, LCD ekrānā redzams „0”. Varat izmantot automātisko ādas toņa noteikšanas funkciju (skat. 3. lpp., f2). Ja ierīce nosaka, ka jūsu ādas tonis ir piemērots, LCD parādīs ieteicamo enerģijas līmeni un varat sākt epilāciju šajā līmenī. Varat arī manuāli pielāgot enerģijas līmeni, nospiežot slēdzi, lai mainītu līmeni secībā 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, kā redzams uz LCD. Pirmās lietošanas laikā ieteicams sākt ar pirmo līmeni un pakāpeniski palielināt enerģijas līmeni.
4. Uzvelciet aizsargbrilles, lai izvairītos no acu bojājumiem.
5. Pēc zibšņa līmeņa iestatīšanas pielieciet kontakta virsmu ādai 90° leņķī, lai nodrošinātu pilnīgu kontaktu ar ādu. Ja ādas noteikšanas simbols ekrānā pārstāj mirgot, nospiediet zibšņa pogu, lai izstarotu gaismu. Ja kontakta virsma nav pilnībā pielikta ādai, pēc zibšņa pogas nospiešanas gaisma neizstarosies.
6. Pēc zibšņa pogas nospiešanas ierīce izstaro vienu gaismas zibšņu, ko pavadā viegla, siltā tirpšana. Sajūtiest zibšņa siltumu. Pārvietojiet ierīci uz nākamā epilācijas zonu. Ādas noteikšanas simbols LCD ekrānā pārstāj mirgot, kas nozīmē pilnīgu kontaktu ar ādu – atkātojiet darbību.

Ieteicamais lietošanas grafiks

1–4 nedēļas: 3–4 reizes nedēļā
5–6 nedēļas: 2–3 reizes nedēļā
7–8 nedēļas: divas reizes nedēļā
9–12 nedēļas: vienu reizi nedēļā
Piezīme: Lietošanas biežums atkarīgs no individuālā matu augšanas ātruma. Katram tas ir atšķirīgs.

Vairāk informācijas > 3. lpp., f3

Spesifikasjon
Teknologi: IPL
Mål: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Vekt: 306 g
Bølgelengde: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Fluens: 1,6 J/cm² ~ 6 J/cm²
Eksponeringstid/impulsvarighet: 8–12 ms
Blitsintervall kun i automatisk modus: 1,20–3,02 s
Valgbare energinivåer: 1–9 nivåer
Eksponeringsområde: 3,5 cm²
Inkludert i settet: IPL ×1, bruksanvisning ×1, strømadapter ×1

Lagrings- og transportforhold
Temperatur: -25°C ~ 70°C
Luftfuktighet: 10 % til 90 % rH
Trykk: 70–106 kPa

Driftsforhold
Temperatur: 0°C–30°C
Luftfuktighet: 10–75% rH
Arbeidsstrykk: 70–106 kPa

Produktbeskrivelse (side 2, f1)
1. Kjøleflate i kontakt med huden
2. Blitsvindu
3. Hudfargesensor
4. LCD-skjerm
5. Blitsknapp
6. Strøminntak
7. Strømbryter / justering av energinivå
8. Luftuttak
9. Strømadapter
10. Intensitetsnivå
11. Kjølesymbol
12. Huddeteksjonssymbol
13. Automatisk blitsmodus
14. Enhetens levetid

Kontraindikasjoner

1. IKKE BRUK enheten hvis du har veldig mørk hud. Veldig mørk hud kan absorbere for mye lysenergi og skade (f.eks. brenne, tatoveringer, arr osv.) huden.
2. IKKE BRUK enheten hvis huden din nylig har vært kunstig eller naturlig solbrun eller er solbrunt som følge av overdreven solseksponering.
3. IKKE BRUK hvis du er følsom for sollys (fotosensitivitet) eller tar medisiner som forårsaker fotosensitivitet, f.eks. noen antibiotika som tetracyklin, NSAID som ibuprofen eller retinoider som Accutane og/eller topiske retinoider som Retin A.
4. IKKE BRUK enheten hvis du har en historie med hudkreft eller forstadier til hudkreft (f.eks. føflekker eller mange fregner).
5. IKKE BRUK hvis du er gravid, ammer eller har mensturasjon.
6. IKKE BRUK enheten på personer under 18 år.

Advarsler

1. Ikke bruk enheten på følgende områder:
 - Rundt øynene og i nærheten av øyebrynene.
 - På brystvortene, areola, de små kjønnsleppene, skjeden, anus samt inne i neseborene og ørene.
 - Menn kan ikke bruke den på pungen.
2. På og i nærheten av kunstige elementer som silikonimplantater, pacemakere, subkutane injeksjonsporter (f.eks. insulinpumper) eller piercinger.
- På føflekker, fregner, store arr, markerte pigmenteringsområder, arr og hudlesjoner uten å konsultere lege. Dette kan føre til forbrønninger og misfarging av huden, noe som kan vanskeliggjøre diagnose av hudsykdommer.
- På brystvortene, tatoveringer eller permanent sminke; dette kan føre til

forbrønninger og misfarging av huden.

- På områder der du bruker langtidsdeodoranter. Dette kan forårsake hudreaksjoner.
- Bruk aldri denne enheten på solbrunt, nylig solbrun eller kunstig solbrun hud. Merk: Listen er ikke uttømmende. Hvis du er usikker på om du kan bruke denne enheten, anbefaler vi å konsultere en lege.
- 2. Avbryt bruken av enheten umiddelbart hvis du merker omfattende rødhet i huden.
- 3. Hudskaide kan oppstå etter langvarig eller gjentatt bruk av enheten på ett sted.
- 4. Hvis strømkabelen er skadet, bør den skiftes av PRODUSENTEN, produsentens autoriserte service eller kvalifisert personell for å unngå risiko for elektrisk støt.
- 5. Enheten avgir intens pulserende lys som kan være skadelig for øynene ved direkte eksponering.
- 6. IKKE SE direkte inn i blitsvinduet når enheten er koblet til strøm og slått på.
- 7. IKKE PRØV å aktivere enheten i retning av øyet.
- 8. Det anbefales å bruke vernebriller og se bort fra enheten når blitsknappen aktiveres.
- 9. Enheten er kun for å redusere hårvækst. Ikke bruk den for andre formål.
- 10. Bruk av andre kontrollør, justeringer eller utførelse av andre handlinger enn det som er spesifisert i denne instruksjonen kan resultere i eksponering for farlig stråling.
- 11. Det er forbudt å bruke en adapter som ikke oppfyller spesifikasjonene, da dette kan skade enheten.
- 12. Sjekk alltid enheten før bruk. Ikke bruk enheten eller adapteren hvis de er skadet.
- 13. Ikke sett noen gjenstander inn i enheten.
- 14. Ikke bruk enheten hvis blitsvinduet filter er skadet.
- 15. Hvis enheten er skadet, ikke rør noen interne deler for å unngå elektrisk støt.
- 16. Bruk aldri trykkluft, grove svamper, slipemidler eller aggressive væsker som bensin eller aceton for å rengjøre enheten.
- 17. Ingen deler av enheten skal vedlikeholdes eller repareres av brukeren under bruk.
- 18. Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet uten kvalifisert personell til stede, da dette kan føre til skade, feil eller personskade.
- 19. Ikke la enheten stå uten tilsyn når den er slått på for å unngå risiko for brann eller forurensning.
- 20. Enhver uautorisert endring er forbudt, da det kan føre til uakseptabel risiko.
- 21. Ikke bruk enheten hvis enheten blir ubehagelig varm å ta på.
- 22. Ikke prøv å aktivere (blitse) enheten på andre overflater enn huden.
- 23. Ikke dekk til enhetens luftuttak.
- 24. Enheten er ikke beregnet for bruk av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer uten erfaring og kunnskap, med mindre de er riktig instruert eller overvåket for å unngå risiko for brann eller forurensning.
- 25. Ikke utsett enheten for kraftige støt for å unngå skade på lampen.
- 26. Koble alltid enheten fra strøm etter bruk og i tilfelle strømbrudd for å unngå skade på enheten.
- 27. Ikke bruk denne enheten nær badekar, dusjer, vasker eller andre beholdere med vann.
- 28. Ikke plasser enheten slik at det er vanskelig å betjene strømpluggen som brukes til å koble enheten fra strømmettet.
- 29. Den medfølgende strømadapteren er en del av enheten, ikke bruk en annen adapter til strømforsyningen.

Forholdsregler

1. Før du kobler til enheten, sjekk at spenningen som er angitt på enheten samsvarer med nettspenningen for å unngå risiko for elektrisk støt eller permanent skade på enheten.
2. Hvis stikkontakten du bruker har dårlige kontakter, blir enhetens plugg varm. Sørg for å koble enheten til en riktig installert stikkontakt for å unngå risiko for brann og forurensning.
3. Hvis strømadapteren er skadet, bytt den alltid ut med en original type for å unngå fare.



4. Av hygieniske årsaker bør enheten kun brukes av én person.
5. Når enheten ikke er i bruk, skal den lagres på et tørt sted, og ingen tunge gjenstander skal plasseres på den.
6. Enheten og strømadapteren skal oppbevares på et tørt sted. Enheten er ikke beregnet for vask.

Bruksanvisning

IPL hårfjerningsenheten er et reseptfritt apparat designet for fjerning av uønsket hår. Enheten er også beregnet for permanent reduksjon av hårvækst, definert som en langvarig, stabil reduksjon i antall gjenvækst av hår, målt etter 6, 9 og 12 måneder etter avsluttet behandling.

Hudtone (side 3, f2)

Enheten er kun egnet for personer med Fitzpatrick hudtype I–V. FØR DU BRUKER ENHETEN velger du din hudtone basert på Fitzpatrick fototyp-skalaen, utviklet av Harvard Medical School dermatolog Thomas Fitzpatrick, M.D., Ph.D. for å klassifisere hudfarge og sollys toleranse. Skalaen har seks hudtone nivåer. VENNIGST IDENTIFISER din hudtone og sjekk diagrammet nedenfor for å se om produktet er egnet.

Instruksjoner for bruk av funksjoner

1. Trykk på strømbryteren i 2 sekunder og trykk igjen for å endre nivå
2. Trykk og hold blitsknappen i 2 sekunder for å bytte mellom manuelt og automatiskodus
3. 990 000 blits, nivåer 1–9 bruker 1 blits.
4. Skjermen viser først 990 000 blits og reduseres ved bruk til null.

Produktfunksjoner

IPL for hårfjerning Intens pulserende lys (IPL) bruker en lysbasert funksjon som avgir flere bølgelengder, absorbert av melanin i håret, som forårsaker oppvarming. Dette ødelegger hårssekken nok til å fjerne håret og forhindre gjenvækst.

Kjølefunksjonen til hårfjerningsenheten er avhengig av en termoelektrisk kjøler (TEC). Når enheten utfører hårfjerning, fremkaller TEC Peltier-effekten. Strøm passerer gjennom et kryss dannet av to forskjellige ledere, elektronens energinivå hopper. Elektronen må absorbere varme, noe som gjør at kjøleflaten i kontakt med huden blir kald og dermed senker brukerens hudtemperatur på hårfjerningsstedene.

Forberedelse til bruk

Før bruk, sørg for at huden din er i god stand, uten skader eller sår. Huden bør forberedes på forhånd ved å rense den, bruke barberhøvelen som følger med enheten for å fjerne alle synlige hår, og sørge for at den er fri for håll, fett og fettfri.

Ikke bruk hårfjerningskremer, voks osv., da kjemikalier kan forårsake hudreaksjoner. Rengjør hudkontaktflaten og filteret med en myk klut. Sjekk om huden din er egnet for dette produktet, (side 3, f2)

Automatisk hudtone-deteksjon

Etter at strømmen er slått på, vises "0" på LCD-skjermen, på dette tidspunktet plasserer du hudkontaktflaten til det området du vil epilere. Hvis fargesymbolet på skjermen slutter å blinke og det vises et tall "1" eller "2" eller "3" eller "4" eller "5", betyr det at enheten er egnet for din hudtone; tallet som vises på LCD er det anbefalte energinivået for din hudtone, nivå 1 for hudtype V, nivå 2 for type IV, nivå 3 for type III, nivå 4 for type II, nivå 5 for type I. Hvis fargesymbolet på skjermen slutter å blinke, men fortsatt viser tallet "0", betyr det at hudtone-deteksjonen mislyktes og enheten kan ikke fungere. Sjekk det ovennevnte hudtone-kortet for å bekrefte om din hudtone er egnet for epilering.

Hudbelysningstest

Før første bruk ANBEFALER VI å teste huden for reaksjon. Velg et sted på armen eller benet for å utføre testen. Koble til strømadapteren og slå på enheten. Still inn nivået på 1, plasser hudkontaktflaten godt mot det valgte stedet og trykk på blitsknappen for å avgj lys. Flytt enheten til et annet teststed og øk energinivået, trykk på blitsknappen for å utføre en ny test. Hvis

følelsen er komfortabel, øk innstillingen med ett nivå og prøv på et annet teststed. Ikke bruk mer enn én blits på samme sted. For lysere hud, sjekk resultatet etter 30 minutter, og for mørkere etter 60 minutter — hvis huden ikke blir rød, betyr det at enheten er egnet for huden din. Hvis det ikke er noen hudabnormiteter, men du føler intens varme under økten, er det siste energinivået det mest passende for huden din. (Ta på briller før testen for å beskytte øynene mot lys.)

Bruk – trinn

1. Før hver bruk, rengjør hudkontaktflaten og filteret med en myk klut.
2. Koble til strømadapteren og trykk på strømbryteren i 2 sekunder for å slå på enheten.
3. Når enheten er slått på, vises "0" på LCD-skjermen. Du kan bruke den automatiske hudtone-deteksjonsfunksjonen (se side 3, f2). Hvis enheten oppdager at huden din er egnet, vises det anbefalte energinivået på LCD, og du kan starte epileringen på dette nivået. Du kan også manuelt justere energinivået ved å trykke på strømbryteren for å endre nivået i sekvensen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, som vist på LCD. Det anbefales å starte med det første nivået ved første gangs bruk av enheten og gradvis øke energinivået.
4. Bruk profesjonelle brillor for å unngå øyeskader.
5. Etter å ha satt energinivået, plasser hudkontaktflaten i 90° vinkel mot huden for å sikre full kontakt. Hvis huddeteksjonssymbolet på skjermen slutter å blinke, trykker du på blitsknappen for å avgj lys. Hvis hudkontaktflaten ikke er helt i kontakt med huden, vil ikke lys avgj når du trykker på blitsknappen.
6. Etter å ha trykket på blitsknappen, avgir enheten en enkelt lysblits, ledsaget av en mild, varm prikkende følelse. Du vil føle varmen fra blitsen. Flytt enheten til neste epilasjonsområde. Huddeteksjonssymbolet på LCD slutter å blinke, noe som betyr full kontakt med huden — gjenta deretter handlingen.

Anbefalt brukskjema

- 1–4 uker: 3–4 ganger i uken
- 5–6 uker: 2–3 ganger i uken
- 7–8 uker: To ganger i uken
- 9 uker og mer: 1–2 ganger i uken

Merk: Bruksfrekvens avhenger av individuell hårvækstshastighet.

Mer informasjon > side 3, f3

Määrittely
Teknologia: IPL
Mitat: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Paino: 306 g
Aallonpituus: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Fluensi: 1,6 J/cm² – 6 J/cm²
Valotusaika/impulssin kesto: 8–12 ms
Välähdyksen väli vain automaattitilassa: 1,20–3,02 s
Valittavat energiatason: 1–9 tasoa
Valotusalue: 3,5 cm²
Pakkauksessa: IPL x1, käyttöohje x1, virtälähde x1

Säilytys- ja kuljetusolosuhteet
Lämpötila: -25°C – 70°C
Ilmankosteus: 10 % - 90 % RH
Paine: 70–106 kPa

Käyttöolosuhteet
Lämpötila: 0°C–30°C
Ilmankosteus: 10–75% RH
Käyttöpaino: 70–106 kPa

- Tuotteen kuvaus (sivu 2, f1)
1. Jäähdytyspinta, joka koskettaa ihoa
 2. Välähdyssikkuna
 3. Ihonvärianturi
 4. LCD-näyttö
 5. Välähdyspainike
 6. Virtaliitin
 7. Virtakytkin / energiatason säätö
 8. Ilmanpoistoaukko
 9. Virtälähde
 10. Intensiiteettiasetus
 11. Jäähdytysymboli
 12. Ihontunnistussymboli
 13. Automaattinen välähdystila
 14. Laitteen käyttöikä

Vasta-aiheet

1. ALA KÄYTÄ laitetta, jos sinulla on erittäin tumma iho. Erittäin tumma iho voi absorboida liikaa valon energiaa ja vaurioittaa (esim. polttaa, tatuoinnit, vaurioituneet ihot).
2. ALA KÄYTÄ laitetta, jos ihosi on äskettäin keinoesteisesti tai luonnollisesti ruskettunut tai palanut lääkkeiden auringon altistuksen vuoksi.
3. ALA KÄYTÄ laitetta, jos olet herkkä auringonvalolle (valoyliherkkyys) tai käytät lääkkeitä, jotka aiheuttavat valoyliherkyyttä, kuten jotkut antibiootit kuten tetrasykliini, tulehduskipulääkkeet kuten ibuprofeeni tai retinoidit kuten Accutane jätet ja paikalliset retinoidit kuten Retin A.
4. ALA KÄYTÄ laitetta, jos sinulla on ollut ihosyöpää tai esiasteisia muutoskokoja (esim. luomia tai paljon psoriaasi).
5. ALA KÄYTÄ, jos olet raskaana, imetät ja sinulla on kuukautiset.
6. ALA KÄYTÄ laitetta alle 18-vuotiailla henkilöillä.

Varoitukset

1. Älä käytä laitetta seuraavilla alueilla:
- Silmien ympärillä ja kulmakarvojen lähellä.
- Nänneillä, areoilla, pienillä häpyhuuilla, emättimessä, peräaukossa sekä sieraimissa ja korvissa.
- Miehet eivät saa käyttää sitä kivespussilla.
- Keinoesteisten elementtien lähellä, kuten silikoniproteesit, sydämentahdistimet, inhaleiset injektioportit (esim. insuliinipumput) tai lävistyksien.
- Luomilla, pisamilla, suurilla suonilla, tummemmilla pigmentaatioilla, arvilla ja ihovaurioilla ilman lääkärin konsultointia. Tämä voi aiheuttaa palovammoja ja ihon värjäytymistä, mikä voi vaikeuttaa ihosairauksien tunnistamista.
- Nänneillä, tatuoinnilla tai pysyvällä meikillä; tämä voi aiheuttaa palovammoja ja ihon värjäytymistä.
- Alueilla, joilla käytät pitkäaikaisia deodoranteja. Tämä voi aiheuttaa

Ihoärsytyksiä.

- Älä koskaan käytä tätä laitetta auringonpolttamalla, äskettäin ruskettuneella tai keinoesteisesti ruskettuneella iholle. Huomutus: Lista ei ole tähtäytävä. Jos olet epävarma siitä, voiko käyttää tätä laitetta, suosittelemme lääkärin konsultointia.
 - 2. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, jos huomaa laajan ihon punoituksen.
 - 3. Iho voi vaurioitua pitkäaikaisen tai toistuvan käytön jälkeen samalla alueella.
 - 4. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen tulee vaihtaa VALMISTAJAN, valmistajan valtuuttaman huollon tai palvelun henkilön toimesta sähköiskun riskin välttämiseksi.
 - 5. Laitte tuottaa intensiivisiä pulssivalon välähdyksiä, jotka voivat olla haitallisia silmille suorassa altistuksessa.
 - 6. ÄLÄ KATSO suoraan välähdyssikkunaan, kun laite on kytketty virtalähteeneseen ja päällä.
 - 7. ÄLÄ YRITÄ aktiivida laitetta kohti silmiä.
 - 8. On suositeltavaa käyttää suojalaseja ja katsoa pois päin laitteesta välähdyssikkunetta aktivoitaessa.
 - 9. Laitte on tarkoitettu vain karvojen vähentämiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
 - 10. Muiden ohjainten, asetusten tai muiden toimien kuin tässä ohjeessa määritellyjen suorittaminen voi johtaa vaurioituneeseen säätelyyn altistumiseen.
 - 11. On kiellettyä käyttää sovitinta, joka ei vastaa teknisiä vaatimuksia, sillä se voi vahingoittaa laitetta.
 - 12. Tarkista aina laite ennen käyttöä. Älä käytä laitetta tai sovitinta, jos ne ovat vaurioituneet.
 - 13. Älä laita mitään esineitä laitteeseen.
 - 14. Älä käytä laitetta, jos välähdyssikkunan suodatin on vaurioitunut.
 - 15. Jos laite on vaurioitunut, älä koske sisäisiin osiin sähköiskun välttämiseksi.
 - 16. Älä koskaan käytä paineilmalla, korkeita sieniä, hankaavia aineita tai aggressiivisia nesiämiä tu, kuten pesuaineita tai asetonia, laitteen puhdistamiseen.
 - 17. Käyttäjää ei saa huoltaa tai ylläpitää laitetta käytön aikana.
 - 18. Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta ilman pätevää henkilökuntaa, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita, vikoja tai vammoja.
 - 19. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on päällä, tulipalon tai palovamman riskin välttämiseksi.
 - 20. Kaikki luvatomat muutokset ovat kiellettyjä, sillä ne voivat aiheuttaa hyväksymättömiä riskejä.
 - 21. Älä käytä, jos laite muuttuu epämiellyttävän kuumaiksi kosketettaessa.
 - 22. Älä yritä aktiivida (välähtää) laitetta millään muulla pinnalla kuin iholle.
 - 23. Älä peitä laitteen ilmanpoistoaukkoja.
 - 24. Laitte ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilöille, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt, että virtapistokkeen käyttö on vaikeaa, sillä se on tarkoitettu laitteen irrottamiseen sähköverkosta.
 - 25. Mukana toimitettu virtälähde on osa laitetta, älä käytä toista sovitinta viransyötöön.
- Varoitusmerkit
1. Ennen laitteen liittämistä tarkista, että laitteessa ilmoitettu jännite vastaa verkkovirran jännitettä, sähköiskun tai laitteen pysyvän vaurioitumisen välttämiseksi.
 2. Jos käyttämäsi pistorasia on huonokuntoinen, laitteen pistoke lämpenee. Varmista, että kytket laitteen oikein asennettuun pistorasiaan, tulipalon ja palovammojen välttämiseksi.
 3. Jos virtalähde on vaurioitunut, vaihda se aina alkuperäiseen tyyppiin vaaran välttämiseksi.
 4. Hygieniasyistä laitetta saa käyttää vain yksi henkilö.



5. Kun laitetta ei käytetä, se tulee säilyttää kuivassa paikassa, eikä sen päälle saa asettaa raskaita esineitä.

6. Säilytä laite ja virtalähde kuivassa paikassa. Laite ei sovellu pesemiseen.

Käyttöohje

IPL karvanpoistolaite on ilman reseptiä saatava laite, joka on suunniteltu ei-toivottujen karvojen poistoon. Laite on myös tarkoitettu pysyvään karvakasvun vähentämiseen, mikä määritellään pitkäaikaisena, vakana uudelleen kasvavien karvojen määrän vähäytymisenä, mitattuna 6, 9 ja 12 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Ihon sävy (sivu 3, f2)

Laite on tarkoitettu vain henkilöille, joilla on Fitzpatrickin ihotyypit I–V, ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ, valitse ihon sävy Fitzpatrickin fototyyppiasteikon varjauksesta, jonka on kehittänyt Harvardin lääketieteellisen koulun ihotautilääkäri Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, ihon värin ja auringonvalon sitkeytyyksen luokittelun perusteella.

Asteikossa on kuusi ihon sävyn tasoa. MÄÄRITÄ ihon sävysi ja tarkista alla oleva kaavio nähdäksesi, onko tuote sopiva.

Toimintojen käyttöohjeet

1. Paina virtakytkintä 2 sekuntia ja paina uudestaan vaihtaksesi tasoa
2. Paina ja pidä välähyspainiketta 2 sekuntia vaihtaksesi manuaalisen ja automaattisen tilan välillä
3. 990 000 välähdystä, tasot 1–9 kuluttavat 1 välähdyksen
4. Näyttö näytetään aluksi 990 000 välähdystä ja vähenee kälöten myötä nolleen

Tuotteen ominaisuudet

IPL karvanpoisto Intensiivinen pulssivalo (IPL) käyttää valon perustuvaa toimintoa, joka lähettää useita aallonpituuksia, jotka melanini imee hiuksien, aiheuttaen niiden lämpenemisen. Tämä tuhoaa karvatupen riittävästi poistaakseen karvat ja estääkseen niiden uudelleenkasvun. Karvanpoistolaitteen jäähdystyötoiminto perustuu termoelektriseen jäähdystimeen (TEC). Kun laite suorittaa karvanpoiston, TEC aiheuttaa Peltier-ilmiön. Virta kulkee kahden eri johtimen muodostaman liitoksen läpi, elektronin energiataso hyppää. Elektronin on absorboitava lämpöä, mikä saa aikaan sen, että ihokontaktissa oleva jäähdystyötoiminto jäähtyy ja siten alentaa käyttäjän ihon lämpötilaa karvanpoistokohtien kohdalla.

Valmistautuminen käyttöön

Ennen käyttöä varmista, että ihosi on hyvässä kunnossa, ilman vammoja ja haavoja. Iho tulee valmistella etukäteen puhdistamalla se, käyttämällä laitteen mukana toimitettua partaterästä kaikkien näkyvien karvojen poistamiseen ja varmistamalla, että se on karvaton, täysin kuiva ja rasvaton.

Älä käytä depilaatiovoiteita, vahaa jne., koska kemikaalit voivat aiheuttaa ihohärsytystä. Puhdista ihokosketuspinta ja suodatin pehmeällä liinalla. Tarkista, sopiiko ihosi tähän tuoteeseen. (sivu 3, f2)

Automaattinen ihon sävyn tunnistus

Kun virta on kytketty päälle, LCD-näyttöle tulee "0", tällä hetkellä aseta ihokosketuspinta haluttuun epilaatiovaan alueeseen. Jos näytön väri-symboli lakkaa vilkkumasta ja näkyviin tulee numero "1" tai "2" tai "3" tai "4" tai "5", tarkoittaa se, että laite sopii ihosi sävyyn; LCD-näytöllä näkyvä luku on suositeltu energiatason ihosi sävyä varten, taso 1 ihotyypille V, taso 2 tyypille IV, taso 3 tyypille III, taso 4 tyypille II, taso 5 tyypille I. Jos väri-symboli näytöllä lakkaa vilkkumasta mutta näytöllä edelleen numeron "0", tarkoittaa se, että ihon sävyn tunnistus epäonnistui eikä laite voi toimia. Tarkista yllä oleva ihon sävy-kortti varmistaaksesi, että ihosi sävy sopii epilaatioon.

Ihon valaistustesti

Ennen ensimmäistä käyttöä SUOSITTELEMME testaamaan ihon reaktiota. Valitse paikka käsivarressa tai jalassa testin suorittamiseksi. Liitä virtalähde ja kytkä laite päälle. Aseta taso 1, paina ihokosketuspinta tukevasti valittuun paikkaan ja paina välähyspainiketta valon lähettämiseksi. Siirrä laite toiseen testipaikkaan ja lisää energiatason, paina välähyspainiketta seuraavaa testiä varten. Jos tunne on mukava, lisää asetusta yhdellä tasolla ja kokeile

toisessa testipaikassa. Älä käytä enempää kuin yhtä välähdystä samalla paikalla. Vaaleaselle iholle tarkista tulos 30 minuutin kuluttua, tummemmalle 60 minuutin kuluttua – jos ihosi ei punoita, laite sopii ihollesi. Jos ihossa ei ole epänormaaleksia, mutta tunnet voimakasta lämpöä istunnon aikana, on viimeinen energiatason ihollesi sopivin. (Laita laiti päälle ennen testiä suojellaksesi silmiäsi valdita.)

Käyttö – vaiheet

1. Puhdista ennen jokaista käyttöä ihokosketuspinta ja suodatin pehmeällä liinalla.
2. Yhdistä virtalähde ja paina virtakytkintä 2 sekunnin ajan kytkäksesi laitteen päälle.
3. Kun laite on päällä, LCD-näytöllä näkyy "0". Voit käyttää automaattista ihon sävyn tunnistusominaisuutta (katso sivu 3, f2). Jos laite havaitsee, että ihosi sävy sopii, LCD-näytöllä ilmestyy suositeltu energiatason ja voit aloittaa epilaation tällä tasolla. Voit myös manuaalisesti säätää energiatason painamalla virtakytkintä vaihtaaksesi tasoa sekvenssissä 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, tason LCD-näyttö näyttää. On suositeltavaa aloittaa energiatasosta ensimmäistä kertaa käytettäessä laitetta ja lisätä energiatason asteittain.
4. Laita suojatiss päälle välttääksesi silmävammoja.
5. Aseta energiatason asettamisen jälkeen ihokosketuspinta iholle 90° kulmussa varmistaaksesi täyden kontaktin. Jos näytön ihon tunnistussymboli lakkaa vilkkumasta, paina välähyspainiketta lähettääksesi valoa. Jos ihokosketuspinta ei ole täysin kiinni iholla, valo ei lähetä painettaessa välähyspainiketta.
6. Välähyspainikkeen painamisen jälkeen laite lähettää yhden valovälähdyksen, jota seuraa lempeä, lämmin pistely. Tunnet välähdyksen lairaa. Siirrä laite seuraavaan epilaatioalueeseen. LCD-näytön ihon tunnistussymboli lakkaa vilkkumasta, mikä tarkoittaa täyden kontaktia – toista sitten toiminta.

Suositeltu käyttöaika-taulu

1–4 viikkoa: 3–3 kertaa viikossa

5–6 viikkoa: 2–3 kertaa viikossa

7–8 viikkoa: Kaksi kertaa viikossa

8 viikkoa ja enemmän: 1–2 kertaa viikossa

Huomautus: Käyttötohyys riippuu yksilöllisestä karvakasvunopeudesta.

Lisätietoja > sivu 3, f3



Specifikáció
Technológia: IPL
Méretek: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Súly: 306 g
Hullámhossz: (600 nm – 1200 nm) ±15 nm
Fluencia: 1,6 J/cm² ~ 6 J/cm²
Expozíciós idő/impulzus időtartama: 8–12 ms
Villanás közötti intervallum csak automata módban: 1,20–3,02 s
Választható energiaszintek: 1–9 szint
Expozíciós terület: 3,5 cm²
A csomag tartalma: IPL x1, használati útmutató x1, tápegység x1

Tárolási és szállítási feltételek
Hőmérséklet: -25°C ~ 70°C
Páratartalom: 10 % - 90 % rH
Nyomás: 70–106 kPa

Működési feltételek
Hőmérséklet: 0°C ~ 30°C
Páratartalom: 10–75% rH
Működési nyomás: 70–106 kPa

- Termékleírás (2. oldal, f1)
1. Hűtőfelület, amely érintkezik a bőrrrel
 2. Villanásablak
 3. Bőrszín érzékelő
 4. LCD kijelző
 5. Villanás gomb
 6. Tápcsatlakozó
 7. Fokpontosító / energiaszint szabályozó
 8. Légkivezető
 9. Tápegység
 10. Intenzitási szint
 11. Hűtés szimbólum
 12. Bőrerőkezelés szimbólum
 13. Automata villanás mód
 14. Az eszköz élettartama

Ellenjavallatok

1. NE HASZNÁLJA a készüléket, ha nagyon sötét bőre van. A nagyon sötét bőr túl sok fényenergiát nyelhet el, és károsíthatja (pl. megégetheti, tetoválások, hegek stb.) a bőrt.
2. NE HASZNÁLJA a készüléket, ha bőre nemrégiben mesterségesen vagy természetesen leburnult, vagy napégést szenvedett a túlzott napsgárzás miatt.
3. NE HASZNÁLJA, ha érzékeny a napfényre (fotoszenzitivitás) vagy olyan gyógyszereket szed, amelyek fotoszenzitivitást okoznak, mint például néhány antibiotikum, mint a tetraciklin, NSAID, mint az ibuprofen, vagy retinoidok, mint az Accutane és/vagy helyi retinoidok, mint a Retin A.
4. NE HASZNÁLJA a készüléket, ha bőrén olyan vagy rákmegelőző változásai (pl. anyajegyek vagy sok szeplő) vannak.
5. NE HASZNÁLJA, ha terhes, szoptat vagy menstruál.
6. NE HASZNÁLJA a készüléket 18 év alatti személyeken.

Figyelmeztetések

1. Ne használja a készüléket a következő területeken:
- A szemek körül és a szemöldök közelében.
- A mellbimbókon, areolákon, kis szeméremajkakon, hüvelyen, végtaggyéleken, valamint az orlyukakon és a fülbe járatokban.
- Férfiak nem használhatják a herezacskón.
- Mesterséges elemek, például szilikon implantátumok, pacemakerek, bőr alatti injekciós portok (pl. inzulinpumpák) vagy piercingek közelében.
- Anyajegyek, szeplők, nagy erek, sötétbőrű pigmentációs területek, hegek és bőrváltozások esetén orvosi konzultáció nélkül. Ez égési sérüléseket és bőrszínváltozást okozhat, ami megnehezítheti a bőrbetegségek felismerését.
- Mellbimbókon, tetoválásokon vagy tartós smink esetén; ez égési

sérüléseket és bőrszínváltozást okozhat.

- Azokon a területeken, ahol tartós dezodorokat használnak. Ez bőrráncokká okozhat.
- Soha ne használja ezt a készüléket napégést szenvedett, nemrégiben leburnult vagy mesterségesen leburnult bőrön. Megjegyzés: A lista nem teljes. Ha nem biztos abban, hogy használhatja-e ezt a készüléket, javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával.
- 2. Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha kiterjedt bőrpírt tapasztal.
- 3. Hosszú távú vagy ismételt használat esetén egy helyen bőrkárosodás léphet fel.
- 4. Ha a tápkábel sérült, a GYÁRTÓ, a gyártó által felhatalmazott szerv vagy hasonló képesséssel rendelkező személy cserélje ki az áramútes elkerülése érdekében.
- 5. A készülék intenzív pulzáló fényt bocsát ki, amely közvetlen expozíció esetén káros lehet a szemre.
- 6. NE NÉZZEN közvetlenül a villanásablakba, amikor a készülék csatlakoztatva van az áramforráshoz és be van kapcsolva.
- 7. NE PROBALJA meg aktiválni a készüléket a szem irányába.
- 8. Javasolt védőszemüveget viselni és a készüléktől eltekinteni a villanásgomb megnyomásakor.
- 9. A készülék csak szőrtelenítésre szolgál. Ne használja más célokra.
- 10. Más vezetéket, beállítást vagy más műveletek végrehajtása a jelen útmutatóban meghatározottakon kívül veszélyes sugárzásnak való kitettséget eredményezhet.
- 11. Tilos az előírásoknak nem megfelelő adapter használata, mivel az károsíthatja a készüléket.
- 12. Mindig ellenőrizze a készüléket használat előtt. Ne használja a készüléket vagy az adaptert, ha sérültek.
- 13. Ne legyen semmilyen tárgy a készülékbe.
- 14. Ne használja a készüléket, ha a villanásablak szűrője sérült.
- 15. Ha a készülék sérült, ne érintse meg a belső részeket az áramútes elkerülése érdekében.
- 16. Soha ne használjon sürtített levegőt, durva szivacsokat, súrolóanyagokat vagy agresszív folyadékokat, például benzint vagy acetont a készülék tisztításához.
- 17. A készülék egyetlen része sem szervizelhető vagy kibarantarátható a használat során.
- 18. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a termék szakképzett személyzet jelenléte nélkül, mivel az károsodást, meghibásodást vagy sérüléseket okozhat.
- 19. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az be van kapcsolva, a tűz vagy érségi sérülés elkerülése érdekében.
- 20. Bármilyen engedély nélküli módosítás tilos, mivel az elfogadhatatlan kockázatot jelenthet.
- 21. Ne használja, ha a készülék kellemtlenül forró lesz érintésre.
- 22. Ne próbálja meg aktiválni (villanás) a készüléket más felületen, mint a bőrön.
- 23. Ne takarja le a készülék légkivezetőjét.
- 24. A készülék nem használható kórházi fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek által, vagy tapasztalt és ismeretek nélküli személyek által, hacsak nem kapnak megfelelő útmutatást vagy felügyeletet, hogy elkerüljék a tűz vagy égési sérülés kockázatát.
- 25. Ne tegye ki a készüléket erős rázkódásnak, hogy elkerülje a lámpa károsodását.
- 26. A készüléket mindig válassza le az áramforrásról használat után és áramkimaradás esetén is, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- 27. Ne használja ezt a készüléket fürdőszobák, zuhanyzók, mosdók vagy más vízforrások közelében.
- 28. Ne helyezze a készüléket úgy, hogy nehezen lehessen kezelni a hálózatról való lecsatlakoztatáshoz használt tápcsatlakozót.
- 29. A mellékelt tápegység a készülék részén, ne használjon másik adaptert áramellátáshoz.

Övintézkedések

1. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléklen felütnetett feszültség megfelelő-e a hálózati feszültségnek, hogy elkerülje az áramútes vagy a készülék tartós károsodásának kockázatát.



2. Ha a használt aljzat rossz kapcsolótű, a készülék dugója felmelegszik. Győződjön meg róla, hogy a készüléket megfelelően telepített aljzatba csatlakoztatta, hogy elkerülje a tűz és égési sérülések kockázatát.
3. Ha a tápegység sérült, mindig cserélje ki eredeti típusra, hogy elkerülje a veszélyt.
4. Higiéniai okokból a készüléket csak egy személy használhatja.
5. Amikor a készüléket nem használják, azt száraz helyen kell tárolni, és nem szabad rá nehéz tárgyakat helyezni.
6. A készüléket és a tápegységet száraz helyen kell tartani. A készülék nem mosható.

Használati utasítás

Az IPL szőrtelenítő készülék recept nélkül kapható eszköz, amely nem kívánt szőrszálak eltávolítására szolgál. A készülék a szőrnövekedés tartós csökkentésére is alkalmas, amit a kezelés lezárását követő 6, 9 és 12 hónap elteltével mérnek.

Bőrtónus (3. oldal, f2)

A készülék csak Fitzpatrick I–V bőrtípusú személyek számára alkalmas. AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁ ELŐTT válassza ki bőrszínét a Fitzpatrick-fototípus skála alapján, amelyet a Harvard Medical School dermatológus, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, fejlesztett ki a bőrszín és a napfény tolerancia osztályozására.

A skála hat bőrtónus szintet tartalmaz. KÉRJÜK, AZONOSÍTSA bőrszínét, és ellenőrizze az alábbi diagramot, hogy a termék alkalmas-e.

Funkciók használati utasítása

1. Nyomja meg a fókuszolót 2 másodpercig, majd nyomja meg újra a szint megválogatásához
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a villanás gombot 2 másodpercig a kézi és automata mód közötti váltáshoz
3. 990 000 villanás, az 1–9 szintek 1 villanást fogyasztanak
4. A kijelző kezdetben 990 000 villanást mutat, és használat közben csökken nullára

Termékleírások

IPL szőrtelenítés Intenzív pulzáló fény (IPL) fény alapú funkciót használ, amely több hullámhosszt bocsát ki, amelyet a hajban lévő melanin elnyel, ami felmelegíti azokat. Ez elpusztítja a szőrtüszőt annyira, hogy eltávolítja a szőrt és megakadályozza annak újranövését.

A szőrtelenítő készülék működési funkciója termoelektromos hűtő (TEC) alapú. Amikor a készülék szőrtelenítést végez, a TEC Peltier-effektust vált ki. Az áram két különböző vezető által alkotott csatlakozáson halad át, az elektron energiájának szintje megugrik. Az elektronok hőt kelnyelnek, ami miatt a bőrről érintkező hűtőfelület hideg lesz, és így csökkenti a felhasználó bőrének hőmérsékletét a szőrtelenítési helyeken.

Előkészítés a használatához

A használat előtt győződjön meg arról, hogy a bőre jó állapotban van, sérülések és sebek nélkül. A bőrt előzetesen elő kell készíteni tisztáltsával, a készülékhez mellékelt borotva használatával az összes látható szőr eltávolítására, ügyeljen arra, hogy szárazon, teljesen száraz és zsírtelen legyen.

Ne használjon szőrtelenítő krémeket, viaszt stb., mert a vegyi anyagok bőrreakciókat okozhatnak. Tisztítsa meg a bőrről érintkező felületet és a szűrőt puha ruhával. Ellenőrizze, hogy a bőre alkalmas-e erre a termékre. (3. oldal, f2)

Automatikus bőrtónus-érzékelés

Miután a készülék be van kapcsolva, az LCD kijelzőn „0” jelenik meg, ebben a pillanatban helyezze a bőrről érintkező felületet arra a területre, amelyet epilálni szeretne. Ha a kijelzőn lévő színszimbólum abbahagyja a villogást, és megjelenik az „1”, „2”, „3”, „4” vagy „5” szám, az azt jelenti, hogy a készülék alkalmas az Ön bőrszínére; az LCD-n megjelenő szám az Ön bőrszínére javasolt energiaszint, 1. szint az V. bőrtípushoz, 2. szint az IV. típushoz, 3. szint a III. típushoz, 4. szint a II. típushoz, 5. szint az I. típushoz. Ha a kijelzőn

lévő színszimbólum abbahagyja a villogást, de továbbra is „0” számot mutat, az azt jelenti, hogy a bőrtónus-érzékelés sikertelen volt, és a készülék nem működhet. Ellenőrizze a fenti bőrtónus-kártyát, hogy megerősítse, hogy az Ön bőrszíne alkalmas-e az epilálásra.

Bőrvilágítási teszt

Az első használat előtt AJÁNLUJUK, hogy tesztelje a bőr reakcióját. Válasszon egy helyet a karján vagy a lábán a teszt elvégzéséhez. Csatlakoztassa a tápegységet, és kapcsolja be a készüléket. Állítsa be az 1. szintet, erősen helyezze a bőrről érintkező felületet a kiválasztott helyre, és nyomja meg a villanás gombot a fény kibocsátásához. Helyezze a készüléket egy másik tesztelési helyre, és növelje az energiaszintet, nyomja meg a villanás gombot egy újabb teszt elvégzéséhez. Ha a teszt elvégzése után kellemes, növelje a beállítást egy szinttel, és próbálja meg egy másik tesztelési helyen. Ne használjon több mint egy villanást ugyanazon a helyen. Világosabb bőr esetén ellenőrizze az eredményt 30 perc elteltével, sötétebb bőr esetén 60 perc elteltével – ha a bőr nem pirosodik, az azt jelenti, hogy a készülék alkalmas az Ön bőrére. Ha nincsenek bőrpírdénelések, az az ülés során intenzív hőz érez, az utolsó energiaszint a legalkalmasabb az Ön bőrére. (Viseljen szemüveget a teszt előtt, hogy megvédje a szemét a fénytől.)

Használat – lépések

1. Minden használat előtt tisztítsa meg a bőrről érintkező felületet és a szűrőt puha ruhával.
2. Csatlakoztassa a tápegységet, és nyomja meg a fókuszolót 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához.
3. Amikor a készülék be van kapcsolva, az LCD kijelzőn „0” jelenik meg. Használhatja az automatikus bőrtónus-érzékelési funkciót (lásd 3. oldal, f2). Ha a készülék érzekei, hogy az Ön bőrszíne alkalmas, az LCD-n megjelenik a javasolt energiaszint, és elkezdheti az epilálást ezen a szinten. Manuálisan is beállíthatja az energiaszintet a fókuszoló megmozdításával a szint váltásához a következő sorrendben: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-4-7-6-5-4-3-2-1, ahogyan az LCD kijelző mutatja. Az első használat során ajánlott az első szintről kezdeni és fokozatosan növelni az energiaszintet.
4. Viseljen professzionális szemüveget a szem sérülések elkerülése érdekében.
5. Az energiaszint beállítása után helyezze a bőrről érintkező felületet 90°-os szögben a bőrhöz, hogy biztosítsa a teljes érintkezést. Ha a kijelzőn lévő bőrzérzékelési szimbólum abbahagyja a villogást, nyomja meg a villanás gombot a fény kibocsátásához. Ha a bőrről érintkező felület nem érintkezik teljesen a bőrről, a fény nem bocsát ki villanást a villanás gomb megmozdításakor.
6. A villanás gomb megmozdítása után a készülék egyetlen fényvillanást bocsát ki, amit enyhe, meleg bizsergés követ. Érezni fogja a villanás melegségét. Mozgassa a készüléket a következő epilálási területre. Az LCD kijelzőn lévő bőrzérzékelési szimbólum abbahagyja a villogást, ami teljes érintkezést jelent a bőrről – ismétlje meg a műveletet.

Ajánlott használati ütemterv

- 1–4 hét: 3–4 alkalommal hetente
- 5–6 hét: 2–3 alkalommal hetente
- 7–8 hét: kétszer hetente
- 8 hét és tovább: 1–2 alkalommal hetente

Megjegyzés: A használat gyakorisága az egyéni szőrnövekedési sebességtől függ.

További információk > 3. oldal, f3

Specificație

Tehnologie: IPL

Dimensiuni: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Greutate: 306 g

Lungime de undă: (600 nm–1200 nm) ±15 nm

Fluență: 1,6 J/cm² – 6 J/cm²

Temp de expunere/durata impulsului: 8–12 ms

Intervalul dintre flash-uri doar în modul automat: 1,20–3,02 s

Niveluri de energie selectabile: 1–9 niveluri

Arie de expunere: 3,5 cm²

In set: IPL x1, manual de utilizare x1, adaptor de alimentare x1

Condiții de depozitare și transport

Temperatură: -25°C – 70°C

Umiditate: 10 % până la 90 % rH

Presiune: 70–106 kPa

Condiții de funcționare

Temperatură: 0°C–30°C

Umiditate: 10–75% rH

Presiune de lucru: 70–106 kPa

Descrierea produsului (pagina 2, f1)

1. Suprafața de răcire care intră în contact cu pielea
2. Fereastră flash
3. Senzor de culoare a pielii
4. Ecran LCD
5. Buton de flash
6. Conector de alimentare
7. Comutator de alimentare / comutator de reglare a nivelului de energie
8. Ieșire de aer
9. Adaptor de alimentare
10. Nivel de intensitate
11. Simbol de răcire
12. Simbol de detectare a pielii
13. Mod de flash automat
14. Durata de viață a dispozitivului

Contraindicații

1. Nu UTILIZAȚI dispozitivul dacă aveți pielea foarte închisă la culoare. Pielea foarte închisă la culoare poate absorbi prea multă energie luminoasă și poate deteriora (de exemplu, arde, tateuie, cicatrice etc.) pielea.
2. Nu UTILIZAȚI dispozitivul dacă pielea dumneavoastră a fost recent bronzată artificial sau natural sau este arsă de soare din cauza expunerii excesive la soare.
3. Nu UTILIZAȚI dacă sunteți sensibil la lumina solară (fotosensibilitate) sau luați medicamente care provoacă fotosensibilitate, de exemplu, unele antibiotice precum tetraciclina, AINS precum ibuprofenul sau retinoizi precum Accutane și sau retinoizi topici precum Retin A.
4. Nu UTILIZAȚI dispozitivul dacă aveți un istoric de cancer de piele sau leziuni precanceroase (de exemplu, alunițe sau un număr mare de pistrii).
5. Nu UTILIZAȚI dacă sunteți gravidă, alăptați sau aveți menstruație.
6. Nu UTILIZAȚI dispozitivul la persoane sub 18 ani.

Avertismente

1. Nu utilizați dispozitivul pe următoarele zone:
 - În jurul ochilor și în apropierea sprâncenelor.
 - Pe mameloane, areole, labile mici, vagin, anus și în interiorul nărilor și urechilor.
 - Bărbați nu pot utiliza pe scrot.
 - Pe și în apropierea elementelor artificiale, cum ar fi implanturile de silikon, stimulatoarele cardiace, porturile de injecție subcutanate (de exemplu, pompe de insulină) sau piercing-uri.
 - Pe alunițe, pistrii, vene mari, zone pigmentare mai închise, cicatrici și leziuni cutanate fără consultarea unui medic. Acest lucru poate duce la arsuri și decolorarea pielii, ceea ce poate îngreuna diagnosticarea bolilor de piele.
 - Pe mameloane, tatuaje sau machiaj permanent; acest lucru poate duce la

arsuri și decolorarea pielii.

- Pe zonele unde folosiți deodorante de lungă durată. Acest lucru poate provoca reacții cutanate.
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv pe piele arsă de soare, recent bronzată sau bronzată artificial. Notă: Lista nu este exhaustivă. Dacă nu sunteți sigur dacă puteți utiliza acest dispozitiv, vă recomandăm să consultați un medic.
- 2. Întrerupeți imediat utilizarea dispozitivului dacă observați roșeață extinsă a pielii.
- 3. Deteriorarea pielii poate apărea după utilizarea pe termen lung sau repetată a dispozitivului în același loc.
- 4. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către PRODUCĂTORUL, service-ul autorizat al PRODUCĂTORULUI sau o persoană cu calificări similare pentru a evita riscul de electrocutare.
- 5. Dispozitivul emite flash-uri de lumină intensă pulsată care pot fi dăunătoare pentru ochi în cazul expunerii directe.
- 6. NU PRIVIȚI direct în fereastra flash-ului când dispozitivul este conectat la alimentare și pornit.
- 7. Nu ÎNCERCAȚI să activați dispozitivul în direcția ochiului.
- 8. Se recomandă purtarea de ochelari de protecție și evitarea privirii directe către dispozitiv în timpul activării butonului de flash.
- 9. Dispozitivul este destinat exclusiv reducerii părului. Nu îl utilizați în alte scopuri.
- 10. Utilizarea altor controale, ajustări sau efectuarea altor acțiuni decât cele specificate în acest manual poate duce la expunerea la radiații periculoase.
- 11. Este interzisă utilizarea unui adaptor care nu respectă specificațiile, deoarece poate deteriora dispozitivul.
- 12. Verificați întotdeauna dispozitivul înainte de utilizare. Nu utilizați dispozitivul sau adaptorul dacă sunt deteriorate.
- 13. Nu introduceți niciun obiect în dispozitiv.
- 14. Nu utilizați dispozitivul dacă filtrul ferestrei flash este deteriorat.
- 15. Dacă dispozitivul este deteriorat, nu atingeți nicio parte internă pentru a evita riscul de electrocutare.
- 16. Nu utilizați niciodată aer comprimat, bureți aspri, substanțe abrazive sau lichide agresive, cum ar fi benzina sau acetonă, pentru a curăța dispozitivul.
- 17. Nicio parte a dispozitivului nu trebuie să fie înțreținută sau reparată de către utilizator în timpul utilizării.
- 18. Nu demontați, nu reparați și nu modificați produsul fără prezența personalului calificat, deoarece acest lucru poate provoca daune, defectiuni sau răni.
- 19. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când este pornit, pentru a evita riscul de incendiu sau arsuri.
- 20. Orice modificări neautorizate sunt interzise, deoarece pot duce la riscuri inacceptabile.
- 21. Nu utilizați dacă dispozitivul devine neplăcut de fierbinte la atingere.
- 22. Nu încercați să activați (să flashați) dispozitivul pe nicio altă suprafață decât pielea.
- 23. Nu acoperiți ieșirea de aer a dispozitivului.
- 24. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de către persoane fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt instruite corespunzător sau sunt supravegheate pentru a evita riscul de incendiu sau arsuri.
- 25. Nu expuneți dispozitivul la șocuri puternice pentru a evita deteriorarea țării.
- 26. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la alimentare după utilizare și în caz de întrerupere a alimentării pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
- 27. Nu utilizați acest dispozitiv în apropierea câștilor de baie, dușurilor, chiuvetelor sau altor recipiente cu apă.
- 28. Nu poziționați dispozitivul astfel încât să fie dificil de operat mufa de alimentare utilizată pentru a deconecta dispozitivul de la rețeaua electrică.
- 29. Adaptorul de alimentare inclus este parte a dispozitivului, nu utilizați alt adaptor pentru alimentare.

Precauții

1. Înainte de a conecta dispozitivul, verificați dacă tensiunea indicată pe dispozitiv corespunde tensiunii rețelei pentru a evita riscul de electrocutare sau deteriorarea permanentă a dispozitivului.



2. Dacă priza pe care o utilizați are contacte slabe, fișa dispozitivului se încălzește. Asigurați-vă că conectați dispozitivul la o priză instalată corect pentru a evita riscul de incendiu și arsuri.
3. Dacă adaptorul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu un tip original pentru a evita pericolul.
4. Din motive de igienă, dispozitivul trebuie utilizat doar de o singură persoană.
5. Când dispozitivul nu este utilizat, acesta trebuie să fie depozitat într-un loc uscat, nu plasați obiecte grele pe el.
6. Dispozitivul și adaptorul de alimentare trebuie păstrate într-un loc uscat. Dispozitivul nu este destinat spălării.

Indicații de utilizare

Dispozitivul IPL pentru îndepărtarea părului este un aparat fără prescripție medicală, destinat îndepărtării părului nedorit. Dispozitivul este, de asemenea, indicat pentru reducerea permanentă a creșterii părului, definită ca o reducere pe termen lung, stabilă, a numărului de fire de păr care cresc, măsurată la 6, 9 și 12 luni după încheierea tratamentului.

Tonul pielii (pagina 3, f2)

Dispozitivul este potrivit doar pentru persoanele cu tipuri de piele Fitzpatrick I-IV. ÎNAINTE DE A UTILIZA DISPOZITIVUL, selectați tonul pielii dumneavoastră pe baza scalei de fototipur Fitzpatrick, dezvoltată de dermatologii de la Harvard Medical School, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, pentru a clasifica culoarea pielii și toleranța la lumina solară. Scala are șase niveluri de tonuri ale pielii. VĂ RUGĂM IDENTIFICAȚI tonul pielii dumneavoastră și verificați diagrama de mai jos pentru a vedea dacă produsul este potrivit.

Instrucțiuni de utilizare a funcțiilor

1. Apăsăți comutatorul de alimentare timp de 2 secunde și apăsați din nou pentru a schimba nivelul.
2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de flash timp de 2 secunde pentru a comuta între modul manual și automat.
3. 990 000 de flash-uri, nivelurile 1-9 consumă 1 flash.
4. Ecranul afișează inițial 990 000 de flash-uri și se reduce pe măsură ce este utilizat până la zero.

Funcțiile produsului

IPL pentru îndepărtarea părului Lumina intens pulsată (IPL) folosește o funcție bazată pe lumină care emite mai multe lungimi de undă, absorbite de melanina din păr, cauzând încălzirea acestora. Acest lucru distruge foliculul de păr suficient pentru a îndepărta părul și a preveni creșterea acestuia. Funcția de răcire a dispozitivului de îndepărtare a părului se bazează pe un răcitor termoelectric (TEC). Când dispozitivul efectuează îndepărtarea părului, TEC provoacă efectul Peltier. Curentul trece printr-o joncțiune formată de doi conductori diferiți, nivelul de energie al electronilor sare. Electronul trebuie să absoarbă căldura, ceea ce face ca suprafața de răcire care intră în contact cu pielea să devină rece și, astfel, să reducă temperatura pielii utilizatorului în locurile de îndepărtare a părului.

Pregătirea pentru utilizare

Înainte de utilizare, asigurați-vă că pielea dumneavoastră este într-o stare bună, fără leziuni sau răni. Pielea trebuie pregătită în prealabil prin curățare, folosind aparatul de ras inclus cu dispozitivul pentru a îndepărta toate firele de păr vizibile și asigurându-vă că este lipsită de păr, complet uscată și degresată.

Nu utilizați creme depilatoare, ceară etc., deoarece substanțele chimice pot provoca reacții cutanate. Curățați suprafața de contact cu pielea și filtrul cu o cârpă moale. Verificați dacă pielea dumneavoastră este potrivită pentru acest produs. (pagina 3, f2)

Detectarea automată a tonului pielii

După pornirea alimentării, pe ecranul LCD apare „0”. În acest moment aplicați suprafața de contact cu pielea pe zona dorită de epilat. Dacă simbolul culorii de pe ecran înțeapă să clipească și apare numărul „1” sau „2” sau „3” sau

„4” sau „5”, înseamnă că dispozitivul este potrivit pentru tonul pielii dumneavoastră; numărul afișat pe LCD este nivelul de energie recomandat pentru tonul pielii dumneavoastră, nivelul 1 pentru tipul de piele V, nivelul 2 pentru tipul IV, nivelul 3 pentru tipul III, nivelul 4 pentru tipul II, nivelul 5 pentru tipul I. Dacă simbolul culorii de pe ecran înțeapă să clipească, dar continuă să afișeze numărul „0”, înseamnă că detectarea tonului pielii a eșuat și dispozitivul nu poate funcționa. Verificați cartela de tonuri ale pielii de mai sus pentru a confirma dacă tonul pielii dumneavoastră este potrivit pentru epilare.

Test de iluminare a pielii

Înainte de prima utilizare, RECOMANDĂM să testați pielea pentru reacție. Alegeți un loc pe braț sau picior pentru a efectua testul. Conectați adaptorul de alimentare și porniți dispozitivul. Setati nivelul la 1, apăsați ferm suprafața de contact cu pielea pe locul ales și apăsați butonul de flash pentru a emite lumină. Mutati dispozitivul într-un alt loc de testare și creșteți nivelul de energie, apăsați butonul de flash pentru a efectua un alt test. Dacă senzația este confortabilă, creșteți setarea cu un nivel și încercați într-un alt loc de testare. Nu folosiți mai mult de un flash în același loc. Pentru pielea mai deschisă, verificați rezultatul după 30 de minute, iar pentru cea mai închisă după 60 de minute – dacă pielea nu se înroșește, înseamnă că dispozitivul este potrivit pentru pielea dumneavoastră. Dacă nu există anomalii ale pielii, dar simțiți o căldură în sensul în timpul sedinței, ultimul nivel de energie este cel mai potrivit pentru pielea dumneavoastră. (Purtați ochelari înainte de test pentru a proteja ochii de lumină.)

Utilizare – pași

1. Înainte de fiecare utilizare, curățați suprafața de contact cu pielea și filtrul cu o cârpă moale.
2. Conectați adaptorul de alimentare și apăsați comutatorul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.
3. Când dispozitivul este pornit, pe ecranul LCD apare „0”. Puteți utiliza funcția de detectare automată a tonului pielii (consultați pagina 3, f2). Dacă dispozitivul detectează că tonul pielii dumneavoastră este potrivit, pe LCD va apărea nivelul de energie recomandat și puteți începe epilarea la acest nivel. De asemenea, puteți regla manual nivelul de energie apăsând comutatorul de alimentare pentru a schimba nivelul în secvența 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, așa cum este afișat pe LCD. Se recomandă să începeți cu primul nivel la prima utilizare a dispozitivului și să creșteți treptat nivelul de energie.
4. Purtați ochelari de protecție pentru a evita deteriorarea ochilor.
5. După setarea nivelului de energie, aplicați suprafața de contact cu pielea la un unghi de 90° față de pielea pentru a asigura un contact complet. Dacă simbolul de detectare a pielii de pe ecran înțeapă să clipească, apăsați butonul de flash pentru a emite lumină. Dacă suprafața de contact cu pielea nu este complet aplicată pe piele, lumina nu va fi emisă atunci când apăsați butonul de flash.
6. După apăsarea butonului de flash, dispozitivul emite un singur flash de lumină. Însoțit de o senzație ușoară, caldă de furnicături. Veți simți căldura flash-ului. Mutati dispozitivul în următoarea zonă de epilare. Simbolul de detectare a pielii pe LCD înțeapă să clipească, ceea ce înseamnă un contact complet cu pielea – repetați acțiunea.

Program de utilizare recomandat

- 1-4 săptămâni: 3-4 ori pe săptămână
 - 5-6 săptămâni: 2-3 ori pe săptămână
 - 7-8 săptămâni: de două ori pe săptămână
 - 8 săptămâni și mai mult: 1-2 ori pe săptămână
- Notă: Frecvența utilizării depinde de ritmul individual de creștere a părului.

Mai multe informații > pagina 3, f3

بنون استشارة الطبيب. قد يؤدي ذلك إلى حروق وتغير في لون البشرة، مما قد يصعب التعرف على أمراض الجلد على الحلمات، والوشوم أو الميكياج الدائم؛ قد يؤدي ذلك إلى حروق وتغير في لون البشرة.

على المناطق التي تستخدم فيها مزيلات العرق طويلة الأمد. قد يسبب ذلك ردود فعل جلدية - لا تستخدمها إذا كان الجهاز أذى البشرة المحروقة من الشمس، المسمرة وموخرًا أو المسمرة - صناعيًا. ملاحظة: القمامة ليست شاملة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان بإمكانك استخدام هذا الجهاز، اتصلك باستشارة الطبيب.

توقف عن استخدام الجهاز فورًا إذا لاحظت احمرارًا واسعًا على البشرة. يمكن أن يحدث تلف للبشرة بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة أو بشكل متكرر في نفس المكان.

إذا كان كابل الطاقة قابلاً، يجب استبداله بواسطة المصنّع أو مركز الخدمة المعتمد من. المصنّع أو شخص موثوق لتجنب خطر الصدمة الكهربائية. يصدر الجهاز ومعدات ضوئية تضيئة مكثفة يمكن أن تكون ضارة للعينين عند التعرض المباشر.

لا تنظر مباشرة في نافذة الموضع عندما يكون الجهاز متصلًا بالطاقة ومشغلاً. 6. 7. لا تحاول تشغيل الجهاز في اتجاه العين.

يوصى بارتداء نظارات واقية والظفر بعيدًا عن الجهاز عند تفعيل زر الموضع. 8. الجهاز مصمم فقط لتقليل الشعر. لا تستخدمه لأي أغراض أخرى.

يمكن أن يؤدي استخدام عناصر تحكم أخرى أو تعديلات أو تنقيح إجراءات أخرى غير المحددة في هذه التعليمات إلى التعرض للإشعاع خطير. 10.

يحظر استخدام محول أو نطاق توصيلات، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الجهاز. 11. افصل الجهاز دائمًا قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز أو المحول إذا كانا تالعين. 12.

لا تدخل أي أجسام في الجهاز. 13. لا تستخدم الجهاز إذا كان قفتر نافذة الموضع تالفاً. 14.

إذا كان الجهاز تالفاً، تلمس أي أجزاء داخلية خشنة خطر الصدمة الكهربائية. 15. لا تستخدم إذا هوى أو الإسفنجات الخشنة أو المواد الكاشطة أو السوائل. 16.

الدوائية مثل البنزين أو الأسيتون لتنظيف الجهاز. 17. لا يجب صيانة أو إصلاح أي جزء من الجهاز أثناء استخدامه من قبل المريض.

لا تلم بكم تفكيك أو إصلاح أو تعديل المنتج بدون وجود شخص موثوق، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار أو أعطال أو إصابات. 18.

لا تترك الجهاز دون مراقبة عندما يكون مشغلاً لتجنب خطر الحريق أو الحروق. 19. يحظر إجراء أي تعديلات غير مصرح بها، حيث يمكن أن تؤدي إلى مخاطر غير مفهولة.

لا تستخدم إذا أصبح الجهاز ساخناً بشكل غير مريح عند لمسه. 21. لا تحاول تشغيل (موضع) الجهاز على أي سطح آخر غير البشرة. 22.

لا تعطي منفذ الهواء الخاص بالجهاز. 23. الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة أو من قبل الأشخاص الذين يتفكرون في الحياة والمعرفة، إلا إذا تم توجيههم بشكل صحيح.

لا تعرض الجهاز لأجزاء أو قوة التجنب لتلف المصباح. 25. لا تستخدم الجهاز إذا كان مصدر الطاقة بعد الاستخدام وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي. 26.

لتجنب تلف الجهاز. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو النشأت أو الأحواض أو غيرها. 27.

من الواجب أن تحتوي على ماء. لا تضع الجهاز في موضع يصعب الوصول إلى قابس الطاقة المستخدم لفصل الجهاز عن. 28.

الشبكة الكهربائية. محول الطاقة المرفق هو جزء من الجهاز، لا تستخدم محولاً آخر للطاقة. 29.

إحتياطات

قبل توصيل الجهاز: تحقق من أن الجهد المشار إليه على الجهاز يتوافق مع جهد الشبكة. تجنب خطر الصدمة الكهربائية أو الضرر الدائم للجهاز.

إذا كانت التوصيلات المستخدمة تحتوي على اتصالات ضعيفة، فإن قابس الجهاز يسخن. 2. تأكد من توصيل الجهاز بمقبس مثبت بشكل صحيح لتجنب خطر حريق والقوى.

إذا كان محول الطاقة تالفاً، استبدله دائماً بنوع أصلي لتجنب المطاطر. 3. لاأبسط محول الطاقة، يجب أن يستخدم الجهاز شخص واحد فقط.

عليه أن يكون الجهاز قيد الاستخدام، يجب تخزينه في مكان جاف وعدم وضع أشياء ثقيلة. 4.

يجب حفظ الجهاز ومحول الطاقة في مكان جاف. الجهاز غير مخصص للغسيل. 6.

نوعا الاستخدام

المواصفات

IPL: التكنولوجيا

الأبعاد: 171,0 × 74,8 × 41,9 مم

الوزن: 306 جرام

طول الموجة: (600 نانومتر-1200 نانومتر) ±15 نانومتر

J/cm²: 6-12

الطاقة: 1,6

الفاصل الزمني بين الوصلات في الوضع التلقائي فقط: 1,2-3,02 ثانية

مستويات الطاقة القابلة للاختيار: 1-9 مستويات

مسطحة التعرض: 3,5 سم²

دليل الاستخدام: 1×، محول الطاقة: 1×، IPL: 1×، المحتويات

ظروف التخزين والنقل

درجة الحرارة: -25° درجة مئوية - 70 درجة مئوية

RH: 10% إلى 90

الضغط: 106-70 كيلوباسكال

ظروف التشغيل

°C: 30-30

°C: 0

°F: 75-100

°F: 106-170

الضغط: 106-70 كيلوباسكال

وصف المنتج

صفحة 2

وصف المنتج

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

صفحة 2

- قبل كل استخدام، نظف سطح التلامس مع البشرة والفتر بقطعة قماش ناعمة.
- قم بتبديل محول الطاقة واضغط على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.
- يمكنك LCD، عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، يظهر "0" على شاشة.
- إذا [2] راجع صفحة 3 استخدام وظيفة الكشف التلقائي عن درجة لون البشرة مستوى الطاقة LCD اكتشف الجهاز أن درجة لون بشرتك مناسبة، سيظهر على شاشة الموصى به ويمكن البدء في إزالة الشعر على هذا المستوى. يمكنك أيضاً ضبط مستوى الطاقة يدوياً عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل لتغيير المستوى في التسلسل 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. كما هو موضح على شاشة LCD. 2-1-3-4-5-6-7-8-9-10. كما هو موضح على شاشة
- بالبدء من المستوى الأول عند استخدام الجهاز لأول مرة وزيادة مستوى الطاقة تدريجياً. ارتد نظارات احترازية لتجنب تلف العين.
- بعد ضبط مستوى الطاقة، ضع سطح التلامس مع البشرة بزاوية 90° لتأمين الاتصال الكامل. إذا توقف رمز اكتشاف البشرة على الشاشة عن الوميض، اضغط على زر الوميض لإصدار الضوء. إذا لم يكن سطح التلامس مع البشرة متصلاً تماماً بالبشرة، فلن يحدث إصدار بعد الضغط على زر الوميض، يصدر الجهاز وميضاً واحداً من الضوء، مصحوباً بوخز.
- إذا لم يحدث، ستشعر بحرارة الوميض. حرك الجهاز إلى منطقة إزالة الشعر التالية. يتوقف الضوء، مما يعني الاتصال الكامل - ثم كرر LCD رمز اكتشاف البشرة على شاشة العنق.

الجدول الزمني الموصى به للاستخدام

- أسابيع: 4-3 مرات في الأسبوع 1-4
أسابيع: 3-2 مرات في الأسبوع 5-6
أسابيع: مرتين في الأسبوع 7-8
أسابيع وأكثر: 2-1 مرات في الأسبوع 8
ملاحظة: تعتمد تكرار الاستخدام على معدل نمو الشعر الفردي

f3: مزيد من المعلومات < صفحة 3

هو جهاز متاح بدون وصفة طبية مصمم لإزالة الشعر غير المرغوب IPL جهاز إزالة الشعر فيه. الجهاز مخصص أيضاً لتقليل نمو الشعر بشكل دائم، والذي يُعرف بأنه تقليل طويل الأمد ومستمر لنمو الشعرات التي تنمو مرة أخرى، يتم قياسه بعد 12 و9 شهرًا من انتهاء العلاج.

f2 (صفحة 3) درجة لون البشرة
قبل استخدام الجهاز، Fitzpatrick I-V، الجهاز مناسب فقط للأشخاص ذوي أنواع البشرة التي طورهها، M.D., Ph.D.، الأبحاث الجلدية في كلية الطب بجامعة هارفارد، توماس فيتزباتريك لتصنيف لون البشرة وتعملها لائحة الشمس
يحتوي المقاييس على ستة مستويات من درجات لون البشرة. يرجى تحديد درجة لون بشرتك والتحقق من الرسم البياني أدناه لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسباً

- تعليمات استخدام الوظائف
- اضغط على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين واضغط مرة أخرى لتغيير المستوى.
 - اضغط على الاستمرار على زر الوميض لمدة ثانيتين للتبديل بين الوضع اليدوي والتلقائي.
 - وميض، المستوى 9-1 لشعر 3,990,000.
 - تعرض الشاشة في البداية 990,000 وميض ونقل مع الاستخدام حتى تصل إلى الصفر.

وظائف المنتج

يستخدم وظيفة قائمة في الضوء التي تصدر (IPL) الضوء النبضي المكثف IPL إزالة الشعر أطول موجية متعددة، يمتصها الميلانين في الشعر، مما يسبب تسخينها. هذا بدوره يدمر بصيلة الشعر. بما يكفي لإزالة الشعر ومنع نموه مرة أخرى

عندما يقوم (TEC) تعتمد وظيفة التبريد لجهاز إزالة الشعر على تبريد حراري كهربائي تأثير بيلقيوم. يمر التيار عبر وسلة مكونة من موصلين TEC الجهاز بإزالة الشعر، بسبب مختلفين، يفر مستوى طاقة الأكثر وتات. يجب على الإلكترون أن يمتص الحرارة، مما يجعل سطح التبريد التلامس للبشرة بارداً وبالتالي يقلل من درجة حرارة بشرتك المستخدم في أماكن إزالة الشعر

التحضير للاستخدام

قبل الاستخدام، تأكد من أن بشرتك في حالة جيدة، بدون جروح أو إصابات. يجب تحضير البشرة مسبقاً عن طريق تنظيفها، باستخدام ماكينة الحلاقة المرفقة مع الجهاز لإزالة جميع الشعيرات المرئية والتأكد من أنها خالية من الشعر، جافة تماماً وغير دهنية.

لا تستخدم كريمات إزالة الشعر، التلمع، وما إلى ذلك، بحيث يمكن أن تسبب المواد الكيميائية ردود فعل جلدية. ضع سطح التلامس مع البشرة والفتر بقطعة قماش ناعمة. تحقق مما إذا f2 (صفحة 3). كانت بشرتك مناسبة لهذا المنتج

الكشف التلقائي عن درجة لون البشرة

في هذا الوقت قم بوضع سطح التلامس مع LCD، بعد تشغيل الطاقة، يظهر "0" على شاشة البشرة في المنطقة التي ترغب في إزالة الشعر منها. إذا توقف رمز اللون على الشاشة عن الوميض وظهور الرقم "1" أو "2" أو "3" أو "4" أو "5"، فهذا يعني أن الجهاز مناسب لدرجة هو مستوى الطاقة الموصى به لدرجة لون LCD لون بشرتك؛ الرقم المعروض على شاشة المستوى 4 III- المستوى 3 نوع IV- المستوى 2 نوع V-، بشرتك، المستوى 1 نوع البشرة إذا توقف رمز اللون على الشاشة عن الوميض وما زال يعرض I المستوى 1 نوع II- نوع "0"، فهذا يعني أن الكشف عن درجة لون البشرة قد فشل ولا يمكن للجهاز العمل. تحقق من مطابقة درجات لون البشرة أدناه لتأكيد ما إذا كانت بشرتك مناسبة لإزالة الشعر

اختبار إصابة البشرة

قبل الاستخدام الأول، نوصي بإجراء اختبار للبشرة للتحقق من رد الفعل. اختر مكاناً على الذراع أو الساق لإجراء الاختبار. قم بتوصيل محول الطاقة وقم بتشغيل الجهاز. اضغط المستوى على 1، ضع سطح التلامس مع البشرة بقوة على المكان المختار واضغط على زر الوميض لإصدار الضوء. حرك الجهاز إلى مكان اختبار آخر وزد مستوى الطاقة، اضغط على زر الوميض لإجراء اختبار آخر. إذا كنت تشعر بمرحاضة، زد الإعداد مستوى واحد وجاؤل في مكان اختبار آخر. لا تستخدم أكثر من وميض واحد في نفس المكان. للبشرة الفاتحة، تحقق من النتيجة بعد 30 دقيقة، وللبشرة الداكنة بعد 60 دقيقة - إذا لم تحمر البشرة، فهذا يعني أن الجهاز مناسب لبشرتك. إذا لم تكن هناك هشوات جلدية، لككك شعر بحرارة شديدة أثناء الجلسة، فإن المستوى الأخير من الطاقة هو الأنسب لبشرتك. (ارتد نظارات قبل الاختبار لحماية عينيك من الضوء.)

Спецификация

Технология: IPL

Размеры: 171,0 x 74,8 x 41,9 мм

Вес: 306 г

Длина волны: (600 нм–1200 нм) ±15 нм

Флуенс: 1,6 Дж/см²–6 Дж/см²

Время экспозиции/длительность импульса: 8–12 мс

Интервал между вспышками в автоматическом режиме: 1,20–3,02 с

Выбираемые уровни энергии: 1–9 уровней

Площадь воздействия: 3,5 см²

В комплекте: IPL x1, инструкция по эксплуатации x1, адаптер питания x1

Условия хранения и транспортировки

Температура: –25°C–30°C

Влажность: 10 % до 90 % нН

Давление: 70–106 кПа

Условия работы

Температура: 0°C–30°C

Влажность: 10–75% нН

Рабочее давление: 70–106 кПа

Описание продукта (страница 2, f1)

1. Охлаждающая поверхность, контактирующая с кожей
2. Окно вспышки
3. Датчик цвета кожи
4. ЖК-дисплей
5. Кнопка вспышки
6. Разъем питания
7. Переключатель питания / регулятор уровня энергии
8. Выключное отверстие
9. Адаптер питания
10. Уровень интенсивности
11. Символ охлаждения
12. Символ обнаружения кожи
13. Режим автоматической вспышки
14. Срок службы устройства

Противопоказания

1. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство, если у вас очень темная кожа. Очень темная кожа может поглотить слишком много световой энергии и повредить (например, обжечь, татуировки, шрамы и т.д.) кожу.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство, если ваша кожа недавно подвергалась искусственному воздействию лазерного излучения или обожжена из-за чрезмерного солнечного воздействия.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если вы чувствительны к солнечному свету (фотосенсибилизация) или принимаете лекарства, вызывающие фотосенсибилизацию, например, некоторые антибиотики, такие как тетрациклины, НПВС, такие как ибупрофен или ретиноиды, такие как Accutane или местные ретиноиды, такие как Retin A.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство, если у вас была история рака кожи или предраковых изменений (например, родинок или большое количество веснушек).
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ, если вы беременны, кормите грудью или у вас менструация.
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство на людях младше 18 лет.

Предупреждения

1. Не используйте устройство на следующих областях:

- Вокруг глаз и рядом с бровями.
- На сосках, ареолах, малых половых губах, влагалище, анусе и внутри заднего и переднего прохода.
- Мужчины не могут использовать на мошонке.
- На и вблизи любых искусственных элементов, таких как силиконовые имплантаты, кардиостимуляторы, подкожные порты (например, инсулиновые помпы) или пирсинг.
- На родинках, веснушках, больших венах, более темных пигментных областях, шрамах и кожных повреждениях без консультации с врачом. Это может привести к ожогам и изменению цвета кожи, что может затруднить распознавание кожных заболеваний.

- На сосках, татуировках или перманентном макияже; это может привести к ожогам и изменению цвета кожи.

- На областях, где вы используете долгосрочные дезодоранты. Это может вызвать кожные реакции.

- Никогда не используйте это устройство на обожженной солнцем, недавно загорелой или искусственно загорелой коже. Применение: список не является исчерпывающим. Если вы не уверены, можете ли вы использовать это устройство, рекомендуем проконсультироваться с врачом.

2. Немедленно прекратите использование устройства, если заметите обширное покраснение кожи.

3. Повреждение кожи может произойти после длительного или повторного использования устройства в одном месте.

4. Если кабель питания поврежден, его должен заменить ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, авторизованный сервисный центр ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или лицо с аналогичной квалификацией, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

5. Устройство излучает вспышки интенсивного импульсного света, который может быть вреден для глаз при прямом воздействии.

6. НЕ СМОТРИТЕ прямо в окно вспышки, когда устройство подключено к питанию и включено.

7. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ активировать устройство в сторону глаза.

8. Рекомендуем носить защитные очки и отвести взгляд от устройства при активации кнопки вспышки.

9. Устройство предназначено только для уменьшения роста волос. Не используйте его для других целей.

10. Использование других элементов управления, регулировок или выполнения действий, не указанных в настоящей инструкции, может привести к воздействию опасного излучения.

11. Запрещено использовать адаптер, не соответствующий спецификациям, так как это может повредить устройство.

12. Всегда проверяйте устройство перед использованием. Не используйте устройство или адаптер, если они повреждены.

13. Никогда не оставляйте предметы в устройстве.

14. Не используйте устройство, если фильтр окна вспышки поврежден.

15. Если устройство повреждено, не касайтесь внутренних частей, чтобы избежать поражения электрическим током.

16. Никогда не используйте сжатый воздух, грубые губки, абразивные средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон, для чистки устройства.

17. Ни одна часть устройства не должна обслуживаться или ремонтироваться пользователем во время использования.

18. Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие без присутствия квалифицированного персонала, так как это может вызвать повреждения, неисправности или травмы.

19. Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно включено, чтобы избежать риска пожара или ожогов.

20. Любые неавторизованные модификации запрещены, так как они могут привести к неприемлемому риску.

21. Не используйте, если устройство становится неприятно горячим на ощупь.

22. Не пытайтесь активировать (вспышку) устройство на любой поверхности, кроме кожи.

23. Не закрывайте выключное отверстие устройства.

24. Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами без опыта и знаний, если они не получили соответствующую инструкцию или находятся под наблюдением, чтобы избежать риска пожара или ожогов.

25. Не подвергайте устройство сильным ударам, чтобы избежать повреждения лампы.

26. Всегда отключайте устройство от питания после использования и в случае сбоя питания, чтобы избежать повреждения устройства.

27. Не используйте это устройство вблизи ванн, душев, раковин или других емкостей с водой.

28. Не размещайте устройство так, чтобы было трудно управлять вилкой питания, используемой для отключения устройства от электросети.



29. Входящий в комплект адаптер питания является частью устройства, не используйте другой адаптер для питания.

Меры предосторожности

1. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на устройстве напряжение соответствует сетевому напряжению, чтобы избежать риска поражения электрическим током или постоянного повреждения устройства.
2. Если используемая вами розетка имеет плохие соединения, вилка устройства нагревается, убедитесь, что подключаете устройство к правильно установленной розетке, чтобы избежать риска пожара и ожогов.
3. Если адаптер питания поврежден, всегда заменяйте его на оригинальный тип, чтобы избежать опасностей.
4. По типичным причинам устройство должно использоваться только одним человеком.
5. Когда устройство не используется, оно должно храниться в сухом месте, не кладите на него тяжелые предметы.
6. Устройство и адаптер питания должны храниться в сухом месте. Устройство не предназначено для мытья.

Показания к использованию

IPiL устройство для удаления волос является безрецептурным прибором, предназначенным для удаления нежелательных волос. Устройство также предназначено для постоянного уменьшения роста волос, что определяется как долговременное, стабильное уменьшение количества отрастающих волос, измеренное через 6, 9 и 12 месяцев после окончания лечения.

Тон кожи (страница 3, 12)

Устройство подходит только для людей с типами кожи Филдпатрика I–V. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА** выберите свой тон кожи на основе шкалы фототипов Филдпатрика, разработанной дерматологом Гарвардской медицинской школы Томасом Филдпатриком, M.D., Ph.D, для классификации цвета кожи и устойчивости к солнечному свету. Шкала имеет шесть уровней тона кожи. **ПОЖАЛУЙСТА, ОПРЕДЕЛИТЕ** свой тон кожи и проверьте диаграмму ниже, чтобы увидеть, подходит ли продукт.

Инструкции по использованию на 2 секунды

1. Нажмите на выключатель на 2 секунды и нажмите снова, чтобы изменить уровень.
2. Нажмите и удерживайте кнопку вспышки в течение 2 секунд, чтобы переключаться между ручным и автоматическим режимом.
3. 990 000 вспышек, уровни 1–9 потребляют 1 вспышку
4. На дисплее сначала показывается 990 000 вспышек и уменьшается по мере использования до нуля

Функции продукта

IPiL для удаления волос Интенсивный импульсный свет (IPiL) использует световую функцию, которая излучает несколько длин волн, поглощаемых меланином в волосах, вызывая их нагрев. Это, в свою очередь, разрушает волосяную фолликулу настолько, чтобы удалить волосы и предотвратить их повторный рост.

Функция охлаждения устройства для удаления волос зависит от термостатического охладителя (ТЕС). Когда устройство выполняет удаление волос, ТЕС вызывает эффект Пельтье. Ток проходит через соединение, образованное двумя разными проводниками, уровень энергии электрона прилагает. Электрон должен поглотить тепло, что делает поверхность охлаждения, контактирующую с кожей, холодной, тем самым снижает температуру кожи пользователя в местах удаления волос.

Подготовка к использованию

Перед использованием убедитесь, что ваша кожа в хорошем состоянии, без травм и ран. Кожа должна быть предварительно подготовлена путем очистки, использования бритья, прилагаемой к устройству, для удаления всех видимых волос и убеждения, что она без волос, полностью сухая и обезжиренная.

Не используйте депиляционные кремы, воск и т.д., так как химические вещества могут вызвать кожные реакции. Очистите поверхность контакта с кожей и фильтр мягкой тканью. Проверьте, подходит ли ваша кожа для этого продукта, (страница 3, 12)

Автоматическое обнаружение тона кожи

После включения питания на ЖК-дисплее появится "0", в этот момент

приложите поверхность контакта с кожей к области, которую хотите эпилировать. Если символ цвета на дисплее перестает мигать и отображается цифра "1" или "2" или "3" или "4" или "5", это означает, что устройство подходит для вашего тона кожи; отображаемая на ЖК-цифра - это рекомендуемый уровень энергии для вашего тона кожи: уровень 1 для типа кожи V, уровень 2 для типа IV, уровень 3 для типа III, уровень 4 для типа II, уровень 5 для типа I. Если символ цвета на дисплее перестает мигать, но все еще отображается цифра "0", это означает, что обнаружение тона кожи не удалось, и устройство не может функционировать. Проверьте вышеуказанную карту тонов кожи, чтобы подтвердить, подходит ли ваш тон для эпиляции.

Тест освещения кожи

Перед первым использованием РЕКОМЕНДУЕМ проверить кожу на реакцию. Выберите место на руке или ноге для проведения теста. Подключите адаптер питания и включите устройство. Установите уровень на 1, плотно приложите поверхность контакта с кожей к выбранному месту и нажмите кнопку вспышки, чтобы излучить свет. Переместите устройство в другое тестовое место и увеличьте уровень энергии, нажмите кнопку вспышки для выполнения другого теста. Если ощущение комфортно, увеличьте настройку на один уровень и попробуйте в другом тестовом месте. Не используйте более одной вспышки на одном месте. Для светлой кожи проверьте результат через 30 минут, для темной - через 60 минут - если кожа не покраснеет, это означает, что устройство подходит для вашей кожи. Если нет кожных аномалий, но во время сеанса вы чувствуете интенсивное тепло, последний уровень энергии наиболее подходит для вашей кожи. (Наденьте очки перед тестом, чтобы защитить глаза от света.)

Использование – шаги

1. Перед каждым использованием очистите поверхность контакта с кожей и фильтр мягкой тканью.
2. Подключите адаптер питания и нажмите выключатель на 2 секунды, чтобы включить устройство.
3. Когда устройство включено, на ЖК-дисплее появится "0". Вы можете использовать функцию автоматического обнаружения тона кожи (см. страница 3, 12). Если устройство обнаружит, что ваш тон кожи подходит, на ЖК-дисплее появится рекомендуемый уровень энергии, и вы можете начать эпиляцию на этом уровне. Вы также можете вручную настроить уровень энергии, нажав на выключатель для изменения уровня в последовательности 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, как показано на ЖК-дисплее. Рекомендуем начинать с первого уровня при первом использовании устройства и постепенно увеличивать уровень энергии.
4. Наденьте профессиональные очки, чтобы избежать повреждения глаз.
5. После установив уровня энергии приложите поверхность контакта с кожей к коже под углом 90°, чтобы обеспечить полный контакт. Если символ обнаружения кожи на дисплее перестает мигать, нажмите кнопку Flash, чтобы излучить свет. Если поверхность контакта с кожей не полностью прилегает, свет не будет излучаться при нажатии кнопки Flash.
6. После нажатия кнопки Flash устройство излучает одну вспышку света, сопровождаемую легким, теплым покалыванием. Вы почувствуете тепло вспышки. Переместите устройство в следующую область эпиляции. Символ обнаружения кожи на ЖК-дисплее перестает мигать, что означает полный контакт с кожей - затем повторите действие.

Рекомендованный график использования

- 1–4 недели: 3–4 раза в неделю
- 5–6 недель: 2–3 раза в неделю
- 7–8 недель: 4–6 раз в неделю
- 8 недель и более: 1–2 раза в неделю

Примечание: Частота использования зависит от индивидуальной скорости роста волос.

Более подробная информация? страница 3, 13



Προδιαγραφές
Τεχνολογία: IPL
Διάσταση: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Βάρος: 306 g
Μήκος κύματος: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Φθορισμός: 1,6 J/cm² ~6 J/cm²
Χρόνος έκθεσης/θάρκα παλμού: 8–12 ms
Διάστημα μεταξύ των φλας μόνο σε αυτόματη λειτουργία: 1,20–3,02 s
Επιπέδωμα επιπέδω ενέργειας: 1–9 επίπεδα
Περιοχή έκθεσης: 3,5 cm²
Περιοχή: 1x1, οδηγίες χρήσης x1, προφοδικό x1

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς
Θερμοκρασία: -25°C ~ 70°C
Υγρασία: 10 % έως 90 % RH
Πίεση: 70–106 kPa

Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία: 0°C ~30°C
Υγρασία: 10–75% RH
Λειτουργική πίεση: 70–106 kPa

Περιγραφή προϊόντος (αερίδια 2, f1)

1. Επιφάνεια ψύξης που έρχεται σε επαφή με το δέρμα
2. Παράθυρο φλας
3. Αισθητήρας χρόνου προετοιμασίας δέρματος
4. Οθόνη LCD
5. Κομπι φλας
6. Υποδοχή προφοδοσίας
7. Διακόπτης προφοδοσίας / ρυθμιστής επιπέδου ενέργειας
8. Εξάγωγή αέρα
9. Προφοδικό
10. Επιπέδω έντασης
11. Σύμβολο ψύξης
12. Σύμβολο ανίχνευσης δέρματος
13. Λειτουργία αυτόματης φλας
14. Διακόπτης ζωής συσκευής

Αντενδείξεις

1. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή εάν έχετε πολύ ακούριο δέρμα. Το πολύ ακούριο δέρμα μπορεί να απορροφήσει υπερβολική φωτεινή ενέργεια και να βλάψει το δέρμα, το κεφάλι, το αυτί και τη γύναξη.
2. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή εάν το δέρμα σας έχει πρόσφατα μαυρίσει τεχνητά ή φυσικά ή έχει καεί λόγω υπερβολικής έκθεσης στον ήλιο.
3. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ εάν είστε ευαίσθητοι στο ηλιακό φως (φωτοευαισθησία) ή λαμβάνετε φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία, π.χ. ορισμένα αντιβιοτικά όπως η τετρακυκλίνη, ΜΣΑΦ όπως η φλουπροφαίνη ή ρετινοειδή όπως το Accutane καθώς τοπικά ρετινοειδή όπως το Retin A.
4. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή εάν έχετε ιστορικό καρκίνου του δέρματος ή προκαρκινικών αλλοιώσεων (π.χ. κρεατοελίδες ή μεγάλο αριθμό φακίδων).
5. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ εάν είστε έγκυος, θηλάζετε ή έχετε μμηνορροία.
6. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Προαποθήκευση

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Γύρω από τα μάτια και κοντά στα ρούχα.
 - Στις θηλές, αρεόλες, μικρά χείλη, κόλπο, πρωκτό, καθώς και μέσα στα ρουθούνια και τα αυτιά.
 - Οι άνδρες δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στο στήθος.
 - Σε και κοντά σε οποιαδήποτε τεχνητά στοιχεία, όπως εμφυτεύματα αλκοήλης, βελονισμούς, υποδόριες θήρες έγχυσης (π.χ. αντλίες ινσουλίνης) ή τρυπητήρια.
 - Σε κρεατοελίδες, φακίδες, μεγάλες φακίδες, το ακούριο χρώμα του δέρματος, αυλές και δερματικές αλλοιώσεις χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα και αλλαγή χρώματος του δέρματος, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την αναγνώριση δερματικών παθήσεων.
 - Στις θηλές, τατουάζ ή μόνιμο μακιγιάζ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα και αλλαγή χρώματος του δέρματος.

- Σε περιοχές όπου χρησιμοποιείτε μακροχρόνια αποστημικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις.
- Πότε μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δέρμα που έχει καεί από τον ήλιο, πρόσφατα μαυρισμένο ή τεχνητά μαυρισμένο. Σημειώση: Η Αλτα δεν είναι εξανθητική. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, συζητήστε να συμβουλευτείτε γιατρό.
2. Διακόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής εάν παρατηρήσετε εκτεταμένη ερυθρότητα του δέρματος.
3. Η βλάβη στο δέρμα μπορεί να συμβεί μετά από παρατεταμένη ή επανειλημμένη χρήση της συσκευής στο ίδιο σημείο.
4. Εάν το καλώδιο προφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εξουσιοδοτημένο σέρβις του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ή στον μετρητή προσοδία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
5. Η συσκευή εκπέμπει φλας έντονου ποικίλου φωτός που μπορεί να είναι επιβλαβές για τα μάτια σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης.
6. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ απευθείας στο παράθυρο φλας όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην προφοδοσία και ενεργοποιημένη.
7. ΜΗΝ ΠΡΟΣΕΓΧΩΣΕΤΕ να ενεργοποιήσετε τη συσκευή προς το μάτι.
8. Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και να κοιτάτε μακριά από τη συσκευή κατά την ενεργοποίηση του κομπιού φλας.
9. Η συσκευή προορίζεται μόνο για μείωση της τριχοφυΐας. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
10. Η χρήση άλλων ελέγχων, ρυθμίσεων ή εκτέλεση άλλων ενεργειών εκτός από αυτές που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
11. Αποφύγετε την χρήση προσαρμογών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
12. Ελέγχετε πάντα τη συσκευή πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή τον προσαρμογέα εάν είναι κατεστραμμένα.
13. Μην αγγίζετε ανίκανα στη συσκευή.
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο παραθύρου φλας είναι κατεστραμμένο.
15. Εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη, μην αγγίζετε κανένα εξωτερικό μέρος για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
16. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πεπιεσμένο αέρα, τραχιές σφουγγαρίσματα, λαϊκανά ή επιθετικά υγρά, όπως βενζίνη ή ακετόνη, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
17. Κανένα μέρος της συσκευής δεν πρέπει να συντηρείται ή να επισκευάζεται κατά τη χρήση από τον ασθενή.
18. Μην αποσυρμαγωγείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν χωρίς την παρουσία άδειουμένου προσωπικού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά, βλάβη ή τραυματισμό.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.
20. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση παραγομένου, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε απαράδεκτο κίνδυνο.
21. Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή γίνεται δυσάρεστα ζεστή στην αφή.
22. Μην προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε (να αναβοσβήσετε) τη συσκευή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια εκτός από το δέρμα.
23. Μην καλύπτετε την εξαγωγή αέρα της συσκευής.
24. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός εάν έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση ή βρίσκονται υπό επίβλεψη για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.
25. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρούς κραδασμούς για να αποφύγετε την καταστροφή της λάμπας.
26. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την προφοδοσία μετά τη χρήση και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για να αποφύγετε την καταστροφή της συσκευής.
27. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπιρνέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
28. Μην τοποθετείτε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να δυσκολεύεται η λειτουργία του δικτύου προφοδοσίας που χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο.
29. Ο προσαρμογέας προφοδοσίας που περιλαμβάνεται είναι μέρος της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε άλλο προσαρμογέα για την προφοδοσία.

Προφυλάξεις

1. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε ότι η τάση που αναφέρεται στη συσκευή



αντιπαύεται στην τάση δικτύου για να αποφεύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή μόνιμης ζημίας, της συσκευής.

2. Εάν η τρέλα που χρησιμοποιείτε έχει κακή συνδεσμός, το βύσμα της συσκευής θερμαίνεται. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή σε μια σωστή εγκατεστημένη τρέλα για να αποφεύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαυμάτων.
3. Εάν ο προσαρμογέας τροφοδότης είναι κατατεταμένος, αντικαταστήστε τον πάντα με τον αρχικό τύπο για να αποφεύγετε τους κινδύνους.
4. Για λόγους υγιεινής, τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ένα άτομο.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος, χωρίς να τοποθετούνται βαριά αντικείμενα πάνω της.
6. Η συσκευή και ο προσαρμογέας τροφοδότης πρέπει να διατηρούνται σε ξηρό μέρος. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για πλύσιμο.

Ενδείξεις χρήσης

Η συσκευή απορρόγησης IPL είναι μια συσκευή χωρίς συνταγή, σχεδιασμένη για την αφαίρεση ανεπιθύμητης τρίχας. Η συσκευή είναι επίσης σχεδιασμένη για μόνιμη μείωση της ανάπτυξης τριχών, η οποία ορίζεται ως μακροχρόνια, σταθερή μείωση του αριθμού των τριχών που αναπτύσσονται, μετρήμένη 6, 9 και 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Τύπος δέρματος (σελίδα 3, f2)

Η συσκευή είναι κατάλληλη για άτομα με τύπους δέρματος Fitzpatrick I-V. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, επιλέξτε τον τόνο του δέρματος σας με βάση την κλίμακα φωτοτύπων Fitzpatrick, που αναπτύχθηκε από τον δερματολόγο της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, για την ταξινόμηση του χρώματος του δέρματος και της αντίδρασης στην ηλιακή ακτινοβολία. Η κλίμακα έχει έξι επίπεδα τόνου δέρματος. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΝΤΟΝΙΣΤΕ τον τόνο του δέρματος σας και ελέγξτε το παρακάτω διάγραμμα για να δείτε εάν το προϊόν είναι κατάλληλο.

Οδηγίες χρήσης λειτουργιών

1. Πατήστε τον διακόπτη τροφοδότης για 2 δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά για αλλαγή επιπέδου
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί φλας για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας
3. 990.000 φλας, τα επίπεδα 1-9 καταναλώνουν 1 φλας
4. Η οθόνη αρχικά δείχνει 990.000 φλας και μειώνεται με τη χρήση έως το μηδέν

Λειτουργίες προϊόντος

Απορρόγηση IPL. Το έντονο παλμός φωτός (IPL) χρησιμοποιεί μια λειτουργία βασισμένη στο φως που εκκλύει πολλές μικρές κύματες, απορροφάται από την μόνιμη στις τριχές, προκαλώντας τη θέρμανση τους. Αυτό με τη σειρά του καταστρέφει το θυλάριο των τριχών αρκεί για να αφαιρεθεί τις τριχές και να αποτρέψει την επανεμφάνισή τους. Η λειτουργία ψύξης της συσκευής απορρόγησης βασίζεται σε θερμοληκτρικό ψυγείο (TEC). Όταν η συσκευή εκτελεί απορρόγηση, η TEC προκαλεί το φαινόμενο Peltier. Το ρεύμα ρέει μέσω μιας διασταύρωσης που σχηματίζεται από δύο διαφορετικούς αγωγούς, το επίπεδο ενέργειας των ηλεκτρονίων αυξάνεται. Το ηλεκτρικό πρέπει να απορροφάσει θερμότητα, γεγονός που καθιστά την επιφάνεια ψυχής που έρχεται σε επαφή με το δέρμα κρύα και έτσι μειώνει τη θερμοκρασία του δέρματος που χρησιμεύει στα σημεία απορρόγησης.

Προετοιμασία για χρήση

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς τραυματισμούς και πληγές. Το δέρμα πρέπει να προετοιμαστεί εκ των προτέρων με καθαρισμό, χρήση του ξυραφιού που παρέχεται με τη συσκευή για την αφαίρεση όλων των ορατών τριχών και βεβαιωθείτε ότι είναι απαλλαγμένο από τρίχες, εντελώς στεγνό και χωρίς λιπαρότητα.

Μην χρησιμοποιείτε κρέμες απορρόγησης, κρέμ κ.λπ., καθώς οι χημικές ουσίες μπορεί να προκαλέσουν δερματικές αντιδράσεις. Καθαρίστε την επιφάνεια επαφής με το δέρμα και το φίλτρο με ένα μαλακό πανί. Ελέγξτε εάν το δέρμα σας είναι κατάλληλο για αυτό το προϊόν. (σελίδα 3, f2)

Αυτόματη ανίχνευση τόνου δέρματος

Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδότης, στην οθόνη LCD εμφανίζεται "0". σε αυτό το σημείο τοποθετείτε την επιφάνεια επαφής με το δέρμα στην περιοχή που θέλετε

να απορροφάσετε. Εάν το σύμβολο χρώματος στην οθόνη σταματήσει να αναβοβλίνει και εμφανιστεί ο αριθμός "1" ή "2" ή "3" ή "4" ή "5", αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για τον τόνο του δέρματος σας. Ο αριθμός που εμφανίζεται στην οθόνη LCD είναι το συνιστώμενο επίπεδο ενέργειας για τον τόνο του δέρματος σας, επίπεδο 1 για τύπο δέρματος V, επίπεδο 2 για τύπο IV, επίπεδο 3 για τύπο III, επίπεδο 4 για τύπο II, επίπεδο 5 για τύπο I. Αν το σύμβολο χρώματος στην οθόνη σταματήσει να αναβοβλίνει αλλά εξακολουθεί να εμφανίζει τον αριθμό "0", αυτό σημαίνει ότι η ανίχνευση του τόνου του δέρματος απέτυχε και η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ελέγξτε την παραπάνω κάρτα τόνου δέρματος για να επιβεβαιώσετε εάν ο τόνος του δέρματος σας είναι κατάλληλος για απορρόγηση.

Δοκιμή φωτισμού δέρματος

Πριν από την πρώτη χρήση ΣΥΝΕΤΟΙΜΕ να δοκιμάσετε το δέρμα για αντίδραση. Επιλέξτε ένα σημείο στο χέρι ή το πόδι για να εκτελέσετε τη δοκιμή. Συνδέστε το τροφοδοτικό και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Ορίστε το επίπεδο στο 1, τοποθετήστε σταθερά την επιφάνεια επαφής με το δέρμα στο επιλεγμένο σημείο και πατήστε το κουμπί φλας για να εκκλύει φως. Μετακινήστε τη συσκευή σε άλλο σημείο δοκιμής και αυξήστε το επίπεδο ενέργειας, πατήστε το κουμπί φλας για να εκτελέσετε μια άλλη δοκιμή. Εάν η αίσθηση είναι άνετη, αυξήστε τη ρύθμιση κατά ένα επίπεδο και δοκιμάστε σε άλλο σημείο δοκιμής. Μην χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα φλας στο ίδιο σημείο. Για το αναχώρητο δέρμα, ελέγξτε το αποτέλεσμα μετά από 30 λεπτά, και για το ακουρόχημο μετά από 60 λεπτά - εάν το δέρμα δεν κοκκινίζει, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για το δέρμα σας. Εάν δεν υπάρχουν ανωμαλίες στο δέρμα, αλλά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αισθανόμαστε έντονη θερμότητα, το τελευταίο επίπεδο ενέργειας είναι το πιο κατάλληλο για το δέρμα σας. (Φορέστε υαλάτι πριν από τη δοκιμή για να προστατεύσετε τα μάτια σας από το φως.)

Χρήση - βήματα

1. Πριν από κάθε χρήση, καθαρίστε την επιφάνεια επαφής με το δέρμα και το φίλτρο με ένα μαλακό πανί.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό και πατήστε το διακόπτη τροφοδότης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.
3. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη LCD εμφανίζεται "0". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης τόνου δέρματος (βλέπε σελίδα 3, f2). Εάν η συσκευή ανιχνεύσει ότι ο τόνος του δέρματος σας είναι κατάλληλος, στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί το συνιστώμενο επίπεδο ενέργειας και μπορείτε να ξεκινήσετε την απορρόγηση σε αυτό το επίπεδο. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε χειροκίνητα το επίπεδο ενέργειας, πατώντας το διακόπτη τροφοδότης για να αλλάξετε το επίπεδο στη σειρά 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1-2, όπως φαίνεται στην οθόνη LCD. Συνιστάται να ξεκινήσετε από το πρώτο επίπεδο κατά την πρώτη χρήση της συσκευής και να αυξήσετε σταδιακά το επίπεδο ενέργειας.
4. Φορέστε επαγγελματικά υαλάτι για να απορροφάτε θάλαρες στο μάτι.
5. Αφού ρυθμίσετε το επίπεδο ενέργειας, τοποθετήστε την επιφάνεια επαφής με το δέρμα σε γωνία 90° για να εξασφαλίσετε πλήρη επαφή με το δέρμα. Εάν το σύμβολο ανίχνευσης δέρματος στην οθόνη σταματήσει να αναβοβλίνει, πατήστε το κουμπί φλας για να εκκλύει φως. Εάν η επιφάνεια επαφής με το δέρμα δεν είναι πλήρως τοποθετημένη στο δέρμα, το φως δεν θα εκκλύεται κατά την πλειοψηφία του κουμπιού φλας.
6. Μετά την πλειοψηφία του κουμπιού φλας, η συσκευή εκκλύει ένα μόνο φλας φωτός, συνδυάζοντάς το από ήπιο, ζεστό μωρμυγασμό. Αποσυνδέστε τη θερμότητα του φλας. Μετακινήστε τη συσκευή στην επόμενη περιοχή απορρόγησης. Το σύμβολο ανίχνευσης δέρματος στην οθόνη LCD σταματά να αναβοβλίνει, που σημαίνει πλήρη επαφή με το δέρμα - στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία.

Συνιστώμενο πρόγραμμα χρήσης

1-4 εβδομάδες: 3-4 φορές την εβδομάδα
5-8 εβδομάδες: 2-3 φορές την εβδομάδα
7-8 εβδομάδες: δύο φορές την εβδομάδα
9 εβδομάδες και περαιτέρω: 1-2 φορές την εβδομάδα
Σημείωση: Η συχνότητα χρήσης εξαρτάται από τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης των μαλλιών.

Περισσότερες πληροφορίες > σελίδα 3, f3



Specifikacije

Tehnologija: IPL

Dimenzije: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Težina: 306 g

Valna dužina: (600 nm–1200 nm) ±15 nm

Fluencija: 1,6 J/cm² – 6 J/cm²

Vrijeme ekspozicije/trajanje impulsa: 8–12 ms

Interval između bljeskova samo u automatskom načinu: 1,20–3,02 s

Izborni nivoi energije: 1–9 razina

Površina ekspozicije: 3,5 cm²

U kompletu: IPL ×1, upute za uporabu ×1, adapter za napajanje ×1

Uvjeti skladištenja i transporta

Temperatura: -25°C ~ 70°C

Vlaga: 10 % do 90 % rH

Tlak: 70–106 kPa

Uvjeti rada

Temperatura: 0°C–30°C

Vlaga: 10–75% rH

Radni tlak: 70–106 kPa

Opis proizvoda (stranica 2, f1)

1. Površina hlađenja u kontaktu s kožom

2. Prozor za bljesak

3. Senzor boje kože

4. LCD zaslon

5. Gumb za bljesak

6. Priključak za napajanje

7. Glavni prekidač / prekidač za regulaciju razine energije

8. Izlaz zraka

9. Adapter za napajanje

10. Razina intenziteta

11. Simbol hlađenja

12. Simbol detekcije kože

13. Automatski način rada s bljeskom

14. Životni vijek uređaja

Kontraindikacije

1. NE KORISTITE uređaj ako imate vrlo tamnu kožu. Vrlo tamna koža može apsorbirati previše svjetlosne energije i oštetiti (npr. opeći, tetovaze, ožiljci itd.) kožu.

2. NE KORISTITE uređaj ako je vaša koža nedavno umjetno ili prirodno potamnjela ili je opećena zbog prekomjernog izlaganja suncu.

3. NE KORISTITE ako ste osjetljivi na sunčevu svjetlost (fotosenzitivnost) ili uzimate lijekove koji uzrokuju fotosenzitivnost, npr. neki antibiotici poput tetraciklina, NSAIL poput ibuprofena ili retinoidi poput Accutane i/ili lokalni retinoidi poput Retin A.

4. NE KORISTITE uređaj ako imate povijest raka kože ili prekanceroznih promjena (npr. madeži ili velik broj pjege).

5. NE KORISTITE ako ste trudni, dojite ili imate menstruaciju.

6. NE KORISTITE uređaj na osobama mlađim od 18 godina.

Upozorenja

1. Ne koristite uređaj na sljedećim područjima:

- Oko očiju i u blizini obrava.

- Na bradavicama, areolama, malim stidnim usnama, vagini, anusu te unutar nosnica i ušiju.

- Muškarcima ga ne smiju koristiti na skrotumu.

- Na i u blizini bilo kakvih umjetnih elemenata poput silikonskih implantata, pacemakera, potkožnih injekcijskih portova (npr. inzulinske pumpe) ili piercinga.

- Na madežima, plegama, velikim venama, tamnijim pigmentiranim područjima, ožiljcima i kožnim lezijama bez konzultacije s liječnikom. To može dovesti do opekotina i promjene boje kože, što može otežati prepoznavanje kožnih bolesti.

- Na bradavicama, tetovazama ili trajnoj šminki; to može dovesti do opekotina i promjene boje kože.

- Na područjima gdje koristite dugotrajne dezodoranse. To može izazvati reakcije na koži.

- Nikada ne koristite ovaj uređaj na koži opećenoj od sunca, nedavno potamnjenoj

ili umjetno potamnjenoj koži. Napomena: Popis nije iscrpan. Ako niste sigurni možete li koristiti ovaj uređaj, preporučujemo konzultaciju s liječnikom.

2. Odmah prekinite korištenje uređaja ako primijetite opsežno crvenilo kože.

3. Oštećenje kože može se dogoditi nakon dugotrajne ili ponovljene uporabe uređaja na istom mjestu.

4. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti od strane PROIZVODACA, ovlaštenog servisa PROIZVODACA ili osobe s odgovarajućom kvalifikacijom kako bi se izbjegao rizik od strujnog udara.

5. Uređaj emitira intenzivne impulse svjetlosne bljeskove koji mogu biti štetni za oči pri izravnoj izloženosti.

6. NE GLEDajte izravno u prozor za bljesak kada je uređaj priključen na napajanje i uključen.

7. NE POKUŠAVAJTE aktivirati uređaj prema oku.

8. Preporučuje se nošenje zaštitnih naočala i gledanje dalje od uređaja prilikom aktivacije gumba za bljesak.

9. Uređaj je namijenjen isključivo za smanjenje dlačica. Nemojte ga koristiti u druge svrhe.

10. Korištenje drugih kontrola, postavki ili izvođenja radnji osim navedenih u ovom priručniku može rezultirati izlaganjem opasnom zračenju.

11. Zabranjeno je korištenje adaptera koji ne odgovara specifikacijama, jer može oštetiti uređaj.

12. Uvijek provjerite uređaj prije upotrebe. Ne koristite uređaj ili adapter ako su oštećeni.

13. Nikada nemojte umetati predmete u uređaj.

14. Ne koristite uređaj ako je filter prozora za bljesak oštećen.

15. Ako je uređaj oštećen, ne dodirujte unutarnje dijelove kako biste izbjegli strujni udar.

16. Nikada ne koristite komprimirani zrak, grube spužve, abrazive ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona za čišćenje uređaja.

17. Nijedan dio uređaja ne smije se servisirati ili održavati tijekom upotrebe od strane korisnika.

18. Ne rastavljajte, ne popravljajte i ne modificirajte proizvod bez prisutnosti kvalificiranog osoblja, jer to može uzrokovati oštećenje, kvar ili oždje.

19. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen kako biste izbjegli rizik od požara ili opekotina.

20. Sve neočekivane modifikacije su zabranjene, jer mogu dovesti do neprihvatljivog rizika.

21. Ne koristite ako uređaj postane neugodno vruć na dodir.

22. Ne pokušavajte aktivirati (bljeskati) uređaj na bilo kojoj drugoj površini osim na koži.

23. Ne prekrivajte izlaz zraka uređaja.

24. Uređaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osoba bez iskustva i znanja, osim ako nisu primile odgovarajuće upute ili su pod nadzorom kako bi se izbjegao rizik od požara ili opekotina.

25. Ne izlažite uređaj jakim udarcima kako biste izbjegli oštećenje lampe.

26. Uvijek isključite uređaj iz napajanja nakon upotrebe i u slučaju nestanka struje kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

27. Ne koristite ovaj uređaj u blizini kade, tuševa, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

28. Ne postavljajte uređaj tako da otežava rad s utikačem za napajanje koji se koristi za isključivanje uređaja iz elektronične mreže.

29. Priključni adapter za napajanje dio je uređaja, ne koristite drugi adapter za napajanje.

Mjere opreza

1. Prije spajanja uređaja provjerite odgovara li napetost navedena na uređaju mrežnom naponu kako biste izbjegli rizik od strujnog udara ili trajnog oštećenja uređaja.

2. Ako utičnica koju koristite ima loše spojeve, utikač uređaja se zagrijava. Provjerite li uređaj priključen na pravilno instaliranu utičnicu kako biste izbjegli rizik od požara i opekotina.

3. Ako je adapter za napajanje oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim tipom kako biste izbjegli opasnost.

4. Iz higijenskih razloga uređaj bi trebao koristiti samo jedna osoba.

5. Kada uređaj nije u uporabi, treba ga čuvati na suhom mjestu, ne stavljajte teške predmete na njega.



6. Uređaj i adapter za napajanje držite na suhom mjestu. Uređaj nije namijenjen pranju.

Indikacije za uporabu

IPL uređaj za uklanjanje dlaka je uređaj bez recepta, namijenjen uklanjanju neželjenih dlaka. Uređaj je također namijenjen trajnom smanjenju rasta dlaka, što se definira kao dugotrajno, stabilno smanjenje broja dlaka koje rastu, mjereno 6, 9 i 12 mjeseci nakon završetka tretmana.

Ton kože (stranica 3, f2)

Uređaj je prikladan samo za osobe s Fitzpatrick tipovima kože I–V. PRIJE KORIŠTENJA UREĐAJA odaberite ton kože na temelju Fitzpatrickove skale fototipova, koju je razvio dermatolog s Harvard Medical School Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, za klasifikaciju boje kože i tolerancije na sunčevu svjetlost. Skala ima šest razina tonova kože. MOLIMO IDENTIFICIRAJTE ton svoje kože i provjerite donji dijagram kako biste vidjeli je li proizvod prikladan.

Upute za uporabu funkcija

1. Pritisnite glavni prekidač na 2 sekunde i ponovno pritisnite za promjenu razine
2. Pritisnite i držite gumb za bljesak 2 sekunde za prebacivanje između ručnog i automatskog načina rada
3. 990 000 bljeskova, razina 1–9 troše 1 bljesak
4. Zaslon prvo prikazuje 990 000 bljeskova i smanjuje se tijekom uporabe do nule

Funkcije proizvoda

IPL za uklanjanje dlaka Intenzivno pulsirajuće svjetlo (IPL) koristi funkciju temeljenu na svjetlu koja emitira nekoliko valnih duljina, apsorbira melanin u dlacama, uzrokuje njihovo zagrijavanje. To zauzvrat uništava folikul dlake dovoljno da ukloni dlacice i spriječi njihov ponovni rast. Funkcija hlađenja uređaja za uklanjanje dlaka temelji se na termoelektričnom hladnjaku (TEC). Kada uređaj provodi uklanjanje dlaka, TEC izaziva Peltierov učinak. Struja prolazi kroz spoj koji čine dva različitih vodika, razina energije elektrona skače. Elektron mora apsorbirati toplinu, što čini površinu hlađenja u kontaktu s kožom hladnom i time smanjuje temperaturu korisnikove kože na mjestima uklanjanja dlaka.

Priprema za uporabu

Prije uporabe provjerite je li vaša koža u dobrom stanju, bez ozljeda i rana. Koža se mora prethodno pripremiti čišćenjem, korištenjem britve priložene uz uređaj za uklanjanje svih vidljivih dlaka i osiguravanjem da je bez dlaka, potpuno suha i odmašćena.

Ne koristite depilacijske kreme, vosak itd., jer kemikalije mogu izazvati reakcije na koži. Površinu kontakta s kožom i filtar čistite mekom krpom. Provjerite je li vaša koža prikladna za ovaj proizvod. (stranica 3, f2)

Automatska detekcija tona kože

Nakon uključivanja napajanja na LCD zaslonu pojavljuje se "0", u ovom trenutku stavite površinu kontakta s kožom na područje koje želite depilirati. Ako simbol boje na zaslonu prestane treptati i pojavi se broj "1" ili "2" ili "3" ili "4" ili "5", to znači da je uređaj prikladan za vaš ton kože; broj prikazan na LCD-u je preporučena razina energije za vaš ton kože, razina 1 za tip kože V, razina 2 za tip IV, razina 3 za tip III, razina 4 za tip II, razina 5 za tip I. Ako simbol boje na zaslonu prestane treptati, ali još uvijek prikazuje broj "0", to znači da detekcija tona kože nije uspjela i uređaj ne može raditi. Provjerite gornju karticu tonova kože kako biste potvrdili je li vaš ton prikladan za depilaciju.

Test osjetljivosti kože

Prije prve uporabe PREPORUČUJEMO testirati kožu na reakciju. Odaberite mjesto na ruci ili nozi za provođenje testa. Spojite adapter za napajanje i uključite uređaj. Postavite razinu na 1. Čvrsto stavite površinu kontakta s kožom na odabrano mjesto i pritisnite gumb za bljesak kako biste emitirali svjetlo. Pomaknite uređaj na drugo testno mjesto i povećajte razinu energije, pritisnite gumb za bljesak za izvođenje drugog testa. Ako je osjećaj ugodan, povećajte postavku za jednu razinu i pokušajte na drugom testnom mjestu. Ne koristite više od jednog bljeska na istom mjestu. Za svjetliju kožu provjerite rezultat nakon 30 minuta, a za tamniju nakon 60 minuta - ako koža ne pocrveni, to znači da je uređaj prikladan za vašu kožu. Ako nema

abnormalnosti kože, ali tijekom sesije osjećate intenzivnu toplinu, posljednja razina energije je najprikladnija za vašu kožu. (Stavite naočale prije testa kako biste zaštitili oči od svjetla.)



Uporaba – koraci

1. Prije svake uporabe očistite površinu kontakta s kožom i filtar mekom krpom.
2. Spojite adapter za napajanje i pritisnite prekidač na 2 sekunde kako biste uključili uređaj.
3. Kada je uređaj uključen, na LCD zaslonu se pojavljuje "0". Možete koristiti funkciju automatske detekcije tona kože (pogledajte stranicu 3, f2). Ako uređaj otkrije da je vaš ton kože prikladan, na LCD zaslonu će se pojaviti preporučena razina energije i možete započeti depilaciju na toj razini. Također možete ručno postaviti razinu energije pritiskom na prekidač za promjenu razine u slijedu 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, kako je prikazano na LCD-u. Preporučuje se započeti s prvom razinom pri prvj uporabi uređaja i postupno povećavati razinu energije.
4. Stavite profesionalne naočale kako biste izbjegli oštećenje očiju.
5. Nakon postavljanja razine energije stavite površinu kontakta s kožom pod kutom od 90° kako biste osigurali potpuni kontakt. Ako simbol detekcije kože na zaslonu prestane treptati, pritisnite gumb za bljesak kako biste emitirali svjetlo. Ako površina kontakta s kožom nije potpuno pritisnuta, svjetlo se neće emitirati pritiskom gumba za bljesak.
6. Nakon pritiska gumba za bljesak uređaj emitira jednu bljeskalicu svjetla, prućenu blagim, toplim trncem. Osjetiti će toplinu bljeska. Pomaknite uređaj na sljedeće područje depilacije. Simbol detekcije kože na LCD-u prestaje treptati, što znači puni kontakt s kožom - zatim ponovite postupak.

Preporučeni raspored uporabe

- 1.–4. tjedan: 3–4 puta tjedno
- 5.–6. tjedan: 2–3 puta tjedno
- 7.–8. tjedan: dva puta tjedno
- 8 tjedana i više: 1–2 puta tjedno

Napomena: Učestalost uporabe ovisi o individualnoj brzini rasta dlaka.

Više informacija > stranica 3, f3

Specifikation

Technik: IPL

Mått: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Vikt: 306 g

Våglängd: (600 nm–1200 nm) ±15 nm

Fluens: 1,6 J/cm² – 6 J/cm²

Exponeringstid/impuls-längd: 8–12 ms

Intervall mellan blötar endast i automatiskt läge: 1,20–3,02 s

Valbara energinivåer: 1–9 nivåer

Exponeringsområde: 3,5 cm²

Innehåll: IPL x1, bruksanvisning x1, strömadapter x1

Förvarings- och transportvillkor

Temperatur: -25°C – 70°C

Luftfuktighet: 10 % till 90 % rH

Tryck: 70–106 kPa

Driftsförhållanden

Temperatur: 0°C–30°C

Luftfuktighet: 10–75% rH

Arbetstryck: 70–106 kPa

Produktbeskrivning (sida 2, f1)

1. Kylare i kontakt med huden

2. Blötfönster

3. Hudfärgsensor

4. LCD-skärm

5. Blötknapp

6. Strömkontakt

7. Strömbrytare / energinivåjustering

8. Luftutlopp

9. Strömadapter

10. Intensitetsnivå

11. Kylsymbol

12. Huididentifieringssymbol

13. Automatiskt blötläge

14. Enhetens livslängd

Kontraindikationer

1. ANVÄND INTE enheten om du har mycket mörk hud. Mycket mörk hud kan absorbera för mycket ljusenergi och skada (Lex, bränna, tatueringar, ärr osv.) huden

2. ANVÄND INTE enheten om din hud nyligen har varit konstgjort eller naturligt solbränd eller är solbränd till följd av överdriven sol exponering.

3. ANVÄND INTE om du är känslig för solljus (fotosensitivitet) eller tar mediciner som orsakar fotosensitivitet, Lex, vissa antibiotika som tetracyclin, NSAID som ibuprofen eller retinoider som Accutane och/eller topiska retinoider som Retin A.

4. ANVÄND INTE enheten om du har haft hudcancer eller förstadier till cancer (Lex, födelsemärken eller ett stort antal fräknar).

5. ANVÄND INTE om du är gravid, ammar eller har menstruation.

6. ANVÄND INTE enheten på personer under 18 år.

Varningar

1. Använd inte enheten på följande områden:

• Runt ögonen och nära ögonbrynen.

• På bröstvårter, areoler, små blygdläppar, vagina, anus samt inuti näsborrar och öron.

• Mån får inte använda den på pungen.

• På och nära konstgjorda element som silikonimplantat, pacemakers, subkutana injektionsportar (Lex, insulinpumpar) eller piercingar.

• På födelsemärken, fräknar, stora vener, mörkare pigmenterade områden, ärr och hudlesioner utan att rådfråga läkare. Detta kan leda till brännskador och missfärgning av huden, vilket kan försvåra igenkänning av hudskudomar.

• På bröstvårter, tatueringar eller permanent smink; detta kan leda till brännskador och missfärgning av huden.

• På områden där du använder långverkande deodoranter. Detta kan orsaka hudreaktioner.

• Använd aldrig denna enhet på solbränd, nyligen solbränd eller konstgjort solbränd hud. Obs: Läsan är inte uttömmande. Om du är osäker på om du kan använda denna enhet, rekommenderar vi att du konsulterar en läkare.

2. Avbryt omedelbart användningen av enheten om du märker omfattande rodnad på huden.

3. Hudskador kan uppstå efter långvarig eller upprepad användning av enheten på samma plats.

4. Om strömkabeln är skadad bör den bytas ut av TILLVERKAREN, tillverkarens auktoriserade service eller en person med liknande kvalifikationer för att undvika risk för elstöt.

5. Enheten avger intensiva pulserande ljus blötar som kan vara skadliga för ögonen vid direkt exponering.

6. TITTA INTE direkt in i blötfönstret när enheten är ansluten till ström och påslagen.

7. FÖRSÖK INTE aktivera enheten i riktning mot ögat.

8. Det rekommenderas att använda skyddsglasögon och titta bort från enheten när blötknappen aktiveras.

9. Enheten är endast avsedd för att minska hårväxt. Använd den inte för andra ändamål.

10. Användning av andra kontroller, justeringar eller utförande av andra åtgärder än vad som anges i denna instruktion kan resultera i exponering för farlig strålning.

11. Det är förbjudet att använda en adapter som inte uppfyller specifikationerna, eftersom det kan skada enheten.

12. Kontrollera alltid enheten före användning. Använd inte enheten eller adaptorn om de är skadade.

13. Sätt aldrig in några föremål i enheten.

14. Använd inte enheten om blötfönsterfiltret är skadat.

15. Om enheten är skadad, rör inte vid några interna delar för att undvika risk för elstöt.

16. Använd aldrig tryckluft, grova svampar, slipmedel eller aggressiva vätskor som bensin eller acetone för att rengöra enheten.

17. Ingen del av enheten får underhållas eller repareras av användaren under användning.

18. Demontera, reparera eller modifiera inte produkten utan närvaro av kvalificerad personal, eftersom detta kan orsaka skada, fel eller personskada.

19. Lämna inte enheten utan uppsikt när den är påslagen för att undvika risk för brand eller brännskador.

20. Eventuella obehöriga ändringar är förbjudna, eftersom de kan leda till oacceptabla risker.

21. Använd inte om enheten blir obehagligt varm vid beröring.

22. Försök inte aktivera (blöta) enheten på någon annan yta än huden.

23. Täck inte över enhetens luftutlopp.

24. Enheten är inte avsedd för användning av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om de inte har fått lämplig instruktion eller övervakas för att undvika risk för brand eller brännskador.

25. Utsätt inte enheten för kraftiga stötar för att undvika skador på lampen.

26. Koppla alltid ur enheten från strömen efter användning och vid strömavbrott för att undvika skador på enheten.

27. Använd inte denna enhet nära badkar, duschar, handfat eller andra behållare med vatten.

28. Placera inte enheten så att det är svårt att hantera strömkontakten som används för att koppla ur enheten från elnätet.

29. Den medföljande strömadaptern är en del av enheten, använd inte en annan adapter för strömförsörjning.

Försiktighetsåtgärder

1. Kontrollera före anslutning av enheten att den angivna spänningen på enheten överensstämmer med nätspänningen för att undvika risk för elstöt eller permanent skada på enheten.

2. Om uttaget du använder har dåliga kontakter blir enhetens kontakt varm. Se till att ansluta enheten till ett korrekt installerat uttag för att undvika risk för brand och brännskador.

3. Om strömadaptern är skadad, byt alltid ut den mot originaltyp för att undvika fara.

4. Av hygieniska skäl bör enheten endast användas av en person.

5. När enheten inte används bör den förvaras på en torr plats, lägg inga tunga föremål på den.



6. Förvara enheten och strömadaptern på en torr plats. Enheten är inte avsedd för tvätt.

Indikationer för användning

IPL-hårbortagningsenheten är en receptfri apparat avsedd för att ta bort oönskat hår. Enheten är också avsedd för permanent minskning av hårväxt, definierad som en långvarig, stabil minskning av antalet återväxande hårstrån, mätt efter 6, 9 och 12 månader efter avslutad behandling.

Hudton (sida 3, f2)

Enheten är endast lämplig för personer med Fitzpatrick hudtyper I-V. INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN väljer du din hudton baserat på Fitzpatrick fototypskalan, utvecklad av dermatologen vid Harvard Medical School, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, för att klassificera hudfärg och solskänslighet. Skalan har sex hudtonsnivåer. VÄNLIGEN IDENTIFIERA din hudton och kontrollera diagrammet nedan för att se om produkten är lämplig.

Instruktioner för användning av funktioner

1. Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder och tryck igen för att ändra nivå
2. Tryck och håll inne blixtnappen i 2 sekunder för att växla mellan manuellt och automatiskt läge
3. 990 000 blinks, nivåer 1–9 konsumerar 1 blink
4. Displayen visar initialt 990 000 blinks och minskar med användning till noll

Produktfunktioner

IPL för hårborttagning Intensivt pulserande ljus (IPL) använder en ljusbaserad funktion som avger flera våglängder, absorberas av melanin i håret, vilket orsakar uppvärmning. Detta förstör hårsäcken tillräckligt för att ta bort håret och förhindra återväxt.

Kylfunktionen för hårbortagningsenheten är beroende av en termoelektrisk kylare (TEC). När enheten utför hårborttagning framkallar TEC Peltier-effekten. Strömmen passerar genom en skivbildad av två olika ledare, elektronens energinivå hoppar. Elektronen måste absorbera värme, vilket gör att kylområdet i kontakt med huden blir kallt och därmed sänker användarens hudtemperatur vid hårborttagningsställena.

Föberedelse för användning

Innan användning, se till att din hud är i gott skick, utan skador och sår. Huden bör förberedas i förväg genom att rengöras, använda rakhyveln som medföljer enheten för att ta bort alla synliga hår och se till att den är fri från hår, helt torrt och fettfri.

Använd inte hårborttagningskrämer, vax etc., eftersom kemikalier kan orsaka hudreaktioner. Rengör hudkontakt ytan och filtret med en mjuk trasa. Kontrollera om din hud är lämplig för denna produkt. (sida 3, f2)

Automatisk detektion av hudton

Efter att strömmen har slagits på visas "0" på LCD-skärmen, vid denna tidpunkt placerar du hudkontakt ytan på det område du vill epilera. Om färgsymbolen på skärmen slutar blinka och det visas ett nummer "1" eller "2" eller "3" eller "4" eller "5", betyder det att enheten är lämplig för din hudton; numret som visas på LCD är den rekommenderade energinivån för din hudton, nivå 1 för hudtyp V, nivå 2 för typ IV, nivå 3 för typ III, nivå 4 för typ II, nivå 5 för typ I. Om färgsymbolen på skärmen slutar blinka men fortfarande visar numret "0", betyder det att detektionen av hudtonen misslyckades och enheten kan inte fungera. Kontrollera ovanstående hudtonskort för att bekräfta om din hudton är lämplig för epilering.

Hudbelysningstest

Innan första användningen REKOMMENDERAR VI att testa huden för reaktion. Välj en plats på armen eller benet för att utföra testet. Anslut strömadaptern och slå på enheten. Ställ in nivån på 1, placera hudkontakt ytan ordentligt mot den valda platsen och tryck på blixtnappen för att avge ljus. Flytta enheten till en annan testplats och öka energinivån, tryck på blixtnappen för att utföra ytterligare ett test. Om känslan är bekväm, öka inställningen med en nivå och prova på en annan testplats. Använd inte mer än en blink på samma plats. För ljusare hud, kontrollera resultatet efter 30 minuter, och för mörkare efter 60 minuter – om huden inte rodnar, betyder det att enheten är lämplig för din hud. Om det inte finns några hudavvikelse, men du känner intensiv värme under sessionen, är den sista

energinivån den mest lämpliga för din hud. (Sätt på glasögon innan testet för att skydda ögonen från ljus.)



Användning – test

1. Före varje användning, rengör hudkontakt ytan och filtret med en mjuk trasa.
2. Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på enheten.
3. När enheten är påslagen visas "0" på LCD-skärmen. Du kan använda den automatiska hudtondetektionsfunktionen (se sida 3, f2). Om enheten upptäcker att din hudton är lämplig, visas den rekommenderade energinivån på LCD och du kan börja epileringen på denna nivå. Du kan också manuellt justera energinivån genom att trycka på strömbrytaren för att ändra nivån i sekvensen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-5-4-3-2-1, som visas på LCD. Det rekommenderas att börja med den första nivån vid första användningen av enheten och gradvis öka energinivån.
4. Använd professionella glasögon för att undvika ögonskador.
5. Efter att ha ställt in energinivån, placera hudkontakt ytan i 90° vinkel mot huden för att säkerställa full kontakt. Om hudidentifieringssymbolen på skärmen slutar blinka, tryck på blixtnappen för att avge ljus. Om hudkontakt ytan inte är helt i kontakt med huden, kommer inget ljus att avges när du trycker på blixtnappen.
6. Efter att ha tryckt på blixtnappen, avger enheten en enda ljusblink, följad av en mjuk, varm stickande känsla. Du kommer att känna blixterns värme. Flytta enheten till nästa epileringsområde. Hudidentifieringssymbolen på LCD slutar blinka, vilket betyder full kontakt med huden – upprepa sedan åtgärden.

Rekommenderat användningsschema

- 1-4 veckor: 3–4 gånger i veckan
- 5–6 veckor: 2–3 gånger i veckan
- 7–8 veckor: två gånger i veckan
- 8 veckor och mer: 1–2 gånger i veckan

Obs: Användningsfrekvensen beror på individuell hårväxthastighet.

Mer information > sida 3, f3

Specifikation
Teknologi: IPL
Mål: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm
Vægt: 306 g
Bølglængde: (600 nm–1200 nm) ±15 nm
Fluens: 1,6 J/cm² – 6 J/cm²
Eksponeringstid/impulsvarighed: 8–12 ms
Interval mellem blink kun i automatisk tilstand: 1,20–3,02 s
Valgbare energiniveauer: 1–9 niveauer
Eksponeringsområde: 3,5 cm²
Indhold: IPL ×1, brugsanvisning ×1, strømforsyning ×1

Opbevarings- og transportforhold
Temperatur: -25°C ~ 70°C
Luftfugtighed: 10 % til 90 % rH
Tryk: 70–106 kPa

Driftsforhold
Temperatur: 0°C–30°C
Luftfugtighed: 10–75% rH
Arbejdertid: 70–106 kPa

- Produktbeskrivelse (side 2, f1)
1. Kælebade i kontakt med huden
 2. Blinkvindue
 3. Hudfarvesensor
 4. LCD-skærm
 5. Blink-knap
 6. Strømslask
 7. Strømkontakt / energiniveaujustering
 8. Luftudgang
 9. Strømforsyning
 10. Intensitetsniveau
 11. Kølesymbol
 12. Huddetekteringsymbol
 13. Automatisk blinktilstand
 14. Enhedens levetid

Kontraindikationer

1. BRUG IKKE enheden, hvis du har meget mørk hud. Meget mørk hud kan absorbere for meget lysenergi og beskadige (f.eks. brænde, tatoveringer, ar osv.) huden.
2. BRUG IKKE enheden, hvis du har nyligt har været kunstigt eller naturligt solbrændt eller er solskoldet som følge af overdreven soleksponering.
3. BRUG IKKE, hvis du er lysfølsom (fotosensitivitet) eller tager medicin, der forårsager fotosensitivitet, f.eks. nogle antibiotika som tetracyclin, NSAID som ibuprofen eller retinoider som Accutane og/eller topiske retinoider som Retin A.
4. BRUG IKKE enheden, hvis du har haft hudkræft eller forstadier til kræft (f.eks. modermærker eller et stort antal frenger).
5. BRUG IKKE, hvis du er gravid, ammer eller har menstruation.
6. BRUG IKKE enheden på personer under 18 år.

Advarsler

1. Brug ikke enheden på følgende områder:
 - Omkring øjnene og i nærheden af øjenbrunene.
 - På brystvorter, areoler, små kønslæber, vagina, anus samt ind i næsebor og ører.
 - Mænd må ikke bruge den på pungen.
 - På og i nærheden af kunstige elementer som silikoneimplanter, pacemakere, subkutane injektionsporte (f.eks. insulinpumper) eller piercinger.
 - På modermærker, frenger, store årer, mørkere pigmentområder, ar og hudlæsioner uden at konsultere en læge. Dette kan føre til forbrændinger og misfarvning af huden, hvilket kan gøre det svært at genkende hudsygdomme.
 - På brystvorter, tatoveringer eller permanent makeup; dette kan føre til forbrændinger og misfarvning af huden.
 - På områder, hvor du bruger langtidsvirkende deodoranter. Dette kan forårsage hudreaktioner.
- Brug aldrig denne enhed på solskoldet, nyligt solbrændt eller kunstigt solbrændt

hud. Bemærk: Listen er ikke udtømmende. Hvis du er usikker på, om du kan bruge denne enhed, anbefaler vi at konsultere en læge.

2. Afbryd straks brugen af enheden, hvis du bemærker omfattende rødme af huden.
3. Hudskafer kan opstå efter langvarig eller gentagen brug af enheden på samme sted.
4. Hvis strømkabelt er beskadiget, skal det udskriftes af PRODUCENTEN, producentens autoriserede service eller en person med lignende kvalifikationer for at undgå risiko for elektrisk stød.
5. Enheden udsender intense pulserende lysgrænser, som kan være skadelige for øjnene ved direkte eksponering.
6. KIG IKKE direkte ind i blinkvinduet, når enheden er tilsat strøm og tændt.
7. RØV IKKE at aktivere enheden i retning af øjet.
8. Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og se væk fra enheden, når blink-knappen aktiveres.
9. Enheden er kun beregnet til at reducere hårvækst. Brug den ikke til andre formål.
10. Brug af andre kontroller, justeringer eller udførelse af andre handlinger end specificeret i denne vejledning kan resultere i eksponering for farlig stråling.
11. Det er forbudt at bruge en adapter, der ikke overholder specifikationerne, da dette kan beskadige enheden.
12. Kontrollér altid enheden før brug. Brug ikke enheden eller adapteren, hvis de er beskadigede.
13. Sæt aldrig genstande i enheden.
14. Brug ikke enheden, hvis blinkvindues filter er beskadiget.
15. Hvis enheden er beskadiget, må du ikke røre ved interne dele for at undgå risiko for elektrisk stød.
16. Brug aldrig trykluft, grove svampe, slibemidler eller aggressive væsker som benzin eller acetone til at rengøre enheden.
17. Ingen del af enheden må serviceres eller vedligeholdes under brug af patienten.
18. Demontering, reparation eller ændring af produktet må ikke foretages uden tilsættede kvalificeret personale, da dette kan forårsage skader, funktionsfejl eller skader.
19. Lad ikke enheden stå uden opsyn, når den er tændt, for at undgå risiko for brand eller forbrænding.
20. Enhver uautoriseret ændring er forbudt, da det kan føre til uacceptabel risiko.
21. Brug ikke, hvis enheden bliver ubehageligt varm at røre ved.
22. Forsøg ikke at aktivere (blinke) enheden på nogen anden overflade end huden.
23. Dæk ikke enhedens luftudgang.
24. Enheden er ikke beregnet til brug af personer med begrænset fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller af personer uden erfaring og viden, medmindre de er blevet instrueret korrekt eller overvåget for at undgå risiko for brand eller forbrænding.
25. Udsæt ikke enheden for kraftige stød for at undgå skader på lampen.
26. Frakobl altid enheden fra strømmen efter brug og i tilfælde af strømsvigt for at undgå skader på enheden.
27. Brug ikke denne enhed i nærheden af badekar, bruser, håndvasker eller andre beholdere med vand.
28. Placer ikke enheden, så det er svært at betjene strømkontakten, der bruges til at frakoble enheden fra elnettet.
29. Den medfølgende strømforsyning er en del af enheden, brug ikke en anden adapter til strømforsyning.

Forholdsregler

1. Før tilsætning af enheden skal du kontrollere, at den angivne spænding på enheden svarer til netspændingen for at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af enheden.
2. Hvis stikkontakten, du bruger, har dårlige forbindelser, bliver enhedens stik varmt. Sørg for at tilsætte enheden til en korrekt installeret stikkontakt for at undgå risiko for brand og forbrænding.
3. Hvis strømforsyningen er beskadiget, skal du altid erstatte den med originaltypen for at undgå fare.
4. Af hygiejniske årsager bør enheden kun bruges af én person.
5. Når enheden ikke er i brug, bør den opbevares på et tørt sted, og der må ikke lægges tunge genstande på den.
6. Opbevar enheden og strømforsyningen på et tørt sted. Enheden er ikke beregnet til vask.



Indikationer for brug

Hårfjerningsenheden er en receptfri enhed, der er designet til at fjerne uønsket hår. Enheden er også beregnet til permanent reduktion af hårvækst, defineret som en langsigtet, stabil reduktion i antallet af genvoksende hår, målt efter 6, 9 og 12 måneder efter afsluttet behandling.

Hudtone (side 3, f2)

Enheden er kun egnet til personer med Fitzpatrick hudtyper I-V. FØR DU BRUGER ENHEDEN skal du vælge din hudtone baseret på Fitzpatrick fototypeskælen, udviklet af Harvard Medical School dermatologen Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, til at klassificere hudfarve og solfølsomhed.

Skælen har seks niveauer af hudtoner. IDENTIFICER venligst din hudtone og tjek diagrammet nedenfor for at se, om produktet er egnet.

Instruktioner til brug af funktioner

1. Tryk på strømkontakten i 2 sekunder og tryk igen for at ændre niveau
2. Tryk og hold blink-knappen i 2 sekunder for at skifte mellem manuel og automatisk tilstand
3. 990.000 blink, niveauer 1–9 forbruger 1 blink
4. Displayet viser først 990.000 blink og falder med brug til nul

Produktfunktioner

IPL til hårfjerning Intens pulserende lys (IPL) bruger en lysbaseret funktion, der udsender flere bølgelængder, absorberet af melanin i håret, hvilket forårsager opvarmning. Dette ødelægger hårsæcken nok til at fjerne håret og forhindre genvækst. Kølefunktionen for hårfjerningsenheden afhænger af en termoelektrisk køler (TEC). Når enheden udfører hårfjerning, fremkalder TEC Peltier-effekten. Strømmen passerer gennem en krydsning dannet af to forskellige ledere, elektronnens energiniveau springer. Elektronen skal absorbere varme, hvilket gør kølefladen i kontakt med huden kald og dermed sænker brugerens hudtemperatur på hårfjerningsstederne.

Forberedelse til brug

Før brug skal du sikre dig, at din hud er i god stand, uden skader og sår. Huden skal forberedes på forhånd ved at rense den, bruge barberhøvelen, der følger med enheden, til at fjerne alle synlige hår og sikre, at den er fri for hår, helt tør og fedtfri.

Brug ikke hårfjerningscremer, voks osv., da kemikalier kan forårsage hudreaktioner. Rengør hudkontaktfladen og filteret med en blød klud. Kontroller, om din hud er egnet til dette produkt, (side 3, f2)

Automatisk hudtonedetektion

Efter strømmen er tændt, vises "0" på LCD-skærmen, på dette tidspunkt placerer du hudkontaktfladen til det område, du ønsker at epilere. Hvis farvesymbolet på skærmen holder op med at blinke, og der vises et tal "1" eller "2" eller "3" eller "4" eller "5", betyder det, at enheden er egnet til din hudtone; ellers, der vises på LCD, er det anbefalede energiniveau for din hudtone, niveau 1 for hudtype I, niveau 2 for type IV, niveau 3 for type III, niveau 4 for type II, niveau 5 for type I. Hvis farvesymbolet på skærmen holder op med at blinke, men stadig viser nummeret "0", betyder det, at hudtonedetektionen mislykkedes, og enheden kan ikke fungere. Tjek det ovenstående hudtonekort for at bekræfte, om din hudtone er egnet til epilering.

Hudbelysningstest

Før første brug ANBEFALER VI at teste huden for reaktion. Vælg et sted på armen eller benet for at udføre testen. Tilsæt strømforsyningen og tænd for enheden. Indstil niveauet til 1, placer hudkontaktfladen fast mod det valgte sted, og tryk på blink-knappen for at udsende lys. Flyt enheden til et andet teststed og energiniveauet, tryk på blink-knappen for at udføre endnu en test. Hvis følelsen er behagelig, og indstillingen med et niveau og prov på et andet teststed. Brug ikke mere end et blink på samme sted. For lysere hud, tjek resultatet efter 30 minutter, og for mørkere efter 60 minutter – hvis huden ikke bliver rød, betyder det, at enheden er egnet til din hud. Hvis der ikke er nogen hudabnormiteter, men du føler intens varme under sessionen, er det sidste energiniveau det mest passende for din hud. (Tag billeder på før testen for at beskytte dine øjne mod lys.)

Brug – trin

1. For hver brug, rengør hudkontaktfladen og filteret med en blød klud.
2. Tilsæt strømforsyningen og tryk på strømkontakten i 2 sekunder for at tænde enheden.
3. Når enheden er tændt, vises "0" på LCD-skærmen. Du kan bruge den automatiske hudtonedetektionsfunktion (se side 3, f2). Hvis enheden registrerer, at din hudtone er egnet, vil det anbefalede energiniveau blive vist på LCD, og du kan starte epileringen på dette niveau. Du kan også manuelt justere energiniveauet ved at trykke på strømkontakten for at ændre niveauet i rækkefølgen 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1, som vist på LCD. Det anbefales at starte med det første niveau ved første brug af enheden og gradvist øge energiniveauet.
4. Brug professionelle briller for at undgå øjenskader.
5. Efter at have indstillet energiniveauet, placeres hudkontaktfladen i en 90° vinkel mod huden for at sikre fuld kontakt. Hvis huddektetings-symbolet på skærmen holder op med at blinke, tryk på blink-knappen for at udsende lys. Hvis hudkontaktfladen ikke er helt i kontakt med huden, vil der ikke blive udsendt lys, når du trykker på blink-knappen.
6. Efter at have trykket på blink-knappen, udsender enheden en enkelt lysglimt, ledsaget af en mild, varm prikkende fornemmelse. Du vil føle varmen fra blinket. Flyt enheden til det næste epilingsområde. Huddektetings-symbolet på LCD holder op med at blinke, hvilket betyder fuld kontakt med huden – gentag derefter handlingen.

Anbefalet brugsskema

1–4 uger: 3–4 gange om ugen

5–6 uger: 2–3 gange om ugen

7–8 uger: 1–2 gange om ugen

8 uger og mere: 1–2 gange om ugen

Bemærk: Brugsfrekvensen afhænger af individuel hårvækstshastighed.

Mere information > side 3, f3



Specificatie

Technologie: IPL

Afmetingen: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Gewicht: 306 g

Golflengte: (600 nm–1200 nm) ±15 nm

Fluïentie: 1,6 J/cm² – 6 J/cm²

Blootstellingstijd/impulsduur: 8–12 ms

Interval tussen flitsen alleen in automatische modus: 1,20–3,02 s

Kiesbare energieniveaus: 1–9 niveaus

Blootstellingsgebied: 3,5 cm²

Inhoud: IPL x1, gebruiksaanwijzing x1, netadapter x1

Opslag- en transportvoorwaarden

Temperatuur: -25°C ~ 70°C

Vochtigheid: 10 % tot 90 % rH

Druk: 70–106 kPa

Bedrijfsomstandigheden

Temperatuur: 0°C~30°C

Vochtigheid: 10~75% rH

Werkdruk: 70–106 kPa

Productbeschrijving (pagina 2, f1)

1. Koeloppervlak in contact met de huid

2. Flitsvenster

3. Huidkleurensensor

4. LCD-scherm

5. Flitsknop

6. Voedingaansluiting

7. Hoofdschakelaar / energieniveauregelaar

8. Luchtafvoer

9. Netadapter

10. Intensiteitsniveau

11. Koelsymbool

12. Huiddetectiesymbool

13. Automatische flitsmodus

14. Levensduur van het apparaat

Contra-indicaties

1. GEBRUIK het apparaat NIET als u een zeer donkere huid heeft. Zeer donkere huid kan te veel lichtenergie absorberen en de huid beschadigen (bijv. verbranden, tatoeages, littekens, enz.).

2. GEBRUIK het apparaat NIET als uw huid onlangs kunstmatig of natuurlijk gebruid is of verbrand is als gevolg van overmatige blootstelling aan de zon.

3. GEBRUIK het NIET als u gevoelig bent voor zonlicht (fotosensitiviteit) of medicijnen gebruikt die fotosensitiviteit veroorzaken, zoals bepaalde antibiotica zoals tetracycline, NSAID's zoals ibuprofen of retinoiden zoals Accutane en/of lokale retinoiden zoals Retin A.

4. GEBRUIK het apparaat NIET als u een voorgeschiedenis van huidkanker of voorstadia van kanker heeft (bijv. moedervlekken of een groot aantal sproeten).

5. GEBRUIK het NIET als u zwanger bent, borstvoeding geeft of menstrueert.

6. GEBRUIK het apparaat NIET voor personen jonger dan 18 jaar.

Waarschuwingen

1. Gebruik het apparaat niet op de volgende gebieden:

- Rond de ogen en nabij de wenkbrauwen.

- Op tepels, tepelhoven, kleine schaamlippen, vagina, anus en in de neusgaten en oren.

- Mannen mogen het niet gebruiken op de balzak.

- Op en nabij kunstmatige elementen zoals siliconenimplantaten, pacemakers, subcutane infusiepoorten (bijv. insuliepomp) of piercings.

- Op moedervlekken, sproeten, grote aderen, donkerdere pigmentgebieden,

littekens en huidletsels zonder overleg met een arts. Dit kan leiden tot

brandwonden en verkleuring van de huid, wat het herkennen van huidandoeningen kan bemoeilijken.

- Op tepels, tatoeages of permanente make-up; dit kan leiden tot brandwonden en verkleuring van de huid.

- Op gebieden waar u langdurige deodorants gebruikt. Dit kan huidreacties veroorzaken.

- Gebruik dit apparaat nooit op door de zon verbrande, recent gebrunde of kunstmatig gebrunde huid. Opmerking: De lijst is niet uitputtend. Als u niet zeker weet of u dit apparaat kunt gebruiken, raden wij aan een arts te raadplegen.

2. Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u uitgebreide roodheid van de huid opmerkt.

3. Huidbeschadiging kan optreden na langdurig of herhaald gebruik van het apparaat op één plek.

4. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de FABRIKANT, de door de fabrikant geautoriseerde service of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om het risico op een elektrische schok te vermijden.

5. Het apparaat zendt intense pulserende lichtflitsen uit die schadelijk kunnen zijn voor de ogen bij directe blootstelling.

6. KUK NIET direct in het flitsvenster wanneer het apparaat is aangesloten op de voeding en is ingeschakeld.

7. PROBEER het apparaat NIET in de richting van het oog te activeren.

8. Het wordt aanbevolen om een veiligheidsbril te dragen en weg te kijken van het apparaat tijdens het activeren van de flitsknop.

9. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verminderen van haargroei. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

10. Het gebruik van andere bedieningselementen, aanpassingen of het uitvoeren van andere handelingen dan gespecificeerd in deze instructie kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

11. Het is verboden om een adapter te gebruiken die niet aan de specificaties voldoet, omdat dit het apparaat kan beschadigen.

12. Controleer altijd het apparaat voordat u het gebruikt. Gebruik het apparaat of de adapter niet als deze beschadigd zijn.

13. Steek nooit voorwerpen in het apparaat.

14. Gebruik het apparaat niet als het flitsvensterfilter beschadigd is.

15. Als het apparaat beschadigd is, raak dan geen interne onderdelen aan om het risico op een elektrische schok te vermijden.

16. Gebruik nooit perslucht, grove sponzen, schuummiddelen of agressieve

oplossingen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

17. Geef enkel onderdeel van het apparaat mag worden onderhouden of

gerepareerd door de gebruiker tijdens gebruik.

18. Demonteer, repareer of wijzig het product niet zonder de aanwezigheid van gekwalificeerd personeel, omdat dit schade, storing of letsel kan veroorzaken.

19. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter wanneer het is ingeschakeld om het risico op brand of brandwonden te voorkomen.

20. Alle ongewoonlijke wijzigingen zijn verboden, omdat ze tot onaanvaardbare risico's kunnen leiden.

21. Gebruik niet als het apparaat onaangenaam heet wordt bij aanraking.

22. Probeer niet om het apparaat (te flitsen) op een ander oppervlak dan de huid te activeren.

23. Bedek de luchtuitgang van het apparaat niet.

24. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of door personen zonder ervaring en kennis, tenzij ze correct zijn geïnstrueerd of worden begeleid om het risico op brand of brandwonden te vermijden.

25. Stel het apparaat niet bloot aan sterke schokken om schade aan de lamp te voorkomen.

26. Koppel het apparaat altijd los van de voeding na gebruik en in geval van stroomuitval om schade aan het apparaat te voorkomen.

27. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterhoudende containers.

28. Plaats het apparaat niet zo dat het moeilijk is om de voedingsstekker te



bedienen die wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet.

29. De meegeleverde netadapter maakt deel uit van het apparaat, gebruik geen andere adapter voor stroomvoorziening.

Voorzorgsmaatregelen

1. Controleer vóór het aansluiten van het apparaat of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning om het risico op een elektrische schok of permanente schade aan het apparaat te vermijden.
2. Als het stopcontact dat u gebruikt slechte verbindingen heeft, wordt de stekker van het apparaat heet. Zorg ervoor dat u het apparaat op een correct geïnstalleerd stopcontact aansluit om het risico op brand en brandwonden te voorkomen.
3. Als de netadapter beschadigd is, vervang deze dan al tijdig door het originele type om gevaar te voorkomen.
4. Om hygiënische redenen mag het apparaat slechts door één persoon worden gebruikt.
5. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet het op een droge plaats worden opgeborgen, leg er geen zware voorwerpen op.
6. Bewaar het apparaat en de netadapter op een droge plaats. Het apparaat is niet geschikt voor wassen.

Indicaties voor gebruik

Het IPL-haarverwijderingsapparaat is een receptief apparaat dat is ontworpen voor het verwijderen van ongewenst haar. Het apparaat is ook bedoeld voor permanente vermindering van haargroei, gedefinieerd als een langdurige, stabiele vermindering van het aantal terugkerende haren, gemeten na 6, 9 en 12 maanden na voltooiing van de behandeling.

Huidskleur (pagina 3, f2)

Het apparaat is **alleen** geschikt voor personen met Fitzpatrick-huidtypes I-V. VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT, selecteert u uw huidskleur op basis van de Fitzpatrick-fototypeschaal, ontwikkeld door de dermatoloog van Harvard Medical School, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, om de huidskleur en zonlichttolerantie te classificeren. De schaal heeft zes niveaus van huidskuren. IDENTIFICEER alstublieft uw huidskleur en controleer de onderstaande grafiek om te zien of het product geschikt is.

Instructies voor gebruik van functies

1. Druk 2 seconden op de hoofdschakelaar en druk nogmaals om het niveau te wijzigen
2. Druk en houd de flitsknop 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen handmatige en automatische modus
3. 990.000 flitsen, niveau's 1-9 verbruiken 1 flits
4. Het display toont aanvankelijk 990.000 flitsen en neemt af met gebruik tot nul

Productfuncties

IPL voor haarverwijdering Intens pulserend licht (IPL) gebruikt een lichtgebaseerde functie die meerdere golflijnen uitzendt, geabsorbeerd door melanine in het haar, waardoor ze worden verwarmd. Dit vernietigt de haarfollikel voldoende om het haar te verwijderen en hergroei te voorkomen. De koelmodus van het haarverwijderingsapparaat is afhankelijk van een thermo-elektrische koeler (TEC). Wanneer het apparaat haarverwijdering uitvoert, veroorzaakt TEC het Peltier-effect. Stroom gaat door een verbinding gevormd door twee verschillende geleiders, de energieniveau van het elektron springt. Het elektron moet warmte absorberen, waardoor het koelopervlak in contact met de huid koud wordt en daardoor de huidtemperatuur van de gebruiker op de haarverwijderingsplaatsen verlaagt.

Voorbereiding voor gebruik

Zorg ervoor dat uw huid in goede staat is, zonder verwondingen of wonden, vóór gebruik. De huid moet van tevoren worden voorbereid door deze te reinigen, de meegeleverde scheermes te gebruiken om alle zichtbare haren te verwijderen en ervoor te zorgen dat deze haarvrij, volledig droog en vetvrij is.

Gebruik geen ontharingscrèmes, was enz., omdat chemicaliën huidreacties kunnen veroorzaken. Reinig het huidcontactoppervlak en het filter met een zachte doek.

Controleer of uw huid geschikt is voor dit product. (pagina 3, f2)



Automatische detectie van huidskleur
Nadat de stroom is ingeschakeld, verschijnt "0" op het LCD-scherm, op dit moment plaats u het huidcontactoppervlak op het gebied dat u wilt epilëren. Als het keursymbool op het scherm stopt met knippen en er verschijnt een nummer "1" of "2" of "3" of "4" of "5", betekent dit dat het apparaat geschikt is voor uw huidskleur; het nummer dat op het LCD wordt weergegeven, is het aanbevolen energieniveau voor uw huidskleur, niveau 1 voor huidtype V, niveau 2 voor type IV, niveau 3 voor type III, niveau 4 voor type II, niveau 5 voor type I. Als het keursymbool op het scherm stopt met knippen maar nog steeds nummer "0" weergeeft, betekent dit dat de detectie van uw huidskleur is mislukt en het apparaat niet kan functioneren. Controleer de bovenstaande huidskleurkaart om te bevestigen of uw huidskleur geschikt is voor epilatie.

Huidbelichtingstest

Voordat u voor het eerst gebruikt, raden wij aan de huid te testen op reactie. Kies een plek op de arm of het been om de test uit te voeren. Sluit de netadapter aan en schakel het apparaat in. Stek het niveau in op 1, plaats het huidcontactoppervlak stevig tegen de gekozen plek en druk op de flitsknop om licht uit te zenden. Verplaats het apparaat naar een andere testlocatie en verhoog het energieniveau, druk op de flitsknop om nog een test uit te voeren. Als het gevoel comfortabel is, verhoog de instelling met één niveau en probeer het op een andere testlocatie. Gebruik niet meer dan één flits op dezelfde plek. Voor lichtere huid controleer het resultaat na 30 minuten, en voor donkerdere huid na 60 minuten – als de huid niet rood wordt, betekent dit dat het apparaat geschikt is voor uw huid. Als er geen huidafwijkingen zijn, maar u voelt intense warmte tijdens de sessie, is het laatste energieniveau het meest geschikt voor uw huid. (Zet een bril op vóór de test om uw ogen tegen licht te beschermen.)

Gebruik – stappen

1. Reinig voor elk gebruik het huidcontactoppervlak en het filter met een zachte doek.
2. Sluit de netadapter aan en druk 2 seconden op de hoofdschakelaar om het apparaat in te schakelen.
3. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, verschijnt "0" op het LCD-scherm. U kunt de automatische detectiefunctie voor huidskuren gebruiken (zie pagina 3, f2). Als het apparaat detecteert dat uw huidskleur geschikt is, wordt het aanbevolen energieniveau op het LCD weergegeven en kunt u beginnen met epilëren op dit niveau. U kunt ook handmatig het energieniveau aanpassen door op de hoofdschakelaar te drukken om het niveau te wijzigen in de volgende 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-1, zoals weergegeven op het LCD. Het wordt aanbevolen om te beginnen met het eerste niveau bij het eerste gebruik van het apparaat en het energieniveau geleidelijk te verhogen.
4. Draag professionele brillen om oogschade te voorkomen.
5. Na het instellen van het energieniveau, plaats u het huidcontactoppervlak in een hoek van 90° tegen de huid om volledig contact te garanderen. Als het huiddetectiesymbool op het scherm stopt met knippen, drukt u op de flitsknop om licht uit te zenden. Als het huidcontactoppervlak niet volledig tegen de huid is geplaatst, wordt er geen licht uitgezonden wanneer u op de flitsknop drukt.
6. Na het indrukken van de flitsknop, zendt het apparaat een enkele lichtflits uit, vergezeld van een zachte, warme tinteling. U zult de warmte van de flits voelen. Verplaats het apparaat naar het volgende epilatiegebied. Het huiddetectiesymbool op het LCD stopt met knippen, wat betekent dat er volledig contact is met de huid – herhaal dan de handeling.

Aanbevolen gebruiksschema

- 1-4 weken: 3-4 keer per week
 - 5-6 weken: 2-3 keer per week
 - 7-8 weken: Twee keer per week
 - 8 weken en meer: 1-2 keer per week
- Opmerking: De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de individuele haargroeiensnelheid.

Meer informatie > pagina 3, f3

Özellikler

Teknoloji: IPL

Boyutlar: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Ağırlık: 306 g

Dağa boyu: (600 mm~1200 mm) ±15 mm

Fluans: 1,6 J/cm²~6 J/cm²

Maruz kalma süresi/darbe süresi: 8~12 ms

Yalnızca otomatik modda flaşlar arası interval: 1,20~3,02 s

Seçilebilir enerji seviyeleri: 1~9 seviyeler

Maruz kalma alanı: 3,5 cm²

İçinçikler: IPL x1, kullanımlı kılavuzu x1, güç adaptörü x1

Depolama ve taşıma koşulları

Sıcaklık: -25°C ~ 70°C

Nem: %10 ila %90 rH

Basınç: 70~106 kPa

Çalışma koşulları

Sıcaklık: 0°C~30°C

Nem: %10~75 rH

Çalışma basıncı: 70~106 kPa

Ürün Açıklaması (sayfa 2, f1)

1. Ciltle temas eden soğutma yüzeyi
2. Flaş penceresi
3. Cilt rengi sensörü
4. LCD ekran
5. Flaş düğmesi
6. Güç girişi
7. Güç düğmesi / enerji seviyesi ayar
8. Hava çıkışı
9. Güç adaptörü
10. Yoğunluk seviyesi
11. Soğutma simgesi
12. Cilt algılama simgesi
13. Otomatik flaş modu
14. Cihazın ömrü

Kontrendikasyonlar

1. Cildiniz çok koyuluksa cihazı KULLANMAYIN. Çok koyu cilt, fazla ışık enerjisi emebilir ve ciltte hasara (örn. yanıklar, dövmeler, yara izleri vb.) neden olabilir.
2. Cildiniz yakın zamanda yapay veya doğal olarak bronzaşmış veya aşırı güneşe maruz kalma sonucunda yanmışsa cihazı KULLANMAYIN.
3. Güneş ışığına (fotosensitivite) karşı duyarlıysanız veya fotosensitiviteye neden olan ilaçlar kullanıyorsanız, örneğin bazı antibiyotikler gibi tetrasiklin, NSAİD'ler gibi ibuprofen veya retinoidler gibi Accutane ve/veya topikal retinoidler gibi Retin A, cihazı KULLANMAYIN.
4. Cilt kanseri veya kanser öncesi değişiklikler (örn. benler veya çok sayıda cilt) geçmiştin varsa cihazı KULLANMAYIN.
5. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya regl dönemi yaşıyorsanız cihazı KULLANMAYIN.
6. 18 yaşın altında kişilerde cihazı KULLANMAYIN.

Yıllarlar

1. Cihazı aşağıdaki alanlarda kullanmayın:
 - Gözlerin etrafında ve kaşların yakınında.
 - Meme uçlarında, areolalarda, küçük dudaklarda, vajinada, anüs çevresinde ve burun deliklerinin ve kulakların içinde.
 - Erkekler burnu testis torbasında kullanmamalardır.
 - Silikon implantlar, kalp pilleri, cilt altı enjeksiyon portları (örn. insülin pompaları) veya piercings gibi yapay unsurların üzerinde ve yakınında.
 - Benler, ciller, büyük damarlar, daha koyu pigmentli alanlar, yara izleri ve cilt lezyonlarında doktor konsültasyonu olmadan. Bu, yanıklara ve cilt renginde değişikliklere neden olabilir ve bu da cilt hastalıklarının tanınmasını

zorlaştırabilir.

- Meme uçları, dövmeler veya kalıcı makyaj üzerinde; bu yanıklara ve cilt renginde değişikliklere neden olabilir.
 - Uzun süreli deodorantlar kullandığınız alanlarda. Bu, cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
 - Bu cihazı asla güneşe yanmış, yakın zamanda bronzaşmış veya yapay olarak bronzaşmış cilt üzerinde kullanmayın. Not: Liste kapsamlı değildir. Bu cihazı kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, bir doktora danışmanız önerilir.
 - 2. Cildinizi yaygın kızamıklık fark ederseniz cihazı derhal kullanmayı bırakın.
 - 3. Cihazın aynı noktada uzun süreli veya tekrarlayan kullanımı sonrasında cilt hasarı oluşabilir.
 - 4. Güç kablosu hasar görmüşse, üretici, üreticinin yetkili servisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir, böylece elektrik çarpması riski önlenir.
 - 5. Cihaz, doğrudan maruz kalma durumunda gözler için zararlı olabilir ve yoğun darbeli ışık flaşları yayar.
 - 6. Cihaz çok kaynağına bağlı ve açıkken flaş penceresine DOĞRUDAN BAKMAYIN.
 - 7. Cihazı göz yönünde aktifleştirmeye çalışmayın.
 - 8. Flaş düğmesi aktive edildiğinde koruyucu gözlük takmanız ve cihazdan uzağa bakmanız önerilir.
 - 9. Cihaz, sadece tıy azaıtma için tasarlanmıştır. Başka amaçlar için kullanmayın.
 - 10. Bu talimatla belirtilenler dışında başka kontrollerin, ayarların kullanılması veya başka işlemlerin gerçekleştirilmesi, tehlikeli radyasyona maruz kalmanıza neden olabilir.
 - 11. Spesifikasyonlara uymayan bir adaptör kullanılması yasaktır, çünkü bu cihazın zarar görmesine neden olabilir.
 - 12. Cihazı kullanmadan önce her zaman kontrol edin. Cihaz veya adaptör hasar görmüşse kullanmayın.
 - 13. Cihazı herhangi bir nesne sokmayın.
 - 14. Flaş penceresinin filtresi hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
 - 15. Cihaz hasar görmüşse, elektrik çarpması riskinden kaçınmak için iç parçaları dokunmayın.
 - 16. Cihazı temizelemek için asla basınçlı hava, sert süngerler, aşındırıcılar veya agresif sıvılar, örneğin benzin veya aseton kullanmayın.
 - 17. Cihazın hiçbir parçası, kullanımı sırasında kullanıcı tarafından servise veya bakıma tabii tutulamaz.
 - 18. Ürünü kalifiye personel olmadan sökmeyin, tamir etmeyin veya değiştirmeyin, çünkü bu, hasara, arızaya veya yaralanmalara neden olabilir.
 - 19. Yangın veya yangın riski önlemek için cihazı açtığınız gözetimsiz bırakmayın.
 - 20. Herhangi bir yetkisiz modifikasyon yasaktır, çünkü bu kabul edilemez risklere yol açabilir.
 - 21. Cihazı dokunduğunuzda rahatsız edici derecede sıcak olursa kullanmayın.
 - 22. Cihazı cilt dışındaki herhangi bir yüzeyde aktifleştirmeye çalışmayın.
 - 23. Cihazın hava çıkışı kapatmayın.
 - 24. Cihaz, sırtı fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklere sahip kişiler veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır, aksi takdirde yanlış veya yangın riski önlenmesi için uygun şekilde yönlendirilmiş veya gözetim altında olmaları gerekmektedir.
 - 25. Lamba zarar görmesin diye cihazı güçlü darbelerle maruz bırakmayın.
 - 26. Cihazı her kullanımdan sonra ve elektrik kesintisi durumunda güç kaynağından ayırın, böylece cihazın zarar görmesi önlenir.
 - 27. Bu cihazı küteller, duşlar, lavabolar veya su içeren diğer kapların yakınında kullanmayın.
 - 28. Cihaz, elektrik şebekesinden ayrılmak için kullanılan güç fişine erişimi zorlaştıracak şekilde yerleştirilmeyin.
 - 29. Sağlanan güç adaptörü cihazın bir parçasıdır, güç için başka bir adaptör kullanmayın.
- Önemli**
1. Cihazla bağlanmadan önce, cihazda belirtilen voltajın şebeke voltajına uygun olduğunu kontrol edin, böylece elektrik çarpması veya cihazın kalıcı hasar



görmesi riski önlenir.

2. Kullandığınız prize kötü bağlantılar varsa, cihazın fişi ısırır. Yangın ve yangın riskini önlemek için cihazı doğru şekilde monte edilmis bir prize bağladığınızdan emin olun.

3. Güç adaptörü hasar görmüşse, tehlikeli önlemek için her zaman orijinal türde değiştirin.

4. Hiyenik nedenlerle, cihaz sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır.

5. Cihaz kullanılmadığında, kuru bir yerde saklanmalı ve üzerine ağır nesneler konmamalıdır.

6. Cihazı ve güç adaptörünü kuru bir yerde saklayın. Cihaz yıkanmak için uygun değildir.

Kullanım Talimatları

İPL epilasyon cihazı, istenmeyen tüylerin giderilmesi için tasarlanmış reçetesi bir cihazdır. Cihaz, aynı zamanda tıbbi bitiriminin sonra 6, 9 ve 12 ay ölçülen yeniden büyüyen tüy sayısını uzun vadeli, ıstırları bir şekilde azaltması olarak tanımlanan kalıcı tüy büyüme azaltılması için de tasarlanmıştır.

Cilt tonu (sayfa 3, f2)

Cihaz, yalnızca Fitzpatrick cilt tipleri I-V olan kişiler için uygundur. CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE, Harvard Tıp Fakültesi dermatoloğu Thomas Fitzpatrick, M.D., Ph.D tarafından cilt rengini ve güneş ışığı toleransını sınırlandırmak için geliştirilen Fitzpatrick fototip skalasına dayalı olarak cilt tonunuzu seçin.

Skala altı cilt tonu seviyesine sahiptir. LÜTFEN cilt tonunuzu belirleyin ve ürünün uygun olup olmadığını görmek için aşağıdaki diyagramı kontrol edin.

Fonksiyonların kullanım talimatları

1. Düzeltilmiş değeri için güç düğmesine 2 saniye basın ve tekrar basın
2. Manuel ve otomatik mod arasında geçiş yapmak için flaş düğmesine 2 saniye basın ve basılı tutun
3. 990,000 flaş, seviyeler 1-9, 1 flaş tüketir
4. Ekran başlangıçta 990,000 flaş gösterir ve kullanımı ile sıfıra kadar azalır

Ürün Fonksiyonları

İPL epilasyon için Yoğun Darbeli Işık (İPL), farklı dalga boyları yayan, saçtaki melanin tarafından emilen ve ısıtmaya neden olan ışık tabanlı bir fonksiyon kullanır. Bu, saç çıkarmak ve yeniden bitmesini önlemek için saç folikülünü yeterince yok eder.

Epilasyon cihazının soğutma fonksiyonu, termoelektrik soğutucu (TEC) dayanır. Cihaz epilasyon yaparken, TEC Pellet etisi tetikler. Akımı, iki farklı iletkenden oluşan bir bağlantıdan geçer, elektronun enerji seviyesi atlar. Elektron ısıyı absorbe etmek zorundadır ve bu, ciltle temas eden soğutma yüzeyini soğutur ve böylece kullanıcının cilt sıcaklığını epilasyon bölgelerinde düşürür.

Kullanıma hazırlık

Kullanmadan önce, cildinizin iyi durumda olduğundan, yaralanma ve yara olmadığının emin olun. Cilt, tüm görünür tüyleri çıkarmak için cihazla birlikte verilen tıraş bıçağı kullanarak temizlenene önceden hazırlanmalı ve tüyden arındırılmış, tamamen kuru ve yağsız olduğundan emin olunmalıdır.

Kimyasallar cilt reaksiyonlarına neden olabileceğinden, tüy dökücü kremler, ağda vb. kullanmayın. Cilt temas yüzeyini ve filtreyi yumuşak bir bezle temizleyin. Cildinizin bu ürün için uygun olup olmadığını kontrol edin. (sayfa 3, f2)

Otomatik cilt tonu algılama

Güç açıldığında sonra LCD ekranda "0" görünür, bu noktada cilt temas yüzeyini epilasyon yapmak istediğiniz alana yerleştirin. Ekrandaki renk simgesi yavaş yavaş sönme durdurursa ve "1", "2", "3", "4" veya "5" numarası görünürse, bu, cihazın cilt tonunuzu uygun olduğunu gösterir. LCD'de görüntülenen sayı, cilt tonunuz için önerilen enerji seviyesidir. cilt tipi V için seviye 1, tip IV için seviye 2, tip III için seviye 3, tip II için seviye 4, tip I için

seviye 5. Ekrandaki renk simgesi yavaş sönme durdurursa ancak yine de "0" sayısını gösteriyorsa, bu, cilt tonu algılamanın başarısız olduğunu ve cihazın çalışmayacağına gösterir. Epilasyon için cilt tonunuzu uygun olup olmadığını doğrulamak için yukarıdaki cilt tonu kartını kontrol edin.

Cilt ıstıklama testi

İlk kullanımdan önce, cilt reaksiyonu için cildi test etmeyi ÖNERİRİZ. Testi gerçekleştirmek için kolda veya bacakta bir yer seçin. Güç adaptörünü bağlayın ve cihazı açın. Seviyeyi 1'e ayarlayın, ciltle temas yüzeyini seçilen yere sıkıca yerleştirin ve ıstık yaymak için flaş düğmesine basın. Cihazı başka bir test alanına taşıyın ve enerji seviyesini artırın, başka bir testi gerçekleştirmek için flaş düğmesine basın. Rahat hissediyorsanız, ayarı bir seviye artırın ve başka bir test alanında deneyin. Aynı yerde birden fazla flaş kullanmayın. Daha açık ten rengi için, 30 dakika sonra sonucu kontrol edin ve daha koyu ten rengi için 60 dakika sonra – cilt kızarmasa, cihazın cildiniz için uygun olduğunu anladığını gelir. Ciltte anormalliği yoksa, ancak oturuş sırasında yoğun ısı hissediyorsanız, son enerji seviyesi cildiniz için en uygundur. (İstikrar korumak için testten önce gözükü takın.)

Kullanım – adımlar

1. Her kullanımdan önce, cilt temas yüzeyini ve filtreyi yumuşak bir bezle temizleyin.
2. Güç adaptörünü bağlayın ve cihazı açmak için güç düğmesine 2 saniye basın.
3. Cihaz açık olduğunda, LCD ekranda "0" görünür. Otomatik cilt tonu algılama işlevini kullanabilirsiniz. Cihaz, cilt tonunuzu uygun olduğunu algılasa, LCD'de önerilen enerji seviyesi görüntülenir ve bu seviyede epilasyona başlayabilirsiniz. Ayrıca, LCD'de gösterildiği gibi, seviyeyi gerçekleştirmek için güç düğmesine basarak enerji seviyesini manuel olarak ayarlayabilirsiniz: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Cihazı ilk kez kullanırken birinci seviyeden başlamanız ve enerji seviyesini kademeli olarak artırmamız önerilir.
4. Göz hasarını önlemek için profesyonel gözlük takın.
5. Enerji seviyesini ayarladıktan sonra, tam temas sağlamak için cilt temas yüzeyini ciltle 90° açıyla yerleştirin. Ekrandaki cilt algılama simgesi yavaş sönme durdurursa, ıstık yaymak için flaş düğmesine basın. Cilt temas yüzeyi ciltle tamamen temas etmiyorsa, flaş düğmesini bastığınızda ıstık yayılmayacaktır.
6. Flaş düğmesine bastıktan sonra, cihaz tek bir ıstık flaşı yayar, bu hafif, sıcak bir karıncalanma hissi ile birlikte gelir. Flaşın sıcaklığı hissedebilirsiniz. Cihazı bir sonraki epilasyon alanına taşıyın. LCD'deki cilt algılama simgesi yavaş sönme durdurur, bu da ciltle tam temas anlamına gelir – ardından işlemi tekrarlayın.

Önerilen kullanım programı

1-4 hafta: haftada 3-4 kez

5-6 hafta: haftada 2-3 kez

7-8 hafta: haftada iki kez

8 hafta ve daha fazla: haftada 1-2 kez

Not: Kullanım sıklığı, bireysel tüy büyüme hızına bağlıdır.

Daha fazla bilgi > sayfa 3, f3

Спецификация

Технология: IPL

Размери: 171,0 x 74,8 x 41,9 mm

Тегло: 306 g

Дължина на вълната: (600 nm~1200 nm) ±15 nm

Флуенция: 1,6 J/cm² ~ 6 J/cm²

Време на експозиция/продължителност на импулса: 8~12 ms

Интервал между светкавицата само в автоматичен режим: 1,20~3,02 s

Избираеми нива на енергия: 1~9 нива

Площ за експозиция: 3,5 cm²

В комплекта: IPL x1, ръководство за употреба x1, адаптер за захранване x1

Условия на съхранение и транспорт

Температура: -25°C ~ 70°C

Влажност: 10 % до 90 % RH

Налягане: 70~106 kPa

Условия на работа

Температура: 0°C~30°C

Влажност: 10~75% RH

Работно налягане: 70~106 kPa

Описание на продукта (страница 2, f1)

1. Охлаждаща повърхност в контакт с кожата
2. Прозорци за светкавицата
3. Сензор за цвят на кожата
4. LCD дисплей
5. Бутон за светкавицата
6. Захранващ конектор
7. Главен ключ / превключвател за регулиране на нивото на енергията
8. Изход за въздух
9. Адаптер за захранване
10. Ниво на интензивност
11. Символ за охлаждане
12. Символ за откриване на кожа
13. Режим на автоматична светкавица
14. Живот на устройството

Противопоказания

1. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** устройството, ако имате много тъмна кожа. Много тъмната кожа може да абсорбира твърде много светлинна енергия и да повреди (например, изгаряния, татуировки, белези и т.н.) кожата.
2. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** устройството, ако кожата ви е наскоро изкуствено или естествено загоряла или е изгоряла в резултат на прекомерно излагане на слънце.
3. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ**, ако сте чувствителни към слънчева светлина (фотосензитивност) или приемате лекарства, които причиняват фотосензитивност, например, някои антибиотични като тетрациклини, НПВС като ибупрофен или ретиноиди като Accutane и/или локални ретиноиди като Retin A.
4. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** устройството, ако имате анамнеза за рак на кожата или предракови изменения (например, бенки или голямо количество лунчини).
5. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ**, ако сте бременна, кърмите или имате менструация.
6. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** устройството на лица под 18 години.

Предупреждения

1. **Не използвайте** устройството на следните области:
 - Около очите и близо до веждите.
 - На зърната, ареолите, малките срамни устни, влагалището, ануса и вътре в ноздрите и ушите.
 - Мъжете не могат да го използват на скротума.
 - Не е близо до всякакви изкуствени елементи, като силиконови импланти, пейсмејкър, подложки портове (например дозатори за инсулин) или пирсинги.
 - На бени, лунчини, големи вени, по-тъмни пигментни области, белези и кожни лезии без консултация с лекар. Това може да доведе до изгаряния и обезцветяване на кожата, което може да затрудни разпознаването на кожни заболявания.
 - На зърна, татуировки или перманентен грим; това може да доведе до изгаряния и обезцветяване на кожата.
 - На области, където използвате дълготрайни дезодоранти. Това може да причини кожни реакции.

- Никога не използвайте това устройство на изгорена от слънце, наскоро загоряла или изкуствено загоряла кожа. Слънскът не е изчерпателен. Ако не сте сигурни дали можете да използвате това устройство, препоръчваме консултация с лекар.

- Незабавно прекратете използването на устройството, ако забележите общирно зачервяване на кожата.

3. Уверяване на кожата може да възникне след продължителна или многократно употреба на устройството на едно място.
4. Ако замразяващ кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, оторизирания сервиз на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или лице с подобна квалификация, за да се избегне рискът от електрически удар.
5. Устройството излъчва интензивни импулсни светлинни вълни, които могат да бъдат вредни за очите при директно излагане.
6. **НЕ ПЛЕДАЙТЕ** директно в прозореца на светкавицата, когато устройството е свързано към захранването и включено.
7. **НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ** да активирате устройството в посока към очите.
8. Препоръчително е да носите защитни очила и да отведете погледа от устройството при активиране на бутона за светкавицата.
9. Устройството е предназначено само за намаляване на оксмяването. Не го използвайте за други цели.
10. Използването на други контроли устройства, настройки или извършването на действия, различни от посочените в това ръководство, може да доведе до излагане на опасно излъчване.
11. Забранено е използването на адаптер, който не отговаря на спецификациите, тъй като това може да повреди устройството.
12. Винаги проверявайте устройството преди употреба. Не използвайте устройството или адаптера, ако са повредени.
13. Никога не вкарвайте предмети в устройството.
14. Не използвайте устройството, ако филтърът на прозореца на светкавицата е повреден.
15. Ако устройството е повредено, не докосвайте вътрешни части, за да избегнете риск от електрически удар.
16. Никога не използвайте състен въздух, груби гъби, абразивни или агресивни течности като бензин или ацетон за почистване на устройството.
17. Нито една част от устройството не трябва да се сервизира или поддържа от потребителя по време на употреба.
18. Не разглобявайте, не поправяйте и не модифицирайте продукта без присъствието на квалифициран персонал, тъй като това може да причини повреди, неизправности или наранявания.
19. Не оставяйте устройството без надзор, когато е включено, за да избегнете риск от пожар или изгаряне.
20. Всякакви неоторизирани модификации са забранени, тъй като могат да доведат до непрекъснат риск.
21. Не използвайте, ако устройството стане неприятно горещо при докосване.
22. Не се опитвайте да активирате (светващи) устройството на друга повърхност освен кожата.
23. Не покривайте изхода за въздух на устройството.
24. Устройството не е предназначено за използване от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или от лица без опит и знания, освен ако не са получили подходящи инструкции или са под наблюдение, за да се избегне риск от пожар или изгаряне.
25. Не излагате устройството на силни удари, за да избегнете повреди на лампата.
26. Винаги изключвайте устройството от захранването след употреба и в случай на прекъсване на захранването, за да избегнете повреди на устройството.
27. Не използвайте това устройство в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
28. Не поставяйте устройството така, че да е трудно за се управлява захранващият кабел, използван за изключване на устройството от електрическата мрежа.
29. Приложеният захранващ адаптер е част от устройството, не използвайте друг адаптер за захранване.

Предпазни мерки

1. Преди да свържете устройството, проверете дали напрежението, посочено на устройството, съответства на мрежовото напрежение, за да избегнете риск от електрически удар или трайно повреждане на устройството.
2. Ако използваната от вас контактна точка има лоши контакти, щепселът на устройството се нагрява. Уверете се, че свързвате устройството към правилно



на тона на кожата е неуспешно и устройството не може да функционира. Проверете горната карта на тоновете на кожата, за да потвърдите дали вашият тон е подходящ за епиляция.



Тест за осветление на кожата

Преди първа употреба ПРЕПОРЪЧВАМЕ да тествате кожата за реакция. Изберете място на ръката или крака, за да извършите теста. Свържете адаптера за храняване и включете устройството. Настройте нивото на 1, здраво приложете повърхността за контакт с кожата към избраното място и натиснете бутона за светкавица, за да излъчите светлината. Преместете устройството на тестване в друго място и включете нивото на енергия, натиснете бутона за светкавица, за да извършите друг тест. Ако усещането е комфортно, увеличете настройката с едно ниво и опитайте на друго тествано място. Не използвайте повече от една светкавица на едно и също място. За по-светла кожа проверете резултата след 30 минути, а за по-тъмна след 60 минути – ако кожата не се зачерви, това означава, че устройството е подходящо за кожата ви. Ако няма аномалии на кожата, но по време на сесията усещате изключително топлина, по-късно нивото на енергия, подходящо за кожата ви, (Поставете очила преди теста, за да защитите очите си от светлината).

- 1. Преди всяка употреба почистете повърхността за контакт с кожата и филтрите с мека кърпа.
- 2. Съветваме ви да използвате за захранване и натишете ключа за 2 секунди, за да включите устройството.
- 3. Когато устройството е включено, на LCD дисплея се показва "0". Можете да използвате функцията за автоматично отпиране на тоя на кожата (вижте раздел "Използване на функцията за автоматично отпиране на тоя на кожата"). Подходящо е да използвате функцията за автоматично отпиране на тоя на кожата, когато е подходящо, на LCD ще се покаже препоръчителното ниво на енергия и можете да започнете епилация на това ниво. Можете също така ръчно да настроите нивото на енергия, като натишете ключа за промяна на нивото в менюто "Ниво на енергия" (на стр. 36-38) във фабричното меню. Можете също така да настроите нивото на енергия, като натиснете клавиша за промяна на ниво на LCD. Препоръчително е да започнете с първото ниво при първа употреба на устройството и постепенно да увеличавате нивото на енергия.
- 4. Поставете професионални очила, за да избегнете увреждане на очите.
- 5. След настройка на нивото на енергия, приложете повърхността за контакт с кожата на кожата за 10-20 секунди, за да се отпират косите. След това символът за отпиране на кожата на дисплея спире да мига, натишете бутона Flash, за да изгледите светлина. Ако повърхността за контакт с кожата не е напълно приложена към кожата, светлината няма да се излъчи при натискане на бутона Flash.
- 6. След натискане на бутона Flash устройството излъчва единична светлинна светкавица, придружена от леко, топло изтръпване. Ще почувствате топлината на светкавицата. Преместете устройството на следващата област на епилация, за да отпирате на кожата на LCD и мига да мига, което означава пълен контакт с кожата – след това повторете действието.

Препоръчителен график на употреба
1–4 седмица: 3–4 пъти седмично
5–6 седмица: 2–3 пъти седмично
7–8 седмица: два пъти седмично
8 седмици и повече: 1–2 пъти седмично

Забележка: Честотата на употреба зависи от индивидуалната скорост на растеж на космите.

Повече информация > страница 3. f3



[PL] Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszane oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.



[EN] Used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, must not be mixed with other waste. This is indicated by the symbol of a crossed-out bin placed on the product packaging. Electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, may contain hazardous substances, mixtures, and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them can lead to health risks or environmental pollution. Proper handling of used electrical and electronic equipment, as well as batteries and accumulators, in households positively contributes to reuse and recovery, including recycling of the used equipment. Used electrical and electronic devices, as well as batteries and accumulators, can be returned at local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the delivery location, provided that the used equipment is of the same type and served the same functions as the delivered equipment. A distributor operating a retail unit with a sales area, as defined in Article 2, point 19 of the Act of March 27, 2003, on spatial planning and development, of at least 400 m² dedicated to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept used equipment from households free of charge at this unit or in its immediate vicinity, provided that none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the necessity of purchasing new equipment intended for households. The product was placed on the market after August 13, 2005.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że powyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym poniżej:

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/UE of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/UE of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/UE of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska

Model: LumiThera Epic
SN: 04255903003703129
Marka: Beautify
e-mail: serwis@beautify.eu