

BEAUTIFLY

SkinPure Therapy

P R O

series


Panelowe światło
terapeutyczne LED

Panel Led Therapy Light


Instrukcja obsługi
User manual



f1



f2



Material:	Aluminum
Service life:	50000hrs
Device weight:	0.85KG±0.2
Dimensions:	265x160x20mm
Wavelength:	660nm:850nm=1:1
Output power:	200 W

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Control panel description [page 2-f1]:

1. Lighting mode selection button: press 1,2,3 times to select red light + infrared light, red light and infrared light. "R I", "R" "I" appears on the display. Then press 4 times to close all lights, the display will show OFF. and so on.
2. Timer function button: press 1,2,3,4 times for 5,10,15,20,25,30 minutes. When "ON" appears on the display, the timer function will not start.
3. Pulse function button: Press 1,2,3 times for 10Hz, 20Hz, 40Hz. The display will show "10", "20", "40". Then press 4 times to close the pulse function, the display will show "on".
4. Dimmer function button: default brightness is 100%: Press 1,2,3,4 times to get brightness 25%, 50%, 75% 100%, the display will show "25", "50", "75", "100".
5. Red light indicator during operation.
6. Digital display showing measurement time and remaining time.
7. Infrared light indicator during operation.

Light sensitivity test:

Before using the device for the first time, check whether you are allergic to light: Place the back of your hand against the device for 3 minutes. If skin becomes red or itchy, stop use and consult a dermatologist. Always clean your face before use to avoid reactions to cosmetics. If baking, stop using the appliance immediately.

LED light therapy

Red and near-infrared light therapy, also known as photobiomodulation (PBM), involves the use of specific wavelengths of natural light in the mid-600 and mid-800 nanometers to improve the health and function of our cells without harmful UV rays, excess heat, or negative effects. Light therapy is one of the earliest registered treatments. Solar therapy was first used by the Egyptians, and forms of light therapy were also practiced by the ancient Greeks, Chinese and Indians. There is no doubt that light has biological effects: in fact, the body needs light to be healthy.

Advantages of light therapy

1. Stimulate hair growth:
LED light therapy stimulates hair growth phases, preventing baldness in men and women.
2. Improve skin health:
LED therapy increases collagen production and tissue repair, improving wound healing, skin appearance and reducing wrinkles.
3. Improve circulation:
NIR light improves circulation, reducing inflammation and relieving pain symptoms in joints and muscles.
4. Reduce recovery time:
NIR accelerates recovery by reducing inflammation and pain, which promotes faster recovery from injuries and illnesses.
5. Reduce Inflammation:
Near infrared (NIR) light lowers inflammatory markers, relieving pain and symptoms of autoimmune diseases and injuries.
6. Promote Healthy Cellular Function:
LED light therapy stimulates collagen production, strengthening hair, skin and connective tissue.

7. Increase Fertility:

LED light can increase testosterone production and improve fertility, positively affecting reproductive function.

8. Pain Reduction:

NIR light therapy effectively reduces neuropathic pain and general discomfort, improving quality of life.

Maintenance and care of the device:

Store this product in a dry place at room temperature and avoid exposure to dust, direct sunlight or humid conditions. Clean the mask before and after use.

Precautions:

Please keep the product away from small children and animals to avoid treating it as a toy. Handle the product carefully when using. This device is designed as a home electronic product and is not suitable for diagnosis or treatment. It should not be used by pregnant women, preparing for pregnancy or breastfeeding, people sensitive to light or taking photosensitizing drugs, with genetically determined skin diseases or conditions such as lupus, photosensitive eczema, or albinism. Do not use while charging. Do not use the device if it is damaged. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service. Do not drop or hit the device to avoid malfunction. After each treatment, wipe the product with a soft damp cloth. Do not wash the device under water or submerge it. Do not use corrosive agents to clean the device. Store it in a cool, dry place.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiale:	Aluminium
Service liv:	50 000 timer
Enhetsvekt:	0,85KG±0,2
Dimensjoner:	265x160x20mm
Bølgelengde:	660nm:850nm=1:1
Utgangseffekt:	200 W

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Beskrivelse av kontrollpanelet [side 2-f1]:

1. Knapp for valg av lysmodus: trykk 1,2,3 ganger for å velge rødt lys + infrarødt lys, rødt lys og infrarødt lys. "R I", "R" "I" vises på displayet. Trykk deretter 4 ganger for å lukke alle lysene, displayet vil vise AV. og så videre.
2. Timerfunksjonsknapp: trykk 1,2,3,4 ganger i 5,10,15,20,25,30 minutter. Når "ON" vises på displayet, vil ikke timerfunksjonen starte.
3. Pulsfunksjonsknapp: Trykk 1,2,3 ganger for 10Hz, 20Hz, 40Hz. Displayet vil vise "10", "20", "40". Trykk deretter 4 ganger for å lukke pulsfunksjonen, displayet vil vise "på".
4. Dimmerfunksjonsknapp: standard lysstyrke er 100 %: Trykk 1,2,3,4 ganger for å få lysstyrke 25 %, 50 %, 75 % 100 %, displayet vil vise "25", "50", "75", "100".
5. Rødt lysindikator under drift.
6. Digitalt display som viser måletid og gjenværende tid.
7. Infrarødt lysindikator under drift.

Lysfølsomhetstest:

Før du bruker enheten for første gang, sjekk om du er allergisk mot lys: Plasser håndboken mot enheten i 3 minutter. Hvis huden blir rød eller kløende, slutt å bruke og konsulter en hudlege. Rengjør alltid ansiktet før bruk for å unngå reaksjoner på kosmetikk. Hvis du baker, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart.

LED lysterapi

Rød og nær-infrarød lysterapi, også kjent som fotobiomodulering (PBM), innebærer bruk av spesifikke bølgelengder av naturlig lys i midten av 600 og midten av 800 nanometer for å forbedre helsen og funksjonen til cellene våre uten skadelige UV-stråler, overskudd varme eller negative effekter. Lysterapi er en av de tidligste registrerte behandlingene. Solterapi ble først brukt av egypterne, og former for lysterapi ble også praktisert av de gamle grekerne, kineserne og indianerne. Det er ingen tvil om at lys har biologiske effekter: faktisk trenger kroppen lys for å være sunn.

Fordeler med lysterapi

1. Stimuler hårvekst:
LED-lysterapi stimulerer hårvekstfasene, og forhindrer skallethet hos menn og kvinner.
2. Forbedre hudhelsen:
LED-terapi øker kollagenproduksjonen og vevsreparasjonen, forbedrer sårheling, hudens utseende og reduserer rynker.
3. Forbedre sirkulasjonen:
NIR-lys forbedrer sirkulasjonen, reduserer betennelse og lindrer smertesyntomer i ledd og muskler.
4. Reduser restitusjonstiden:
NIR akselererer restitusjonen ved å redusere betennelse og smerte, noe som fremmer raskere restitusjon fra skader og sykdommer.
5. Reduser betennelse:
Nær infrarødt (NIR) lys senker inflammatoriske markører, lindrer smerter og symptomer på autoimmune sykdommer og skader.
6. Fremme sunn mobilfunksjon:
LED-lysterapi stimulerer kollagenproduksjonen, styrker hår, hud og bindevev.
7. Øk fruktbarheten:
LED-lys kan øke testosteronproduksjonen og forbedre fruktbarheten, og påvirke reproduktiv funksjon positivt.

8. Smertereduksjon:

NIR lysterapi reduserer effektivt nevropatisk smerte og generelt ubehag, og forbedrer livskvaliteten.

Vedlikehold og stell av enheten:

Oppbevar dette produktet på et tørt sted ved romtemperatur og unngå eksponering for støv, direkte sollys eller fuktige forhold. Rengjør masken før og etter bruk.

Forholdsregler:

Hold produktet unna små barn og dyr for å unngå å behandle det som et leketøy. Håndter produktet forsiktig ved bruk. Denne enheten er utformet som et hjemmeelektronikk og er ikke egnet for diagnose eller behandling. Den skal ikke brukes av gravide kvinner, forbereder seg på graviditet eller amming, personer som er følsomme for lys eller tar fotosensibiliserende medisiner, med genetisk betingede hudsykdommer eller tilstander som lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Ikke bruk under lading. Ikke bruk enheten hvis den er skadet. Ikke reparer, demonter eller modifier enheten selv. Eventuelle uregelmessigheter bør vurderes av tjenesten. Ikke slipp eller slå enheten for å unngå funksjonsfeil. Etter hver behandling, tørk av produktet med en myk fuktig klut. Ikke vask enheten under vann eller senk den ned. Ikke bruk etsende midler til å rengjøre enheten. Oppbevar den på et kjølig, tørt sted.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiaali:	Alumiini
Käyttöikä:	50 000 tuntia
Laitteen paino:	0,85 kg ± 0,2
Mitat:	265x160x20mm
Aallonpituus:	660 nm: 850 nm = 1:1
Lähtöteho:	200 W

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessä.

Ohjauspaneelin kuvaus [sivu 2-f1]:

1. Valaistustilan valintapainike: paina 1,2,3 kertaa valitaksesi punainen valo + infrapunavallo, punainen valo ja infrapunavallo. Näyttöön tulee "R I", "R" "I". Paina sitten 4 kertaa sulkeaksesi kaikki valot, näytössä lukee OFF. ja niin edelleen.
2. Ajustointipainike: paina 1,2,3,4 kertaa 5,10,15,20,25,30 minuutin ajan. Kun "ON" näkyy näytössä, ajastintoiminto ei käynnisty.
3. Pulssitoimintopainike: Paina 1,2,3 kertaa taajuuksille 10Hz, 20Hz, 40Hz. Näytössä näkyy "10", "20", "40". Paina sitten 4 kertaa sulkeaksesi pulssitoiminnon, näytössä näkyy "on".
4. Himmennintopainike: oletuskirkkaus on 100 %: Paina 1,2,3,4 kertaa saadaksesi kirkkauden 25%, 50%, 75% 100%, näytössä näkyy "25", "50", "75", "100".
5. Punainen merkkivalo käytön aikana.
6. Digitaalinen näyttö, joka näyttää mittausajan ja jäljellä olevan ajan.
7. Infrapunavalon merkkivalo käytön aikana.

Valoherkyydesti:

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, tarkista, oletko allerginen valolle: Aseta kätesi laitetta vasten 3 minuutiksi. Jos iho punoittaa tai kutiaa, lopeta käyttö ja ota yhteys ihotautilääkäriin. Puhdista kasvos iho ennen käyttöä välttääksesi reaktiot kosmetiikkaan. Jos paistat, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

LED-valoterapia

Puna- ja lähi-infrapunavalohoito, joka tunnetaan myös nimellä fotobiomodulaatio (PBM), käsittää luonnonvalon tiettyjen aallonpituuksien käytön 600 nanometrin ja 800 nanometrin puolivälissä solujemme terveyden ja toiminnan parantamiseksi ilman haitallisia UV-säteitä, ylimääräisiä säteitä. Lämpöä tai negatiivisia vaikutuksia. Valohoito on yksi varhaisimmista rekisteröidyistä hoidoista. Aurinkoterapiaa käyttivät ensin egyptiläiset, ja valohoitoa harjoittivat myös muinaiset kreikkalaiset, kiinalaiset ja intialaiset. Ei ole epäilystäkään siitä, että valolla on biologisia vaikutuksia: itse asiassa keho tarvitsee valoa ollakseen terve.

Valohoidon edut

1. Stimuloi hiusten kasvua:
LED-valohoito stimuloi hiusten kasvuvaiheita ja ehkäisee miesten ja naisten kaljuuntumista.
2. Paranna ihon terveyttä:
LED-hoito lisää kollageenin tuotantoa ja kudosten korjausta, parantaa haavan paranemista, ihon ulkonäköä ja vähentää ryppejä.
3. Paranna verenkiertoa:
NIR-valo parantaa verenkiertoa, vähentää tulehdusta ja lievittää kipuoireita nivelissä ja lihaksissa.
4. Lyhennä palautumisaikaa:
NIR nopeuttaa palautumista vähentämällä tulehdusta ja kipua, mikä edistää nopeampaa toipumista vammoista ja sairauksista.
5. Vähennä tulehdusta:
Near infrapuna (NIR) valo alentaa tulehdusmarkkereita, lievittää kipua ja autoimmuunisairauksien ja vammojen oireita.
6. Edistä tervettä solutoimintaa:
LED-valohoito stimuloi kollageenin tuotantoa vahvistaen hiuksia, ihoa ja sidekudosta.

7. Lisää hedelmällisyyttä:

LED-valo voi lisätä testosteronin tuotantoa ja parantaa hedelmällisyyttä, mikä vaikuttaa positiivisesti lisääntymistoimintoihin.

8. Kivun vähentäminen:

NIR-valohoito vähentää tehokkaasti neuropaattista kipua ja yleistä epämukavuutta parantaen elämänlaatua.

Laitteen huolto ja hoito:

Säilytä tätä tuotetta kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja vältä altistumista pölylle, suoralle auringonvalolle tai kosteille olosuhteille. Puhdista naamio ennen ja jälkeen käytön.

Varotoimenpiteet:

Pidä tuote pois pienten lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta sitä ei käsitellä leluna. Käsittele tuotetta varovasti käyttäessäsi. Tämä laite on suunniteltu kodin elektroniikkatuotteeksi, eikä se sovellu diagnoosiin tai hoitoon. Sitä eivät saa käyttää raskaana olevat naiset, jotka valmistautuvat raskauteen tai imettävät, valolle herkät tai valolle herkistäviä lääkkeitä käyttävät henkilöt, joilla on geneettisesti määrättyjä ihosairauksia tai sairauksia, kuten lupus, valoherkkä ihottuma tai albinismi. Älä käytä latauksen aikana. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä korjaa, pura tai muokkaa laitetta itse. Palvelun tulee arvioida mahdolliset väärinkäytökset. Älä pudota tai lyö laitetta toimintahäiriöiden välttämiseksi. Pyyhi tuote jokaisen käsittelyn jälkeen pehmeällä kostealla liinalla. Älä pese laitetta veden alla tai upota sitä. Älä käytä syövyttäviä aineita laitteen puhdistamiseen. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	Aluminium
Livslängd:	50 000 timmar
Enhetens vikt:	0,85 kg±0,2
Mått:	265x160x20mm
Våglängd:	660nm:850nm=1:1
Uteffekt:	200 W

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Beskrivning av kontrollpanelen [sida 2-f1]:

1. Knapp för val av ljusläge: tryck 1,2,3 gånger för att välja rött ljus + infrarött ljus, rött ljus och infrarött ljus. "R I", "R" "I" visas på displayen. Tryck sedan 4 gånger för att stänga alla lampor, displayen visar OFF. och så vidare.
2. Timerfunktionsknapp: tryck 1,2,3,4 gånger i 5,10,15,20,25,30 minuter. När "ON" visas på displayen, startar inte timerfunktionen.
3. Pulsfunktionsknapp: Tryck 1,2,3 gånger för 10Hz, 20Hz, 40Hz. Displayen kommer att visa "10", "20", "40". Tryck sedan 4 gånger för att stänga pulsfunktionen, displayen kommer att visa "på".
4. Dimmerfunktionsknapp: standardljusstyrkan är 100%: Tryck 1,2,3,4 gånger för att få ljusstyrkan 25%, 50%, 75% 100%, displayen kommer att visa "25", "50", "75", "100".
5. Rött ljusindikator under drift.
6. Digital display som visar mättid och återstående tid.
7. Infraröd ljusindikator under drift.

Ljuskänslighetstest:

Innan du använder enheten för första gången, kontrollera om du är allergisk mot ljus: Placera handryggen mot enheten i 3 minuter. Om huden blir röd eller kliar, sluta använda och kontakta en hudläkare. Rengör alltid ansiktet före användning för att undvika reaktioner på kosmetika. Om du bakar ska du omedelbart sluta använda apparaten.

LED ljusterapi

Röd- och nära-infrarött ljusterapi, även känd som fotobiomodulering (PBM), innebär användning av specifika våglängder av naturligt ljus i mitten av 600 och mitten av 800 nanometer för att förbättra hälsan och funktionen hos våra celler utan skadliga UV-strålar, överskott värme eller negativa effekter. Ljusterapi är en av de tidigast registrerade behandlingarna. Solterapi användes först av egyptierna, och former av ljusterapi utövades även av de gamla grekerna, kineserna och indianerna. Det råder ingen tvekan om att ljus har biologiska effekter: i själva verket behöver kroppen ljus för att vara frisk.

Fördelar med ljusterapi

1. Stimulera hårväxt:
LED-ljusterapi stimulerar hårväxtfaserna och förhindrar håravfall hos män och kvinnor.
2. Förbättra hudens hälsa:
LED-terapi ökar kollagenproduktionen och vävnadsreparationen, förbättrar sårhäkning, hudens utseende och minskar rynkor.
3. Förbättra cirkulationen:
NIR-ljus förbättrar cirkulationen, minskar inflammation och lindrar smärtsymtom i leder och muskler.
4. Minska återhämtningstiden:
NIR påskyndar återhämtningen genom att minska inflammation och smärta, vilket främjar snabbare återhämtning från skador och sjukdomar.
5. Minska inflammation:
Nära infrarött (NIR) ljus sänker inflammatoriska markörer, lindrar smärta och symtom på autoimmuna sjukdomar och skador.
6. Främja hälsosam cellulär funktion:
LED-ljusterapi stimulerar kollagenproduktionen, stärker hår, hud och bindväv.

7. Öka fertiliteten:

LED-ljus kan öka testosteronproduktionen och förbättra fertiliteten, vilket positivt påverkar reproduktionsfunktionen.

8. Smärtminskning:

NIR-ljusterapi minskar effektivt neuropatisk smärta och allmänt obehag, vilket förbättrar livskvaliteten.

Underhåll och skötsel av enheten:

Förvara denna produkt på en torr plats i rumstemperatur och undvik exponering för damm, direkt solljus eller fuktiga förhållanden. Rengör masken före och efter användning.

Försiktighetsåtgärder:

Håll produkten borta från små barn och djur för att undvika att behandla den som en leksak. Hantera produkten försiktigt vid användning. Denna enhet är utformad som en hemelektronikprodukt och är inte lämplig för diagnos eller behandling. Det bör inte användas av gravida kvinnor, som förbereder sig för graviditet eller amning, personer som är känsliga för ljus eller tar fotosensibiliserande läkemedel, med genetiskt betingade hudsjukdomar eller tillstånd som lupus, ljuskänsligt eksem eller albinism. Använd inte under laddning. Använd inte enheten om den är skadad. Reparera, plocka isär eller modifiera inte enheten själv. Eventuella oegentligheter bör bedömas av tjänsten. Tappa eller slå inte enheten för att undvika felfunktion. Efter varje behandling, torka av produkten med en mjuk fuktig trasa. Tvätta inte enheten under vatten eller sänk den inte ned. Använd inte frätande medel för att rengöra enheten. Förvara den på en sval, torr plats.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiale:	Aluminium
Service liv:	50000 timer
Enhedens vægt:	0,85KG±0,2
Dimensioner:	265x160x20 mm
Bølgelængde:	660nm:850nm=1:1
Udgangseffekt:	200 W

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Kontrolpanelbeskrivelse [side 2-f1]:

1. Knappen til valg af lystilstand: Tryk 1,2,3 gange for at vælge rødt lys + infrarødt lys, rødt lys og infrarødt lys. "R I", "R" "I" vises på displayet. Tryk derefter 4 gange for at lukke alle lys, displayet vil vise OFF. og så videre.
2. Timerfunktionsknop: tryk 1,2,3,4 gange i 5,10,15,20,25,30 minutter. Når "ON" vises på displayet, starter timerfunktionen ikke.
3. Pulsfunktionsknop: Tryk 1,2,3 gange for 10Hz, 20Hz, 40Hz. Displayet vil vise "10", "20", "40". Tryk derefter 4 gange for at lukke pulsfunktionen, displayet vil vise "on".
4. Lysdæmper funktionsknop: standard lysstyrke er 100%: Tryk 1,2,3,4 gange for at få lysstyrke 25%, 50%, 75% 100%, displayet vil vise "25", "50", "75", "100".
5. Rødt lysindikator under drift.
6. Digitalt display, der viser måletid og resterende tid.
7. Infrarødt lysindikator under drift.

Lysfølsomhedstest:

Inden du bruger apparatet første gang, skal du kontrollere, om du er allergisk over for lys: Læg håndryggen mod apparatet i 3 minutter. Hvis huden bliver rød eller kløende, skal du stoppe brugen og kontakte en hudlæge. Rengør altid dit ansigt før brug for at undgå reaktioner på kosmetik. Hvis du bager, skal du straks stoppe med at bruge apparatet.

LED lysterapi

Rød og nær-infrarød lysterapi, også kendt som fotobiomodulation (PBM), involverer brugen af specifikke bølgelængder af naturligt lys i midten af 600 og midten af 800 nanometer for at forbedre sundheden og funktionen af vores celler uden skadelige UV-stråler, overskud varme eller negative effekter. Lysterapi er en af de tidligst registrerede behandlinger. Solterapi blev først brugt af egypterne, og former for lysterapi blev også praktiseret af de gamle grækere, kinesere og indere. Der er ingen tvivl om, at lys har biologiske effekter: faktisk har kroppen brug for lys for at være sund.

Fordele ved lysterapi

1. Stimuler hårvækst:
LED-lysterapi stimulerer hårvækstfaserne og forhindrer skaldethed hos mænd og kvinder.
2. Forbedre hudens sundhed:
LED-terapi øger kollagenproduktion og vævsreparation, forbedrer sårheling, hudens udseende og reducerer rynker.
3. Forbedre cirkulationen:
NIR-lys forbedrer cirkulationen, reducerer inflammation og lindrer smertesympotomer i led og muskler.
4. Reducer restitutionstiden:
NIR fremskynder restitutionen ved at reducere betændelse og smerte, hvilket fremmer hurtigere restitution fra skader og sygdomme.
5. Reducer inflammation:
Nær-infrarødt (NIR) lys sænker inflammatoriske markører, lindrer smerter og symptomer på autoimmune sygdomme og skader.
6. Fremme sund cellulær funktion:
LED lysterapi stimulerer kollagenproduktionen, styrker hår, hud og bindevæv.
7. Øg fertiliteten:
LED-lys kan øge testosteronproduktionen og forbedre fertiliteten, hvilket positivt påvirker reproduktiv funktion.

8. Smertereduktion:

NIR lys terapi reducerer effektivt neuropatisk smerte og generel ubehag, hvilket forbedrer livskvaliteten.

Vedligeholdelse og pleje af enheden:

Opbevar dette produkt på et tørt sted ved stuetemperatur og undgå udsættelse for støv, direkte sollys eller fugtige forhold. Rengør masken før og efter brug.

Forholdsregler:

Hold venligst produktet væk fra små børn og dyr for at undgå at behandle det som et legetøj. Håndter produktet forsigtigt ved brug. Denne enhed er designet som et elektronisk hjemmeprodukt og er ikke egnet til diagnose eller behandling. Det bør ikke bruges af gravide kvinder, der forbereder sig på graviditet eller ammer, personer, der er følsomme over for lys eller tager fotosensibiliserende lægemidler, med genetisk betingede hudsygdomme eller tilstande såsom lupus, lysfølsomt eksem eller albinisme. Må ikke bruges under opladning. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget. Du må ikke selv reparere, adskille eller modificere enheden. Eventuelle uregelmæssigheder bør vurderes af tjenesten. Tab eller slå ikke enheden for at undgå fejlfunktion. Efter hver behandling tørres produktet af med en blød fugtig klud. Vask ikke enheden under vand eller nedsenk den. Brug ikke ætsende midler til at rengøre enheden. Opbevar det på et køligt, tørt sted.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe

obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory można zwrócić w lokalnych punktach selektywnego zbierania odpadów. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Produkt został wprowadzony do obrotu po dn. 13 sierpnia 2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators cannot be mixed with other waste. This is indicated by the crossed out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage may result in damage to health or environmental pollution. Proper household handling of waste electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. Waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators can be returned to local selective waste collection points. The distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the point of sale, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the equipment sold. When delivering equipment intended for households to the buyer, the distributor is obliged to collect used equipment from households free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment. A distributor running a retail unit with a sales area within the meaning of Art. 2 point 19 of the Act of March 27, 2003 on spatial planning and development of at least 400 m² devoted to the sale of equipment intended for households, is obliged to accept waste equipment from households free of charge in this unit or in its immediate vicinity, none of the external dimensions exceeds 25 cm, without the need to purchase new household equipment. The product was introduced to the market on August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt SkinPure Therapy jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich

odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.beautifly.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the SkinPure Therapy product is in compliance with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment intended for use within specified voltage limits and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances and Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Directive 2011/65/ EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at www.beautifly.eu/deklaracje

Model: SkinPure Therapy

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Wyprodukowano w Chinach