

BEAUTIFLY

Plasma
PRO
series

Urządzenie do regeneracji
i oczyszczania skóry twarzy
z peelingiem

Plasma skin care with
scrubber




Instrukcja obsługi
User manual




 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu


f1




f2



f3



f4



Device Size:	175,5x43,5x22mm
Net weight:	141g
Charging way:	USB-C charging
Charging time:	about 3 hours
Battery:	1000 mAh lithium battery
Material:	ABS, stainless steel, PC
Waterproof Standard:	IPX5
Power supply:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Security

Before using the device, read the entire Safety Guide. Please follow this User Manual when using the product.

Product description [see page 2, f1]

1. Spatula plug
2. Spatula
3. Run button
4. Operating mode indicator
5. Plasma treatment head
6. Gear indicator
7. Powermode switch button
8. Charging indicator
9. Charging port

Waterproof

The device has an IPX5 waterproof standard, but is not completely waterproof.

Accessories are not waterproof.

Tips for contacting the device with water:

- Do not use the product in bathrooms, showers or other damp or wet places.
- Do not immerse the charging port.
- Do not immerse or wash the device directly in water.
- Do not immerse the device in any container filled with water. Keep the device away from damp and wet places.

Landing

Before using the device, you must charge it. When the charging indicator turns from red to white, charging is complete. After using the product, wipe any remaining moisture from the device.

Charging indicator

Loading > Red light flashes
Charging complete > White light on
Low power > Red light flashes

Charging time > Approximately 3 hours

Working time > Approximately 60 minutes

Once charging is complete, disconnect the device from the power supply.

Leaving the device plugged in after fully charging may reduce battery life.

Power on/off

- Briefly press the <power> button to turn on the device.
- Hold the button for 1 second to turn off the device.
- In standby mode, if no other operations are performed within 15 seconds, the device will turn off automatically.
- The device will turn off automatically after 10 minutes of treatments in plasma and peeling mode.

Function switch

Press the power/function button to select different operating modes: Standby > Peeling/L > Plasma (switching loops)

Changing the intensity level

Press the intensity level button to select the appropriate intensity level.

Peeling mode > 1 indicator light on > Low level

Peeling mode > 2 indicator light on > High level

Plasma mode > 1 indicator light on > Low level

Peeling mode > 2 indicator light on > High level

Before use:

Before starting the treatment, you should remove make-up from your face and thoroughly clean it of any make-up remnants. Then moisten your face with a cotton pad. During the treatment, the skin must remain moist, so this action must be repeated as often as necessary.

Contraindications for use in certain places of the body. [see page 2, f2]

You should definitely not use the device around the eyes, ears, Adam's apple or mouth, as shown in the shaded part of the figure on the right.

Anti-acne care

Acne-prone skin, in addition to thorough cleansing, requires effective protection against bacteria. Anti-acne therapy helps remove skin irregularities caused by acne: pimples, dimples, subcutaneous nodules and scars. Thus, it restores the uniform structure of the skin and significantly smoothes the complexion. It regulates the keratinization of the sebaceous glands, thereby inhibiting the growth of bacteria and preventing the formation of new skin eruptions. Anti-acne care is the best way to strengthen the protective barrier of the epidermis and eliminate skin inflammation.

Skin regeneration/Intensive rejuvenation

Beautiful, healthy skin at any age? Yes! Regenerating massage using plasma mode slows down the aging process and helps reverse the signs of passing time. Deep revitalization stimulates the cells of each of the three layers of the skin for intensive renewal. It stimulates blood and lymph microcirculation, which rejuvenates even severely damaged skin. Just a few regenerating treatments noticeably reduce wrinkles, providing a delicate lifting effect. Deep regeneration means elastic, firm and velvety smooth skin. Just a youthful look.

Peeling

The basic step in proper skin care is to cleanse the skin of dead epidermis cells. Exfoliation by peeling gives excellent and quick results. Visibly improves the appearance of the skin, smoothes and brightens it. Peeling ensures proper keratinization, i.e. keratinization and renewal of skin cells. Thanks to this, it eliminates the risk of developing bacterial skin diseases. Peeling treatments help remove blackheads and additionally facilitate the absorption of nutrients into the skin. The result of the treatments is clean, well-groomed and smooth skin.

Peeling mode [see page 2, f3]

- Before starting the treatment, moisten the skin with water.
- Do not press the spatula hard against the skin or use it repeatedly on the same area.
- If the skin begins to dry out during the treatment, it should be moisturized again with water.

Tilt the back of the skin paddle at an angle of 30° and move it upwards in the direction indicated by the arrow.

Pay attention to the direction of movement of the blade [see page 2, f3]

1. Skin surface
2. Power button outside

Tips:

- It is best to use the device when the skin is warm: after a bath or after putting a hot towel on your face.
- After using the device, take care of your skin by using a tonic.
- If you use the plasma mode, apply the tonic after the treatment.

Anti-acne care

Holding the device in your hand, make circular movements on the area affected by acne. After 10 seconds, perform the treatment on the next area of skin affected by acne. Repeat the treatment 2-3 times for areas requiring intensive care. After completing the treatment, apply a serum adapted to the severity of your acne and gently massage the skin until the preparation is absorbed. No other skin care products are needed.

Skin regeneration/Intensive rejuvenation

While holding the device, move it slowly from bottom to top in the direction of the arrow. The movement from the start point to the end point should take approximately 3-5 seconds. The treatment should be repeated 3-5 times. After completing the treatment, apply daily skin care, according to your skin needs and habits.

When caring for your skin, do not perform treatments too close to the eye or throat area.

Tips:

1. When using the device for the first time, it is recommended to select a low setting and limit use to 2-3 minutes for the entire face. During subsequent treatments, it is recommended to gradually switch the device to higher settings and extend the duration of use. Do not use the device for longer than 10 minutes on the entire face in one session.
2. The device is characterized by deep absorption (absorption). After treatment, you should choose gentler skin care products (stronger effectiveness of skin care products may cause skin irritation). Be careful with more irritating ingredients such as alcohols, Vc, fruit acids, niacinamide and 377. If you notice any sensitivity or discomfort, discontinue use immediately.
3. It is recommended to use the device at night. If the area affected by acne requires strengthening with treatment during the day, apply sunscreen to the treatment area 1 hour after treatment.
4. There will be sound and smell when using the machine. This is a natural phenomenon that occurs during plasma generation. Continue to use your device freely.
5. During the treatment, the charging port must be closed with a silicone plug. If the cap is securely attached, you may feel a slight current when touched with your hand.
6. If you use the plasma mode, apply the tonic after the treatment.

Acne treatment > Application: acne areas > Usage time 5-10 minutes > Frequency: 1-2 times a day

Rejuvenation / Penetration deep into the skin > Application: face > Usage time 5-10 minutes > Frequency: 1 time a day

Contraindications

- The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15-18 may use the device with the consent and/or supervision of their parents or guardians.
- Do not use the device if the skin in the area to be treated is tanned or red. Using the device on tanned or red skin may cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
- Do not use the device if you are pregnant, trying to become pregnant, think you may be pregnant or are breastfeeding. The device has not been tested for this purpose and should therefore not be used in these cases. Hormonal changes that occur during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
- Do not use the device if you suffer from diseases such as epilepsy, epileptic seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
- Do not use on areas of skin with tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, moles or warts). Tattoos or dark spots can absorb too much light energy, which can cause skin swelling, temporary or permanent blisters, discoloration, or skin whitening.
- Do not use the device if you have a tendency to develop keloid scars.
- Do not use if the treatment area has any active skin inflammation, including acne, psoriasis, eczema, burns, herpes, abrasions or rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the treatment uncomfortable or cause swelling, blisters or infections on the skin. Once your skin has healed sufficiently, consult your doctor before using the device.
- Do not use the device if you are taking medications that make your skin sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonyleureas, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha-hydroxy acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.

Precautions

- Do not use the device for purposes other than those for which the product is intended.
- Do not share this product with family members or others. Cross infection may occur.
- Do not use the product in a flammable or explosive environment.
- Do not use the device simultaneously with other electrical products (beauty devices, etc.).
- Do not use a power source outside the 100-240V range to charge the device.
- Do not use the product or accessories if they are damaged.
- Do not soak or wash the device directly under water, or immerse it in a sink or bathtub.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not drop, hit, or subject the unit to strong shocks.
- Do not use any power adapter other than the one supplied with the product, as it may cause the product to malfunction.
- If you experience pain, allergies or other adverse reactions during use, stop using the product immediately and consult your doctor.
- Do not place the main unit of the device in places with high temperature, humidity or direct sunlight.

Cleaning and maintenance

1. Protect the device against moisture and high temperatures, do not place it in the dishwasher or microwave.
2. Turn off the device before cleaning.
3. Do not use harsh, corrosive or volatile cleaning materials.
4. Use a soft cloth or cotton pad moistened with cold or warm water to gently wipe the device.
5. Do not rinse the device under running water.
6. If the device is not in use for a long time (approximately 3 months), remove and fully charge before further storage. This will avoid damaging the battery.
7. Store in a dry, shaded place out of reach of children and animals.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Enhetstørrelse:	175,5x43,5x22mm
Netto vekt:	141 g
Lademåte:	USB-C lading
Ladetid:	ca 3 timer
Batteri:	1000 mAh litiumbatteri
Materialer:	ABS, rustfritt stål, PC
Vannett standard:	IPX5
Strømforsyning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Sikkerhet

Les hele sikkerhetsveiledningen før du bruker enheten. Vennligst følg denne brukerhåndboken når du bruker produktet.

Produktbeskrivelse [se side 2, f1]

1. Spatelplugg
2. Slikkepott
3. Kjør-knapp
4. Driftsmodusindikator
5. Plasmabehandlingshode
6. Girindikator
7. Strømmodusbryterknapp
8. Ladeindikator
9. Ladeport

Vannett

Enheten har en IPX5 vannett standard, men er ikke helt vannett.

Tilbehør er ikke vannett.

Tips for å komme i kontakt med enheten med vann:

- Ikke bruk produktet på badet, dusjer eller andre fuktige eller våte steder.
- Ikke senk ned ladeporten.
- Ikke senk eller vask enheten direkte i vann.
- Ikke senk enheten i en beholder fylt med vann. Hold enheten unna fuktige og våte steder.

Landing

Før du bruker enheten, må du lade den. Når ladeindikatoren går fra rød til hvit, er ladingen fullført. Etter bruk av produktet, tørk av eventuell gjenstående fuktighet fra enheten.

Ladeindikator

Laster > Rødt lys blinker
Lading fullført > Hvitt lys på
Lav effekt > Rødt lys blinker

Ladetid > Omtrent 3 timer
Arbeidstid > Ca 60 minutter

Når ladingen er fullført, kobler du enheten fra strømforsyningen.

Hvis du lar enheten være tilkoblet etter full lading, kan det redusere batterilevetiden.

Slå på/av

- Trykk kort på <strøm>-knappen for å slå på enheten.
- Hold knappen inne i 1 sekund for å slå av enheten.
- I standby-modus, hvis ingen andre operasjoner utføres innen 15 sekunder, vil enheten slå seg av automatisk.
- Enheten slås av automatisk etter 10 minutters behandlinger i plasma- og peelingmodus.

Funksjonsbryter

Trykk på strøm/funksjonsknappen for å velge forskjellige driftsmoduser: Standby > Peeling/L > Plasma (bytte løkker)

Endring av intensitetsnivå

Trykk på intensitetsnivåknappen for å velge riktig intensitetsnivå.

Peeling-modus > 1 indikatorlampe på > Lavt nivå

Peeling-modus > 2 indikatorlampe på > Høyt nivå

Plasmamodus > 1 indikatorlampe på > Lavt nivå

Peeling-modus > 2 indikatorlampe på > Høyt nivå

Før bruk:

Før du starter behandlingen bør du fjerne sminken fra ansiktet og rense det grundig for eventuelle sminkerester. Fukt deretter ansiktet med en bomullsdott. Under behandlingen må huden forbli fuktig, så denne handlingen må gjentas så ofte som nødvendig.

Kontraindikasjoner for bruk på visse steder i kroppen. [se side 2, f2]

Du bør definitivt ikke bruke enheten rundt øynene, ørene, Adams eple eller munn, som vist i den skraverte delen av figuren til høyre.

Behandling mot akne

Akneutsatt hud krever i tillegg til grundig rens effektiv beskyttelse mot bakterier. Anti-akneterapi hjelper til med å fjerne huduregelmessigheter forårsaket av akne: kviser, grop, subkutane knuter og arr. Dermed gjenoppretter den den jevne strukturen i huden og jevner ut huden betydelig. Det regulerer keratiniseringen av talgkjertlene, og hemmer dermed bakterieveksten og forhindrer dannelsen av nye hudutbrudd. Anti-akne pleie er den beste måten å styrke den beskyttende barrieren av epidermis og eliminere hudbetennelse.

Hudregenerering/Intensiv fornyelse

Vakkert, sunn hud i alle aldre? Ja! Regenererende massasje ved bruk av plasmamodus bremser aldringsprosessen og hjelper til med å reversere tegnene på at tiden går. Dyp revitalisering stimulerer cellene i hvert av de tre lagene i huden for intensiv fornyelse. Det stimulerer blod- og lymfemikrosirkulasjonen, som fornyer selv alvorlig skadet hud. Bare noen få regenererende behandlinger reduserer rynker merkbar, og gir en dekket løfteeffekt. Dyp regenerering betyr elastisk, fast og flyttsmyk hud. Bare et ungdommelig utseende.

Peeling

Det grunnleggende trinnet i riktig hudpleie er å rense huden for døde epidermisceller. Peeling ved peeling gir utmerkede og raske resultater. Synlig forbedrer hudens utseende, jevner ut og lysner den. Peeling sikrer riktig keratinisering, dvs. keratinisering og fornyelse av hudceller. Takket være dette eliminerer det risikoen for å utvikle bakterielle hudsykdommer. Peelingbehandlinger hjelper til med å fjerne hudormer og letter i tillegg opptaket av næringsstoffer i huden. Resultatet av behandlingene er ren, velstelt og glatt hud.

Peeling-modus [se side 2, f3]

- Før du starter behandlingen, fukt huden med vann.
 - Ikke trykk spatelen hardt mot huden eller bruk den gjentatte ganger på samme område.
 - Hvis huden begynner å tørke ut under behandlingen, bør den fuktes igjen med vann.
- Vipp baksiden av skin-padden i en vinkel på 30° og flytt den oppover i retningen pilen viser.
- Vær oppmerksom på bevegelseretningen til bladet [se side 2, f3]
1. Hudoverflate
 2. Strømknapp utvendig

Tips:

- Det er best å bruke enheten når huden er varm: etter et bad eller etter å ha lagt et varmt håndkle i ansiktet.
- Etter bruk av enheten, ta vare på huden din ved å bruke en tonic.
- Hvis du bruker plasmamodus, påfør tonic etter behandlingen.

Behandling mot akne

Hold enheten i hånden og gjør sirkulære bevegelser på området som er rammet av akne. Etter 10 sekunder, utfør behandlingen på det neste hudområdet som er påvirket av akne. Gjenta behandlingen 2-3 ganger for områder som krever intensivbehandling. Etter å ha fullført behandlingen, påfør et serum tilpasset alvorlighetsgraden av akne og masser huden forsiktig til preparatet er absorbert. Ingen andre hudpleieprodukter er nødvendig.

Hudregenerering/Intensiv foryngelse

Mens du holder enheten, flytt den sakte fra bunn til topp i pilens retning. Bevegelsen fra startpunktet til sluttetpunktet bør ta ca. 3-5 sekunder. Behandlingen bør gjentas 3-5 ganger. Etter å ha fullført behandlingen, påfør daglig hudpleie, i henhold til dine hudbehov og vaner.

Når du tar vare på huden din, ikke utfør behandlinger for nært øye- eller halsområdet.

Tips:

1. Når du bruker enheten for første gang, anbefales det å velge en lav innstilling og begrense bruken til 2-3 minutter for hele ansiktet. Under påfølgende behandling anbefales det å gradvis bytte enheten til høyere innstillinger og forlenge bruksvarigheten. Ikke bruk enheten i mer enn 10 minutter på hele ansiktet i én økt.
2. Enheten er preget av dyp absorpsjon (absorpsjon). Etter behandlingen bør du velge mildere hudpleieprodukter (stærkere effektivitet av hudpleieprodukter kan forårsake hudirritasjon). Vær forsiktig med mer irriterende ingredienser som alkoholer, Vc, fruktsyrer, niacinamid og 377. Hvis du merker følsomhet eller ubehag, avbryt bruken umiddelbart.
3. Det anbefales å bruke enheten om natten. Hvis området som er rammet av akne krever forsterkning med behandling i løpet av dagen, påfør solkrem på behandlingsområdet 1 time etter behandlingen.
4. Det vil være lyd og lukt når du bruker maskinen. Dette er et naturlig fenomen som oppstår under plasmagenerering. Fortsett å bruke enheten fritt.
5. Under behandlingen skal ladeporten lukkes med en silikonplugg. Hvis hetten er godt festet, kan du føle en svak strøm når du berører den med hånden.
6. Hvis du bruker plasmamodus, påfør tonic etter behandlingen.

Aknebehandling > Bruk: akneområder > Brukstid 5-10 minutter > Frekvens: 1-2 ganger daglig

Foryngelse / penetrering dypt inn i huden > Påføring: ansikt > Brukstid 5-10 minutter > Frekvens: 1 gang om dagen

Kontraindikasjoner

- Enheten er ikke beregnet på barn under 15 år. Ungdom i alderen 15-18 år kan bruke enheten med samtykke og/eller tilsyn av foreldre eller foresatte.
- Ikke bruk enheten hvis huden i området som skal behandles er solbrun eller rød. Bruk av enheten på solbrun eller rød hud kan forårsake midlertidig eller til og med permanent misfarging av huden.
- Ikke bruk enheten hvis du er gravid, prøver å bli gravid, tror du kan være gravid eller ammer. Enheten er ikke testet for dette formålet og bør derfor ikke brukes i disse tilfellene. Hormonelle endringer som oppstår under graviditet eller amming kan øke risikoen for hudskade eller hudfølsomhet.
- Ikke bruk enheten hvis du lider av sykdommer som epilepsi, epileptiske anfall eller migrene. Energiglimt kan forårsake alvorlig hodepine og migrene.
- Må ikke brukes på hudområder med tatoveringer, mørkebrune eller svarte flekker (som mørke fregn, foflekker eller vorter). Tatoveringer eller mørke flekker kan absorbere for mye lysenergi, noe som kan føre til hevelse i huden, midlertidig eller permanent bløtting, misfarging eller bleking av huden.
- Ikke bruk enheten hvis du har en tendens til å utvikle keloïdar.
- Må ikke brukes hvis behandlingsområdet har noen aktiv hudbetennelse, inkludert akne, psoriasis, eksem, brannskader, herpes, skrubbsår eller utslett. Disse faktorene kan gjøre huden mer følsom for lys og gjøre behandlingen ubehagelig eller forårsake hevelse, bløtting eller infeksjoner på huden. Når huden din har grodd tilstrekkelig, kontakt legen din før du bruker enheten.
- Ikke bruk enheten hvis du tar medisiner som gjør huden din følsom for lys, inkludert ikke-steroid antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracykliner, fenotiaziner, tiiazider, diuretika, sulfonyleurea, sulfonamider, DTIC, fluorouracil, vinklastin, griseofulvin, alfa-hydrokysyrer (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAS), Retin-A, Accutane og/eller aktuelle retinoider.

Forholdsregler

- Ikke bruk enheten til andre formål enn de som produktet er beregnet for.
- Ikke del dette produktet med familiemedlemmer eller andre. Kryssinfeksjon kan forekomme.
- Ikke bruk produktet i brannfarlige eller eksplosive omgivelser.
- Ikke bruk enheten samtidig med andre elektriske produkter (skjennhetsapparater osv.).
- Ikke bruk en strømkilde utenfor 100-240V-området for å lade enheten.
- Ikke bruk produktet eller tilbehøret hvis det er skadet.
- Ikke bløtlegg eller vask enheten direkte under vann, eller senk den i en vask eller badekar.
- Ikke bruk produktet med våte hender.
- Ikke slipp, slå eller utsett enheten for sterke støt.
- Ikke bruk noen annen strømadapter enn den som følger med produktet, da det kan føre til at produktet ikke fungerer.
- Hvis du opplever smerte, allergi eller andre bivirkninger under bruk, må du slutte å bruke produktet umiddelbart og kontakte legen din.
- Ikke plasser enhetens hovedenhet på steder med høy temperatur, fuktighet eller direkte sollys.

Rengjøring og vedlikehold

1. Beskytt enheten mot fuktighet og høye temperaturer, ikke plasser den i oppvaskmaskin eller mikrobølgeovn.
2. Slå av enheten før rengjøring.
3. Ikke bruk sterke, etsende eller flyktige rengjøringsmidler.
4. Bruk en myk klut eller bomullspute fuktet med kaldt eller varmt vann for å tørke forsiktig av enheten.
5. Ikke skyll enheten under rennende vann.
6. Hvis enheten ikke er i bruk på lang tid (ca. 3 måneder), fjern og lad den helt opp før videre lagring. Dette vil unngå å skade batteriet.
7. Oppbevares på et tørt, skyggetett sted utilgjengelig for barn og dyr.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautify.eu

- www.youtube.com/beautifyeu

Laitteen koko:	175,5 x 43,5 x 22 mm
Nettopaino:	141 g
Lataustapa:	USB-C lataus
Latausaika:	noin 3 tuntia
Akku:	1000 mAh litiumakku
Materiaali:	ABS, ruostumaton teräs, PC
Vedenpitävä standardi:	IPX5
Virtalähde:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Turvallisuus

Lue koko Turvallisuusopas ennen laitteen käyttöä, Noudata tätä käyttöopasta, kun käytät tuotetta.

Tuotteen kuvaus [katso sivu 2, f1]

1. Lastatulppa
2. Lasta-ala
3. Suorita-painike
4. Toimintatilin ilmaisimet
5. Plasmakäsittelypää
6. Valitsemisen merkkivalo
7. Virta- ja kytkin-painike
8. Latausilmaisimet
9. Latausportti

Vedenkestävyys

Laitteessa on IPX5 vedenpitävä standardi, mutta se ei ole täysin vesitiivis.

Lisävarusteet eivät ole vedenpitäviä.

Vinkkejä laitteen kosketukseen veden kanssa:

- Älä käytä tuotetta kylpyhuoneessa, suihkussa tai muissa kosteissa tai märissä tiloissa.
- Älä upota latausliitäntää.
- Älä upota tai pese laitetta suoraan veteen.
- Älä upota laitetta mihinkään vedellä täytettyyn astiaan. Pidä laite pois kosteista ja märistä paikoista.

Lasku

Ennen kuin käytät laitetta, sinun on ladattava se. Kun latauksen merkkivalo muuttuu punaisesta valkoiseksi, laatus on valmis. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus tuotteen käytön jälkeen laitteesta.

Latausilmaisimet

Ladataan > Punainen valo vilkkuu
 Laatus valmis > Valkoinen valo palaa
 Alhainen teho > Punainen valo vilkkuu

Latausaika > Noin 3 tuntia
 Työaika > Noin 60 minuuttia

Kun laatus on valmis, irrota laite virtalähteestä.

Laitteen jättäminen kytkettynä pistorasiaan täyteen latauksen jälkeen saattaa lyhentää akun käyttöikää.

Virta päälle/pois

- Käynnistä laite painamalla lyhyesti <virta>-painiketta.
- Sammuta laite painamalla painiketta 1 sekunnin ajan.
- Jos valmiustilassa ei suoriteta muita toimintoja 15 sekunnin kuluessa, laite sammuu automaattisesti.
- Laite sammuu automaattisesti 10 minuutin plasma- ja kuorintatilassa suoritettuihin käsittelyihin jälkeen.

Toimintokytin

Paina virta-toimintopainiketta valitaksesi eri toimintatilat: Valmiustila > Kuorinta/L > Plasma (kytkentäsimulat)

Intensiteettitason muuttaminen

Paina intensity level -painiketta valitaksesi sopiva intensiteettitaso.

Kuorintatila > 1 merkkivalo päällä > Matala taso
 Kuorintatila > 2 merkkivalo päällä > Korkea taso
 Plasmatila > 1 merkkivalo päällä > Matala taso
 Kuorintatila > 2 merkkivalo päällä > Korkea taso

Ennen käyttöä:

Ennen hoidon aloittamista sinun tulee poistaa meikki kasvoiltasi ja puhdistaa ne huolellisesti meikin jäämistä. Kostuta sitten kasvosasi vanulapulla. Hoidon aikana ihon tulee pysyä kosteana, joten toimenpide on toistettava niin usein kuin on tarpeen.

Vasta-aiheet tietyissä kehon osissa. [katso sivu 2, f2]

Älä ehdottomasti käytä laitetta silmien, korvien, Aatamin omanen tai suun ympärillä, kuten oikealla olevan kuvan varjostetussa osassa näkyy.

Aknen vastainen hoito

Akneen taipuvainen iho vaatii perusteellisen puhdistuksen lisäksi tehokkaan suojan bakteereja vastaan. Aknen vastainen hoito auttaa poistamaan aknen aiheuttamia ihon epätasaisuuksia: näppylöitä, kuoppia, ihonalaisia kyhmyjä ja arpia. Siten se palauttaa ihon yhtenäisen rakenteen ja tasoo ihoa merkittävästi. Se säätelee talirauhasten keratinisoitumista ja estää siten bakteerien kasvua ja uusien ihottumien muodostumista. Aknen vastainen hoito on paras tapa vahvistaa orvaskeden suojakerrosta ja poistaa ihottulehdus.

Ihon uudistaminen/intensiivinen nuorentaminen

Kuorinta, terve iho missä tahansa iässä? Joo! Plasmamoodilla regeneroiva hieronta hidastaa ikääntymisprosessia ja auttaa kääntämään ajan kulumisen merkkejä. Syvä elvytys stimuloi ihon jokaisen kolmen kerroksen soluja uusiutumaan intensiivisesti. Se stimuloi veren ja imusolmukkeiden mikroverenkiertoa, mikä nuorentaa jopa vakavasti vaurioitunutta ihoa. Vain muutama uudistava hoito vähentää huomattavasti ryppyjä ja tarjoaa herkin kohottavan vaikutuksen. Syvä regeneraatio tarkoittaa elastista, kiinteää ja samettista ihoa. Vain nuorekas iho.

Kuorinta

Oikean ihonhoidon perusvaihe on puhdistaa iho kuolettavilla epidermisen soluista. Kuorinta kuorimalla antaa erinomaiset ja nopeat tulokset. Parantaa näkyvästi ihon ulkonäköä, tasoo ihoa ja kirkastaa sitä. Kuorinta varmistaa oikean keratinisoitumisen eli ihosolujen keratinisoitumisen ja uusiutumisen. Tämän ansiosta se eliminoi bakteeriperäisten ihosairauksien riskin. Kuorintahoidot auttavat poistamaan mustapäitä ja helpottavat lisäksi ravinteiden imeytymistä ihoon. Hoitojen tuloksena puhdas, hyvin hoidettu ja sileä iho.

Kuorintatila [katso sivu 2, f3]

- Kostuta iho vedellä ennen hoidon aloittamista.
- Älä paina lastaa voimakkaasti ihoa vasten tai käytä sitä toistuvasti samalla alueella.
- Jos iho alkaa kuivua hoidon aikana, se tulee kosteuttaa uudelleen vedellä.
- Kallista ihomelaa 30o kulmassa ja liikuta sitä ylöspäin nulen osoittamaan suuntaan.
- Kiinnitä huomiota terän liikesuuntaan [katso sivu 2, f3]

1. Ihon pinta
2. Virtapainike ulkopuolella

Vinkkejä:

- Laitetta on parasta käyttää, kun iho on lämmin: kylmän jälkeen tai kuumaa pyyhkeä asettamista kasvoille.
- Hoida ihosi laitteen käytön jälkeen tonicilla.
- Jos käytät plasmalaita, levitä tonicin hoidon jälkeen.

Aknen vastainen hoito

Pidä laitetta kädessäsi ja tee pyöriviä liikkeitä aknen kärsimälle alueelle. Suorita hoito 10 sekunnin kuluessa seuraavalle aknen kärsimälle ihoalueelle. Toista käsittely 2-3 kertaa tehohoitoa vaativille alueille. Hoidon päätyttyä levitä aknen vakavuuden mukaan sovitettua seerumia ja hiero ihoa hellävaraisesti, kunnes valmiste on imeytynyt. Muuta ihonhoitotuotteita ei tarvita.

Ihon uudistaminen/intensiivinen nuorentaminen

Samaalla kun pidät laitetta, liikuta sitä hitaasti alhaalta ylöspäin nuolen suuntaan. Liikkeen aloituspisteestä loppupisteeseen tulisi kestää noin 3-5 sekuntia. Hoito tulee toistaa 3-5 kertaa. Hoidon päätyttyä käytä päivittäistä ihonhoitoa ihotarpeiden ja -tottumusten mukaan. Kun hoidat ihosi, älä suorita hoitoja liian läheltä silmiä- tai kurkkualuetta.

Vinkkejä:

1. Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa valita matala asetus ja rajoittaa käyttö 2-3 minuuttiin koko kasvoille. Seuraavien hoitojen aikana on suositeltavaa käyttää laite asettaitain korkeampiin asetuksiin ja pidentää käyttöaika. Älä käytä laitetta pidempään kuin 10 minuuttia koko kasvoilla yhden istunnon aikana.
2. Laitteella on ominaista syvä absorptio (absorptio). Hoidon jälkeen tulee valita hellävaraisemmat ihonhoitotuotteet (ihonhoitotuotteiden vahvempi teho saattaa aiheuttaa ihosärsytystä). Ole varovainen ärsyttävien ainesosien, kuten alkoholin, Vc:n, hedelmähappojen, niasiniinidin ja 377:n kanssa. Jos huomaat herkkyyttä tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi.
3. On suositeltavaa käyttää laitetta yöllä. Jos aknen kärsimä alue vaatii vahvistamista hoidolla päivän aikana, levitä aurinkovoidetta hoidetulle alueelle tunnin kuluessa hoidosta.
4. Konetta käytettäessä kuuluu ääntä ja hajua. Tämä on luonnollinen ilmiö, joka tapahtuu plasman muodostumisen aikana. Jatka laitteen käyttöä vapaasti.
5. Hoidon aikana latausportti on suljettava silikoniputkalla. Jos korkki on kunnolla kiinni, saatat tuntea lievää virtaa, kun kosketat sitä kädelläsi.
6. Jos käytät plasmalaita, levitä tonicin hoidon jälkeen.

Aknen hoito > Käyttö: aknealueet > Käyttöaika 5-10 minuuttia > Toistuvuus: 1-2 kertaa päivässä
Nuorentaminen / Tunkautuminen syvälle ihoon > Käyttö: kasvot > Käyttöaika 5-10 minuuttia > Toistuvuus: 1 kerta päivässä

Vasta-aiheet

- Laitetta ei ole tarkoitettu alle 15-vuotiaalle lapselle. 15-18-vuotiaat nuoret voivat käyttää laitetta vanhempiensa tai huoltajiensa suostumuksella ja/tai valvonnassa.
- Älä käytä laitetta, jos hoidettavan alueen iho on ruskettunut tai punainen. Laitteen käyttäminen ruskettuneella tai punaisella iholle voi aiheuttaa tilapäisiä tai jopa pysyviä ihon värjäytymiä.
- Älä käytä laitetta, jos olet raskaana, yrität tulla raskaaksi, epäilet olevasi raskaana tai imetät. Laitetta ei ole testattu tähän tarkoitukseen, joten sitä ei tule käyttää näissä tapauksissa. Raskauden tai imetyksen aikana tapahtuvat hormonaaliset muutokset voivat lisätä ihovaurion tai ihon herkkyyden riskiä.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on sairauksia, kuten epilepsia, epilepsiakohtauksia tai migreeni. Energian vähäys voi aiheuttaa voimakasta päänsärkyä ja migreeniä.
- Älä käytä ihoalueille, joilla on tatuoituja, tumerannuskeita tai mustia pilkkuja (kuten tummia pisamia, luumia tai syyliä). Tatuoinnit tai tummat täplät voivat imeä liikaa valoenergiaa, mikä voi aiheuttaa ihon turvotusta, tilapäisiä tai pysyviä rakkuloita, värimuutoksia tai ihon valkaisu.
- Älä käytä laitetta, jos sinulla on taipumus muodostua keloidiaria.
- Älä käytä, jos hoidettavalla alueella on aktiivista ihotulehdusta, mukaan lukien akne, psoriasis, ekseema, palovammat, herpes, hankaumat tai ihottuma. Nämä tekijät voivat tehdä ihosta herkemmän valolle ja tehdä hoidosta epämukavaa tai aiheuttaa turvotusta, rakkuloita tai infektiota iholle. Kun ihosi on parantunut riittävästi, keskustele lääkärin kanssa ennen laitteen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos käytät lääkkeitä, jotka tekevät ihosi herkäksi valolle, mukaan lukien ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (esim. aspiriini, ibuprofeeni, setaminofeeni), tetrasykliinit, fenotiasinit, talsidit, diureetit, sulfonyylilureat, sulfonamidit, DTIC, fluorourasiili, vinblastiini, griseofulviini, alfa-hydroksihapot (AHAS), beetahydroksihapot (BHAS), Retin-A, Accutane ja/tai paikalliset retinoidit.

Varotoimenpiteet

- Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuin mihin tuote on tarkoitettu.
- Älä jaa tätä tuotetta perheenjäsenten tai muiden kanssa. Ristiinfektio voi esiintyä.
- Älä käytä tuotetta sytytyssä tai räjähdysalttiissa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta samanaikaisesti muiden sähkölaitteiden kanssa (kauneuslaitteen jne.).
- Älä käytä 100-240 V:n alueen ulkopuolella olevaa virtalähdettä laitteen lataamiseen.
- Älä käytä tuotetta tai lisävarusteita, jos ne ovat vaurioituneet.
- Älä laota tai pese laitetta suoraan veden alla tai upota sitä pesuallaseen tai kylpyammeeseen.
- Älä käytä tuotetta märin käsin.
- Älä pudota, lyö tai alistu laitetta voimakkaalle iskulle.
- Älä käytä muuta kuin tuotteen mukana toimitettua virtalähdettä, sillä se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.
- Jos koet kipua, allergioita tai muita haittavaikutuksia käytön aikana, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin.
- Älä sijoita laitteen pääyksikköä paikkaan, jossa on korkea lämpötila, kosteus tai suora auringonpaiste.

Puhdistus ja huolto

1. Suojaa laitetta kosteudelta ja korkealta lämpötilalta, älä laita sitä astianpesukoneeseen tai mikroaaltouuniin.
2. Sammuta laite ennen puhdistamista.
3. Älä käytä kovia, syövyttäviä tai haihtuvia puhdistusaineita.
4. Pyyhi laite varovasti pehmeällä liinalla tai vanutynnyllä, joka on kostutettu kylmällä tai lämpimällä vedellä.
5. Älä huuhtele laitetta juoksevan veden alla.
6. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (noin 3 kuukautta), irrota laite ja lataa se täyteen ennen säilytystä. Tämä välttää akun vaurioitumisen.
7. Säilytä kuivassa, varjosassa paikassa lasten ja eläinten ulottumattomissa.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifylyeu

Enhetsstorlek:	175,5x43,5x22mm
Nettovikt:	141g
Laddningssätt:	USB-C laddning
Laddningstid:	ca 3 timmar
Batteri:	1000 mAh litiumbatteri
Vattentät standard:	ABS, rostfritt stål, PC
Strömförsörjning:	IPX5 AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

säkerhet

Innan du använder enheten, läs hela säkerhetsguiden. Följ denna bruksanvisning när du använder produkten.

Produktbeskrivning [se sidan 2, f1]

1. Spatelplugg
2. Spatel
3. Kör-knapp
4. Driftlägesindikator
5. Plasmabehandlingshuvud
6. Växelindikator
7. Strömlägesknapp
8. Laddningsindikator
9. Laddningsport

Vattentät

Enheten har en IPX5 vattentät standard, men är inte helt vattentät.

Tillbehör är inte vattentäta.

Tips för att komma i kontakt med enheten med vatten:

- Använd inte produkten i badrum, duschar eller andra fuktiga eller våta platser.
- Sänk inte ned laddningsporten.
- Doppa eller vatta inte enheten direkt i vatten.
- Sänk inte ner enheten i någon behållare fylld med vatten. Håll enheten borta från fuktiga och våta platser.

Laddning

Innan du använder enheten måste du ladda den. När laddningsindikatorn övergår från röd till vit är laddningen klar. Efter användning av produkten, torka av eventuellt återstående fukt från enheten.

Laddningsindikator

Laddar > Rött ljus blinkar
Laddning klar > Vitt ljus tänds
Låg effekt > Rött ljus blinkar

Laddningstid > Cirka 3 timmar

Arbetstid > Cirka 60 minuter

När laddningen är klar, koppla bort enheten från strömförsörjningen.

Om du lämnar enheten ansluten efter full laddning kan batteriets livslängd minska.

Ström på/av

- Tryck kort på <ström>-knappen för att slå på enheten.
- Håll knappen intryckt i 1 sekund för att stänga av enheten.
- I standbyläge, om inga andra åtgärder utförs inom 15 sekunder, stängs enheten av automatiskt.
- Enheten stängs av automatiskt efter 10 minuters behandlingar i plasma- och peelingläge.

Funktionsomkopplare

Tryck på ström-funktionsknappen för att välja olika driftlägen: Standby > Peeling/L > Plasma (byte av slingor)

Ändra intensitetsnivå

Tryck på intensitetsnivåknappen för att välja lämplig intensitetsnivå.

Peeling-läge > 1 indikatorlampa tänd > Låg nivå

Peeling-läge > 2-indikatorlampa tänd > Hög nivå

Plasmaläge > 1 indikatorlampa tänd > Låg nivå

Peeling-läge > 2-indikatorlampa tänd > Hög nivå

Innan användning:

Innan du påbörjar behandlingen bör du ta bort smink från ansiktet och rengöra det noggrant från eventuella sminkrester. Fukta sedan ansiktet med en bomullsrondell. Under behandlingen måste huden förbli fuktig, så denna åtgärd måste upprepas så ofta som nödvändigt.

Kontraindikationer för användning på vissa platser i kroppen. [se sidan 2, f2]

Du bör absolut inte använda enheten runt ögonen, öronen, Adams äpple eller mun, som visas i den skuggade delen av figuren till höger.

Vård mot akne

Acnebenägen hud kräver, förutom noggrann rengöring, ett effektivt skydd mot bakterier. Anti-akneterapi hjälper till att ta bort ojämnheter i huden orsakade av akne: finnar, gropar, subkutana knölar och ärr. Således återställer den hudens enhetliga struktur och jämnar ut hyn avsevärt. Det reglerar keratiniseringen av talgkörtlarna och hämmar därigenom tillväxten av bakterier och förhindrar bildandet av nya hudutslag. Anti-aknevård är det bästa sättet att stärka den skyddande barriären av epidermis och eliminera hudinflammation.

Hudförymelse/Intensiv föryngring

Vacker, frisk hud i alla åldrar? Ja! Regenererande massage med plasmaläge saktar ner åldringsprocessen och hjälper till att vända tecknen på att tiden går. Djup vitalisering stimulerar cellerna i vart och ett av hudens tre lager för intensiv förymelse. Det stimulerar blod- och lymf mikrocirkulationen, vilket föryngrar även allvarligt skadad hud. Bara några få regenererande behandlingar minskar märkbart rynkor och ger en delikat lyfteffekt. Djup regenerering betyder elastisk, fast och sammetslen hud. Bara en ungdomligt look.

Peeling

Det grundläggande steget i korrekt hudvård är att rengöra huden från döda epidermisceller. Peeling genom peeling ger utmärkta och snabba resultat. Synligt förbättrar hudens utseende, jämnar ut och ljusar upp den. Peeling säkerställer korrekt keratinisering, dvs keratinisering och förymelse av hudceller. Tack vare detta eliminerar det risken för att utveckla bakteriella hudsjukdomar. Peelingbehandlingar hjälper till att ta bort pormaskar och underlättar dessutom upptaget av näringsämnen i huden. Resultatet av behandlingarna är ren, välvårdad och slät hud.

Peeling-läge [se sidan 2, f3]

- Innan behandlingen påbörjas, fukta huden med vatten.
- Tryck inte spateln hårt mot huden och använd den inte upprepade gånger på samma område.
- Om huden börjar torka ut under behandlingen ska den återfuktas med vatten.
- Luta baksidan av skinpaddeln i en vinkel på 30o och flytta den uppåt i pilens riktning.

Var uppmärksam på bladets rörelsenkning [se sidan 2, f3]

1. Hudens yta
2. Strömknapp utanför

Tips:

- Det är bäst att använda enheten när huden är varm: efter ett bad **eller** efter att ha lagt en varm handduk i ansiktet.
- Efter att ha använt enheten, ta hand om din hud med en tonic.
- Om du använder plasmaläget, applicera toniken efter behandlingen.

Vård mot akne

Håll enheten i handen och gör cirkulära rörelser på området som drabbats av akne. Efter 10 sekunder, utför behandlingen på nästa hudområde som påverkas av akne. Upprepa behandlingen 2-3 gånger för områden som kräver intensivvård. Efter avslutad behandling, applicera ett serum anpassat efter svårighetsgraden av din akne och massera försiktigt huden **tills** preparatet absorberas. Inga andra hudvårdsprodukter behövs.

Hudförmylelse/Intensiv föryngring

Medan du håller enheten, flytta den långsamt från botten till toppen i plens riktning. Förflyttningen från startpunkten till slutpunkten bör ta cirka 3-5 sekunder. Behandlingen bör upprepas 3-5 gånger. Efter avslutad behandling, applicera daglig hudvård, enligt dina hudbehov och vanor. När du tar hand om din hud, utför inte behandlingar för nära ögon- **eller** halsområdet.

Tips:

1. När du använder enheten för första gången rekommenderas det att välja en låg inställning och begränsa användningen till 2-3 minuter för hela ansiktet. Under efterföljande behandling rekommenderas det att gradvis växa enheten till högre inställningar och förlänga användningstiden. Använd inte enheten längre än 10 minuter i hela ansiktet under en session.
2. Enheten kännetecknas av djup absorption (absorption). Efter behandlingen bör du välja skonsammare hudvårdsprodukter (starkare effektivitet hos hudvårdsprodukter kan orsaka hudirritation). Var försiktig med mer irriterande ingredienser som alkoholer, Vc, fruktsyror, niacinamid och 377. Om du märker någon känslighet eller obehag, avbryt användningen omedelbart.
3. Det rekommenderas att använda enheten på natten. Om området som drabbats av akne kräver förstärkning med behandling under dagen, applicera solskyddsmedel på behandlingsområdet 1 timme efter behandlingen.
4. Det kommer att höras ljud och lukt när du använder maskinen. Detta är ett naturligt fenomen som uppstår under plasmagenerering. Fortsätt att använda din enhet fritt.
5. Under behandlingen ska laddningsporten stängas med en silikonplugg. Om locket är ordentligt fastsatt kan du känna en lätt ström när du berör den med din hand.
6. Om du använder plasmaläget, applicera toniken efter behandlingen.

Aknebehandling > Användning: akneområden > Användningstid 5-10 minuter > Frekvens: 1-2 gånger om dagen

Föryngring / penetration djupt in i huden > Applicering: ansikte > Användningstid 5-10 minuter > Frekvens: 1 gång om dagen

Kontraindikationer

- Etsen är inte avsedd för barn under 15 år. Ungdomar i åldern 15-18 år får använda enheten med samtycke och/eller överinseende av sina föräldrar eller vårdnadshavare.
- Använd inte enheten om huden i området som ska behandlas är solbränd **eller** röd. Användning av enheten på solbränd **eller** röd hud kan orsaka **tillfälliga eller till** värdshavare.
- Använd inte enheten om du är gravid, försöker bli gravid, tror att du kan vara gravid **eller** ammar. Enheten har inte testats för detta ändamål och bör därför inte användas i dessa fall. Hormonella förändringar som inträffar under graviditet **eller** amning kan öka risken för hudskador **eller** hudkänslighet.
- Använd inte enheten om du lider av sjukdomar som epilepsi, epileptiska anfall **eller** migrän. Energiblixtar kan orsaka svår huvudvärk och migrän.
- Använd inte på hudområden med tatueringar, mörkbruna **eller** svarta fläckar (som mörka fräknar, födelsemärken **eller** vårtor). Tatueringar **eller** mörka fläckar kan absorbera för mycket ljusenergi, vilket kan orsaka **svullnad** av huden, **tillfälliga eller permanenta bläsor**, missfärgning **eller** blekning av huden.
- Använd inte enheten om du har en tendens att utveckla keloidar.
- Använd inte om behandlingsområdet har någon aktiv hudinflammation, inklusive akne, psoriasis, eksem, brännskador, herpes, skrubbsår **eller** hudutslag. Dessa faktorer kan göra huden känsligare för ljus och göra behandlingen oönskvärd **eller** orsaka **svullnad**, bläsor **eller** infektioner på huden. När din hud har läkt **tillräckligt**, kontakta din läkare innan du använder enheten.
- Använd inte enheten om du tar mediciner som gör din hud känslig för ljus, inklusive icke-steroida antiinflammatoriska medel (Lex, aspirin, ibuprofen, cefaminophen), tetracykliner, fenotiaziner, tiiazider, diuretika, sulfonylureider, sulfonamider, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxysyror (AHAS), Beta-Hydroxi-syror (BHAS), Retin-A, Accutane och/eller topiska retinoider.

Försiktighetsåtgärder

- Använd inte enheten för andra ändamål än de som produkten är avsedd för.
- Dela inte denna produkt med familjemedlemmar **eller** andra. Korsinfektion kan förekomma.
- Använd inte produkten i en brandfarlig **eller** explosiv miljö.
- Använd inte enheten samtidigt med andra elektriska produkter (skönhetsapparater, etc.).
- Använd inte en strömkälla utanför intervall 100-240V för att ladda enheten.
- Använd inte produkten **eller** tillbehören om de är skadade.
- Blötlägg **eller** tvätta inte enheten direkt under vatten **eller** doppa den i ett handfat **eller** badkar.
- Använd inte produkten med våta händer.
- Tappa, slå inte **eller** utsätt inte enheten för starka stötar.
- Använd inte någon annan strömadapter än den som medföljer produkten, eftersom det kan **leda till** att produkten inte fungerar som den ska.
- Om du upplever smärta, allergier **eller** andra biverkningar under användning, **sluta omedelbart** att använda produkten och rådfråga din läkare.
- Placera inte enhetens hudenheter på platser med hög temperatur, luftfuktighet **eller** direkt solljus.

Städning och underhåll

1. Skydda enheten mot fukt och höga temperaturer, placera den inte i diskmaskin **eller** mikrovågsugn.
2. Stäng av enheten före rengöring.
3. Använd inte hårda, frätande **eller** flyktiga rengöringsmedel.
4. Använd en mjuk trasa **eller** bomullsrande fuktad med kallt **eller** varmt vatten för att försiktigt torka av enheten.
5. Skölj inte enheten under rinnande vatten.
6. Om enheten inte har använts under en längre tid (cirka 3 månader), ta bort den och ladda den helt innan den förvaras ytterligare. Detta kommer att undvika att skada batteriet.
7. Förvara på en torr, skuggig plats utom räckhåll för barn och djur.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]

- www.beautifyyou.eu

- www.youtube.com/beautifyyou

Enhedsstørrelse:	175,5x43,5x22mm
Nettovægt:	141 g
Opladningsmåde:	USB-C opladning
Lade tid:	omkring 3 timer
Batteri:	1000 mAh lithium batteri
Materiale:	ABS, rustfrit stål, PC
Vandtæt standard:	IPX5
Strømforsyning:	AC 100-240V 50/60Hz DC 5V-1A

Sikkerhed

Før du bruger enheden, skal du læse hele sikkerhedsvejledningen. Følg venligst denne brugervejledning, når du bruger produktet.

Produktbeskrivelse [se side 2, f1]

1. Spatelprop
2. Spatel
3. Kør-knap
4. Driftstilstandsindikator
5. Plasmabehandlingshoved
6. Gearindikator
7. Tænd/sluk-knap
8. Opladningsindikator
9. Opladningsport

Vandtæt

Enheden har en IPX5 vandtæt standard, men er ikke helt vandtæt.

Tilbehør er ikke vandtæt.

Tips til at komme i kontakt med enheden med vand:

- Brug ikke produktet i badeværelser, brusere eller andre fugtige eller våde steder.
- Nedsænk ikke opladningsporten.
- Nedsænk eller vask ikke enheden direkte i vand.
- Nedsænk ikke enheden i en beholder fyldt med vand. Hold enheden væk fra fugtige og våde steder.

Landing

Før du bruger enheden, skal du oplade den. Når opladningsindikatoren skifter fra rød til hvid, er opladningen fuldført. Efter brug af produktet skal du tørre eventuel resterende fugt af enheden.

Opladningsindikator

Indlæser > Rødt lys blinker
Opladning fuldført > Hvidt lys tændt
Lav effekt > Rødt lys blinker

Opladningstid > Cirka 3 timer
Arbejdstid > Cirka 60 minutter

Når opladningen er fuldført, skal du afbryde enheden fra strømforsyningen.

Hvis enheden efterlades tilsluttet efter fuld opladning, kan det reducere batteriets levetid.

Tænd/sluk

- Tryk kort på <strøm>-knappen for at tænde enheden.
- Hold knappen nede i 1 sekund for at slukke for enheden.
- I standby-tilstand, hvis der ikke udføres andre handlinger inden for 15 sekunder, slukkes enheden automatisk.
- Enheden slukker automatisk efter 10 minutters behandlinger i plasma- og peeling-tilstand.

Funktionskontakt

Tryk på tænd/sluk-funktionsknappen for at vælge forskellige driftstilstande: Standby > Peeling/L > Plasma (skifte skøjler)

/Endring af intensitetsniveauet

Tryk på knappen for intensitetsniveau for at vælge det passende intensitetsniveau.

Peeling-tilstand > 1 indikatorlampe tændt > Lavt niveau

Peeling mode > 2 indikatorlampe tændt > Højt niveau

Plasmatilstand > 1 indikatorlampe tændt > Lavt niveau

Peeling mode > 2 indikatorlampe tændt > Højt niveau

Før brug:

Inden behandlingen påbegyndes, bør du fjerne make-up fra dit ansigt og rense det grundigt for eventuelle makeup-rester. Fugt derefter dit ansigt med en vatrondel. Under behandlingen skal huden forblive fugtig, så denne handling skal gentages så ofte som nødvendigt.

Kontraindikationer til brug visse steder i kroppen. [se side 2, f2]

Du bør absolut ikke bruge apparatet omkring øjne, ører, Adams æble eller mund, som vist i den skraverede del af figuren til højre.

Anti-akne pleje

Aceusatsat hud kræver udover grundig rengøring en effektiv beskyttelse mod bakterier. Anti-akne terapi hjælper med at fjerne uregelmæssigheder i huden forårsaget af acne: bumser, fordybninger, subkutane knuder og ar. Således genopretter den hudens ensartede struktur og udglatter huden markant. Det regulerer keratiniseringen af talgkirtlerne og hæmmer derved væksten af bakterier og forhindrer dannelsen af nye hududbrud. Anti-akne pleje er den bedste måde at styrke den beskyttende barriere af epidermis og eliminere hudbetændelse.

Hudregenerering/Intensiv foryngelse

Smuk, sund hud i alle aldre? Ja! Regenererende massage med hjælp af plasmatilstand sænker ældningsprocessen og hjælper med at vende tegnene på, at tiden går. Dyb revitalisering stimulerer cellerne i hvert af hudens tre lag til intensiv foryngelse. Det stimulerer blod- og lymfemikrocirkulationen, som forynger selv svært beskadiget hud. Blot et par regenererende behandlinger reducerer mærkbart rynker, hvilket giver en delikat løftende effekt. Dyb regenerering betyder elastisk, fast og fløjlsblød hud. Bare et ungdommeligt udseende.

Afskalning

Det grundlæggende trin i korrekt hudpleje er at rense huden for døde epidermis-celler. Eksfoliering ved peeling giver fremragende og hurtige resultater. Forbered synligt hudens udseende, udglatter og lysner den. Peeling sikrer korrekt keratinisering, det vil sige keratinisering og fornyelse af hudceller. Takket være dette eliminerer det risikoen for at udvikle bakterielle hudsygdomme. Peeling-behandlinger hjælper med at fjerne hudorme og letter desuden optagelsen af næringsstoffer i huden. Resultatet af behandlingerne er ren, velplejet og glat hud.

Peeling-tilstand [se side 2, f3]

- Inden behandlingen påbegyndes, skal du fugte huden med vand.
- Tryk ikke spatelen hårdt mod huden, og brug den ikke gentagne gange på det samme område.
- Hvis huden begynder at tørre ud under behandlingen, skal den fugtes igen med vand.
- Vip bagsiden af skin-pagajen i en vinkel på 30o og flyt den opad i plens retning.

Vær opmærksom på bladets bevægelsesretning [se side 2, f3]

1. Hudoverflade
2. Power-knap udenfor

- Tips:
- Det er bedst at bruge enheden, når huden er varm: efter et bad **eller** efter at have lagt et varmt håndklæde i ansigtet.
 - Efter brug af enheden skal du pleje din hud ved at bruge en tonic.
 - Hvis du bruger plasmatilstand, påfør tonic efter behandlingen.

Anti-akne pleje

Hold enheden i hånden, lav cirkulære bevægelser på det område, der er ramt af acne. Efter 10 sekunder udføres behandlingen på det næste hudområde, der er ramt af acne. Gentag behandlingen 2-3 gange for områder, der kræver intensiv pleje. Efter endt behandling, påfør et serum tilpasset sværhedsgraden af din akne og masser forsigtigt huden, indtil præparatet er absorberet. Ingen andre hudplejeprodukter er nødvendige.

Hudregenerering/Intensiv foryngelse

Mens du holder enheden, flytter du den langsomt fra bund til top i pilens retning. Bevægelsen fra startpunktet til slutpunktet bør tage cirka 3-5 sekunder. Behandlingen skal gentages 3-5 gange. Efter endt behandling, påfør daglig hudpleje, i henhold til dine hudbehoj og vaner.

Når du plejer din hud, må du ikke udføre behandlinger for tæt på øjen- eller halsområdet.

Tips:

1. Når du bruger enheden for første gang, anbefales det at vælge en lav indstilling og begrænse brugen til 2-3 minutter for hele ansigtet. Under efterfølgende behandlinger anbefales det gradvist at skifte enheden til højere indstillinger og forlænge brugsvarigheden. Brug ikke enheden i mere end 10 minutter på hele ansigtet i én session.
2. Enheden er karakteriseret ved dyb absorption (absorption). Efter behandlingen bør du vælge blidere hudplejeprodukter (større effektivitet af hudplejeprodukter kan forårsage hudirritation). Vær forsigtig med mere irriterende ingredienser såsom alkoholer, Vc, frugtsyrer, niacinamid og 377. Hvis du bemærker nogen form for følsomhed **eller** ubehag, skal du straks afbryde brugen.
3. Det anbefales at bruge enheden om natten. Hvis det område, der er ramt af acne, kræver forstærkning med behandling i løbet af dagen, påfør solcreme på behandlingsområdet 1 time efter behandlingen.
4. Der vil være lyd og lugt, når du bruger maskinen. Dette er et naturligt fænomen, der opstår under plasmagenerering. Fortsæt med at bruge din enhed frit.
5. Under behandlingen skal ladeporten lukkes med et silikonestik. Hvis hæften er forsvarligt fastgjort, kan du mærke en let strøm, når du rører ved den med din hånd.
6. Hvis du bruger plasmatilstand, påfør tonic efter behandlingen.

Acnebehandling > Anvendelse: acneområder > Brugstid 5-10 minutter > Hyppighed: 1-2 gange dagligt
Foryngelse / penetration dybt ind i huden > Anvendelse: ansigt > Brugstid 5-10 minutter > Hyppighed: 1 gang om dagen

Kontraindikationer

- Enheden er ikke beregnet til børn under 15 år. Unge i alderen 15-18 år kan bruge enheden med samtykke og **eller** opsyn fra deres forældre **eller** værgjer.
 - Brug ikke apparatet, hvis huden i det område, der skal behandles, er solbrændt **eller** rød. Brug af enheden på solbrændt **eller** rød hud kan forårsage midlertidig **eller** endda permanent misfarvning af huden.
 - Brug ikke apparatet, hvis du er gravid, prøver at blive gravid, tror, du kan være gravid **eller** ammer. Enheden er ikke testet til dette formål og bør derfor ikke bruges i disse tilfælde. Hormonelle ændringer, der opstår under graviditet **eller** amning, kan øge risikoen for hudskader **eller** hudfølsomhed.
 - Brug ikke enheden, hvis du lider af sygdomme som epilepsi, epileptiske anfald **eller** migræne. Energiområdet kan forårsage svær hovedpine og migræne.
 - Må ikke anvendes på hudområder med tatoveringer, mørkebrune **eller** sorte pletter (såsom mørke fregner, muldvarpe **eller** vorter). Tatoveringer **eller** mørke pletter kan absorbere for meget lysenergi, hvilket kan forårsage hævelse af huden, midlertidige **eller** permanente blærer, misfarvning **eller** blegning af huden.
 - Brug ikke enheden, hvis du har tendens til at udvikle keloid ar.
 - Må ikke anvendes, hvis behandlingsområdet har nogen aktiv hudbetændelse, inklusive acne, psoriasis, eksem, forbrændinger, herpes, hudafskrabninger **eller** udslæt. Disse faktorer kan gøre huden mere følsom over for lys og gøre behandlingen ubehagelig **eller** forårsage hævelser, blærer **eller** infektioner på huden.
- Når din hud er helt tilstrækkeligt, skal du kontakte din læge, før du bruger enheden.
- Brug ikke enheden, hvis du tager medicin, der gør din hud følsom over for lys, inklusive ikke-steroid antiinflammatoriske midler (f.eks. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracycliner, phenothiaziner, thiazider, diuretika, sulfonamider, sulfonamider, DTC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxysyrer (AHAS), Beta-hydroxysyrer (BHAS), Retin-A, Accutane og **eller** topiske retinoider.

Forholdsregler

- Brug ikke enheden til andre formål end dem, som produktet er beregnet til.
- Del ikke dette produkt med familiemedlemmer **eller** andre. Krydsinfektion kan forekomme.
- Brug ikke produktet i et brandfarligt **eller** eksplosivt miljø.
- Brug ikke enheden samtidigt med andre elektriske produkter (skønhedsapparater osv.).
- Brug ikke en strømledning uden for 100-240V-området til at oplade enheden.
- Brug ikke produktet **eller** tilbehøret, hvis det er beskadiget.
- Enheden må ikke lægges i blod **eller** vaskes direkte under vand, og den må ikke nedsænkes i en vask **eller** et badekar.
- Brug ikke produktet med våde hænder.
- Undlad at tage, sæ eller udsætte enheden for kraftige stød.
- Brug ikke en anden strømadapter end den, der fulgte med produktet, da det kan forårsage funktionsfejl på produktet.
- Hvis du oplever smerter, allergier **eller** andre bivirkninger under brug, skal du straks stoppe med at bruge produktet og kontakte din læge.
- Anbring ikke enhedens hovedenhed på steder med høj temperatur, luftfugtighed **eller** direkte sollys.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Beskyt apparatet mod fugt og høje temperaturer, sæt det ikke i opvaskemaskinen **eller** mikroovnen.
2. Sluk for enheden før rengøring.
3. Brug ikke skrappe, ætsende **eller** flygtige rengøringsmidler.
4. Brug en blød klud **eller** vatrondel fugtet med koldt **eller** varmt vand til forsigtigt at tørre enheden af.
5. Skyl ikke enheden under rindende vand.
6. Hvis enheden ikke er i brug i længere tid (ca. 3 måneder), skal du fjerne den og oplade den helt før yderligere opbevaring. Dette vil undgå at beskadige batteriet.
7. Opbevares på et tørt, skyggefaldt sted utilgængeligt for børn og dyr.

Mer information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterie i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautitify.eu/deklaracje

Importer: Beautitify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Plasma Pro