

BEAUTIFLY

Booster

PRO

series

Fale radiowe
Rejuvenation radio
frequency

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1



f2



Napięcie nominalne:	3.7V
Prąd roboczy:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Częstotliwość ultradźwięków:	3MHz±10%
Fale radiowe:	1MHz
Wodoodporność:	IPX5
Tryby czasowe:	3Min, 5Min, 6Min
Czas pracy :	<3H
Pojemność baterii:	1000 mAh

Opis części [patrz strona 2, f1]

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Przezroczysta osłona ochronna | 7. Podstawa magnetyczna |
| 2. Rolka V-kontur | 8. Listwa indukcyjna |
| 3. Wyświetlacz HD | 9. Otwór do ładowania typu C |
| 4. Przycisk przełączania trybu | 10. Kabel typu C |
| 5. Magnetyczny pierścień | 11. Ściereczka do czyszczenia |
| 6. Głowica główna | |

Tryb SONIC

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełączania trybu przez 1 sekundę, sygnał dźwiękowy zostanie wygenerowany raz, a odpowiedni wskaźnik zaświeci się i wyłączy się automatycznie po 3 minutach.

Tryb RF

W trybie SONIC naciśnij krótko przycisk przełącznik trybu, aby przełączyć, brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, a odpowiedni wskaźnik będzie włączony przez długi czas i wyłączy się automatycznie po 5 minutach.

Tryb EMS

W trybie RF naciśnij krótko przycisk przełącznik trybu, aby przełączyć, brzęczyk wyda jeden sygnał dźwiękowy, a odpowiedni wskaźnik będzie włączony przez długi czas i wyłączy się automatycznie po 6 minutach.

Wyłączanie

Wyłączanie ręczne: w dowolnym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika trybu przez 1 sekundę, aby wyłączyć. Automatyczne wyłączenie nastąpi po zakończeniu pracy urządzenia w dowolnym trybie wyłącza się po sygnale dźwiękowym.

Za mało mocy

Gdy poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%, biały wskaźnik baterii będzie migał powoli, raz na 3 sekundy i cyklicznie 3 razy. Białe, powolne miganie zmieni się w szybkie miganie po raz trzeci, a brzęczyk wyda dwa sygnały dźwiękowe, aż się wyłączy.

W trybie importu fali radiowej (RF) można użyć urządzenia 3 razy, bez konieczności ładowania. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii jest taka sama, jak w przypadku poprzednich dwóch trybów.

Gdy poziom naładowania baterii wynosi 0%, brzęczyk wyda dźwięk 3 razy, bateria zostanie wyłączona, a biały wskaźnik będzie migał przez 5 sekund. Następnie zasilanie zostanie wyłączone. Nie można uruchomić urządzenia.

Ładowanie baterii

Biała kontrolka baterii miga podczas ładowania.

Bateria naładowana

Świeci się biały wskaźnik baterii.

Funkcja pamięci

Po ręcznym lub zaplanowanym wyłączeniu, przy następnym uruchomieniu domyślnie jest ustawiony ostatni tryb ostatniego kroku.

Jak używać

Poniżej przedstawiono proces demonstracyjny (rysunek i tekst poniżej). Możesz wybrać dowolny tryb, aby używać go samodzielnie lub wykonać wszystkie kroki po kolei zgodnie z wprowadzeniem „Opis funkcji”.

Tryb SONIC [patrz strona 3, f3]

1. Przed użyciem zmyj makijaż i oczyść twarz środkiem do mycia twarzy.
2. Mocno zaciśnij wacik między pierścieniem magnetycznym, a głowicą główną i zwilż go płynem micelarnym.
3. Włącz zasilanie i wejdź w tryb SONIC.
4. Skieruj głowicę główną na skórę twarzy i przesuwaj od zewnątrz do wewnątrz po kolei każdą partię twarzy i szyi, aby ją dokładnie oczyścić.
5. Na czole, nosie, ustach, policzkach i innych partiach bardziej narażonych na zanieczyszczenia, można powtórzyć czynność kilkakrotnie.
6. Po 3 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.
7. Zdejmij wacik i wyczyść głowicę główną szmatką.
8. Spłucz twarz czystą wodą i nałóż na skórę tonik.

Tryb RF [patrz strona 3, f4]

1. Nałóż esencję pielęgnacyjną, serum, ampulkę lub maskę równomiernie na twarz oraz szyję.
2. Włącz i przełącz na tryb RF.
3. Powoli przesuwaj głowicę główną wzdłuż konturu twarzy i wprowadzaj pielęgnację równomiernie na skórę (nie pozostawaj w tej samej pozycji na skórze zbyt długo).
4. Po 5 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.
5. Użyj szmatki do czyszczenia głowicy głównej.

Tryb EMS [patrz strona 4, f5]

1. Równomiernie rozprowadź ujędrniające produkty pielęgnacyjne na twarz. Może to być krem, który zastosujemy, by dopełnić pielęgnację.
2. Włącz i przejdź do trybu „EMS”.
3. Dopasuj V face roller do konturu twarzy, masuj i unoś równomiernie od dołu do góry.
4. Po 6 minutach produkt wyłączy się automatycznie.
5. Użyj ściereczki do czyszczenia, aby wyczyścić rolkę czołową V.

Przeciwwskazania

1. Osoby poniżej 18-tego roku życia nie mogą używać urządzenia Booster.
2. Zabrania się używania urządzenia w przypadku elektronicznych urządzeń wewnątrz ciała. np rozrusznik serca.
3. Osoby, które w ciągu ostatniego miesiąca przeszły jakiegokolwiek zabieg chirurgiczny lub operację w obrębie miejsca gdzie ma być wykonywany zabieg. Nie zaleca się używania urządzenia po uprzedniej ekspozycji skóry na słońce.
4. Osoby z uszkodzoną skórą, ropieniem, stanami zapalnymi, świeżymi bliznami i wrażliwością elektromagnetyczną nie powinny używać urządzenia B-Booster.
5. Osoby cierpiące na choroby krwi, gruźlicę, celiakię, nowotwory złośliwe, nadciśnienie, gorączkę, nie mogą używać urządzenia.
6. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, w czasie menstruacji lub w okresie karmienia piersią.
7. Przed przystąpieniem do zabiegu zdejmij zegarki, okulary, biżuterię i inne przedmioty zawierające metal.
8. Nie stosować w okolicach gałki ocznej, ust, gardła.
9. Nie używać zbyt długo na tym samym obszarze skóry.
10. Nie zostawiaj tego produktu bez kontroli, gdy jest włączone.
11. Nie używaj w środowisku o wysokiej temperaturze.
12. Jeśli produkt zostanie uderzony lub upuszczony na ziemię, sprawdź uszkodzenia przed dalszym użytkowaniem.
13. Zwróć uwagę czy wtyczka i przewód zasilający są nienaruszone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
14. Nie należy samodzielnie demontować tego urządzenia.
15. Proszę nie włączać urządzenia podczas ładowania.

Metody czyszczenia

Po każdym użyciu opłucz głowicę główną i rolki V face czystą wodą, a następnie osusz czystą szmatką. Nie używaj alkoholu ani płynów powodujących korozję do wycierania magnetycznego pierścienia.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

Nominal Voltage:	3.7V
Working Current:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultrasound Frequency:	3MHz±10%
Radio Waves:	1MHz
Water Resistance:	IPX5
Time Modes:	3Min, 5Min, 6Min
Working Time:	<3H
Battery Capacity:	1000 mAh

Description of parts [see page 2, f1]

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Transparent protective cover | 7. Magnetic base |
| 2. V-contour roller | 8. Inductive strip |
| 3. HD Display | 9. Type C charging port |
| 4. Mode switching button | 10. Type C cable |
| 5. Magnetic ring | 11. Cleaning cloth |
| 6. Main head | |

SONIC Mode

Press and hold the mode switching button for 1 second, an audio signal will be generated once, the corresponding indicator will light up and automatically turn off after 3 minutes.

RF mode

In SONIC mode, short press the mode switch button to switch, the buzzer will beep once and the corresponding indicator will be on for a long time and will turn off automatically after 5 minutes.

EMS mode

In RF mode, short press the mode switch button to switch, the buzzer will beep once and the corresponding indicator will be on for a long time and turn off automatically after 6 minutes.

Turning off

Manual Power Off: In any mode, press and hold the mode switch button for 1 second to power off. Automatic shutdown will occur after the device has finished operating in any mode and will turn off after an acoustic signal.

Not enough power

When the battery level is less than 10%, the white battery indicator will flash slowly once every 3 seconds and cyclically 3 times. The white slow flash will change to fast flash for the third time and the buzzer will beep twice until it turns off.

In RF import mode, you can use the device 3 times without charging. The low battery indication is the same as the previous two modes.

When the battery level is 0%, the buzzer will beep 3 times, the battery will be turned off and the white indicator will flash for 5 seconds. Then the power will be turned off. The device cannot start.

Battery charging

The white battery light flashes while charging.

Battery charged

The white battery indicator is on.

Memory function

After a manual or scheduled shutdown, the default is the last step mode on the next startup.

How to use

Below is a demonstration of the process (figure and text below). You can choose any mode to use it alone or follow all the steps one by one according to the introduction of "Function Description".

SONIC mode [see page 3, f3]

1. Before use, remove your makeup and cleanse your face with a facial cleanser.
2. Firmly clamp a cotton swab between the magnetic ring and the main head and moisten it with micellar liquid.
3. Turn on the power and enter SONIC mode.
4. Point the main head at your facial skin and move each part of the face and neck from outside to inside to thoroughly cleanse it.
5. On the forehead, nose, lips, cheeks and other parts more exposed to pollution, you can repeat the procedure several times.
6. After 3 minutes, the device will turn off automatically.
7. Remove the cotton pad and clean the main head with a cloth.
8. Rinse your face with clean water and apply tonic to your skin.

RF mode [see page 3, f4]

1. Apply the care essence, serum, ampoule or mask evenly to the face and neck.
2. Power on and switch to RF mode.
3. Slowly move the main head along the contour of the face and apply the treatment evenly to the skin (do not stay in the same position on the skin for too long).
4. After 5 minutes, the device will turn off automatically.
5. Use a cloth to clean the main head.

EMS mode [see page 4, f5]

1. Spread firming care products evenly over your face. It can be a cream that we use to complete the care.
2. Turn on and go to "EMS" mode.
3. Adjust the V face roller to the contour of your face, massage and lift evenly from bottom to top.
4. After 6 minutes, the product will turn off automatically.
5. Use a cleaning cloth to clean the face roller V.

Contraindications

1. Persons under 18 years of age cannot use the Booster device.
2. It is prohibited to use the device for electronic devices inside the body. e.g. pacemaker.
3. People who have undergone any surgery or surgery in the area where the procedure is to be performed in the last month. It is not recommended to use the device after skin exposure to the sun.
4. People with damaged skin, suppuration, inflammation, fresh scars and electromagnetic sensitivity should not use the B-Booster device.
5. People suffering from blood diseases, tuberculosis, celiac disease, malignant tumors, hypertension, fever are not allowed to use the device.
6. Do not use if pregnant, menstruating or breastfeeding.
7. Before starting the treatment, remove watches, glasses, jewelry and other items containing metal.
8. Do not use around the eyeball, mouth or throat.
9. Do not use on the same area of skin for too long.
10. Do not leave this product unattended while it is turned on.
11. Do not use in high temperature environment.
12. If the product is hit or dropped on the ground, check for damage before further use.
13. Check that the plug and power cord are intact to avoid the risk of electric shock.
14. Do not disassemble this device yourself.
15. Please do not turn on the device while charging.

Cleaning methods

After each use, rinse the main head and V face rollers with clean water and then dry with a clean cloth. Do not use alcohol or corrosive liquids for wiping the magnetic ring.

More information about the company and products [page 2 - f2]: www.beautifyli.eu;
www.youtube.com/beautifyli.eu

Nennspannung:	3.7V
Arbeitsstrom:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultraschallfrequenz:	3MHz±10%
Radiowellen:	1MHz
Wasserbeständigkeit:	IPX5
Zeitmodi:	3Min, 5Min, 6Min
Arbeitszeit:	<3H
Batteriekapazität:	1000 mAh

Beschreibung der Teile [siehe Seite 2, f1]

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Transparente Schutzabdeckung | 7. Magnetische Basis |
| 2. V-Kontur-Rolle | 8. Induktive Leiste |
| 3. HD-Anzeige | 9. Typ-C-Ladeport |
| 4. Moduswechseltaste | 10. Typ-C-Kabel |
| 5. Magnetring | 11. Reinigungstuch |
| 6. Hauptkopf | |

SONIC Modus

Drücken und halten Sie die Moduswechseltaste 1 Sekunde lang gedrückt, es wird einmal ein akustisches Signal erzeugt, die entsprechende Anzeige leuchtet auf und schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.

RF-Modus

Drücken Sie im SONIC-Modus kurz die Modus-Umschalttaste, um umzuschalten. Der Summer piept einmal und die entsprechende Anzeige leuchtet lange und schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.

EMS-Modus

Drücken Sie im RF-Modus zum Umschalten kurz die Modusumschalttaste. Der Summer piept einmal und die entsprechende Anzeige leuchtet lange und schaltet sich nach 6 Minuten automatisch aus.

Ausschalten

Manuelles Ausschalten: Halten Sie in jedem Modus die Modus-Umschalttaste 1 Sekunde lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Die automatische Abschaltung erfolgt, nachdem das Gerät in einem beliebigen Modus seinen Betrieb beendet hat, und schaltet sich nach einem akustischen Signal aus.

Nicht genug Leistung

Wenn der Batteriestand weniger als 10 % beträgt, blinkt die weiße Batterieanzeige alle 3 Sekunden langsam und dreimal zyklisch. Das weiße langsame Blinken wechselt zum dritten Mal zu schnellem Blinken und der Summer piept zweimal, bis er erlischt.

Im RF-Importmodus können Sie das Gerät dreimal ohne Aufladen verwenden. Die Anzeige für niedrigen Batteriestand ist dieselbe wie in den beiden vorherigen Modi.

Wenn der Akkustand 0 % beträgt, piept der Summer dreimal, der Akku wird ausgeschaltet und die weiße Anzeige blinkt 5 Sekunden lang. Dann wird der Strom abgeschaltet. Das Gerät kann nicht starten.

Batterieladung

Während des Ladevorgangs blinkt die weiße Akkuanzeige.

Akku geladen

Die weiße Batterieanzeige leuchtet.

Speicherfunktion

Nach einem manuellen oder geplanten Herunterfahren ist beim nächsten Start standardmäßig der letzte Schrittmodus aktiviert.

Wie benutzt man

Nachfolgend finden Sie eine Demonstration des Prozesses (Abbildung und Text unten). Sie können einen beliebigen Modus wählen, um ihn allein zu verwenden, oder alle Schritte einzeln gemäß der Einführung in „Funktionsbeschreibung“ ausführen.

SONIC-Modus [siehe Seite 3, f3]

1. Entfernen Sie vor der Anwendung Ihr Make-up und reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem Gesichtereiniger.
2. Klemmen Sie ein Wattestäbchen fest zwischen den Magnetring und den Hauptkopf und befeuchten Sie es mit Mizellenflüssigkeit.
3. Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie in den SONIC-Modus.
4. Richten Sie den Hauptkopf auf Ihre Gesichtshaut und bewegen Sie jeden Teil des Gesichts und des Halses von außen nach innen, um ihn gründlich zu reinigen.
5. An Stirn, Nase, Lippen, Wangen und anderen stärker der Verschmutzung ausgesetzten Stellen können Sie den Vorgang mehrmals wiederholen.
6. Nach 3 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.
7. Entfernen Sie das Wattepad und reinigen Sie den Hauptkopf mit einem Tuch.
8. Spülen Sie Ihr Gesicht mit klarem Wasser ab und tragen Sie Tonic auf Ihre Haut auf.

RF-Modus [siehe Seite 3, f4]

1. Tragen Sie die Pflegeessenz, das Serum, die Ampulle oder die Maske gleichmäßig auf Gesicht und Hals auf.
2. Einschalten und in den RF-Modus wechseln.
3. Bewegen Sie den Hauptkopf langsam entlang der Gesichtskontur und tragen Sie die Behandlung gleichmäßig auf die Haut auf (bleiben Sie nicht zu lange in derselben Position auf der Haut).
4. Nach 5 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus.
5. Reinigen Sie den Hauptkopf mit einem Tuch.

EMS-Modus [siehe Seite 4, f5]

1. Straffende Pflegeprodukte gleichmäßig auf dem Gesicht verteilen. Es kann sich um eine Creme handeln, die wir zur Vervollständigung der Pflege verwenden.
2. Einschalten und in den „EMS“-Modus wechseln.
3. Passen Sie den V-Gesichtsroller an die Kontur Ihres Gesichts an, massieren und heben Sie ihn gleichmäßig von unten nach oben an.
4. Nach 6 Minuten schaltet sich das Produkt automatisch aus.
5. Reinigen Sie die Gesichtswalze V mit einem Reinigungstuch.

Kontraindikationen

1. Personen unter 18 Jahren dürfen das Booster-Gerät nicht benutzen.
2. Es ist verboten, das Gerät für elektronische Geräte im Körper zu verwenden. z.B. Herzschrittmacher.
3. Personen, die sich im letzten Monat einer Operation oder Operation in dem Bereich unterzogen haben, in dem der Eingriff durchgeführt werden soll. Es wird nicht empfohlen, das Gerät zu verwenden, nachdem die Haut der Sonne ausgesetzt war.
4. Personen mit geschädigter Haut, Eiterung, Entzündungen, frischen Narben und elektromagnetischer Empfindlichkeit sollten das B-Booster-Gerät nicht verwenden.
5. Personen, die an Blutkrankheiten, Tuberkulose, Zöliakie, bösartigen Tumoren, Bluthochdruck oder Fieber leiden, dürfen das Gerät nicht verwenden.
6. Nicht verwenden, wenn Sie schwanger sind, Ihre Menstruation haben oder stillen.
7. Legen Sie vor Beginn der Behandlung Uhren, Brillen, Schmuck und andere metallhaltige Gegenstände ab.
8. Nicht im Bereich des Augapfels, Mundes oder Rachens anwenden.
9. Nicht zu lange auf derselben Hautstelle anwenden.
10. Lassen Sie dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.
11. Nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen verwenden.
12. Wenn das Produkt auf den Boden geschlagen oder fallen gelassen wird, überprüfen Sie es vor der weiteren Verwendung auf Beschädigungen.
13. Überprüfen Sie, ob Stecker und Netzkabel intakt sind, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
14. Zerlegen Sie dieses Gerät nicht selbst.
15. Bitte schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.

Reinigungsmethoden

Spülen Sie nach jedem Gebrauch den Hauptkopf und die V-Rollen mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem sauberen Tuch ab. Verwenden Sie keinen Alkohol oder ätzende Flüssigkeiten zum Abwischen des Magnetrings.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]: www.beautify.eu; www.youtube.com/beautifyeu

Tension nominale :	3.7V
Courant de travail :	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Fréquence ultrasonore :	3MHz±10%
Ondes radio :	1MHz
Résistance à l'eau :	IPX5
Modes temporels :	3Min, 5Min, 6Min
Temps de travail :	<3H
Capacité de la batterie :	1000 mAh

Description des pièces [voir page 2, f1]

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Couverture de protection transparente | 6. Tête principale |
| 2. Rouleau à contour en V | 7. Base magnétique |
| 3. Affichage HD | 8. Bande inductive |
| 4. Bouton de changement de mode | 9. Port de charge de type C |
| 5. Anneau magnétique | 10. Câble de type C |
| | 11. Chiffon de nettoyage |

Mode SONIC

Appuyez et maintenez le bouton de changement de mode pendant 1 seconde, un signal sonore sera généré une fois, l'indicateur correspondant s'allumera et s'éteindra automatiquement après 3 minutes.

Mode RF

En mode SONIC, appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode pour basculer, le buzzer émettra un bip et l'indicateur correspondant sera allumé pendant une longue période et s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

Mode EMS

En mode RF, appuyez brièvement sur le bouton de commutation de mode pour basculer, le buzzer émettra un bip et l'indicateur correspondant sera allumé pendant une longue période et s'éteindra automatiquement après 6 minutes.

Éteindre

Mise hors tension manuelle : dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de commutation de mode pendant 1 seconde pour éteindre. L'arrêt automatique se produira une fois que l'appareil aura fini de fonctionner dans n'importe quel mode et s'éteindra après un signal acoustique.

Pas assez de puissance

Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, l'indicateur de batterie blanc clignote lentement une fois toutes les 3 secondes et cycliquement 3 fois. Le flash lent blanc se transformera en flash rapide pour la troisième fois et le buzzer émettra deux bips jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

En mode d'importation RF, vous pouvez utiliser l'appareil 3 fois sans le charger. L'indication de batterie faible est la même que pour les deux modes précédents.

Lorsque le niveau de la batterie est de 0 %, le buzzer émettra 3 bips, la batterie sera éteinte et le voyant blanc clignotera pendant 5 secondes. Ensuite, le courant sera coupé. L'appareil ne peut pas démarrer.

Batterie en charge

Le voyant blanc de la batterie clignote pendant la charge.

Batterie chargée

Le voyant blanc de la batterie est allumé.

Fonction mémoire

Après un arrêt manuel ou programmé, la valeur par défaut est le mode dernière étape au prochain démarrage.

Comment utiliser

Vous trouverez ci-dessous une démonstration du processus (figure et texte ci-dessous). Vous pouvez choisir n'importe quel mode pour l'utiliser seul ou suivre toutes les étapes une par une selon l'introduction de « Description de la fonction ».

Mode SONIC [voir page 3, f3]

1. Avant utilisation, démaquillez-vous et nettoyez votre visage avec un nettoyant pour le visage.
2. Fixez fermement un coton-tige entre l'anneau magnétique et la tête principale et humidifiez-le avec du liquide micellaire.
3. Allumez l'appareil et passez en mode SONIC.
4. Pointez la tête principale vers la peau de votre visage et déplacez chaque partie du visage et du cou de l'extérieur vers l'intérieur pour les nettoyer en profondeur.
5. Sur le front, le nez, les lèvres, les joues et autres parties plus exposées à la pollution, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois.
6. Après 3 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
7. Retirez le coton et nettoyez la tête principale avec un chiffon.
8. Rincez votre visage à l'eau claire et appliquez du tonique sur votre peau.

Mode RF [voir page 3, f4]

1. Appliquez uniformément l'essence de soin, le sérum, l'ampoule ou le masque sur le visage et le cou.
2. Allumez et passez en mode RF.
3. Déplacez lentement la tête principale le long du contour du visage et appliquez le traitement uniformément sur la peau (ne restez pas trop longtemps dans la même position sur la peau).
4. Après 5 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.
5. Utilisez un chiffon pour nettoyer la tête principale.

Mode EMS [voir page 4, f5]

1. Répartissez uniformément les produits de soin raffermissants sur votre visage. Il peut s'agir d'une crème que l'on utilise pour compléter le soin.
2. Allumez et passez en mode « EMS ».
3. Ajustez le rouleau facial en V au contour de votre visage, massez et soulevez uniformément de bas en haut.
4. Après 6 minutes, le produit s'éteindra automatiquement.
5. Utilisez un chiffon de nettoyage pour nettoyer le rouleau facial V.

Contre-indications

1. Les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas utiliser l'appareil Booster.
2. Il est interdit d'utiliser l'appareil pour des appareils électroniques à l'intérieur du corps. par exemple un stimulateur cardiaque.
3. Les personnes ayant subi une intervention chirurgicale ou une intervention chirurgicale dans la zone où l'intervention doit être effectuée au cours du mois dernier. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil après une exposition cutanée au soleil.
4. Les personnes présentant une peau endommagée, une suppuration, une inflammation, des cicatrices fraîches et une sensibilité électromagnétique ne doivent pas utiliser l'appareil B-Booster.
5. Les personnes souffrant de maladies du sang, de tuberculose, de maladie cœliaque, de tumeurs malignes, d'hypertension ou de fièvre ne sont pas autorisées à utiliser l'appareil.
6. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous avez vos règles ou si vous allaitez.
7. Avant de commencer le traitement, retirez les montres, lunettes, bijoux et autres objets contenant du métal.
8. Ne pas utiliser autour du globe oculaire, de la bouche ou de la gorge.
9. Ne pas utiliser trop longtemps sur la même zone de peau.
10. Ne laissez pas ce produit sans surveillance lorsqu'il est allumé.
11. Ne pas utiliser dans un environnement à haute température.
12. Si le produit est heurté ou tombe sur le sol, vérifiez s'il est endommagé avant de continuer à l'utiliser.
13. Vérifiez que la fiche et le cordon d'alimentation sont intacts pour éviter tout risque de choc électrique.
14. Ne démontez pas cet appareil vous-même.
15. Veuillez ne pas allumer l'appareil pendant le chargement.

Méthodes de nettoyage

Après chaque utilisation, rincez la tête principale et les rouleaux en V avec de l'eau propre, puis séchez avec un chiffon propre. Ne pas utiliser d'alcool ou de liquides corrosifs pour essuyer l'anneau magnétique.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2] : www.beautifly.eu ; www.youtube.com/beautiflyeu

Tensión nominal:	3.7V
Corriente de trabajo:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Frecuencia ultrasónica:	3MHz±10%
Ondas de radio:	1MHz
Resistencia al agua:	IPX5
Modos temporales:	3Min, 5Min, 6Min
Tiempo de trabajo:	<3H
Capacidad de la batería:	1000 mAh

Descripción de las partes [ver página

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 2. f1] | 6. Cabezal principal |
| 1. Cubierta protectora transparente | 7. Base magnética |
| 2. Rodillo de contorno en V | 8. Tira inductiva |
| 3. Pantalla HD | 9. Puerto de carga tipo C |
| 4. Botón de cambio de modo | 10. Cable tipo C |
| 5. Anillo magnético | 11. Paño de limpieza |

Modo SONIC

Presione y mantenga presionado el botón de cambio de modo durante 1 segundo, se generará una señal sonora una vez, el indicador correspondiente se iluminará y se apagará automáticamente después de 3 minutos.

modo RF

En el modo SONIC, presione brevemente el botón de cambio de modo para cambiar, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente permanecerá encendido durante un tiempo prolongado.
y se apagará automáticamente después de 5 minutos.

modo EMS

En el modo RF, presione brevemente el botón de cambio de modo para cambiar, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente permanecerá encendido durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 6 minutos.

Apagando

Apagado manual: en cualquier modo, presione y mantenga presionado el botón de cambio de modo durante 1 segundo para apagar. El apagado automático se producirá una vez que el dispositivo haya terminado de funcionar en cualquier modo y se apagará tras una señal acústica.

No hay suficiente poder

Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el indicador blanco de la batería parpadeará lentamente una vez cada 3 segundos y cíclicamente 3 veces. El parpadeo lento blanco cambiará a parpadeo rápido por tercera vez y el timbre sonará dos veces hasta que se apague.

En el modo de importación RF, puede utilizar el dispositivo 3 veces sin cargarlo. La indicación de batería baja es la misma que en los dos modos anteriores.

Cuando el nivel de la batería sea 0%, el timbre sonará 3 veces, la batería se apagará y el indicador blanco parpadeará durante 5 segundos. Entonces se cortará la energía. El dispositivo no puede iniciarse.

Batería cargando

La luz blanca de la batería parpadea mientras se carga.

Batería cargada

El indicador blanco de batería está encendido.

Función de memoria

Después de un apagado manual o programado, el modo predeterminado es el modo de último paso en el siguiente inicio.

Cómo utilizar

A continuación se muestra una demostración del proceso (figura y texto a continuación). Puede elegir cualquier modo para usarlo solo o seguir todos los pasos uno por uno según la introducción de "Descripción de funciones".

Modo SONIC [ver página 3, f3]

1. Antes de usar, quítate el maquillaje y limpia tu rostro con un limpiador facial.
2. Sujete firmemente un bastoncillo de algodón entre el anillo magnético y el cabezal principal y humedézcalo con líquido micelar.
3. Encienda la alimentación y entre en modo SONIC.
4. Apunta el cabezal principal a la piel de tu rostro y mueve cada parte del rostro y cuello de fuera hacia dentro para limpiarlo en profundidad.
5. En la frente, nariz, labios, mejillas y otras partes más expuestas a la contaminación, puedes repetir el procedimiento varias veces.
6. Después de 3 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.
7. Retire la almohadilla de algodón y limpie el cabezal principal con un paño.
8. Enjuágate la cara con agua limpia y aplica tónico en la piel.

Modo RF [ver página 3, f4]

1. Aplicar la esencia de cuidado, el suero, la ampolla o la mascarilla uniformemente en el rostro y el cuello.
2. Encienda y cambie al modo RF.
3. Mueva lentamente el cabezal principal a lo largo del contorno del rostro y aplique el tratamiento uniformemente sobre la piel (no permanezca en la misma posición sobre la piel por mucho tiempo).
4. Después de 5 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.
5. Utilice un paño para limpiar el cabezal principal.

Modo EMS [ver página 4, f5]

1. Distribuya uniformemente los productos de cuidado reafirmante sobre el rostro. Puede ser una crema que utilicemos para completar el cuidado.
2. Encienda y vaya al modo "EMS".
3. Ajuste el rodillo facial en V al contorno de su rostro, masajee y levántelo uniformemente de abajo hacia arriba.
4. Después de 6 minutos, el producto se apagará automáticamente.
5. Utilice un paño de limpieza para limpiar el rodillo frontal V.

Contraindicaciones

1. Las personas menores de 18 años no pueden utilizar el dispositivo Booster.
2. Está prohibido utilizar el dispositivo para dispositivos electrónicos dentro del cuerpo. por ejemplo, marcapasos.
3. Personas que se hayan sometido a alguna cirugía o cirugía en la zona donde se va a realizar el procedimiento en el último mes. No se recomienda utilizar el dispositivo después de la exposición de la piel al sol.
4. Las personas con piel dañada, supuración, inflamación, cicatrices recientes y sensibilidad electromagnética no deben utilizar el dispositivo B-Booster.
5. No se permite el uso del dispositivo a personas que padezcan enfermedades de la sangre, tuberculosis, enfermedad celíaca, tumores malignos, hipertensión o fiebre.
6. No utilizar si está embarazada, menstruando o amamantando.
7. Antes de iniciar el tratamiento, quítese relojes, gafas, joyas y otros objetos que contengan metal.
8. No utilizar alrededor del globo ocular, la boca o la garganta.
9. No utilizar en la misma zona de la piel durante demasiado tiempo.
10. No deje este producto desatendido mientras esté encendido.
11. No lo utilice en ambientes de alta temperatura.
12. Si el producto se golpea o cae al suelo, verifique si hay daños antes de usarlo nuevamente.
13. Verifique que el enchufe y el cable de alimentación estén intactos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
14. No desmonte este dispositivo usted mismo.
15. No encienda el dispositivo mientras se carga.

Métodos de limpieza

Después de cada uso, enjuague el cabezal principal y los rodillos frontales en V con agua limpia y luego séquelos con un paño limpio. No utilice alcohol ni líquidos corrosivos para limpiar el anillo magnético.

Tensão nominal:	3.7V
Corrente de trabalho:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Frequência ultrassônica:	3MHz±10%
Ondas de rádio:	1MHz
Resistência à água:	IPX5
Modos temporais:	3Min, 5Min, 6Min
Tempo de trabalho:	<3H
Capacidade da bateria:	1000 mAh

Descrição das partes [ver página 2, f1]

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Capa protetora transparente | 6. Cabeçote principal |
| 2. Rolo de contorno V | 7. Base magnética |
| 3. Display HD | 8. Barra indutiva |
| 4. Botão de mudança de modo | 9. Porta de carregamento tipo C |
| 5. Anel magnético | 10. Cabo tipo C |
| | 11. Pano de limpeza |

Modo SONIC

Pressione e segure o botão de mudança de modo por 1 segundo, um sinal sonoro será gerado uma vez, o indicador correspondente acenderá e desligará automaticamente após 3 minutos.

Modo RF

No modo SONIC, pressione rapidamente o botão de mudança de modo para alternar, a campainha soará uma vez e o indicador correspondente ficará aceso por um longo tempo e desligará automaticamente após 5 minutos.

Modo EMS

No modo RF, pressione rapidamente o botão de mudança de modo para alternar, a campainha emitirá um sinal sonoro uma vez e o indicador correspondente ficará ligado por um longo tempo e desligará automaticamente após 6 minutos.

Desligando

Desligamento manual: Em qualquer modo, pressione e segure o botão de mudança de modo por 1 segundo para desligar. O desligamento automático ocorrerá após o dispositivo terminar de operar em qualquer modo e será desligado após um sinal acústico.

Não há energia suficiente

Quando o nível da bateria for inferior a 10%, o indicador branco da bateria piscará lentamente uma vez a cada 3 segundos e ciclicamente 3 vezes. O flash lento branco mudará para flash rápido pela terceira vez e a campainha emitirá dois bipes até desligar.

No modo de importação RF, você pode usar o dispositivo 3 vezes sem carregar. A indicação de bateria fraca é igual aos dois modos anteriores.

Quando o nível da bateria for 0%, a campainha soará 3 vezes, a bateria será desligada e o indicador branco piscará por 5 segundos. Então a energia será desligada. O dispositivo não pode ser iniciado.

Carregamento da bateria

A luz branca da bateria pisca durante o carregamento.

Bateria carregada

O indicador branco da bateria está aceso.

Função de memória

Após um desligamento manual ou programado, o padrão é o modo da última etapa na próxima inicialização.

Como usar

Abaixo está uma demonstração do processo (figura e texto abaixo). Você pode escolher qualquer modo para usá-lo sozinho ou seguir todos os passos um por um de acordo com a introdução da "Descrição da Função".

Modo SONIC [ver página 3, f3]

1. Antes de usar, retire a maquiagem e limpe o rosto com um limpador facial.
2. Prenda firmemente um cotonete entre o anel magnético e a cabeça principal e umedeça-o com líquido micelar.
3. Ligue a energia e entre no modo SONIC.
4. Aponte a cabeça principal para a pele do rosto e mova cada parte do rosto e pescoço de fora para dentro para limpá-los completamente.
5. Na testa, nariz, lábios, bochechas e outras partes mais expostas à poluição, pode-se repetir o procedimento diversas vezes.
6. Após 3 minutos, o dispositivo desligará automaticamente.
7. Remova o algodão e limpe o cabeçote principal com um pano.
8. Enxágue o rosto com água limpa e aplique tônico na pele.

Modo RF [ver página 3, f4]

1. Aplique a essência de cuidado, soro, ampola ou máscara uniformemente no rosto e pescoço.
2. Ligue e mude para o modo RF.
3. Mova lentamente a cabeça principal ao longo do contorno do rosto e aplique o tratamento uniformemente na pele (não fique na mesma posição na pele por muito tempo).
4. Após 5 minutos, o dispositivo desligará automaticamente.
5. Use um pano para limpar o cabeçote principal.

Modo EMS [ver página 4, f5]

1. Espalhe produtos de cuidado reafirmantes uniformemente no rosto. Pode ser um creme que usamos para completar o cuidado.
2. Ligue e vá para o modo "EMS".
3. Ajuste o rolo facial em V ao contorno do seu rosto, massageie e levante uniformemente de baixo para cima.
4. Após 6 minutos, o produto desligará automaticamente.
5. Use um pano de limpeza para limpar o rolo frontal V.

Contra-indicações

1. Menores de 18 anos não podem usar o dispositivo Booster.
2. É proibido usar o dispositivo para dispositivos eletrônicos dentro do corpo. por exemplo, marca-passos.
3. Pessoas que foram submetidas a alguma cirurgia ou cirurgia na área onde será realizado o procedimento no último mês. Não é recomendado o uso do aparelho após exposição da pele ao sol.
4. Pessoas com pele danificada, supuração, inflamação, cicatrizes recentes e sensibilidade eletromagnética não devem usar o dispositivo B-Booster.
5. Pessoas que sofrem de doenças do sangue, tuberculose, doença celíaca, tumores malignos, hipertensão, febre não podem usar o aparelho.
6. Não use se estiver grávida, menstruada ou amamentando.
7. Antes de iniciar o tratamento, retire relógios, óculos, joias e outros itens que contenham metal.
8. Não use ao redor do globo ocular, boca ou garganta.
9. Não use na mesma área da pele por muito tempo.
10. Não deixe este produto sem supervisão enquanto estiver ligado.
11. Não use em ambientes de alta temperatura.
12. Se o produto bater ou cair no chão, verifique se há danos antes de continuar a usá-lo.
13. Verifique se o plugue e o cabo de alimentação estão intactos para evitar o risco de choque elétrico.
14. Não desmonte este dispositivo sozinho.
15. Não ligue o dispositivo durante o carregamento.

Métodos de limpeza

Após cada uso, enxágue o cabeçote principal e os rolos da face em V com água limpa e depois seque com um pano limpo. Não use álcool ou líquidos corrosivos para limpar o anel magnético.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]: www.beautify.eu;
www.youtube.com/beautifyeu

Tensione nominale:	3.7V
Corrente di lavoro:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Frequenza degli ultrasuoni:	3MHz±10%
Onde radio:	1MHz
Resistenza all'acqua:	IPX5
Modalità temporali:	3Min, 5Min, 6Min
Tempo di lavoro:	<3H
Capacità della batteria:	1000 mAh

Descrizione delle parti [vedi pagina 2, f1]

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Copertura protettiva trasparente | 6. Testina principale |
| 2. Rullo a contorno V | 7. Base magnetica |
| 3. Display HD | 8. Striscia induttiva |
| 4. Pulsante di cambio modalità | 9. Porta di carica di tipo C |
| 5. Anello magnetico | 10. Cavo di tipo C |
| | 11. Panno per la pulizia |

Modalità SONIC

Premere e tenere premuto il pulsante di cambio modalità per 1 secondo, verrà generato un segnale acustico una volta, l'indicatore corrispondente si accenderà e si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti.

Modalità RF

In modalità SONIC, premere brevemente il pulsante di cambio modalità per cambiare, il cicalino emetterà un segnale acustico e l'indicatore corrispondente rimarrà acceso a lungo e si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.

Modalità EMS

In modalità RF, premere brevemente il pulsante di cambio modalità per cambiare, il cicalino emetterà un segnale acustico e l'indicatore corrispondente resterà acceso a lungo e si spegnerà automaticamente dopo 6 minuti.

Spegnendo

Spegnimento manuale: in qualsiasi modalità, tenere premuto il pulsante di cambio modalità per 1 secondo per spegnere. Lo spegnimento automatico avverrà dopo che il dispositivo avrà finito di funzionare in qualsiasi modalità e si spegnerà dopo un segnale acustico.

Potenza insufficiente

Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, l'indicatore bianco della batteria lampeggerà lentamente una volta ogni 3 secondi e ciclicamente 3 volte. Il lampeggio lento bianco cambierà in lampeggio veloce per la terza volta e il cicalino emetterà due segnali acustici fino allo spegnimento.

Nella modalità di importazione RF, puoi utilizzare il dispositivo 3 volte senza caricarlo.

L'indicazione di batteria scarica è la stessa delle due modalità precedenti.

Quando il livello della batteria è allo 0%, il cicalino emetterà 3 segnali acustici, la batteria si spegnerà e l'indicatore bianco lampeggerà per 5 secondi. Quindi l'alimentazione verrà spenta. Il dispositivo non può avviarsi.

Batteria in carica

La spia bianca della batteria lampeggia durante la ricarica.

Batteria carica

L'indicatore bianco della batteria è acceso.

Funzione di memoria

Dopo uno spegnimento manuale o programmato, l'impostazione predefinita è la modalità ultimo passaggio al successivo avvio.

Come usare

Di seguito è riportata una dimostrazione del processo (figura e testo sotto). Puoi scegliere qualsiasi modalità per usarlo da solo o seguire tutti i passaggi uno per uno secondo l'introduzione della "Descrizione della funzione".

Modalità SONIC [vedi pagina 3, f3]

1. Prima dell'uso, rimuovi il trucco e detergi il viso con un detergente viso.
2. Bloccare saldamente un bastoncino di cotone tra l'anello magnetico e la testa principale e inumidirlo con liquido micellare.
3. Accendere l'alimentazione e accedere alla modalità SONIC.
4. Punta la testina principale verso la pelle del viso e muovere ogni parte del viso e del collo dall'esterno verso l'interno per detergerla a fondo.
5. Sulla fronte, naso, labbra, guance e altre parti più esposte all'inquinamento è possibile ripetere la procedura più volte.
6. Dopo 3 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
7. Rimuovere il batuffolo di cotone e pulire la testina principale con un panno.
8. Sciacquare il viso con acqua pulita e applicare il tonico sulla pelle.

Modalità RF [vedi pagina 3, f4]

1. Applicare uniformemente l'essenza curativa, il siero, la fiala o la maschera su viso e collo.
2. Accendere e passare alla modalità RF.
3. Muovere lentamente la testina principale lungo il contorno del viso e applicare il trattamento in modo uniforme sulla pelle (non rimanere troppo a lungo nella stessa posizione sulla pelle).
4. Dopo 5 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
5. Utilizzare un panno per pulire la testa principale.

Modalità EMS [vedi pagina 4, f5]

1. Distribuire uniformemente i prodotti per la cura rassodante sul viso. Può essere una crema che usiamo per completare la cura.
2. Accendi e vai alla modalità "EMS".
3. Regola il rullo facciale a V sul contorno del viso, massaggia e solleva uniformemente dal basso verso l'alto.
4. Dopo 6 minuti, il prodotto si spegnerà automaticamente.
5. Utilizzare un panno per pulire il rullo frontale V.

Controindicazioni

1. Le persone di età inferiore a 18 anni non possono utilizzare il dispositivo Booster.
2. È vietato utilizzare il dispositivo per dispositivi elettronici all'interno del corpo. ad esempio pacemaker.
3. Persone che hanno subito un intervento chirurgico o un intervento chirurgico nell'area in cui deve essere eseguita la procedura nell'ultimo mese. Si sconsiglia l'utilizzo del dispositivo dopo l'esposizione della pelle al sole.
4. Le persone con pelle danneggiata, suppurazione, infiammazione, cicatrici fresche e sensibilità elettromagnetica non devono utilizzare il dispositivo B-Booster.
5. Non è consentito l'utilizzo del dispositivo a persone affette da malattie del sangue, tubercolosi, celiachia, tumori maligni, ipertensione, febbre.
6. Non usare in caso di gravidanza, periodo mestruale o allattamento.
7. Prima di iniziare il trattamento, togliere orologi, occhiali, gioielli e altri oggetti contenenti metalli.
8. Non utilizzare intorno al bulbo oculare, alla bocca o alla gola.
9. Non utilizzare per troppo tempo sulla stessa zona della pelle.
10. Non lasciare il prodotto incustodito mentre è acceso.
11. Non utilizzare in ambienti ad alta temperatura.
12. Se il prodotto viene colpito o lasciato cadere a terra, verificare eventuali danni prima di utilizzarlo ulteriormente.
13. Controllare che la spina e il cavo di alimentazione siano intatti per evitare il rischio di scosse elettriche.
14. Non smontare questo dispositivo da soli.
15. Non accendere il dispositivo durante la ricarica.

Metodi di pulizia

Dopo ogni utilizzo, sciacquare la testina principale e i rulli facciali a V con acqua pulita, quindi asciugarli con un panno pulito. Non utilizzare alcool o liquidi corrosivi per pulire l'anello magnetico.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

Jmenovité napětí:	3.7V
Pracovní proud:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Frekvence ultrazvuku:	3MHz±10%
Rádiové vlny:	1MHz
Vodotěsnost:	IPX5
Časové režimy:	3Min, 5Min, 6Min
Doba práce:	<3H
Kapacita baterie:	1000 mAh

Popis částí [viz strana 2, f1]

1. Průhledný ochranný kryt
2. V-konturový váleček
3. HD displej
4. Tlačítko pro přepínání režimů
5. Magnetický kroužek
6. Hlavní hlava

7. Magnetická základna
8. Indukční lišta
9. Nabíjecí port typu C
10. Kabel typu C
11. Čistící hadřík

SONIC režim

Stisknete a držete tlačítko pro přepínání režimů po dobu 1 sekundy, jednou se vygeneruje zvukový signál, příslušný indikátor se rozsvítí a automaticky se vypne po 3 minutách.

RF režim

V režimu SONIC přepnete krátkým stisknutím tlačítka přepínače režimů, bzučák jednou pípne a příslušný indikátor bude svítit dlouhou dobu a po 5 minutách se automaticky vypne.

Režim EMS

V RF režimu přepnete krátkým stisknutím tlačítka pro přepínání režimů, bzučák jednou pípne a příslušný indikátor bude dlouho svítit a po 6 minutách se automaticky vypne.

Vypínání

Ruční vypnutí: V libovolném režimu stisknete a podržete tlačítko přepínače režimů po dobu 1 sekundy pro vypnutí. K automatickému vypnutí dojde po ukončení provozu zařízení v jakémkoli režimu a vypne se po akustickém signálu.

Nedostatek energie

Když je úroveň nabití baterie nižší než 10 %, bílý indikátor baterie bude pomalu blikat jednou za 3 sekundy a cyklicky třikrát. Bílé pomalé blikání se po třetí změni na rychlé blikání a bzučák dvakrát pípne, dokud se nevypne.

V režimu RF importu můžete zařízení použít 3krát bez nabíjení. Indikace slabé baterie je stejná jako u předchozích dvou režimů.

Když je úroveň baterie 0 %, bzučák 3x pípne, baterie se vypne a bílý indikátor bude 5 sekund blikat. Poté se napájení vypne. Zařízení nelze spustit.

Baterie se nabíjí

Během nabíjení bliká bílá kontrolka baterie.

Baterie nabitá

Svítil bílý indikátor baterie.

Funkce paměti

Po ručním nebo plánovaném vypnutí je výchozím režimem poslední krok při příštím spuštění.

Jak používat

Níže je ukázka procesu (obrázek a text níže). Můžete si vybrat jakýkoli režim a používat jej samostatně nebo postupovat podle všech kroků jeden po druhém podle úvodu „Popis funkce“.

Režim SONIC [viz strana 3, f3]

1. Před použitím odstraňte make-up a očistěte obličej čisticím prostředkem na obličej.
2. Pevně upněte vatový tampon mezi magnetický kroužek a hlavní hlavu a navlhčete jej micelární tekutinou.

3. Zapněte napájení a přejděte do režimu SONIC.
4. Namířte hlavní hlavu na pokožku obličeje a přesuňte každou část obličeje a krku zvenčí dovnitř, abyste ji důkladně vyčistili.
5. Na čele, nose, rtech, tvářích a dalších partiích více vystavených znečištění můžete postup několikrát opakovat.
6. Po 3 minutách se zařízení automaticky vypne.
7. Odstraňte bavlněnou podložku a očistěte hlavní hlavu hadříkem.
8. Opláchněte si obličej čistou vodou a naneste na pleť tonikum.

RF režim [viz strana 3, f4]

1. Naneste pečující esenci, sérum, ampuli nebo masku rovnoměrně na obličej a krk.
2. Zapněte a přepněte do RF režimu.
3. Pomalu pohybujte hlavní hlavici po kontuře obličeje a nanášejte kúru rovnoměrně na pleť (nezůstávejte ve stejné poloze na pleti příliš dlouho).
4. Po 5 minutách se zařízení automaticky vypne.
5. K čištění hlavní hlavy použijte hadřík.

Režim EMS [viz strana 4, f5]

1. Na obličej rovnoměrně rozetřete zpevňující pečující produkty. Může to být krém, kterým péči dokončíme.
2. Zapněte a přejděte do režimu „EMS“.
3. Přizpůsobte V face roller konturám vašeho obličeje, masírujte a rovnoměrně zvedněte zdola nahoru.
4. Po 6 minutách se produkt automaticky vypne.
5. K čištění čelního válečku V použijte čistící hadřík.

Kontraindikace

1. Osoby mladší 18 let nemohou zařízení Booster používat.
2. Je zakázáno používat zařízení pro elektronická zařízení uvnitř těla. např. kardiostimulátor.
3. Lidé, kteří v posledním měsíci podstoupili jakoukoliv operaci nebo operaci v oblasti, kde má být zákrok proveden. Nedoporučuje se používat přístroj po vystavení pokožky slunci.
4. Lidé s poškozenou kůží, hnisáním, záněty, čerstvými jizvami a elektromagnetickou citlivostí by neměli používat zařízení B-Booster.
5. Zařízení nesmí používat osoby trpící krevními chorobami, tuberkulózou, celiakií, zhoubnými nádory, hypertenzí, horečkou.
6. Nepoužívejte, pokud jste těhotná, menstrujete nebo kojíte.
7. Před zahájením ošetření sejměte hodinky, brýle, šperky a další předměty obsahující kov.
8. Nepoužívejte v okolí oční bulvy, úst nebo hrdla.
9. Nepoužívejte na stejnou oblast pokožky příliš dlouho.
10. Nenechávejte tento produkt bez dozoru, když je zapnutý.
11. Nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou.
12. Dojde-li k nárazu nebo pádu výrobku na zem, před dalším použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
13. Zkontrolujte, zda jsou zástrčka a napájecí kabel neporušené, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
14. Toto zařízení sami nerozebírejte.
15. Nezapínejte zařízení během nabíjení.

Metody čištění

Po každém použití opláchněte hlavní hlavu a V face rollery čistou vodou a poté osušte čistým hadříkem. K otírání magnetického kroužku nepoužívejte alkohol ani korozivní kapaliny.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

Menovité napätie:	3,7 V
Pracovný prúd:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Frekvencia ultrazvuku:	3 MHz $\pm$ 10 %
Rádiové vlny:	1 MHz
Vodeodolný:	IPX5
Časové režimy:	3 minúty, 5 minút, 6 minút
Pracovný čas :	<3H
Kapacita batérie:	1000 mAh

Popis dielov [pozri stranu 2, f1]

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Priehľadný ochranný kryt | 7. Magnetická základňa |
| 2. Zvitok tvaru V | 8. Indukčný pásik |
| 3. HD displej | 9. Nabíjací otvor typu C |
| 4. Tlačidlo prepínania režimu | 10. Kábel typu C |
| 5. Magnetický krúžok | 11. Čistiaca handrička |
| 6. Hlavná hlava | |

Režim SONIC

Stlačte a podržte tlačidlo prepínača režimu na 1 sekundu, raz pípne a príslušný indikátor sa rozsvieti a po 3 minútach sa automaticky vypne.

RF režim

V režime SONIC prepnete krátkym stlačením tlačidla prepínača režimu, bzučiak raz pípne a príslušný indikátor bude dlho svietiť a po 5 minútach sa automaticky vypne.

Režim EMS

V režime RF prepnete krátkym stlačením tlačidla prepínača režimu, bzučiak raz pípne a príslušný indikátor bude dlho svietiť a po 6 minútach sa automaticky vypne.

Vypínanie

Manuálne vypnutie: V akomkoľvek režime stlačte a podržte tlačidlo prepínača režimu na 1 sekundu, aby sa zariadenie vyplo. K automatickému vypnutiu dôjde po ukončení činnosti zariadenia v akomkoľvek režime a vypne sa po akustickom signáli.

Nie je dostatok energie

Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 10 %, biely indikátor batérie bude pomaly blikáť každé 3 sekundy a cyklicky 3-krát. Biele pomalé blikanie sa tretíkrát zmení na rýchle a bzučiak dvakrát pípne, kým sa nevypne.

V režime RF importu môžete zariadenie použiť 3-krát bez nabíjania. Indikácia slabšej batérie je rovnaká ako v predchádzajúcich dvoch režimoch.

Keď je úroveň nabitia batérie 0 %, bzučiak 3-krát pípne, batéria sa vypne a biely indikátor bude 5 sekúnd blikáť. Potom sa napájanie vypne. Zariadenie sa nedá spustiť.

Nabíjanie batérie

Počas nabíjania bliká biele svetlo batérie.

Batéria nabitá

Svieti biely indikátor batérie.

Funkcia pamäte

Po manuálnom alebo plánovanom vypnutí je predvolený režim posledného kroku pri ďalšom spustení.

Ako použiť

Nižšie je ukážka procesu (obrázok a text nižšie). Môžete si vybrať ľubovoľný režim a používať ho samostatne alebo postupovať podľa všetkých krokov jeden po druhom podľa úvodu „Popis funkcie“.

Režim SONIC [pozri stranu 3, f3]

1. Pred použitím odstráňte make-up a očistite si tvár prípravkom na čistenie tváre.
2. Pevne upnite vatový tampón medzi magnetický krúžok a hlavnú hlavu a navlhčite ho micelárnou tekutinou.

3. Zapnite napájanie a prejdite do režimu SONIC.
4. Nasmerujte hlavnú hlavu na pokožku tváre a presuňte každú časť tváre a krku zvonku dovnútra, aby ste ju dôkladne očistili.
5. Na čele, nose, perách, lícach a iných partiách viac vystavených znečisteniu môžete postup zopakovať niekoľkokrát.
6. Po 3 minútach sa zariadenie automaticky vypne.
7. Odstráňte vatový tampón a vyčistite hlavnú hlavu handričkou.
8. Opláchnite si tvár čistou vodou a naneste na pleť tonikum.

RF režim [pozri stranu 3, f4]

1. Ošetrojúcu esenciu, sérum, ampulku alebo masku naneste rovnomerne na tvár a krk.
2. Zapnite a prepnite do RF režimu.
3. Pomaly posúvajte hlavnú hlavu po kontúre tváre a kúru nanášajte rovnomerne na pokožku (nezostávajúce v rovnakej polohe na pokožke príliš dlho).
4. Po 5 minútach sa zariadenie automaticky vypne.
5. Na čistenie hlavnej hlavy použite handričku.

Režim EMS [pozri stranu 4, f5]

1. Spevňujúce ošetrojúce prípravky rovnomerne rozotrite po tvári. Môže to byť krém, ktorý použijeme na dokončenie starostlivosti.
2. Zapnite a prejdite do režimu „EMS“.
3. Prispôbte V face roller obrysu vašej tváre, vmasírujte a rovnomerne nadvihnite zdola nahor.
4. Po 6 minútach sa produkt automaticky vypne.
5. Na čistenie čelného valčeka V použite čistiacu handričku.

Kontraindikácie

1. Osoby mladšie ako 18 rokov nemôžu používať zariadenie Booster.
2. Je zakázané používať zariadenie pre elektronické zariadenia vo vnútri tela. napríklad kardiostimulátor.
3. Ľudia, ktorí za posledný mesiac podstúpili akúkoľvek operáciu alebo operáciu v oblasti, kde sa má zákrok vykonať. Neodporúča sa používať prístroj po vystavení pokožky slnku.
4. Ľudia s poškodenou pokožkou, hnisaním, zápalmi, čerstvými jazvami a elektromagnetickou citlivosťou by nemali používať prístroj B-Booster.
5. Osoby trpiace chorobami krvi, tuberkulózou, celiakiou, zhubnými nádormi, hypertenziou, horúčkou nesmú prístroj používať.
6. Neužívajte v prípade tehotenstva, menštruácie alebo dojčenia.
7. Pred začatím liečby odstráňte hodinky, okuliare, šperky a iné predmety obsahujúce kov.
8. Nepoužívajte okolo očnej bulvy, úst alebo hrdla.
9. Nepoužívajte na rovnakú oblasť pokožky príliš dlho.
10. Nenechávajte tento produkt bez dozoru, keď je zapnutý.
12. Nepoužívajte v prostredí s vysokou teplotou.
12. Ak výrobok zasiahne alebo spadne na zem, pred ďalším použitím ho skontrolujte, či nie je poškodený.
13. Skontrolujte, či sú zástrčka a napájací kábel neporušené, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
14. Toto zariadenie sami nerozoberajte.
15. Nezapínajte zariadenie počas nabíjania.

Metódy čistenia

Po každom použití opláchnite hlavnú hlavu a V face rollery čistou vodou a potom ich osušte čistou handričkou. Na utieranie magnetického krúžku nepoužívajte alkohol ani korozívne kvapaliny.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]: www.beautify.eu;
www.youtube.com/beautifyeu

Nazivna napetost:	3,7 V
Delovni tok:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultrasvočna frekvenca:	3MHz±10%
Radijski valovi:	1MHz
Vodoodporen:	IPX5
Časovni načini:	3 min, 5 min, 6 min
Delovni čas :	<3H
Kapaciteta baterije:	1000 mAh

Opis delov [glejte stran 2, f1]

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Prozoren zaščitni pokrov | 7. Magnetna podlaga |
| 2. Zvitek V-konture | 8. Indukcijski trak |
| 3. HD zaslon | 9. Odprtina za polnjenje tipa C |
| 4. Gumb za preklon načina | 10. Kabel tipa C |
| 5. Magnetni obroč | 11. Čistilna krpa |
| 6. Glavna glava | |

način SONIC

Pritisnite in držite gumb za preklon načina 1 sekundo, enkrat bo zapiskal in ustrezen indikator bo zasvetil ter se po 3 minutah samodejno izklopi.

način RF

V načinu SONIC na kratko pritisnite gumb za preklon načina, da preklomite, brenčalo bo enkrat zapiskalo in ustrezen indikator bo svetil dolgo časa in se po 5 minutah samodejno izklopi.

Način EMS

V načinu RF na kratko pritisnite gumb za preklon načina, da preklomite, brenčalo bo enkrat zapiskalo in ustrezen indikator bo svetil dlje časa ter se samodejno izklopi po 6 minutah.

Ugašanje

Ročni izklop: V katerem koli načinu pritisnite in držite gumb za preklon načina 1 sekundo, da izklopite. Samodejna zaustavitev se bo zgodila, ko bo naprava končala delovanje v katerem koli načinu in se bo izklopila po zvočnem signalu.

Ni dovolj moči

Ko je raven napolnjenosti baterije nižja od 10 %, bo beli indikator baterije počasi utripal vsake 3 sekunde in ciklično 3-krat. Bela počasna bliskavica se bo tretjič spremenila v hitro bliskavico in brenčalo bo dvakrat zapiskalo, dokler se ne izklopi.

V načinu uvoza RF lahko napravo uporabite 3-krat brez polnjenja. Indikacija prazne baterije je enaka kot pri prejšnjih dveh načinih.

Ko je nivo baterije 0 %, bo brenčalo trikrat zapiskalo, baterija se bo izklopila in beli indikator bo utripal 5 sekund. Nato bo napajanje izklopljeno. Naprava se ne more zagnati.

Polnjenje baterije

Bela lučka baterije med polnjenjem utripa.

Baterija napolnjena

Beli indikator baterije sveti.

Pomnilniška funkcija

Po ročni ali načrtovani zaustavitvi je privzeti način zadnjega koraka ob naslednjem zagonu.

Kako uporabiti

Spodaj je prikaz postopka (slika in besedilo spodaj). Izberete lahko kateri koli način za samostojno uporabo ali pa sledite vsem korakom enega za drugim v skladu z uvodom v "Opis funkcije".

Način SONIC [glejte stran 3, f3]

1. Pred uporabo odstranite ličila in očistite obraz s čistilom za obraz.
2. Med magnetni obroč in glavno glavo trdno stisnite vatirano palčko in jo navlažite z micelarno tekočino.
3. Vključite napajanje in vstopite v način SONIC.

4. Glavno glavo usmerite proti koži obraza in premaknite vsak del obraza in vratu od zunaj navznoter, da ga temeljito očistite.
5. Na čelu, nosu, ustnicah, licih in drugih delih, ki so bolj izpostavljeni onesaženju, lahko postopek ponovite večkrat.
6. Po 3 minutah se naprava samodejno izklopi.
7. Odstranite bombažno blazinico in očistite glavno glavo s krpo.
8. Sperite obraz s čisto vodo in na kožo nanesite tonik.

Način RF [glejte stran 3, f4]

1. Negovalno esenco, serum, ampulo ali masko enakomerno nanesite na obraz in vrat.
2. Vključite in preklopite v način RF.
3. Počasi premikajte glavno glavo po konturi obraza in enakomerno nanesite tretma na kožo (ne ostanite predolgo v istem položaju na koži).
4. Po 5 minutah se naprava samodejno izklopi.
5. Za čiščenje glavne glave uporabite krpo.

Način EMS [glejte stran 4, f5]

1. Učvrstitvene negovalne izdelke enakomerno porazdelite po obrazu. Lahko je krema, s katero zaključimo nego.
2. Vključite in pojdite v način "EMS".
3. Valjček za obraz V prilagodite konturi obraza, masirajte in enakomerno dvignite od spodaj navzgor.
4. Po 6 minutah se bo izdelek samodejno izklopil.
5. Za čiščenje obraznega valja V uporabite čistilno krpo.

Kontraindikacije

1. Osebe, mlajše od 18 let, ne smejo uporabljati naprave Booster.
2. Napravo je prepovedano uporabljati za elektronske naprave v telesu. na primer srčni spodbujevalnik.
3. Osebe, ki so bile v zadnjem mesecu podvržene kakršni koli operaciji ali operaciji na področju, kjer bo poseg opravljen. Naprave ni priporočljivo uporabljati po izpostavitvi kože soncu.
4. Osebe s poškodovano kožo, zagnobenostjo, vnetjem, svežimi brazgotinami in elektromagnetno občutljivostjo ne smejo uporabljati naprave B-Booster.
5. Naprave ne smejo uporabljati ljudje s krvnimi boleznimi, tuberkulozo, celiakijo, malignimi tumorji, hipertenzijo, vročino.
6. Ne uporabljajte, če ste noseči, imate menstruacijo ali dojite.
7. Pred začetkom zdravljenja odstranite ure, očala, nakit in druge predmete, ki vsebujejo kovino.
8. Ne uporabljajte okoli zrkla, ust ali grla.
9. Ne uporabljajte na istem predelu kože predolgo.
10. Izdelka ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljen.
11. Ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo.
12. Če izdelek udarite ali pade na tla, pred nadaljnjo uporabo preverite morebitne poškodbe.
13. Preverite, ali sta vtič in napajalni kabel nepoškodovana, da se izognete nevarnosti električnega udara.
14. Te naprave ne razstavljajte sami.
15. Prosimo, ne vklopljajte naprave med polnjenjem.

Metode čiščenja

Po vsaki uporabi sperite glavno glavo in V obrazne valje s čisto vodo in nato osušite s čisto krpo. Za brisanje magnetnega obroča ne uporabljajte alkohola ali jedkih tekočin.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

Nimipinge:	3,7 V
Töövool:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultraheli sagedus:	3 MHz $\pm$ 10%
Raadiolained:	1MHz
Veekindel:	IPX5
Ajarežiimid:	3 min, 5 min, 6 min
Tööaeg:	<3H
Aku mahutavus:	1000 mAh

Osade kirjeldus [vt lk 2, f1]

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Läbipaistev kaitsekate | 7. Magnetalus |
| 2. V-kontuuriga rull | 8. Induktsioonriba |
| 3. HD-ekraan | 9. Type-C laadimisava |
| 4. Režiimi lüliti nupp | 10. C-tüüpi kaabel |
| 5. Magnetrõngas | 11. Puhastuslapp |
| 6. Peapea | |

HELI režiim

Vajutage ja hoidke režiimilüliti nuppu 1 sekund, see piiksub ühe korra ning vastav indikaator süttib ja lülitub automaatselt välja 3 minuti pärast.

RF režiim

SONIC-režiimis vajutage lülitamiseks lühidalt režiimilüliti nuppu, helisignaali piiksub ja vastav indikaator põleb pikka aega ja lülitub automaatselt välja 5 minuti pärast.

EMS režiim

RF-režiimis vajutage lülitamiseks lühidalt režiimilüliti nuppu, helisignaali piiksub ühe korra ja vastav indikaator põleb pikka aega ning lülitub automaatselt välja 6 minuti pärast.

Väljalülitamine

Toite käsitsi väljalülitamine: igas režiimis vajutage ja hoidke väljalülitamiseks režiimilüliti nuppu 1 sekund all. Automaatne väljalülitamine toimub pärast seda, kui seade on mis tahes režiimis töötamise lõpetanud, ja lülitub välja pärast helisignaali.

Pole piisavalt jõudu

Kui aku laetuse tase on alla 10%, vilgub valge aku indikaator aeglaselt iga 3 sekundi järel ja tsükliliselt 3 korda. Valge aeglane välg lülitub kolmandat korda kiireks välguks ja helisignaali piiksub kaks korda, kuni see välja lülitub.

RF-impordirežiimis saate seadet kasutada 3 korda ilma laadimiseta. Aku tühjenemise näit on sama, mis kahel eelmisel režiimil.

Kui aku laetuse tase on 0%, kostab helisignaali 3 korda, aku lülitub välja ja valge indikaator vilgub 5 sekundit. Seejärel lülitatakse toide välja. Seade ei saa käivituda.

Aku laadimine

Aku valge tuli vilgub laadimise ajal.

Aku laetud

Valge patarei indikaator põleb.

Mälu funktsioon

Pärast käsitsi või ajastatud seiskamist on järgmise käivitamise korral vaikimisi viimase sammu režiim.

Kuidas kasutada

Allpool on protsessi demonstratsioon (joonis ja tekst allpool). Saate valida mis tahes režiimi, et seda üksinda kasutada, või järgida kõiki samme ükshaaval vastavalt "Funktsiooni kirjelduse" tutvustusele.

HELIREŽIIM [vt lk 3, f3]

1. Enne kasutamist eemalda meik ja puhasta nägu näopuhastusvahendiga.
2. Kinnitage vatitups tugevalt magnetrõnga ja põhipea vahele ning niisutage seda mitsellaarse vedelikuga.

3. Lülitage toide sisse ja sisenege režiimi SONIC.
4. Suunake põhi pea oma näonahale ja liigutage iga näo ja kaela osa väljastpoolt sissepoole, et see põhjalikult puhastada.
5. Otsmikul, ninal, huultel, põskedel ja muudel reostusele rohkem kokku puutuvatel osadel võite protseduuri korrata mitu korda.
6. 3 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja.
7. Eemaldage vatipadi ja puhastage põhi pea lapiga.
8. Loputa nägu puhta veega ja kanna nahale toonikut.

RF-režiim [vt lk 3, f4]

1. Kanna hooldusessents, seerum, ampull või mask ühtlaselt näole ja kaelale.
2. Lülitage toide sisse ja lülitage RF-režiimi.
3. Liigutage põhi pead aeglaselt mööda näokontuuri ja kandke hooldus ühtlaselt nahale (ärge jääge liiga kauaks samas asendis nahale).
4. 5 minuti pärast lülitub seade automaatselt välja.
5. Kasutage põhi pea puhastamiseks lappi.

EMS-režiim [vt lk 4, f5]

1. Jaota pinguldavad hooldustooted ühtlaselt üle näo. See võib olla kreem, mida kasutame hoolduse lõpetamiseks.
2. Lülitage sisse ja minge režiimi "EMS".
3. Reguleeri V-näorull oma näokontuuri järgi, masseeri ja tõsta ühtlaselt alt üles.
4. 6 minuti pärast lülitub toode automaatselt välja.
5. Kasutage näorulli V puhastamiseks puhastuslappi.

Vastunäidustused

1. Alla 18-aastased isikud ei saa Boosteri seadet kasutada.
2. Keelatud on seadme kasutamine elektroonikaseadmete jaoks keha sees. nt südamestimulaator.
3. Inimesed, kes on viimase kuu jooksul läbinud operatsiooni piirkonnas, kus protseduur tuleb läbi viia. Seadet ei ole soovitatav kasutada pärast nahale sattumist päikese käes.
4. Inimesed, kellel on kahjustatud nahk, mädane, põletik, värsked armid ja elektromagnetiline tundlikkus, ei tohiks B-Boosteri seadet kasutada.
5. Seadet ei tohi kasutada inimesed, kes põevad verehaigusi, tuberkuloosi, tsöliaakiat, pahaloomulisi kasvaja, hüpertensiooni, palavikku.
6. Ärge kasutage rasedatel, menstruatsioonidel või rinnaga toitmisel.
7. Enne ravi alustamist eemaldage kellad, prillid, ehted ja muud esemed sisaldavad metalli.
8. Ärge kasutage silmamuna, suu või kõri ümbruses.
9. Ärge kasutage liiga kaua samal nahapiirkonnal.
10. Ärge jätke seda toodet sisse lülitatud ajal järelevalveta.
11. Ärge kasutage kõrge temperatuuriga keskkonnas.
12. Kui toode saab löögi või kukub maapinnale, kontrollige enne edasist kasutamist kahjustuste suhtes.
13. Kontrollige, et pistik ja toitejuhe oleksid terved, et vältida elektrilöögi ohtu.
14. Ärge võtke seda seadet ise lahti.
15. Ärge lülitage seadet laadimise ajal sisse.

Puhastusmeetodid

Pärast iga kasutuskorda loputage põhi pead ja V näorullid puhta veega ning seejärel kuivatage puhta lapiga. Ärge kasutage magnetrõnga pühkimiseks alkoholi ega soovitatavaid vedelikke.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

Nominali įtampa:	3,7 V
Darbinė srovė:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultragarsio dažnis:	3 MHz $\pm$ 10 %
Radio bangos:	1MHz
Atsparus vandeniui:	IPX5
Laiko režimai:	3 min., 5 min., 6 min
Darbo laikas :	<3H
Baterijos talpa:	1000 mAh

Dalių aprašymas [žr. 2 p., f1]

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Skaidrus apsauginis dangtelis | 7. Magnetinis pagrindas |
| 2. V-kontūro ritinys | 8. Indukcinė juostelė |
| 3. HD ekranas | 9. C tipo įkrovimo anga |
| 4. Režimo perjungimo mygtukas | 10. C tipo kabelis |
| 5. Magnetinis žiedas | 11. Valymo šluostė |
| 6. Pagrindinė galva | |

SONIC režimas

Paspauskite ir palaikykite režimo perjungimo mygtuką 1 sekundę, jis vieną kartą pypsi, o atitinkamas indikatorius užsidegs ir automatiškai išsijungs po 3 minučių.

RF režimas

SONIC režimu trumpai paspauskite režimo jungiklio mygtuką, kad perjungtumėte, garsinis signalas supypsi vieną kartą ir atitinkamas indikatorius degs ilgą laiką.

ir automatiškai išsijungs po 5 minučių.

EMS režimas

RF režimu trumpai paspauskite režimo perjungimo mygtuką, kad perjungtumėte, garsinis signalas supypsi vieną kartą, o atitinkamas indikatorius užsidegs ilgą laiką ir automatiškai išsijungs po 6 minučių.

Išjungti

Rankinis maitinimo išjungimas: bet kuriuo režimu paspauskite ir 1 sekundę palaikykite režimo perjungimo mygtuką, kad išjungtumėte. Automatinis išsijungimas įvyks, kai įrenginys baigs veikti bet kuriuo režimu ir išsijungs po garso signalo.

Nepakanka galios

Kai akumulatoriaus įkrovos lygis yra mažesnis nei 10%, baltas akumulatoriaus indikatorius lėtai mirksės kartą per 3 sekundes ir cikliška 3 kartus. Balta lėta blykstė trečią kartą pasikeis į greitą blykstę, o garsinis signalas du kartus pypsi, kol išsijungs.

RF importavimo režimu įrenginį galite naudoti 3 kartus be įkrovimo. Išsekusios baterijos indikatorius yra toks pat, kaip ir ankstesniuose dviejuose režimuose.

Kai akumulatoriaus įkrovos lygis yra 0%, garsinis signalas supyps 3 kartus, baterija išsijungs ir 5 sekundes mirksės baltas indikatorius. Tada maitinimas bus išjungtas. Įrenginys negali paleisti.

Akumulatoriaus įkrovimas

Įkraunant mirksi balta akumulatoriaus lemputė.

Baterija įkrauta

Šviečia baltas baterijos indikatorius.

Atminties funkcija

Po rankinio arba suplanuoto išjungimo numatytasis yra paskutinio žingsnio režimas kitą kartą paleidžiant.

Kaip naudoti

Žemiau pateikiamas proceso demonstravimas (paveikslėlis ir tekstas žemiau). Galite pasirinkti bet kurį režimą, kad jį naudotumėte atskirai, arba atlikite visus veiksmus po vieną, kaip nurodyta „Funkcijų aprašymo“ įžangoje.

SONIC režimas [žr. 3 psl., f3]

1. Prieš naudojimą nusivalykite makiažą ir nuvalykite veidą veido valikliu.

2. Tvirtai priveržkite vatos tamponą tarp magnetinio žiedo ir pagrindinės galvutės ir sudrėkinkite micelinio skysčiu.
3. Įjunkite maitinimą ir įjunkite SONIC režimą.
4. Nukreipkite pagrindinę galvą į savo veido odą ir perkeltkite kiekvieną veido ir kaklo dalį iš išorės į vidų, kad gerai išvalytumėte.
5. Ant kaktos, nosies, lūpų, skruostų ir kitų labiau užterštų vietų, procedūrą galima kartoti kelis kartus.
6. Po 3 minučių prietaisas išsijungs automatiškai.
7. Nuimkite vatos diskelį ir pagrindinę galvutę nuvalykite šluoste.
8. Nuplaukite veidą švariu vandeniu ir patepkite odą toniku.

RF režimas [žr. 3 psl., f4]

1. Priežiūros esenciją, serumą, ampulę ar kaukę tolygiai paskirstykite ant veido ir kaklo.
2. Įjunkite maitinimą ir perjunkite į RF režimą.
3. Lėtai judinkite pagrindinę galvutę išilgai veido kontūro ir tolygiai paskirstykite priemonę ant odos (nebūkite per ilgai toje pačioje padėtyje ant odos).
4. Po 5 minučių prietaisas išsijungs automatiškai.
5. Nuvalykite pagrindinę galvutę šluoste.

EMS režimas [žr. 4 psl., f5]

1. Stangrinamąsias priežiūros priemones tolygiai paskirstykite ant veido. Tai gali būti kremas, kurį naudojame užbaigdami priežiūrą.
2. Įjunkite ir eikite į "EMS" režimą.
3. Sureguliuokite V veido volelį prie veido kontūro, masažuokite ir tolygiai kelkite iš apačios į viršų.
4. Po 6 minučių gaminys išsijungs automatiškai.
5. Valymo šluoste nuvalykite priekinį volelį V.

Kontraindikacijos

1. Jaunesni nei 18 metų asmenys negali naudoti Booster įrenginio.
2. Draudžiama naudoti prietaisą elektroniniams prietaisams kūno viduje. pvz., širdies stimuliatorius.
3. Žmonės, kuriems per pastarąjį mėnesį buvo atlikta kokia nors operacija arba operacija toje vietoje, kurioje turi būti atlikta procedūra. Prietaiso nerekomenduojama naudoti po odos buvimo saulėje.
4. B-Booster prietaiso neturėtų naudoti žmonės, kurių oda yra pažeista, pūliuoja, yra uždegimas, yra šviežių randų ir yra jautrūs elektromagnetiniam poveikiui.
5. Prietaisu naudotis draudžiama žmonėms, sergantiems kraujo ligomis, tuberkulioze, celiakija, piktybiniais navikais, hipertenzija, karščiuojantiems.
6. Nenaudokite nėščioms, mėnesinėms ar maitinančioms krūtimi.
7. Prieš pradėdami gydymą, nusiimkite laikrodžius, akinius, papuošalus ir kitus daiktus kurių sudėtyje yra metalo.
8. Nenaudokite aplink akies obuolį, burną ar gerkles.
9. Nenaudokite toje pačioje odos vietoje per ilgai.
10. Nepalikite šio gaminio be priežiūros, kol jis įjungtas.
11. Nenaudokite aukštos temperatūros aplinkoje.
12. Jei gaminys nukentėjo arba nukrito ant žemės, prieš naudodami toliau patikrinkite, ar nepažeistas.
13. Patikrinkite, ar kištukas ir maitinimo laidas nepažeisti, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
14. Neardykite šio prietaiso patys.
15. Įkraunant įrenginį neįjunkite.

Valymo būdai

Po kiekvieno naudojimo nuplaukite pagrindinę galvutę ir V veido volelius švariu vandeniu ir nusauskite švaria šluoste. Magnetiniam žiedui valyti nenaudokite alkoholio ar korozinių skysčių.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]: www.beautifly.eu; www.youtube.com/beautiflyeu

Nominālais spriegums:	3,7 V
Darba strāva:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultraskaņas frekvence:	3MHz±10%
Radio viļņi:	1MHz
Ūdensdrošs:	IPX5
Laika režīmi:	3 min, 5 min, 6 min
Darba laiks :	<3H
Akumulatora ietilpība:	1000 mAh

Daļu apraksts [sk. 2. lpp., f1]

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Caurspīdīgs aizsargapvalks | 7. Magnētiskā bāze |
| 2. V-kontūras rullis | 8. Indukcijas sloksne |
| 3. HD displejs | 9. C tipa uzlādes atvere |
| 4. Režīmu pārslēgšanas poga | 10. C tipa kabelis |
| 5. Magnētiskais gredzens | 11. Tīrīšanas lupatiņa |
| 6. Galvenā galva | |

SONIC režīms

Nospiediet un 1 sekundi turiet nospiešu režīma slēdža pogu, tas atskanēs vienu pīkstienu, un atbilstošais indikators iedegsies un automātiski izslēgsies pēc 3 minūtēm.

RF režīms

SONIC režīmā īsi nospiediet režīma slēdža pogu, lai pārslēgtos, zummers atskanēs vienreiz un atbilstošais indikators degs ilgu laiku. un automātiski izslēgsies pēc 5 minūtēm.

EMS režīms

RF režīmā īsi nospiediet režīma pārslēgšanas pogu, lai pārslēgtos, zummers atskanēs vienreiz un atbilstošais indikators degs ilgu laiku un automātiski izslēgsies pēc 6 minūtēm.

Izslēdzas

Manuāla izslēgšana: jebkurā režīmā nospiediet un 1 sekundi turiet režīma pārslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci. Automātiska izslēgšanās notiks pēc tam, kad ierīce beigs darboties jebkurā režīmā, un izslēgsies pēc skaņas signāla.

Nepietiek jaudas

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir mazāks par 10%, baltais akumulatora indikators lēni mirgos reizi 3 sekundēs un cikliski 3 reizes. Baltā lēnā zibspuldze trešo reizi mainīsies uz ātru zibspuldzi, un skaņas signāls divreiz iepīkstas, līdz tas izslēgsies.

RF importēšanas režīmā ierīci var izmantot 3 reizes bez uzlādes. Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators ir tāds pats kā iepriekšējos divos režīmos.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir 0%, atskanēs skaņas signāls 3 reizes, akumulators tiks izslēgts un balts indikators mirgos 5 sekundes. Pēc tam strāvas padeve tiks izslēgta. Ierīci nevar palaist.

Akumulatora uzlāde

Uzlādes laikā mirgo baltais akumulatora indikators.

Akumulators uzlādēts

Baltais akumulatora indikators ir ieslēgts.

Atmiņas funkcija

Pēc manuālas vai plānotas izslēgšanas noklusējuma ir pēdējās darbības režīms nākamajā palaišanas reizē.

Kā izmantot

Zemāk ir procesa demonstrācija (attēls un teksts zemāk). Varat izvēlēties jebkuru režīmu, lai to izmantotu atsevišķi, vai veikt visas darbības pa vienam saskaņā ar ievadu "Funkciju apraksts".

SONIC režīms [skatiet 3. lpp., f3]

1. Pirms lietošanas ņemiet kosmētiku un notīriet seju ar sejas tīrīšanas līdzekli.
2. Stingri saspiediet vates tamponu starp magnētisko gredzenu un galveno galvu un

samitriniet to ar micelāro šķidrumu.

3. Ieslēdziet barošanu un pāreijiet uz SONIC režīmu.
4. Pavērsiet galveno galvu pret savu sejas ādu un pārvietojiet katru sejas un kakla daļu no ārpuses uz iekšpusi, lai to rūpīgi notīrītu.
5. Uz pieres, deguna, lūpām, vaigiem un citām vietām, kas ir vairāk pakļautas piesārņojumam, procedūru var atkārtot vairākas reizes.
6. Pēc 3 minūtēm ierīce automātiski izslēgsies.
7. Noņemiet kokvilnas spilventiņu un notīriet galveno galvu ar drānu.
8. Noskalo seju ar tīru ūdeni un uzklāj toniku uz ādas.

RF režīms [skatiet 3. lpp., f4]

1. Vienmērīgi uzklājat kopšanas esenci, serumu, ampulu vai masku uz sejas un kakla.
2. Ieslēdziet un pārslēdzieties uz RF režīmu.
3. Lēnām virziet galveno galvu gar sejas kontūru un vienmērīgi uzklājat kopšanas līdzekli uz ādas (nepalieciet pārāk ilgi vienā stāvoklī uz ādas).
4. Pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēgsies.
5. Izmantojiet drānu, lai notīrītu galveno galviņu.

EMS režīms [skatiet 4. lpp., f5]

1. Vienmērīgi izklājat nostiprinošos kopšanas līdzekļus pa seju. Tas var būt krēms, ko izmantojam, lai pabeigtu kopšanu.
2. Ieslēdziet un pāreijiet uz "EMS" režīmu.
3. Noregulējiet V sejas rullīti atbilstoši sejas kontūrai, masējiet un vienmērīgi celiet no apakšas uz augšu.
4. Pēc 6 minūtēm produkts automātiski izslēgsies.
5. Izmantojiet tīrīšanas drānu, lai notīrītu sejas rullīti V.

Kontraindikācijas

1. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, nevar izmantot Booster ierīci.
2. Aizliegts izmantot ierīci elektroniskām ierīcēm ķermeņa iekšienē. piemēram, elektrokardiostimulators.
3. Cilvēki, kuriem pēdējā mēneša laikā ir veikta operācija vai operācija apgabalā, kurā procedūra jāveic. Ierīci nav ieteicams lietot pēc ādas iedarbības saulē.
4. Cilvēki ar bojātu ādu, strutošanu, iekaisumu, svaigām rētām un elektromagnētisko jutīgumu nedrīkst lietot B-Booster ierīci.
5. Ierīci nedrīkst lietot cilvēki, kas slimo ar asins slimībām, tuberkulozi, celiakiju, laundabīgiem audzējiem, hipertensiju, drudzi.
6. Nelietot, ja esat grūtniece, mēnešreižu vai barojat bērnu ar krūti.
7. Pirms ārstēšanas uzsākšanas noņemiet pulksteņus, brilles, rotaslietas un citus priekšmetus satur metālu.
8. Nelietot ap acs ābolu, muti vai kaklu.
9. Nelietojiet uz vienas ādas zonas pārāk ilgi.
10. Neatstājiet šo izstrādājumu bez uzraudzības, kamēr tas ir ieslēgts.
11. Nelietot augstas temperatūras vidē.
12. Ja izstrādājumam ir trieciens vai tas nokrīt zemē, pirms turpmākas lietošanas pārbaudiet, vai nav bojājumu.
13. Pārbaudiet, vai kontaktakša un strāvas vads ir neskarti, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.
14. Neizjauciet šo ierīci paši.
15. Lūdzu, neieslēdziet ierīci uzlādes laikā.

Tīrīšanas metodes

Pēc katras lietošanas reizes noskalojiet galveno galvu un V sejas rullīšus ar tīru ūdeni un pēc tam nosusiniet ar tīru drānu. Magnētiskā gredzena tīrīšanai neizmantojiet alkoholu vai kodīgus šķidrumus.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]: www.beautify.eu;
www.youtube.com/beautifyeu

Nominell spenning:	3,7V
Arbeidsstrøm:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultralydfrekvens:	3MHz±10 %
Radiobølger:	1 MHz
Vannrett:	IPX5
Tidsmoduser:	3min, 5min, 6min
Jobbe tid :	<3H
Batterikapasitet:	1000 mAh

Beskrivelse av deler [se side 2, f1] 1.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 2. Gjennomsiktig beskyttelsesdeksel | 7. Magnetisk base |
| 3. V-konturrulle | 8. Induksjonslist |
| 4. HD-skjerm | 9. Type-C ladehull |
| 5. Modusbryterknapp | 10. Type C-kabel |
| 6. Magnetisk ring | 11. Rensklut |
| 7. Hovedhode | |

SONIC-modus

Trykk og hold inne modusbryterknappen i 1 sekund, den piper én gang og den tilsvarende indikatoren vil lyse og slå seg av automatisk etter 3 minutter.

RF-modus

I SONIC-modus, trykk kort på modusbryterknappen for å bytte, summeren vil pipe én gang og den tilsvarende indikatoren vil være på i lang tid og vil slå seg av automatisk etter 5 minutter.

EMS-modus

I RF-modus, trykk kort på modusbryterknappen for å bytte, summeren vil pipe én gang og den tilsvarende indikatoren vil være på i lang tid og slå seg av automatisk etter 6 minutter.

Slå av

Manuell avslåing: I alle moduser, trykk og hold inne modusbryterknappen i 1 sekund for å slå av. Automatisk avstenging vil skje etter at enheten har fullført driften i en hvilken som helst modus og vil slå seg av etter et akustisk signal.

Ikke nok kraft

Når batterinivået er mindre enn 10 %, vil den hvite batteriindikatoren blinke sakte en gang hvert 3. sekund og syklisk 3 ganger. Det hvite sakte blinket vil endres til raskt blinke for tredje gang, og summeren vil pipe to ganger til den slås av.

I RF-importmodus kan du bruke enheten 3 ganger uten å lade. Indikasjonen for lavt batteri er den samme som de to foregående modusene.

Når batterinivået er 0 %, vil summeren pipe 3 ganger, batteriet slås av og den hvite indikatoren vil blinke i 5 sekunder. Da vil strømmen slås av. Enheten kan ikke starte.

Batteri lading

Det hvite batterilyset blinker under lading.

Batteri ladet

Den hvite batteriindikatoren er på.

Minnefunksjon

Etter en manuell eller planlagt avstenging er standard modusen siste trinn ved neste oppstart.

Hvordan å bruke

Nedenfor er en demonstrasjon av prosessen (figur og tekst under). Du kan velge hvilken som helst modus for å bruke den alene eller følge alle trinnene en etter en i henhold til introduksjonen til "Funksjonsbeskrivelse".

SONIC-modus [se side 3, f3]

1. Før bruk, fjern sminken og rens ansiktet med en ansiktsrens.

2. Klem en bomullspinne godt fast mellom magnetringen og hovedhodet og fukt den med micellær væske.

3. Slå på strømmen og gå inn i SONIC-modus.
4. Pek hovedhodet mot ansiktshuden din og flytt hver del av ansiktet og halsen fra utsiden til innsiden for å rense den grundig.
5. På pannen, nesen, leppene, kinnene og andre deler som er mer utsatt for forurensning, kan du gjenta prosedyren flere ganger.
6. Etter 3 minutter vil enheten slå seg av automatisk.
7. Fjern bomullsputen og rengjør hovedhodet med en klut.
8. Skyll ansiktet med rent vann og påfør tonic på huden din.

RF-modus [se side 3, f4]

1. Påfør pleieessensen, serumet, ampullen eller masken jevnt på ansikt og hals.
2. Slå på og bytt til RF-modus.
3. Beveg hovedhodet sakte langs ansiktskonturen og påfør behandlingen jevnt på huden (ikke hold deg i samme posisjon på huden for lenge).
4. Etter 5 minutter vil enheten slå seg av automatisk.
5. Bruk en klut til å rengjøre hovedhodet.

EMS-modus [se side 4, f5]

1. Fordel oppstrammende pleieprodukter jevnt over ansiktet. Det kan være en krem som vi bruker for å fullføre pleien.
2. Slå på og gå til "EMS"-modus.
3. Juster V-ansiktsrullen til ansiktskonturen, masser og løft jevnt fra bunn til topp.
4. Etter 6 minutter vil produktet slå seg av automatisk.
5. Bruk en rengjøringsklut til å rengjøre ansiktsrullen V.

Kontraindikasjoner

1. Personer under 18 år kan ikke bruke Booster-enheten.
2. Det er forbudt å bruke enheten til elektroniske enheter inne i kroppen. eks pacemaker.
3. Personer som har gjennomgått en operasjon eller operasjon i området der inngrepet skal utføres den siste måneden. Det anbefales ikke å bruke enheten etter hudeksponering for solen.
4. Personer med skadet hud, suppurasjon, betennelse, friske arr og elektromagnetisk følsomhet bør ikke bruke B-Booster-enheten.
5. Personer som lider av blodsykdommer, tuberkulose, cøliaki, ondartede svulster, hypertensjon, feber har ikke lov til å bruke enheten.
6. Ikke bruk hvis du er gravid, har menstruasjon eller ammer.
7. Før du starter behandlingen, fjern klokker, briller, smykker og andre gjenstander som inneholder metall.
8. Ikke bruk rundt øyeeplet, munnen eller halsen.
9. Ikke bruk på samme hudområde for lenge.
10. Ikke la dette produktet være uten tilsyn mens det er slått på.
11. Ikke bruk i miljøer med høy temperatur.
12. Hvis produktet blir truffet eller mistet i bakken, sjekk for skade før videre bruk.
13. Sjekk at støpselet og strømledningen er intakte for å unngå fare for elektrisk støt.
14. Ikke demonter denne enheten selv.
15. Ikke slå på enheten mens den lader.

Rengjøringsmetoder

Etter hver bruk, skyll hovedhodet og V-flatrullene med rent vann og tørk deretter med en ren klut. Ikke bruk alkohol eller etsende væsker til å tørke av magnetringen.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]: www.beautifyfy.eu;
www.youtube.com/beautifyfy

Nimellisjännite:	3,7V
Käyttövirta:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultraäänitaajuus:	3 MHz $\pm$ 10 %
Radioaallot:	1MHz
Vedenkestävä:	IPX5
Aikatilat:	3 min, 5 min, 6 min
Työaika :	<3H
Akun kapasiteetti:	1000 mAh

Osien kuvaus [katso sivu 2, f1] 1.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Läpinäkyvä suojakuori | 7. Magneettinen pohja |
| 2. V-muotoinen rulla | 8. Induktioauha |
| 3. HD-näyttö | 9. Type-C latausaukko |
| 4. Tilakytkinpainike | 10. C-typin kaapeli |
| 5. Magneettinen rengas | 11. Puhdistusliina |
| 6. Pääpää | |

SONIC-tila

Pidä tilakytkinpainiketta painettuna 1 sekunnin ajan, se piippaa kerran ja vastaava merkkivalo syttyy ja sammuu automaattisesti 3 minuutin kuluttua.

RF-tila

SONIC-tilassa paina lyhyesti tilakytkinpainiketta vaihtaaksesi, sumneri piippaa kerran ja vastaava merkkivalo palaa pitkään ja sammuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

EMS-tila

RF-tilassa paina lyhyesti tilakytkinpainiketta vaihtaaksesi, sumneri piippaa kerran ja vastaava merkkivalo palaa pitkään ja sammuu automaattisesti 6 minuutin kuluttua.

Sammutetaan

Manuaalinen virrankatkaisu: Katkaise virta missä tahansa tilassa painamalla tilakytkinpainiketta 1 sekunnin ajan. Automaattinen sammutus tapahtuu sen jälkeen, kun laite on lopettanut toiminnan missä tahansa tilassa ja sammuu akustisen signaalin jälkeen.

Teho ei riitä

Kun akun varaustaso on alle 10 %, valkoinen akun merkkivalo vilkkuu hitaasti 3 sekunnin välein ja syklisesti 3 kertaa. Valkoinen hidas salama vaihtuu nopeaksi vilkuksi kolmannen kerran ja sumneri piippaa kahdesti, kunnes se sammuu.

RF-tuontitilassa voit käyttää laitetta 3 kertaa ilman latausta. Alhaisen akun ilmaisin on sama kuin kahdessa edellisessä tilassa.

Kun akun varaustaso on 0 %, sumneri piippaa 3 kertaa, akku sammuu ja valkoinen merkkivalo vilkkuu 5 sekunnin ajan. Sitten virta katkeaa. Laite ei voi käynnistyä.

Akun lataus

Valkoinen akun merkkivalo vilkkuu latauksen aikana.

Akku ladattu

Valkoinen akun merkkivalo palaa.

Muistitoiminto

Manuaalisen tai ajoitetun sammutuksen jälkeen oletusasetus on seuraavan käynnistykseen viimeisen vaiheen tila.

Kuinka käyttää

Alla on esittely prosessista (kuva ja teksti alla). Voit valita minkä tahansa tilan käyttääksesi sitä yksin tai seurata kaikkia vaiheita yksitellen "Toimintokuvauksen" johdannon mukaisesti.

SONIC-tila [katso sivu 3, f3]

1. Poista meikki ennen käyttöä ja puhdista kasvosi kasvojenpuhdistusaineella.
2. Purista vanupuikko tiukasti magneettirenkaan ja pääpään väliin ja kostuta se misellinesteellä.

3. Kytke virta päälle ja siirry SONIC-tilaan.
4. Osoita pääpää kasvojen ihoa kohti ja siirrä jokainen kasvojen ja kaulan osa ulkopuolelta sisälle puhdistaksesi ne perusteellisesti.
5. Otsalla, nenällä, huulilla, poskilla ja muilla saasteille alttiimpien osien kohdalla voit toistaa toimenpiteen useita kertoja.
6. 3 minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti.
7. Poista vanulappu ja puhdistaa pääpää kankaalla.
8. Huuhtelee kasvosi puhtaalla vedellä ja levitä iholle tonic.

RF-tila [katso sivu 3, f4]

1. Levitä hoitoesanssi, seerumi, ampulli tai naamio tasaisesti kasvoille ja kaulalle.
2. Kytke virta päälle ja vaihda RF-tilaan.
3. Liikuta pääpää hitaasti kasvojen ääriäviivaa pitkin ja levitä hoito tasaisesti iholle (älä pysy samassa asennossa iholla liian kauan).
4. 5 minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti.
5. Puhdistaa pääpää kankaalla.

EMS-tila [katso sivu 4, f5]

1. Levitä kiinteyttävät hoitotuotteet tasaisesti kasvoillesi. Se voi olla voide, jota käytämme hoidon loppuun saattamiseen.
2. Kytke päälle ja siirry "EMS"-tilaan.
3. Säädä V-kasvorulla kasvosi muotoon, hiero ja nosta tasaisesti alhaalta ylös.
4. 6 minuutin kuluttua tuote sammuu automaattisesti.
5. Puhdistaa kasvorulla V puhdistusliinalla.

Vasta-aiheet

1. Alle 18-vuotiaat eivät voi käyttää Booster-laitetta.
2. Laitteen käyttö elektronisiin laitteisiin kehon sisällä on kielletty. esim sydämentahdistin.
3. Ihmiset, joille on tehty leikkaus alueella, jossa toimenpide suoritetaan viimeisen kuukauden aikana. Laitteen käyttöä ei suositella iholle altistumisen jälkeen.
4. Henkilöiden, joilla on vaurioitunut iho, märkimistä, tulehdusta, tuoreita arpia ja sähkömagneettista herkkyyttä, ei tule käyttää B-Booster-laitetta.
5. Henkilöt, joilla on verisairauksia, tuberkuloosia, keliakiaa, pahanlaatuisia kasvaimia, verenpainetauti, kuumetta, eivät saa käyttää laitetta.
6. Älä käytä, jos olet raskaana, kuukautiset tai imetät.
7. Poista kellot, lasit, korut ja muut esineet ennen hoidon aloittamista sisältää metalleja.
8. Älä käytä silmämunan, suun tai kurkun ympärillä.
9. Älä käytä samalla ihoalueella liian pitkään.
10. Älä jätä tätä tuotetta ilman valvontaa, kun se on päällä.
11. Älä käytä korkean lämpötilan ympäristössä.
12. Jos tuote osuu maahan tai se putoaa maahan, tarkista vaurioiden varalta ennen käyttöä.
13. Tarkista, että pistoke ja virtajohto ovat ehjät välttääksesi sähköiskun vaaran.
14. Älä pura tätä laitetta itse.
15. Älä käynnistä laitetta latauksen aikana.

Puhdistusmenetelmät

Huuhtelee pääpää ja V-pintarullat jokaisen käyttökerran jälkeen puhtaalla vedellä ja kuivaa sitten puhtaalla liinalla. Älä käytä alkoholia tai syövyttäviä nesteitä magneettirenkaan pyyhkimiseen.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

www.beautifyfy.eu; www.youtube.com/beautifyfy

Névleges feszültség:	3,7V
Működési áram:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultraszhang frekvencia:	3MHz±10%
Rádióhullámok:	1 MHz
Vízálló:	IPX5
Időmódok:	3 perc, 5 perc, 6 perc
Munkaidő :	<3H
Akkumulátor-kapacitás:	1000 mAh

Az alkatrészek leírása [lásd 2. oldal, f1]

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Átlátszó védőburkolat | 6. Fő fej |
| 2. V-kontúr tekercs | 7. Mágneses alap |
| 3. HD kijelző | 8. Indukciós szalag |
| 4. Üzem mód kapcsoló gomb | 9. C típusú töltőnyílás |
| 5. Mágneses gyűrű | 10. C típusú kábel |
| | 11. Tisztítókendő |

SONIC mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódkapcsoló gombot 1 másodpercig, egy sípoló hangjelzést ad, és a megfelelő jelzőfény kigyullad és 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.

RF mód

SONIC módban röviden nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot a váltáshoz, a hangjelző egyszer sípol, és a megfelelő jelzőfény hosszú ideig világít és 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

EMS mód

RF módban nyomja meg röviden az üzemmódkapcsoló gombot a váltáshoz, a berregő egyszer sípol, és a megfelelő jelzőfény hosszú ideig világít, és 6 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Kikapcsolni

Kézi kikapcsolás: Bármely üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódkapcsoló gombot 1 másodpercig a kikapcsoláshoz. Az automatikus leállítás akkor következik be, ha a készülék bármely üzemmódban befejezte a működését, és hangjelzés után kikapcsol.

Nincs elég erő

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 10%, a fehér akkumulátorjelző 3 másodpercenként lassan, majd 3-szor ciklikusan felvillog. A fehér lassú villogás harmadszorra vált át gyors villogásra, és a hangjelző kétszer sípol, amíg ki nem kapcsol.

RF import módban 3 alkalommal használhatja a készüléket töltés nélkül. Az alacsony töltöttségi szint jelzése megegyezik az előző két üzemmóddal.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 0%, a hangjelző 3-szor sípol, az akkumulátor kikapcsol, és a fehér jelzőfény 5 másodpercig villog. Ezután az áramellátás kikapcsol. A készülék nem indul el.

Akkumulátor töltés

Az akkumulátor fehér jelzőfénye töltés közben villog.

Az akkumulátor feltöltve

A fehér akkumulátorjelző világít.

Memória funkció

Kézi vagy ütemezett leállítás után az alapértelmezett az utolsó lépés mód a következő indításkor.

Hogyan kell használni

Az alábbiakban bemutatjuk a folyamatot (ábra és szöveg lent). Bármely módot kiválaszthatja, hogy egyedül használja, vagy egyenként kövesse az összes lépést a „Funkcióleírás” bevezetője szerint.

SONIC mód [lásd 3. oldal, f3]

1. Használat előtt távolítsa el a sminket és tisztítsa meg arcát arctisztítóval.
2. Erősen szorítson egy vattacsomót a mágnesgyűrű és a fő fej közé, és nedvesítse meg micellás folyadékkal.
3. Kapcsolja be a készüléket, és lépjen SONIC módba.
4. Irányítsa a fő fejet az arcbőrére és mozgassa az arc és a nyak minden részét kívülről befelé, hogy alaposan megtisztítsa.
5. A homlokon, az orron, az ajkakon, az arcokon és a szennyeződésnek jobban kitett részekben többször megismételheti az eljárást.
6. 3 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Távolítsa el a vattakorongot, és törölje le a fő fejet egy ruhával.
8. Öblítse le arcát tiszta vízzel, és kenje be a bőrt tonikkal.

RF mód [lásd 3. oldal, f4]

1. Az ápolóesszenciát, szérumot, ampullát vagy maszkot egyenletesen vigye fel az arcra és a nyakra.
2. Kapcsolja be és váltson RF módba.
3. Lassan mozgassa a főfejet az arc kontúrja mentén, és egyenletesen vigye fel a kezelést a bőrre (ne maradjon túl sokáig ugyanabban a helyzetben a bőrön).
4. 5 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
5. A fő fej tisztításához használjon ruhát.

EMS mód [lásd 4. oldal, f5]

1. A feszesítő ápolószereket egyenletesen oszlassa el az arcán. Ez lehet egy krém, amivel az ápolást befejezzük.
2. Kapcsolja be, és lépjen "EMS" módba.
3. Állítsa a V arc görgőt az arc kontúrához, masszírozza és emelje fel egyenletesen alulról felfelé.
4. 6 perc elteltével a termék automatikusan kikapcsol.
5. Tisztítókendővel tisztítsa meg az V arcgörgőt.

Ellenjavallatok

1. 18 éven aluli személyek nem használhatják a Booster készüléket.
2. Tilos a készüléket a testen belüli elektronikus eszközökhöz használni. pl pacemaker.
3. Azok az emberek, akik az elmúlt hónapban bármilyen műtéten vagy műtéten estek át azon a területen, ahol az eljárást végre kell hajtani. A bőr napozása után nem javasolt a készülék használata.
4. Sérült bőrrel, gennyedéssel, gyulladással, friss hegekkel és elektromágneses érzékenységgel rendelkező személyek ne használják a B-Booster készüléket.
5. Vérbetegségben, tuberkulózisban, cöliakiában, rosszindulatú daganatban, magas vérnyomásban, lázban szenvedők nem használhatják a készüléket.
6. Ne használja, ha terhes, menstruál vagy szoptat.
7. A kezelés megkezdése előtt távolítsa el az órákat, szemüvegeket, ékszereket és egyéb tárgyakat fémet tartalmazó.
8. Ne használja a szemgolyó, a száj vagy a torok környékén.
9. Ne használja túl sokáig ugyanazon a bőrfelületen.
10. Ne hagyja felügyelet nélkül ezt a terméket, amíg be van kapcsolva.
11. Ne használja magas hőmérsékletű környezetben.
12. Ha a terméket eltalálja vagy a földre ejtik, további használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
13. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és a tápkábel sértetlenek-e.
14. Ne szerelje szét saját maga a készüléket.
15. Kérjük, ne kapcsolja be a készüléket töltés közben.

Tisztítási módszerek

Minden használat után öblítse le tiszta vízzel a főfejet és a V-felületű görgőket, majd törölje szárazra egy tiszta ruhával. Ne használjon alkoholt vagy korrozív folyadékokat a mágnesgyűrű letörléséhez.

Névleges feszültség:	3,7V
Működési áram:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultrahang frekvencia:	3MHz±10%
Rádióhullámok:	1 MHz
Vízálló:	IPX5
Időmódok:	3 perc, 5 perc, 6 perc
Munkaidő :	<3H
Akkumulátor-kapacitás:	1000 mAh

Az alkatrészek leírása [lásd 2. oldal, f1]

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Átlátszó védőburkolat | 6. Fő fej |
| 2. V-kontúr tekercs | 7. Mágneses alap |
| 3. HD kijelző | 8. Indukciós szalag |
| 4. Üzem mód kapcsoló gomb | 9. C típusú töltőnyílás |
| 5. Mágneses gyűrű | 10. C típusú kábel |
| | 11. Tisztítókendő |

SONIC mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódkapcsoló gombot 1 másodpercig, egy sípoló hangjelzést ad, és a megfelelő jelzőfény kigyullad és 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.

RF mód

SONIC módban röviden nyomja meg az üzemmód kapcsoló gombot a váltáshoz, a hangjelző egyszer sípol, és a megfelelő jelzőfény hosszú ideig világít és 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

EMS mód

RF módban nyomja meg röviden az üzemmódkapcsoló gombot a váltáshoz, a berregő egyszer sípol, és a megfelelő jelzőfény hosszú ideig világít, és 6 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Kikapcsolni

Kézi kikapcsolás: Bármely üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódkapcsoló gombot 1 másodpercig a kikapcsoláshoz. Az automatikus leállítás akkor következik be, ha a készülék bármely üzemmódban befejezte a működését, és hangjelzés után kikapcsol.

Nincs elég erő

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 10%, a fehér akkumulátorjelző 3 másodpercenként lassan, majd 3-szor ciklikusan felvillog. A fehér lassú villogás harmadszorra vált át gyors villogásra, és a hangjelző kétszer sípol, amíg ki nem kapcsol. RF import módban 3 alkalommal használhatja a készüléket töltés nélkül. Az alacsony töltöttségi szint jelzése megegyezik az előző két üzemmóddal.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 0%, a hangjelző 3-szor sípol, az akkumulátor kikapcsol, és a fehér jelzőfény 5 másodpercig villog. Ezután az áramellátás kikapcsol. A készülék nem indul el.

Akkumulátor töltés

Az akkumulátor fehér jelzőfénye töltés közben villog.

Az akkumulátor feltöltve

A fehér akkumulátorjelző világít.

Memória funkció

Kézi vagy ütemezett leállítás után az alapértelmezett az utolsó lépés mód a következő indításkor.

Hogyan kell használni

Az alábbiakban bemutatjuk a folyamatot (ábra és szöveg lent). Bármely módot kiválaszthatja, hogy egyedül használja, vagy egyenként kövesse az összes lépést a „Funkcióleírás” bevezetője szerint.

SONIC mód [lásd 3. oldal, f3]

1. Használat előtt távolítsa el a sminket és tisztítsa meg arcát arctisztítóval.
2. Erősen szorítson egy vattacsomót a mágnesgyűrű és a fő fej közé, és nedvesítse meg micellás folyadékkal.
3. Kapcsolja be a készüléket, és lépjen SONIC módba.
4. Irányítsa a fő fejet az arcbőrére és mozgassa az arc és a nyak minden részét kívülről befelé, hogy alaposan megtisztítsa.
5. A homlokon, az orron, az ajkakon, az arcokon és a szennyeződésnek jobban kitett részekben többször megismételheti az eljárást.
6. 3 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Távolítsa el a vattakorongot, és törölje le a fő fejet egy ruhával.
8. Öblítse le arcát tiszta vízzel, és kenje be a bőrt tonikkal.

RF mód [lásd 3. oldal, f4]

1. Az ápolóesszenciát, szérumot, ampullát vagy maszkot egyenletesen vigye fel az arcra és a nyakra.
2. Kapcsolja be és váltson RF módba.
3. Lassan mozgassa a főfejet az arc kontúrja mentén, és egyenletesen vigye fel a kezelést a bőrre (ne maradjon túl sokáig ugyanabban a helyzetben a bőrön).
4. 5 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
5. A fő fej tisztításához használjon ruhát.

EMS mód [lásd 4. oldal, f5]

1. A feszesítő ápolószereket egyenletesen oszlassa el az arcán. Ez lehet egy krém, amivel az ápolást befejezzük.
2. Kapcsolja be, és lépjen "EMS" módba.
3. Állítsa a V arc görgőt az arc kontúrához, masszírozza és emelje fel egyenletesen alulról felfelé.
4. 6 perc elteltével a termék automatikusan kikapcsol.
5. Tisztítókendővel tisztítsa meg az V arcgörgőt.

Ellenjavallatok

1. 18 éven aluli személyek nem használhatják a Booster készüléket.
2. Tilos a készüléket a testen belüli elektronikus eszközökhöz használni. pl pacemaker.
3. Azok az emberek, akik az elmúlt hónapban bármilyen műtéten vagy műtéten estek át azon a területen, ahol az eljárást végre kell hajtani. A bőr napozása után nem javasolt a készülék használata.
4. Sérült bőrrel, gennyedéssel, gyulladással, friss hegekkel és elektromágneses érzékenységgel rendelkező személyek ne használják a B-Booster készüléket.
5. Vérbetegségben, tuberkulózisban, cöliakiában, rosszindulatú daganatban, magas vérnyomásban, lázban szenvedők nem használhatják a készüléket.
6. Ne használja, ha terhes, menstruál vagy szoptat.
7. A kezelés megkezdése előtt távolítsa el az órákat, szemüvegeket, ékszereket és egyéb tárgyakat fémeket tartalmazó.
8. Ne használja a szemgolyó, a száj vagy a torok környékén.
9. Ne használja túl sokáig ugyanazon a bőrfelületen.
10. Ne hagyja felügyelet nélkül ezt a terméket, amíg be van kapcsolva.
11. Ne használja magas hőmérsékletű környezetben.
12. Ha a terméket eltalálja vagy a földre ejtik, további használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
13. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és a tápkábel sértetlenek-e.
14. Ne szerelje szét saját maga a készüléket.
15. Kérjük, ne kapcsolja be a készüléket töltés közben.

Tisztítási módszerek

Minden használat után öblítse le tiszta vízzel a főfejet és a V-felületű görgőket, majd törölje szárazra egy tiszta ruhával. Ne használjon alkoholt vagy korrozív folyadékokat a mágnesgyűrű letörléséhez.

Tensiune nominală:	3,7 V
Curent de lucru:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Frecvența ultrasunetelor:	3MHz±10%
Unde radio:	1MHz
Impermeabil:	IPX5
Moduri de timp:	3 min, 5 min, 6 min
Timpu de lucru :	<3H
Capacitatea bateriei:	1000 mAh

Descrierea pieselor [vezi pagina 2, f1]

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Husa de protecție transparentă | 6. Cap principal |
| 2. rola cu contur în V | 7. Baza magnetică |
| 3. Display HD | 8. Banda de inducție |
| 4. Buton de comutare de mod | 9. Orificiu de încărcare de tip C |
| 5. Inel magnetic | 10. Cablu tip C |
| | 11. Lavetă de curățare |

modul SONIC

Apăsăți și mențineți apăsat butonul de comutare de mod timp de 1 secundă, va emite un bip o dată, iar indicatorul corespunzător se va aprinde și se va stinge automat după 3 minute.

modul RF

În modul SONIC, apăsați scurt butonul de comutare a modului pentru a comuta, soneria va emite un bip o dată, iar indicatorul corespunzător va rămâne aprins pentru o perioadă lungă de timp și se va opri automat după 5 minute.

Modul EMS

În modul RF, apăsați scurt butonul de comutare a modului pentru a comuta, soneria va emite un bip o dată, iar indicatorul corespunzător va rămâne aprins pentru o perioadă lungă de timp și se va opri automat după 6 minute.

Oprirea

Oprire manuală: În orice mod, apăsați și mențineți apăsat butonul de comutare de mod timp de 1 secundă pentru a opri. Oprirea automată va avea loc după ce dispozitivul a terminat de funcționat în orice mod și se va opri după un semnal acustic.

Nu este suficientă putere

Când nivelul bateriei este mai mic de 10%, indicatorul alb al bateriei va clipi lent o dată la 3 secunde și ciclic de 3 ori. Blițul lent alb se va schimba în bliț rapid pentru a treia oară, iar soneria va emite un bip de două ori până se stinge.

În modul de import RF, puteți utiliza dispozitivul de 3 ori fără încărcare. Indicația bateriei scăzute este aceeași cu cele două moduri anterioare.

Când nivelul bateriei este de 0%, soneria va suna de 3 ori, bateria va fi oprită și indicatorul alb va clipi timp de 5 secunde. Apoi alimentarea va fi oprită. Dispozitivul nu poate porni.

Încărcare baterie

Ledul alb al bateriei clipește în timpul încărcării.

Bateria încărcată

Indicatorul alb al bateriei este aprins.

Funcția de memorie

După o oprire manuală sau programată, modul implicit este ultimul pas la următoarea pornire.

Cum se utilizează

Mai jos este o demonstrație a procesului (figura și textul de mai jos). Puteți alege orice mod pentru a-l folosi singur sau puteți urma toți pașii unul câte unul conform introducerii „Descrierea funcției”.

Modul SONIC [vezi pagina 3, f3]

1. Înainte de utilizare, îndepărtați-vă machiajul și curățați-vă fața cu un demachiant facial.
2. Prindeți ferm un tampon de vată între inelul magnetic și capul principal și umeziți-l cu lichid micelar.
3. Porniți alimentarea și intrați în modul SONIC.
4. Îndreptați capul principal spre pielea feței și mutați fiecare parte a feței și a gâtului din exterior spre interior pentru a o curăța temeinic.
5. Pe frunte, nas, buze, obraji și alte părți mai expuse poluării, puteți repeta procedura de mai multe ori.
6. După 3 minute, dispozitivul se va opri automat.
7. Scoateți tamponul de bumbac și curățați capul principal cu o cârpă.
8. Clătește-ți fața cu apă curată și aplică tonic pe piele.

Modul RF [vezi pagina 3, f4]

1. Aplicați uniform esența de îngrijire, ser, fiola sau masca pe fața și gât.
2. Porniți și comutați în modul RF.
3. Mișcați încet capul principal de-a lungul conturului feței și aplicați tratamentul uniform pe piele (nu rămâneți în aceeași poziție pe piele prea mult timp).
4. După 5 minute, dispozitivul se va opri automat.
5. Folosiți o cârpă pentru a curăța capul principal.

Modul EMS [vezi pagina 4, f5]

1. Întindeți uniform pe față produsele de îngrijire fermentate. Poate fi o cremă pe care o folosim pentru a finaliza îngrijirea.
2. Porniți și treceți la modul „EMS”.
3. Ajustați rola de față în V pe conturul feței dvs., masați și ridicați uniform de jos în sus.
4. După 6 minute, produsul se va opri automat.
5. Folosiți o cârpă de curățare pentru a curăța rola frontală V.

Contraindicații

1. Persoanele sub 18 ani nu pot folosi dispozitivul Booster.
2. Este interzisă utilizarea dispozitivului pentru dispozitive electronice din interiorul corpului, de exemplu stimulator cardiac.
3. Persoane care au suferit vreo intervenție chirurgicală sau intervenție chirurgicală în zona în care urmează să fie efectuată procedura în ultima lună. Nu se recomandă utilizarea dispozitivului după expunerea pielii la soare.
4. Persoanele cu piele deteriorată, supurație, inflamație, cicatrici proaspete și sensibilitate electromagnetică nu ar trebui să folosească dispozitivul B-Booster.
5. Persoanele care suferă de boli de sânge, tuberculoză, boală celiacă, tumori maligne, hipertensiune arterială, febră nu au voie să folosească aparatul.
6. Nu utilizați dacă sunteți însărcinată, menstruați sau alăptați.
7. Înainte de a începe tratamentul, îndepărtați ceasurile, ochelarii, bijuteriile și alte obiecte conținând metal.
8. Nu utilizați în jurul globului ocular, gurii sau gâtului.
9. Nu utilizați prea mult timp pe aceeași zonă a pielii.
10. Nu lăsați acest produs nesupravegheat când este pornit.
11. Nu utilizați în medii cu temperaturi ridicate.
12. Dacă produsul este lovit sau cade pe pământ, verificați dacă nu este deteriorat înainte de a fi utilizat în continuare.
13. Verificați dacă ștecherul și cablul de alimentare sunt intacte pentru a evita riscul de electrocutare.
14. Nu dezasaamblați singur acest dispozitiv.
15. Vă rugăm să nu porniți dispozitivul în timpul încărcării.

Metode de curățare

După fiecare utilizare, clătiți capul principal și rolele de față în V cu apă curată și apoi uscați cu o cârpă curată. Nu folosiți alcool sau lichide corozive pentru a șterge inelul magnetic.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

۱: ییصل ال ده چلا
 ۲: ییلا حل لم عل
 ۳: قی توصل اقوف تاجوملا ددرت
 ۴: وی دارلا تاجوم
 ۵: عاقلل رض
 ۶: تقول عاضوا
 ۷: لم عل تقو
 ۸: قی اطلبل فرق

رېښه يېللم 1000
 2، f1] 2، فصل (ارښا) [عزاج ال فصول
 1. فافش فوامح طاغ
 2. فرح لکش یدع في طيحم قرئب
 3. فدل ا قداع قشاش
 4. عضول ال ديت رز
 5. فیس طان عمل اقل حل

6. يسري يزل سارلا
7. ديس يطان غم قد عاق
8. يقي ر عتلا طير رشا
9. C عونلا نم ن حش عحتف
10. C عونلا نم لبك
11. فيظن تلل شاق عطق

لكي نؤسس عضواً
ندخل أو نأخذ نصيباً من ربح الشركة، نحتاج أن نملك
أكثر من 3 دباب أي أقل من نصف الأسهم

في كل سال تادبرت ا عضو
رعي سو ، لي دب تل عضو ا حاتم رز يل ع قري صق قرتفل ط غضا ، اكي نو س عضو ي ف
ط ي و ط قرتفل لي غش ا دي ق لب ا قمل رش و ط ا لطي سو ق د ح و قرم اتوص م ر ج ل ا
ق ي ا ق 5 د ع ب ا ي ا ق ل ت ف ا ق ي ا ح ت ي سو

سأما يا عضو
لدي بطلان عضولاً حيث فم رزيعاً فريصقاً فرتغلطاً فغضاً، يكلس الالاً ددرتلاً عضو ي ف
فقوت ي فليوط فرتغل لباقلماً رشوئلاً لم عيسو فندح أو فرم أصوص سرجلاً رنص يسو
ق.أق 6 دعب أي أقلت

فأقاي
 قندمل حضورال ليدبت رزى لى عرارمبسال اعم طغضا ،عضو يا ف: يو ديلا لى غشثلا فاقاي
 لى غشث ءامتن دعب يئاقولثلا لى غشثلا فاقاي دبئس لى غشثلا فاقاي ل قندحاو ءيئاث
 ءيئوص قراش روتص دعب لى غشث فاقاي دبئسو عضو يا ف زاهل

[illegible]

نحشث ٤ير اٲبلا
نحشلا ءأثا ضي بال ٤ير اٲبلا ءوض ضءوي

قنوحشم ٤يراطبلا
ل.لي غشلا ديق ضي بال ٤يراطبلا رشوم

[illegible]

لم عتست فيك
عضو يا رأي خاكنكم دي (هاندان صرناو لكشال) قيلم علل يحي ضوت ضرع هاندان دجوي
فصرو "فندق مل افغو یرخال ولت قنح او تاو طخال عي م ج عابت وا ودر فنب دمادختال
"فقی ظولا

- 3، 4: جفصل (رظن) SONIC عضو
 هچولا قطنن جب كه چو ي فظونو چاي كفل اقل از اب ي حوق ،مادختسالا لبق .
 2. امبظرو يس سي يزلو سارلاو قيس يطان غملا قوئل حل نيب ماكح اب نطق عطق تي بشتب مق .
 رال يس يم لي اسب
 3. SONIC عضو لخدو قاطلا لي غشتب مق .
 4. له چو قرشب وحن يس سي يزلو سارلا هچو .
 لم لكفاب هفي طنن تل لخدلا ايل چر ايل نم قبورلاو هچولا نم عزج لك كفي رحنو
 5. شول تلل قضرع رشكال ايرخال ازارخالو نيدخلو ني تفشلاو فنالو هفچلا ايلع .
 بتارم قذع ازارخال رارقت كن كمي
 6. اي اقلت زاهچلا لي غشت فاقاي دبئيس ،قياقد 3 دعب .
 7. شامق عطق يس سي يزلو سارلا فظونو هفي طنن قلداسولا اقل از اب مق .
 8. كثر شرب ايلع كفي نوئلا ي عضو في طننلا املاب كه چو ي فطشا .

- 3، 4: جفصل (رظن) يكلسالا ددرتلا عضو
 1. قبورلاو هچولا ايلع يو استلاب عانقلاو اولوبملا والصلو وايان علا فصلاخ يعض .
 2. يكلسالا ددرتلا عضو ايلع ليو جتل او لي غشتاب مق .
 3. ايلع يو استلاب جال علا يعض دت هچولا طي ح لوط ايلع عطب يس سي يزلو سارلا كرح .
 4. (طيو قرتفعل دلچلا ايلع عضولا سفن ي ف ي قبت ال) دلچلا
 5. اي اقلت زاهچلا لي غشت فاقاي دبئيس ،قياقد 5 دعب .
 6. يس سي يزلو سارلا في طنن تل شامق عطق مدختسا .

- 4، 5: جفصل (رظن) EMS عضو
 1. مدختسن ديرك نوئي نا نكمي .له چو ايلع يو استلاب دشلاب ايلع تاجتنم ي عزو .
 2. "EMS" عضو ايلع لاقبتالاو لي غشتاب مق .
 3. ايلع ليدتلاب مق ،كه چو طي ح بمس انتل V فرح لكش ايلع هچولا قن او طسالا يدي غت مق .
 4. ايلع ايلع لفسالا نم يو استلاب عفرلاو
 5. اي اقلت جتنملا لي غشت فاقاي دبئيس ،قياقد 6 دعب .
 6. V هچولا قن او طسالا في طنن تل في طنن تل شامق عطق يمدختسا .

- عنوان
 1. Booster. زاهج مادختسا اماع 18 نع مرام علا لقت نيذلا صاخشال زوجي ال .
 2. زاهج ملاتملا لئيس ايلع .مس جل لخد ايلع نورتكفالا قزهچال زاهچال مادختسا عزمي .
 3. بلقلا تابرض مي طنن
 4. ازارچ دارملا قطننلا ي ف اي حارج قيلمع واي حارج قيلمع يال او عضخ نيذلا صاخشالا
 5. دلچلا ضرعت دعب زاهچالا مادختساب حصن يال .يضا املار مشل لال ح اديف قيلمعلا
 6. سمشلل
 7. تابدنلاو تاباهتلالاو حيق تلالو فل اتلا دلچلا نم نواعي نيذلا صاخشالا ايلع بجي .
 8. B-Booster زاهج مادختسا مدع قيس يطان غموركلا هيس اسجل او قشيدل
 9. هيمشلا تابارطصالا ضارملاو لسل او دلا ضارملا نم نواعي نيذلا صاخشالا حمس ي ال .
 10. زاهچالا مادختساب يمدجل او دلا طغض عافترو قشيدل ماروالو
 11. عاضرلاو اضري حلاو لملحلا قلاح ي ف هيمدختست ال .
 12. ايشالا نم امري حو تارو چملاو تاراطنلاو شاعسالا اقل از اب مق ،جال علا عابلا لبق .
 13. ندع ايلع يو حقت
 14. قئلحلاو امللاو اني علا قيلمع لوح مدختست ال .
 15. قليو قرتفعل دلچلا نم قطننلا سرفن ايلع هيمدختست ال .
 16. ملي غشت اناشا قيقارم نو د جتنملا اذه كثرت ال .
 17. قئلاع قراح عجرد قئيب ي ف مدختست ال .
 18. لبق قلت نوچو مدع نم قوحت ،ضررالا ايلع مطوقس واي جتنملا قباصل قلاح ي ف .
 19. يرخا قرم ممدختسا
 20. قئيبابرك قفصل ضررعتلا رطخ بن جتل قاطلا كلسو سباقلا قمالس نم دكأت .
 21. كلس قنب زاهچالا اذه كفي كفتب قوت ال .
 22. نحتلا اناشا زاهچالا لي غشت مدع ي چري .

في طنن تلا قرط
 املاب V فرح لكش ايلع هچولا تاركبو يس سي يزلو سارلا ي فطشا ،مادختسا لك دعب
 قيس يطان غملا لئو سالاو لوكفالا مدختست ال .ففي طنن شامق عطق اديف قج دت في طننلا
 قيس يطان غملا قوئل حل حمرل لكاتلل

Номинальное напряжение:	3,7 В
Рабочий ток:	SONIC 100–400 мА/РЧ 200–2800 мА/EMS 8–30 мА
Частота ультразвука:	3 МГц±10%
Радиоволны:	1 МГц
Водонепроницаемый:	IPX5
Временные режимы:	3мин, 5мин, 6мин
Рабочее время :	<3 часа
Емкость батареи:	1000 мАч

Описание деталей [см. стр. 2, f1]

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Прозрачная защитная крышка | 7. Магнитная основа. |
| 2. V-контурный валок | 8. Индукционная полоса |
| 3. HD-дисплей | 9. Зарядное отверстие типа C |
| 4. Кнопка переключения режима. | 10. Кабель типа C |
| 5. Магнитное кольцо | 11. Чистящая ткань. |
| 6. Основная головка | |

Звуковой режим

Нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение 1 секунды, прозвучит один звуковой сигнал, загорится соответствующий индикатор и автоматически погаснет через 3 минуты.

РЧ-режим

В режиме SONIC коротко нажмите кнопку переключения режима, чтобы переключиться, зуммер подаст один звуковой сигнал, и соответствующий индикатор будет гореть в течение длительного времени. и автоматически выключится через 5 минут.

режим скорой помощи

В режиме RF коротко нажмите кнопку переключения режима, чтобы переключиться, зуммер подаст один звуковой сигнал, соответствующий индикатор загорится в течение длительного времени и автоматически выключится через 6 минут.

Выключать

Ручное выключение: в любом режиме нажмите и удерживайте кнопку переключения режима в течение 1 секунды, чтобы выключить питание. Автоматическое отключение произойдет после завершения работы устройства в любом режиме и выключится после звукового сигнала.

Недостаточно мощности

Когда уровень заряда батареи менее 10%, белый индикатор батареи будет медленно мигать каждые 3 секунды циклически 3 раза. Белая медленная вспышка сменится быстрой вспышкой в третий раз, а зуммер подаст два звуковых сигнала, пока не выключится.

В режиме импорта RF вы можете использовать устройство 3 раза без зарядки.

Индикация низкого заряда батареи аналогична предыдущим двум режимам.

Когда уровень заряда батареи достигнет 0 %, зуммер подаст 3 звуковых сигнала, батарея выключится, а белый индикатор будет мигать в течение 5 секунд. Затем питание будет отключено. Устройство не может запуститься.

Зарядка батареи

Белый индикатор батареи мигает во время зарядки.

Аккумулятор заряжен

Горит белый индикатор заряда батареи.

Функция памяти

После ручного или запланированного выключения по умолчанию используется режим последнего шага при следующем запуске.

Как использовать

Ниже представлена демонстрация процесса (рисунок и текст ниже). Вы можете выбрать любой режим, чтобы использовать его отдельно, или выполнить все шаги один за другим в соответствии с введением «Описание функции».

Режим SONIC [см. стр. 3, f3]

1. Перед использованием снимите макияж и очистите лицо очищающим средством для лица.
2. Плотно зажмите ватную палочку между магнитным кольцом и основной головкой и смочите ее мицеллярной жидкостью.
3. Включите питание и войдите в режим SONIC.
4. Направьте основную головку на кожу лица.
5. и перемещайте каждую часть лица и шеи снаружи внутрь, чтобы тщательно очистить ее.
6. На лбу, носу, губах, щеках и других участках, более подверженных загрязнению, процедуру можно повторить несколько раз.
7. Через 3 минуты устройство автоматически выключится.
8. Снимите ватный диск и протрите основную головку тканью.
9. Ополосните лицо чистой водой и нанесите на кожу тоник.

Режим RF [см. стр. 3, f4]

1. Равномерно нанесите уходовую эссенцию, сыворотку, ампулу или маску на лицо и шею.
2. Включите питание и переключитесь в режим RF.
3. Медленно перемещайте основную головку по контуру лица и равномерно нанесите средство на кожу (не оставайтесь в одном и том же положении на коже слишком долго).
4. Через 5 минут устройство автоматически выключится.
5. Используйте ткань для очистки основной головки.

Режим EMS [см. стр. 4, f5]

1. Равномерно распределите по лицу укрепляющие средства по уходу. Это может быть крем, который мы используем для завершения ухода.
2. Включите и перейдите в режим «EMS».
3. Отрегулируйте V-образный валик для лица по контуру лица, помассируйте и равномерно поднимите снизу вверх.
4. Через 6 минут изделие автоматически выключится.
5. Очистите лицевой валик V с помощью чистящей ткани.

Противопоказания

1. Лицам младше 18 лет запрещено использовать устройство Booster.
2. Запрещается использовать устройство для электронных устройств внутри тела. например, кардиостимулятор.
3. Люди, перенесшие какую-либо операцию или хирургическое вмешательство в области, где будет проводиться процедура, в течение последнего месяца. Не рекомендуется использовать устройство после воздействия на кожу солнечных лучей.
4. Людям с поврежденной кожей, нагноениями, воспалениями, свежими рубцами и чувствительностью к электромагнитному излучению не следует использовать прибор V-Booster.
5. К использованию аппарата не допускаются лица, страдающие заболеваниями крови, туберкулезом, целиакией, злокачественными опухолями, гипертонией, лихорадкой.
6. Не используйте при беременности, менструации или грудном вскармливании.
7. Перед началом лечения снимите часы, очки, украшения и другие предметы, содержащие металл.
8. Не используйте вокруг глазного яблока, рта или горла.
9. Не наносите на один и тот же участок кожи слишком долго.
10. Не оставляйте включенное изделие без присмотра.
11. Не используйте в условиях высокой температуры.
12. Если изделие ударилось или упало на землю, перед дальнейшим использованием проверьте его на предмет повреждений.
13. Убедитесь, что вилка и шнур питания целы, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
14. Не разбирайте данное устройство самостоятельно.
15. Пожалуйста, не включайте устройство во время зарядки.

Методы очистки

После каждого использования промойте основную головку и V-образные ролики чистой водой, а затем высушите чистой тканью. Не используйте спирт или агрессивные жидкости для протирки магнитного кольца.

Ονομαστική τάση:	3,7V
Ρεύμα λειτουργίας:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Συχνότητα υπερήχων:	3MHz±10%
Ραδιοκύματα:	1MHz
Αδιάβροχο:	IPX5
Λειτουργίες ώρας:	3 λεπτά, 5 λεπτά, 6 λεπτά
Ωρα εργασίας :	<3H
Χωρητικότητα μπαταρίας:	1000 mAh

Περιγραφή εξαρτημάτων [δείτε σελίδα

- | | |
|--|---------------------------|
| 2, f1] 1. Διαφανές προστατευτικό κάλυμμα | 6. Κύρια κεφαλή |
| 2. Κύλινδρος περιγράμματος V | 7. Μαγνητική βάση |
| 3. Οθόνη HD | 8. Επαγωγική ταινία |
| 4. Κουμπί διακόπτη λειτουργίας | 9. Τρύπα φόρτισης τύπου C |
| 5. Μαγνητικός δακτύλιος | 10. Καλώδιο τύπου C |
| | 11. Πανί καθαρισμού |

Λειτουργία SONIC

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διακόπτη λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο, θα ηχήσει μία φορά και η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει και θα σβήσσει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.

Λειτουργία RF

Στη λειτουργία SONIC, πατήστε σύντομα το κουμπί διακόπτη λειτουργίας για εναλλαγή, ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και η αντίστοιχη ένδειξη θα είναι αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

Λειτουργία EMS

Στη λειτουργία RF, πατήστε σύντομα το κουμπί διακόπτη λειτουργίας για εναλλαγή, ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά και η αντίστοιχη ένδειξη θα ανάψει για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα σβήσσει αυτόματα μετά από 6 λεπτά.

Σβήνοντας

Μη αυτόματα απενεργοποίηση: Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί διακόπτη λειτουργίας για 1 δευτερόλεπτο για απενεργοποίηση. Η αυτόματη απενεργοποίηση θα πραγματοποιηθεί αφού η συσκευή τελειώσει τη λειτουργία της σε οποιαδήποτε λειτουργία και θα απενεργοποιηθεί μετά από ένα ακουστικό σήμα.

Δεν αρκεί η ισχύς

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι μικρότερο από 10%, η λευκή ένδειξη μπαταρίας θα αναβοσβήνει αργά μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα και κυκλικά 3 φορές. Το λευκό αργό φλας θα αλλάξει σε γρήγορο φλας για τρίτη φορά και ο βομβητής θα ηχήσει δύο φορές μέχρι να σβήσει. Στη λειτουργία εισαγωγής RF, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 3 φορές χωρίς φόρτιση. Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας είναι ίδια με τις δύο προηγούμενες λειτουργίες. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι 0%, ο βομβητής θα ηχήσει 3 φορές, η μπαταρία θα απενεργοποιηθεί και η λευκή ένδειξη θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η τροφοδοσία θα απενεργοποιηθεί. Η συσκευή δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Φόρτιση μπαταρίας

Η λευκή λυχνία της μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση.

Φορτισμένη μπαταρία

Η λευκή ένδειξη μπαταρίας είναι αναμμένη.

Λειτουργία μνήμης

Μετά από έναν μη αυτόματο ή προγραμματισμένο τερματισμό, η προεπιλογή είναι η λειτουργία τελευταίου βήματος στην επόμενη εκκίνηση.

Τρόπος χρήσης

Ακολουθεί μια επίδειξη της διαδικασίας (εικόνα και κείμενο παρακάτω). Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε λειτουργία για να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της ή να ακολουθήσετε όλα τα βήματα ένα προς ένα σύμφωνα με την εισαγωγή της "Περιγραφή λειτουργιών".

Λειτουργία SONIC [δείτε σελίδα 3, f3]

1. Πριν τη χρήση, αφαιρέστε το μακιγιάζ σας και καθαρίστε το πρόσωπό σας με ένα

καθαριστικό προσώπου.

2. Σφίξτε σταθερά μια μπατονέτα μεταξύ του μαγνητικού δακτυλίου και της κύριας κεφαλής και βρέξτε τη με μικκυλιακό υγρό.
3. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία και μεταβείτε στη λειτουργία SONIC.
4. Στρέψτε το κύριο κεφάλι προς το δέρμα του προσώπου σας και μετακινήστε κάθε μέρος του προσώπου και του λαιμού από έξω προς τα μέσα για να το καθαρίσετε καλά.
5. Στο μέτωπο, τη μύτη, τα χείλη, τα μάγουλα και άλλα μέρη που είναι πιο εκτεθειμένα στη ρύπανση, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία αρκετές φορές.
6. Μετά από 3 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
7. Αφαιρέστε το βαμβάκι και καθαρίστε την κύρια κεφαλή με ένα πανί.
8. Ξεπλύνετε το πρόσωπό σας με καθαρό νερό και εφαρμόστε τονωτικό στο δέρμα σας.

Λειτουργία RF [δείτε σελίδα 3, f4]

1. Εφαρμόστε το προϊόν περιποίησης, τον ορό, την αμπούλα ή τη μάσκα ομοιόμορφα στο πρόσωπο και το λαιμό.
2. Ενεργοποιήστε και μεταβείτε στη λειτουργία RF.
3. Μετακινήστε αργά την κύρια κεφαλή κατά μήκος του περιγράμματος του προσώπου και εφαρμόστε τη θεραπεία ομοιόμορφα στο δέρμα (μην μένετε στην ίδια θέση στο δέρμα για πολλή ώρα).
4. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
5. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να καθαρίσετε την κύρια κεφαλή.

Λειτουργία EMS [δείτε σελίδα 4, f5]

1. Απλώστε ομοιόμορφα προϊόντα περιποίησης σύσφιξης στο πρόσωπό σας. Μπορεί να είναι μια κρέμα που χρησιμοποιούμε για να ολοκληρώσουμε τη φροντίδα.
2. Ενεργοποιήστε και μεταβείτε στη λειτουργία "EMS".
3. Προσαρμόστε τον κύλινδρο προσώπου V στο περίγραμμα του προσώπου σας, κάντε μασάζ και ανασηκώστε ομοιόμορφα από κάτω προς τα πάνω.
4. Μετά από 6 λεπτά, το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
5. Χρησιμοποιήστε ένα πανί καθαρισμού για να καθαρίσετε τον κύλινδρο προσώπου V.

Αντενδείξεις

1. Άτομα κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή Booster.
2. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο σώμα. πχ βηματοδότη.
3. Άτομα που έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε επέμβαση ή χειρουργική επέμβαση στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η επέμβαση τον τελευταίο μήνα. Δεν συνιστάται η χρήση της συσκευής μετά από έκθεση του δέρματος στον ήλιο.
4. Άτομα με κατεστραμμένο δέρμα, εξόγκωση, φλεγμονή, φρέσκες ουλές και ηλεκτρομαγνητική ευαισθησία δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή B-Booster.
5. Άτομα που πάσχουν από αιματολογικές παθήσεις, φυματίωση, κοιλιοκάκη, κακοήθεις όγκους, υπέρταση, πυρετό δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
6. Μην το χρησιμοποιείτε εάν είστε έγκυος, έχετε έμμηνο ρύση ή θηλάζετε.
7. Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, αφαιρέστε ρολόγια, γυαλιά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα που περιέχει μέταλλο.
8. Μην το χρησιμοποιείτε γύρω από τον βολβό του ματιού, το στόμα ή το λαιμό.
9. Μην το χρησιμοποιείτε στην ίδια περιοχή του δέρματος για πολύ καιρό.
10. Μην αφήνετε αυτό το προϊόν χωρίς επίβλεψη ενώ είναι ενεργοποιημένο.
11. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
12. Εάν το προϊόν χτυπηθεί ή πέσει στο έδαφος, ελέγξτε για ζημιά πριν από περαιτέρω χρήση.
13. Ελέγξτε ότι το φως και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
14. Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας αυτή τη συσκευή.
15. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μέθοδοι καθαρισμού

Μετά από κάθε χρήση, ξεπλύνετε την κύρια κεφαλή και τους κυλίνδρους προσώπου V με καθαρό νερό και στη συνέχεια στεγνώστε με ένα καθαρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή διαβρωτικά υγρά για να σκουπίσετε τον μαγνητικό δακτύλιο.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]: www.beautifly.eu; www.youtube.com/beautiflyeu

Névleges feszültség:	3,7V
Működési áram:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultrahang frekvencia:	3MHz±10%
Rádióhullámok:	1 MHz
Vízálló:	IPX5
Időmódok:	3 perc, 5 perc, 6 perc
Munkaidő :	<3H
Akkumulátor-kapacitás:	1000 mAH

Az alkatrészek leírása [lásd 2. oldal,

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| f1] 1. Átlátszó védőburkolat | 7. Mágneses alap |
| 2. V-kontúr görögő | 8. Indukciós szalag |
| 3. HD kijelző | 9. C típusú töltőnyílás |
| 4. Üzem mód kapcsoló gomb | 10. C típusú kábel |
| 5. Mágneses gyűrű | 11. Tisztítókendő |
| 6. Fő fej | |

SONIC mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva az üzem mód kapcsoló gombot 1 másodpercig, egyet sípol, és a megfelelő jelzőfény kigyullad és 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.

RF mód

SONIC módban röviden nyomja meg az üzem mód kapcsoló gombot a váltáshoz, a berregő egyszer sípol, és a megfelelő jelzőfény hosszú ideig világít és 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

EMS mód

RF módban nyomja meg röviden az üzem módkapcsoló gombot a váltáshoz, a berregő egyszer sípol, és a megfelelő jelzőfény hosszú ideig világít, majd 6 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

Kikapcsolni

Kézi kikapcsolás: Bármely üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az üzem módkapcsoló gombot 1 másodpercig a kikapcsoláshoz. Az automatikus leállítás akkor következik be, ha a készülék bármely üzemmódban befejezte a működését, és hangjelzés után kikapcsol.

Nincs elég erő

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 10%, a fehér akkumulátorjelző 3 másodpercenként lassan, majd 3-szor ciklikusan felvillan. A fehér lassú villogás harmadszorra vált át gyors villogásra, és a hangjelző kétszer sípol, amíg ki nem kapcsol.

RF import módban 3 alkalommal használhatja a készüléket töltés nélkül. Az alacsony töltöttségi szint jelzése megegyezik az előző két üzemmóddal.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 0%, a hangjelző 3-szor sípol, az akkumulátor kikapcsol, és a fehér jelzőfény 5 másodpercig villog. Ezután az áramellátás kikapcsol. A készülék nem indul el.

Akkumulátor töltés

Az akkumulátor fehér jelzőfénye töltés közben villog.

Az akkumulátor feltöltve

A fehér akkumulátorjelző világít.

Memória funkció

Kézi vagy ütemezett leállítás után az alapértelmezett az utolsó lépés mód a következő indításkor.

Hogyan kell használni

Az alábbiakban bemutatjuk a folyamatot (ábra és szöveg lent). Bármely módot kiválaszthatja, hogy egyedül használja, vagy egyenként kövesse az összes lépést a „Funkcióleírás” bevezetője szerint.

SONIC mód [lásd 3. oldal, f3]

1. Használat előtt távolítsa el a sminket és tisztítsa meg arcát arctisztítóval.
2. Erősen szorítson egy vattacsomót a mágnesgyűrű és a fő fej közé, és nedvesítse meg micellás folyadékkal.
3. Kapcsolja be a készüléket, és lépjen SONIC módba.
4. Irányítsa a fő fejet az arcbőrére és mozgassa az arc és a nyak minden részét kívülről befelé, hogy alaposan megtisztítsa.
5. A homlokon, az orron, az ajkakon, az arcokon és a szennyeződésnek jobban kitett részeken többször megismételheti az eljárást.
6. 3 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
7. Távolítsa el a vattakorongot, és törölje le a fő fejet egy ruhával.
8. Öblítse le arcát tiszta vízzel, és kenje be a bőrt tonikkal.

RF mód [lásd 3. oldal, f4]

1. Az ápolóesszenciát, szérumot, ampullát vagy maszkot egyenletesen vigye fel az arcra és a nyakra.
2. Kapcsolja be és váltson RF módba.
3. Lassan mozgassa a főfejet az arc kontúrja mentén, és egyenletesen vigye fel a kezelést a bőrre (ne maradjon túl sokáig ugyanabban a helyzetben a bőrön).
4. 5 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
5. A fő fej tisztításához használjon ruhát.

EMS mód [lásd 4. oldal, f5]

1. A feszesítő ápolószereket egyenletesen oszlassa el az arcán. Ez lehet egy krém, amivel az ápolást befejezzük.
2. Kapcsolja be, és lépjen "EMS" módba.
3. Állítsa a V arc görgőt az arc kontúrához, masszírozza és emelje fel egyenletesen alulról felfelé.
4. 6 perc elteltével a termék automatikusan kikapcsol.
5. Tisztítókendővel tisztítsa meg az V arcgörgőt.

Ellenjavallatok

1. 18 éven aluli személyek nem használhatják a Booster készüléket.
2. Tilos a készüléket a testen belüli elektronikus eszközökhöz használni. pl pacemaker.
3. Olyan személyek, akiken az elmúlt hónapban bármilyen műtéten vagy műtéten estek át azon a területen, ahol a beavatkozást el kell végezni. A bőr napozása után nem javasolt a készülék használata.
4. Sérült bőrrel, gennyel, gyulladással, friss hegekkel és elektromágneses érzékenységgel rendelkező személyek ne használják a B-Booster készüléket.
5. Vérbetegségben, tuberkulózisban, cöliakiában, rosszindulatú daganatban, magas vérnyomásban, lázban szenvedők nem használhatják a készüléket.
6. Ne használja, ha terhes, menstruál vagy szoptat.
7. A kezelés megkezdése előtt távolítsa el az órákat, szemüvegeket, ékszereket és egyéb tárgyakat fém tartalmazó.
8. Ne használja a szemgolyó, a száj vagy a torok környékén.
9. Ne használja túl sokáig ugyanazon a bőrfelületen.
10. Ne hagyja felügyelet nélkül ezt a terméket, amíg be van kapcsolva.
11. Ne használja magas hőmérsékletű környezetben.
12. Ha a terméket eltalálják vagy a földre ejtik, további használat előtt ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
13. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó és a tápkábel sértetlenek-e.
14. Ne szerelje szét saját maga a készüléket.
15. Kérjük, ne kapcsolja be a készüléket töltés közben.

Tisztítási módszerek

Minden használat után öblítse le tiszta vízzel a főfejet és a V-felületű görgőket, majd törölje szárazra egy tiszta ruhával. Ne használjon alkoholt vagy korrozív folyadékokat a mágnesgyűrű letörléséhez.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

Nominell spänning:	3,7V
Arbetsström:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultraljudsfrekvens:	3MHz±10%
Radiovågor:	1 MHz
Vattentät:	IPX5
Tidslägen:	3 min, 5 min, 6 min
Arbets tid :	<3H
Batterikapacitet:	1000 mAh

Beskrivning av delar [se sidan 2, f1]

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Transparent skyddskåpa | 7. Magnetisk bas |
| 2. V-konturrulle | 8. Induktionsremsa |
| 3. HD-skärm | 9. Laddningshåll av typ C |
| 4. Knapp för lägesomkopplare | 10. Kabel av typ C |
| 5. Magnetisk ring | 11. Rengöringsduk |
| 6. Huvudhuvud | |

SONIC-läge

Håll lägesomkopplarknappen intryckt i 1 sekund, den piper en gång och motsvarande indikator tänds och stängs av automatiskt efter 3 minuter.

RF-läge

I SONIC-läge, tryck kort på lägesomkopplarknappen för att växla, summern piper en gång och motsvarande indikator kommer att lysa länge och stängs av automatiskt efter 5 minuter.

EMS-läge

I RF-läge, tryck kort på lägesomkopplarknappen för att växla, summern piper en gång och motsvarande indikator kommer att lysa länge och stängs av automatiskt efter 6 minuter.

Stänga av

Manuell avstängning: I vilket läge som helst, tryck och håll in lägesomkopplarknappen i 1 sekund för att stänga av. Automatisk avstängning sker efter att enheten har slutat fungera i valfritt läge och stängs av efter en akustisk signal.

Inte tillräckligt med kraft

När batterinivån är mindre än 10 % blinkar den vita batteriindikatorn långsamt en gång var tredje sekund och cykliskt tre gånger. Den vita långsamma blixten ändras till snabb blinkning för tredje gången och summern piper två gånger tills den stängs av.

I RF-importläge kan du använda enheten 3 gånger utan laddning. Indikationen för lågt batteri är densamma som de två föregående lägena.

När batterinivån är 0 % piper summern 3 gånger, batteriet stängs av och den vita indikatorn blinkar i 5 sekunder. Då stängs strömmen av. Enheten kan inte starta.

Batteriladdning

Den vita batterilampan blinkar under laddning.

Batteriet laddat

Den vita batteriindikatorn lyser.

Minnesfunktion

Efter en manuell eller schemalagd avstängning är standardläget det sista steget vid nästa uppstart.

Hur man använder

Nedan visas en demonstration av processen (bild och text nedan). Du kan välja vilket läge som helst för att använda det ensamt eller följa alla steg ett efter ett enligt introduktionen av "Funktionsbeskrivning".

SONIC-läge [se sidan 3, f3]

1. Innan användning, ta bort sminket och rengör ansiktet med en ansiktsrengöring.
2. Kläm fast en bomullspinne mellan magnetringen och huvudhuvudet och fukta den med micellär vättska.

3. Slå på strömmen och gå in i SONIC-läge.
4. Rikta huvudhuvudet mot din hud i ansiktet och flytta varje del av ansiktet och halsen från utsidan till insidan för att rengöra den ordentligt.
5. På pannan, näsan, läpparna, kinderna och andra delar som är mer utsatta för föroreningar kan du upprepa proceduren flera gånger.
6. Efter 3 minuter stängs enheten av automatiskt.
7. Ta bort bomullsdynan och rengör huvudhuvudet med en trasa.
8. Skölj ansiktet med rent vatten och applicera tonic på huden.

RF-läge [se sidan 3, f4]

1. Applicera vårdessensen, serumet, ampullen eller masken jämnt på ansikte och hals.
2. Slå på och växla till RF-läge.
3. Flytta sakta huvudhuvudet längs ansiktets kontur och applicera behandlingen jämnt på huden (håll dig inte i samma position på huden för länge).
4. Efter 5 minuter stängs enheten av automatiskt.
5. Använd en trasa för att rengöra huvudhuvudet.

EMS-läge [se sidan 4, f5]

1. Fördela uppstramande vårdprodukter jämnt över ansiktet. Det kan vara en kräm som vi använder för att fullfölja vården.
2. Slå på och gå till "EMS"-läge.
3. Justera V-ansiktsrullen efter ansiktskonturen, massera in och lyft jämnt från botten till toppen.
4. Efter 6 minuter stängs produkten av automatiskt.
5. Använd en rengöringsduk för att rengöra ansiktsrullen V.

Kontraindikationer

1. Personer under 18 år kan inte använda Booster-enheten.
2. Det är förbjudet att använda enheten för elektroniska enheter inuti kroppen. t ex pacemaker.
3. Personer som har genomgått någon operation eller operation i området där ingreppet ska utföras den senaste månaden. Det rekommenderas inte att använda enheten efter hudexponering för solen.
4. Personer med skadad hud, suppuration, inflammation, nya ärr och elektromagnetisk känslighet bör inte använda B-Booster-enheten.
5. Personer som lider av blodsjukdomar, tuberkulos, celiaki, maligna tumörer, högt blodtryck, feber får inte använda enheten.
6. Använd inte om du är gravid, har mens eller ammar.
7. Ta bort klockor, glasögon, smycken och andra föremål innan behandlingen påbörjas innehållande metall.
8. Använd inte runt ögongloben, munnen eller svalget.
9. Använd inte på samma hudområde för länge.
10. Lämna inte denna produkt utan uppsikt medan den är påslagen.
11. Använd inte i högt temperaturmiljöer.
12. Om produkten träffas eller tappas på marken, kontrollera om den är skadad innan den används igen.
13. Kontrollera att kontakten och nätsladden är hela för att undvika risken för elektriska stötar.
14. Ta inte isär den här enheten själv.
15. Slå inte på enheten under laddning.

Rengöringsmetoder

Efter varje användning, skölj huvud- och V-face-rullarna med rent vatten och torka sedan med en ren trasa. Använd inte alkohol eller frätande vätskor för att torka av magnetringen.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]: www.beautifly.eu;
www.youtube.com/beautiflyeu

Nominel spænding:	3,7V
Arbejdsstrøm:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultralydsfrekvens:	3MHz±10 %
Radiobølger:	1 MHz
Vandtæt:	IPX5
Tidstilstande:	3min, 5min, 6min
Arbejdstid :	<3H
Batterikapacitet:	1000 mAH

Beskrivelse af dele [se side 2, f1] 1.

Gennemsigtigt beskyttelsescover	7. Magnetisk base
2. V-konturrulle	8. Induktionsstrimmel
3. HD-skærm	9. Type-C ladehul
4. Funktionsskiftknap	10. Type C kabel
5. Magnetisk ring	11. Renseklud
6. Hovedhoved	

SONIC-tilstand

Tryk og hold funktionsknappen nede i 1 sekund, den bipper én gang, og den tilsvarende indikator lyser og slukker automatisk efter 3 minutter.

RF-tilstand

I SONIC-tilstand skal du trykke kort på funktionsknappen for at skifte, summeren bipper én gang, og den tilsvarende indikator vil være tændt i lang tid og slukker automatisk efter 5 minutter.

EMS-tilstand

I RF-tilstand skal du trykke kort på funktionsknappen for at skifte, buzzeren bipper én gang, og den tilsvarende indikator vil være tændt i lang tid og slukkes automatisk efter 6 minutter.

Slukker

Manuel sluk: I en hvilken som helst tilstand skal du trykke på og holde funktionsknappen nede i 1 sekund for at slukke. Automatisk nedlukning sker, efter at enheden er færdig med at fungere i en hvilken som helst tilstand, og slukkes efter et akustisk signal.

Ikke nok strøm

Når batteriniveauet er mindre end 10 %, blinker den hvide batteriindikator langsomt en gang hvert 3. sekund og cyklisk 3 gange. Det hvide langsomme blink skifter til hurtigt blink for tredje gang, og summeren bipper to gange, indtil den slukker.

I RF-importtilstand kan du bruge enheden 3 gange uden opladning. Indikationen for lavt batteri er den samme som de to foregående tilstande.

Når batteriniveauet er 0 %, bipper summeren 3 gange, batteriet slukkes, og den hvide indikator blinker i 5 sekunder. Så bliver strømmen slukket. Enheden kan ikke starte.

Batteriopladning

Det hvide batterilyb blinker under opladning.

Batteri opladet

Den hvide batteriindikator er tændt.

Hukommelsesfunktion

Efter en manuel eller planlagt nedlukning er standardtilstanden sidste trin ved næste opstart.

Sådan bruges

Nedenfor er en demonstration af processen (figur og tekst nedenfor). Du kan vælge en hvilken som helst tilstand for at bruge den alene eller følge alle trinene et efter et i henhold til introduktionen af "Funktionsbeskrivelse".

SONIC-tilstand [se side 3, f3]

1. Før brug skal du fjerne din makeup og rense dit ansigt med en ansigtsrens.
2. Klem en vatpind fast mellem magnetringen og hovedhovedet og fugt den med micellær væske.

3. Tænd for strømmen og gå ind i SONIC-tilstand.
4. Peg hovedhovedet mod din ansigtshud og flyt hver del af ansigtet og halsen udefra og ind for at rense det grundigt.
5. På panden, næsen, læberne, kinder og andre dele, der er mere udsat for forurening, kan du gentage proceduren flere gange.
6. Efter 3 minutter slukker enheden automatisk.
7. Fjern vatrondellen og rengør hovedhovedet med en klud.
8. Skyl dit ansigt med rent vand og påfør tonic på din hud.

RF-tilstand [se side 3, f4]

1. Påfør plejeessensen, serumet, ampullen eller masken jævnt på ansigt og hals.
2. Tænd og skift til RF-tilstand.
3. Bevæg langsomt hovedhovedet langs ansigtets kontur og påfør behandlingen jævnt på huden (bliv ikke i samme position på huden for længe).
4. Efter 5 minutter slukker enheden automatisk.
5. Brug en klud til at rengøre hovedhovedet.

EMS-tilstand [se side 4, f5]

1. Fordel opstrammende plejeprodukter jævnt over dit ansigt. Det kan være en creme, som vi bruger til at fuldende plejen.
2. Tænd og gå til "EMS"-tilstand.
3. Juster V-ansigtsrullen til dit ansigts kontur, massér og løft jævnt fra bund til top.
4. Efter 6 minutter slukker produktet automatisk.
5. Brug en renseklud til at rengøre ansigtsrullen V.

Kontraindikationer

1. Personer under 18 år kan ikke bruge Booster-enheden.
2. Det er forbudt at bruge enheden til elektroniske enheder inde i kroppen. fx pacemaker.
3. Personer, der har gennemgået en operation eller operation i det område, hvor indgrebet skal udføres inden for den sidste måned. Det frarådes at bruge enheden efter at huden er udsat for solen.
4. Personer med beskadiget hud, suppuration, betændelse, friske ar og elektromagnetisk følsomhed bør ikke bruge B-Booster-enheden.
5. Personer, der lider af blodsygdomme, tuberkulose, cøliaki, ondartede tumorer, hypertension, feber må ikke bruge enheden.
6. Må ikke anvendes, hvis du er gravid, har menstruation eller ammer.
7. Fjern ure, briller, smykker og andre ting inden behandlingen påbegyndes indeholdende metal.
8. Må ikke bruges omkring øjeæblet, munden eller svælg.
9. Brug ikke for længe på det samme hudområde.
10. Efterlad ikke dette produkt uden opsyn, mens det er tændt.
11. Må ikke bruges i omgivelser med høje temperaturer.
12. Hvis produktet bliver ramt eller tabt på jorden, skal du kontrollere for skader før videre brug.
13. Kontroller, at stikket og netledningen er intakte for at undgå risikoen for elektrisk stød.
14. Skil ikke denne enhed selv ad.
15. Tænd ikke enheden under opladning.

Rengøringsmetoder

Efter hver brug skylles hoved- og V-facerullerne med rent vand og tørres derefter med en ren klud. Brug ikke alkohol eller ætsende væsker til at aftørre magnetringen.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]: www.beautifly.eu; www.youtube.com/beautiflyeu

Nominale spanning:	3,7V
Werkende stroom:	SONISCH 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS
Echografie frequentie:	8-30mA
Radio golven:	3MHz±10%
Waterbestendig:	1 MHz
Tijdmodi:	IPX5
Werktijd :	3 minuten, 5 minuten, 6 minuten
Batterij capaciteit:	<3H

1000mAh

Beschrijving van onderdelen [zie pagina 2, f1] 1. Transparante beschermhoes
2. V-contourrol
3. HD-scherm
4. Modusschakelaarknop

5. Magnetische ring
6. Hoofdhoofd
7. Magnetische basis
8. Inductiestrip
9. Type-C oplaadgat
10. Type C-kabel
11. Reinigingsdoekje

SONIC-modus

Houd de modusschakelaarknop gedurende 1 seconde ingedrukt. Er klinkt één pieptoon en de bijbehorende indicator licht op en gaat na 3 minuten automatisch uit.

RF-modus

In de SONIC-modus drukt u kort op de modusschakelaarknop om te schakelen, de zoemer piept één keer en de bijbehorende indicator blijft lang branden en wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

EMS-modus

In de RF-modus drukt u kort op de modusschakelaarknop om te schakelen. De zoemer piept één keer en de bijbehorende indicator blijft lang aan en wordt na 6 minuten automatisch uitgeschakeld.

Uitdoen

Handmatig uitschakelen: Houd in elke modus de modusschakelaarknop gedurende 1 seconde ingedrukt om uit te schakelen. Automatische uitschakeling vindt plaats nadat het apparaat in welke modus dan ook klaar is met werken en wordt uitgeschakeld na een akoestisch signaal.

Niet genoeg kracht

Wanneer het batterijniveau minder dan 10% is, knippert de witte batterij-indicator langzaam elke 3 seconden en cyclisch 3 keer. De witte, langzame flits verandert voor de derde keer in snel knipperen en de zoemer piept twee keer totdat hij uitgaat.

In de RF-importmodus kun je het apparaat 3 keer gebruiken zonder opladen. De indicatie voor een bijna lege batterij is hetzelfde als bij de vorige twee modi.

Wanneer het batterijniveau 0% is, piept de zoemer 3 keer, wordt de batterij uitgeschakeld en knippert de witte indicator gedurende 5 seconden. Vervolgens wordt de stroom uitgeschakeld. Het apparaat kan niet starten.

Batterij opladen

Het witte batterijlampje knippert tijdens het opladen.

Batterij opgeladen

De witte batterij-indicator brandt.

Geheugenfunctie

Na een handmatige of geplande uitschakeling is de standaardinstelling de laatste stap-modus bij de volgende keer opstarten.

Hoe te gebruiken

Hieronder ziet u een demonstratie van het proces (figuur en tekst hieronder). U kunt elke modus kiezen om deze alleen te gebruiken of alle stappen één voor één volgen volgens de introductie van "Functiebeschrijving".

SONIC-modus [zie pagina 3, f3]

1. Verwijder voor gebruik je make-up en reinig je gezicht met een gezichtsreiniger.
2. Klem een wattenstaafje stevig tussen de magnetische ring en de hoofdkop en bevochtig het met micellaire vloeistof.
3. Schakel de stroom in en ga naar de SONIC-modus.
4. Richt het hoofdkop op uw gezichtshuid en beweeg elk deel van het gezicht en de hals van buiten naar binnen om het grondig te reinigen.
5. Op het voorhoofd, de neus, de lippen, de wangen en andere delen die meer aan vervuiling zijn blootgesteld, kunt u de procedure meerdere keren herhalen.
6. Na 3 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
7. Verwijder het wattenschijfje en reinig de hoofdkop met een doek.
8. Spoel je gezicht af met schoon water en breng tonic aan op je huid.

RF-modus [zie pagina 3, f4]

1. Breng de verzorgende essence, serum, ampul of masker gelijkmatig aan op gezicht en hals.
2. Schakel het apparaat in en schakel over naar de RF-modus.
3. Beweeg het hoofdkop langzaam langs de contouren van het gezicht en breng de behandeling gelijkmatig op de huid aan (blijf niet te lang in dezelfde positie op de huid).
4. Na 5 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
5. Gebruik een doek om de hoofdkop schoon te maken.

EMS-modus [zie pagina 4, f5]

1. Verdeel verstevigende verzorgingsproducten gelijkmatig over je gezicht. Het kan een crème zijn die we gebruiken om de verzorging compleet te maken.
2. Schakel in en ga naar de "EMS"-modus.
3. Pas de V-gezichtsroller aan de contouren van uw gezicht aan, masseer en lift gelijkmatig van onder naar boven.
4. Na 6 minuten wordt het product automatisch uitgeschakeld.
5. Gebruik een reinigingsdoek om de gezichtsrol V schoon te maken.

Contra-indicaties

1. Personen jonger dan 18 jaar kunnen het Booster-apparaat niet gebruiken.
2. Het is verboden het apparaat te gebruiken voor elektronische apparaten in het lichaam, bijvoorbeeld een pacemaker.
3. Mensen die de afgelopen maand een operatie of operatie hebben ondergaan in het gebied waar de procedure moet worden uitgevoerd. Het wordt niet aanbevolen om het apparaat te gebruiken na blootstelling van de huid aan de zon.
4. Mensen met een beschadigde huid, ettering, ontstekingen, verse littekens en elektromagnetische gevoeligheid mogen het B-Booster-apparaat niet gebruiken.
5. Mensen die lijden aan bloedziekten, tuberculose, coeliakie, kwaadaardige tumoren, hoge bloeddruk of koorts mogen het apparaat niet gebruiken.
6. Niet gebruiken als u zwanger bent, menstrueert of borstvoeding geeft.
7. Verwijder horloges, brillen, sieraden en andere voorwerpen voordat u met de behandeling begint metaal bevatten.
8. Niet gebruiken rond de oogbol, mond of keel.
9. Gebruik het niet te lang op hetzelfde huidgedeelte.
10. Laat dit product niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld.
11. Niet gebruiken in een omgeving met hoge temperaturen.
12. Als het product op de grond wordt gestoten of gevallen, controleer het dan op schade voordat u het verder gebruikt.
13. Controleer of de stekker en het netsnoer intact zijn om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
14. Demonteer dit apparaat niet zelf.
15. Schakel het apparaat niet in tijdens het opladen.

Reinigingsmethoden

Spoel na elk gebruik de hoofdkop en de V-vlakrollen af met schoon water en droog ze vervolgens af met een schone doek. Gebruik geen alcohol of bijtende vloeistoffen om de magnetische ring schoon te vegen.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]: www.beautify.eu;
www.youtube.com/beautifyeu

Nominal voltaj:	3.7V
Çalışma akımı:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ultrason frekansı:	3MHz±10%
Radyo dalgaları:	1MHz
Su geçirmez:	IPX5
Zaman modları:	3Dk, 5Dk, 6Dk
Çalışma zamanı :	<3 saat
Pil Kapasitesi:	1000mAH

Parçaların açıklaması [bkz. sayfa 2,

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Şeffaf koruyucu kapak | 7. Manyetik taban |
| 2. V-kontur silindiri | 8. İndüksiyon şeridi |
| 3. HD ekran | 9. Tip-C şarj deliği |
| 4. Mod değiştirme düğmesi | 10. C tipi kablo |
| 5. Manyetik halka | 11. Temizlik bezi |
| 6. Ana başlık | |

SES modu

Mod değiştirme düğmesini 1 saniye basılı tutun, bir kez bip sesi duyulacak ve ilgili gösterge yanacak ve 3 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

RF modu

SONIC modunda, geçiş yapmak için mod değiştirme düğmesine kısa basın, sesli uyarı bir kez bip sesi çıkaracak ve ilgili gösterge uzun süre açık kalacaktır. ve 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

EMS modu

RF modunda, geçiş yapmak için mod değiştirme düğmesine kısa basın, sesli uyarı bir kez bip sesi çıkaracak ve ilgili gösterge uzun süre açık kalacak ve 6 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Kapatma

Manuel Kapatma: Herhangi bir modda, gücü kapatmak için mod değiştirme düğmesini 1 saniye basılı tutun. Otomatik kapanma, cihazın herhangi bir modda çalışmasını tamamladıktan sonra gerçekleşecek ve sesli bir sinyal sonrasında kapanacaktır.

Yeterli güç yok

Pil seviyesi %10'un altına düştüğünde, beyaz pil göstergesi her 3 saniyede bir yavaşça ve periyodik olarak 3 kez yanıp sönecektir. Beyaz yavaş yanıp sönmeye üçüncü kez hızlı yanıp sönmeye dönüşecek ve sesli uyarı kapanana kadar iki kez bip sesi çıkaracaktır.

RF içe aktarma modunda cihazı şarj etmeden 3 kez kullanabilirsiniz. Düşük pil göstergesi önceki iki modla aynıdır.

Pil seviyesi %0 olduğunda sesli uyarı 3 kez bip sesi çıkaracak, pil kapatılacak ve beyaz gösterge 5 saniye boyunca yanıp sönecektir. Daha sonra güç kapatılacaktır. Cihaz başlatılamıyor.

Pil doldurma

Şarj sırasında beyaz pil ışığı yanıp sönüyor.

Pil şarj edildi

Beyaz pil göstergesi açık.

Hafıza fonksiyonu

Manüel veya programlı bir kapatmanın ardından varsayılan, bir sonraki başlatmadaki son adım modudur.

Nasıl kullanılır

Aşağıda sürecin bir gösterimi bulunmaktadır (aşağıdaki şekil ve metin). Tek başına kullanmak için herhangi bir modu seçebilir veya "İşlev Açıklaması" tanıtımına göre tüm adımları tek tek takip edebilirsiniz.

SONIC modu [bkz. sayfa 3, f3]

1. Kullanmadan önce makyajınızı çıkarın ve yüzünüzü yüz temizleyiciyle temizleyin.

2. Manyetik halka ile ana başlık arasına pamuklu bir çubuğu sıkıca sıkıştırın ve bunu misel sıvıyla nemlendirin.
3. Gücü açın ve SONIC moduna girin.
4. Ana başlığı yüz cildinize doğrultun ve iyice temizlemek için yüzün ve boynun her parçasını dışarıdan içeriye doğru hareket ettirin.
5. Alın, burun, dudaklar, yanaklar ve kılırlığe daha fazla maruz kalan diğer kısımlarda işlemi birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.
6. 3 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
7. Pamuklu pedi çıkarın ve ana başlığı bir bezle temizleyin.
8. Yüzünüzü temiz suyla durulayın ve cildinize tonik uygulayın.

RF modu [bkz. sayfa 3, f4]

1. Bakım özünü, serumu, ampulü veya maskeyi yüzünüze ve boynunuza eşit şekilde uygulayın.
2. Gücü açın ve RF moduna geçin.
3. Ana başlığı yüzün konturu boyunca yavaşça hareket ettirin ve tedaviyi cilde eşit şekilde uygulayın (cilt üzerinde aynı pozisyonda çok uzun süre kalmayın).
4. 5 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
5. Ana başlığı temizlemek için bir bez kullanın.

EMS modu [bkz. sayfa 4, f5]

1. Sıkılaştırıcı bakım ürünlerini yüzünüze eşit şekilde yayın. Bakımı tamamlamak için kullandığımız bir krem olabilir.
2. Açın ve "EMS" moduna gidin.
3. V yüz silindirini yüzünüzün hatlarına göre ayarlayın, masaj yapın ve aşağıdan yukarıya doğru eşit şekilde kaldırın.
4. 6 dakika sonra ürün otomatik olarak kapanacaktır.
5. Yüz silindiri V'yi temizlemek için bir temizlik bezi kullanın.

Kontrendikasyonlar

1. Booster cihazını 18 yaşından küçük kişiler kullanamaz.
2. Cihazın gövde içindeki elektronik cihazlar için kullanılması yasaktır. Örneğin kalp pili.
3. Son bir ay içinde işlemin yapılacağı bölgede herhangi bir ameliyat veya ameliyat geçiren kişiler. Cildin güneşe maruz kalmasından sonra cihazın kullanılması tavsiye edilmez.
4. Cildi hasarlı, iltihaplı, iltihaplı, taze yara izi olan ve elektromanyetik hassasiyeti olan kişiler B-Booster cihazını kullanmamalıdır.
5. Kan hastalıkları, tüberküloz, çölyak hastalığı, kötü huylu tümörler, hipertansiyon, ateş gibi rahatsızlıkları olan kişilerin cihazı kullanması yasaktır.
6. Hamileyseniz, adet görüyorsanız veya emziriyorsanız kullanmayın.
7. Tedaviye başlamadan önce saat, gözlük, takı ve diğer eşyaları çıkarın.
8. Göz çevresinde, ağızda veya boğazda kullanmayın.
9. Cildin aynı bölgesinde çok uzun süre kullanmayınız.
10. Bu ürünü açıkken gözetimsiz bırakmayın.
11. Yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanmayın.
12. Ürün yere çarparsa veya düşerse, tekrar kullanmadan önce hasar olup olmadığını kontrol edin.
13. Elektrik çarpması riskini önlemek için fişin ve güç kablosunun sağlam olduğunu kontrol edin.
14. Bu cihazı kendiniz sökmeyin.
15. Lütfen şarj sırasında cihazı açmayın.

Temizleme yöntemleri

Her kullanımdan sonra ana başlığı ve V yüzeyli silindirleri temiz suyla durulayın ve ardından temiz bir bezle kurulayın. Manyetik halkayı silmek için alkol veya aşındırıcı sıvılar kullanmayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]: www.beautify.eu;
www.youtube.com/beautifyeu

Номинално напрежение:	3,7 V
Работен ток:	SONIC 100-400mA / RF 200-2800mA / EMS 8-30mA
Ултразвукова честота:	3MHz±10%
Радио вълни:	1MHz
Водоустойчив:	IPX5
Времени режими:	3 мин., 5 мин., 6 мин
Работно време :	<3h
Капацитет на батерията:	1000 mAh

Описание на частите [вижте страница 2, f1] 1. Прозрачно защитно покритие
2. V-образна ролка
3. HD дисплей
4. Бутон за превключване на режима

5. Магнитен пръстен
6. Главна глава
7. Магнитна основа
8. Индукционна лента
9. Отвор за зареждане Type-C
10. Кабел тип C
11. Кърпа за почистване

Режим SONIC

Натиснете и задръжте бутона за превключване на режима за 1 секунда, той ще изпиука веднъж и съответният индикатор ще светне и ще се изключи автоматично след 3 минути.

RF режим

В режим SONIC натиснете кратко бутона за превключване на режима, за да превключите, зумерът ще бипне веднъж и съответният индикатор ще свети за дълго време и ще се изключи автоматично след 5 минути.

EMS режим

В RF режим натиснете кратко бутона за превключване на режима, за да превключите, зумерът ще бипне веднъж и съответният индикатор ще свети за дълго време и ще се изключи автоматично след 6 минути.

Изключване

Ръчно изключване: Във всеки режим натиснете и задръжте бутона за превключване на режима за 1 секунда, за да изключите. Автоматично изключване ще се случи, след като устройството приключи работа в произволен режим и ще се изключи след звуков сигнал.

Няма достатъчно мощност

Когато нивото на батерията е под 10%, белият индикатор за батерията ще мига бавно веднъж на всеки 3 секунди и циклично 3 пъти. Бялото бавно мигане ще се промени на бързо мигане за трети път и зумерът ще бипне два пъти, докато се изключи.

В режим RF импортиране можете да използвате устройството 3 пъти без зареждане.

Индикацията за изтощена батерия е същата като предишните два режима.

Когато нивото на батерията е 0%, зумерът ще бипне 3 пъти, батерията ще се изключи и белият индикатор ще мига за 5 секунди. След това захранването ще бъде изключено. Устройството не може да стартира.

Батерията се зарежда

Бялата светлина на батерията мига по време на зареждане.

Батерията е заредена

Белият индикатор за батерията свети.

Функция памет

След ръчно или планирано изключване, режимът по подразбиране е последната стъпка при следващото стартиране.

Как да използвам

По-долу има демонстрация на процеса (фигура и текст по-долу). Можете да изберете произволен режим, за да го използвате самостоятелно или да следвате всички стъпки една по една според въведението в „Описание на функцията“.

Режим SONIC [вижте страница 3, f3]

1. Преди употреба отстранете грима си и почистете лицето си с почистващ препарат за лице.
2. Затегнете плътно памучен тампон между магнитния пръстен и основната глава и го навлажнете с мицеларна течност.
3. Включете захранването и влезте в режим SONIC.
4. Насочете основната глава към кожата на лицето си и преместете всяка част от лицето и шията отвън навътре, за да ги почистите старателно.
5. На челото, носа, устните, бузите и други части, по-изложени на замърсяване, можете да повторите процедурата няколко пъти.
6. След 3 минути устройството ще се изключи автоматично.
7. Отстранете памучния тампон и почистете основната глава с кърпа.
8. Изплакнете лицето си с чиста вода и нанесете тоник върху кожата си.

RF режим [вижте страница 3, f4]

1. Нанесете грижливата есенция, серум, ампула или маска равномерно върху лицето и шията.
2. Включете и превключете на RF режим.
3. Бавно преместете основната глава по контура на лицето и нанесете лечението равномерно върху кожата (не оставайте в същата позиция върху кожата твърде дълго).
4. След 5 минути устройството ще се изключи автоматично.
5. Използвайте кърпа, за да почистите основната глава.

Режим EMS [вижте страница 4, f5]

1. Разпределете стягащите продукти за грижа равномерно върху лицето си. Може да е крем, с който допълваме грижата.
2. Включете и отидете в режим "EMS".
3. Нагласете V-образната ролка за лице към контура на лицето си, масажирате и повдигнете равномерно отдолу нагоре.
4. След 6 минути продуктът ще се изключи автоматично.
5. Използвайте почистваща кърпа, за да почистите ролката за лице V.

Противопоказания

1. Лица под 18 години не могат да използват Booster устройството.
2. Забранено е използването на устройството за електронни устройства вътре в тялото, например пейсмейкър.
3. Хора, които през последния месец са претърпели някаква операция или операция в областта, където ще се извършва процедурата. Не се препоръчва използването на уреда след излагане на кожата на слънце.
4. Хора с увредена кожа, нагнояване, възпаление, пресни белези и електромагнитна чувствителност не трябва да използват устройството B-Booster.
5. Забранено е използването на уреда от хора, страдащи от заболявания на кръвта, туберкулоза, целиакия, злокачествени тумори, хипертония, треска.
6. Не използвайте при бременност, менструация или кърмене.
7. Преди да започнете лечението, свалете часовници, очила, бижута и други предмети съдържащи метал.
8. Не използвайте около очната ябълка, устата или гърлото.
9. Не използвайте върху една и съща област от кожата твърде дълго.
10. Не оставяйте този продукт без надзор, докато е включен.
11. Не използвайте в среда с висока температура.
12. Ако продуктът бъде ударен или изпуснат на земята, проверете за повреди преди по-нататъшна употреба.
13. Проверете дали щепселът и захранващият кабел са непокътнати, за да избегнете риска от токов удар.
14. Не разглобявайте това устройство сами.
15. Моля, не включвайте устройството, докато се зарежда.

Методи за почистване

След всяка употреба изплакнете главната глава и V-образните лицеви ролки с чиста вода и след това подсушете с чиста кърпа. Не използвайте алкохол или корозивни течности за избърсване на магнитния пръстен.



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa. Państwa członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywa 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation. Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.

Model: Booster Pro