

BEAUTIFLY

Scrub Peeling

Young
series

Peeling
kawitacyjny
Sonic skin scrubber


Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu


f1




f2



f3



f4



Size:	175*43*14mm
Libra:	95g
Ultrasounds:	25KHZ
Material:	ABS
Rated current:	0.65A
Rated voltage:	3.7V
Rated power:	1.5W
Battery Capacity:	500mAh
Included:	device, USB cable, user manual

Security

Please read these instructions before using the product and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2 - f1]

1. Ion sensor
2. Protective cap
3. Ion+
4. Ion-
5. EMS indicator
6. Ultrasound indicator
7. Power button/mode switch
8. USB charging port

Description of modes [page 2 - f2]

Ion+ ion export mode

Removes impurities from deep pores using positive ions

Ion - negative ion input mode

It introduces nutrients contained in cosmetics deep into the skin.

Power Charge - EMS pulse mode

It lifts and tightens the skin, stimulates dormant collagen tissues, giving a rejuvenating effect.

Lifting peeling - ultrasonic cleansing mode

High-frequency vibrations cleanse the lower layer of the skin, soften and remove dead skin.

Cleansing zones [page 2 - f3]

1. Cheeks
2. / 3. Forehead and jaw
4. Nasal bridge

User manual

1. Hold the power button for 2 seconds to turn on the device. The default setting is lifting mode and exfoliation and the LED1 indicator is always on.
2. Briefly press the power button to cycle through 4 operating modes: lifting mode and exfoliation, LED1 lights up → power charging mode, LED2 flashes quickly → ion import mode+, LED3 lights up → ion import mode-, LED4 lights up.
3. Hold the power button for 2 seconds to turn off the device.
4. The buzzer will beep once when the device is turned on or the operating mode changes. The same sound will appear twice when

the device is turned off.

Landing

1. While charging, LED1, LED2, LED3, LED4 flash in rest mode.
2. When the device is fully charged, LED1, LED2, LED3, LED4 turn off. When the battery level is low, the buzzer beeps twice and the light turns off.

How to use

Epidermis cleansing (Ultrasounds)

1. Before starting the treatment, clean your skin thoroughly and remove makeup.
2. Then moisten your facial skin with a cotton pad or atomizer. For this purpose, you can use physiological saline, tonic, water or hydrolate. During the treatment, the skin must remain moist at all times. The treatment cannot be performed on dry skin.
3. Turn on the device and activate SONIC mode.
4. Gently move the spatula from bottom to top, along the contours of the face at a 45-degree angle. Repeat the action thoroughly several times over the entire face.

Epidermis cleansing with ionization (Ultrasound + Ionization +)

1. Before starting the treatment, remember to keep the skin wet at all times. For this purpose, you can use physiological saline, tonic, water or hydrolate. The treatment cannot be performed on dry skin.
2. Turn on the device and activate ION+ mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top, along the contours of the face at a 45-degree angle. Repeat the action thoroughly several times over the entire face.
4. Wipe your face with tonic.

Introducing nutrients using ultrasound (Ultrasound + Ionization-)

1. After cleansing your facial skin, apply a care product (cream, serum, ampoule, gel).
2. Turn on the device and activate ION- mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top, along the contours of the face. The spatula should be placed in the opposite direction in step one. Repeat the action thoroughly several times over the entire face.

Note: If you have any doubts about how to hold the device correctly, please visit our YouTube channel [/beautify.eu](https://www.youtube.com/channel/UCbeautify)

EMS (Ultrasound + EMS Currents).

1. After caring for your facial skin, turn on the device and activate EMS mode.
2. To improve skin elasticity, move the spatula from bottom to top, along the contours of the face at a 45-degree angle. Repeat the action thoroughly several times over the entire face.
3. The device will turn off automatically after 10 minutes of operation
4. After finishing using the device, wipe it with a cotton cloth a damp cloth.

Tips

1. Hold the conductive strip with your hand during use on the side of the device so that the ion import and export function can function properly.
2. When in use, the spatula should work at an angle of approximately 45 degrees as shown in the picture.
3. Do not stop the device during use in one place, but move it slowly.
4. If inflammation occurs on the face, wait until the symptoms subside before use.
5. It is recommended to use the device 2-3 times a week. It should not be used several times in one day.
6. The spatula and body should be clean during operation and secured.

Cleaning and maintenance

1. Protect the device from moisture, do not put it in the dishwasher or microwave.
2. Turn off the device before cleaning.
3. Do not use harsh, corrosive or volatile cleaning materials.
4. Use a soft cloth or cotton pad moistened with cold or warm water to gently wipe the device.
5. Do not rinse the device under running water.
6. If the device is not in use for a long time (approximately 3 months), remove and fully charge before further storage. This will avoid damaging the battery.

More information about the company and products [page 2 - f4]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Størrelse:	175*43*14mm
Vekten:	95 g
Ultralyd:	25KHZ
Materiale:	ABS
Merkestrøm:	0,65A
Merkespenning:	3,7V
Nominell effekt:	1,5W
Batterikapasitet:	500 mAh
Inkludert:	enhet, USB-kabel, brukerveiledning

Sikkerhet

Les disse instruksjonene før du bruker produktet og følg anbefalingene deri når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Ionesensor
2. Beskyttelseshette
3. Ion+
4. Ion-
5. EMS-indikator
6. Ultralydindikator
7. Strømknapp/modusbryter
8. USB-ladeport

Beskrivelse av moduser [side 2 - f2]

Ion+ ioneksportmodus

Fjerner urenheter fra dype porer ved hjelp av positive ioner

Ion - negativ ion-inngangsmodus

Den introduserer næringsstoffer som finnes i kosmetikk dypt inn i huden.

Power Charge - EMS pulsmodus

Den løfter og strammer opp huden, stimulerer sovende kollagenvev og gir en foryngende effekt.

Løftende peeling - ultralydrensemodus

Høyfrekvente vibrasjoner renser det nedre laget av huden, myker opp og fjerner død hud.

Rensesoner [side 2 - f3]

1. Kinn
2. / 3. Panne og kjeve
4. Nesebro

Brukermanual

1. Hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå på enheten. Standardinnstillingen er løftemodus og peeling og LED1-indikatoren er alltid på.
2. Trykk kort på strømknappen for å bla gjennom 4 driftsmoduser: løftemodus og peeling, LED1 lyser → strømlademodus, LED2 blinker raskt → ioneimportmodus+, LED3 lyser → ioneimportmodus-, LED4 lyser.
3. Hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå av enheten.
4. Sommeren vil pipe én gang når enheten slås på eller driftsmodus endres. Den samme lyden vises to ganger når enheten er slått av.

Landing

1. Under lading blinker LED1, LED2, LED3, LED4 i hvilemodus.
2. Når enheten er fulladet, slås LED1, LED2, LED3, LED4 av. Når batterinivået er lavt, piper summeren to ganger og lyset slås av.

Hvordan å bruke

Rensing av epidermis (ultral lyd)

1. Før du starter behandlingen, rengjør huden din grundig og fjern sminke.
2. Fukt deretter ansiktshuden med en bomullsdott eller forstøver. For dette formålet kan du bruke fysiologisk saltvann, tonic, vann eller hydrolat. Under behandlingen må huden være fuktig til enhver tid. Behandlingen kan ikke utføres på tørr hud.
3. Slå på enheten og aktiver SONIC-modus.
4. Beveg spatelen forsiktig fra bunn til topp, langs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel. Gjenta handlingen grundig flere ganger over hele ansiktet.

Rensing av epidermis med ionisering (ultral lyd + ionisering +)

1. Før du starter behandlingen, husk å holde huden våt til enhver tid. For dette formålet kan du bruke fysiologisk saltvann, tonic, vann eller hydrolat. Behandlingen kan ikke utføres på tørr hud.
2. Slå på enheten og aktiver ION+-modus.
3. Flytt spatelen forsiktig fra bunn til topp, langs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel. Gjenta handlingen grundig flere ganger over hele ansiktet.
4. Tørk av ansiktet med tonic.

Introduksjon av næringsstoffer ved hjelp av ultral lyd (ultral lyd + ionisering-)

1. Etter å ha renset ansiktshuden, påfør et pleieprodukt (krem, serum, ampulle, gel).
2. Slå på enheten og aktiver ION-modus.
3. Beveg spatelen forsiktig fra bunn til topp, langs ansiktets konturer. Spatelen skal plasseres i motsatt retning i trinn én. Gjenta handlingen grundig flere ganger over hele ansiktet. Merk: Hvis du er i tvil om hvordan du holder enheten riktig, vennligst besøk vår YouTube-kanal /beautifly.eu

EMS (Ultral lyd + EMS-strømmer).

1. Etter å ha tatt vare på ansiktshuden din, slår du på enheten og aktiverer EMS-modus.
2. For å forbedre hudens elastisitet, flytt spatelen fra bunn til topp, langs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel. Gjenta handlingen grundig flere ganger over hele ansiktet.
3. Enheten slås av automatisk etter 10 minutters drift
4. Når du er ferdig med å bruke enheten, tørk den av med en bomullsklut en fuktig klut.

Tips

1. Hold den ledende stripen med hånden under bruk på siden av enheten slik at ionimport- og eksportfunksjonen kan fungere skikkelig.
2. Når den er i bruk, skal spatelen fungere i en vinkel på ca. 45 grader som vist på bildet.

3. Ikke stopp enheten under bruk på ett sted, men flytt den sakte.
4. Hvis det oppstår betennelse i ansiktet, vent til symptomene avtar før bruk.
5. Det anbefales å bruke enheten 2-3 ganger i uken. Det bør ikke brukes flere ganger på en dag.
6. Spatelen og kroppen skal være rene under drift og sikret.

Rengjøring og vedlikehold

1. Beskytt enheten mot fuktighet, ikke legg den i oppvaskmaskinen eller mikrobølgeovnen.
2. Slå av enheten før rengjøring.
3. Ikke bruk sterke, etsende eller flyktige rengjøringsmidler.
4. Bruk en myk klut eller bomullspute fuktet med kaldt eller varmt vann for å tørke forsiktig av enheten.
5. Ikke skyll enheten under rennende vann.
6. Hvis enheten ikke er i bruk på lang tid (ca. 3 måneder), fjern og lad den helt opp før videre lagring. Dette vil unngå å skade batteriet.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f4]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Koko:	175*43*14mm
Vaaka:	95g
Ultraäänet:	25 kHz
Materiaali:	ABS
Nimellisvirta:	0,65A
Nimellisjännite:	3,7V
Nimellisteho:	1,5W
Akun kapasiteetti:	500mAh
Mukana:	laite, USB-kaapeli, käyttöohje

Turvallisuus

Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä
ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. Ionianturi
2. Suojakorkki
3. Ion+
4. Ion-
5. EMS-ilmaisin
6. Ultraääni-indikaattori
7. Virtapainike/tilakytkin
8. USB-latausportti

Tilojen kuvaus [sivu 2 - f2]

Ion+-ionien vientitila

Poistaa epäpuhtaudet syvistä huokosista positiivisten ionien avulla

Ion- negatiivisen ionin syöttötila

Se vie kosmetiikan sisältämät ravintoaineet syvälle ihoon.

Power Charge - EMS-pulssitila

Se kohottaa ja kiinteyttää ihoa, stimuloi lepotilassa olevia kollageenikudoksia antaen nuorentavan vaikutuksen.

Lifting kuorinta - ultraäänipuhdistustila

Korkeataajuiset värähtelyt puhdistavat ihon alemman kerroksen, pehmentävät ja poistavat kuollutta ihoa.

Puhdistusvyöhykkeet [sivu 2 - f3]

1. Posket
2. / 3. Otsa ja leuka
4. Nenäsilta

Ohjekirja

1. Käynnistä laite pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Oletusasetus on nostotila ja kuorinta ja LED1-merkkivalo palaa aina.
2. Paina lyhyesti virtapainiketta selataksesi 4 käyttötilaa: nostotila ja kuorinta, LED1 syttyy → teholataustila, LED2 vilkkuu nopeasti → ionin tuontitila+, LED3 syttyy → ionin tuontitila-, LED4 syttyy.
3. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekuntia.
4. Summeri piippaa kerran, kun laite käynnistetään tai toimintatila vaihtuu. Sama ääni kuuluu kahdesti, kun laite sammutetaan.

Lasku

1. Latauksen aikana LED1, LED2, LED3, LED4 vilkkuu lepotilassa.
2. Kun laite on ladattu täyteen, LED1, LED2, LED3, LED4 sammuvat. Kun akun varaus on alhainen, sumneri piippaa kahdesti ja valo sammuu.

Kuinka käyttää

Epidermoksen puhdistus (ultraääni)

1. Puhdista iho huolellisesti ja poista meikki ennen hoidon aloittamista.
2. Kostuta sitten kasvojen iho vanulapulla tai sumuttimella. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää fysiologista suolaliuosta, tonic-ainetta, vettä tai hydrolaattia. Hoidon aikana ihon tulee pysyä kosteana koko ajan. Hoitoa ei voi suorittaa kuivalle iholle.
3. Kytke laite päälle ja aktivoi SONIC-tila.
4. Siirrä lastaa varovasti alhaalta ylöspäin, kasvojen ääriiivoja pitkin 45 asteen kulmassa. Toista toimenpide huolellisesti useita kertoja koko kasvoille.

Epidermoksen puhdistus ionisaatiolla (ultraääni + ionisaatio +)

1. Muista pitää iho koko ajan kosteana ennen hoidon aloittamista. Tätä tarkoitusta varten voit käyttää fysiologista suolaliuosta, tonic-ainetta, vettä tai hydrolaattia. Hoitoa ei voi suorittaa kuivalle iholle.
2. Kytke laite päälle ja aktivoi ION+-tila.
3. Siirrä lastaa varovasti alhaalta ylöspäin, kasvojen ääriiivoja pitkin 45 asteen kulmassa. Toista toimenpide huolellisesti useita kertoja koko kasvoille.
4. Pyyhi kasvosi tonicilla.

Ravinteiden esittely ultraäänellä (Ultraääni + Ionisaatio-)

1. Kasvojen ihon puhdistuksen jälkeen levitä hoitotuote (voide, seerumi, ampulli, geeli).
2. Kytke laite päälle ja aktivoi ION-tila.
3. Liikuta lastaa varovasti alhaalta ylöspäin, kasvojen ääriiivoja pitkin. Lasta tulee asettaa vastakkaiseen suuntaan vaiheessa yksi. Toista toimenpide huolellisesti useita kertoja koko kasvoille.

Huomautus: Jos sinulla on epäilyksiä laitteen oikeasta pitämisestä, käy YouTube-kanavallamme /beautifly.eu

EMS (ultraääni + EMS-virrat).

1. Kun olet hoitanut kasvojen ihoasi, käynnistä laite ja aktivoi EMS-tila.
2. Paranna ihon kimmoisuutta liikuttamalla lastaa alhaalta ylöspäin, kasvojen ääriiivoja pitkin 45 asteen kulmassa. Toista toimenpide huolellisesti useita kertoja koko kasvoille.
3. Laite sammuu automaattisesti 10 minuutin käytön jälkeen.
4. Kun olet lopettanut laitteen käytön, pyyhi se puuvillakankaalla kostealla liinalla.

Vinkkejä

1. Pidä sähköä johtavasta nauhasta kiinni kädelläsi käytön aikana laitteen kyljessä, jotta ionien tuonti- ja vientitoiminto voi toimia kunnolla.
2. Kun lasta on käytössä, sen tulee toimia noin 45 asteen kulmassa

kuvan osoittamalla tavalla.

3. Älä pysäytä laitetta käytön aikana yhdessä paikassa, mutta liikuta sitä hitaasti.

4. Jos kasvoissa ilmenee tulehdusta, odota oireiden häviämistä ennen käyttöä.

5. On suositeltavaa käyttää laitetta 2-3 kertaa viikossa. Sitä ei tule käyttää useita kertoja yhden päivän aikana.

6. Lastan ja rungon tulee olla puhtaita käytön aikana ja turvattu.

Puhdistus ja huolto

1. Suojaa laitetta kosteudelta, älä laita sitä astianpesukoneeseen tai mikroaaltouuniin.

2. Sammuta laite ennen puhdistamista.

3. Älä käytä kovia, syövyttäviä tai haihtuvia puhdistusaineita.

4. Pyyhi laite varovasti pehmeällä liinalla tai vanutyynyllä, joka on kostutettu kylmällä tai lämpimällä vedellä.

5. Älä huuhtelee laitetta juoksevan veden alla.

6. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (noin 3 kuukautta), irrota laite ja lataa se täyteen ennen säilytystä. Tämä välttää akun vaurioitumisen.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f4]

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Storlek:	175*43*14mm
Vågen:	95g
Ultraljud:	25KHZ
Material:	magmuskler
Märkström:	0,65A
Märkspänning:	3,7V
Märkeffekt:	1,5W
Batterikapacitet:	500 mAh
Ingår:	enhet, USB-kabel, bruksanvisning

säkerhet

Läs dessa instruktioner innan du använder produkten och följ rekommendationerna däri när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]

1. Jonsensor
2. Skyddskåpa
3. Jon+
4. Jon-
5. EMS-indikator
6. Ultraljudsindikator
7. Strömknapp/lägesomkopplare
8. USB-laddningsport

Beskrivning av lägen [sida 2 - f2]

Ion+ jonexportläge

Tar bort orenheter från djupa porer med hjälp av positiva joner

Jon - negativ joninmatningsläge

Det introducerar näringsämnen som finns i kosmetika djupt in i huden.

Power Charge - EMS pulsläge

Den lyfter och stramar upp huden, stimulerar vilande kollagenvävnader, vilket ger en förnyande effekt.

Lifting peeling - ultraljudsrengöringsläge

Högfrekventa vibrationer rengör det nedre lagret av huden, mjukar upp och tar bort död hud.

Rengöringszoner [sida 2 - f3]

1. Kinder
2. / 3. Panna och käke
4. Näsbygga

Användarmanual

1. Håll ned strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på enheten. Standardinställningen är lyftläge och peeling och LED1-indikatorn är alltid på.
2. Tryck kort på strömknappen för att växla mellan 4 driftlägen: lyftläge och peeling, LED1 lyser → strömladdningsläge, LED2 blinkar snabbt → jonimportläge+, LED3 lyser → jonimportläge-, LED4 lyser.
3. Håll ned strömknappen i 2 sekunder för att stänga av enheten.
4. Summern piper en gång när enheten slås på eller driftsläget ändras. Samma ljud kommer att visas två gånger när enheten

stängs av.

Landning

1. Under laddning blinkar LED1, LED2, LED3, LED4

i viloläge.

2. När enheten är fulladdad stängs LED1, LED2, LED3, LED4 av. När batterinivån är låg piper summern två gånger och lampan släcks.

Hur man använder

Rengöring av epidermis (ultrasjud)

1. Innan du påbörjar behandlingen, rengör huden noggrant och ta bort smink.

2. Fukta sedan din ansiktshud med en bomullsrandell eller finfördelare. För detta ändamål kan du använda fysiologisk saltlösning, tonic, vatten eller hydrolat. Under behandlingen måste huden vara fuktig hela tiden. Behandlingen kan inte utföras på torr hud.

3. Slå på enheten och aktivera SONIC-läget.

4. Flytta försiktigt spateln från botten till toppen, längs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel. Upprepa åtgärden noggrant flera gånger över hela ansiktet.

Rengöring av epidermis med jonisering (ultrasjud + jonisering +)

1. Innan du påbörjar behandlingen, kom ihåg att hålla huden våt hela tiden. För detta ändamål kan du använda fysiologisk saltlösning, tonic, vatten eller hydrolat. Behandlingen kan inte utföras på torr hud.

2. Slå på enheten och aktivera ION+-läget.

3. Flytta försiktigt spateln från botten till toppen, längs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel. Upprepa åtgärden noggrant flera gånger över hela ansiktet.

4. Torka av ansiktet med tonic.

Introduktion av näringsämnen med hjälp av ultraljud (ultrasound + jonisering-)

1. Efter att ha rengjort din ansiktshud, applicera en vårdprodukt (kräm, serum, ampull, gel).

2. Slå på enheten och aktivera ION-läget.

3. Flytta försiktigt spateln från botten till toppen, längs ansiktets konturer. Spateln ska placeras i motsatt riktning i steg ett. Upprepa åtgärden noggrant flera gånger över hela ansiktet.

Obs: Om du har några tvivel om hur du håller enheten korrekt, besök vår YouTube-kanal /beautifly.eu

EMS (Ultraljud + EMS-strömmar).

1. Efter att ha vårdat din ansiktshud, slå på enheten och aktivera EMS-läget.

2. För att förbättra hudens elasticitet, flytta spateln från botten till toppen, längs ansiktets konturer i en 45-graders vinkel. Upprepa åtgärden noggrant flera gånger över hela ansiktet.

3. Enheten stängs av automatiskt efter 10 minuters drift

4. Efter avslutad användning av enheten, torka av den med en bomullstrasa en fuktig trasa.

Tips

1. Håll i den ledande remsan med handen under användning på sidan av enheten så att jonimport- och exportfunktionen kan fungera korrekt.
2. När spateln används ska den arbeta i en vinkel på cirka 45 grader som visas på bilden.
3. Stoppa inte enheten under användning på ett ställe, men flytta det långsamt.
4. Om inflammation uppstår i ansiktet, vänta tills symtomen avtagit innan användning.
5. Det rekommenderas att använda enheten 2-3 gånger i veckan. Den ska inte användas flera gånger på en dag.
6. Spateln och kroppen ska vara rena under drift och säkrad.

Städning och underhåll

1. Skydda enheten från fukt, lägg den inte i diskmaskin eller mikrovågsugn.
2. Stäng av enheten före rengöring.
3. Använd inte hårda, frätande eller flyktiga rengöringsmedel.
4. Använd en mjuk trasa eller bomullsrandell fuktad med kallt eller varmt vatten för att försiktigt torka av enheten.
5. Skölj inte enheten under rinnande vatten.
6. Om enheten inte har använts under en längre tid (cirka 3 månader), ta bort den och ladda den helt innan den förvaras ytterligare. Detta kommer att undvika att skada batteriet.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f4]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Størrelse:	175*43*14mm
Vægten:	95 g
Ultralyd:	25KHZ
Materiale:	ABS
Nominel strøm:	0,65A
Nominel spænding:	3,7V
Nominel effekt:	1,5W
Batterikapacitet:	500 mAh
Inkluderet:	enhed, USB-kabel, brugervejledning

Sikkerhed

Læs venligst denne vejledning, før du bruger produktet og følg anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. Ionsensor
2. Beskyttelseshætte
3. Ion+
4. Ion-
5. EMS-indikator
6. Ultralydsindikator
7. Tænd/sluk-knap/tilstandskontakt
8. USB-opladningsport

Beskrivelse af tilstande [side 2 - f2]

Ion+ ioneksporttilstand

Fjerner urenheder fra dybe porer ved hjælp af positive ioner

Ion - negativ ion input-tilstand

Det introducerer næringsstoffer indeholdt i kosmetik dybt ind i huden.

Power Charge - EMS-pulstilstand

Det løfter og opstrammer huden, stimulerer sovende kollagenvæv, hvilket giver en foryngende effekt.

Lifting peeling - ultralydsrensningstilstand

Højfrekvente vibrationer renser det nederste lag af huden, blødgør og fjerner død hud.

Rensezoner [side 2 - f3]

1. Kinder
2. / 3. Pande og kæbe
4. Næsebro

Brugermanual

1. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde enheden. Standardindstillingen er løftetilstand og eksfoliering, og LED1-indikatoren er altid tændt.

2. Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem 4 driftstilstande: løftetilstand og eksfoliering, LED1 lyser → strømopladningstilstand, LED2 blinker hurtigt → ionimporttilstand+, LED3 lyser → ionimporttilstand-, LED4 lyser.

3. Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke for enheden.

4. Buzzeren bipper én gang, når enheden tændes, eller driftstilstanden ændres. Den samme lyd vises to gange, når

enheden er slukket.

Landing

1. Under opladning blinker LED1, LED2, LED3, LED4 i hviletilstand.
2. Når enheden er fuldt opladet, slukkes LED1, LED2, LED3, LED4. Når batteriniveauet er lavt, bipper summeren to gange, og lyset slukker.

Sådan bruges

Udrensning af epidermis (ultralyd)

1. Inden behandlingen påbegyndes, skal du rense din hud grundigt og fjerne makeup.
2. Fugt derefter din ansigtshud med en vatrondel eller forstøver. Til dette formål kan du bruge fysiologisk saltvand, tonic, vand eller hydrolat. Under behandlingen skal huden hele tiden forblive fugtig. Behandlingen kan ikke udføres på tør hud.
3. Tænd for enheden og aktiver SONIC-tilstand.
4. Flyt forsigtigt spatelen fra bund til top langs ansigtets konturer i en 45-graders vinkel. Gentag handlingen grundigt flere gange over hele ansigtet.

Udrensning af epidermis med ionisering (ultralyd + ionisering +)

1. Inden behandlingen påbegyndes, skal du huske at holde huden våd hele tiden. Til dette formål kan du bruge fysiologisk saltvand, tonic, vand eller hydrolat. Behandlingen kan ikke udføres på tør hud.
2. Tænd for enheden og aktiver ION+-tilstand.
3. Flyt forsigtigt spatelen fra bund til top langs ansigtets konturer i en 45-graders vinkel. Gentag handlingen grundigt flere gange over hele ansigtet.
4. Tør dit ansigt med tonic.

Introduktion af næringsstoffer ved hjælp af ultralyd (Ultralyd + ionisering-)

1. Efter at have rensset din ansigtshud, påfør et plejeprodukt (creme, serum, ampul, gel).
2. Tænd for enheden og aktiver ION-tilstand.
3. Flyt forsigtigt spatelen fra bund til top langs ansigtets konturer. Spatelen skal placeres i den modsatte retning i trin et. Gentag handlingen grundigt flere gange over hele ansigtet. Bemærk: Hvis du er i tvivl om, hvordan du holder enheden korrekt, kan du besøge vores YouTube-kanal [/beautifly.eu](https://www.youtube.com/channel/UCbeautiflyeu)

EMS (Ultralyd + EMS-strømme).

1. Når du har plejet din ansigtshud, skal du tænde for enheden og aktivere EMS-tilstand.
2. For at forbedre hudens elasticitet skal du flytte spatelen fra bund til top langs ansigtets konturer i en 45-graders vinkel. Gentag handlingen grundigt flere gange over hele ansigtet.
3. Enheden slukker automatisk efter 10 minutters drift.
4. Når du er færdig med at bruge enheden, skal du tørre den af med en bomuldsklud en fugtig klud.

Tips

1. Hold den ledende strimmel med hånden under brug på siden af enheden, så ionimport- og eksportfunktionen kan fungere korrekt.
2. Når den er i brug, skal spatelen arbejde i en vinkel på cirka 45 grader som vist på billedet.
3. Stop ikke enheden under brug ét sted, men flyt det langsomt.
4. Hvis der opstår betændelse i ansigtet, skal du vente til symptomerne aftager før brug.
5. Det anbefales at bruge enheden 2-3 gange om ugen. Det bør ikke bruges flere gange på en dag.
6. Spatelen og kroppen skal være rene under drift og sikret.

Rengøring og vedligeholdelse

1. Beskyt enheden mod fugt, sæt den ikke i opvaskemaskinen eller mikrobølgeovnen.
2. Sluk for enheden før rengøring.
3. Brug ikke skrappe, ætsende eller flygtige rengøringsmidler.
4. Brug en blød klud eller vatrondel fugtet med koldt eller varmt vand til forsigtigt at tørre enheden af.
5. Skyl ikke enheden under rindende vand.
6. Hvis enheden ikke er i brug i længere tid (ca. 3 måneder), skal du fjerne den og oplade den helt før yderligere opbevaring. Dette vil undgå at beskadige batteriet.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f4]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać

do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Scrub Peeling Young