

BEAUTIFLY

Aura
P R O
series

Maska LED
LED Mask

Instrukcja obsługi
User manual



beautifly.eu



@beautifly.eu



beautifly.eu




/beautiflyeu



@beautifly.eu

f1



f2



Rated voltage:	DC3.7V
Working current:	Soothing mode<600mA, Brightening mode<900mA, Anti-aging mode 1300mA
Battery Capacity:	1000 mAh
Charging time:	<3H
Smart Timer:	10 minutes
Standby time:	Soothing mode>80 minutes, Brightening mode>60 minutes, Anti-aging mode 40 minutes
Photon wavelength:	Deep red light: 660±5nm, red light: 630±5nm, infrared light: 850±5nm, blue light: 470±5nm
Irradiation:	Soothing mode 55±5mW/cm², Brightening mode 55±5mW/cm², Anti-aging mode 75±5mW/cm²

Security:

Before using the product, familiarize yourself with the operating instructions and follow the instructions when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. ON/OFF button, lamp control.
2. The window will fall off your eyes.
3. Photon diode.
4. Charging port.
5. Adjustable headband.
6. Chin frame.

Functions:

1. Soothing mode: press button once, start indicator light flashes white, beep sounds, voice prompt sent "Soothing mode". The blue light will remain on and the device will turn off automatically after 10 minutes.
2. Brightening mode: apply the power button, the start indicator light flashes white, it will beep, output voice prompt "Brightening mode". Red light and light is on and the device turns off automatically after 10 devices.
3. Anti-aging mode: press the button three times, the indicator light will flash white, the beep will sound, and the voice prompt will display "Anti-aging mode". Red light, deep red color and infrared light, on, the device turns on automatically after 10 minutes.

Note: If no operation is performed, the device will automatically turn off after 10 operations. Duration does not accumulate when switching modes while running.

How to use:

1. Cleanse your face and dry it.
2. Put on the mask and freely choose the skin protection mode.
 - soothing mode is intended for skin with unstable water-fat balance, such as or moisture mobility
 - the brightening mode is intended for dull and dull complexions
 - anti-aging mode is on device with fine lines, wrinkles or available
3. After 10 activities, the mask turns off automatically.

During use, adjust the chin frame to the shape of your face and adjust the bands to fit.

Battery:

1. Turn off/press to turn off. It will beep twice, the light will turn off and the device will stop working.
2. When the battery power level drops below 30%, the power button flashes red. The device can still be used for 10 minutes. When the battery level is critically low, the device cannot be turned on. Application/indicator light flashes red, produces two short beeps.
3. When disconnected, the disconnect/off button/light remains white and turns off when disconnected.

Cleaning:

After use, clean the safety device and basic cloth. Do not spray the mask in water, feed it dry.

Measures to be taken:

1. Not applicable if in the next case the effects or effects that will occur.
2. Do not use the device if you have inflamed, scarred, cracked skin or are allergic to electromagnetic fields.
3. It is not intended for use by pregnant women.
4. Do not look directly at the beauty light before confirming that the product is ready to use.
5. Do not create the device while it is running.
6. Do not use the device while charging.
7. Do not disassemble the device.
8. Do not consider the device if the silicone in the eye shield is a light source.
9. Connection that the cable and power supply are in good condition to avoid the risk of electric shock.
10. If the product is hit or dropped, please check for any wear before use.
11. Stay away from high temperature environment.
12. stay away from the presenter.
13. Stay out of reach of children.
14. If the device has not been used for a further period of time, it is recommended to fully charge it before use.

More information about the company and producers [page 2 - f2]:

- www.beautifilly.eu
- www.youtube.com/beautifillyeu

Merkespenning:	DC3,7V
Arbeidsstrøm:	Beroligende modus<600mA, Lysende modus<900mA, Antialdringsmodus 1300mA
Batterikapasitet:	1000mAh
Ladetid:	<3H
Smart timer:	10 minutter
Standby-tid:	Beroligende modus>80 minutter, Lysningsmodus>60 minutter, Antialdringsmodus 40 minutter
Fotonbølgelengde:	Dyp rødt lys: 660±5nm, rødt lys: 630±5nm, infrarødt lys: 850±5nm, blått lys: 470±5nm
Bestråling:	Beroligende modus 55±5mW/cm ² , Lysningsmodus 55±5mW/cm ² , Antialdringsmodus 75±5mW/cm ²

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. PÅ/AV-knapp, indikatorlampe.
2. Øyebeskyttelsesvindu.
3. Fotodiode.
4. Ladeport.
5. Justerbart pannebånd.
6. Hakeramme.

Funksjoner:

1. Beroligende modus: Trykk én gang på strømknappen, indikatorlyset vil blinke hvitt, det vil pipe og talemeldingen vil vise "Beroligende modus". Det blå lyset forblir på og enheten slås av automatisk etter 10 minutter.
2. Lysere modus: Trykk på strømknappen to ganger, indikatorlampen vil blinke hvitt, pipe, og talemeldingen vil vise "Brighten Mode". Det røde og dype røde lyset vil lyse og enheten vil slå seg av automatisk etter 10 minutter.
3. Antialdringsmodus: Trykk på strømknappen tre ganger, indikatorlampen vil blinke hvitt, pipetonen høres og talemeldingen vil vise "Anti-aldningsmodus". Det røde lyset, den dype riktige fargen og det infrarøde lyset forblir på, og enheten slår seg av automatisk etter 10 minutter.

Merk: Hvis ingen operasjon utføres, vil enheten slå seg av automatisk etter 10 minutter. Varigheten akkumuleres ikke når du bytter modus mens du løper.

Hvordan å bruke:

1. Rens ansiktet og tørk det.
2. Ta på masken og velg din hudpleie fritt.
 - beroligende modus er beregnet på hud med ustabil vann- og fettbalanse, tørrhet eller mangel på fuktighet
 - lysstyrkemodusen er beregnet på matt og matt hud
 - Anti-aldningsmodus retter seg mot hud med fine linjer, rynker eller mangel på elastisitet
3. Etter 10 minutters behandling slår masken seg av automatisk.

Tips: Juster hakerammen til ansiktsformen under bruk og juster båndspenningen til din omkrets.

Batteri:

1. Slå av automatisk/trykk på strømknappen for å slå av. Det piper to ganger, lyset slås av og enheten slutter å fungere.
2. Når batterinivået synker under 30 %, blinker strømknappen rødt. Enheten kan fortsatt brukes i 10 minutter. Når batterinivået er kritisk lavt, kan ikke enheten slås på. Strømknappen/lampen blinker rødt, ledsaget av to korte pip.
3. Når den er fulladet, forblir av/på-knappen/lyset hvit og slås av når den er koblet fra.

Rengjøring:

Etter bruk, rengjør enheten med en ren og myk klut. Ikke senk masken i vann, hold den tørr.

Forholdsregler:

1. Ikke bruk hvis du har hatt hudoperasjoner eller solbrenthet den siste måneden.
2. Ikke bruk enheten hvis du har hudbetennelse, arr, sprukket hud eller er allergisk mot elektromagnetiske felt.
3. Ikke egnet for bruk av gravide.
4. Ikke se direkte på skjønnehetslyset før du bekrefter at produktet er klart til bruk.
5. Ikke forlat enheten mens den er i drift.
6. Ikke bruk enheten mens den lader.
7. Ikke demonter enheten.
8. Ikke fortsett å bruke enheten hvis silikonet i øyeskjoldet er skadet og forårsaker lyslekkasje.
9. Sørg for at støpselet og strømledningen er i god stand for å unngå faren for elektrisk støt.
10. Hvis produktet treffes hardt eller faller i bakken, sjekk for skade før videre bruk.
11. Hold den unna høytemperaturmiljøer.
12. Hold den unna etsende væske.
13. Oppbevar den utenfor barns rekkevidde.
14. Hvis enheten ikke har vært brukt på lenge, anbefales det å lade den helt opp før bruk.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nimellisjännite:	DC 3,7V
Käyttövirta:	Rauhoittava tila <600mA, kirkastustila <900mA, ikääntymistä estävä tila 1300mA
Akun kapasiteetti:	1000mAh
Latausaika:	<3H
Älykäs ajastin:	10 minuuttia
Valmiustila-aika:	Rauhoittava tila > 80 minuuttia, kirkastustila > 60 minuuttia, ikääntymistä estävä tila 40 minuuttia
Fotonin aallonpituus:	Syvän punainen valo: 660±5nm, punainen valo: 630±5nm, infrapunavallo: 850±5nm, sininen valo: 470±5nm
Säteilytys:	Rauhoittava tila 55±5mW/cm ² , Kirkastustila 55±5mW/cm ² , Anti-aging-tila 75±5mW/cm ²

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2-f1]:

1. ON/OFF-painike, merkkivalo.
2. Silmiensuojauksena.
3. Fotonidiodi.
4. Latausportti.
5. Säädettävä sanka.
6. Leukakehys.

Toiminnot:

1. Rauhoittava tila: Paina virtapainiketta kerran, merkkivalo vilkkuu valkoisena, piippaa ja äänikehoteessa näkyy "Rauhoittava tila". Sininen valo jää palamaan ja laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.
2. Kirkkaustila: Paina virtapainiketta kahdesti, merkkivalo vilkkuu valkoisena, piippaa ja äänikehoteessa näkyy "Brighten Mode". Punainen valo ja syvä punainen valo palavat ja laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.
3. Anti-aging-tila: Paina virtapainiketta kolme kertaa, merkkivalo vilkkuu valkoisena, kuuluu äänimerkki ja äänikehoteessa näkyy "Anti-aging mode". Punainen valo, syvä oikea väri ja infrapunavallo pysyvät päällä ja laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua.

Huomautus: Jos mitään toimintoa ei suoriteta, laite sammuu automaattisesti 10 minuutin kuluttua. Kesto ei kerry, kun tilaa vaihdetaan ajon aikana.

Kuinka käyttää:

1. Puhdista kasvosi ja kuivaa ne.
2. Laita naamio päälle ja valitse ihonhoito-ohjelmasi vapaasti.
 - Rauhoittava tila on tarkoitettu iholle, jossa on epävakaat vesi- ja rasvatasapaino, kuivuus tai kosteuden puute
 - Kirkastustila on tarkoitettu samealle ja samealle iholle
 - Anti-aging -tila kohdistuu ihoon, jossa on hienoja juonteita, ryppyjä tai joustavuuden puutetta
3. 10 minuutin hoidon jälkeen naamio sammuu automaattisesti.

Vinkki: Sääda käytön aikana leukakehys kasvosi muodon mukaan ja sääda nauhan kireys ympärysmittasi mukaan.

Akku:

1. Automaattinen virrankatkaisu / sammuta virta painamalla virtapainiketta. Se piippaa kahdesti, valo sammuu ja laite lakkaa toimimasta.
2. Kun akun varaustaso laskee alle 30 %, virtapainike vilkkuu punaisena. Laitetta voi edelleen käyttää 10 minuuttia. Kun akun varaustaso on kriittisesti alhainen, laitetta ei voi käynnistää. Virtapainike/valo vilkkuu punaisena ja kuuluu kaksi lyhyttä piippausta.
3. Kun virta on ladattu täyteen, virtapainike/valo pysyy valkoisena ja sammuu, kun se irrotetaan.

Puhdistus:

Puhdista laite käytön jälkeen puhtaalla ja pehmeällä liinalla. Älä upota maskia veteen, vaan pidä se kuivana.

Varotoimenpiteet:

1. Älä käytä, jos sinulla on ollut iholeikkaus tai auringonpoltama viimeisen kuukauden aikana.
2. Älä käytä laitetta, jos sinulla on ihotulehdus, arpia, halkeileva iho tai olet allerginen sähkömagneettisille kentille.
3. Ei soveltu raskaana olevien naisten käyttöön.
4. Älä katso suoraan kauneusvaloon ennen kuin olet varmistanut, että tuote on käyttövalmis.
5. Älä jätä laitetta sen ollessa käynnissä.
6. Älä käytä laitetta latauksen aikana.
7. Älä pura laitetta.
8. Älä jatka laitteen käyttöä, jos silmäsuojan silikonin on vaurioitunut ja aiheuttaa valovuotoja.
9. Varmista, että pistoke ja virtajohto ovat hyvässä kunnossa välttääksesi sähköiskun vaaran.
10. Jos tuotteeseen osuu kovaa tai se putoaa, tarkista vaurioiden varalta ennen käyttöä.
11. Pidä se poissa korkean lämpötilan ympäristöstä.
12. Pidä se poissa syövyttävistä nesteistä.
13. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
14. Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata se täyteen ennen käyttöä.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Märkspänning:	DC3,7V
Arbetsström:	Lugnande läge <600mA, Ljusstyrningsläge <900mA, Anti-aging-läge 1300mA
Batterikapacitet:	1000mAh
Laddningstid:	<3H
Smart timer:	10 minuter
Standbytid:	Lugnande läge >80 minuter, Ljusstyrningsläge >60 minuter, Anti-aging-läge 40 minuter
Fotonvåglängd:	Djupt rött ljus: $660 \pm 5\text{nm}$, rött ljus: $630 \pm 5\text{nm}$, infrarött ljus: $850 \pm 5\text{nm}$, blått ljus: $470 \pm 5\text{nm}$
Bestrålning:	Lugnande läge $55 \pm 5\text{mW/cm}^2$, Ljusstyrningsläge $55 \pm 5\text{mW/cm}^2$, Anti-aging-läge $75 \pm 5\text{mW/cm}^2$

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2-f1]:

1. PÅ/AV-knapp, indikatorlampa.
2. Ögonskyddsfönster.
3. Fotodiod.
4. Laddningsport.
5. Justerbart pannband.
6. Hakram.

Funktioner:

1. Lugnande läge: Tryck på strömbrytaren en gång, indikatorlampan blinkar vitt, den pipar och röstmeddelandet visar "Lugnande läge". Den blå lampan förblir tänd och enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
2. Ljusstyrningsläge: Tryck två gånger på strömbrytaren, indikatorlampan blinkar vitt, pipar och röstmeddelandet visar "Ljusna läge". Det röda och djupt röda ljuset kommer att lysa och enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.
3. Anti-aging-läge: Tryck på strömknappen tre gånger, indikatorlampan blinkar vitt, ett pip hörs och röstmeddelandet visar "Anti-aging-läge". Det röda ljuset, den djupa rätta färgen och det infraröda ljuset förblir tända och enheten stängs av automatiskt efter 10 minuter.

Obs: Om ingen åtgärd utförs, stängs enheten av automatiskt efter 10 minuter. Varaktigheten ackumuleras inte när du byter läge under körning.

Hur man använder:

1. Rengör ansiktet och torka det.
2. Sätt på dig masken och välj din hudvård fritt.
 - lugnande läge är avsett för hud med instabil vatten- och fettbalans, torrhet eller brist på återfuktning
 - ljusstyrningsläget är avsett för matt och matt hy
 - Anti-aging-läge riktar sig mot hud med fina linjer, rynkor eller bristande elasticitet
3. Efter 10 minuters behandling stängs masken av automatiskt.

Tips: Under användning, justera hakbågen till formen på ditt ansikte och anpassa bandspänningen till din omkrets.

Batteri:

1. Stäng av automatiskt/tryck på strömknappen för att stänga av. Den piper två gånger, lampan släcks och enheten slutar fungera.
2. När batterinivån sjunker under 30 % blinkar strömknappen rött. Enheten kan fortfarande användas i 10 minuter. När batterinivån är kritiskt låg kan enheten inte slås på. Strömknappen/lampan blinkar rött, åtföljt av två korta pip.
3. När den är fulladdad förblir på/av-knappen/lampan vit och släcks när den kopplas ur.

Rengöring:

Efter användning, rengör enheten med en ren och mjuk trasa. Doppa inte masken i vatten, håll den torr.

Försiktighetsåtgärder:

1. Använd inte om du har genomgått hudoperationer eller solbränna den senaste månaden.
2. Använd inte enheten om du har hudinflammation, ärr, sprucken hud eller är allergisk mot elektromagnetiska fält.
3. Ej lämplig för användning av gravida kvinnor.
4. Titta inte direkt på skönhetslampan innan du bekräftar att produkten är redo att användas.
5. Lämna inte enheten medan den är i drift.
6. Använd inte enheten under laddning.
7. Ta inte isär enheten.
8. Försätt inte att använda enheten om silikonet i ögonskyddet är skadat och orsakar ljusläckage.
9. Se till att kontakten och nätsladden är i gott skick för att undvika risken för elektriska stötar.
10. Om produkten träffas hårt eller tappas, kontrollera om den är skadad innan den används igen.
11. Håll den borta från miljö med hög temperatur.
12. Håll den borta från frätande vätska.
13. Förvara den utom räckhåll för barn.
14. Om enheten inte har använts på länge, rekommenderas att den laddas helt före användning.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Nominel spænding:	DC3,7V
Arbejdsstrøm:	Beroligende tilstand<600mA, Lysningstilstand<900mA, Anti-aldringstilstand 1300mA
Batterikapacitet:	1000mAh
Lade tid:	<3H
Smart timer:	10 minutter
Standby tid:	Beroligende tilstand>80 minutter, Lysningstilstand>60 minutter, Anti-aldringstilstand 40 minutter
Foton bølgelængde:	Dybt rødt lys: 660±5nm, rødt lys: 630±5nm, infrarødt lys: 850±5nm, blå lys: 470±5nm
Bestråling:	Beroligende tilstand 55±5mW/cm ² , Lysningstilstand 55±5mW/cm ² , Anti-aldringstilstand 75±5mW/cm ²

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2-f1]:

1. ON/OFF knap, indikatorlys.
2. Øjenbeskyttelsesvindue.
3. Fotodiode.
4. Opladningsport.
5. Justerbart pandebånd.
6. Hageramme.

Funktioner:

1. Beroligende tilstand: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen, indikatorlyset vil blinke hvidt, det vil bippe, og stemmemeddelelsen vil vise "beroligende tilstand". Det blå lys forbliver tændt, og enheden slukker automatisk efter 10 minutter.
2. Lysstyrketilstand: Tryk to gange på tænd/sluk-knappen, indikatorlyset blinker hvidt, bipper, og stemmemeddelelsen vil vise "Lysere tilstand". Det røde og dybe røde lys vil lyse, og enheden slukker automatisk efter 10 minutter.
3. Anti-aging-tilstand: Tryk på tænd/sluk-knappen tre gange, indikatorlyset vil blinke hvidt, et bip lyder, og stemmemeddelelsen vil vise "Anti-aging mode". Det røde lys, den dybe rigtige farve og det infrarøde lys forbliver tændt, og enheden slukker automatisk efter 10 minutter.

Bemærk: Hvis der ikke udføres nogen handling, slukkes enheden automatisk efter 10 minutter. Varigheden akkumuleres ikke, når du skifter tilstand, mens du kører.

Sådan bruger du:

1. Rens dit ansigt og tør det.
2. Tag masken på og vælg frit din hudplejekur.
 - beroligende tilstand er beregnet til hud med ustabil vand- og fedtbalance, tørhed eller mangel på hydrering
 - Oplysningstilstanden er beregnet til mat og mat teint
 - Anti-aging-tilstand retter sig mod hud med fine linjer, rynker eller mangel på elasticitet
3. Efter 10 minutters behandling slukker masken automatisk.

Tip: Under brug skal du justere hagerammen til formen på dit ansigt og justere båndspændingen til din omkreds.

Batteri:

1. Sluk automatisk/tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke. Den bipper to gange, lyset slukker, og enheden holder op med at fungere.
2. Når batteriniveauet falder til under 30 %, blinker tænd/sluk-knappen rødt. Enheden kan stadig bruges i 10 minutter. Når batteriniveauet er kritisk lavt, kan enheden ikke tændes. Tænd/sluk-knappen/lampen blinker rødt, ledsaget af to korte bip.
3. Når den er fuldt opladet, forbliver tænd/sluk-knappen/lys hvid og slukker, når stikket tages ud.

Rengøring:

Efter brug skal du rengøre enheden med en ren og blød klud. Nedsenk ikke masken i vand, hold den tør.

Forholdsregler:

1. Må ikke bruges, hvis du har fået en hudoperation eller solskoldning inden for den sidste måned.
2. Brug ikke enheden, hvis du har hudbetændelse, ar, revnet hud eller er allergisk over for elektromagnetiske felter.
3. Ikke egnet til brug af gravide kvinder.
4. Se ikke direkte på skønhedslyset, før du bekræfter, at produktet er klar til brug.
5. Efterlad ikke enheden, mens den er i drift.
6. Brug ikke enheden under opladning.
7. Skil ikke enheden ad.
8. Fortsæt ikke med at bruge enheden, hvis silikonen i øjenskoldet er beskadiget og forårsager lyslækage.
9. Sørg for, at stikket og netledningen er i god stand for at undgå risikoen for elektrisk stød.
10. Hvis produktet bliver hårdt ramt eller tabt, skal du kontrollere for skader før videre brug.
11. Hold det væk fra omgivelser med høj temperatur.
12. Hold det væk fra ætsende væske.
13. Opbevar det uden for børns rækkevidde.
14. Hvis enheden ikke har været brugt i lang tid, anbefales det at lade den helt op før brug.

Mere information om virksamheden og produkterne [side 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r, w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r, w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r, zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Aura