

# BEAUTIFLY

Booster  
B o d y  
series

Wyszczuplająco-ujędrniające  
urządzenie do ciała

Slimming and firming body device


Instrukcja obsługi  
User manual




 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautiflyeu

f1



f2



|                  |          |
|------------------|----------|
| Entry:           | 110-240V |
| Exit:            | 5V 1A    |
| Lithium battery: | 900mAh   |
| Dimensions (mm): | 95*80mm  |
| Net weight:      | 259g     |
| Maximum power:   | 26W      |
| Working Voltage: | 7.4V     |

Before using the body slimming and firming device, please read the following information carefully regarding basic safety rules. When using the device, please follow the following precautions.

#### Device description:

1. Charging port
2. RF
3. Cavitation
4. Ring of red light
5. Function change button
6. On/Off button
7. Control panel

#### Precautions:

1. If your skin is very sensitive, shorten the action time for the first use.
2. Avoid places where the device may fall into the sink or bathtub. If the device has been dropped into water, do not reach for it before unplugging the power cord.
3. Do not use any charger other than the original one to charge the device.
4. Do not use the device if it is damaged, wet or not working properly.
5. Do not use the device if you are pregnant or menstruating, have a pacemaker, suffer from epilepsy, heart problems or severe skin diseases.
6. Do not use the device on an area of skin that has undergone plastic surgery.
7. Do not use the device on the mouth, eyeballs or throat.
8. The device is intended for use on healthy skin. Do not use on healing or open wounds.
9. Stop using the device if you feel uncomfortable and consult a doctor immediately.
10. Never attempt to disassemble the device.
11. Keep them out of the reach of children.
12. Keep the device away from fire.
13. Keep the device away from moisture. Do not immerse it in water.
14. Do not drop or hit it.
15. Unplug the power adapter after charging the device.

#### Device features:

1. Modeling the silhouette lines
2. Reduction of excess fat tissue
3. Eliminating cellulite
4. Firming, increasing elasticity and improving the smoothness of the body
5. Skin lifting

#### Radio waves (RF):

Radio frequency (RF) is a proven technology used in the medical and cosmetic industries. At a strictly controlled temperature, the magnetic pulse acts directly on the cells, generating thermal energy. This makes body rejuvenation using radio waves (RF) the best non-surgical facelift for your skin. The use of radio waves will help you effectively shape your figure. You will even eliminate stubborn excess fat tissue and cellulite. Radio wave stimulation reaches both superficial and deep skin tissues. This will ensure that your skin is properly oxygenated, nourished and has proper microcirculation. As a result, while reducing unnecessary fat tissue, you also maintain body firmness at all times.

#### Cavitation (CAVI):

Designed for all skin types. Thanks to a strictly controlled frequency, cavitation penetrates the skin and vibrates at a very high frequency (800KHz). Functions: mechanical, chemical and heating massage even deep skin cells, effectively shrink fat cells and increase the permeability of the cell membrane. This way you will improve circulation, cleanse the lymphatic system and repair dull skin tone. Thanks to cavitation, you will achieve delightful skin cleansing effects. They are visible much faster than with other treatments, and the result of a beautiful, smooth and youthful body lasts for a long time. At the same time, cavitation will help your skin increase the absorption of body care products. At the same time, you can be sure that the cavitation treatment is painless and completely safe.

**EMS:**

EMS electrostimulation stimulates the muscles to work. When using the device, muscle contraction is induced, identical to that experienced during physical exercise. However, 50 times more energy is used than during regular exercise. Such muscle stimulation will allow you to maximally engage your muscles and increase the level of protein and elastic fibers. As a result, you will radically reduce the level of excess fat tissue and cellulite. EMS will restore elasticity and elasticity to your skin and ensure body firming.

**Red photon light:**

Significantly stimulates the production of collagen proteins. Massage using red photon light will allow you to visibly rejuvenate your body by improving its smoothness and elasticity. While reducing fat tissue, you will radically stimulate your blood circulation and thus avoid skin sagging. Using red photon light will give your body vitality, firmness and health. This type of light is perfect for reducing scars, stretch marks and cellulite, as well as reducing and alleviating inflammation.

**Landing:**

1. Before first use, charge the device for at least 3 hours to activate the internal lithium battery.
2. No power: When the battery is low, the device will beep 10 times, then turns off.
3. When the device is placed on the charging cradle, the charging indicator will appear on the screen and the battery icon will gradually change over and over from empty to full. The backlight turns off after 30 seconds of charging.
4. When charging is complete, the charging indicator disappears and the battery icon displays as full.

**Before use:**

Confirmation that the device is ready for cavitation treatment: Lay the cavitation head flat (head up), select the CAVI function and drop 1-2 drops of water on the head. The water droplets will vibrate and be atomized by cavitation.

**Allergy test:**

1. Clean one area of your body on your arm.
2. Apply a skin care product (gel/lotion) to cleansed skin, turn on the device and select your preferred function. Massage this area for 2-3 minutes according to the instructions in this manual and then leave this area of your body without any additional treatments.
3. Wait and check for any irritation or redness within 24 hours.

**Function combination operation manual:**

1. Cleanse your skin.
2. Apply a care product (gel/lotion) evenly to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE once to start the COMBI function. Select your preferred intensity level, RF, EMS cavitation will run for 10 seconds and change over and over.
5. Tip: For best results, always massage your body in small circles. If necessary, add gel/lotion during treatment.

**Radio Frequency (RF) Operation Manual**

1. Cleanse your skin.
2. Apply skin care product (gel/lotion) evenly to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE twice to start the RF function. Select your preferred intensity level.
5. Tip: For best results, always massage your body in small circles. If necessary, add gel/lotion during treatment.

**Cavitation Instruction Manual (CAVI)**

1. Cleanse your skin.
2. Apply a care product (gel/lotion) evenly to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE three times to start the CAVI function. Select your preferred intensity level.
5. Tip: For best results, always massage your body in small circles. If necessary, add gel/lotion during treatment.

**EMS User Manual**

1. Cleanse your skin.
2. Apply the care product (gel/lotion) evenly to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE four times to start the EMS function. Select your preferred intensity level.
5. Tip: For best results, always massage your body in small circles. If necessary, add gel/lotion during treatment.

#### Massage instructions:

##### Both arms

Massage both arms evenly, spending the same amount of time on each of them. Massage your arms starting from the elbows towards the armpits. Massage your shoulders in small circles. This form of massage will relieve the tension of your muscles, help you shape your body and maintain its elasticity.

##### Waist and belly

Massage your waist up and down. Then massage your waist from outside to inside. Perform a circular massage around the navel (clockwise). Then massage your belly in large circles (also clockwise). A waist and abdominal massage performed in this way will help you quickly break down even the most stubborn fat tissue, making it easy to get rid of its excess.

##### Leg massage

Massage from the ankles up. For a moment, massage your legs in straight lines upwards (always towards the heart). Then massage in small circles - from the bottom of the leg up (towards the heart). By focusing on body parts particularly susceptible to cellulite, you will effectively get rid of fat tissue. At the same time, you can be sure that your body will not lose its firmness.

##### Hips and buttocks massage

Massage both parts of the body with movements from bottom to top. This massage is used to lift the buttocks and firm the skin.

##### Foot massage

Massage the bottom of your feet, spending the same amount of time on each of them. Massage your feet in a spiral motion. This way you will be free from foot swelling. You will improve circulation, feel relaxed and light - you will get the effect of rested legs.

#### Warnings:

1. Treatments should not exceed 10 minutes for one body part and should be performed a maximum of 3 times a week. The time between each treatment should include at least one day without treatment.
2. When using the COMBI, RF, CAVI or EMS function, always maintain an appropriate amount of care product (lotion/gel) between the massage heads and the skin, especially when using the RF function.
3. Always move the massage heads slowly during the treatment. Leaving the device in one position for a long time may cause skin irritation.

#### After using the device:

1. Turn off your device.
2. Wipe off any remaining skin care product used during the massage on the massage heads with a damp tissue or cloth. (Do not clean it in water and/or any chemical cleaning agent.)
3. Wipe and clean the device with a dry tissue or cloth. Store them in a clean and dry place.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Inngang:          | 110-240V |
| Exit:             | 5V 1A    |
| Litiumbatteri:    | 900 mAh  |
| Dimensjoner (mm): | 95*80 mm |
| Netto vekt:       | 259 g    |
| Maksimal effekt:  | 26W      |
| Arbeidsspenning:  | 7,4V     |

Før du bruker enheten for slankende og oppstrammende kropp, vennligst les følgende informasjon nøye angående grunnleggende sikkerhetsregler. Når du bruker enheten, vennligst følg følgende forholdsregler.

#### Enhetsbeskrivelse:

1. Ladeport
2. RF
3. Kavitasjon
4. Ring av rødt lys
5. Funksjonsendingsknapp
6. På/Av-knapp
7. Kontrollpanel

#### Forholdsregler:

1. Hvis huden din er veldig sensitiv, forkort virketiden for første gangs bruk.
2. Unngå steder der enheten kan falle ned i vasken eller badekaret. Hvis enheten har blitt falt i vann, må du ikke ta etter den før du har koblet fra strømledningen.
3. Ikke bruk noen annen lader enn den originale for å lade enheten.
4. Ikke bruk enheten hvis den er skadet, våt eller ikke fungerer som den skal.
5. Ikke bruk enheten hvis du er gravid eller har menstruasjon, har pacemaker, lider av epilepsi, hjerteproblemer eller alvorlige hudsykdommer.
6. Ikke bruk enheten på et hudområde som har gjennomgått plastisk kirurgi.
7. Ikke bruk enheten på munnen, øyeeplene eller halsen.
8. Enheten er beregnet for bruk på sunn hud. Må ikke brukes på tilhørende eller åpne sår.
9. Slutt å bruke enheten hvis du føler deg ubehag og kontakt lege umiddelbart.
10. Forsøk aldri å demontere enheten.
11. Oppbevar dem utilgjengelig for barn.
12. Hold enheten unna brann.
13. Hold enheten unna fuktighet. Ikke senk den i vann.
14. Ikke slipp eller slå den.
15. Koble fra strømadapteren etter at du har ladet enheten.

#### Enhetsfunksjoner:

1. Modellering av silhuetlinjene
2. Reduksjon av overflødig fettvev
3. Eliminere cellulitter
4. Oppstrammende, økende elastisitet og forbedret glatthet i kroppen
5. Hudløfting

#### Radiobølger (RF):

Radiofrekvens (RF) er en velprøvd teknologi som brukes i medisinsk og kosmetisk industri. Ved en strengt kontrollert temperatur virker den magnetiske pulsen direkte på cellene og genererer termisk energi. Dette gjør kroppsforyngelse ved hjelp av radiobølger (RF) til den beste ikke-kirurgiske ansiktsløftningen for huden din. Bruken av radiobølger vil hjelpe deg med å forme figuren din effektivt. Du vil til og med eliminere gjenstridig overflødig fettvev og cellulitter. Radiobølgestimulering når både overfladisk og dypt hudvev. Dette vil sikre at huden din er riktig oksygenert, næret og har riktig mikrosirkulasjon. Som et resultat, samtidig som du reduserer unødvendig fettvev, opprettholder du også kroppens fasthet til enhver tid.

#### Kavitasjon (CAVI):

Designet for alle hudtyper. Takket være en strengt kontrollert frekvens trenger kavitasjon inn i huden og vibrerer med en svært høy frekvens (800KHz). Funksjoner: mekanisk, kjemisk og varmemassasje selv dype hudceller, effektivt krympe fettceller og øke permeabiliteten til cellemembranen. På denne måten vil du forbedre sirkulasjonen, rense lymfesystemet og reparere kjedelig hudtone. Takket være kavitasjon vil du oppnå herlige hudrensende effekter. De er synlige mye raskere enn ved andre behandlinger, og resultatet av en vakker, glatt og ungdommelig kropp varer lenge. Samtidig vil kavitasjon hjelpe huden din til å øke opptaket av kroppsspleieprodukter. Samtidig kan du være sikker på at kavitasjonsbehandlingen er smertefri og helt trygg.

**EMS:**

EMS elektrostimulering stimulerer musklene til å jobbe. Når du bruker enheten, induseres muskelkontraksjon, identisk med den som opplevs under fysisk trening. Det brukes imidlertid 50 ganger mer energi enn ved vanlig trening. Slik muskelstimulering vil tillate deg å engasjere musklene dine maksimalt og øke nivået av protein og elastiske fibre. Som et resultat vil du radikalt redusere nivået av overflødig fettvev og cellulitter. EMS vil gjenopprette elastisitet og elastisitet til huden din og sørge for oppstramming av kroppen.

**Rødt fotonlys:**

Stimulerer produksjonen av kollagenproteiner betydelig. Massasje med rødt fotonlys vil tillate deg å synlig forynge kroppen din ved å forbedre dens glatthet og elastisitet. Samtidig som du reduserer fettvevet, vil du stimulere blodsirkulasjonen radikalt og dermed unngå at huden henger. Å bruke rødt fotonlys vil gi kroppen din vitalitet, fasthet og helse. Denne typen lys er perfekt for å redusere arr, strekkmerker og cellulitter, samt redusere og lindre betennelser.

**Lading:**

1. Før første bruk, lad enheten i minst 3 timer for å aktivere det interne litiumbatteriet.
2. Ingen strøm: Når batteriet er lavt, vil enheten pipe 10 ganger, og slår seg deretter av.
3. Når enheten er plassert på laderen, vil ladeindikatoren vises på skjermen og batteriikonet vil gradvis endres om og om igjen fra tomt til fullt. Bakgrunnsbelysningen slås av etter 30 sekunders lading.
4. Når ladingen er fullført, forsvinner ladeindikatoren og batteriikonet vises som fullt.

**Før bruk:**

Bekreftelse på at enheten er klar for kavitasjonsbehandling: Legg kavitasjonshodet flatt (hodet opp), velg CAVI-funksjonen og slipp 1-2 dråper vann på hodet. Vandråpene vil vibrere og forstøves ved kavitasjon.

**Allergitest:**

1. Rengjør ett område av kroppen din på armen.
2. Påfør et hudpleieprodukt (gel/lotion) på rensed hud, slå på enheten og velg din foretrukne funksjon. Masser dette området i 2-3 minutter i henhold til instruksjonene i denne håndboken, og la deretter dette området av kroppen din være uten ytterligere behandlinger.
3. Vent og se etter irritasjon eller rødhet innen 24 timer.

**Bruksanvisning for funksjonskombinasjoner:**

1. Rens huden din.
2. Påfør et pleieprodukt (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE én gang for å starte KOMBI-funksjonen. Velg ditt foretrukne intensitetsnivå, RF, EMS-kavitasjon vil løpe i 10 sekunder og endres om og om igjen.
5. Tips: Masser alltid kroppen i små sirkler for best resultat. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**Radiofrekvens (RF) Brukerhåndbok**

1. Rens huden din.
2. Påfør hudpleieprodukt (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE to ganger for å starte RF-funksjonen. Velg ønsket intensitetsnivå.
5. Tips: Masser alltid kroppen i små sirkler for best resultat. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**Kavitasjonsveiledning (CAVI)**

1. Rens huden din.
2. Påfør et pleieprodukt (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE tre ganger for å starte CAVI-funksjonen. Velg ønsket intensitetsnivå.
5. Tips: For best resultat, masser alltid kroppen din i små sirkler. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**EMS brukerhåndbok**

1. Rens huden din.
2. Påfør pleieproduktet (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE fire ganger for å starte EMS-funksjonen. Velg ønsket intensitetsnivå.
5. Tips: Masser alltid kroppen i små sirkler for best resultat. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**Massasje instruksjoner:****Begge armene**

Masser begge armene jevnt, bruk like lang tid på hver av dem. Masser armene fra albueene mot armhulene. Masser skuldrene i små sirkler. Denne formen for massasje vil lindre spenningen i musklene dine, hjelpe deg med å forme kroppen din og opprettholde dens elastisitet.

### Midje og mage

Masser midjen opp og ned. Masser deretter midjen fra utsiden til innsiden. Utfør en sirkulær massasje rundt navlen (med klokken). Masser deretter magen i store sirkler (også med klokken). En midje- og magemassasje utført på denne måten vil hjelpe deg raskt å bryte ned selv det mest gjenstridige fettvevet, noe som gjør det enkelt å bli kvitt det overflødige.

### Benmassasje

Massasje fra ankene og opp. Masser bena et øyeblikk i rette linjer oppover (alltid mot hjertet).

Masser deretter i små sirkler - fra bunnen av benet og opp (mot hjertet). Ved å fokusere på kroppsdeler som er spesielt utsatt for cellulitter, vil du effektivt bli kvitt fettvevet. Samtidig kan du være sikker på at kroppen din ikke mister sin fasthet.

### Hofte- og setemassasje

Masser begge deler av kroppen med bevegelser fra bunn til topp. Denne massasjen brukes til å løfte baken og strammer opp huden.

### Fot massasje

Masser bunnen av føttene, og bruk like mye tid på hver av dem. Masser føttene i en spiralbevegelse. På denne måten vil du være fri for fothevelser. Du vil forbedre sirkulasjonen, føle deg avslappet og lett - du vil få effekten av uthvilte ben.

### Advarsler:

1. Behandlinger bør ikke overstige 10 minutter for en kroppsdeler og bør utføres maksimalt 3 ganger i uken. Tiden mellom hver behandling bør omfatte minst én dag uten behandling.
2. Når du bruker COMBI-, RF-, CAVI- eller EMS-funksjonen, må du alltid opprettholde en passende mengde pleiemiddel (lotion/gel) mellom massasjehodene og huden, spesielt når du bruker RF-funksjonen.
3. Beveg alltid massasjehodene sakte under behandlingen. Hvis du lar enheten stå i én posisjon over lengre tid, kan det forårsake hudirritasjon.

### Etter bruk av enheten:

1. Slå av enheten.
2. Tørk av eventuelle gjenværende hudpleieprodukter som brukes under massasjen på massasjehodene med en fuktig klut eller klut. (Ikke rengjør den i vann og/eller kjemiske rengjøringsmidler.)
3. Tørk av og rengjør enheten med en tørr serviett eller klut. Oppbevar dem på et rent og tørt sted.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Inngang:          | 110-240V |
| Exit:             | 5V 1A    |
| Litiumbatteri:    | 900 mAh  |
| Dimensjoner (mm): | 95*80 mm |
| Netto vekt:       | 259 g    |
| Maksimal effekt:  | 26W      |
| Arbeidsspenning:  | 7,4V     |

Før du bruker enheten for slankende og oppstrammende kropp, vennligst les følgende informasjon nøye angående grunnleggende sikkerhetsregler. Når du bruker enheten, vennligst følg følgende forholdsregler.

#### Enhetsbeskrivelse:

1. Ladeport
2. RF
3. Kavitasjon
4. Ring av rødt lys
5. Funksjonsendingsknapp
6. På/Av-knapp
7. Kontrollpanel

#### Forholdsregler:

1. Hvis huden din er veldig sensitiv, forkort virketiden for første gangs bruk.
2. Unngå steder der enheten kan falle ned i vasken eller badekaret. Hvis enheten har blitt falt i vann, må du ikke ta etter den før du har koblet fra strømledningen.
3. Ikke bruk noen annen lader enn den originale for å lade enheten.
4. Ikke bruk enheten hvis den er skadet, våt eller ikke fungerer som den skal.
5. Ikke bruk enheten hvis du er gravid eller har menstruasjon, har pacemaker, lider av epilepsi, hjerteproblemer eller alvorlige hudsykdommer.
6. Ikke bruk enheten på et hudområde som har gjennomgått plastisk kirurgi.
7. Ikke bruk enheten på munnen, øyeeplene eller halsen.
8. Enheten er beregnet for bruk på sunn hud. Må ikke brukes på tilhørende eller åpne sår.
9. Slutt å bruke enheten hvis du føler deg ubehag og kontakt lege umiddelbart.
10. Forsøk aldri å demontere enheten.
11. Oppbevar dem utilgjengelig for barn.
12. Hold enheten unna brann.
13. Hold enheten unna fuktighet. Ikke senk den i vann.
14. Ikke slipp eller slå den.
15. Koble fra strømadapteren etter at du har ladet enheten.

#### Enhetsfunksjoner:

1. Modellering av silhuetlinjene
2. Reduksjon av overflødig fettvev
3. Eliminere cellulitter
4. Oppstrammende, økende elastisitet og forbedret glatthet i kroppen
5. Hudløfting

#### Radiobølger (RF):

Radiofrekvens (RF) er en velprøvd teknologi som brukes i medisinsk og kosmetisk industri. Ved en strengt kontrollert temperatur virker den magnetiske pulsen direkte på cellene og genererer termisk energi. Dette gjør kroppsforyngelse ved hjelp av radiobølger (RF) til den beste ikke-kirurgiske ansiktsløftningen for huden din. Bruken av radiobølger vil hjelpe deg med å forme figuren din effektivt. Du vil til og med eliminere gjenstridig overflødig fettvev og cellulitter. Radiobølgestimulering når både overfladisk og dypt hudvev. Dette vil sikre at huden din er riktig oksygenert, næret og har riktig mikrosirkulasjon. Som et resultat, samtidig som du reduserer unødvendig fettvev, opprettholder du også kroppens fasthet til enhver tid.

#### Kavitasjon (CAVI):

Designet for alle hudtyper. Takket være en strengt kontrollert frekvens trenger kavitasjon inn i huden og vibrerer med en svært høy frekvens (800KHz). Funksjoner: mekanisk, kjemisk og varmemassasje selv dype hudceller, effektivt krympe fettceller og øke permeabiliteten til cellemembranen. På denne måten vil du forbedre sirkulasjonen, rense lymfesystemet og reparere kjedelig hudtone. Takket være kavitasjon vil du oppnå herlige hudrensende effekter. De er synlige mye raskere enn ved andre behandlinger, og resultatet av en vakker, glatt og ungdommelig kropp varer lenge. Samtidig vil kavitasjon hjelpe huden din til å øke opptaket av kroppsspleieprodukter. Samtidig kan du være sikker på at kavitasjonsbehandlingen er smertefri og helt trygg.

**EMS:**

EMS elektrostimulering stimulerer musklene til å jobbe. Når du bruker enheten, induseres muskelkontraksjon, identisk med den som opplevs under fysisk trening. Det brukes imidlertid 50 ganger mer energi enn ved vanlig trening. Slik muskelstimulering vil tillate deg å engasjere musklene dine maksimalt og øke nivået av protein og elastiske fibre. Som et resultat vil du radikalt redusere nivået av overflødig fettvev og cellulitter. EMS vil gjenopprette elastisitet og elastisitet til huden din og sørge for oppstramming av kroppen.

**Rødt fotonlys:**

Stimulerer produksjonen av kollagenproteiner betydelig. Massasje med rødt fotonlys vil tillate deg å synlig forynge kroppen din ved å forbedre dens glatthet og elastisitet. Samtidig som du reduserer fettvevet, vil du stimulere blodsirkulasjonen radikalt og dermed unngå at huden henger. Å bruke rødt fotonlys vil gi kroppen din vitalitet, fasthet og helse. Denne typen lys er perfekt for å redusere arr, strekkmerker og cellulitter, samt redusere og lindre betennelser.

**Lading:**

1. Før første bruk, lad enheten i minst 3 timer for å aktivere det interne litiumbatteriet.
2. Ingen strøm: Når batteriet er lavt, vil enheten pipe 10 ganger, og slår seg deretter av.
3. Når enheten er plassert på laderen, vil ladeindikatoren vises på skjermen og batteriikonet vil gradvis endres om og om igjen fra tomt til fullt. Bakgrunnsbelysningen slås av etter 30 sekunders lading.
4. Når ladingen er fullført, forsvinner ladeindikatoren og batteriikonet vises som fullt.

**Før bruk:**

Bekreftelse på at enheten er klar for kavitasjonsbehandling: Legg kavitasjonshodet flatt (hodet opp), velg CAVI-funksjonen og slipp 1-2 dråper vann på hodet. Vandråpene vil vibrere og forstøves ved kavitasjon.

**Allergitest:**

1. Rengjør ett område av kroppen din på armen.
2. Påfør et hudpleieprodukt (gel/lotion) på rensed hud, slå på enheten og velg din foretrukne funksjon. Masser dette området i 2-3 minutter i henhold til instruksjonene i denne håndboken, og la deretter dette området av kroppen din være uten ytterligere behandlinger.
3. Vent og se etter irritasjon eller rødhet innen 24 timer.

**Bruksanvisning for funksjonskombinasjoner:**

1. Rens huden din.
2. Påfør et pleieprodukt (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE én gang for å starte KOMBI-funksjonen. Velg ditt foretrukne intensitetsnivå, RF, EMS-kavitasjon vil løpe i 10 sekunder og endres om og om igjen.
5. Tips: Masser alltid kroppen i små sirkler for best resultat. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**Radiofrekvens (RF) Brukerhåndbok**

1. Rens huden din.
2. Påfør hudpleieprodukt (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE to ganger for å starte RF-funksjonen. Velg ønsket intensitetsnivå.
5. Tips: Masser alltid kroppen i små sirkler for best resultat. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**Kavitasjonsveiledning (CAVI)**

1. Rens huden din.
2. Påfør et pleieprodukt (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE tre ganger for å starte CAVI-funksjonen. Velg ønsket intensitetsnivå.
5. Tips: For best resultat, masser alltid kroppen din i små sirkler. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**EMS brukerhåndbok**

1. Rens huden din.
2. Påfør pleieproduktet (gel/lotion) jevnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Trykk MODE fire ganger for å starte EMS-funksjonen. Velg ønsket intensitetsnivå.
5. Tips: Masser alltid kroppen i små sirkler for best resultat. Tilsett eventuelt gel/lotion under behandlingen.

**Massasje instruksjoner:****Begge armene**

Masser begge armene jevnt, bruk like lang tid på hver av dem. Masser armene fra albue mot armhulene. Masser skuldrene i små sirkler. Denne formen for massasje vil lindre spenningen i musklene dine, hjelpe deg med å forme kroppen din og opprettholde dens elastisitet.

### Midje og mage

Masser midjen opp og ned. Masser deretter midjen fra utsiden til innsiden. Utfør en sirkulær massasje rundt navlen (med klokken). Masser deretter magen i store sirkler (også med klokken). En midje- og magemassasje utført på denne måten vil hjelpe deg raskt å bryte ned selv det mest gjenstridige fettvevet, noe som gjør det enkelt å bli kvitt det overflødige.

### Benmassasje

Massasje fra ankene og opp. Masser bena et øyeblikk i rette linjer oppover (alltid mot hjertet).

Masser deretter i små sirkler - fra bunnen av benet og opp (mot hjertet). Ved å fokusere på kroppsdelene som er spesielt utsatt for cellulitter, vil du effektivt bli kvitt fettvevet. Samtidig kan du være sikker på at kroppen din ikke mister sin fasthet.

### Hofte- og setemassasje

Masser begge deler av kroppen med bevegelser fra bunn til topp. Denne massasjen brukes til å løfte baken og strammer opp huden.

### Fot massasje

Masser bunnen av føttene, og bruk like mye tid på hver av dem. Masser føttene i en spiralbevegelse. På denne måten vil du være fri for fothevelser. Du vil forbedre sirkulasjonen, føle deg avslappet og lett - du vil få effekten av uthvilte ben.

### Advarsler:

1. Behandlinger bør ikke overstige 10 minutter for en kroppsdel og bør utføres maksimalt 3 ganger i uken. Tiden mellom hver behandling bør omfatte minst én dag uten behandling.
2. Når du bruker COMBI-, RF-, CAVI- eller EMS-funksjonen, må du alltid opprettholde en passende mengde pleiemiddel (lotion/gel) mellom massasjehodene og huden, spesielt når du bruker RF-funksjonen.
3. Beveg alltid massasjehodene sakte under behandlingen. Hvis du lar enheten stå i én posisjon over lengre tid, kan det forårsake hudirritasjon.

### Etter bruk av enheten:

1. Slå av enheten.
2. Tørk av eventuelle gjenværende hudpleieprodukter som brukes under massasjen på massasjehodene med en fuktig klut eller klut. (Ikke rengjør den i vann og/eller kjemiske rengjøringsmidler.)
3. Tørk av og rengjør enheten med en tørr serviett eller klut. Oppbevar dem på et rent og tørt sted.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

|                |          |
|----------------|----------|
| Sisäänkääsy:   | 110-240V |
| Poistu:        | 5V 1A    |
| Litiumparisto: | 900mAh   |
| Mitat (mm):    | 95*80mm  |
| Nettopaino:    | 259 g    |
| Suurin teho:   | 26W      |
| Käyttöjännite: | 7.4V     |

Ennen kuin käytät vartaloa hoikentavaa ja kiinteyttävää laitetta, lue seuraavat tiedot huolellisesti perusturvallisuussäännöistä. Noudata laitetta käyttäessäsi seuraavia varotoimia.

#### Laitekuvaus:

1. Latausportti
2. RF
3. Kavitaatio
4. Punaisen valon rengas
5. Toiminnon vaihtopainike
6. Päälle/pois-painike
7. Ohjauspaneeli

#### Varotoimenpiteet:

1. Jos ihosi on erittäin herkkä, lyhennä vaikutusaikaa ensimmäisellä käyttökerralla.
2. Vältä paikkoja, joissa laite voi pudota pesualltaaseen tai kylpyammeeseen. Jos laite on pudonnut veteen, älä koske siihen ennen kuin irrotat virtajohdon.
3. Älä käytä muuta laturia kuin alkuperäistä laitteen lataamiseen.
4. Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut, märkä tai jos se ei toimi kunnolla.
5. Älä käytä laitetta, jos olet raskaana tai sinulla on kuukautiset, sinulla on sydämentahdistin, epilepsia, sydänongelmia tai vakavia ihosairauksia.
6. Älä käytä laitetta ihoalueella, jolle on tehty plastiikkakirurgia.
7. Älä käytä laitetta suussa, silmämunassa tai kurkussa.
8. Laite on tarkoitettu käytettäväksi terveellä iholla. Älä käytä parantuvien tai avoimien haavoihin.
9. Lopeta laitteen käyttö, jos tunnet olosi epämukavaksi ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
10. Älä koskaan yritä purkaa laitetta.
11. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
12. Pidä laite poissa tulesta.
13. Pidä laite poissa kosteudelta. Älä upota sitä veteen.
14. Älä pudota tai lyö sitä.
15. Irrota verkkolaite latauksen jälkeen.

#### Laitteen ominaisuudet:

1. Siluuttilinjoiden mallintaminen
2. Ylimääräisen rasvakudoksen vähentäminen
3. Selluliitin poistaminen
4. Kiinteyttää, lisää joustavuutta ja parantaa vartalon sileyttä
5. Ihon kohotus

#### Radioaalto (RF):

Radiotaajuus (RF) on hyväksi havaittu tekniikka, jota käytetään lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Tiukasti kontrolloidussa lämpötilassa magneettipulssi vaikuttaa suoraan kennoihin ja tuottaa lämpöenergiaa. Tämä tekee vartalon nuorennuksesta radioaaltojen (RF) avulla parhaan ei-kirurgisen kasvojenkohotuksen ihollesi. Radioaaltojen käyttö auttaa muotoilemaan vartaloasi tehokkaasti. Poistat jopa pintaan ylimääräisen rasvakudoksen ja selluliitin. Radioaaltostimulaatio saavuttaa sekä pinnalliset että syvät ihokudokset. Tämä varmistaa, että ihosi on asianmukaisesti hoidettu, ravittu ja sen mikroverenkierto on kunnossa. Tämän seurauksena, samalla kun vähennät tarpeetonta rasvakudosta, säilytät myös kehon kiinteyden koko ajan.

#### Kavitaatio (CAVI):

Suunniteltu kaikille ihotyypeille. Tiukasti kontrolloidun taajuuden ansiosta kavitaatio tunkeutuu ihon läpi ja värähtelee erittäin korkealla taajuudella (800 KHz). Toiminnot: mekaaninen, kemiallinen ja lämpöhieronta jopa syviä ihosoluja, kutistaa tehokkaasti rasvasoluja ja lisää solukalvon läpäisevyyttä. Näin parannat verenkiertoa, puhdistat immunestijärjestelmän ja korjaat sameaa ihoa lisäämään vartalonhoitotuotteiden imeytymistä. Samalla voit olla varma, että kavitaatiohoito on kivuton ja täysin turvallinen.

**EMS:**

EMS-sähköstimulaatio stimuloi lihaksia toimimaan. Laitetta käytettäessä saadaan aikaan lihasten supistumista, joka on samanlainen kuin fyysisen harjoituksen aikana. Energiaa kuluu kuitenkin 50 kertaa enemmän kuin säännöllisen harjoituksen aikana. Tällainen lihasstimulaatio antaa sinun aktivoida lihaksesi maksimaalisesti ja lisätä proteiinin ja elastisten kuitujen tasoa. Tämän seurauksena vähennät radikaalisti ylimääräistä rasvakudosta ja selluliittia. EMS palauttaa ihosi kimmoisuuden ja kimmoisuuden ja varmistaa vartalon kiinteyden.

**Punainen fotonivalo:**

Stimuloi merkittävästi kollageeniproteiinien tuotantoa. Punaista fotonivaloa käyttävän hieronnan avulla voit nuorentaa vartaloasi näkyvästi parantamalla sen säilytystä ja joustavuutta. Samalla kun vähennät rasvakudosta, stimuloit radikaalisti verenkiertoasi ja vältät siten ihon roikkumisen. Punaisen fotonivalon käyttäminen antaa kehollesi elinvoimaa, kiinteyttä ja terveyttä. Tämäntyyppinen valo sopii täydellisesti arprien, venytysarprien ja selluliittien vähentämiseen sekä tulehduksen vähentämiseen ja lievittämiseen.

**Lasku:**

1. Lataa laitetta vähintään 3 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä, jotta sisäinen litiumakku aktivoituu.
2. Ei virtaa: Kun akku on vähissä, laite piippaa 10 kertaa, sammuu sitten.
3. Kun laite asetetaan lataustelineeseen, latauksen ilmaisin ilmestyy näyttöön ja akun kuvake muuttuu vähitellen tyhjäksi täyteen. Taustavalo sammuu 30 sekunnin latauksen jälkeen.
4. Kun lataus on valmis, latauksen ilmaisin katoaa ja akun kuvake näkyy täynnä.

**Ennen käyttöä:**

Varmistus, että laite on valmis kavitaatiohoitoon: Aseta kavitaatiopäätä tasaisesti (pää ylös), valitse CAVI-toiminto ja tiputa 1-2 tippaa vettä päähän. Vesipisarat värähtelevät ja ajoavat kavitaatiolla.

**Allergiatesti:**

1. Puhdista yksi kehon alue käsivarresta.
2. Levitä ihonhoitotuotetta (geeli/emulsiota) puhdistetulle iholle, käynnistä laite ja valitse haluamasi toiminto. Hiero tätä aluetta 2-3 minuuttia tämän oppaan ohjeiden mukaisesti ja jätä sitten tämä kehosi alue ilman lisähoitoja.
3. Odota ja tarkista 24 tunnin kuluessa mahdollisen ärsytyksen tai punoituksen varalta.

**Toimintoyhdistelmän käyttöohje:**

1. Puhdista ihosi.
2. Levitä hoitotuote (geeli/emulsiota) tasaisesti iholle.
3. Käynnistä laite.
4. Paina MODE kerran käynnistääksesi COMBI-toiminnon. Valitse haluamasi intensiteetti, RF-, EMS-kavitaatio toimii 10 sekuntia ja vaihtuu yhä uudelleen.
5. Vinkki: Saat parhaat tulokset hieromalla vartaloasi aina pienissä ympyröissä. Lisää tarvittaessa geeliä/emulsiota hoidon aikana.

**Radiaataajuus (RF) -käyttöopas**

1. Puhdista ihosi.
2. Levitä ihonhoitotuotetta (geeli/voide) tasaisesti iholle.
3. Kytke laite päälle.
4. Käynnistä RF-toiminto painamalla MODE-painiketta kahdesti. Valitse haluamasi intensiteetti.
5. Vinkki: Saat parhaat tulokset hieromalla vartaloasi aina pienissä ympyröissä. Lisää tarvittaessa geeliä/emulsiota hoidon aikana.

**Kavitaatioohjekirja (CAVI)**

1. Puhdista ihosi.
2. Levitä hoitotuote (geeli/emulsiota) tasaisesti iholle.
3. Käynnistä laite.
4. Paina MODE kolme kertaa käynnistääksesi CAVI-toiminnon. Valitse haluamasi intensiteetti.
5. Vinkki: Saat parhaat tulokset hieromalla vartaloasi aina pienissä ympyröissä. Lisää tarvittaessa geeliä/emulsiota hoidon aikana.

**EMS käyttöopas**

1. Puhdista ihosi.
2. Levitä hoitotuote (geeli/emulsiota) tasaisesti iholle.
3. Käynnistä laite.
4. Paina MODE neljä kertaa käynnistääksesi EMS-toiminnon. Valitse haluamasi intensiteetti.
5. Vinkki: Saat parhaat tulokset hieromalla vartaloasi aina pienissä ympyröissä. Lisää tarvittaessa geeliä/emulsiota hoidon aikana.

### Hierontaohjeet: Molemmat kädet

Hiero molempia käsivarsia tasaisesti, viettäen kummallekin yhtä paljon aikaa Hiero käsivarsia alkaen kyynärpäistä kainaloihin. Hiero olkapäitä pienissä ympyröissä. Tämä hierontamuoto lievittää lihasten jännitystä, auttaa sinua muotoilemaan kehoasi ja ylläpitämään sen joustavuutta.

### Vyötärö ja vatsa

Hiero vyötäröäsi ylös ja alas. Hiero sitten vyötäröäsi ulkopuolelta sisäänpäin. Suorita pyöreä hieronta navan ympärillä (myötäpäivään). Hiero sitten vatsasi suurilla ympyröillä (myös myötäpäivään). Tällä tavalla suoritettu vyötärön ja vatsan hieronta auttaa sinua nopeasti hajottamaan kaikkein sitkeimmänkin rasvakudoksen, jolloin sen ylimäärästä pääsee helposti eroon.

### Jalkojen hieronta

Hieronta nilkoista ylöspäin. Hiero hetken jalkojasi suorina linjoina ylöspäin (aina sydäntä kohti). Hiero sitten pienin ympyröin - jalan alaosa ylöspäin (sydäntä kohti). Keskittymällä selluliitille erityisen herkkiin kehon osiin pääset tehokkaasti eroon rasvakudoksesta. Samalla voit olla varma, että kehosi ei menetä kiinteyttä.

### Lonkka- ja pakaroiden hieronta

Hiero molempia kehon osia liikkeen alhaalta ylöspäin. Tätä hierontaa käytetään pakaroiden nostamiseen ja ihon kiinteytykseen.

### Jalkahieronta

Hiero jalkojen pohjaa viettäen yhtä paljon aikaa jokaiselle. Hiero jalkojasi spiraaliliikkeillä. Näin pääset eroon jalkojen turvotuksesta. Parannat verenkiertoa, tunnet olosi rentoutuneeksi ja kevyeksi - saat levänneiden jalkojen vaikutuksen.

### Varoitukset:

1. Hoidot eivät saa ylittää 10 minuuttia yhtä kehon osaa kohden ja niitä tulee suorittaa enintään 3 kertaa viikossa. Kunkin hoidon välisen ajan tulee sisältää vähintään yksi päivä ilman hoitoa.
2. Kun käytät COMBI-, RF-, CAVI- tai EMS-toimintaa, säilytä aina sopiva määrä hoitotuotetta (voidetta/geeliä) hierontapäiden ja ihon välissä, erityisesti RF-toimintaa käytettäessä.
3. Liikuta hierontapäitä aina hitaasti hoidon aikana. Laitteen jättäminen samaan asentoon pitkäksi aikaa voi aiheuttaa ihoärsytystä.

### Laitteen käytön jälkeen:

1. Sammuta laitteesi.
2. Pyyhi pois hieronnan aikana käytetyt ihonhoitotuotteet hierontapäistä kostealla liinalla. (Älä puhdista sitä vedellä ja/tai millään kemiallisella puhdistusaineella.)
3. Pyyhi ja puhdista laite kuivalla liinalla. Säilytä ne puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Lisätietoja tiedot yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Inträde:        | 110-240V |
| Utgång:         | 5V 1A    |
| Litiumbatteri:  | 900mAh   |
| Mått (mm):      | 95*80 mm |
| Nettovikt:      | 259 g    |
| Maximal kraft:  | 26W      |
| Arbetsspänning: | 7,4V     |

Innan du använder enheten för bantning och uppstramande, läs följande information noggrant angående grundläggande säkerhetsregler. När du använder enheten, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder.

#### Enhetsbeskrivning:

1. Laddningsport
2. RF
3. Kavitation
4. Ring av rött ljus
5. Funktionsändringsknapp
6. På/Av-knapp
7. Kontrollpanel

#### Försiktighetsåtgärder:

1. Om din hud är mycket känslig, förkorta åtgärdsstiden för första användningen.
2. Undvik platser där enheten kan falla ner i diskhon eller badkaret. Om enheten har tappats i vatten, sträck inte efter den innan du kopplar ur nätsladden.
3. Använd inte någon annan laddare än den ursprungliga för att ladda enheten.
4. Använd inte enheten om den är skadad, våt eller inte fungerar som den ska.
5. Använd inte apparaten om du är gravid eller har mens, har pacemaker, lider av epilepsi, hjärtproblem eller svåra hudsjukdomar.
6. Använd inte enheten på ett hudområde som har genomgått plastikkirurgi.
7. Använd inte enheten på munnen, öngloberna eller halsen.
8. Enheten är avsedd för användning på frisk hud. Använd inte på läkande eller öppna sår.
9. Sluta använda enheten om du känner dig obehag och kontakta en läkare omedelbart.
10. Försök aldrig att ta isär enheten.
11. Förvara den utom räckhåll för barn.
12. Håll enheten borta från eld.
13. Håll enheten borta från fukt. Doppa den inte i vatten.
14. Tappa eller slå den inte.
15. Koppla ur nätadaptern efter att du har laddat enheten.

#### Enhetens funktioner:

1. Modellera siluettlinjerna
2. Minskning av överflödig fettvävnad
3. Eliminera celluliter
4. Uppstramande, ökar elasticiteten och förbättrar kroppens smidighet
5. Hudlyftning

#### Radiovågor (RF):

Radiofrekvens (RF) är en beprövad teknik som används inom medicin- och kosmetikindustrin. Vid en strikt kontrollerad temperatur verkar den magnetiska pulsen direkt på cellerna och genererar termisk energi. Detta gör kroppsförnyring med hjälp av radiovågor (RF) till den bästa icke-kirurgiska ansiktslyftet för din hud. Användningen av radiovågor hjälper dig att effektivt forma din figur. Du kommer till och med att eliminera envis överflödig fettvävnad och celluliter. Radiovågsstimulering når både yttliga och djupa hudvävnader. Detta kommer att säkerställa att din hud är ordentligt syresatt, näring och har korrekt mikrocirkulation. Som ett resultat, samtidigt som du minskar onödig fettvävnad, bibehåller du också kroppens fasthet hela tiden.

#### Kavitation (CAVI):

Designad för alla hudtyper. Tack vare en strikt kontrollerad frekvens tränger kavitation in i huden och vibrerar med en mycket hög frekvens (800KHz). Funktioner: mekanisk, kemisk och värmemassage även djupa hudceller, effektivt krympa fettceller och öka permeabiliteten i cellmembranet. På så sätt kommer du att förbättra cirkulationen, rengöra lymfsystemet och reparera matt hudton. Tack vare kavitation kommer du att uppnå härliga hudrengörande effekter. De syns mycket snabbare än med andra behandlingar, och resultatet av en vacker, slät och ungdomlig kropp håller länge. Samtidigt hjälper kavitation din hud att öka upptaget av kroppsvårdsprodukter. Samtidigt kan du vara säker på att kavitationsbehandlingen är smärtfri och helt säker.

**EMS:**

EMS elektrostimulering stimulerar musklerna att arbeta. När du använder enheten induceras muskelsammandragning, identisk med den som upplevs under fysisk träning. Däremot går det åt 50 gånger mer energi än vid vanlig träning. Sådan muskelstimulering gör att du maximalt kan engagera dina muskler och öka nivån av protein och elastiska fibrer. Som ett resultat kommer du att radikalt minska nivån av överflödigt fettvävnad och celluliter. EMS återställer din huds elasticitet och säkerställer att kroppen blir uppstramande.

**Rött fotonljus:**

Stimulerar avsevärt produktionen av kollagenproteiner. Massage med rött fotonljus gör att du synbart kan föryngra din kropp genom att förbättra dess mjukhet och elasticitet. Samtidigt som du minskar fettvävnaden kommer du att radikalt stimulera din blodcirkulation och på så sätt undvika att huden blir slapp. Att använda rött fotonljus ger din kropp vitalitet, fasthet och hälsa. Denna typ av ljus är perfekt för att minska ärr, bristningar och celluliter, samt att minska och lindra inflammation.

**Laddning:**

1. Innan den används första gången, ladda enheten i minst 3 timmar för att aktivera det interna litiumbatteriet.
2. Ingen ström: När batteriet är lågt piper enheten 10 gånger, stängs sedan av.
3. När enheten placeras på laddningsvaggan kommer laddningsindikator att visas på skärmen och batteriikonen kommer gradvis att ändras om och om igen från tomt till fullt. Bakgrundsbelysningen släcks efter 30 sekunders laddning.
4. När laddningen är klar försvinner laddningsindikatorn och batteriikonen visas som full.

**Innan användning:**

Bekräftelse på att enheten är redo för kavitationsbehandling: Lägg kavitationshuvudet plant (huvudet upp), välj CAVI-funktionen och släpp 1-2 droppar vatten på huvudet. Vattendropparna kommer att vibrera och finfördelas genom kavitation.

**Allergitest:**

1. Rengör ett område av din kropp på armen.
2. Applicera en hudvårdsprodukt (gel/lotion) på rengjord hud, slå på enheten och välj önskad funktion. Massera detta område i 2-3 minuter enligt instruktionerna i denna manual och lämna sedan detta område av din kropp utan några ytterligare behandlingar.
3. Vänta och kontrollera eventuell irritation eller rodnad inom 24 timmar.

**Funktionskombination bruksanvisning:**

1. Rengör din hud.
2. Applicera en vårdprodukt (gel/lotion) jämnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Tryck på MODE en gång för att starta KOMBI-funktionen. Välj din föredragna intensitetsnivå, RF, EMS-kavitation körs i 10 sekunder och ändras om och om igen.
5. Tips: Massera alltid din kropp i små cirklar för bästa resultat. Vid behov, tillsätt gel/lotion under behandlingen.

**Radiofrekvens (RF) Användarmanual**

1. Rengör din hud.
2. Applicera hudvårdsprodukt (gel/lotion) jämnt på huden.
3. Sätt på enheten.
4. Tryck på MODE två gånger för att starta RF-funktionen. Välj önskad intensitetsnivå.
5. Tips: Massera alltid din kropp i små cirklar för bästa resultat. Vid behov, tillsätt gel/lotion under behandlingen.

**Kavitationsmanual (CAVI)**

1. Rengör din hud.
2. Applicera en vårdprodukt (gel/lotion) jämnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Tryck på MODE tre gånger för att starta CAVI-funktionen. Välj önskad intensitetsnivå.
5. Tips: För bästa resultat, massera alltid din kropp i små cirklar. Vid behov, tillsätt gel/lotion under behandlingen.

**EMS användarmanual**

1. Rengör din hud.
2. Applicera vårdprodukten (gel/lotion) jämnt på huden.
3. Slå på enheten.
4. Tryck på MODE fyra gånger för att starta EMS-funktionen. Välj önskad intensitetsnivå.
5. Tips: Massera alltid din kropp i små cirklar för bästa resultat. Vid behov, tillsätt gel/lotion under behandlingen.

## Massage instruktioner:

### Båda armarna

Massera båda armarna jämnt, spendera lika mycket tid på var och en av dem. Massera dina armar med början från armbågarna mot armbålen. Massera dina axlar i små cirklar. Denna form av massage kommer att lindra spänningen i dina muskler, hjälpa dig att forma din kropp och behålla dess elasticitet.

### Midja och mage

Massera din midja upp och ner. Massera sedan din midja från utsidan till insidan. Utför en cirkulär massage runt naveln (medsols). Massera sedan magen i stora cirklar (även medurs). En midje- och bukmassage utförd på detta sätt hjälper dig att snabbt bryta ner även den mest envisa fettvävnaden, vilket gör det lätt att bli av med dess överskott.

### Benmassage

Massera från anklarna och upp. Massera ett ögonblick dina ben i raka linjer uppåt (alltid mot hjärtat).

Massera sedan i små cirklar - från botten av benet och upp (mot hjärtat). Genom att fokusera på kroppsdelar som är särskilt mottagliga för celluliter blir du effektivt av med fettvävnad. Samtidigt kan du vara säker på att din kropp inte kommer att tappa sin fasthet.

### Höft- och rumpamassage

Massera båda delarna av kroppen med rörelser från botten till toppen. Denna massage används för att lyfta skinkorna och strama upp huden.

### Fotmassage

Massera undersidan av dina fötter och spendera lika mycket tid på var och en av dem. Massera dina fötter i en spiralrörelse. På så sätt blir du fri från fotsvullnad. Du kommer att förbättra cirkulationen, känna dig avslappnad och lätt – du får effekten av utvilade ben.

### Varningar:

1. Behandlingar bör inte överstiga 10 minuter för en kroppsdel och bör utföras max 3 gånger i veckan. Tiden mellan varje behandling bör omfatta minst en dag utan behandling.
2. När du använder COMBI-, RF-, CAVI- eller EMS-funktionen, bibehåll alltid en lämplig mängd vårdprodukt (lotion/gel) mellan massagehuvudena och huden, speciellt när du använder RF-funktionen.
3. Flytta alltid massagehuvudena långsamt under behandlingen. Att lämna enheten i ett läge under en längre tid kan orsaka hudirritation.

### Efter användning av enheten:

1. Stäng av enheten.
2. Torka av eventuell återstående hudvårdsprodukt som användes under massagen på massagehuvudena med en fuktig väv eller trasa. (Rengör den inte i vatten och/eller något kemiskt rengöringsmedel.)
3. Torka och rengör enheten med en torr väv eller trasa. Förvara dem på en ren och torr plats.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

- [www.beautify.eu](http://www.beautify.eu)

- [www.youtube.com/beautifyeu](https://www.youtube.com/beautifyeu)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Indgang:          | 110-240V |
| Afslut:           | 5V 1A    |
| Lithium batteri:  | 900 mAh  |
| Dimensioner (mm): | 95*80 mm |
| Nettovægt:        | 259 g    |
| Maksimal effekt:  | 26W      |
| Arbejdsspænding:  | 7,4V     |

Før du bruger kropsslankende og opstrammende enhed, bedes du læse følgende information omhyggeligt vedrørende grundlæggende sikkerhedsregler. Når du bruger enheden, skal du overholde følgende forholdsregler.

#### Enhedsbeskrivelse:

1. Opladningsport
2. RF
3. Kavitation
4. Ring af rødt lys
5. Funktionsændringsknap
6. Tænd/sluk-knap
7. Kontrolpanel

#### Forholdsregler:

1. Hvis din hud er meget følsom, så forkort handlingstiden ved første brug.
2. Undgå steder, hvor enheden kan falde ned i håndvasken eller badekarret. Hvis enheden er blevet tabt i vand, skal du ikke gribe efter den, før du har taget netledningen ud.
3. Brug ikke nogen anden oplader end den originale til at oplade enheden.
4. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget, våd eller ikke fungerer korrekt.
5. Brug ikke apparatet, hvis du er gravid eller har menstruation, har pacemaker, lider af epilepsi, hjerteproblemer eller alvorlige hudsygdomme.
6. Brug ikke enheden på et hudområde, der har gennemgået plastikkirurgi.
7. Brug ikke enheden på munden, øjenæblerne eller halsen.
8. Enheden er beregnet til brug på sund hud. Må ikke anvendes på helende eller åbne sår.
9. Stop med at bruge enheden, hvis du føler dig utilpas, og søg straks en læge.
10. Forsøg aldrig at skille enheden ad.
11. Opbevar dem utilgængeligt for børn.
12. Hold enheden væk fra ild.
13. Hold enheden væk fra fugt. Nedsæk den ikke i vand.
14. Undlad at tabe eller slå den.
15. Tag strømadapteren ud efter opladning af enheden.

#### Enhedens funktioner:

1. Modellering af silhuetlinjerne
2. Reduktion af overskydende fedtvæv
3. Eliminering af cellulite
4. Opstrammende, øget elasticitet og forbedring af kroppens glathed
5. Hudløftning

#### Radiobølger (RF):

Radiofrekvens (RF) er en gennemprøvet teknologi, der bruges i den medicinske og kosmetiske industri. Ved en strengt kontrolleret temperatur virker den magnetiske puls direkte på cellerne og genererer termisk energi. Dette gør kropsforyngelse ved hjælp af radiobølger (RF) til det bedste ikke-kirurgiske ansigtsløft til din hud. Brugen af radiobølger hjælper dig med at forme din figur effektivt. Du vil endda fjerne genstridigt overskydende fedtvæv og cellulite. Radiobølgestimulering når både overfladisk og dybt hudvæv. Dette vil sikre, at din hud er korrekt ittet, næret og har korrekt mikrocirkulation. Som et resultat, samtidig med at du reducerer unødigt fedtvæv, bevarer du også kroppens fasthed hele tiden.

#### Kavitation (CAVI):

Designet til alle hudtyper. Takket være en strengt kontrolleret frekvens trænger kavitation ind i huden og vibrerer med en meget høj frekvens (800KHz). Funktioner: mekanisk, kemisk og varmemassage selv dybe hudceller, effektivt krympe fedtceller og øge permeabiliteten af cellemembranen. På denne måde vil du forbedre cirkulationen, rense lymfesystemet og reparere kedelig hudtone. Takket være kavitation opnår du en dejlig hudrensende effekt. De er synlige meget hurtigt end ved andre behandlinger, og resultatet af en smuk, glat og ungdommelig krop holder i lang tid. Samtidig vil kavitation hjælpe din hud med at øge optagelsen af kropsplejeprodukter. Samtidig kan du være sikker på, at kavitationsbehandlingen er smertefri og helt sikker.

## EMS:

EMS elektrostimulation stimulerer musklerne til at arbejde. Når du bruger enheden, induceres muskelsammentrækning, identisk med den, der opleves under fysisk træning. Der bruges dog 50 gange mere energi end ved almindelig træning. Sådan muskelstimulering vil give dig mulighed for maksimalt at engagere dine muskler og øge niveauet af protein og elastiske fibre. Som et resultat vil du radikalt reducere niveauet af overskydende fedtvæv og cellulite. EMS vil genoprette elasticitet og elasticitet til din hud og sikre kroppen opstrammende.

## Rødt fotonlys:

Stimulerer markant produktionen af kollagenproteiner. Massage ved hjælp af rødt fotonlys vil give dig mulighed for synligt at forynge din krop ved at forbedre dens glathed og elasticitet. Samtidig med at du reducerer fedtvæv, vil du radikalt stimulere dit blodcirkulation og dermed undgå, at huden hænger ned. Brug af rødt fotonlys vil give din krop vitalitet, fasthed og sundhed. Denne type lys er perfekt til at reducere ar, strækmærker og cellulite, samt reducere og lindre betændelse.

## Landing:

1. Før første brug skal du oplade enheden i mindst 3 timer for at aktivere det interne lithiumbatteri.
2. Ingen strøm: Når batteriet er lavt, bipper enheden 10 gange, og slukker derefter.
3. Når enheden er placeret på opladningsholderen, vises opladningsindikatoren på skærmen, og batterikonet skifter gradvist igen og igen fra tomt til fuldt. Baggrundslyset slukker efter 30 sekunders opladning.
4. Når opladningen er færdig, forsvinder opladningsindikatoren, og batterikonet vises som fuld.

## Før brug:

Bekræftelse af, at enheden er klar til kavitationsbehandling: Læg kavitationshovedet fladt (hovedet op), vælg CAVI-funktionen og dryp 1-2 dråber vand på hovedet. Vanddråberne vil vibrere og blive forstøvet ved kavitation.

## Allergi test:

1. Rengør et område af din krop på din arm.
2. Påfør et hudplejeprodukt (gel/lotion) på rensed hud, tænd for enheden og vælg din foretrukne funktion. Massér dette område i 2-3 minutter i henhold til instruktionerne i denne manual, og forlad derefter dette område af din krop uden yderligere behandlinger.
3. Vent og kontroller for irritation eller rødme inden for 24 timer.

## Funktionskombination betjeningsvejledning:

1. Rens din hud.
2. Påfør et plejeprodukt (gel/lotion) jævnt på huden.
3. Tænd for enheden.
4. Tryk én gang på MODE for at starte KOMBI-funktionen. Vælg dit foretrukne intensitetsniveau, RF, EMS kavitation vil køre i 10 sekunder og skifte igen og igen.
5. Tip: For de bedste resultater skal du altid massere din krop i små cirkler. Tilsæt eventuelt gel/lotion under behandlingen.

## Radiofrekvens (RF) betjeningsvejledning

1. Rens din hud.
2. Påfør hudplejeprodukt (gel/lotion) jævnt på huden.
3. Tænd enheden.
4. Tryk på MODE to gange for at starte RF-funktionen. Vælg dit foretrukne intensitetsniveau.
5. Tip: For de bedste resultater skal du altid massere din krop i små cirkler. Tilsæt eventuelt gel/lotion under behandlingen.

## Kavitationsvejledning (CAVI)

1. Rens din hud.
2. Påfør et plejeprodukt (gel/lotion) jævnt på huden.
3. Tænd for enheden.
4. Tryk på MODE tre gange for at starte CAVI-funktionen. Vælg dit foretrukne intensitetsniveau.
5. Tip: For de bedste resultater skal du altid massere din krop i små cirkler. Tilsæt eventuelt gel/lotion under behandlingen.

## EMS brugermanual

1. Rens din hud.
2. Påfør plejeproduktet (gel/lotion) jævnt på huden.
3. Tænd for enheden.
4. Tryk på MODE fire gange for at starte EMS-funktionen. Vælg dit foretrukne intensitetsniveau.
5. Tip: For de bedste resultater skal du altid massere din krop i små cirkler. Tilsæt eventuelt gel/lotion under behandlingen.

## Massage instruktioner:

### Begge arme

Massér begge arme jævnt, brug lige meget tid på hver af dem. Massér dine arme med start fra albuerne mod armhulene. Masser dine skuldre i små cirkler. Denne massageform vil lindre spændinger i dine muskler, hjælpe dig med at forme din krop og bevare dens elasticitet.

### Talje og mave

Massér din talje op og ned. Massér derefter din talje udefra og ind. Udfør en cirkulær massage rundt om navlen (med uret). Masser derefter din mave i store cirkler (også med uret). En talje- og mavemassage udført på denne måde hjælper dig med hurtigt at nedbryde selv det mest genstridige fedtvæv, hvilket gør det nemt at komme af med dets overskud.

### Benmassage

Massér fra anklerne og op. Massér et øjeblik dine ben i lige linjer opad (altid mod hjertet).

Massér derefter i små cirkler - fra bunden af benet og op (mod hjertet). Ved at fokusere på kropsdele, der er særligt modtagelige for cellulite, vil du effektivt slippe af med fedtvæv. Samtidig kan du være sikker på, at din krop ikke mister sin fasthed.

### Hofte og balder massage

Masser begge dele af kroppen med bevægelser fra bund til top. Denne massage bruges til at løfte balderne og opstramme huden.

### Fodmassage

Massér bunden af dine fødder, og brug den samme mængde tid på hver af dem. Massér dine fødder i en spiralbevægelse. På denne måde vil du være fri for hævelse af foden. Du vil forbedre cirkulationen, føle dig afslappet og let - du vil få effekten af udhvilede ben.

### Advarsler:

1. Behandlinger bør ikke overstige 10 minutter for én kropsdel og bør maksimalt udføres 3 gange om ugen. Tiden mellem hver behandling bør omfatte mindst én dag uden behandling.
2. Når du bruger COMBI-, RF-, CAVI- eller EMS-funktionen, skal du altid holde en passende mængde plejemiddel (otion/gel) mellem massagehovederne og huden, især når du bruger RF-funktionen.
3. Bevæg altid massagehovederne langsomt under behandlingen. Hvis enheden efterlades i én position i lang tid, kan det forårsage hudirritation.

### Efter brug af enheden:

1. Sluk din enhed.
2. Tør eventuelt resterende hudplejeprodukt, der er brugt under massagen, af på massagehovederne med en fugtig klud eller klud. (Rens den ikke i vand og/eller andre kemiske rengøringsmidler.)
3. Tør og rengør enheden med en tør serviet eller klud. Opbevar dem på et rent og tørt sted.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

- [www.beautifyeu](http://www.beautifyeu)
- [www.youtube.com/beautifyeu](http://www.youtube.com/beautifyeu)



**[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:**

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

**[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment:** Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



**[PL] Skrócona deklaracja zgodności:** Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Państwa członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

**[EN] Summary declaration of conformity:** The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation. Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.  
Model: Booster Body