



BEAUTIFLY

Blink
Blush
series

Masażer okolic
oczu i ust

Eye and lips massager

Instrukcja obsługi
User manual



f1



f2



Wymiary:	119x23x23mm
Waga netto:	32g
Temperatura:	40°C±5°C
Materiał:	ABS+PC
Moc:	≤1W
Częstotliwość wibracji:	12000 obr./min
Prąd roboczy:	20-500mA
Napięcie robocze:	3,7 V
Napięcie ładowania:	5 V
Czas ładowania:	2 godz
Czas korzystania z baterii:	2 godz

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [f1]:

1. Głowica z czerwono-niebieskim światłem LED (poziom 1 to czerwone światło, poziom 2 to niebieskie światło)
2. Główny korpus
3. Port ładowania USB
4. Głowica masująca
5. Przycisk On/Off przełączanie trybu
6. Płyta czujnika
7. Zatyczka

Opis działania:

Przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 s, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, ponowne krótkie naciśnięcie przełącza czerwone i niebieskie światło fotonowe. Czerwona dioda LED będzie migać po włączeniu urządzenia, w czasie nagrzewania głowicy masującej. Po osiągnięciu pełnej temperatury 40°C, dioda będzie świecić światłem stałym. Urządzenie **Blink** będzie wibrowało, gdy głowica masująca i obszar wykrywania jednocześnie dotkną ludzkiego ciała.

Obszar użytkowania:

1. Okolice wokół oczu: w połączeniu z kremem/żelem do pielęgnacji skóry wokół oczu, poruszając się równomiernie i delikatnie masując z jednej strony na drugą, aby unieść i wygładzić oraz głęboko odżywić skórę wokół oczu.
2. Czoło (łwia zmarszczka): masaż w górę od brwi do linii włosów, masaż mikrowibracyjny o wysokiej częstotliwości, działa na komórki skóry, promuje penetrację jonów odżywczych, łagodzi łwią zmarszczkę i rozluźnia uścisk.
3. Policzki: masowanie policzków w górę i na zewnątrz, przyspiesza krążenie krwi, stymuluje komórki skóry, rozkłada nadmiar tłuszczu na twarzy, usuwa drobne zmarszczki, ujędnia i wysmukła twarz.
4. Okolice ust: aby podnieść kąci ust, poprawić ich ukrwienie i wygładzenie, masuj od dołu do góry.
5. Skóra szyi: wykonuj masaż od dołu do góry. Skóra całkowicie wchłonie esencję i pozostanie głęboko nawilżona.

Opis funkcji:

- funkcja **Intellisense**, czyli sterowanie dotykowe. Jeśli nie jest używany przez 2 minuty, może być automatycznie wyłączony.
- funkcja ogrzewania, mikrowibracje o wysokiej częstotliwości, fotoodmładzanie i funkcje jonizacji.
- masaż soniczny o wysokiej częstotliwości 12000 razy/m, stymuluje krążenie, przyspiesza produkcję kolagenu, przywraca włókna elastyczne.
- wygodna głowica masująca do pielęgnacji termicznej utrzymuje temperaturę 40°C ± 5°C, otwiera pory i odświeża skórę, utrzymując skórę jędrną, pełną blasku i elastyczną.
- niebieskie światło i czerwone światło fotonowe zwiększa przepustowość skóry. Składniki aktywne wnikają w głębsze partie skóry, co skutecznie może zwiększyć jej elastyczność oraz zmniejszyć melaninę obwodu oczu.
- konstrukcja łuku eliptycznego głowicy masującej, ściśle dopasowuje się do skóry, unosi i masuje skórę dookoła, w tym kąciaki nosa i ust.

Instrukcja użytkowania:

1. Nałóż produkt pielęgnacyjny, esencję do pielęgnacji skóry na twarz.
2. Zgodnie z potrzebami pielęgnacji skóry, krótko naciśnij przycisk On/Off, aby przełączyć czerwone i niebieskie światło (domyślnie jako czerwone światło po włączeniu urządzenia).
3. Jedną ręką trzymaj płytkę sensora, a głowicą masującą dotykaj skóry.
4. Po użyciu wyczyść głowicę masującą i nałóż zatyczkę.

Środki ostrożności:

Przed użyciem przetestuj urządzenie na nadgarstku. Przestań używać masażera, jeśli nie wytwarza ciepła, aby nie spowodować uszkodzenia skóry. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj go. Nie należy stosować urządzenia u osób: z chorobami zakaźnymi, chorobami serca, wysoką gorączką, nowotworem złośliwym, ostrymi stanami zapalnymi, odczynnikami serca, chorobami skóry, w ciąży/karmiące piersią. Urządzenie używa USB do ładowania (5 V), potrzebuje 2 godzin do pełnego naładowania. Podczas korzystania z urządzenia, nie pozostawiaj głowicy masującej w tym samym miejscu zbyt długo. Nie demontuj samodzielnie urządzenia. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek usterki lub niewłaściwego funkcjonowania, należy zaprzestać używania i zwrócić do wyznaczonego serwisu. Urządzenie nie jest wodoodporne, nie zanurzaj go w wodzie i nie czyść substancjami żrącymi. Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie i poczekaj, aż urządzenie ostygnie. Wyczyść głowicę używając bawełnianego ręcznika lub chusteczki higienicznej. Urządzenie należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu, unikać bezpośredniego światła słonecznego. Urządzenie nie jest zabawką. Proszę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensions:	119x23x23mm
Net weight:	32g
Temperature:	40OC±5OC
Material:	ABS+PC
Power:	≤1W
Vibration frequency:	12000rpm
Working current:	20-500mA
Working Voltage:	3.7V
Charging voltage:	5V
Charging time:	2h
Battery use time:	2h

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [f1]:

1. Head with red-blue LED light (level 1 is red light, level 2 is blue light)
2. Main body
3. USB charging port
4. Massage head
5. On/Off button to switch mode
6. Sensor board
7. Plug

A description of the action:

Hold the On/Off button for 2s to turn the device on or off, short press again switches the red and blue photon light. The red LED will flash when the device is turned on while the massage head is heating up. After reaching the full temperature of 40oC, the diode will glow steadily. The Blink device will vibrate when the massage head and sensing area touch the human body simultaneously.

Area of use:

1. Eye area: Combine with eye care cream/gel, moving evenly and gently massaging from side to side to lift, smooth and deeply nourish the eye area.
2. Forehead (lion's wrinkle): massage upwards from the eyebrow to the hairline, high-frequency micro-vibration massage, acts on skin cells, promotes the penetration of nutrient ions, relieves the lion's frown and relaxes the grip.
3. Cheeks: massaging the cheeks upwards and outwards, accelerates blood circulation, stimulates skin cells, breaks down excess fat on the face, removes fine wrinkles, firms and slims the face.
4. Mouth area: to lift the corners of the lips, improve their blood supply and smooth them, massage from the bottom up.
5. Neck skin: massage from the bottom up. The skin will completely absorb the essence and remain deeply moisturized.

Function description:

- **Intellisense** function, i.e. touch control. If it is not used for 2 minutes, it can be turned off automatically.
- heating function, high-frequency micro-vibration, photorejuvenation and ionization functions.
- high-frequency sonic massage 12,000 times/m, stimulates circulation, accelerates collagen production, restores elastic fibers.
- a comfortable massage head for thermal care maintains a temperature of $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, opens pores and refreshes the skin, keeping the skin firm, radiant and elastic.
- blue light and red photon light increases skin permeability. Active ingredients penetrate deeper parts of the skin, which can effectively increase its elasticity and reduce melanin around the eyes.
- elliptical arc design of the massage head, closely fits the skin, lift and massage the skin all around, including the corners of the nose and mouth.

Instructions for use:

1. Apply the care product, skin care essence to your face.
2. According to your skin care needs, short press the On/Off button to switch red and blue light (default as red light when you turn on the device).
3. Hold the sensor plate with one hand and touch the skin with the massage head.
4. After use, clean the massage head and replace the cap.

Precautions:

Test the device on your wrist before use. Stop using the massager if it does not produce heat, so as not to damage the skin. If the power cord is damaged, do not use it. The device should not be used in people with: infectious diseases, heart diseases, high fever, malignant tumor, acute inflammation, heart disease, skin diseases, pregnant/breastfeeding. The device uses USB charging (5V), it needs 2 hours to fully charge. When using the device, do not leave the massage head in the same place for too long. Do not disassemble the device yourself. If any fault or improper functioning occurs, discontinue use and return to the designated service center. The device is not waterproof, do not immerse it in water or clean it with corrosive substances. Before cleaning, turn off the power and wait until the device cools down. Clean the head using a cotton towel or tissue. The device should be stored in a dry and ventilated place, avoid direct sunlight. The device is not a toy. Please keep out of the reach of children.

More information about the company and products [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Maße:	119x23x23mm
Nettogewicht:	32g
Temperatur:	40 °C ± 5 °C
Material:	ABS+PC
Leistung:	≤1W
Vibrationsfrequenz:	12000 U/min
Arbeitsstrom:	20-500mA
Betriebsspannung:	3,7V
Ladespannung:	5V
Ladezeit:	2h
Akkulaufzeit:	2h

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [f1]:

1. Kopf mit rot-blauem LED-Licht (Stufe 1 ist rotes Licht, Stufe 2 ist blaues Licht)
2. Hauptteil
3. USB-Ladeanschluss
4. Massagekopf
5. Ein/Aus-Taste zum Umschalten des Modus
6. Sensorplatte
7. Stecker

Eine Beschreibung der Aktion:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Durch erneutes kurzes Drücken wird das rote und blaue Photonenlicht umgeschaltet. Die rote LED blinkt, wenn das Gerät eingeschaltet wird, während der Massagekopf aufheizt. Nach Erreichen der vollen Temperatur von 40 °C leuchtet die Diode dauerhaft. Das Blink-Gerät vibriert, wenn der Massagekopf und der Sensorbereich gleichzeitig den menschlichen Körper berühren.

Einsatzgebiet:

1. Augenpartie: Mit Augenpflegecreme/-gel kombinieren, gleichmäßig bewegen und sanft von einer Seite zur anderen massieren, um die Augenpartie anzuheben, zu glätten und tief zu nähren.
2. Stirn (Löwenfalte): Von der Augenbraue bis zum Haaransatz nach oben massieren, hochfrequente Mikrovibrationsmassage, wirkt auf die Hautzellen, fördert das Eindringen von Nährstoffionen, lindert die Löwenfalte und entspannt den Griff.
3. Wangen: Massage der Wangen nach oben und außen, beschleunigt die Durchblutung, stimuliert die Hautzellen, baut überschüssiges Fett im Gesicht ab, entfernt feine Falten, strafft und macht das Gesicht schlanker.
4. Mundbereich: Um die Lippenwinkel anzuheben, ihre Durchblutung zu verbessern und sie zu glätten, von unten nach oben massieren.
5. Nackenhaut: Von unten nach oben massieren. Die Haut nimmt die Essenz vollständig auf und bleibt intensiv mit Feuchtigkeit versorgt.

Bedienungsanleitung:

- **Intellisense-Funktion**, d.h. Berührungssteuerung. Wenn es 2 Minuten lang nicht verwendet wird, kann es automatisch ausgeschaltet werden.
- **Heizfunktion**, hochfrequente Mikrovibration, Photorejuvenation und **Ionisierungsfunktionen**.
- **Hochfrequenz-Schallmassage** 12.000 Mal/m, regt die Durchblutung an, beschleunigt die Kollagenproduktion und stellt elastische Fasern wieder her.
- Ein komfortabler Massagekopf zur thermischen Pflege hält eine Temperatur von $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ aufrecht, öffnet die Poren und erfrischt die Haut, sodass die Haut straff, strahlend und elastisch bleibt.
- **Blaues Licht** und **rotes Photonenlicht** erhöhen die Hautdurchlässigkeit, Wirkstoffe dringen in tiefere Bereiche der Haut ein, wodurch ihre Elastizität effektiv erhöht und Melanin um die Augen reduziert werden kann.
- Das **elliptische Bogendesign** des Massagekopfs liegt eng an der Haut an, hebt und massiert die Haut rundherum, einschließlich der Nasen- und Mundwinkel.

Gebrauchsanweisung:

1. Tragen Sie das Pflegeprodukt, die Hautpflegeessenz, auf Ihr Gesicht auf.
2. Je nach Ihren Hautpflegebedürfnissen drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um zwischen rotem und blauem Licht umzuschalten (standardmäßig rotes Licht, wenn Sie das Gerät einschalten).
3. Halten Sie die Sensorplatte mit einer Hand fest und berühren Sie die Haut mit dem Massagekopf.
4. Reinigen Sie nach dem Gebrauch den Massagekopf und setzen Sie die Kappe wieder auf.

Vorsichtsmaßnahmen:

Testen Sie das Gerät vor der Verwendung an Ihrem Handgelenk. Benutzen Sie das Massagegerät nicht mehr, wenn es keine Wärme erzeugt, um die Haut nicht zu schädigen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Das Gerät sollte nicht verwendet werden bei Personen mit: Infektionskrankheiten, Herzerkrankungen, hohem Fieber, bösartigen Tumoren, akuten Entzündungen, Herzerkrankungen, Hauterkrankungen, schwangeren/stillenden Personen. Das Gerät wird über USB (5 V) aufgeladen und benötigt 2 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. Lassen Sie den Massagekopf bei der Verwendung des Geräts nicht zu lange an der gleichen Stelle. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst. Wenn ein Fehler oder eine Fehlfunktion auftritt, stellen Sie die Verwendung ein und senden Sie es an das zuständige Servicecenter zurück. Das Gerät ist nicht wasserdicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht mit ätzenden Substanzen. Schalten Sie vor der Reinigung den Strom aus und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist. Reinigen Sie den Kopf mit einem Baumwolltuch oder Papiertaschentuch. Das Gerät sollte an einem trockenen und belüfteten Ort gelagert werden, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Das Gerät ist kein Spielzeug. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensions:	119x23x23mm
Poids net:	32g
Température:	40°C±5°C
Matériel:	ABS+PC
Pouvoir:	≤1W
Fréquence des vibrations :	12000 tr/min
Courant de travail :	20-500mA
Tension de travail:	3,7V
Tension de charge :	5V
Temps de charge:	2h
Durée d'utilisation de la batterie :	2h

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [f1] :

1. Tête avec lumière LED rouge-bleu (le niveau 1 est une lumière rouge, le niveau 2 est une lumière bleue)
2. Corps principal
3. Port de chargement USB
4. Tête de massage
5. Bouton marche/arrêt pour changer de mode
6. Carte capteur
7. Branchez

Une description de l'action :

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez à nouveau brièvement pour allumer la lumière photonique rouge et bleue. La LED rouge clignote lorsque l'appareil est allumé pendant que la tête de massage chauffe. Après avoir atteint la température maximale de 40 °C, la diode brillera de manière constante. L'appareil Blink vibre lorsque la tête de massage et la zone de détection touchent simultanément le corps humain.

Domaine d'utilisation :

1. Zone des yeux : combiner avec une crème/gel de soin des yeux, en effectuant des mouvements uniformes et en massant doucement d'un côté à l'autre pour soulever, lisser et nourrir en profondeur le contour des yeux.
2. Front (rides du lion) : massage ascendant du sourcil jusqu'à la racine des cheveux, massage par micro-vibrations haute fréquence, agit sur les cellules de la peau, favorise la pénétration des ions nutritifs, soulage le froncement de sourcils du lion et détend la prise.
3. Joues : masser les joues vers le haut et vers l'extérieur, accélère la circulation sanguine, stimule les cellules de la peau, décompose l'excès de graisse du visage, élimine les ridules, raffermi et affine le visage.
4. Zone de la bouche : pour relever les commissures des lèvres, améliorer leur apport sanguin et les lisser, masser de bas en haut.
5. Peau du cou : masser de bas en haut, La peau absorbera complètement l'essence et restera profondément hydratée.

Description de la fonction:

- Fonction Intellisense, c'est-à-dire contrôle tactile. S'il n'est pas utilisé pendant 2 minutes, il peut s'éteindre automatiquement.
- Fonction de chauffage, fonctions de micro-vibration haute fréquence, de photorajeunissement et d'ionisation.
- massage sonore haute fréquence 12 000 fois/m, stimule la circulation, accélère la production de collagène, restaure les fibres élastiques.
- une tête de massage confortable pour les soins thermiques maintient une température de $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, ouvre les pores et rafraîchit la peau, gardant la peau ferme, éclatante et élastique.
- la lumière bleue et la lumière photonique rouge augmentent la perméabilité de la peau. Les ingrédients actifs pénètrent dans les parties plus profondes de la peau, ce qui peut augmenter efficacement son élasticité et réduire la mélanine autour des yeux.
- Conception en arc elliptique de la tête de massage, s'adapte parfaitement à la peau, soulève et masse la peau tout autour, y compris les coins du nez et de la bouche.

Mode d'emploi:

1. Appliquez le produit de soin, l'essence de soin sur votre visage.
2. Selon vos besoins en matière de soins de la peau, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour commuter la lumière rouge et bleue (par défaut comme lumière rouge lorsque vous allumez l'appareil).
3. Tenez la plaque du capteur d'une main et touchez la peau avec la tête de massage.
4. Après utilisation, nettoyez la tête de massage et remettez le capuchon.

Précautions:

Testez l'appareil sur votre poignet avant utilisation. Arrêtez d'utiliser le masseur s'il ne produit pas de chaleur, afin de ne pas endommager la peau. Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas. L'appareil ne doit pas être utilisé chez les personnes souffrant de : maladies infectieuses, maladies cardiaques, forte fièvre, tumeur maligne, inflammation aiguë, maladie cardiaque, maladies de la peau, femmes enceintes/allaitantes. L'appareil utilise le chargement USB (5 V), il lui faut 2 heures pour se charger complètement. Lors de l'utilisation de l'appareil, ne laissez pas la tête de massage trop longtemps au même endroit. Ne démontez pas l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement ou de mauvais fonctionnement, arrêtez l'utilisation et retournez-le au centre de service désigné. L'appareil n'est pas étanche, ne le plongez pas dans l'eau et ne le nettoyez pas avec des substances corrosives. Avant le nettoyage, coupez l'alimentation et attendez que l'appareil refroidisse. Nettoyez la tête à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir en coton. L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et aéré, éviter la lumière directe du soleil. L'appareil n'est pas un jouet. Veuillez garder hors de portée des enfants.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [f2] :

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensiones:	119x23x23mm
Peso neto:	32g
Temperatura:	40°C±5°C
Material:	ABS+PC
Fuerza:	≤1W
Frecuencia de vibración:	12000rpm
Corriente de trabajo:	20-500mA
Tensión de trabajo:	3,7 V
Tensión de carga:	5V
Tiempo de carga:	2h
Tiempo de uso de la batería:	2h

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [f1]:

1. Cabezal con luz LED roja y azul (el nivel 1 es luz roja, el nivel 2 es luz azul)
2. Cuerpo principal
3. Puerto de carga USB
4. Masajear la cabeza
5. Botón de encendido/apagado para cambiar de modo
6. Tablero de sensores
7. Enchufe

Una descripción de la acción:

Mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo; presione brevemente nuevamente para cambiar la luz del fotón rojo y azul. El LED rojo parpadeará cuando el dispositivo esté encendido mientras el cabezal de masaje se está calentando. Después de alcanzar la temperatura máxima de 40 °C, el diodo brillará de manera constante. El dispositivo Blink vibrará cuando el cabezal de masaje y el área de detección toquen el cuerpo humano simultáneamente.

Área de uso:

1. Área de los ojos: Combine con crema/gel para el cuidado de los ojos, moviendo uniformemente y masajeando suavemente de lado a lado para levantar, suavizar y nutrir profundamente el área de los ojos.
2. Frente (arruga del león): masaje hacia arriba desde la ceja hasta la línea del cabello, masaje de microvibración de alta frecuencia, actúa sobre las células de la piel, favorece la penetración de iones nutrientes, alivia el ceño del león y relaja el agarre.
3. Mejillas: masajear las mejillas hacia arriba y hacia afuera, acelera la circulación sanguínea, estimula las células de la piel, descompone el exceso de grasa del rostro, elimina las arrugas finas, reafirma y adelgaza el rostro.
4. Zona de la boca: para levantar las comisuras de los labios, mejorar su irrigación sanguínea y suavizarlos, masajear de abajo hacia arriba.
5. Piel del cuello: masajear de abajo hacia arriba. La piel absorberá completamente la esencia y permanecerá profundamente hidratada.

Función descriptiva:

- Función **Intellisense**, es decir, control táctil. Si no se utiliza durante 2 minutos, se puede apagar automáticamente.
- función de calentamiento, microvibración de alta frecuencia, funciones de fotorrejuvenecimiento e ionización.
- Masaje sónico de alta frecuencia 12.000 veces/m, estimula la circulación, acelera la producción de colágeno, restaura las fibras elásticas.
- un cómodo cabezal de masaje para el cuidado térmico mantiene una temperatura de $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, abre los poros y refresca la piel, manteniéndola firme, radiante y elástica.
- La luz azul y la luz roja de fotones aumentan la permeabilidad de la piel. Los ingredientes activos penetran en partes más profundas de la piel, lo que puede aumentar eficazmente su elasticidad y reducir la melanina alrededor de los ojos.
- Diseño de arco elíptico del cabezal de masaje, se adapta perfectamente a la piel, levanta y masajea la piel alrededor, incluidas las comisuras de la nariz y la boca.

Instrucciones de uso:

1. Aplique el producto de cuidado, esencia para el cuidado de la piel en su cara.
2. De acuerdo con sus necesidades de cuidado de la piel, presione brevemente el botón de encendido/apagado para cambiar la luz roja y azul (la luz roja es la luz predeterminada cuando enciende el dispositivo).
3. Sostenga la placa del sensor con una mano y toque la piel con el cabezal de masaje.
4. Después de su uso, limpie el cabezal de masaje y vuelva a colocar la tapa.

Precauciones:

Pruebe el dispositivo en su muñeca antes de usarlo. Deje de utilizar el masajeador si no produce calor, para no dañar la piel. Si el cable de alimentación está dañado, no lo utilice. El dispositivo no debe utilizarse en personas con: enfermedades infecciosas, enfermedades cardíacas, fiebre alta, tumores malignos, inflamación aguda, enfermedades cardíacas, enfermedades de la piel, embarazadas/amamantando. El dispositivo utiliza carga USB (5 V), necesita 2 horas para cargarse completamente. Cuando utilice el dispositivo, no deje el cabezal de masaje en el mismo lugar durante demasiado tiempo. No desmonte el dispositivo usted mismo. Si ocurre alguna falla o funcionamiento incorrecto, suspenda su uso y devuélvalo al centro de servicio designado. El dispositivo no es resistente al agua, no lo sumerja en agua ni lo limpie con sustancias corrosivas. Antes de limpiar, apague la alimentación y espere hasta que el dispositivo se enfríe. Limpie la cabeza con una toalla o pañuelo de algodón. El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco y ventilado, evitando la luz solar directa. El dispositivo no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Más información sobre la empresa y productos [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Dimensões:	119x23x23mm
Peso líquido:	32g
Temperatura:	40°C±5°C
Material:	ABS+PC
Poder:	≤1W
Frequência de vibração:	12.000 rpm
Corrente de trabalho:	20-500mA
Tensão de trabalho:	3,7 V
Tensão de carregamento:	5V
O tempo de carga:	2h
Tempo de uso da bateria:	2h

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [f1]:

1. Cabeça com luz LED vermelho-azul (nível 1 é luz vermelha, nível 2 é luz azul)
2. Corpo principal
3. Porta de carregamento USB
4. Massageie a cabeça
5. Botão liga/desliga para alternar o modo
6. Placa do sensor
7. Plugue

Uma descrição da ação:

Segure o botão liga/desliga por 2s para ligar ou desligar o dispositivo, pressione rapidamente novamente para alternar a luz do fóton vermelho e azul. O LED vermelho piscará quando o dispositivo for ligado enquanto a cabeça de massagem estiver aquecendo. Depois de atingir a temperatura total de 40oC, o diodo brilhará continuamente. O dispositivo Blink vibrará quando a cabeça de massagem e a área de detecção tocarem o corpo humano simultaneamente.

Área de uso:

1. Área dos olhos: Combine com creme/gel para os olhos, movendo uniformemente e massageando suavemente de um lado para o outro para levantar, suavizar e nutrir profundamente a área dos olhos.
2. Testa (rugas de leão): massageie para cima da sobrancelha até a linha do cabelo, massagem microvibratória de alta frequência, atua nas células da pele, promove a penetração de íons nutrientes, alivia a carranca do leão e relaxa a pegada.
3. Bochechas: massagear as bochechas para cima e para fora, acelera a circulação sanguínea, estimula as células da pele, decompõe o excesso de gordura do rosto, remove rugas finas, firma e emagrece o rosto.
4. Zona da boca: para levantar os cantos dos lábios, melhorar a circulação sanguínea e alisá-los, massajar de baixo para cima.
5. Pele do pescoço: massageie de baixo para cima. A pele absorverá completamente a essência e permanecerá profundamente hidratada.

Descrição da função:

- Função **Intellisense**, ou seja, controle de toque. Se não for usado por 2 minutos, pode ser desligado automaticamente.
- função de aquecimento, microvibração de **alta** frequência, fotorejuvenescimento e funções de ionização.
- massagem sônica de **alta** frequência 12.000 vezes/m, estimula a circulação, acelera a produção de **colágeno**, restaura as fibras **elásticas**.
- uma **confortável** cabeça de massagem para cuidados térmicos mantém a temperatura de $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, abre os poros e refresca a **pele**, mantendo a **pele** firme, radiante e **elástica**.
- a **luz azul** e a **luz vermelha** do fóton aumentam a permeabilidade da **pele**. Os ingredientes ativos penetram nas partes mais profundas da **pele**, o que pode efetivamente aumentar sua **elasticidade** e reduzir a **melanina** ao redor dos olhos.
- Design de arco **elíptico** da cabeça de massagem, ajusta-se perfeitamente à **pele**, levanta e massageia a **pele** ao redor, incluindo os cantos do nariz e da boca.

Instruções de uso:

1. Aplique o produto de cuidado, essência de cuidado da **pele** em seu rosto.
2. De acordo com suas necessidades de cuidados com a **pele**, pressione rapidamente o botão Ligar/Desligar para alternar a **luz vermelha** e **azul** (o padrão é **luz vermelha** quando você **liga** o dispositivo).
3. Segure a **placa** do sensor com uma mão e toque na **pele** com a **cabeça** de massagem.
4. Após o uso, **limpe** a **cabeça** de massagem e **recoloque** a tampa.

Precauções:

Teste o dispositivo em seu **pulso** antes de usar. Pare de usar o massageador se ele não produzir **calor**, para não agredir a **pele**. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não o **utilize**. O aparelho não deve ser utilizado em pessoas com: doenças infecciosas, doenças cardíacas, febre **alta**, tumor **maligno**, **inflamação** aguda, doenças cardíacas, doenças de **pele**, grávidas/amamentando. O dispositivo usa carregamento USB (5V), precisa de 2 horas para carregar totalmente. Ao usar o **aparelho**, não deixe a **cabeça** de massagem no mesmo **lugar** por muito tempo. Não desmonte o dispositivo sozinho. Se ocorrer qualquer **falha** ou funcionamento inadequado, interrompa o uso e devolva ao centro de serviço designado. O **aparelho** não é à prova d'água, não o mergulhe em água nem o **limpe** com substâncias corrosivas. Antes de **limpar**, **desligue** a energia e espere até que o dispositivo esfrie. **Limpe** a **cabeça** com uma toalha ou lenço de algodão. O aparelho deve ser armazenado em **local** seco e ventilado, evitando a **luz solar** direta. O dispositivo não é um brinquedo. Por favor, mantenha fora do alcance das crianças.

Mais informações sobre a empresa e produtos [f2]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensions:	119x23x23mm
Net weight:	32g
Temperature:	40OC±5OC
Material:	ABS+PC
Power:	≤1W
Vibration frequency:	12000rpm
Working current:	20-500mA
Working Voltage:	3.7V
Charging voltage:	5V
Charging time:	2h
Battery use time:	2h

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [f1]:

1. Head with red-blue LED light (level 1 is red light, level 2 is blue light)
2. Main body
3. USB charging port
4. Massage head
5. On/Off button to switch mode
6. Sensor board
7. Plug

A description of the action:

Hold the On/Off button for 2s to turn the device on or off, short press again switches the red and blue photon light. The red LED will flash when the device is turned on while the massage head is heating up. After reaching the full temperature of 40oC, the diode will glow steadily. The Blink device will vibrate when the massage head and sensing area touch the human body simultaneously.

Area of use:

1. Eye area: Combine with eye care cream/gel, moving evenly and gently massaging from side to side to lift, smooth and deeply nourish the eye area.
2. Forehead (lion's wrinkle): massage upwards from the eyebrow to the hairline, high-frequency micro-vibration massage, acts on skin cells, promotes the penetration of nutrient ions, relieves the lion's frown and relaxes the grip.
3. Cheeks: massaging the cheeks upwards and outwards, accelerates blood circulation, stimulates skin cells, breaks down excess fat on the face, removes fine wrinkles, firms and slims the face.
4. Mouth area: to lift the corners of the lips, improve their blood supply and smooth them, massage from the bottom up.
5. Neck skin: massage from the bottom up. The skin will completely absorb the essence and remain deeply moisturized.

Function description:

- **Intellisense** function, i.e. touch control. If it is not used for 2 minutes, it can be turned off automatically.
- heating function, high-frequency micro-vibration, photorejuvenation and ionization functions.
- high-frequency sonic massage 12,000 times/m, stimulates circulation, accelerates collagen production, restores elastic fibers.
- a comfortable massage head for thermal care maintains a temperature of $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, opens pores and refreshes the skin, keeping the skin firm, radiant and elastic.
- blue light and red photon light increases skin permeability. Active ingredients penetrate deeper parts of the skin, which can effectively increase its elasticity and reduce melanin around the eyes.
- elliptical arc design of the massage head, closely fits the skin, lift and massage the skin all around, including the corners of the nose and mouth.

Instructions for use:

1. Apply the care product, skin care essence to your face.
2. According to your skin care needs, short press the On/Off button to switch red and blue light (default as red light when you turn on the device).
3. Hold the sensor plate with one hand and touch the skin with the massage head.
4. After use, clean the massage head and replace the cap.

Precautions:

Test the device on your wrist before use. Stop using the massager if it does not produce heat, so as not to damage the skin. If the power cord is damaged, do not use it. The device should not be used in people with: infectious diseases, heart diseases, high fever, malignant tumor, acute inflammation, heart disease, skin diseases, pregnant/breastfeeding. The device uses USB charging (5V), it needs 2 hours to fully charge. When using the device, do not leave the massage head in the same place for too long. Do not disassemble the device yourself. If any fault or improper functioning occurs, discontinue use and return to the designated service center. The device is not waterproof, do not immerse it in water or clean it with corrosive substances. Before cleaning, turn off the power and wait until the device cools down. Clean the head using a cotton towel or tissue. The device should be stored in a dry and ventilated place, avoid direct sunlight. The device is not a toy. Please keep out of the reach of children.

More information about the company and products [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Rozměry:	119 x 23 x 23 mm
Čistá hmotnost:	32 g
Teplota:	40 °C ± 5 °C
Materiál:	ABS + PC
Napájení:	≤1W
Frekvence vibrací:	12 000 ot./min
Pracovní proud:	20-500 mA
Pracovní napětí:	3,7 V
Nabíjecí napětí:	5V
Doba nabíjení:	2h
Doba používání baterie:	2h

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [f1]:

1. Hlava s červeno-modrým LED světlem (úroveň 1 je červené světlo, úroveň 2 je modré světlo)
2. Hlavní tělo
3. USB nabíjecí port
4. Masážní hlavice
5. Tlačítko On/Off pro přepnutí režimu
6. Deska senzoru
7. Zástrčka

Popis akce:

Podržení tlačítka On/Off po dobu 2s zařízení zapnete nebo vypnete, opět krátkým stisknutím přepnete červené a modré světlo fotonů. Červená LED bude blikat, když je přístroj zapnutý a masážní hlavice se zahřívá. Po dosažení plné teploty 40°C bude dioda trvale svítit. Zařízení BLink bude vibrovat, když se masážní hlavice a snímací oblast současně dotknou lidského těla.

Oblast použití:

1. Oční okolí: Kombinujte s očním krémem/gelem, pohybujte se rovnoměrně a jemně masírujte ze strany na stranu, abyste oční okolí pozvedli, vyhladili a hluboce vyživilí.
2. Čelo (vráska Iva): masáž směrem nahoru od obočí k linii vlasů, vysokofrekvenční mikrovibrační masáž, působí na kožní buňky, podporuje pronikání iontů živin, zmírňuje zamračení Iva a uvolňuje sevření.
3. Tváře: masírování tváří směrem nahoru a ven, zrychluje krevní oběh, stimuluje kožní buňky, odbourává přebytečný tuk na obličeji, odstraňuje jemné vrásky, zpevňuje a zeštíhluje obličej.
4. Oblast úst: pro nadzvednutí koutků rtů, zlepšení jejich prokrvení a vyhlazení, masírujte zdola nahoru.
5. Pokožka krku: masírujte zdola nahoru. Pokožka zcela absorbuje esenci a zůstane hluboce hydratovaná.

Popis funkce:

- Funkce **Intellisense**, tedy dotykové ovládání. Pokud se 2 minuty nepoužívá, lze jej automaticky vypnout.
- funkce ohřevu, vysokofrekvenční mikrovibrace, fotorejuvenace a ionizační funkce.
- vysokofrekvenční sonická masáž 12 000x/m, stimuluje oběh, urychluje tvorbu kolagenu, obnovuje elastická vlákna.
- pohodlná masážní hlavice pro tepelnou péči udržuje teplotu $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, otevírá póry a osvěžuje pokožku, udržuje pokožku pevnou, zářivou a elastickou.
- modré světlo a červené fotonové světlo zvyšují propustnost pokožky. Aktivní látky pronikají do hlubších partií pokožky, čímž dokážou účinně zvýšit její elasticitu a redukovat melanin v okolí očí.
- eliptický obloukový design masážní hlavice, těsně přiléhá k pokožce, nadzvedává a masíruje pokožku všude kolem, včetně koutků nosu a úst.

Návod k použití:

1. Naneste na obličej pečující přípravek, esenci péče o pleť.
2. Podle potřeby péče o pleť krátkým stisknutím tlačítka On/Off přepínejte červené a modré světlo (výchozí nastavení je červené světlo při zapnutí zařízení).
3. Jednou rukou držte senzorovou destičku a dotkněte se pokožky masážní hlavici.
4. Po použití očistěte masážní hlavici a nasadte víčko.

Opatření:

Před použitím zařízení vyzkoušejte na zápěstí. Masážní přístroj přestaňte používat, pokud neprodukuje teplo, aby nedošlo k poškození pokožky. Pokud je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte jej. Zařízení by neměli používat osoby s: infekčními chorobami, srdečními chorobami, vysokou horečkou, zhoubným nádorem, akutním zánětem, srdečním onemocněním, kožními chorobami, těhotná/kojící. Zařízení využívá USB nabíjení (5V), k plnému nabití potřebuje 2 hodiny. Při používání přístroje nenechávejte masážní hlavici na stejném místě příliš dlouho. Nerozebírejte zařízení sami. Pokud dojde k jakékoli závadě nebo nesprávné funkci, přestaňte jej používat a vraťte se do určeného servisního střediska. Zařízení není vodotěsné, neponořujte jej do vody ani nečistěte žíravými látkami. Před čištěním vypněte napájení a počkejte, až zařízení vychladne. Vyčistěte hlavu pomocí bavlněného ručníku nebo kapesníku. Zařízení by mělo být skladováno na suchém a větraném místě, vyhněte se přímému slunečnímu záření. Zařízení není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Více informací o společnosti a produktech [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Rozmery:	119 x 23 x 23 mm
Čista hmotnosť:	32 g
teplota:	40 °C ± 5 °C
Materiál:	ABS + PC
Moc:	≤ 1 W
Frekvencia vibrácií:	12 000 ot./min
Pracovný prúd:	20-500 mA
Pracovné napätie:	3,7 V
Nabíjacie napätie:	5V
Doba nabíjania:	2h
Čas používania batérie:	2h

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [f1]:

1. Hlava s červeno-modrým LED svetlom (úroveň 1 je červené svetlo, úroveň 2 je modré svetlo)
2. Hlavné telo
3. USB nabíjací port
4. Masážna hlavica
5. Tlačidlo On/Off na prepnutie režimu
6. Senzorová doska
7. Zástrčka

Popis akcie:

Podržaním tlačidla On/Off na 2 sekundy zariadenie zapnete alebo vypnete, opäť krátkym stlačením prepnete červené a modré svetlo fotónu. Červená LED dióda bude blikať, keď je prístroj zapnutý a masážna hlavica sa zahrieva. Po dosiahnutí plnej teploty 40°C bude dióda stále svietiť. Zariadenie Blink bude vibrovať, keď sa masážna hlavica a snímacia oblasť súčasne dotknú ľudského tela.

Oblasť použitia:

1. Očné okolie: Skombinujte s očným krémom/gélom, rovnomerným pohybom a jemným masírovaním zo strany na stranu nadvihnite, vyhladzujte a hlboko vyživujte očné okolie.
2. Čelo (vráska leva): masáž smerom nahor od obočia k línii vlasov, vysokofrekvenčná mikrovibračná masáž, pôsobí na kožné bunky, podporuje prenikanie iónov živín, zmierňuje mračenie leva a uvoľňuje zovretie.
3. Líca: masírovanie líčok smerom nahor a von, urýchľuje krvný obeh, stimuluje kožné bunky, odbúrava prebytočný tuk na tvári, odstraňuje jemné vrásky, spevňuje a zoštíhľuje tvár.
4. Oblasť úst: na nadvihnutie kútikov pier, zlepšenie ich prekrvenia a vyhladenie masírujte zdola nahor.
5. Pokožka krku: masírujte zdola nahor. Pokožka úplne absorbuje esenciu a zostane hlboko hydratovaná.

Popis funkcie:

- Funkcia **Intellisense**, teda dotykové ovládanie. Ak sa 2 minúty nepoužíva, môže sa automaticky vypnúť.
- funkcia ohrevu, vysokofrekvenčné mikrovibrácie, fotorejuvenizácia a ionizačné funkcie.
- vysokofrekvenčná sonická masáž 12 000 krát/m, stimuluje krvný obeh, urýchľuje tvorbu kolagénu, obnovuje elastické vlákna.
- pohodlná masážna hlavica pre tepelnú starostlivosť udržiava teplotu $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, otvára póry a osviežuje pokožku, udržiava pokožku pevnú, žiarivú a elastickú.
- modré svetlo a červené fotónové svetlo zvyšujú priepustnosť pokožky. Aktívne zložky prenikajú do hlbších častí pokožky, čím dokážu účinne zvýšiť jej elasticitu a redukovať melanín okolo očí.
- eliptický oblúkový dizajn masážnej hlavice, tesne prilieha k pokožke, nadvihuje a masíruje pokožku okolo, vrátane kútikov nosa a úst.

Inštrukcie na používanie:

1. Naneste ošetrojúci prípravok, esenciu starostlivosti o pleť na tvár.
2. Podľa potrieb starostlivosti o pleť krátkym stlačením tlačidla On/Off prepnete červené a modré svetlo (predvolené je červené svetlo pri zapnutí zariadenia).
3. Jednou rukou držte senzorovú dosku a dotknite sa pokožky masážnou hlavicom.
4. Po použití očistite masážnu hlavicu a nasadte kryt.

Prevenčia:

Pred použitím otestujte zariadenie na svojom zápästí. Prestaňte používať masér, ak nevytvára teplo, aby ste nepoškodili pokožku. Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte ho. Zariadenie by nemali používať osoby s: infekčnými chorobami, srdcovými chorobami, vysokou horúčkou, zhubným nádorom, akútnym zápalom, srdcovým ochorením, kožnými chorobami, tehotná/dojčiaca matka. Zariadenie využíva USB nabíjanie (5V), na úplné nabitie potrebuje 2 hodiny. Pri používaní prístroja nenechávajte masážnu hlavicu na rovnakom mieste príliš dlho. Zariadenie sami nerozoberajte. Ak sa vyskytne nejaká porucha alebo nesprávne fungovanie, prestaňte ho používať a vráťte sa do určeného servisného strediska. Zariadenie nie je vodotesné, neponárajte ho do vody ani nečistite korozívnymi látkami. Pred čistením vypnite napájanie a počkajte, kým zariadenie nevychladne. Vyčistite hlavu pomocou bavlnenej utierky alebo handričky. Zariadenie by malo byť skladované na suchom a vetranom mieste, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Zariadenie nie je hračka. Uchovávať mimo dosahu detí.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimenzije:	119 x 23 x 23 mm
Neto teža:	32g
Temperatura:	40°C±5°C
Material:	ABS+PC
moč:	≤1W
Frekvenca vibracij:	12000 vrt./min
Delovni tok:	20-500 mA
Delovna napetost:	3,7 V
Polnilna napetost:	5V
Čas polnjenja:	2 uri
Čas uporabe baterije:	2 uri

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [f1]:

1. Glava z rdeče-modro LED lučko (stopnja 1 je rdeča svetloba, stopnja 2 je modra svetloba)
2. Glavni del
3. Vrata USB za polnjenje
4. Masažna glava
5. Gumb za vklop/izklop za preklon načina
6. Senzorska plošča
7. Vtič

Opis akcije:

Držite gumb za vklop/izklop 2 sekundi, da vklopite ali izklopite napravo, s ponovnim kratkim pritiskom preklonite rdečo in modro fotonsko svetlobo. Rdeča LED lučka bo utripala, ko je naprava vklopljena, medtem ko se masažna glava segreva. Ko bo dosežena polna temperatura 40oC, bo dioda svetila enakomerno. Naprava Blink bo vibrirala, ko se masažna glava in senzorsko območje istočasno dotakneta človeškega telesa.

Področje uporabe:

1. Predel okoli oči: Združite s kremo/gelom za nego oči, enakomerno in nežno masirajte od ene strani do druge, da dvignete, zgladite in globoko nahranite predel okoli oči.
2. Čelo (levja guba): masaža navzgor od obrvi proti lasišču, visokofrekvenčna mikrovibracijska masaža, deluje na kožne celice, pospešuje prodiranje hranilnih ionov, blaži levje mrščenje in sprošča prijem.
3. Lica: masaža lic navzgor in navzven pospešuje prekrvavitev, stimulira kožne celice, razgrajuje odvečno maščobo na obrazu, odpravlja drobne gube, učvrsti in vitka obraz.
4. Ustni predel: za dvig vogalov ustnic, izboljšanje njihove prekrvavitve in gladkost, masirajte od spodaj navzgor.
5. Koža vratu: masirajte od spodaj navzgor. Koža bo popolnoma vpiła esenco in ostala globoko navlažena.

Opis funkcije:

- Funkcija **Intellisense**, tj. upravljanje na dotik. Če ga ne uporabljate 2 minuti, se lahko samodejno izklopi.
- funkcija ogrevanja, visokofrekvenčna mikrovibracija, fotopomlajevanje in ionizacija.
- visokofrekvenčna sonična masaža 12.000 krat/m, spodbuja cirkulacijo, pospešuje nastajanje kolagena, obnavlja elastična vlakna.
- udobna masažna glava za termično nego vzdržuje temperaturo $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, odpira pore in osveži kožo ter ohranja kožo čvrsto, sijočo in elastično.
- modra svetloba in rdeča fotonska svetloba povečata prepustnost kože. Aktivne sestavine prodrejo globlje v kožo, kar lahko učinkovito poveča njeno elastičnost in zmanjša melanin okoli oči.
- eliptični lok oblikovanja masažne glave, ki se tesno prilega koži, dvigne in masira kožo naokoli, vključno z nosnimi in ustnimi koti.

Navodila za uporabo:

1. Na obraz nanesite negovalno sredstvo, negovalno esenco.
2. Glede na vaše potrebe po negi kože na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop, da preklopite rdečo in modro luč (privzeto je rdeča luč, ko vklopite napravo).
3. Z eno roko primite senzorsko ploščo in se z masažno glavo dotaknite kože.
4. Po uporabi očistite masažno glavo in namestite pokrovček.

Previdnostni ukrepi:

Pred uporabo napravo preizkusite na zapestju. Nehajte uporabljati masažni aparat, če ne proizvaja toplote, da ne poškodujete kože. Če je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabljajte. Naprave ne smejo uporabljati osebe z: nalezljivimi boleznimi, boleznimi srca, visoko vročino, malignim tumorjem, akutnimi vnetji, boleznimi srca, kožnimi boleznimi, nosečnice/doječe osebe. Naprava uporablja USB polnjenje (5V), potrebuje 2 uri, da se popolnoma napolni. Pri uporabi naprave ne puščajte masažne glave predolgo na istem mestu. Naprave ne razstavljajte sami. Če pride do kakršne koli napake ali nepravilnega delovanja, prenehajte z uporabo in se vrnite v pooblaščen servisni center. Naprava ni vodotesna, zato je ne potaplajte v vodo in je ne čistite z jedkimi snovmi. Pred čiščenjem izklopite napajanje in počakajte, da se naprava ohladi. Očistite glavo z bombažno brisačo ali robčkom. Napravo hranite na suhem in prezračenem mestu, izogibajte se neposredni sončni svetlobi. Naprava ni igrača. Prosimo, hranite izven dosega otrok.

Več informacij o podjetju in izdelkih [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Mõõdud:	119x23x23 mm
Neto kaal:	32g
Temperatuur:	40OC±5OC
Materjal:	ABS+PC
Võimsus:	≤1W
Vibratsiooni sagedus:	12000 pööret minutis
Töövool:	20-500mA
Tööpinge:	3,7 V
Laadimispinge:	5V
Laadimisaeg:	2h
Aku kasutusaeg:	2h

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [f1]:

1. Punase-sinise LED-tulega pea (tase 1 on punane tuli, tase 2 on sinine tuli)
2. Põhikorpus
3. USB laadimispesa
4. Massaažipea
5. Sisse/välja nupp režiimi vahetamiseks
6. Anduriplaat
7. Pistik

Toimingu kirjeldus:

Seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke sisse-/väljalülitusnuppu 2 sekundit all, uuesti lühike vajutus lülitab punase ja sinise footoni valguse sisse. Punane LED-tuli vilgub, kui seade on sisse lülitatud ja massaažipea soojeneb. Pärast täistemperatuuri 40oC saavutamist hakkab diodid pidevalt helendama. Blink-seade hakkab vibreerima, kui massaažipea ja tundlikkuspiirkond puudutavad inimese keha üheaegselt.

Kasutusala:

1. Silmaümbrus: kombineerige silmaümbruse hoolduskreemi/geeliga, liikudes ühtlaselt ja masseerides õrnalt küljelt küljele, et silmaümbrust tõsta, siluda ja sügavuti toita.
2. Otsmik (lõvikorts): massaaž kulmudest ülespoole kuni juuksepiirini, kõrgsageduslik mikrovibratsioonimassaaž, mõjub naharakkudele, soodustab toitainete ionide läbitungimist, leevendab lõvi kulmukortsu ja lõdvestab haaret.
3. Põsed: põskede masseerimine üles- ja väljapoole, kiirendab vereringet, stimuleerib naharakke, lagundab liigset rasu näol, eemaldab peened kortsud, pinguldab ja saledab nägu.
4. Suu piirkond: huulte nurkade tõstmiseks, nende verevarustuse parandamiseks ja silumiseks, masseerida alt üles.
5. Kaela nahk: massaaži alt üles. Nahk imab essentsi täielikult endasse ja jääb sügavalt niisutatuks.

Funktsiooni kirjeldus:

- Intelligentsed funktsioonid, st puutetundlik juhtimine. Kui seda 2 minuti jooksul ei kasutata, saab selle automaatselt välja lülitada.
- soojustusfunktsioon, kõrgsageduslik mikrovibratsioon, fotonoorendus ja ionisatsioonifunktsioonid.
- kõrgsageduslik helimassaaž 12 000 korda/m, ergutab vereringet, kiirendab kollageeni tootmist, taastab elastsed kiud.
- mugav massaažipea termohoolduseks hoiab temperatuuri $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, avab poorid ja värskendab nahka, hoides naha pingul, säravana ja elastsena.
- sinine valgus ja punane footonvalgus suurendavad naha läbilaskvust. Aktiivsed koostisosad tungivad sügavamatesse nahaosadesse, mis võib tõhusalt suurendada selle elastsust ja vähendada melaniini silmaümbrust.
- massaažipea elliptilise kaarega disain, sobib tihedalt nahaga, tõstke ja masseerige nahka kõikjal, sealhulgas nina- ja suunurkades.

Kasutusjuhend:

1. Kanna näole hooldustoodet, nahahooldusessentsi.
2. Vastavalt oma nahahooldusvajadustele vajutage lühidalt sisse-/väljalülitusnuppu, et lülitada punane ja sinine valgus (vaikimisi punane tuli seadme sisselülitamisel).
3. Hoidke ühe käega anduriplaati ja puudutage nahka massaažipeaga.
4. Pärast kasutamist puhastage massaažipea ja asetage kork tagasi.

Ettevaatusabinõud:

Enne kasutamist testige seadet randmel. Lõpetage masseeri kasutamine, kui see ei tekita kuumust, et mitte nahka kahjustada. Kui toitejuhe on kahjustatud, ärge seda kasutage. Seadet ei tohi kasutada inimesed, kellel on: nakkushaigused, südamehaigused, kõrge palavik, pahaloomuline kasvaja, äge põletik, südamehaigused, nahahaigused, rase/imetavad. Seade kasutab USB laadimist (5V), täislaadimiseks kulub 2 tundi. Seadme kasutamisel ärge jätke massaažipead liiga kauaks samasse kohta. Ärge võtke seadet ise lahti. Kui ilmneb mõni rike või ebaõige töö, lõpetage kasutamine ja pöörduge tagasi määratud teeninduskeskusesse. Seade ei ole veekindel, ärge kastke seda vette ega puhastage söövitavate ainetege. Enne puhastamist lülitage toide välja ja oodake, kuni seade jahtub. Puhastage pea puuvillase rätiku või salvrätikuga. Seadet tuleb hoida kuivas ja ventileeritavas kohas, vältige otsest päikesevalgust. Seade ei ole mänguasi. Palun hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Matmenys:	119x23x23 mm
Grynas svoris:	32g
Temperatūra:	40OC±5OC
Medžiaga:	ABS+PC
Galia:	≤1W
Vibracijos dažnis:	12000 aps./min
Darbinė srovė:	20-500mA
Darbinė įtampa:	3,7 V
Įkrovimo įtampa:	5V
Įkrovimo laikas:	2h
Baterijos naudojimo laikas:	2h

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [f1]:

1. Galva su raudonai mėlyna LED lempute (1 lygis yra raudonas, 2 lygis yra mėlynas)
2. Pagrindinis korpusas
3. USB įkrovimo prievadas
4. Masažo galvutė
5. Įjungimo/išjungimo mygtukas režimui perjungti
6. Jutiklio plokštė
7. Kištukas

Veiksmo aprašymas:

Pa laikykite nuspaudę įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį, trumpai paspaudus dar kartą įsijungs raudona ir mėlyna fotonų lemputė. Įjungus prietaisą, kai masažo galvutė įkaista, mirksės raudonas šviesos diodas. Pasiekus visą 40oC temperatūrą, diodas švies nuolat. Blink prietaisas vibruos, kai masažo galvutė ir jutimo sritis liečia žmogaus kūną vienu metu.

Naudojimo sritis:

1. Akių sritis: derinkite su paakių priežiūros kremu/geliu, tolygiai judėdami ir švelniai masažuodami iš vienos pusės į kitą, kad pakeltumėte, išlygintumėte ir giliai pamaitintumėte akių sritį.
2. Kakta (liūto raukšlė): masažas aukšty n nuo antakio iki plaukų linijos, aukšto dažnio mikrovibracinis masažas, veikia odos ląstelės, skatina maistinių medžiagų jonų prasiskverbimą, atpalaiduoja liūto raukšles ir atpalaiduoja grie bimą.
3. Skruostai: masažuojant skruostus į viršų ir į išorę, pagreitėja kraujotaka, stimuliuojamos odos ląstelės, skaidomas veido riebalų perteklius, pašalinamos smulkios raukšlės, stangrina ir lieknina veidą.
4. Burnos sritis: pakelti lūpų kampučius, pagerinti jų aprūpinimą krauju ir išlyginti, masažuoti iš apačios į viršų.
5. Kaklo oda: masažuokite iš apačios į viršų. Oda visiškai sugers esenciją ir išliks giliai sudrėkinta.

Funkcijos aprašymas:

- **Intellisense funkcija**, t.y. jutiklinis valdymas. Jei jis nenaudojamas 2 minutes, jis gali būti automatiškai išjungtas.
- **šildymo funkcija**, aukšto dažnio mikrovibracijos, fotoatjauninimo ir jonizacijos funkcijos.
- aukšto dažnio garsinis masažas 12 000 kartų/m, skatina kraujotaką, greitina kolageno gamybą, atkuria elastinges skaidulas.
- patogi masažo galvutė termo priežiūrai palaiko $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ temperatūrą, atveria poras ir gaivina odą, išlaiko odą stangrią, spindinčią ir elastingą.
- mėlyna šviesa ir raudona fotonų šviesa padidina odos pralaidumą. Veikliosios medžiagos prasiskverbia į gilesnes odos dalis, todėl gali efektyviai padidinti jos elastingumą ir sumažinti melanino kiekį aplink akis.
- Elipsinio lanko masažo galvutės dizainas, glaudžiai priglunda prie odos, pakelkite ir masažuokite odą aplink, įskaitant nosies ir burnos kampučius.

Naudojimo instrukcijos:

1. Tepkite veidą priežiūros priemone, odos priežiūros esencija.
2. Atsižvelgdami į jūsų odos priežiūros poreikius, trumpai paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte raudoną ir mėlyną šviesą (numatytasis nustatymas yra raudona lemputė, kai įjungiate įrenginį).
3. Viena ranka laikykite jutiklio plokštelę ir masažo galvutę palieskite odą.
4. Po naudojimo nuvalykite masažo galvutę ir uždėkite dangtelį.

Atsargumo priemonės:

Prieš naudodami patikrinkite prietaisą ant riešo. Nustokite naudoti masažuoklį, jei jis nešildo, kad nepažeistumėte odos. Jei maitinimo laidas pažeistas, jo nenaudokite. Prietaisas neturėtų būti naudojamas žmonėms, sergantiems: infekcinėmis ligomis, širdies ligomis, aukšta temperatūra, piktybiniais navikais, ūminiu uždegimu, širdies ligomis, odos ligomis, nėščiosioms/maitinančioms krūtimi. Įrenginys naudoja USB įkrovimą (5V), pilnai įkrauti reikia 2 valandų. Naudodami prietaisą nepalikite masažo galvutės toje pačioje vietoje per ilgai. Neardykite prietaiso patys. Jei atsiranda kokių nors gedimų arba netinkamai veikia, nustokite naudoti ir grįžkite į nurodytą techninės priežiūros centrą. Prietaisas nėra atsparus vandeniui, nemerkite jo į vandenį ir nevalykite korozinėmis medžiagomis. Prieš valydami išjunkite maitinimą ir palaukite, kol prietaisas atvės. Nuvalykite galvą medvilniniu rankšluosčiu arba servetėle. Prietaisą reikia laikyti sausoje ir vėdinamoje vietoje, vengti tiesioginių saulės spindulių. Prietaisas nėra žaizdas. Prašome laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Izmēri:	119x23x23mm
Neto svars:	32g
Temperatūra:	40°C±5°C
Materiāls:	ABS+PC
Jauda:	≤1 W
Vibrācijas frekvence:	12000 apgr./min
Darba strāva:	20-500mA
Darba spriegums:	3,7 V
Uzlādes spriegums:	5V
Uzlādes laiks:	2h
Akumulatora lietošanas laiks:	2h

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [f1]:

1. Galva ar sarkanu LED gaismu (1. līmenis ir sarkana gaisma, 2. līmenis ir zila gaisma)
2. Galvenais korpuss
3. USB uzlādes ports
4. Masāžas galva
5. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga, lai pārslēgtu režīmu
6. Sensoru panelis
7. Spraudnis

Darbības apraksts:

Turiet nospieztu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. Īsi nospiežot vēlreiz, tiek ieslēgta sarkanā un zilā fotonu gaisma. Sarkanā gaismas diode mirgos, kad ierīce tiks ieslēgta, kamēr masāžas galviņa uzsilst. Sasniedzot pilnu temperatūru 40°C, diode vienmērīgi spīdēs. Mirkšķināšanas ierīce vibrēs, kad masāžas galva un sensora zona vienlaicīgi pieskaras cilvēka ķermenim.

Lietošanas joma:

1. Acu zona: apvienojiet ar acu kopšanas krēmu/želeju, vienmērīgi kustoties un maigi masējot no vienas puses uz otru, lai paceltu, izlīdzinātu un dziļi pabarotu acu zonu.
2. Piere (lauvas grumba): masāža uz augšu no uzacu līdz matu līnijai, augstfrekvences mikrovibrācijas masāža, iedarbojas uz ādas šūnām, veicina uzturvielu jonu iekļūšanu, mazina lauvas rauku un atslābina satvērienu.
3. Vaigi: masējot vaigus uz augšu un uz āru, paātrina asinsriti, stimulē ādas šūnas, noārda liekos taukus uz sejas, noņem smalkās krunciņas, nostiprina un slaidina seju.
4. Mutes zona: lai paceltu lūpu kaktiņus, uzlabotu to asins piegādi un nogludinātu, masāža no apakšas uz augšu.
5. Kakla āda: masāža no apakšas uz augšu. Āda pilnībā uzsūks esenci un paliks dziļi mitrināta.

Funkcijas apraksts:

- **Intellisense funkcija**, t.i., skārienvadība. Ja tas netiek lietots 2 minūtes, to var automātiski izslēgt.
- **sildīšanas funkcija**, augstfrekvences mikrovibrācijas, fotoatjaunošanas un jonizācijas funkcijas.
- augstfrekvences skaņas masāža 12 000 reizes/m, stimulē cirkulāciju, paātrina kolagēna ražošanu, atjauno elastīgās šķiedras.
- ērta masāžas galviņa termiskai kopšanai uztur $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ temperatūru, atver poras un atsvaidzina ādu, saglabājot ādu tvirtu, mirdzošu un elastīgu.
- **zila** gaisma un **sarkanā** fotonu gaisma **palielina** ādas caurlaidību. Aktīvās sastāvdaļas iekļūst dziļākās ādas daļās, kas var efektīvi **palielināt** tās elastību un samazināt melanīna līmeni ap acīm.
- masāžas galviņas elipsveida loka dizains, cieši pieguļ ādai, paceļ un masē ādu visapkārt, ieskaitot deguna un mutes kaktiņus.

Lietošanas instrukcija:

1. Uzklājiet kopšanas līdzekli, ādas kopšanas esenci uz sejas.
2. Atbilstoši jūsu ādas kopšanas vajadzībām īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai pārslēgtu sarkano un zilo gaismu (ieslēdzot ierīci pēc noklusējuma kā sarkanā gaisma).
3. Turiet sensora plāksni ar vienu roku un pieskarieties ādai ar masāžas galviņu.
4. Pēc lietošanas notīriet masāžas galviņu un uzlieciet atpakaļ vāciņu.

Piesardzības pasākumi:

Pirms lietošanas pārbaudiet ierīci uz plaukstu locītavas. Pārtrauciet izmantot masieri, ja tas nerada siltumu, lai nesabojātu ādu. Ja strāvas vads ir bojāts, nelietojiet to. Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar: infekcijas slimībām, sirds slimībām, augstu drudzi, ļaundabīgu audzēju, akūtu iekaisumu, sirds slimībām, ādas slimībām, grūtniecēm/barojot bērnu ar krūti. Ierīce izmanto USB uzlādi (5V), tai nepieciešamas 2 stundas, lai pilnībā uzlādētu. Lietojot ierīci, neatstājiet masāžas galviņu tajā pašā vietā pārāk ilgi. Neizjauciet ierīci paši. Ja rodas kāda kļūme vai nepareiza darbība, pārtrauciet lietošanu un atgriezieties norādītajā servisa centrā. Ierīce nav ūdensizturīga, neiegremdējiet to ūdenī un netīriet ar kodīgām vielām. Pirms tīrīšanas izslēdziet strāvu un pagaidiet, līdz ierīce atdziest. Notīriet galvu, izmantojot kokvilnas dvieli vai salveti. Ierīce jāuzglabā sausā un vēdināmā vietā, jāizvairās no tiešiem saules stariem. Ierīce nav rotājlieta. Lūdzu, glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Méretek:	119x23x23 mm
Nettó tömeg:	32g
Hőfok:	40°C±5°C
Anyag:	ABS+PC
Erő:	≤1W
Rezgés frekvencia:	12000 ford./perc
Működési áram:	20-500mA
Üzemi feszültség:	3,7V
Töltési feszültség:	5V
Töltési idő:	2 óra
Akkumulátor használati idő:	2 óra

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [f1]:

1. Fej piros-kék LED lámpával (1. szint piros fény, 2. szint kék fény)
2. Főtest
3. USB töltőport
4. Masszázsfej
5. Be/Ki gomb az üzemmódváltáshoz
6. Érzékelő tábla
7. Dugó

Az akció leírása:

Tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 2 másodpercig a készülék be- és kikapcsolásához, rövid megnyomásával pedig a piros és a kék fotonfény bekapcsol. A piros LED villogni kezd, amikor a készüléket bekapcsolják, miközben a masszázsfaj felmelegszik. A 40 °C-os teljes hőmérséklet elérése után a dióda folyamatosan világít. A Blink készülék rezegni fog, ha a masszázsfaj és az érzékelő terület egyszerre érinti az emberi testet.

A felhasználási területen:

1. Szemkörnyék: Kombinálja szemkörnyékápoló krémmel/géllel, egyenletesen mozgassa és gyengéden masszírozza egyik oldalról a másikra, hogy megemelje, simítsa és mélyen táplálja a szemkörnyéket.
2. Homlok (oroszlánrác): felfelé masszíroz a szemöldöktől a hajvonálig, nagyfrekvenciás mikrovibrációs masszázs, hat a bőrsejtekre, elősegíti a tápionok bejutását, enyhíti az oroszlán homlokráncolását és ellazítja a fogást.
3. Arc: az arc felfelé és kifelé történő masszírozása, felgyorsítja a vérkeringést, serkenti a bőrsejteket, lebontja a felesleges zsírt az arcon, eltávolítja a finom ráncokat, feszesíti és karcsúsítja az arcot.
4. Száj területe: az ajkak sarkainak felemelése, vérellátásának javítása, simítása, masszírozás alulról felfelé.
5. Nyak bőre: masszírozza alulról felfelé. A bőr teljesen felszívja az esszenciát, és mélyen hidratált marad.

Funkció leírás:

- **Intellisense funkció**, azaz érintésvezérlés. Ha 2 percig nem használja, automatikusan kikapcsolható.
- **fűtési funkció**, nagyfrekvenciás mikrovibráció, fotorejuvenációs és ionizációs funkciók.
- 12 000-szer/m magas frekvenciájú hangmasszázs, serkenti a keringést, gyorsítja a kollagéntermelést, **helyreállítja** a rugalmas rostokat.
- a **kényelmes masszázsfaj** a hőkezeléshez $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletet tart fenn, megnyitja a pórusokat és **felfrissíti** a bőrt, így a bőr feszes, ragyogó és rugalmas marad.
- a **kék fény és a vörös fotonfény** növeli a bőr áteresztőképességét. Az aktív összetevők behatolnak a bőr **mélyebb részeibe**, ami hatékonyan növeli annak rugalmasságát és csökkenti a szem körüli melanint.
- A masszázsfaj **elliptikus ívű kialakítása**, szorosan **illeszkedik** a bőrhöz, emelje fel és masszírozza a bőrt **körös-körül**, beleértve az orr és a száj sarkait is.

Használati útmutató:

1. Vigye **fel** az **ápolószert**, **bőrápoló esszenciát** az arcára.
2. Bőrápolási igényeinek megfelelően nyomja meg röviden a **Be/Ki** gombot a piros és a kék fény **váltásához** (a készülék bekapcsolásakor az **alapértelmezett piros fény**).
3. Egyik kezével fogja meg az **érzékelő lemezt**, és érintse meg a bőrt a masszázsfajjal.
4. Használat után **tisztítsa meg** a masszázsfajjal és **helyezze vissza** a kupakot.

Övintézkedések:

Használat **előtt** **tesztelje** a készüléket a csuklóján. Hagyja abba a masszírozó használatát, ha nem termel hőt, hogy ne sértse meg a bőrt. Ha a tápkábel sérült, ne használja. A készüléket nem szabad használni az alábbi esetekben: fertőző betegségek, szívbetegségek, magas láz, rosszindulatú daganat, akut gyulladás, szívbetegség, bőrbetegségek, terhes/szoptató. A készülék USB töltést használ (5V), teljes feltöltéséhez 2 óra szükséges. A készülék használatakor ne hagyja a masszázsfajjal túl sokáig ugyanazon a helyen. Ne **szerelje szét** a készüléket saját maga. Ha bármilyen hiba vagy nem megfelelő működés lép fel, hagyja abba a használatát, és térjen vissza a kijelölt szervizközpontba. A készülék nem vízálló, ne merítse vízbe és ne tisztítsa **maró hatású anyagokkal**. Tisztítás **előtt** kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg **lehűl**. Tisztítsa meg a fejet pamut törülközővel vagy kendővel. A készüléket **száraz és szellőző helyen kell tárolni**, kerülni **kell** a közvetlen napfényt. A készülék nem játék. Kérjük, tartsa távol a gyermekektől.

További információ a cégről és a termékekről [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensiuni:	119x23x23mm
Greutate netă:	32 g
Temperatura:	40OC±5OC
Material:	ABS+PC
Putere:	≤1W
Frecvența vibrațiilor:	12000 rpm
Curent de lucru:	20-500mA
Tensiune de lucru:	3,7 V
Tensiune de încărcare:	5V
TimP de incarcare:	2h
TimP de utilizare a bateriei:	2h

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [f1]:

1. Cap cu lumină LED roșu-albastru (nivelul 1 este lumină roșie, nivelul 2 este lumină albastră)
2. Corpul principal
3. Port de încărcare USB
4. Cap de masaj
5. Buton Pornit/Oprit pentru a comuta modul
6. Placă cu senzori
7. Priză

O descriere a acțiunii:

Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit timp de 2 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul, apăsarea scurtă din nou comută lumina fotonului roșu și albastru. LED-ul roșu va clipi când dispozitivul este pornit în timp ce capul de masaj se încălzește. După atingerea temperaturii maxime de 40oC, dioda va străluci constant. Dispozitivul Blink va vibra atunci când capul de masaj și zona de detectare ating corpul uman simultan.

Domeniu de utilizare:

1. Zona ochilor: Combinați cu crema/gelul de îngrijire a ochilor, mișcându-vă uniform și masând ușor dintr-o parte în alta pentru a ridica, netezi și hrăniți în profunzime zona ochilor.
2. Frunte (ridul leului): masaj în sus de la spranceana până la linia parului, masaj cu micro-vibrații de înaltă frecvență, acționează asupra celulelor pielii, favorizează patrunderea ionilor de nutrienți, ameliorează încruntarea leului și relaxează priza.
3. Obraji: masajul obrajilor în sus și în exterior, accelerează circulația sângelui, stimulează celulele pielii, descompune excesul de grăsime de pe față, îndepărtează ridurile fine, întărește și subțiază fața.
4. Zona gurii: pentru a ridica colțurile buzelor, a le îmbunătăți alimentarea cu sânge și a le netezi, se masează de jos în sus.
5. Pielea gâtului: se masează de jos în sus. Pielea va absorbi complet esența și va rămâne profund hidratată.

Descrierea funcției:

- Funcția **Intellisense**, adică control tactil. Dacă nu este folosit timp de 2 minute, poate fi oprit automat.
- funcție de încălzire, micro-vibrație de înaltă frecvență, funcții de fotointinerire și ionizare.
- masaj sonic de înaltă frecvență de 12.000 de ori/m, stimulează circulația, accelerează producția de colagen, reface fibrele elastice.
- un cap de masaj confortabil pentru îngrijire termică menține temperatura de $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, deschide porii și îmbogățește pielea, păstrând pielea fermă, radiantă și elastică.
- lumina albastră și lumina fonică roșie crește permeabilitatea pielii. Ingredientele active pătrund în părțile mai adânci ale pielii, ceea ce poate crește eficient elasticitatea acestora și poate reduce melanina din jurul ochilor.
- designul arcului eliptic al capului de masaj, se potrivește strâns cu pielea, ridică și masează pielea de jur împrejur, inclusiv colțurile nasului și gurii.

Instrucțiuni de folosire:

1. Aplicați produsul de îngrijire, esența de îngrijire a pielii pe față.
2. În funcție de nevoile dvs. de îngrijire a pielii, apăsați scurt butonul Pornit/Oprit pentru a comuta lumina roșie și albastră (implicit ca lumină roșie când porniți dispozitivul).
3. Țineți placa senzorului cu o mână și atingeți pielea cu capul de masaj.
4. După utilizare, curățați capul de masaj și puneți capacul.

Precauții:

Testați dispozitivul la încheietura mâinii înainte de utilizare. Nu mai folosiți aparatul de masaj dacă nu produce căldură, pentru a nu deteriora pielea. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu îl utilizați. Aparatul nu trebuie utilizat la persoanele cu: boli infecțioase, boli de inimă, febră mare, tumoră malignă, inflamație acută, boli de inimă, boli de piele, gravidă/alăptează. Dispozitivul folosește încărcare USB (5V), are nevoie de 2 ore pentru a se încărca complet. Când utilizați dispozitivul, nu lăsați capul de masaj în același loc prea mult timp. Nu dezamblați singur dispozitivul. Dacă apare vreo defecțiune sau o funcționare necorespunzătoare, întrerupeți utilizarea și reveniți la centrul de service desemnat. Aparatul nu este impermeabil, nu-l scufundați în apă și nu îl curățați cu substanțe corozive. Înainte de curățare, opriți alimentarea și așteptați până când dispozitivul se răcește. Curățați capul folosind un prosop sau un șervețel de bumbac. Aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat și ventilat, evitați lumina directă a soarelui. Aparatul nu este o jucărie. Vă rugăm să nu lăsați la îndemâna copiilor.

Mai multe informații despre companie și produse [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Размеры:	119x23x23мм
Вес нетто:	32 г
Температура:	40°C±5°C
Материал:	АБС+ПК
Власть:	≤1 Вт
Частота вибрации:	12000 об/мин
Рабочий ток:	20-500 мА
Рабочее напряжение:	3,7 В
Зарядное напряжение:	5В
Время зарядки:	2 часа
Время использования батареи:	2 часа

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [f1]:

1. Головка с красно-синим светодиодом (уровень 1 — красный свет, уровень 2 — синий свет)
2. Основная часть
3. USB-порт для зарядки.
4. Массаж головы
5. Кнопка включения/выключения для переключения режима.
6. Плата датчиков
7. Вилка

Описание действия:

Удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство, повторное короткое нажатие переключает красный и синий фотонный свет. Красный светодиод будет мигать при включении устройства во время нагрева массажной головки. После достижения полной температуры 40°C диод будет гореть постоянно. Устройство Blink будет вибрировать, когда массажная головка и чувствительная область одновременно коснутся человеческого тела.

Область использования:

1. Область вокруг глаз: смешайте с кремом/гелем для ухода за глазами, равномерно и нежно массируя из стороны в сторону, чтобы поднять, разгладить и глубоко питать область вокруг глаз.
2. Лоб (львиная морщина): массаж вверх от брови к линии роста волос, высокочастотный микровибрационный массаж, воздействует на клетки кожи, способствует проникновению ионов питательных веществ, снимает львиную хмурость и расслабляет хватку.
3. Щеки: массаж щек вверх и наружу ускоряет кровообращение, стимулирует клетки кожи, расщепляет лишний жир на лице, удаляет мелкие морщины, укрепляет и стройнит лицо.
4. Область рта: чтобы приподнять уголки губ, улучшить их кровоснабжение и разгладить, массируйте снизу вверх.
5. Кожа шеи: массируйте снизу вверх. Кожа полностью впитает эссенцию и останется глубоко увлажненной.

Описание функции:

- Функция **Intellisense**, т. е. сенсорное управление. Если он не используется в течение 2 минут, его можно отключить автоматически.
- функция нагрева, высокочастотная микровибрация, функции фотоомоложения и ионизации.
- высокочастотный звуковой массаж 12 000 раз/м, стимулирует кровообращение, ускоряет выработку коллагена, восстанавливает эластичные волокна.
- удобная массажная головка для термического ухода поддерживает температуру $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, открывает поры и освежает кожу, сохраняя ее упругой, сияющей и эластичной.
- синий свет и красный фотонный свет повышают проницаемость кожи. Активные ингредиенты проникают в более глубокие участки кожи, что позволяет эффективно повысить ее эластичность и уменьшить количество меланина вокруг глаз.
- Эллиптическая дугообразная конструкция массажной головки плотно прилегает к коже, поднимает и массирует кожу вокруг, включая углы носа и рта.

Инструкции по использованию:

1. Нанесите на лицо средство по уходу, эссенцию для ухода за кожей.
2. В соответствии с вашими потребностями в уходе за кожей кратковременно нажмите кнопку включения/выключения, чтобы переключить красный и синий свет (по умолчанию красный свет при включении устройства).
3. Удерживая сенсорную пластину одной рукой, коснитесь кожи массажной головкой.
4. После использования очистите массажную головку и замените колпачок.

Меры предосторожности:

Перед использованием протестируйте устройство на запястье. Прекратите использование массажера, если он не выделяет тепла, чтобы не повредить кожу. Если шнур питания поврежден, не используйте его. Прибор нельзя использовать людям с: инфекционными заболеваниями, заболеваниями сердца, высокой температурой, злокачественными опухолями, острыми воспалениями, заболеваниями сердца, кожными заболеваниями, беременным/кормящим грудью. Устройство использует зарядку через USB (5 В), для полной зарядки ему требуется 2 часа. При использовании устройства не оставляйте массажную головку на одном месте слишком надолго. Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае возникновения какой-либо неисправности или неправильного функционирования прекратите использование и верните в назначенный сервисный центр. Устройство не является водонепроницаемым, не погружайте его в воду и не очищайте его коррозионными веществами. Перед чисткой отключите питание и подождите, пока устройство остынет. Очистите голову хлопчатобумажным полотенцем или салфеткой. Устройство следует хранить в сухом и проветриваемом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей. Устройство не является игрушкой. Пожалуйста, храните в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Dimensjoner:	119x23x23mm
Netto vekt:	32g
Temperatur:	40°C±5°C
Materiale:	ABS+PC
Makt:	≤1W
Vibrasjonsfrekvens:	12000rpm
Arbeidsstrøm:	20-500mA
Arbeidsspenning:	3,7V
Ladespenning:	5V
Ladetid:	2t
Batteribrukstid:	2h

Sikkerhet:

Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [f1]:

1. Hode med rød-blått LED-lys (nivå 1 er rødt lys, nivå 2 er blått lys)
2. Hoveddel
3. USB-ladeport
4. Massasjehode
5. På/Av-knapp for å bytte modus
6. Sensorkort
7. Plugg

En beskrivelse av handlingen:

Hold inne på/av-knappen i 2 sekunder for å slå enheten på eller av, kort trykk igjen bytter det røde og blå fotonlyset. Den røde LED-en vil blinke når enheten slås på mens massasjehodet varmes opp. Etter å ha nådd full temperatur på 40°C vil dioden lyse jevnt. Blink-enheten vil vibrere når massasjehodet og føleområdet berører menneskekroppen samtidig.

Bruksområde:

1. Øyeområdet: Kombiner med øyepleiekrem/gelé, beveg jevnt og masser forsiktig fra side til side for å løfte, jevne ut og nære øyeområdet.
2. Pannen (løverynke): masser oppover fra øyenbrynet til hårfestet, høyfrekvent mikrovibrasjonsmassasje, virker på hudceller, fremmer penetrasjon av næringsioner, lindrer løvens rynke og slapper av i grepet.
3. Kinn: masserer kinnene oppover og utover, akselererer blodsirkulasjonen, stimulerer hudceller, bryter ned overflødig fett i ansiktet, fjerner fine rynker, strammer opp og slanker ansiktet.
4. Munnområde: for å løfte hjørnene på leppene, forbedre blodtilførselen og jevne dem ut, massere fra bunnen og opp.
5. Nakkehud: masser nedenfra og opp. Huden vil absorbere essensen fullstendig og forbli dypt fuktet.

Funksjonsbeskrivelse:

- **Intellisense-funksjon**, dvs. berøringskontroll. Hvis den ikke brukes på 2 minutter, kan den slås av automatisk.
- varmfunksjon, høyfrekvent mikrovibrasjon, fotoforyngelse og ioniseringsfunksjoner.
- høyfrekvent sonisk massasje 12 000 ganger/m, stimulerer sirkulasjonen, akselererer kollagenproduksjonen, gjenoppretter elastiske fibre.
- et behagelig massasjehode for termisk pleie holder en temperatur på $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, åpner porene og frisker opp huden, holder huden fast, strålende og elastisk.
- blått lys og rødt fotonlys øker hudens permeabilitet. Aktive ingredienser trenger inn i dypere deler av huden, noe som effektivt kan øke elastisiteten og redusere melanin rundt øynene.
- Elliptisk buedesign av massasjehodet, passer godt til huden, løft og masser huden rundt, inkludert nese- og munnvikene.

Instruksjoner for bruk:

1. Påfør pleieproduktet, hudpleieessens på ansiktet ditt.
2. I henhold til dine hudpleiebehov, trykk kort på av/på-knappen for å bytte rødt og blått lys (standard som rødt lys når du slår på enheten).
3. Hold sensorplaten med én hånd og berør huden med massasjehodet.
4. Etter bruk, rengjør massasjehodet og sett på lokket.

Forholdsregler:

Test enheten på håndleddet før bruk. Slutt å bruke massasjeapparatet hvis det ikke produserer varme, for ikke å skade huden. Hvis strømledningen er skadet, ikke bruk den. Enheten skal ikke brukes til personer med: infeksjonssykdommer, hjertesykdommer, høy feber, ondartet svulst, akutt betennelse, hjertesykdom, hudsykdommer, gravide/ammende. Enheten bruker USB-lading (5V), den trenger 2 timer på å lades helt opp. Når du bruker enheten, ikke la massasjehodet stå på samme sted for lenge. Ikke demonter enheten selv. Hvis det oppstår feil eller feil funksjon, må du slutte å bruke og returnere til det angitte servicesenteret. Enheten er ikke vanntett, ikke senk den i vann eller rengjør den med etsende stoffer. Før rengjøring, slå av strømmen og vent til enheten er avkjølt. Rengjør hodet med et bomullshåndkle eller vev. Enheten bør oppbevares på et tørt og ventilert sted, unngå direkte sollys. Enheten er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Mer informasjon om selskapet og produktene [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Mitat:	119x23x23mm
Nettopaino:	32 g
Lämpötila:	40OC±5OC
Materiaali:	ABS+PC
Teho:	≤1W
Tärinätaajuus:	12000 rpm
Käyttövirta:	20-500mA
Käyttöjännite:	3,7V
Latausjännite:	5V
Latausaika:	2h
Akun käyttöaika:	2h

Turvallisuus:

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessä.

Laitteen kuvaus [f1]:

1. Pää puna-sinisellä LED-valolla (taso 1 on punainen valo, taso 2 on sininen valo)
2. Päärunko
3. USB-latausportti
4. Hierontapää
5. On/Off-painike tilan vaihtamiseksi
6. Anturikortti
7. Pistoke

Toiminnan kuvaus:

Pidä On/Off-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä, lyhyt painallus uudelleen kytkee punaisen ja sinisen fotonivalon. Punainen LED vilkkuu, kun laite käynnistetään hierontapään lämpenemisen aikana. Kun täysi lämpötila 40 oC on saavutettu, diodi palaa tasaisesti. Blink-laite värisee, kun hierontapää ja tunnistusalue koskettavat ihmiskehoa samanaikaisesti.

Käyttöalue:

1. Silmänympärys: Yhdistä silmänympärysvoiteeseen/geeliin, liikuta tasaisesti ja hiero hellästi puolelta toiselle kohottaaksesi, tasoittaaksesi ja ravitakseen silmänympärysaluetta syvästi.
2. Otsa (leijonan ryppy): hieronta ylöspäin kulmakarvoista hiusrajaan asti, korkeataajuinen mikrovärähieronta, vaikuttaa ihosoluihin, edistää ravinto-ionien tunkeutumista, lievittää leijonan ryppejä ja rentouttaa otetta.
3. Posket: poskien hierominen ylöspäin ja ulospäin, nopeuttaa verenkiertoa, stimuloi ihosoluja, hajottaa kasvojen ylimääräistä rasvaa, poistaa hienoja ryppejä, kiinteyttää ja hoikentaa kasvoja.
4. Suun alue: nostaa huulten kulmia, parantaa niiden verenkiertoa ja tasoittaa niitä, hiero alhaalta ylöspäin.
5. Kaulan iho: hiero alhaalta ylöspäin. Iho imee olemuksen täydellisesti ja pysyy syvästi kosteutettuna.

Toiminnon kuvaus:

- **Intellisense-toiminto eli** kosketusohjaus. Jos sitä ei käytetä 2 minuuttiin, se voidaan sammuttaa automaattisesti.
- **Lämmitystoiminto**, korkeataajuinen mikrovärähtely, fotorejuvenaatio- ja ionisaatiotoiminnot.
- Korkeataajuinen äänihieronta 12 000 kertaa/m, stimuloi verenkiertoa, nopeuttaa kollageenin tuotantoa, palauttaa elastisia kuituja.
- **Miellyttävä hierontapää** lämpöhoitoon pitää lämpötilan $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, avaa huokokset ja virkistää ihoa pitäen ihon kiinteänä, säteilevänä ja elastisena.
- **Sininen valo** ja punainen fotonivalo lisäävät ihon läpäisevyyttä. Aktiiviset ainesosat tunkeutuvat ihon syvemmälle, mikä voi tehokkaasti lisätä sen kimmoisuutta ja vähentää melaniinia silmien ympärillä.
- Hierontapään elliptinen kaari, istuu tiiviisti ihoon, nosta ja hiero ihoa ympäri, myös nenän ja suun kulmat.

Käyttöohjeet:

1. Levitä hoitotuote, ihonhoitoesanssi kasvoillesi.
2. Ihonhoitotarpeiden mukaan paina lyhyesti On/Off-painiketta vaihtaaksesi punaisen ja sinisen valon (oletuksena punainen valo, kun käynnistät laitteen).
3. Pidä anturilevystä kiinni yhdellä kädellä ja kosketa ihoa hierontapäällä.
4. Puhdista hierontapää käytön jälkeen ja aseta korkki takaisin paikoilleen.

Varotoimenpiteet:

Testaa laitetta ranteessa ennen käyttöä. Lopeta hierontalaitteen käyttö, jos se ei tuota lämpöä, jotta iho ei vahingoitu. Jos virtajohto on vaurioitunut, älä käytä sitä. Laitetta ei saa käyttää henkilöillä, joilla on: tartuntataudit, sydänsairaudet, korkea kuume, pahanlaatuinen kasvain, akuutti tulehdus, sydänsairaus, ihosairaudet, raskaana/imettävät. Laite käyttää USB-latausta (5V), täyteen latautuminen vaatii 2 tuntia. Kun käytät laitetta, älä jätä hierontapäätä samaan paikkaan liian pitkäksi aikaa. Älä pura laitetta itse. Jos ilmenee vika tai toimintahäiriö, lopeta käyttö ja palaa nimettyyn huoltokeskukseen. Laite ei ole vesitiivis, älä upota sitä veteen tai puhdista sitä syövyttävillä aineilla. Katkaise virta ennen puhdistamista ja odota, kunnes laite jäähtyy. Puhdista pää puuvillapyyhkeellä tai liinalla. Laitetta tulee säilyttää kuivassa ja tuuletetussa paikassa, vältä suoraa auringonvaloa. Laite ei ole lelu. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Διαστάσεις:	119x23x23mm
Καθαρό βάρος:	32 gr
Θερμοκρασία:	40OC±5OC
Υλικό:	ABS+PC
Εξουσία:	≤1W
Συχνότητα κραδασμών:	12000 σ.α.λ
Ρεύμα λειτουργίας:	20-500mA
Τάση λειτουργίας:	3,7V
Τάση φόρτισης:	5V
Χρόνος φόρτισης:	2h
Χρόνος χρήσης μπαταρίας:	2h

Ασφάλεια:

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή συσκευής [f1]:

1. Κεφαλή με κόκκινο-μπλε φως LED (το επίπεδο 1 είναι κόκκινο φως, το επίπεδο 2 είναι μπλε φως)
2. Κύριο σώμα
3. Θύρα φόρτισης USB
4. Κεφαλή μασάζ
5. Κουμπί On/Off για εναλλαγή λειτουργίας
6. Πλακέτα αισθητήρα
7. Βύσμα

Περιγραφή της δράσης:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί On/Off για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, με σύντομο πάτημα ξανά αλλάζει το κόκκινο και το μπλε φως φωτονίου. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήνει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ενώ η κεφαλή μασάζ θερμαίνεται. Αφού φτάσει στην πλήρη θερμοκρασία των 40oC, η δίοδος θα λάμψει σταθερά. Η συσκευή Blink θα δονείται όταν η κεφαλή μασάζ και η περιοχή αίσθησης αγγίζουν το ανθρώπινο σώμα ταυτόχρονα.

Περιοχή χρήσης:

1. Περιοχή ματιών: Συνδυάστε με κρέμα/τζελ περιποίησης ματιών, μετακινώντας ομοίωμα και κάνοντας απαλό μασάζ από πλευρά σε πλευρά για να ανασηκώσετε, να λειάνετε και να θρέψετε βαθιά την περιοχή των ματιών.
2. Μέτωπο (ρυτίδα λιονταριού): μασάζ προς τα πάνω από το φρύδι μέχρι τη γραμμή των μαλλιών, μασάζ με μικροδόνηση υψηλής συχνότητας, δρα στα κύτταρα του δέρματος, προάγει τη διείσδυση των θρεπτικών ιόντων, ανακουφίζει από το συνοφρυωμένο λιοντάρι και χαλαρώνει το κράτημα.
3. Μάγουλα: κάνοντας μασάζ στα μάγουλα προς τα πάνω και προς τα έξω, επιταχύνει την κυκλοφορία του αίματος, τονώνει τα κύτταρα του δέρματος, διασπά το περιττό λίπος στο πρόσωπο, αφαιρεί τις λεπτές ρυτίδες, συσφίγγει και αδυνατίζει το πρόσωπο.
4. Περιοχή του στόματος: για να ανασηκώσετε τις γωνίες των χειλιών, να βελτιώσετε την παροχή αίματος και να τις εξομαλύνετε, κάντε μασάζ από κάτω προς τα πάνω.
5. Δέρμα λαιμού: μασάζ από κάτω προς τα πάνω. Το δέρμα θα απορροφήσει πλήρως την ουσία και θα παραμείνει βαθιά ενυδατωμένο.

Περιγραφή λειτουργίας:

- Λειτουργία **Intellisense**, δηλαδή έλεγχος αφής. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί για 2 λεπτά, μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Λειτουργία θέρμανσης, μικροδόνηση υψηλής συχνότητας, φωτοαναζωογόνηση και λειτουργίες ιονισμού.
- Ηχητικό μασάζ υψηλής συχνότητας 12.000 φορές/m, διεγείρει την κυκλοφορία, επιταχύνει την παραγωγή κολλαγόνου, αποκαθιστά τις ελαστικές ίνες.
- Μια άνετη κεφαλή μασάζ για θερμική φροντίδα διατηρεί θερμοκρασία $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, ανοίγει τους πόρους και αναζωογονεί το δέρμα, διατηρώντας το δέρμα σφριγηλό, λαμπερό και ελαστικό.
- το μπλε φως και το κόκκινο φως φωτονίων αυξάνουν τη διαπερατότητα του δέρματος. Τα ενεργά συστατικά διεισδύουν σε βαθύτερα μέρη του δέρματος, γεγονός που μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά την ελαστικότητά του και να μειώσει τη μελανίνη γύρω από τα μάτια.
- Σχέδιο ελλειπτικού τόξου της κεφαλής μασάζ, που ταιριάζει πολύ στο δέρμα, ανασηκώστε και κάντε μασάζ στο δέρμα γύρω-γύρω, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών της μύτης και του στόματος.

Οδηγίες χρήσης:

1. Εφαρμόστε στο πρόσωπό σας το προϊόν περιποίησης, το essence περιποίησης της επιδερμίδας.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες φροντίδας του δέρματός σας, πατήστε σύντομα το κουμπί On/Off για να αλλάξετε το κόκκινο και το μπλε φως (προεπιλογή ως κόκκινο φως όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή).
3. Κρατήστε την πλάκα του αισθητήρα με το ένα χέρι και αγγίξτε το δέρμα με την κεφαλή μασάζ.
4. Μετά τη χρήση, καθαρίστε την κεφαλή μασάζ και επανατοποθετήστε το καπάκι.

Προφυλάξεις:

Δοκιμάστε τη συσκευή στον καρπό σας πριν τη χρήση. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μασάζ εάν δεν παράγει θερμότητα, για να μην καταστρέψετε το δέρμα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα με: μολυσματικές ασθένειες, καρδιακές παθήσεις, υψηλό πυρετό, κακοήγη όγκο, οξεία φλεγμονή, καρδιακές παθήσεις, δερματικές παθήσεις, έγκυες/θηλάζουσες. Η συσκευή χρησιμοποιεί φόρτιση USB (5V), χρειάζεται 2 ώρες για να φορτιστεί πλήρως. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μην αφήνετε την κεφαλή μασάζ στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα ή ακατάλληλη λειτουργία, διακόψτε τη χρήση και επιστρέψτε στο καθορισμένο κέντρο σέρβις. Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, μην τη βυθίζετε σε νερό και μην την καθαρίζετε με διαβρωτικές ουσίες. Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το ρεύμα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. Καθαρίστε το κεφάλι χρησιμοποιώντας μια βαμβακερή πετσέτα ή χαρτομάντιλο. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος, αποφεύγοντας το άμεσο ηλιακό φως. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Παρακαλούμε να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Dimenzije:	119x23x23 mm
Neto težina:	32g
Temperatura:	40°C±5°C
Materijal:	ABS+PC
Vlast:	≤1W
Frekvencija vibracije:	12000 okretaja u minuti
Radna struja:	20-500 mA
Radni napon:	3,7 V
Napon punjenja:	5V
Vrijeme punjenja:	2h
Vrijeme korištenja baterije:	2h

Sigurnost:

Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [f1]:

1. Glava s crveno-plavim LED svjetlom (razina 1 je crveno svjetlo, razina 2 je plavo svjetlo)
2. Glavno tijelo
3. USB priključak za punjenje
4. Masaža glave
5. Tipka za uključivanje/isključivanje za promjenu načina rada
6. Senzorska ploča
7. Utikač

Opis akcije:

Držite tipku za uključivanje/isključivanje 2 sekunde za uključivanje ili isključivanje uređaja, ponovnim kratkim pritiskom mijenjate crveno i plavo fotonsko svjetlo. Crvena LED lampica će treperiti kada je uređaj uključen dok se glava za masažu zagrijava. Nakon postizanja pune temperature od 40°C, dioda će postojano svijetliti. Blink uređaj će vibrirati kada masažna glava i osjetljivo područje istovremeno dodirnu ljudsko tijelo.

Područje upotrebe:

1. Područje oko očiju: Pomiješajte s kremom/gelom za njegu oko očiju, ravnomjerno i nježno masirajući s jedne strane na drugu kako biste podigli, zagladili i dubinski nahranili područje oko očiju.
2. Čelo (lavlja bora): masirajte prema gore od obrva do ruba kose, visokofrekventna mikrovibracijska masaža, djeluje na stanice kože, potiče prodiranje hranjivih iona, ublažava lavlje mrštenje i opušta stisak.
3. Obrazi: masiranje obraza prema gore i prema van ubrzava cirkulaciju, stimulira stanice kože, razgrađuje višak masnoće na licu, uklanjanje sitne bore, učvršćuje i mršavi lice.
4. Područje usta: kako biste podigli kutove usana, poboljšali njihovu prokrvljenost i zagladili ih, masirajte odozdo prema gore.
5. Koža vrata: masirajte odozdo prema gore. Koža će u potpunosti upiti esenciju i ostati dubinski hidrirana.

Opis funkcije:

- **Intellisense** funkcija, tj. upravljanje dodirnom. Ako se ne koristi 2 minute, može se automatski isključiti.
- funkcija grijanja, visokofrekventne mikrovibracije, funkcije fotopomlađivanja i ionizacije.
- visokofrekventna zvučna masaža 12 000 puta/m, potiče cirkulaciju, ubrzava proizvodnju kolagena, obnavlja elastična vlakna.
- udobna masažna glava za toplinsku njegu održava temperaturu od $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, otvara pore i osvježava kožu, održavajući kožu čvrstom, blistavom i elastičnom.
- **plavo svjetlo** i **crveno fotonsko svjetlo** povećavaju propusnost kože. Aktivni sastojci prodiru u dublje dijelove kože, što može učinkovito povećati njezinu elastičnost i smanjiti melanin oko očiju.
- **eliptični** **lučni** dizajn glave za masažu, usko pranja uz kožu, podiže i masira kožu uokolo, uključujući kutove nosa i usta.

Upute za korištenje:

1. Na **lice** nanosite proizvod za njegu, esenciju za njegu kože.
2. U skladu s vašim potrebama za njegu kože, kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje da biste promijenili crveno i **plavo svjetlo** (zadano kao crveno svjetlo kada uključite uređaj).
3. Držite senzorsku ploču jednom rukom i dodirnite kožu masažnom glavom.
4. Nakon upotrebe očistite masažnu glavu i vratite poklopac.

Mjere predostrožnosti:

Testirajte uređaj na zapešću prije upotrebe. Prestanite koristiti masažer ako ne proizvodi toplinu, kako ne biste oštetili kožu. Ako je kabel za napajanje oštećen, nemojte ga koristiti. Uređaj ne smiju koristiti osobe sa: zaraznim bolestima, srčanim bolestima, visokom temperaturom, malignim tumorom, akutnim upalima, srčanim bolestima, kožnim bolestima, trudnicama/dojilkama. Uređaj koristi USB punjenje (5V), potrebno mu je 2 sata da se potpuno napuni. Kada koristite uređaj, ne ostavljajte masažnu glavu predugo na istom mjestu. Nemojte sami rastavljati uređaj. Ako dođe do bilo kakve greške ili neispravnog rada, prekinite korištenje i vratite se u ovlašteni servisni centar. Uređaj nije vodootporan, nemojte ga uranjati u vodu niti čistiti korozivnim tvarima. Prije čišćenja isključite uređaj i pričekajte da se ohladi. Očistite glavu pamučnim ručnikom ili maramicom. Uređaj treba čuvati na suhom i prozračenom mjestu, izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Uređaj nije igračka. Molimo čuvajte izvan dohvata djece.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Mått:	119x23x23mm
Nettovikt:	32g
Temperatur:	40°C±5°C
Material:	ABS+PC
Kraft:	≤1W
Vibrationsfrekvens:	12000 rpm
Arbetsström:	20-500mA
Arbetsspänning:	3,7V
Laddningsspänning:	5V
Laddningstid:	2h
Batterianvändningstid:	2h

Säkerhet:

Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [f1]:

1. Huvud med röd-blått LED-ljus (nivå 1 är rött ljus, nivå 2 är blått ljus)
2. Huvuddel
3. USB-laddningsport
4. Massagehuvud
5. På/Av-knapp för att växla läge
6. Sensorkort
7. Plugg

En beskrivning av åtgärden:

Håll på/av-knappen i 2 sekunder för att slå på eller stänga av enheten, kort tryck igen växlar det röda och blåa fotonljuset. Den röda lysdioden blinkar när enheten slås på medan massagehuvudet värms upp. Efter att ha nått den fulla temperaturen på 40°C kommer dioden att lysa stadigt. Blink-enheten kommer att vibrera när massagehuvudet och avkänningsområdet vidrör människokroppen samtidigt.

Användningsområde:

1. Ögonområdet: Kombinera med ögonvårdskräm/gel, rör sig jämnt och massera försiktigt från sida till sida för att lyfta, jämna ut och ge näring åt ögonområdet.
2. Panna (lejonrynka): massera uppåt från ögonbrynet till hårfästet, högfrekvent mikrovibrationsmassage, verkar på hudceller, främjar inträngningen av näringsjoner, lindrar lejonets rynka pannan och slappnar av greppet.
3. Kinder: masserar kinderna uppåt och utåt, påskyndar blodcirkulationen, stimulerar hudceller, bryter ner överflödigt fett i ansiktet, tar bort fina rynkor, stramar upp och slankar ansiktet.
4. Munområde: för att lyfta läpparnas hörn, förbättra deras blodtillförsel och jämna ut dem, massera nerifrån och upp.
5. Nackhud: massera nerifrån och upp. Huden kommer att helt absorbera essensen och förbli djupt återfuktad.

Funktionsbeskrivning:

- **Intellisense**-funktion, det **vill** säga pekkontroll. Om den inte används på 2 minuter kan den stängas av automatiskt.
- värmefunktion, högfrekvent mikrovibration, fotoförnyring och joniseringsfunktioner.
- högfrekvent ljudmassage 12 000 gånger/m, stimulerar cirkulationen, accelererar kollagenproduktionen, återställer elastiska fibrer.
- ett bekvämt massagehuvud för termisk vård håller en temperatur på $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, öppnar porena och fräschar upp huden, håller huden fast, strålande och elastisk.
- **blått ljus** och **rött fotonljus** ökar hudens permeabilitet. Aktiva ingredienser penetrerar djupare delar av huden, vilket effektivt kan öka dess elasticitet och minska melanin runt ögonen.
- **Elliptisk** bågdesign av massagehuvudet, passar huden, lyft och massera huden runtom, inklusive näs- och munhörn.

Användningsinstruktioner:

1. Applicera vårdprodukten, hudvårdssens på ditt ansikte.
2. Beroende på dina hudvårdsbehov, tryck kort på På/Av-knappen för att växla rött och blått ljus (standard som rött ljus när du slår på enheten).
3. Håll sensorplattan med en hand och rör vid huden med massagehuvudet.
4. Rengör massagehuvudet efter användning och sätt tillbaka locket.

Försiktighetsåtgärder:

Testa enheten på handleden före användning. Sluta använda massageapparaten om den inte producerar värme, för att inte skada huden. Om nätsladden är skadad, använd den inte. Apparaten ska inte användas av personer med: infektionssjukdomar, hjärtsjukdomar, hög feber, elakartad tumör, akut inflammation, hjärtsjukdom, hudsjukdomar, gravida/ammande. Enheten använder USB-laddning (5V), den behöver 2 timmar för att laddas helt. När du använder enheten, lämna inte massagehuvudet på samma plats för länge. Ta inte isär enheten själv. Om något fel eller felaktig funktion uppstår, avbryt användningen och återvänd till det utsedda servicecentret. Enheten är inte vattentät, doppa den inte i vatten eller rengör den med frätande ämnen. Innan du rengör, stäng av strömmen och vänta tills enheten svalnat. Rengör huvudet med en bomullshandduk eller vävnad. Enheten bör förvaras på en torr och ventilerad plats, undvik direkt solljus. Enheten är inte en leksak. Förvara utom räckhåll för barn.

Mer information om företaget och produkterna [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensioner:	119x23x23mm
Nettovægt:	32 g
Temperatur:	40OC±5OC
Materiale:	ABS+PC
Strøm:	≤1W
Vibrationsfrekvens:	12000 rpm
Arbejdsstrøm:	20-500mA
Arbejdsspænding:	3,7V
Ladespænding:	5V
Lade tid:	2 timer
Batteribrugstid:	2 timer

Sikkerhed:

Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [f1]:

1. Hoved med rød-blå LED-lys (niveau 1 er rødt lys, niveau 2 er blåt lys)
2. Hoveddel
3. USB-opladningsport
4. Massagehoved
5. Tænd/sluk-knap for at skifte tilstand
6. Sensorkort
7. Stik

En beskrivelse af handlingen:

Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde eller slukke enheden, kort tryk igen skifter det røde og blå fotonlys. Den røde LED blinker, når enheden tændes, mens massagehovedet varmes op. Efter at have nået den fulde temperatur på 40oC vil dioden lyse konstant. Blink-enheden vil vibrere, når massagehovedet og føleområdet berører den menneskelige krop samtidigt.

Anvendelsesområde:

1. Øjenområdet: Kombiner med øjenplejecreme/gel, bevæg dig jævnt og masser blidt fra side til side for at løfte, udglatte og nære øjenområdet i dybden.
2. Pande (løverynke): massage opad fra øjenbryn til hårgrense, højfrekvent mikrovibrationsmassage, virker på hudceller, fremmer indtrængning af næringsioner, lindrer løvens panderynker og afspænder grebet.
3. Kinder: masserer kinderne opad og udad, accelererer blodcirkulationen, stimulerer hudceller, nedbryder overskydende fedt i ansigtet, fjerner fine rynker, opstrammer og slanker ansigtet.
4. Mundområde: for at løfte hjørnerne af læberne, forbedre deres blodforsyning og udglatte dem, massere nedefra og op.
5. Nakkehud: massage nedefra og op. Huden vil helt absorbere essensen og forblive dybt fugtet.

Funktionsbeskrivelse:

- **Intellisense**-funktion, dvs. berøringskontrol. Hvis den ikke bruges i 2 minutter, kan den automatisk slukkes.
- varmekontrol, højfrekvent mikrovibration, fotoforyngelse og ioniseringsfunktioner.
- højfrekvent sonisk massage 12.000 gange/m, stimulerer cirkulationen, accelererer kollagenproduktionen, genopretter elastiske fibre.
- et behageligt massagehoved til termisk pleje holder en temperatur på $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, åbner porerne og opfrisker huden, holder huden fast, strålende og elastisk.
- **blåt lys** og **rødt fotonlys** øger hudens permeabilitet. Aktive ingredienser trænger ind i dybere dele af huden, hvilket effektivt kan øge dens elasticitet og reducere melanin omkring øjnene.
- **elliptisk buedesign** af massagehovedet, passer tæt til huden, løft og masser huden rundt, inklusive næse- og mundhjørnerne.

Brugsanvisning:

1. Påfør plejeproduktet, hudplejeessens på dit ansigt.
2. I henhold til dine hudplejebehov skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen for at skifte rødt og blåt lys (standard som rødt lys, når du tænder enheden).
3. Hold sensorpladen med den ene hånd og berør huden med massagehovedet.
4. Rengør massagehovedet efter brug og sæt hættten på igen.

Forholdsregler:

Test enheden på dit håndled før brug. Stop med at bruge massageapparatet, hvis det ikke producerer varme, for ikke at beskadige huden. Hvis netledningen er beskadiget, må den ikke bruges. Apparatet bør ikke anvendes til personer med: infektionssygdomme, hjertesygdomme, høj feber, ondartet tumor, akut betændelse, hjertesygdomme, hudsygdomme, gravide/ammende. Enheden bruger USB-opladning (5V), det tager 2 timer at oplade helt. Når du bruger apparatet, må du ikke lade massagehovedet ligge det samme sted for længe. Skil ikke enheden selv ad. Hvis der opstår fejl eller ukorrekt funktion, skal du afbryde brugen og returnere til det udpegede servicecenter. Enheden er ikke vandtæt, nedsænk den ikke i vand eller rengør den med ætsende stoffer. Før rengøring skal du slukke for strømmen og vente, indtil enheden er afkølet. Rengør hovedet med et bomuldshåndklæde eller serviet. Enheden skal opbevares på et tørt og ventileret sted, undgå direkte sollys. Enheden er ikke et legetøj. Opbevar venligst utilgængeligt for børn.

Mere information om virksomheden og produkterne [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Dimensies:	119x23x23mm
Netto gewicht:	32g
Temperatuur:	40OC±5OC
Materiaal:	ABS+PC
Stroom:	≤1W
Trillingsfrequentie:	12000 tpm
Werkende stroom:	20-500 mA
Werkspanning:	3,7V
Laadspanning:	5V
Laadtijd:	2 uur
Gebruiksduur batterij:	2h

Beveiliging:

Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Apparaatbeschrijving [f1]:

1. Kop met rood-blauw LED-licht (niveau 1 is rood licht, niveau 2 is blauw licht)
2. Hoofddeelte
3. USB-oplaadpoort
4. Massagekop
5. Aan/uit-knop om van modus te wisselen
6. Sensorkaart
7. Stekker

Een beschrijving van de actie:

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat aan of uit te zetten. Kort indrukken schakelt opnieuw tussen het rode en blauwe fotonlicht. De rode LED knippert wanneer het apparaat wordt ingeschakeld terwijl de massagekop aan het opwarmen is. Nadat de volledige temperatuur van 40oC is bereikt, zal de diode gestaag gloeien. Het Blink-apparaat trilt wanneer de massagekop en het detectiegebied tegelijkertijd het menselijk lichaam raken.

Toepassingsgebied:

1. Oogcontour: Combineer met oogverzorgende crème/gel, gelijkmatig bewegend en zachtjes masserend van links naar rechts om het ooggebied op te tillen, glad te maken en diep te voeden.
2. Voorhoofd (leeuwenrimpel): masseer naar boven vanaf de wenkbrauw tot aan de haarlijn, hoogfrequente microvibratiemassage, werkt in op de huidcellen, bevordert de penetratie van voedingsionen, verlicht de frons van de leeuw en ontspant de grip.
3. Wangen: masseren van de wangen naar boven en naar buiten, versnelt de bloedcirculatie, stimuleert de huidcellen, breekt overtollig vet in het gezicht af, verwijdert fijne rimpels, verstevigt en maakt het gezicht slanker.
4. Mondgebied: om de hoeken van de lippen op te tillen, de bloedtoevoer te verbeteren en ze glad te maken, masseer van onder naar boven.
5. Nekhuid: masseer van onder naar boven. De huid zal de essentie volledig absorberen en diep gehydrateerd blijven.

Functiebeschrijving:

- **Intellisense-functie**, d.w.z. aanraakbediening. Als het 2 minuten niet wordt gebruikt, kan het automatisch worden uitgeschakeld.
- **verwarmingsfunctie**, hoogfrequente microvibratie, fotoverjonging en ionisatiefuncties.
- **hoogfrequente sonische massage** 12.000 keer/m², stimuleert de bloedsomloop, versnelt de productie van collageen, herstelt elastische vezels.
- **een comfortabele massagekop** voor thermische verzorging handhaaft een temperatuur van 40°C ± 5°C, opent de poriën en verfrist de huid, waardoor de huid stevig, stralend en elastisch blijft.
- **Blauw licht** en **rood fotonlicht** verhogen de doorlaatbaarheid van de huid. Actieve ingrediënten dringen diepere delen van de huid binnen, waardoor de elasticiteit effectief kan worden vergroot en de melanine rond de ogen kan worden verminderd.
- **Elliptisch boogontwerp** van de massagekop, sluit nauw aan op de huid, tilt en masseert de huid rondom, inclusief de hoeken van de neus en mond.

Gebruiksaanwijzing:

1. Breng het verzorgingsproduct, huidverzorgingsessentie, aan op uw gezicht.
2. Afhankelijk van uw huidverzorgingsbehoeften drukt u kort op de aan/uit-knop om rood en blauw licht te schakelen (standaard rood licht wanneer u het apparaat inschakelt).
3. Houd de sensorplaat met één hand vast en raak de huid aan met de massagekop.
4. Maak na gebruik de massagekop schoon en plaats de dop terug.

Voorzorgsmaatregelen:

Test het apparaat vóór gebruik om uw pols. Stop met het gebruik van het massageapparaat als het geen warmte produceert, om de huid niet te beschadigen. Als het netsnoer beschadigd is, gebruik het dan niet. Het apparaat mag niet worden gebruikt bij mensen met: infectieziekten, hartziekten, hoge koorts, kwaadaardige tumor, acute ontsteking, hartziekte, huidziekten, zwangerschap/borstvoeding. Het apparaat maakt gebruik van USB-opladen (5V), het heeft 2 uur nodig om volledig op te laden. Laat de massagekop bij gebruik van het apparaat niet te lang op dezelfde plaats staan. Demonteer het apparaat niet zelf. Als er een storing of onjuist functioneren optreedt, stop dan met het gebruik en ga terug naar het aangewezen servicecentrum. Het apparaat is niet waterdicht, dompel het niet onder in water en maak het niet schoon met bijtende stoffen. Schakel vóór het reinigen de stroom uit en wacht tot het apparaat is afgekoeld. Maak het hoofd schoon met een katoenen handdoek of tissue. Het apparaat moet op een droge en geventileerde plaats worden bewaard, vermijd direct zonlicht. Het apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Boyutlar:	119x23x23mm
Net ağırlığı:	32g
Sıcaklık:	40°C±5°C
Malzeme:	ABS+PC
Güç:	≤1W
Titreşim frekansı:	12000rpm
Çalışma akımı:	20-500mA
Çalışma Gerilimi:	3,7V
Şarj voltajı:	5V
Şarj süresi:	2 saat
Pil kullanım süresi:	

Güvenlik:

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihaz açıklaması [f1]:

1. Kırmızı-mavi LED ışıklı kafa (seviye 1 kırmızı ışık, seviye 2 mavi ışık)
2. Ana gövde
3. USB şarj bağlantı noktası
4. Masaj başlığı
5. Modu değiştirmek için Açma/Kapama düğmesi
6. Sensör kartı
7. Fiş

Eylemin açıklaması:

Cihazı açmak veya kapatmak için Açma/Kapama düğmesini 2 saniye basılı tutun, kısa basıldığında tekrar kırmızı ve mavi foton ışığı açılır. Masaj başlığı ısınırken cihaz açıldığında kırmızı LED yanıp sönecektir. 40oC'lik tam sıcaklığa ulaştıktan sonra diyet sürekli olarak parlayacaktır. Blink cihazı, masaj başlığı ve algılama alanı aynı anda insan vücuduna dokunduğunda titreyecektir.

Kullanım alanı:

1. Göz bölgesi: Göz bakım kremi/jeli ile birleştirin, eşit şekilde hareket edin ve göz bölgesini kaldırmak, pürüzsüzleştirmek ve derinlemesine beslemek için bir yandan diğer yana hafifçe masaj yapın.
2. Alın (aşlan kırışıklığı): kaştan saç çizgisine kadar yukarıya doğru masaj yapın, yüksek frekanslı mikro titreşim masajı, cilt hücrelerine etki eder, besin iyonlarının nüfuzunu artırır, aşlanın kaşlarını çatmasını hafifletir ve kavramayı rahatlatır.
3. Yanaklar: Yanaklara yukarı ve dışa doğru masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır, cilt hücrelerini canlandırır, yüzdeki fazla yağları parçalar, ince kırışıklıkları giderir, yüzü sıkılaştırır ve inceltir.
4. Ağız bölgesi: Dudakların köşelerini kaldırmak, kan akışını iyileştirmek ve pürüzsüzleştirmek için aşağıdan yukarıya doğru masaj yapın.
5. Boyun cildi: aşağıdan yukarıya doğru masaj yapın. Cilt özü tamamen emecek ve derinlemesine nemlenecektir.

Fonksiyon açıklaması:

- **Intellisense işlevi**, yani dokunmatik kontrol. 2 dakika kullanılmazsa otomatik olarak kapatılabilir.
- **Isıtma fonksiyonu**, yüksek frekanslı mikro titreşim, foto gençleştirme ve iyonizasyon fonksiyonları.
- m2'de 12.000 kez yüksek frekanslı sonik masaj, dolaşımı canlandırır, kollajen üretimini hızlandırır, elastik lifleri onarır.
- **Isıtma bakım için** konforlu bir masaj başlığı 40°C ± 5°C sıcaklığı korur, gözenekleri açar ve cildi tazeler, cildi sıkı, parlak ve elastik tutar.
- **Mavi ışık ve kırmızı foton ışığı** cilt geçirgenliğini artırır. Aktif bileşenler cildin daha derin kısımlarına nüfuz ederek elastikiyetini etkili bir şekilde artırabilir ve göz çevresindeki melanini azaltabilir.
- Masaj başlığının eliptik kavisli tasarımı, cilde sıkı bir şekilde uyum sağlar, burun ve ağız köşeleri de dahil olmak üzere cildin her tarafını kaldırır ve masaj yapar.

Kullanım için talimatlar:

1. Bakım ürününü, cilt bakım özünü yüzünüze uygulayın.
2. Cilt bakım ihtiyaçlarınıza göre, kırmızı ve mavi ışığı değiştirmek için Açma/Kapama düğmesine kısa basın (cihazı açtığınızda varsayılan olarak kırmızı ışıktır).
3. Sensör plakasını bir elinizle tutun ve masaj başlığıyla cildinize dokununuz.
4. Kullanımdan sonra masaj başlığını temizleyin ve kapağı değiştirin.

Önlemler:

Kullanmadan önce cihazı bileğinizde test edin. Cilde zarar vermemek için ısı üretmiyorsa masaj cihazını kullanmayı bırakın. Güç kablosu hasarıysa kullanmayın. Cihaz aşağıdaki hastalıklara sahip kişilerde kullanılmamalıdır: bulaşıcı hastalıklar, kalp hastalıkları, yüksek ateş, kötü huylu tümör, akut inflamasyon, kalp hastalığı, cilt hastalıkları, hamile/emziren. Cihaz USB şarjını (5V) kullanır, tamamen şarj olması 2 saat sürer. Cihazı kullanırken masaj başlığını aynı yerde çok uzun süre bırakmayınız. Cihazı kendiniz sökmeyin. Herhangi bir arıza veya hatalı çalışma meydana gelirse, kullanmayı bırakın ve belirlenen servis merkezine götürün. Cihaz su geçirmez değildir, suya batırmayın veya aşındırıcı maddelerle temizlemeyin. Temizlemeden önce gücü kapatın ve cihazın soğumasını bekleyin. Başlığı pamuklu bir havlu veya mendil kullanarak temizleyin. Cihaz kuru ve havalandırılan bir yerde saklanmalı, doğrudan güneş ışığından korunmalıdır. Cihaz oyuncak değildir. Lütfen çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Размери:	119x23x23 мм
Нето тегло:	32gr
температура:	40°C±5°C
Материал:	ABS+PC
мощност:	≤1W
Честота на вибрация:	12000 об./мин
Работен ток:	20-500mA
Работно напрежение:	3,7 V
Зарядно напрежение:	5V
Време за зареждане:	2ч
Време за използване на батерията:	

Сигурност:

Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [f1]:

1. Глава с червено-синя LED светлина (ниво 1 е червена светлина, ниво 2 е синя светлина)
2. Основно тяло
3. USB порт за зареждане
4. Масажна глава
5. Бутон за включване/изключване за превключване на режима
6. Сензорна платка
7. Щепсел

Описание на действието:

Задръжте бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да включите или изключите устройството, кратко натискане отново превключва червената и синята фотонна светлина. Червеният светодиод ще мига, когато устройството е включено, докато масажната глава се нагрява. След достигане на пълната температура от 40°C, диодът ще свети постоянно. Устройството **Blink** ще вибрира, когато масажиратата глава и сензорната зона докоснат човешкото тяло едновременно.

Област на използване:

1. Зона около очите: Комбинирайте с околоочен крем/гел, като се движите равномерно и нежно масажирате от една страна на друга, за да повдигнете, изгладите и дълбоко подхраните зоната около очите.
2. Чело (лъвска бръчка): масажирате нагоре от веждата към линията на косата, високочестотен микровибрационен масаж, действа върху кожните клетки, насърчава проникването на хранителни йони, облекчава лъвското мръщение и отпуска хватката.
3. Бузи: масажирането на бузите нагоре и навън ускорява кръвообращението, стимулира клетките на кожата, разгражда излишните мазнини по лицето, премахва фините бръчки, стяга и изтънява лицето.
4. Зона на устата: за да повдигнете ъглите на устните, да подобрите кръвоснабдяването им и да ги изгладите, масажирате отдолу нагоре.
5. Кожна на шията: масажирате отдолу нагоре. Кожата ще абсорбира напълно есенцията и ще остане дълбоко овлажнена.

Описание на функцията:

- Функция **Intellisense**, т.е. сензорно управление. Ако не се използва в продължение на 2 минути, може да се изключи автоматично.
- функция за нагряване, високочестотна микровибрация, фотоподмладяване и функции за йонизация.
- високочестотен звуков масаж 12 000 пъти/м, стимулира циркулацията, ускорява производството на колаген, възстановява еластичните влакна.
- удобна масажна глава за термична грижа поддържа температура от $40^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, отваря порите и освежава кожата, като я поддържа стегната, сияйна и еластична.
- синята светлина и червената фотонна светлина увеличават пропускливостта на кожата. Активните съставки проникват в по-дълбоките части на кожата, което може ефективно да повиши нейната еластичност и да намали меланина около очите.
- елипсоидна дъга на масажната глава, плътно прилепваща към кожата, повдига и масажира кожата навсякъде, включително ъглите на носа и устата.

Инструкции за употреба:

1. Нанесете продукта за грижа, есенцията за грижа за кожата върху лицето си.
2. Според вашите нужди от грижа за кожата, натиснете кратко бутона за включване/изключване, за да превключите червената и синята светлина (по подразбиране като червена светлина, когато включите устройството).
3. Хванете сензорната пластина с една ръка и докоснете кожата с масажиращата глава.
4. След употреба почистете масажната глава и сменете капачката.

Предпазни мерки:

Тествайте устройството на китката си преди употреба. Спрете да използвате масажора, ако не произвежда топлина, за да не увредите кожата. Ако хранящият кабел е повреден, не го използвайте. Уредът не трябва да се използва от хора с: инфекциозни заболявания, сърдечни заболявания, висока температура, злокачествен тумор, остри възпаления, сърдечни заболявания, кожни заболявания, бременни/кърмачки. Устройството използва USB зареждане (5V), необходими са му 2 часа за пълно зареждане. Когато използвате уреда, не оставяйте масажната глава на едно и също място твърде дълго. Не разгласявайте устройството сами. Ако възникне повреда или неправилно функциониране, преустановете употребата и се върнете в определения сервизен център. Устройството не е водоустойчиво, не го потапяйте във вода и не го почиствайте с корозивни вещества. Преди почистване изключете храняването и изчакайте устройството да изстине. Почистете главата с памучна кърпа или салфетка. Устройството трябва да се съхранява на сухо и проветриво място, избягвайте пряка слънчева светлина. Устройството не е играчка. Моля, дръжте на недостъпно за деца място.

Повече информация за компанията и продуктите [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

وصف الوظيفة

وظيفة التحسس، أي التحكم باللمس إذا لم يتم استخدامه لمدة دقيقتين، فيمكن إيقاف تشغيله تلقائيًا.

وظيفة التسخين، والاهتزاز الدقيق عالي التردد، والتجديد الصوتي، ووظائف التلدين.

تدليك صوتي عالي التردد 12000 مرة/م، يحفز الدورة الدموية، ويسرع إنتاج الكولاجين، ويستعيد الألياف المرنة.

رأس التدليك مريح للعناية الحرارية يحافظ على درجة حرارة 40 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية، ويفتح المسام وينعش البشرة، ويحافظ على البشرة مشدودة ومشرقة ومرنة.

الضوء الأزرق وضوء الفوتون الأحمر يزيد من نفاذية الجلد. تخترق المكونات النشطة الأجزاء العميقة من الجلد، مما يزيد.

من مرونته بشكل فعال ويقلل الميلانين حول العينين.

تصميم قوس بيضاوي لرأس التدليك، يناسب الجلد بشكل وثيق، ويرفع ويدلك الجلد في كل مكان، بما في ذلك زوايا الأنف.

والفم.

تعليمات الاستخدام

1. ضع المنتج العناية وخالصة العناية بالبشرة على وجهك.
2. وفقًا لاحتياجات العناية بالبشرة، اضغط لفترة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف لتبديل الضوء الأحمر والأزرق (الافتراضي كضوء أحمر عند تشغيل الجهاز).
3. أمسك لوحة المستشعر بيد واحدة ولمس الجلد برأس التدليك.
4. بعد الاستخدام، نظفي رأس التدليك واستبدلي الغطاء.

احتياطات

اختبر الجهاز على معصمك قبل الاستخدام. توقف عن استخدام جهاز التدليك إذا لم يصدر حرارة، حتى لا تلحق الضرر بالجلد. إذا كان سلك الطاقة تلفًا، فلا تستخدمه. لا ينبغي استخدام الجهاز في الأشخاص الذين يعانون من: الأمراض المعدية، أمراض القلب، ارتفاع درجة الحرارة، الورم الخبيث، التهاب الحاد، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، الحوامل/المرضعات. يستخدم ويحتاج إلى ساعتين للشحن الكامل. عند استخدام الجهاز، لا تترك رأس التدليك في نفس المكان، (5 فولت) USB الجهاز شحن لفترة طويلة. لا نغم بتفكيك الجهاز بنفسك. في حالة حدوث أي خطأ أو عمل غير صحيح، توقف عن الاستخدام وارجع إلى مركز الخدمة المخصص. الجهاز ليس مقاومًا للماء، ولا تغمره في الماء أو تنظفه بمواد مسببة للتآكل. قبل التنظيف، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وانتظر حتى يبرد الجهاز. تنظيف الرأس باستخدام منشفة قطنية أو منديل. يجب تخزين الجهاز في مكان جاف وجيد التهوية، وتجنب أشعة الشمس المباشرة. الجهاز ليس لعبة. يرجى الابتعاد عن تناول الأطفال.

[f2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

أبعاد:	119 × 23 × 23 ملم
الوزن الصافي:	32 جرام
درجة حرارة:	40 درجة مئوية ± 5 درجة مئوية
مادة:	عيس + الكمبيوتر
قوة:	1 واط
تردد الاهتزاز:	12000 دورة في الدقيقة
العمل الحالي:	20-500 مللي أمبير
بطاقة كهربائية شغالة:	3.7 فولت
تشن الجهد:	5 فولت
وقت الشحن:	2 ساعة
وقت استخدام البطارية:	2 ساعة

حماية:

قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتباع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

[f1]: وصف الجهاز

- باللون الأحمر والأزرق (المستوى 1 هو الضوء الأحمر، والمستوى 2 هو الضوء الأزرق) LED 1. رأس مزود بإضاءة
- الجسم الرئيسي
- USB 3. منفذ شحن
- تدليك الرأس
- زر تشغيل/إيقاف لتبديل الوضع
- لوحة الاستشعار
- التوصيل

وصف الإجراء

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثلاثين ثانية لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، اضغط لفترة قصيرة مرة أخرى الأحمر عند تشغيل الجهاز أثناء تسخين رأس التدليك. بعد LED لتبديل ضوء الفوتون الأحمر والأزرق. سيومض مؤشر الوصول إلى درجة الحرارة الكاملة البالغة 40 درجة مئوية، سوف يتوهج الصمام الثاني بشكل مطرد. سوف يهتز الجهاز عندما يلمس رأس التدليك ومنطقة الاستشعار جسم الإنسان في وقت واحد Blink

مجال الاستخدام

- منطقة العين: يُمزج مع كريم/جل العناية بالعين، ويتحرك بالتساوي ويدلك بلطف من جانب إلى آخر لرفع منطقة العين وتنعيمها وتغذيتها بعمق
- الجبين (تجاعيد الأسد): تدليك لأعلى من الحاجب إلى خط الشعر، تدليك بالاهتزازات الدقيقة عالي التردد، يعمل على خلايا الجلد، ويعزز تغلغل الأيونات المغذية، ويخفف عبوس الأسد ويريح القبضة
- الخدود: تدليك الخدود للأعلى وللخارج، يسرع الدورة الدموية، ويحفز خلايا الجلد، ويكسر الدهون الزائدة في الوجه، ويزيل التجاعيد الدقيقة، ويشد الوجه وينحفه
- منطقة الفم: لرفع زوايا الشفاه وتحسين تدفق الدم إليها وتنعيمها، دلكي من الأسفل إلى الأعلى
- جلد الرقبة: يتم التدليك من الأسفل إلى الأعلى. سوف يمتص الجلد الجوهر تمامًا ويظل رطبًا بعمق



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecz-

nych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Blink